

(en) ENGLISH

Instructions for Use

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

A printed version of the Instructions for Use will be provided within seven days upon request to BioGlue customer service through any of the contact means listed below.

Phone: 888.427.9654 • Fax: 770.590.3753
Email: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Phone: +1 (888) 427-9654
FAX +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

EXPLANATION OF SYMBOLS

	Manufacturer		Consult instructions for use / Consult electronic instructions for use
	Date of manufacture		Caution
	EU Authorized Representative	RxONLY	Caution: Federal (USA) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician
	Importer		Non-pyrogenic
	Medical Device		Contains biological material of animal origin
	Do not use if package is damaged		MR safe
	Single sterile barrier system		Catalogue number
	Double sterile barrier system		Batch code
	Sterilized using ethylene oxide		Unique device identification
	Sterilized using irradiation		Use-by date
	Do not re-sterilize		Country of manufacture
	Do not re-use		Quantity
	Temperature limit		

PRODUCT DESCRIPTION

BioGlue® Surgical Adhesive is a two-component surgical adhesive composed of solutions of purified bovine serum albumin and glutaraldehyde. Once dispensed, the adhesive solution (in predefined ratio) are mixed within the applicator tip where cross-linking begins. The glutaraldehyde molecules covalently bond (cross-link) the BSA molecules to each other and, upon application, to the tissue proteins at the repair site, creating a flexible mechanical seal independent of the body's clotting mechanism. BioGlue Surgical Adhesive (hereinafter BioGlue) begins to polymerize within 20 to 30 seconds and reaches its bonding strength within 2 minutes. BioGlue also adheres to synthetic graft materials via mechanical interlocks within the interstices of the graft matrix.

The following accessories are sold separately to aid in the delivery of BioGlue Surgical Adhesive:

Product Code	Product Description
BGAT-SY	Applicator tip
BGAT-10-SY	Syringe extender tip - 10cm
BGAT-27-SY	Syringe extender tip - 27cm
BGST-12	Spreader applicator tip - 12mm
BGST-16	Spreader applicator tip - 16mm
BGDTE-10	Delivery tip extension - 10cm
BGDTE-27	Delivery tip extension - 27cm
BGDTE-35	Delivery tip extension - 35cm

BioGlue syringes are available in 3 configurations - 2mL, 5mL, and 10mL. Each syringe is composed of bovine serum albumin (BSA) and glutaraldehyde solutions in a 4:1 ratio, respectively. The BSA solution is amber in color and free-flowing. The glutaraldehyde solution is clear and also free-flowing.

The specification for the BSA solution is a 45% (weight/volume ratio) solution. The maximum 45% BSA solution target weights for each size are: 2.71 grams (2mL syringe), 4.75 grams (5mL syringe), and 9.50 grams (10mL syringe). Based on these targets, the maximum quantity of animal origin material coming into contact with the patient when using a single device is 1.22 grams (2mL syringe), 2.14 grams (5mL syringe), and 4.23 grams (10mL syringe) for each configuration.

The specification for the glutaraldehyde solution is a 10% (weight/volume ratio) solution. The maximum 10% glutaraldehyde solution target weights for each size are: 0.63 grams (2mL syringe), 1.10 grams (5mL syringe), and 2.16 grams (10mL syringe). Based on these targets, the maximum quantity of glutaraldehyde coming into contact with the patient when using a single device is 0.06 grams (2mL syringe), 0.11 grams (5mL syringe), and 0.22 grams (10mL syringe) for each configuration.

INDICATIONS / INTENDED PURPOSE

BioGlue Surgical Adhesive is indicated for use as an adjunct to standard methods of surgical repair (such as sutures, staples, and/or patches) to adhere, seal, and/or reinforce soft tissue. Indicated soft tissues are cardiac, vascular, pulmonary, and dural.

TARGET PATIENT POPULATION

Adult patients undergoing surgery who require an adjunct to standard method of surgical repair to bond, seal, and/or reinforce cardiac, vascular, dural, and pulmonary tissue.

INTENDED USERS

BioGlue Surgical Adhesive is intended to be used by healthcare professionals, such as surgeons, qualified in the appropriate indication.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- BioGlue reaches full bonding strength within 2 minutes.¹
- BioGlue Surgical Adhesive forms strong covalent bonds with tissue and mechanically interlocks with synthetic graft material. These strong bonds lead to BioGlue having a recorded burst strength of at least 560mmHG in vitro studies.^{1,4,5}

In large vascular and cardiac procedures where BioGlue was used:

- Decrease in anastomotic bleeding when compared to standard repair technique.¹²

In pulmonary, large vascular and cardiac procedures where BioGlue was used:

- Reduction in ICU and hospital stays when compared to standard surgical technique.^{12,19,23}

In aortic dissection repair where BioGlue was used:

- Fewer pledges, hemostatic agents, and make-up stitches were required when compared standard surgical technique.¹⁷
- Operating room time, cross clamp time, circulatory arrest time, bypass time were reduced when compared to surgical technique.^{18,19}
- The use of platelets, plasma, and blood cells were reduced when compared to standard surgical technique.^{17,19}

In pulmonary procedures where BioGlue has been used:

- BioGlue has been shown to be effective in sealing air leaks when applied to a deflated or inflated lung.^{6,7,8,9}
- Air leak duration was reduced when compared to standard surgical repair.^{6,8,23}

In dural procedures where BioGlue has been used:

- CSF leaks were reduced when compared to standard surgical repair.^{20,21,22}

BioGlue Surgical Adhesive Accessories aid in the delivery of BioGlue.

CLINICAL BENEFITS

In large vascular, cardiac, pulmonary, and dural procedures where BioGlue was used:

- Pseudoaneurysm rates have been shown to be lower when compared to published literature on standard repair technique.^{11,14,15}
- Complication rates have been shown to be lower when compared to published literature on standard repair technique.^{12,2,23,18}
- Mortality rates have been shown to be lower when compared to reported literature on standard repair technique.^{10,11,12,13,16}

CONTRAINDICATIONS

BioGlue is contraindicated for use in cerebrovascular repairs and any intra-luminal areas. BioGlue is not for patients with known sensitivity to materials of bovine origin.

WARNINGS

- Do not use BioGlue as a substitute for sutures or staples in tissue approximations.
- Do not use BioGlue in a manner that would contact or obstruct circulating blood flow during or after application. BioGlue entering the circulation can result in local or embolic vascular obstruction.

- Do not use BioGlue in a manner that would obstruct circulating air or other luminal fluid flow during or after application.
- Avoid contact with nerves, eyes, or other tissue not intended for application.
- An animal study²⁴ has shown that direct application of BioGlue to the exposed phrenic nerve can cause acute nerve injury. A separate animal study²⁵ has shown that direct application of BioGlue to the surface of the sinoatrial node (SAN) of the heart can cause coagulation necrosis that extends into the myocardium, which could reach underlying conduction tissue and may cause acute, focal SAN degeneration. Subsequent animal studies^{26,27} have demonstrated that chlorhexidine gluconate gel can protect the phrenic nerve, the myocardium, and the underlying SAN from potential injury from BioGlue use.

- Do not use BioGlue if staff is not adequately protected (e.g., wearing gloves, mask, protective clothing, and safety glasses). Unreacted glutaraldehyde may cause irritation to eye, nose, throat, or skin; induce respiratory distress; and cause local tissue necrosis. Prolonged exposure to unreacted glutaraldehyde may cause central nervous system or cardiac pathology. If contact occurs, flush affected areas immediately with water and seek medical attention.

- Polymerized BioGlue has space occupying properties. When used improperly, or applied incorrectly, serious adverse events have been reported relating to compression of adjacent anatomic structures. BioGlue should be used only when complete visualization of the target application location is possible, when it is properly primed to achieve optimal viscosity, and a minimal amount is used. Please see the *Indications/Intended Purpose and Directions for Use* sections on this label.

- Minimize use of BioGlue in patients with abnormal calcium metabolism (e.g. chronic renal failure, hyperparathyroidism). Glutaraldehyde-treated tissue has an enhanced propensity for mineralization. Laboratory experiments indicate that unreacted glutaraldehyde may have mutagenic effects.

- Do not use BioGlue in the presence of infection and use with caution in contaminated areas of the body.

- Exercise caution with repeat exposure of BioGlue in the same patient. Hypersensitivity reactions are possible upon exposure to BioGlue. Sensitization has been observed in animals.

- BioGlue contains a material of animal origin, which may be capable of transmitting infectious agents.

- The use of BioGlue in pregnant/breast feeding women has not been studied.

- BioGlue syringe and BioGlue accessories are single-use devices and should not be used in more than one patient.

- The use of BioGlue in pediatric patients has not been studied. BioGlue should not be applied circumferentially to tissue and may not allow that tissue to grow or expand.

- The suitability of BioGlue for treatment of Bronchopleural Fistula (BPF) or Lymphatic Leakage is not confirmed by sufficient data.

- When BioGlue is used in conjunction with any other material, the instructions for both products should be carefully reviewed and adhered to.

PRECAUTIONS

- It is recommended that surgical gloves, sterile gauze pads/towels, and surgical instruments be maintained moist to minimize the potential for BioGlue inadvertently adhering to these surfaces.

- BioGlue syringe, applicator tips, spreader tips, and syringe extender tips are for single patient use only. Do not re-sterilize.
- Do not use if packages have been opened or damaged.
- Take care not to spill contents of the syringe.
- Do not compress the syringe plunger while attaching it to the syringe.
- Do not apply BioGlue in a surgical field that is too wet. This may result in poor adherence.
- Avoid tissue contact with material expelled from applicator during priming.
- BioGlue polymerizes rapidly. Priming must occur quickly, followed immediately by the application of BioGlue. Pausing between priming and application can cause polymerization within the applicator tip.
- Do not use blood saving devices when suctioning excess BioGlue from the surgical field.
- Clamp and depressurize vessels prior to applying BioGlue to targeted anastomoses.
- To prevent the entrance of BioGlue into the cardiovascular system, avoid any negative pressure during application and polymerization of BioGlue. For example, left ventricular vents should be turned off prior to the application of BioGlue. There have been reports of BioGlue being suctioned into the aorta and impeding heart valve function when used in conjunction with an active left ventricular vent.
- Do not peel away BioGlue from an unintended site, as this could result in tissue damage.
- Do not implant BioGlue into closed anatomic locations that are in immediate proximity to nerve structures.
- Due to clinical reports²⁶ of ineffective sealing when BioGlue is used in the translabyrinthine approach for acoustic neuroma repairs, its use with this surgical approach is not recommended. Successful use of the product using the middle fossa or retrosigmoid approach for acoustic neuroma repair has been described in the literature and is recommended.²⁶
- Published human clinical data has shown that excessive application of BioGlue in lung surgery can cause residual air space and atelectasis.⁷
- This device should be handled and disposed of in accordance with all applicable regulations including, without limitation, those pertaining to human health and safety and the environment.

UNDESIRABLE SIDE EFFECTS / ADVERSE INCIDENTS - OBSERVED AND POTENTIAL

Knowledge of all possible complications of soft tissue repair surgery is necessary for physicians performing these procedures. Complications specific to these types of surgeries may occur at any time during or after the procedure.

Observed Undesirable Side Effects / Adverse Events:

Adverse events observed during the clinical studies included the following: BioGlue applied to nontargeted tissue, Failure of BioGlue to adhere, Death, Vessel rupture and hemorrhage, Cerebral spinal fluid leak, Infection, Inflammatory, Immune systemic allergic reaction, Irreversible morbidity, Ischemia, Myocardial infarction, Neurological deficit, Organ system failure, Paraplegia, Pleural Effusion, Renal Dysfunction/failure, Respiratory Dysfunction/Failure, Stroke or Cerebral Infarction, Thromboembolism, and Thrombosis.

Potential Undesirable Side Effects / Adverse Events That May Occur from the Use of BioGlue:

Complications specific to the adjunctive use of BioGlue Surgical Adhesive during soft tissue repair surgery may include, but are not limited to, the following: hypersensitivity reaction such as swelling or edema at the application site, failure of product to

adhere to tissue, application of adhesive to tissue not targeted for procedure, inflammatory and immune response, allergic reaction, mineralization of tissue, local tissue necrosis, vessel obstruction, bronchial or luminal obstruction, thrombosis and thromboembolism, pulmonary emboli, injury to normal vessels or tissue, stenosis, seroma, pseudaneurysm, and possible transmission of infectious agents from material of animal origin.

PACKAGING AND STORAGE

The BioGlue syringe and applicator tips are supplied sterile. Discard any unused material from opened or damaged product.

The BioGlue solutions are contained within a capped, double-chambered sterile syringe. Polymerized BioGlue is non-pyrogenic. Store below 25°C, but do not freeze.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

BioGlue Surgical Adhesive is MR safe (i.e., an item that poses no hazards in all MR environments).

DIRECTIONS FOR USE

Apply BioGlue Surgical Adhesive prophylactically or after a leak is detected.

Device Preparation

The BioGlue Surgical Adhesive Syringe delivery system consists of: syringe, syringe plunger and applicator tip.

Inside the BioGlue Syringe box there are two separate pouches. One contains the syringe and the syringe plunger, and one contains four applicator tips.

The 10mL BioGlue Syringe box includes an additional pouch containing three 12mm Spreader Tips. Visually inspect all pouches prior to use. If any breaches in the sterile barrier system are present, do not use.

1. Remove the syringe, syringe plunger, and applicator tips from their packaging. While holding the syringe upright, tap the syringe until the air bubbles in the solutions rise to the top of the syringe.



Figure 1



Figure 2

NOTE: Continue to hold the syringe upright during the entire assembly of the delivery system to keep the bubbles toward the top of the syringe.

2. Remove an applicator tip from its packaging and inspect the collar portion of the tip to ensure that the pointer portion is directly over the larger port. If not, rotate the locking collar on the shaft until the pointer is over the larger port. While firmly grasping the syringe, nose upward, turn the cap 90° counterclockwise and remove the cap by rocking it from side-to-side. Align the tip with the syringe using the corresponding notches on each and place the tip on the syringe.



Figure 3

CAUTION: ▲ Take care not to spill solution from the syringe during assembly.

3. Lock the applicator tip in place by pushing the tip firmly toward the syringe and rotating the tip 90° clockwise.



Figure 4

While keeping the syringe upright, align the small and large barrels of the syringe with the corresponding syringe plunger heads and slide the plunger into the back of the syringe until resistance is felt. The syringe delivery device is now assembled.



Figure 5

CAUTION: ▲ Do not lay the assembled device on its side until all air has been purged (see next paragraph).

CAUTION: ▲ Before using BioGlue in the procedure, the syringe must be purged of the residual air space and the applicator tip must be primed. Refer to [Site Preparation, Syringe Air Space Removal and Applicator Tip Priming](#).

4. If using an applicator tip with a flexible extension, a desired angle may be created by bending the extension at the appropriate location to the desired angle and holding for 3-5 seconds. The angle created should be maintained for up to 5 minutes.
5. To remove occluded applicator tips, grasp the applicator tip collar, rotate the tip collar counterclockwise, and lift the tip off the syringe by rocking it side to side.

Site Preparation, Syringe Air Space Removal and Applicator Tip Priming

1. The target surgical field must be properly prepared prior to either removal of the residual air space, priming, or applying BioGlue. BioGlue works best when the target surgical field is dry. A dry surgical field can be described as a field that does not re-stain with blood within 4-5 seconds after wiping dry with a surgical sponge.

CAUTION: ▲ Do not attempt to apply BioGlue to a field that is too wet. Application of BioGlue into a wet field may result in the failure of BioGlue to adhere.

2. The residual syringe air space must be removed prior to BioGlue application. Again, it is important to hold the assembled syringe upright to ensure that the air bubbles in the solutions are located at the top of the syringe. Purging of the air space can now be accomplished using two different methods:

- a. Compress the plunger only until the solutions are even with the top of the syringe body. Once the residual air space has been removed the syringe is ready for priming (refer to Step 3) and immediate use.
- b. Compress the plunger until both solutions can be visibly seen in the base of the tip. The airspace has now been removed, but this tip is now occluded with polymerized

BioGlue and will need to be changed prior to priming (refer to Step 3) and application to the target site.




Figure 6

NOTE: Each syringe only needs to be purged of residual airspace upon its initial use.

3. If BioGlue Surgical Adhesive does adhere to an undesired location, allow the adhesive to polymerize and then gently dissect the adhesive away from the unintended area with forceps and scissors. Do not attempt to peel away the BioGlue Surgical Adhesive as this could result in tissue damage at the application site.
4. For vessel repair, apply an even adhesive coating 1.2 - 3.0 mm thick for anastomosis of vessels/grafts greater than 2.5 cm in diameter; apply an even adhesive coating 0.5 - 1.0 mm for vessels/grafts less than 2.5 cm in diameter.
5. The area of adhesive application should NOT be compressed or subjected to extra pressure. BioGlue works optimally when it is allowed to polymerize without any manipulation for a full two minutes. Once the adhesive has polymerized, secure with sutures as necessary.
6. After adhesive polymerizes, trim away excess or irregular adhesive edges with scissors and pickups.

CAUTION: Avoid direct contact with material expelled during priming.

CAUTION: If there is evidence of syringe breakage or leakage, discard the device and open/use a new one.

5. When the applicator tip has been properly primed, proceed immediately to application.

CAUTION: BioGlue polymerizes very quickly. The surgeon must apply BioGlue immediately after priming.

Pausing between priming and application can cause polymerization of BioGlue within the applicator tip. Should this occur, replace the obstructed tip with a new tip and repeat the steps for applicator tip priming. Do not continue to apply pressure to the plunger once the tip has occluded.

General Techniques for the Use of BioGlue in Surgery^{6,23,29,30}

Before using BioGlue Surgical Adhesive, surgeons should become familiar by appropriate training with the surgical techniques and variations of their specific procedures. The use of BioGlue Surgical Adhesive should be practiced with the product prior to initial use in the surgical suite.

1. The patient should be prepared and draped according to the hospital's standard procedures. Procedures such as entry of the chest or pleural space, cardiopulmonary bypass, clamping, and myocardial protection should follow the surgeon's standard techniques.
2. The tissue surrounding the surgical site can be protected from the undesired application of BioGlue Surgical Adhesive by placing moist sterile gauze pads in these areas. Directly after application, remove gauze while adhesive is still soft, wiping away excess adhesive residue from around the site.

CAUTION: Do not use blood saving devices when suctioning excess BioGlue.

CAUTION: Clamp and depressurize vessels prior to applying BioGlue to targeted anastomoses.

CAUTION: Avoid suctioning BioGlue into the vessels when applying it to targeted anastomoses.

3. If BioGlue Surgical Adhesive does adhere to an undesired location, allow the adhesive to polymerize and then gently dissect the adhesive away from the unintended area with forceps and scissors. Do not attempt to peel away the BioGlue Surgical Adhesive as this could result in tissue damage at the application site.

4. For vessel repair, apply an even adhesive coating 1.2 - 3.0 mm thick for anastomosis of vessels/grafts greater than 2.5 cm in diameter; apply an even adhesive coating 0.5 - 1.0 mm for vessels/grafts less than 2.5 cm in diameter.
5. The area of adhesive application should NOT be compressed or subjected to extra pressure. BioGlue works optimally when it is allowed to polymerize without any manipulation for a full two minutes. Once the adhesive has polymerized, secure with sutures as necessary.
6. After adhesive polymerizes, trim away excess or irregular adhesive edges with scissors and pickups.

Specific Techniques for the Use of BioGlue in Aortic Dissection Surgery^{6,11,13-19}

1. The dissected layers of the aorta should be initially cleared of blood and thrombus material and should be dried, to the extent possible, with surgical sponges.
2. For the distal end of the dissection repair, insert a balloon catheter into the true lumen to define the distal terminus for the application of BioGlue. In addition, the dissected layers of the aorta should be closely approximated by inserting a dilator, sponge, or catheter into the true lumen to preserve the natural architecture of the vessel.

BioGlue should then be dispensed into the false lumen as far distally as the distal balloon catheter will allow. Filling the false lumen should proceed from distal to proximal with a spiraling out motion for smooth application. Completely fill the false lumen with BioGlue; avoid overfilling the false lumen and spilling BioGlue into the true lumen or surrounding tissue.

3. For the proximal end of the dissection repair, the dissected layers of the aorta should also be closely approximated by using a dilator, sponge, or catheter. If necessary, moist gauze pads should be placed over the aortic valve leaflets to protect them from inadvertent application of BioGlue. BioGlue should then be dispensed to fill the false lumen.

Graft material may be sutured directly onto the tissues adhered and reinforced with BioGlue at both the proximal and distal aspects of the dissection repair. Allow BioGlue to completely polymerize without any manipulation for a full two minutes prior to suturing through the adhered tissue layers.

CAUTION: In order to preserve the patency of the coronary lumen in the event of dissection extension, placement of a catheter into the coronary ostia prior to BioGlue application should be considered.

Use of BioGlue in Lung Surgery^{6,9}

BioGlue has been shown to be effective when applied to a deflated or inflated lung.

Disposal Instructions

Discard any unused material from open or damaged product by placing it in a biohazard bin.

Summary of Safety and Clinical Performance

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Lifetime of BioGlue

BioGlue Surgical Adhesive is intended for long-term use (for more than 30 days). BioGlue degrades via proteolysis; it can be slow to resorb dependent on the quantity of adhesive applied and vascularity of the target tissue.

Reporting of Serious Incidents

Serious Incidents that occur in relation to BioGlue should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the patient is established. Contact information for reporting to manufacturer is below:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW · Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Phone: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldassurance@artivion.com

REFERENCES

References regarding the information in this insert are available upon request.

¹Artivion Data on File. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation

²Miscali M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion). Presented at the Laparoscopic Aortiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France. January 28, 2000

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary *in vivo* and *in vitro* results. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mto.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy. Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83

⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12

⁹Herget GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery. Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7

¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients. The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)

¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. J Am Coll Surg 2003;197:243-253

¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52

¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? J Thorac Dis 2017

¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. J Card Surg 2011; 26:76-81

¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.

¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. Protocol BG1001

¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. REV CHIM (Bucharest) - 70 - No. 6 – 2019

¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/ Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. J Card Surg. 2003;18:500-3

²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transsphenoidal surgery: A case series. Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376

²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures. J Clin Neurosurg. 2003; 10:92-95

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures. J Clin Neurosci. 2003 Nov;10(6):661-

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.

²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. Presented at the 34th Association of Academic Surgery 2000

²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. Presented at Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams. (Abstract) 2000

²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive. Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001

²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001

²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. Otol Neurrol 2006;27:102-5.

²⁹Raanani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. Ann Thorac Surg 2001;72:638-40

³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76

DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITS OF LIABILITY

ARTIVION DISCLAIMS ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS SURGICAL ADHESIVE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ARTIVION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. In the event that such disclaimer is found invalid or unenforceable for any reason: (i) any action for breach of warranty must be commenced within one year after any such claim or cause of action accrued and (ii) the remedy for any such breach is limited to the replacement of the product.

Artivion and BioGlue are registered trademarks of Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. All rights reserved. Printed in the USA.

PRODUCT INFORMATION DISCLOSURE

Handling and storage of this device by the user, as well as factors related to the patient, the diagnosis, treatment, surgical procedures, and other matters beyond manufacturer's control, may directly affect this device and the results obtained from its use.

(bg) БЪЛГАРСКИ

Инструкции за употреба

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Можете да получите печатна версия на инструкциите за употреба в срок от седем дни при подаване на заявка в центъра за обслужване на клиенти на BioGlue, като използвате данните за контакт по-долу.

Тел.: 888-427-9654 • Факс: 770-590-3753

Имейл: customer_service.us@artivion.com



ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA

Тел.: +1 (888) 427-9654

ФАКС: +1 (770) 590-3753

www.artivion.com

EC

REP



JOTEC GmbH

Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ

	Производител		Консултирайте се с инструкциите за употреба/консултирайте се с електронните инструкции за употреба
	Дата на производство		Внимание
	Упълномощен представител за ЕС	RxONLY	Внимание: федералното законодателство (на САЩ) ограничава продажбата на това изделие да се извършва само от лекар или по поръчка на лекар
	Вносител		Непирогенно
	Медицинско изделие		Съдържа биологичен материал от животински произход
	Не използвайте, ако опаковката е повредена		Безопасно при МР
	Единична стериилна бариерна система		Каталожен номер
	Двойна стериилна бариерна система		Код на партидата
	Стерилизирано с етиленов оксид		Уникален идентификатор на изделието
	Стерилизирано с радиация		Срок на годност
	Не стерилизирайте повторно		Държава на производство
	Само за еднократна употреба		Количество
	Температурна граница		

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Хирургичното лепило BioGlue® представлява двукомпонентно хирургично лепило, което се състои от разтвор на пречистен повежди серумен албумин и глутаралдехид. След дозиране разтворът на лепилото (в предварително зададено съотношение) се смесва във върха за нанасяне, където възникава кръстосано свързване. Молекулите на глутаралдехида се свързват ковалентно (кръстосано) към молекулите на повежди серумен албумин, а при нанасяне – и към тъканните протеини на мястото на интервенцията. Това създава гъвкаво механично уплътнение, което е независимо от съзираната механизъм на организма. Хирургичното лепило BioGlue (наричано по-долу за краткото „BioGlue“) започва да се полимеризира в рамките на 20 до 30 секунди и достига якостта си на свързване в рамките на 2 минути. BioGlue се прикрепва и към материали, от които са изработени синтетичните графтове, като се свързва механично и кръстосано с пролуките в матрицата на графта.

Следните принадлежности, които подпомагат въвеждането на хирургичното лепило BioGlue, се продават отделно:

Продуктов код	Описание на продукта
BGAT-SY	Връх за нанасяне
BGAT-10-SY	Връх на удължител за спринцовка – 10 см
BGAT-27-SY	Връх на удължител за спринцовка – 27 см
BGST-12	Разнасящ връх за нанасяне 12 mm
BGST-16	Разнасящ връх за нанасяне 16 mm
BGDTE-10	Удължител за връх за въвеждане – 10 см
BGDTE-27	Удължител за връх за въвеждане – 27 см
BGDTE-35	Удължител за връх за въвеждане – 35 см

Спринцовките BioGlue се предлагат в 3 конфигурации – 2 ml, 5 ml и 10 ml. Всяка спринцовка съдържа разтвор на повежди серумен албумин (ГСА) и глутаралдехид в съотношение съответно 4:1. Разтворът на ГСА е калибриран на цвят и представлява свободно течаща течност. Разтворът на глутаралдехид е бистър и също представлява свободно течаща течност.

Спецификацията за разтвора на ГСА е 45% (съотношение тегло/обем) разтвор. Максималното целеово тегло за 45% разтвор на ГСА за всеки размер е: 2,71 грама (2-ml спринцовка), 4,75 грама (5-ml спринцовка) и 9,5 грама (10-ml спринцовка). Въз основа на тези целееви стойности максималното количество материал от животински произход, което влиза в контакт с пациентта при употреба на единично изделие, е 1,22 грама (2-ml спринцовка), 2,14 грама (5-ml спринцовка) и 4,23 грама (10-ml спринцовка) за всяка конфигурация.

Спецификацията за разтвора на глутаралдехид е 10% (съотношение тегло/обем) разтвор. Максималното целеово тегло за 10% разтвор на глутаралдехид за всеки размер е: 0,63 грама (2-ml спринцовка), 1,10 грама (5-ml спринцовка) и 2,16 грама (10-ml спринцовка). Въз основа на тези целееви стойности максималното количество глутаралдехид, което влиза в контакт с пациентта при употреба на единично изделие, е 0,06 грама (2-ml спринцовка), 0,11 грама (5-ml спринцовка) и 0,22 грама (10-ml спринцовка) за всяка конфигурация.

ПОКАЗАНИЯ/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Хирургичното лепило BioGlue е показано за употреба като допълнение към стандартните методи за хирургична интервенция (например шевове, скоби и/или пластири) за залепване, уплътняване и/или подсилване на меките тъкани. Показанието меки тъкани са сърдечни, съдови, белодробни и дурални.

ЦЕЛЕВА ПОПУЛАЦИЯ/ПАЦИЕНТИ

Възрастни пациенти, подложени на оперативно лечение, които се нуждаят от допълнение към стандартен метод за хирургична интервенция за съединяване, уплътняване и/или подсилване на сърдечни, съдови, дурални и белодробни тъкани.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Хирургичното лепило BioGlue е предназначено за употреба от здравни специалисти, като например хирург, които са квалифицирани за съответните показания.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BioGlue достига пълна якост на свързване в рамките на 2 минути.¹
- Хирургичното лепило BioGlue сформира силни ковалентни връзки с тъканите и се свързва механично и кръстосано с материали на синтетичните графтове. В резултат на тези силни връзки регистрираната якост на пробиване на BioGlue в *in vitro* проучвания е най-малко 560 mmHg, 1,3,4

В процедури на големи съдове и сърдечни процедури, при които е използвано лепилото BioGlue:

- понижаване в анастомотичното кървене в сравнение със стандартната интервенционна техника;¹²

В белодробни процедури, процедури на големи съдове и сърдечни процедури, при които е използвано лепилото BioGlue:

- съкращаване на престоя в интензивни и болнични отделения в сравнение със стандартната интервенционна техника;^{12,19}

При хирургична интервенция за коригиране на аортна дисекция, при които е използвано лепилото BioGlue:

- необходимо е по-малко количество тампони, хемостатични агенти и коригиращи шевове в сравнение със стандартната интервенционна техника;¹⁷
- съкратено време в операционната зала, време на латерално прилагане на клампа, време на циркуляторен арест и време на бандаж в сравнение със стандартната интервенционна техника;^{18,19}
- намалена употреба на тромбоцити, плазма и кръвни клетки в сравнение със стандартната интервенционна техника.^{17,19}

В белодробни процедури, при които е използвано лепилото BioGlue:

- напице са данни, че BioGlue ефективно уплътнява изтичане на въздух, когато се нанася при дефлапан или раздущ бял дроб; 6,7,8,9
- съкратена продължителност на изтичането на въздух в сравнение със стандартната интервенционна техника;^{6,8,23}

В дурални процедури, при които е използвано лепилото BioGlue:

- съкратена продължителност на изтичане на ГМТ в сравнение със стандартната интервенционна техника;^{20,21,22}

Принадлежностите за хирургичното лепило BioGlue спомагат за въвеждането на BioGlue при процедура.

КЛИНИЧНИ ПОЛЗИ

В процедури на големи съдове, сърдечни, белодробни и дурални процедури, при които е използвано лепилото BioGlue:

- напице са данни за по-малко псевдоаневризми в сравнение със стойностите в публикуваната литература за стандартната интервенционна техника;^{11,14,15}
- напице са данни за по-малки усложнения в сравнение със стойностите в публикуваната литература за стандартната интервенционна техника;^{12,2,23,18}
- напице са данни за по-ниска смъртност в сравнение със стойностите в публикуваната литература за стандартната интервенционна техника;^{10,11,12,13,16}

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

BioGlue е противопоказано за употреба при мозъчно-съдови хирургични интервенции и във всяка интрапулмарна зона. BioGlue не е подходящ за пациенти с известна чувствителност към материали от повежди произход.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не използвайте BioGlue като заместител за хирургични шевове или скоби при априкосимиации на тъкани.
- Не използвайте BioGlue по начин, който би могъл да влезе в контакт със или да наруши кръвния поток по време на или след нанасяне. Навлизането на BioGlue в кървообращението може да доведе до локална или емболична съдова обструкция.
- Не използвайте BioGlue по начин, който би могъл да наруши потока на въздух или на друга луминарна течност по време на или след нанасяне.
- Избягайте контакт с нервите, очите или други тъкани, които са предназначени за приложението.
- В проучване върху животни²⁴ е демонстрирано, че прякото нанасяне на BioGlue върху оголен френичен нерв може да доведе до остра нервна увреда. В отдельно проучване върху животни²⁵ е демонстрирано, че прякото нанасяне на BioGlue по повърхността на синоатриалния възел (SAN) на сърцето може да причини коагулационна некроза, която нализа в миокарда, като може да стигне до подлежащата проводница тъкан и може да причини остра фокална дегенерация на SAN. В последващи проучвания върху животни^{26,27} е демонстрирано, че гел на хлорхексидин глюконат има способността да защитава френични нерви, миокарда и подлежащия SAN от потенциална увреда вследствие на нанасяне на BioGlue.
- Не използвайте BioGlue, ако персоналът не е подобающ за защитен (например чрез ръкавици, маска, предланци облекло и предланци очила). Нерепариралят глутаралдехид може да причини раздразнение на очите, носа, гърлото или кожата, да предизвика респираторен дистрес и локална тъканска некроза. Продължителното излагане на нерепарирал

глутаралдехид може да причини патологии в централната нервна система или сърцето. При контакт промийте незабавно засенчите зони с вода и потърсете лекарска помощ.

- Полимеризираното лепило BioGlue има свойството да замяни пространства. При неподходяща употреба или неправилно нанасяне са съобщавани сериозни нежелани реакции, свързани с компресиране на съседни анатомични структури. BioGlue трябва да се използва само когато е възможна пълна визуализация на целиево място на нанасяне, когато лепилото е подходящо подгответо за постигане на оптимален високозитет и при използване на възможно най-малко количество. Вижте раздел *Показания/предназначение и Указания за употреба на тази листовка*.
- Свеждайте до минимум употребата на BioGlue при пациенти с абнормен метаболизъм на калций (например хронична бъбречна недостатъчност, хиперпаратиреоидизъм). Третираните с глутаралдехид тъкани имат повищена склонност към минерализация. Лабораторните експерименти сочат, че нереагиращият глутаралдехид може да има мутагенен ефект.
- Не използвайте BioGlue при наличие на инфекция и използвайте с повищено внимание в зони от тялото с известна контаминация.
- Процедурите с повищено внимание при повторно излагане на същия пациент на лепилото BioGlue. Възможни са реакции на свързувачественост при излагане на BioGlue. При животни е наблюдавана сенсибилизация.
- BioGlue съдържа материал от животински произход, който може да е способен да предизвика инфекционни агенти.
- Употребата на BioGlue при бременност/кърмещи жени не е изучавана.
- Спринцовката и принадлежностите за BioGlue са изделия за еднократна употреба и не трябва да се употребяват при повече от един пациент.
- Употребата на BioGlue при педиатрични пациенти не е изучавана. BioGlue не трябва да се нанася кръводаръвно на тъканта и може да предизвика разрастването или разпростирането ѝ.
- Пригодността на BioGlue за лечение на бронкоплеврални фистули (БПФ) или лимфни течове не е потвърдена от достатъчно дани.
- Когато BioGlue се използва съвместно с други материали, трябва внимателно да се прецелепят и спазват инструкциите и за двета продукта.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ▲

- Препрочите лично хирургичните ръкавици, стерилните марлени тампони/ърви и хирургичните инструменти да се поддържат влажни, за да се сведе до минимум възможността BioGlue случайно да се запали за тези повърхности.
- Спринцовката, върховете за нанасяне, разнасящите върхове и върховете за удължител за спринцовка за BioGlue са за употреба само при един пациент. Не стерилизирайте повторно.
- Не използвайте, ако спринцовките са отворени или повредени.
- Внимавайте да не разлеете съдържанието на спринцовката.
- Не напитайте буталото на спринцовката, докато го прикрепляте към спринцовката.

• Не нанасяйте BioGlue в оперативно поле, което е твърде мокро. Това може да доведе до лошо качество на залепване.

- Избягвайте излизане на тъканите в контакт с материала, изтекъл от нанасящата част при подготовката на лепилото.
- BioGlue се полимеризира бързо. Подготовката трябва да се извърши бързо, а нанасянето на BioGlue трябва да се извърши непосредствено след това. Допускането на пауза между подготовката и нанасянето може да доведе до полимеризация във върха за нанасяне.
- Не използвайте устройства за запазване на кръв, когато аспирирате излишното количество BioGlue от оперативното поле.
- Зашпатете с клемпа и освободете налягането от съдовете, преди да нанесете BioGlue по целевите анатомии.
- За да избегнете навлизане на BioGlue в сърдечно-съдовата система, избягвайте всичка форма на отрицателно налягане по време на нанасянето и полимеризацията на BioGlue. Лявокамерните дренажни катетри например трябва да бъдат дезактивирани преди нанасянето на BioGlue. Съобщавани са случаи, при които BioGlue се засмуква в аортата и наруша клапната функция на сърцето, когато се използва съвместно с активен лявокамерен дренажен катетър.
- Не отпльвате лепилото BioGlue от случайно засенчено място, тъй като това може да увреди тъканта.
- Не въвеждайте BioGlue в затворени анатомични структури, които са в непосредствена близост до нервни структури.
- Поради клинични съобщения²⁸ за неефективно уплътнение, когато BioGlue се използва при транслайнбрайтен достъп при хирургична интервенция за корекция на акустична неврома, употребата му при тъкан оперативен достъп не се препоръчва. Успешна употреба на продукта при достъп чрез средната ямка или ретросигмоидилен достъп е описана в литературата и следователно се препоръчва.²⁶
- Според публикуваните клинични данни при хора прилагането на прекомерно голямо количество BioGlue при белодробни интервенции може да доведе до остатъчен въздух и ателектаза.²⁷
- Това изделие трябва да се третира и изхвърля съгласно всички приложими разпоредби, включително, но не само, разпоредбите относно здравето и безопасността при хората и опазването на околната среда.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ/НЕЖЕЛАНИ ИНЦИДЕНТИ – НАБЛЮДАВАНИ И ПОТЕНЦИАЛНИ

Необходимо е лекарите, извършващи тези процедури, да са запознати с всички възможни усложнения при хирургични интервенции на меките тъкани. Усложненията, специфични за тези видове хирургични интервенции, може да възникнат по всяко време преди или след процедурата.

Наблюдавани нежелани реакции/нежелани събития:

Нежеланите събития, възникнали при клиничните проучвания, включват следното: нанасяне на BioGlue по нецелева тъкан, неуспешно залепване на BioGlue, смърт, съдово раззиране и кръвоизлив, изтичане на гръбначномозъчна течност, инфекция, възпаление, система имуна алергична реакция, не обратимо заболяване, иксемия, инфаркт на миокарда, неврологичен дефицит, система органи недостатъчност,

паралгия, плеврален излив, бъбречна дисфункция/недостатъчност, дихателна дисфункция/недостатъчност, инсулт или мъзъчен инфаркт, тромбоемболия и тромбоза.

Потенциални нежелани реакции/нежелани събития, които може да възникнат вследствие на употребата на BioGlue:

Усложненията, специфични за употребата на хирургичното лепило BioGlue като допълнително средство при хирургична интервенция на меките тъкани, може да включват, но не се ограничават до: реакция на свързувачественост като подуване или оток на мястото на нанасяне, неуспешно залепване на продукта към тъканта, нанасяне на лепилото по тъкан, която не е целява за процедурата, възпалителен и имунен отговор, алергична реакция, минерализация на тъканта, локални тъканни некрози, съдова обструкция, бронхиална или лумбална обструкция, тромбоза и тромбоемболия, белодробни емболии, увреждане на нормални съдове или тъкани, стеноза, сером, псевдоаневризъм и възможно предаване на инфекционни агенти от материала от животински произход.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Спринцовката и върховете за нанасяне за BioGlue се доставят стерилни. Изхвърлайте всички неизползвани материали от отворени или повредени продукти.

Разтворите за BioGlue се съдържат в двукамерна стерилна спринцовка с протектор. Полимеризираното лепило BioGlue е непирогенно. Да се съхранява при температура под 25 °C, но да не се замразява.

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Хирургичното лепило BioGlue е безопасно при MP (т.е. това е артикул, който не създава опасност в среда на MP).

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Нанасяне на хирургичното лепило BioGlue профилактично или след установяване на теч.

Пригответие на изделиято

Системата за въвеждане със спринцовка с хирургично лепило BioGlue се състои от спринцовка, бутало на спринцовката и връх за нанасяне.


В кутията със спринцовката за BioGlue има две отделни торбички. Едната съдържа спринцовката и буталото на спринцовката, а другата – четири връх за нанасяне.

В кутията на 10-ml спринцовка за BioGlue има допълнителна торбичка, която съдържа три 12-mm върха за разнасяне. Направете визуална проверка на всички торбички преди употреба. Ако са налице нарушавания на стерилината бармерна система, не използвайте продукта.

1. Извадете спринцовката, буталото на спринцовката и върховете за нанасяне от опаковките. Като държите спринцовката изправена, почукайте я, докато въздушните меухчета от разтворите не се издигнат до горната част на спринцовката.




Фигура 1



Фигура 2

ЗАБЕЛЕЖКА: Поддържайте спринцовката изправена при целия процес по слобождане на системата за въвеждане, за да останат меухретата в горната част на спринцовката.

- Изведете върха за нанасяне от опаковката и огледайте пръстеновидната част на върха, за да се уверите, че насочващата част е точно над по-голямия порт. Ако не е, завъртете заключващия се пръстен по корпуса, докато сочищата част не се намира над по-големия порт. Като държите здраво спринцовката с носа нагоре, завъртете капачката на 90° по посока, обратна на часовниковата стрелка, и свалете капачката, като я разплитате странично. Подравнете върха със спринцовката, като използвате за ориентир съответните вдълбнатини на двета компонента, и поставете върха на спринцовката.



Фигура 3

ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не разплюйте разтвор от спринцовката при слобождането.

- Фиксирайте върха за нанасяне на място, като натиснете здраво върха към спринцовката и завъртете пръстена на върха на 90° по посока на часовниковата стрелка.



Фигура 4

Като държите спринцовката изправена, подравнете малката и голямата камера на спринцовката със съответните глави на буталото на спринцовката и пълзнете буталото в задната част на спринцовката, докато не усетите съпротивление. Системата за въвеждане със спринцовка е слобождана.



Фигура 5

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте слобленото изделие легнато в хоризонтално положение, докато не отстраните всички въздух от спринцовката (вижте следващия абзац).

ВНИМАНИЕ: Преди да използвате BioGlue в процедурата, трябва да отстраните остатъчния въздух от спринцовката и да подгответе върха за нанасяне. Вижте [Подготвяне на мястото, отстраняване на въздух от спринцовката и подготовка на върха за нанасяне](#).

- Ако използвате върх за нанасяне с гъвкав удължител, можете да постигнете желания ъгъл, като прегънете удължителя в желаното място под желания ъгъл и го задържете за 3 – 5 секунди. Създаденият

Ѹгъл би трябвало да се запази в продължение на до 5 минути.

- За да отстраните запущени въздухове за нанасяне, хванете пръстена на върха за нанасяне, завъртете пръстена на върха по посока, обратна на часовниковата стрелка, и с движение нагоре махнете върха от спринцовката, като го разплитате странично.

Подготвяне на мястото, отстраняване на въздух от спринцовката и подготовка на върха за нанасяне

- Целевото оперативно поле трябва да се подгответ по подходящ начин преди отстраняване на остатъчния въздух, подготвяне или нанасяне на BioGlue. BioGlue действа най-ефективно, когато оперативното поле е сухо. Сухото оперативно поле се описва като поле, кое то не се замърсява с кръв в рамките на 4 – 5 секунди след избръсването му с хирургична пластика.

ВНИМАНИЕ: Не опитвайте да нанасяте BioGlue в оперативно поле, което е твърде мокро. Нанасянето на BioGlue в мокро поле може да доведе до неуспешно запечдане на BioGlue.

- Остатъчният въздух в спринцовката трябва да се отстрани преди нанасянето на BioGlue. Актизираме отново, че е важно да държите слоблената спринцовка изправена, за да гарантирате, че меухретата въздух в разтворите са в горната част на спринцовката. Отстраняването на въздух от спринцовката може да се извърши чрез два различни метода:

- Натискайте буталото само докато разтворите не се изразяват с горната част на корпуса на спринцовката. След като останъчният въздух е отстранен, спринцовката е готова за подготовка (вижте стъпка 3) и употреба съгласно стандартните техники на хирурга.
- Натискайте буталото, докато двета разтвори не станат видими в основата на върха. Сега въздухът е отстранен, но върхът е запущен с полимеризирано лепило BioGlue и ще трябва да се смени преди подготовката (вижте стъпка 3) и нанасянето на целевото място.



Фигура 6

ЗАБЕЛЕЖКА: Въздухът във всяка спринцовка трябва да се отстрани само веднъж преди първоначалната ѝ употреба.

- Всеки върх за нанасяне трябва да се подгответ преди нанасянето на BioGlue. Подгответата гарантира, че разтворите на BioGlue са смесени правилно. Хирургът трябва да натисне буталото и да изкара тясна лента лепило BioGlue с дължина приблизително 3 см на стерилна повърхност за единократна употреба (например гъба, марля или кръв).
- Хирургът трябва да прегледа изкарания материал при подготовката и да се увери, че е с хомогенен светложълт от кехлибарен цвят и че в него няма въздушни меухрета. Ако материалът изглежда обезцвечен или съъръка меухрета, повторете подготовката според описаното в стъпка 2, докато от изделието не излезе хомогенна течност без меухрета.

ВНИМАНИЕ: Избягайте пряк контакт с изкарания от изделието материал при подготовката.

ВНИМАНИЕ: Ако спринцовката показва признаки на счупване или теч, изхвърлете изделието и отворете/използвайте ново.

- Когато върхът за нанасяне е подобавашо подгответ, преминете незабавно към нанасянето.

ВНИМАНИЕ: BioGlue се полимеризира много бързо. Хирургът трябва да нанесе BioGlue непосредствено след подготовката.

Допускането на пауза между подготовката и нанасянето може да доведе до полимеризация на BioGlue във върха на нанасяне. Ако това се случи, подменете запушния върх с нов и повторете стъпките по подготовката на върха за нанасяне. Не продължавайте да упражнявате натиск върху буталото, след като върхът се е запуши.

Общи техники за употреба на BioGlue в хирургични интервенции[®]23,29,30

Преди да използвате хирургичното лепило BioGlue, хирургът трябва да се запознат чрез подобавашо обучение с хирургичните техники и вариации на конкретните процедури. Употребата на хирургичното лепило BioGlue трябва да се упражнява с продукта преди първата употреба в операционната зала.

- Пациентът трябва да е подгответ и покрит с чаршаф съгласно стандартните процедури на болничното заведение. Процедури като наливане в гръдената или плевралната кухина, кардиопулмонарен байпас и защита на миокарда трябва да се извършват съгласно стандартните техники на хирурга.
- Тъката, заболяваща мястото на хирургичната интервенция, трябва да се защити от нежелано нанасяне на хирургично лепило BioGlue чрез поставяне на влажни стерилни марлени тампони в тези зони. Непосредствено след нанасянето марлята, докато лепилото още е меко, като избръшете останъчните лепило около мястото.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте устройства за запазване на кръв, когато аспирирате излишното количество BioGlue.

ВНИМАНИЕ: Зашипете с клампа и освободете налягането от съдовете, преди да нанесете BioGlue на целевите анастомози.

- Ако хирургичното лепило BioGlue се запели за нежелано място, оставете лепилото да се полимеризира, след което внимателно го отрежете от случайно засенетото място с помощта на форцепс и ножици. Не се опитвайте да отглеждате хирургичното лепило BioGlue, тъй като това може да увреди тъката на мястото на нанасяне.
- За съдови хирургични интервенции нанесете равномерно покритие от лепилото с дебелина 1,2 – 3,0 mm за анастомоза на съдове/графтове с диаметър над 2,5 ст и 0,5 – 1,0 mm за съдове/графтове с диаметър под 2,5 ст.

- Зоната на нанасяне на лепилото HE трябва да се притиска или подлага на допълнителен натиск. Лепилото BioGlue работи най-оптимално, когато се остави да се полимеризира без никаква намеса за две пълни минути. След като лепилото се полимеризира, фиксирайте с шевове според необходимостта.
- След като лепилото се полимеризира, подрежете излишните или неравни ръбове на лепилото с ножици и пинчети.

Специфични техники за употреба на BioGlue в хирургични интервенции при аортна дисекция^{5,6,11,13-19}

- Словетв с дисекция на аортата трябва първо да се почистват от кръв и тромбоизден материал и да се подсушат, доколкото е възможно, с помощта на хирургични тъби.
- За дисталния край на хирургичната корекция на дисекцията въведете балонен катетър в истинския лumen, за да дефинирате дисталния край за нанасяне на BioGlue. Словетв с дисекция на аортата допълнително трябва да бъда податоценно приближено чрез въвеждане на дилататор, гъба или катетър в истинския лumen с цел запазване на естествената архитектура на съда.

След това BioGlue трябва да се въведе във фалшивия лumen, възможно най-далече в дистална посока, колкото позволява дисталният балонен катетър. За по-гладко нанасяне запълнете на фалшивия лumen трябва да се извърши от дистална юм проксимална посока, с движение на разгъваща се спирала. Запълнете напълно фалшивия лumen с BioGlue. Извърйте да препълвате фалшивия лumen и да нанасяте спираловидно BioGlue в истинския лumen или заобикалящите тъкани.

- За проксималния край на хирургичната корекция на дисекцията словетв с дисекция на аортата трябва да бъдат приближени чрез дилататор, гъба или катетър. Ако е необходимо, може да поставите влажни марлени тампони над платната на аортната клапа, за да ги предпазите от случайно нанасяне на BioGlue. След това BioGlue трябва да се въведе за запълване на фалшивия лumen.

Материалът на гrafta може да се зашире директно за тъканите, залепени и подсипани с BioGlue, както в проксималните, така и в дисталните зони на хирургичната корекция на дисекцията. Оставете BioGlue да се полимеризира напълно без никаква намеса за две пълни минути, преди да зашиете през залепените тъканни слове.

ВНИМАНИЕ:  За да се запази проходимостта на коронарния лumen в случаи на удължаване на дисекцията, може да се обмисли поставяне на катетър в коронарните ости преди нанасяне на BioGlue.

Употреба на BioGlue при белодробна хирургична интервенция⁵⁻⁹

Налице са данни, че BioGlue действа ефективно в случаи на дефлран или раздут бял дроб.

Инструкции за изхвърляне

Изхвърляйте всички неизползвани материали от отворени или повредени продукти, като ги сложите в кошчето за биологично опасни отпадъци.

Резюме на безопасността и клиничните характеристики

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Експлоатационен живот на BioGlue

Хирургичното лепило BioGlue е предназначено за дългосрочна употреба (за повече от 30 дни). BioGlue се разлага чрез протеолиза. Възможно е да се разорбира бавно в зависимост от качеството на нанесеното лепило и кръвоснабдяването на целевата тъкан.

Съобщаване на сериозни инциденти

Сериозните инциденти, възникнати във връзка с BioGlue, трябва да се съобщават на производителя и компетентната орган на държавата-членка, в която е установен пациентът. По-долу е предоставена информация за контакт за съобщаване на инциденти на производителя:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Тел.: +1 (888) 427-9654
Факс: +1 (770) 590-3753

Имейл: fieldads@artivion.com

БИБЛИОГРАФИЯ

Библиографията, използвана във връзка с информацията в тази листовка, е налична при поискване.

• Данини от архивите на Artivion. Val-00097: Валидация на производствения процес на BioGlue (Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation)

• Miscuzi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6 (Мискузи М, Поли ФМ, Форкато С, Коман МА, Ричиари Л, Рамиери А, Рако А. Извършена на употребителни средства за корекция на дуални разкъсвания при гръбначна хирургична интервенция без инструментарий. Eur Spine J. 2014 август; 23(8):1761-6.)

• Glick Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion). Presented at the Laparoscopic Aortoiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France. January 28, 2000 (Глик И. et al. Експериментална техника за аортопростетични анастомози чрез залепване с лепило (BioGlue® Artivion). Представена на лапароскопска аортоилиакична хирургична интервенция за коригиране на оклузионно заболяване и аневризми в Марсилия, Франция. 28 януари 2000 г.)

• Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8 (Мурдок М et al. Цитогодична съвместимост и механични характеристики на хирургични употребителни средства за сърдечно-съдови приложения. J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8)

• Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/jtco.2000.108596. PubMed PMID: 10962407 (Гундри СР, Блек К, Изутани Х. Безшевен байпас на коронарна артерия с биологично залепени анастомози: предварителни in vivo и in vitro резултати. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 септември;120(3):473-7. doi: 10.1067/jtco.2000.108596. PubMed PMID: 10962407)

• Potaric K, et al. Experience with an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy. Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433 (Потарис К. et al. Опит с тъканно лепило от албумин и глутаралдехид при белодробна хирургична интервенция. Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433)

въздушни течове след булектомия. Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433)

• Potaric K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83 (Потарис К. et al. Предварителни резултати от употреба на тъканно лепило от албумин и глутаралдехид при белодробна хирургична интервенция. Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83)

• Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12 (Тансли П. et al. Прогнозирано, рандомизирано, контролирано изпитване на ефективността на BioGlue за лечение на алвеоларни въздушни течове. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12)

• Herget GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9 (Хергет ГВ et al. Експериментална употреба на тъканно лепило от албумин и глутаралдехид за уплътнение на белодробния паренхим и бронхиални анастомози. European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9).

• Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery. Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7 (Пасаж Ж. et al. Хирургично лепило BioGlue – оценка на показанията му в сърдечната хирургия. Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7)

• Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients. The Heart Surgery Forum 2006; 9(5) (Ференбахер Дж. et al. Употреба на BioGlue в аортични хирургични интервенции: правилни техники на приложение и резултати при 92 пациенти. The Heart Surgery Forum 2006; 9(5))

• Ceselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. J Am Coll Surg 2003;197:243-253 (Кесели Дж. et al. Прогнозирано, рандомизирано проучване на базирано на протеин тъканно лепило, използвано като хемостатично и структурно допълнително средство при сърдечни и съдови анастомотични корекционни процедури. J Am Coll Surg 2003;197:243-253)

• Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52 (Бавария Дж. et al. Иновации в лечението на остра дисекция тип А: интегриран подход. Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52)

• Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? J Thorac Dis 2013 (Ma W. et al. Допринася ли BioGlue за сформиране на анастомотични псевдоаневризми след гръден аорта хирургична интервенция?)

• Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. J Card Surg 2011; 26:76-81 (Вайнер Дж. et al. Ролята на лепило от говежди серумен албумин и глутаралдехид в съформирането на анастомотични псевдоаневризми. J Card Surg 2011; 26:76-81)

• Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. Ann Thorac Surg 2002;73:707-13. (Уестаби С. et al. Консервативни методи осигуряват последователно ниско ниво на смъртност. Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.)

• International Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. Protocol BG1001 (Доклад от вътрешно клинично проучване – изпитване на ефективността и безопасността на хирургичното лепило BioGlue

като хирургично допълнение при корекция на аортна дисекция тип A. Protocol BG1001).

¹⁸Fieier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - No. 6 – 2019 (Файер Х. et al. Въздействието на ултънителното средство от албумин/глутаралдехид върху ранни резултати след остра аортна дисекция тип A. REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - No. 6 – 2019)

¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. J Card Surg. 2003;18:500-3 (Чао ХХ, Торчайана ДФ. BioGlue: ултънително средство от албумин/глутаралдехид в сърдечната хирургия. J Card Surg. 2003;18:500-3)

²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series. Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376 (Дусик ДжР, Матозо КА, Еспозито Ф, Кели ДФ. BioGlue за превенция на следоперативни течове на гръбначномозъчна течност при трансфеноидална хирургична интервенция: серия изследвани случаи. Surg Neurol. октомври 2006 г.;66(4):371-6; дискусия 376)

²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures. J Clin Neurosci. 2003; 10:92-95 (Кумар А. et al. Реконструиране на клечътния под с помощта на BioGlue след трансфеноидални процедури. J Clin Neurosci. 2003; 10:92-95)

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures. J Clin Neurosci. 2003 Nov; 10(6):661-4 (Кумар А, Маартенс НФ, Кей АХ. Оценка на употребата на BioGlue в неврохирургични процедури. J Clin Neurosci. 2003 Nov; 10(6):661-4)

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2. (Алама АМ, Абд Елаиз МЕ. Използване на тъканини лепила за намаляване на алвеоларни въздушни течове при гръден хирургична интервенция. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2 април 2019 г.)

²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. Presented at the 34th Association of Academic Surgery 2000 (Лъофер СА et al. Ново хирургично лепило (BioGlue) причинява остра увреда на френичния нерв и парализа на диафрагмата. Представено на 34-ото събрание на Асоциацията на академичните хирурги, 2000 г.)

²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue), causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. Presented at Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams. (Abstract) 2000 (Лъофер СА et al. Ново хирургично лепило (BioGlue) причинява непосредствена и продължителна брадикардия поради дегенерация на синоатриалния възел. Представено на Симпозиум на екипите по сърдечна и общ гръден хирургия. (Резюмирана информация), 2000 г.)

²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive. Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001 (Лъофер СА et al. Гел на хлорхексидин глюконат защитава отголени нерви при приложение на хирургично лепило BioGlue. Представено на 35-ото събрание на Асоциацията на академичните хирурги. (Резюмирана информация), 2001 г.)

²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001 (Лъофер СА et al. Гел на хлорхексидин глюконат защитава миокарда и синоатриалния възел при приложение на

хирургично лепило BioGlue. Представено на 35-ото събрание на Асоциацията на академичните хирурги. (Резюмирана информация), 2001 г.)

²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. Otol Neurrol. 2006;27:102-5. (Сен А et al. Степен на изтичане на гръбначномозъчна течност след употреба на BioGlue в транслабиринтна хирургична интервенция на вестигибуларен шваном. Проспективно проучване. Otol Neurrol. 2006;27:102-5).

²⁹Raanani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. Ann Thorac Surg 2001;72:638-40 (Ранаани Е et al. Употреба на BioGlue при хирургична интервенция за аортна корекция. Ann Thorac Surg 2001;72:638-40)

³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg. 2000;(54):259-76 (Козели ДжС et al. Гръден аортни анастомози. Оперативни техники при гръден и сърдечно-съдова хирургия 2000;(54):259-76)

ОПОВЕСТИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВЪРЪЗКА С ПРОДУКТА

Съхранението на това изделие и работата с него от страна на потребителя, както и фактори, свързани с пациентта, диагнозата, лечението, хирургичните процедури и други обстоятелства извън контрола на производителя, може пряко да повлияят на това изделие и резултатите вследствие на неговата употреба.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТА.

ARTIVION СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСТОЯЩОТО ХИРУРГИЧНО ЛЕПИЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ИЗРИЧНИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ARTIVION В НИКАКВ СЛУЧАЙ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ. В случаи че поради каквато и да е причина този отказ от отговорност бъде счетен за невалиден или неприложим: (i) всяко завеждане на дело за нарушение на гаранционните условия трябва да бъде инициирано в рамките на една година от възникване на иска или причината за завеждането; и (ii) правната защита за такова нарушение е ограничена до подмяна на продукта.

Artivion и BioGlue са регистрирани търговски марки на Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Всички права запазени.
Отпечатано в САЩ.

(hr) HRVATSKI

Upute za uporabu

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Tiskana verzija uputa za uporabu bit će omogućena u roku od sedam dana na zahtjev službi za korisnike tvrtke BioGlue, putem bilo kojeg od dolje navedenih načina za kontakt.

Telefon: 888.427.9654 • telefaks: 770.590.3753
E-pošta: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™
1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
TELEFAKS +1 (770) 590-3753
www.artivion.com



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

	Proizvođač		Proučite upute za uporabu / pogledajte elektroničke upute za uporabu
	Datum proizvodnje		Oprez
	Ovlašteni predstavnik EU-a	RxONLY	Oprez: savezni (SAD) zakon prodaju ovog uređaja dozvoljava samo liječnicima ili po nalogu liječnika
	Uvoznik		Nepirogeno
	Medicinski proizvod		Sadrži biološki materijal životinjskog porijekla
	Nemojte upotrebljavati ako je paket štećen		Sigurno za MR
	Sustav s jednostrukom sterilnom barijerom		Kataloški broj
	Sustav s dvostrukom sterilnom barijerom		Serijski broj
	Sterilizirano etilen oksidom		Jedinstvena identifikacija uređaja
	Sterilizirano zračenjem		Upotrijebiti do
	Nemojte ponovno sterilizirati		Zemlja proizvodnje
	Nemojte ponovno upotrebljavati		Količina
	Ograničenje temperature		

OPIS PROIZVODA

Kirurško ljeplilo BioGlue® je dvokomponentno kirurško ljeplilo sastavljeno od otopina pročišćenog govedeg serumskog albumina i glutaraldehida. Nakon doziranja, otopina ljeplila (u unaprijed definiranom omjeru) miješa se unutar vrha aplikatora, gdje počinje umrežavanje. Molekule glutaraldehida međusobno kovalentno vežu (umrežuju) molekule BSA i, nakon nanošenja, na proteine tkiva na mjestu popravka, stvarajući fleksibilno mehaničko brtvljenje neovisno o mehanizmu zgrušavanja u tijelu. Kirurško ljeplilo BioGlue (u nastavku Bioglue) počinje se polimerizirati u roku do 20 sekundi i postiže snagu vezivanja unutar 2 minute. BioGlue također pranja na sintetičke materijale usadaka putem mehaničkih blokada unutar međuprostora matrice usadka.

Slijedeći dodaci prodaju se zasebno kako bi se olakšala isporuka kirurškog ljeplila BioGlue:

Kod proizvoda	Opis proizvoda
BGAT-SY	Vrh aplikatora
BGAT-10-SY	Vrh proširenja štrcaljke – 10 cm
BGAT-27-SY	Vrh proširenja štrcaljke – 27 cm
BGST-12	Vrh aplikatora rasipača – 12 mm
BGST-16	Vrh aplikatora rasipača – 16 mm
BGDTE-10	Producetak vrha za isporuku – 10 cm
BGDTE-27	Producetak vrha za isporuku – 27 cm
BGDTE-35	Producetak vrha za isporuku – 35 cm

Štrcaljke BioGlue dostupne su u 3 konfiguracije – 2 ml, 5 ml i 10 ml. Svaka štrcaljka sastoji se od govedeg serumskog albumina (BSA) i otopina glutaraldehida u omjeru 4:1. Otopina BSA je jantarne boje i slobodne prototona. Otopina glutaraldehida je bistra i također slobodno prototona.

Specifikacija za otopinu BSA je otopina od 45 % (omjer masa/volumen). Maksimalne cijline mase otopine BSA od 45 % za svaku veličinu su: 2,71 grama (štreljka od 2 ml), 4,75 grama (štreljka od 5 ml) i 9,50 grama (štreljka od 10 ml). Na temelju ovih ciljeva, maksimalna količina materijala životinjskog porijekla koja dolazi u kontakt s pacijentom kada se upotrebljava jedna sprava je 1,22 grama (štreljka od 2 ml), 2,14 grama (štreljka od 5 ml) i 4,23 grama (štreljka od 10 ml) za svaku konfiguraciju.

Specifikacija za otopinu glutaraldehida je otopina od 10 % (omjer masa/volumen). Maksimalne cijline mase otopine glutaraldehida od 10 % za svaku veličinu su: 0,63 grama (štreljka od 2 ml), 1,10 grama (štreljka od 5 ml) i 2,16 grama (štreljka od 10 ml). Na temelju ovih ciljeva, maksimalna količina glutaraldehida koja dolazi u kontakt s pacijentom kada se upotrebljava jedna sprava je 0,06 grama (štreljka od 2 ml), 0,11 grama (štreljka od 5 ml) i 0,22 grama (štreljka od 10 ml) za svaku konfiguraciju.

INDIKACIJE / NAMJENSKA UPOTREBA

Kirurško ljeplilo BioGlue indicirano je za upotrebu kao dopuna standardnim metodama kirurškog popravka (kao što su šavovi, spajalice i/ili zakrpe) za pridržavanje, zatvaranje i/ili ojačavanje mekog tkiva. Indicirana meka tkiva su srčana, vaskularna, plućna i duralna.

CILJNA SKUPINA PACIJENATA

Odrasli pacijenti koji se podvrgavaju kirurškom zahvalu, koji zahtijevaju dopunu standardnoj metodi

kirurškog popravka za spajanje, zatvaranje i/ili jačanje srčanog, vaskularnog, duralnog i plućnog tkiva.

KORISNICI KOJIMA JE NAMIJENJENO

Kirurško ljeplilo BioGlue namijenjeno je za upotrebu od strane zdravstvenih djelatnika, kao što su kirurzi, kvalificirani za odgovarajuće indikacije.

RADNE KARAKTERISTIKE

- BioGlue postiže punu čvrstoću vezivanja unutar 2 minute.¹
- Kirurško ljeplilo BioGlue stvara stave kovalentne veze s tkivom i mehanički se spaja sa sintetičkim materijalom sintetičkog usadka. Te jake veze dovode do toga da BioGlue ima zabilježenu snagu pucanja od najmanje 560 mmHG u vitro studijama.^{1,3,4}

U velikim vaskularnim i kardiološkim zahvatima kod kojih je primijenjeno ljeplilo BioGlue:

- Smanjenje anastomotskog krvarenja u usporedbi sa standardnom tehnikom popravka.¹²

U pulmonarnim, velikim vaskularnim i kardiološkim zahvatima kod kojih je primijenjeno ljeplilo BioGlue:

- Smanjenje potreba za intenzivnom njegom i boravkom u bolnici u usporedbi sa standardnom kirurškom tehnikom.^{12,19,23}

U popravku disekcije aorte u kojem je primijenjeno ljeplilo BioGlue:

- U usporedbi sa standardnom kirurškom tehnikom bilo je potrebno manje spajanja, hemostatskih sredstava i korektivnih šavova.¹⁷
- Vrijeme u operacijskoj sobi, vrijeme krčnog stezanja, vrijeme zastoja cirkulacije, vrijeme premoćivanja smanjeni su u usporedbi s kirurškom tehnikom.^{18,19}
- Upotreba trombocita, plazme i krvnih stanica smanjena je u usporedbi sa standardnom kirurškom tehnikom.^{17,19}

U pulmonalnim postupcima u kojima je primijenjeno ljeplilo BioGlue:

- BioGlue se pokazao učinkovitim u zatvaranju curenja zraka kada se naneše na ispuhanu pluća ili pluća napunjena zrakom.^{6,7,8,9}
- Trajanje curenja zraka smanjeno je u usporedbi sa standardnim kirurškim popravkom.^{8,23}

U duralnim postupcima u kojima je primijenjeno ljeplilo BioGlue:

- Curenje cerebrospinalne tekućine smanjeno je u usporedbi sa standardnim kirurškim postupcima.^{20,21,22}

Dodaci za kirurško ljeplilo BioGlue pomažu u isporuci ljeplila BioGlue.

KLINIČKE KORISTI

U velikim vaskularnim, kardiološkim, pulmonalnim i duralnim zahvatima kod kojih je primijenjeno ljeplilo BioGlue:

- Pokazalo se da su stope pseudoaneurizme niže u usporedbi s objavljenom literaturom o standardnoj tehnici popravka.^{11,14,15}
- Pokazalo se da su stope komplikacija niže u usporedbi s objavljenom literaturom o standardnoj tehnici popravka.^{12,2,23,18}
- Pokazalo se da su stope smrtnosti niže u usporedbi s objavljenom literaturom o standardnoj tehnici popravka.^{10,11,12,13,16}

KONTRAINDIKACIJE

Ljeplilo BioGlue je kontraindicirano za upotrebu kod cerebrovaskularnih popravaka i svih područja

unutar supljina. Ljeplilo BioGlue kod kojih je poznato da su osjetljivi na materijale govedeg podrijetla.

UPOZORENJA □

- BioGlue nemjete upotrebljavati kao zamjenu za šavove ili spajalice u aproksimaciji tkiva.
- BioGlue nemjete upotrebljavati na način koji bi došao u kontakt ili ometao cirkulaciju krvi tijekom ili nakon nanošenja. Ulaženje ljeplila BioGlue u cirkulaciju može rezultirati lokalnom ili embolijskom vaskularnom opstrukcijom.
- BioGlue nemjete upotrebljavati na način pri kojem bi se zapriječila cirkulacija zraka ili protok drugih luminalnih tekućina tijekom ili nakon nanošenja.
- Izbjegavajte kontakt sa živcima, očima ili drugim tkivima koja nisu namijenjena za nanošenje.
- Studija na životinjama²⁴ pokazala je da izravna primjena ljeplila BioGlue na izloženi frenički živac može prouzročiti akutnu ozljedu živca. Zasebna studija na životinjama²⁵ pokazala je da izravna primjena ljeplila BioGlue na površinu sinotrajnog čvora (SAN) srca može prouzročiti koagulacijsku nekrozu koja se proteže u miokard, koja može doći do temeljnog provodnog tkiva i može prouzročiti akutnu, fokalnu degeneraciju sinotrajnog čvora. Naknadne studije na životinjama^{2,27} pokazale su da gel klorheksidin glukonata može zaštiti frenični živac, miokard i temeljni SAN od mogućih ozljeda uslijed upotrebe ljeplila BioGlue.
- Ljeplilo BioGlue nemjete upotrebljavati ako osobije nije zaštićeno na odgovarajući način (e.g. rukavicama, maskom, zaštitnom odjećom i sigurnosnim naočarima). Nereagirani glutaraldehid može izazvati iritaciju očiju, nosa, grla ili kože; izazvati respiratorični distres; i prouzročiti lokalnu nekrozu tkiva. Dugotrajno izlaganje neodreagiranom glutaraldehidu može uzrokovati patologiju središnjeg živčanog sustava ili srca. Ako dođe do kontakt-a, zahtjevana područja odmah isperite vodom i potražite liječničku pomoć.
- Polimerizirano ljeplilo BioGlue ima svojstva zauzimanja prostora. Kada se upotrebljava nepropisno ili se nepravilno nanesi, zabilježeni su ozbiljni štetni događaji koji se odnose na kompresiju susjednih anatomskih struktura. BioGlue se smije upotrebljavati samo ako je moguća potpuna vizualizacija ciljanog mjesta nanošenja, kada je podloga pravilno pripremljena za postizanje optimalne viskoznosti i kada se upotrebljava minimalna količina. Poglédajte odjeljke Indikacije/Namjena i Upute za upotrebu na ovoj naljepnici.
- Upotrebu ljeplila BioGlue smanjite na minimum kod pacijenata s abnormalnim metabolizmom kalacija (npr. kronično zatajenje bubrega, hiperparatiroidiza). Tkivo tretirano glutaraldehidom ima povećanu sklonost mineralizaciji. Laboratorijski pokusi pokazuju da nereagirani glutaraldehid može imati mutagenne učinke.
- BioGlue nemjete nanositi u prisutnosti infekcije te upotrebljavajte s oprezom u kontaminiranim dijelovima tijela.
- Budite oprezni s ponovnim izlaganjem ljeplila BioGlue kod istog pacijenta. Nakon izlaganja ljeplila BioGlue moguće su reakcije preosjetljivosti. Uočena je preosjetljivost kod životinja.
- BioGlue sadrži materijal životinjskog porijekla koji može prenijeti infektivne agenze.
- Primjena ljeplila BioGlue kod trudnica/dojila nije proučavana.
- Štrcaljke za BioGlue i pribor za BioGlue su sprave za jednokratnu uporabu i ne smiju se upotrebljavati za više od jednog pacijenta.

- Primjena ljeplja BioGlue kod pedijatrickih pacijenata nije poučavana. BioGlue se na tko u ne smije nanositi po rubu i možda neće dopustiti tom tkivu da raste ili se širi.
- Prikidanje ljeplja BioGlue za liječenje bronhopleuralne fistule (BPF) ili limfnih curenja nije potvrđena s dovoljno podataka.
- Kada se BioGlue upotrebljava zajedno s bilo kojim drugim materijalom, potrebno je pažljivo pregledati upute za oba proizvoda i pridržavati ih se.

MJERE OPREZA

- Preporučuje se da se kurirske rukavice, sterilni jastučići od gaze/ručnici i kirurski instrumenti održavaju vlažnima kako bi se smanjila možućnost nenamjernog prijanja ljeplja BioGlue na te površine.
- BioGlue štrcaljka, vrhovi aplikatora, vrhovi rasipaca i vrhovi proširenja štrcaljke namijenjeni su svaki za samo jednog pacijenta. Nemojte ponovo sterilizirati.
- Nemojte upotrebljavati ako su pakiranja otvorena ili oštećena.
- Pazite da ne razljete sadržaj štrcaljke.
- Klip štrcaljke nemojte stezati dok ga približujete na štrcaljku.
- BioGlue nemojte nanositi na kirursku površinu koja je premokra. To može prouzročiti slabu ljepljivost.
- Izbegavajte kontakt tkiva s materijalom koji je istjeran iz aplikatora tijekom pripreme.
- BioGlue se vrlo brzo polimerizira. Pripremno punjenje potrebno je izvesti brzo te odmah zatim nanjeti BioGlue. Stanka između pripremnog punjenja i nanošenja može prouzročiti polimerizaciju unutar vrha aplikatora.
- Nemojte upotrebljavati sprave za čuvanje krv kada uisivavate višak ljeplja BioGlue iz kirurskog polja.
- Stegnite i otpustite pritisak žila prije nanošenja ljeplja BioGlue na ciljane anastomozе.
- Kako biste sprejeli ulazak ljeplja BioGlue u kardiovaskularni sustav, izbjegavajte negativni tlak tijekom nanošenja i polimerizacije ljeplja BioGlue. Na primjer, otvore lijeve ključke treba zatvoriti prije nanošenja ljeplja BioGlue. Bit će izvešča koja su govorila da se BioGlue uisava u aortu i ometaju rad srčanih zalistaka kada se upotrebljava u kombinaciji s aktivnim otvorenim lijevim ključetkom.
- BioGlue nemojte ljuštiti s neodgovarajućeg mjesto, jer to može dovesti do oštećenja tkiva.
- Nemojte implantirati BioGlue u zatvorene anatomske lokacije koje su u neposrednoj blizini živčanih struktura.
- Zbog kliničkih izvješća²⁸ o neučinkovitom zatvaranju kada se BioGlue primjenjuju u translabirnom pristupu za popravak zvučnog neuroma, njegova se uporaba s ovim kirurškim pristupom ne preporučuje. U literaturi je opisana i preporučuje se uspješnja uporaba proizvoda pristupom kroz srednju jamu ili retrosigmoidni pristupom za popravak zvučnog neuroma.²⁶
- Oobjavljeni klinički podaci za ljude pokazali su da prejerana primjena ljeplja BioGlue u plućnoj kirurgiji može uzrokovati nastanak rezidualnog zračnog prostora i atelektazu.⁷
- Ovim uredajem potrebno je rukovati i odlagati ga u skladu sa svim primjenjivim propisima uključujući, bez ograničenja, one koji se odnose na zdravlje i sigurnost ljudi i na okoliš.

NEPOŽELJNE NUSPOJAVE/ŠTETNI DOGADAJI - UOČENI I POTENCIJALNI

Lječnicima koji izvode ove zahvate potrebno je poznavanje svih mogućih komplikacija operacije popravka mekih tkiva. Komplikacije specifične za

ove vrste operacija mogu se pojaviti u bilo kojem trenutku tijekom ili nakon zahvata.

Uočene teželjene nuspojave / Štetni dogadaji:

Nuspojave uočene tijekom kliničkih studija obuhvaćale su sljedeće: BioGlue primijenjen na nećilano tkivo, neuspjeh prijanja ljeplja BioGlue, smrt, ruptura žile i krvarenje, curenje cerebrospinalne tekućine, infekcija, upala, imunočistička sistemska alergijska reakcija, ireverzibilni morbiditet, ishemija, infarkt miokarda, neurološki deficit, zatajenje organskog sustava, paraplegija, pleuralni izljev, bubrežna disfunkcija/zatajenje, respiratorna disfunkcija/zatajenje, moždani udar ili cerebralni infarkt, tromboembolija i tromboza.

Potencijalne nepoželjne nuspojave / Štetni dogadaji koji se mogu javiti pri upotrebi ljeplja BioGlue:

Komplikacije specifične za dodatnu upotrebu kirurskog ljeplja BioGlue tijekom operacije popravka mekog tkiva mogu uključivati, ali nisu ograničene na, sljedeće: reakcije preosjetljivosti kao što je oticanje ili edem na mjestu primjene, neuspjeh prijanja proizvoda na tkivo, nanošenje ljeplja na tkivo koje nije ciljano za zahvat, upalni i imunočistički odgovor, alergijska reakcija, mineralizacija tkiva, lokalna nekroza tkiva, opstrukcija žila, bronhijalna ili luminalna opstrukcija, tromboza i tromboembolija, plućna embolija, ozljeda normalnih žila ili tkiva, stenoza, serom, pseudoaneurizam te mogući prijenos infektivnih uzročnika iz materijala životinjskog podrijetla.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Štrcaljka za BioGlue i vrhovi aplikatora isporučuju se sterilni. Odbacite u otpad sa neiskorišteni materijal iz otvorenog ili oštećenog proizvoda.

Otopine ljeplja BioGlue nalaze se unutar sterilne šprice s dvostrukom komorom s poklopcom. Polimerizirano ljeplje BioGlue je nepirogeno. Spremite ispod 25 °C, ali ne zamrzavajte.

UVJETI OKOLIŠA

Kirursko ljeplje BioGlue sigurno je za MR snimanje (tj. stavka ne predstavlja opasnost u MR okruženjima).

UPUTE ZA UPOTREBU

Kirursko ljeplje BioGlue nanesite profilaktički ili nakon što se otkrije curenje.

Priprema uredaja

Sustav isporuke štrcaljkom za kirursko ljeplje BioGlue Syringe sastoji se od: štrcaljke, klipa štrcaljke i vrha aplikatora.


Unutar kutije za štrcaljku BioGlue nalaze se dvije odvojene vrećice. Jedna sadrži štrcaljku i klip štrcaljke, a druga sadrži četiri vrha aplikatora.

Kutija za štrcaljku BioGlue od 10 ml sadrži dodatnu vrećicu koja sadrži tri vrha rasipaca od 12 mm. Prije upotrebe vizualno pregledajte sve vrećice. Ako ima bilo kakvih oštećenja u sustavu sterilne barjere, sadržaj nemojte upotrebljavati.

- Izvadite štrcaljku, klip štrcaljke i vrhove aplikatora iz njihovih pakiranja. Dok štrcaljku držite uspravno, tapkajte po štrcaljku dok se mješaviti zrak u otopinama ne popuni na vrh štrcaljke.




Slika 1



Slika 2

NAPOMENA: Nastavite štrcaljku držati uspravno tijekom cijelogupnog sastavljanja sustava za isporuku kako bi mješunici išli prema vrhu štrcaljku.

- Izvadite vrh aplikatora iz pakiranja i pregledajte obod vrha kako biste bili sigurni da je dio s pokazivačem izravn iznad većeg otvora. Ako nije, zakrećite blokni prsten na osnovi dok se pokazivač ne nađe iznad većeg otvora. Čvrsto zahvatite štrcaljku, nosom prema gore, okrenite poklopac za 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite poklopac ljušljajući ga s jedne na drugu stranu. Poravnajte vrh sa štrcaljkom koniseti odgovarajuće utor na njima te vrh postavite na štrcaljku.



Slika 3

OPREZ:  Pazite da ne proljete otopinu iz štrcaljke tijekom sastavljanja.

- Zablokirajte vrh aplikatora na njegovom mjestu čvrsto gurajući vrh prema štrcaljki i rotirajući obod vrha za 90° u smjeru kazaljke na satu.



Slika 4

Držeći štrcaljku uspravno, poravnajte male i velike cijevi štrcaljke s odgovarajućim glavama klipa štrcaljke i gurajte klip u stražnji dio štrcaljke dok ne osjetite otpor. Sklop isporuke kod štrcaljke nije sastavljen.



Slika 5

OPREZ:  Sastavljeni uredaj nemojte polagati bočno dok se sav zrak ne ispušti (pogledajte sljedeći odломak).

OPREZ:  Prije upotrebe ljeplja BioGlue u postupku, štrcaljku je potrebno očistiti od zaostalog zraka, a vrh aplikatora mora biti pripremljen. Proučite naslove Priprema lokacije, Uklanjanje zračnog prostora iz štrcaljke i Priprema vrha aplikatora.

- Ako upotrebljavate vrh aplikatora sa savitljivim nastavkom, željeni kut se može stvoriti savijanjem produžetka na odgovarajućem mjestu do željenog kuta i držanjem 3-5 sekundi. Stvoren kut potrebno je državati do 5 minuta.
- Kako biste uklonili začepljene vrhove aplikatora, uhvatite obod vrha aplikatora, okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podignite vrh sa štrcaljke ljušljajući ga s jedne na drugu stranu.

Proučite naslove Priprema lokacije, Uklanjanje zračnog prostora iz štrcaljke i Priprema vrha aplikatora

- Ciljno kirurško područje mora biti pravilno pripremljeno prije uklanjanja preostalog zraka, pripremnog punjenja ili nanošenja ljeplja BioGlue. BioGlue najbolje djeluje kada je ciljno kirurško područje suho. Suho kirurško područje može se opisati kao polje koje se ne zamjera krvju unutar 4-5 sekundi nakon što se obrne kirurškom spužvom.

OPREZ: △ Nemojte pokušavati BioGlue nanjeti na područje koje je premokro. Nanošenje ljeplja BioGlue na vlažno područje može rezultirati izostankom prijanjanja ljeplja BioGlue.

- Zaostali zračni džep u štrcaljki potrebno je ukloniti prije nanošenja ljeplja BioGlue. Dakle, važno je sastavljeni štrcaljku držati uspravno kako bi se osiguralo da se mjehanuri zraka u otopeninama nalaze na vrhu štrcaljke. Istjerenjivanje zračnog prostora sada se može postići pomoću dvije različite metode:

- Klip pritišćite samo dok se otopine ne izjednači s vrhom tijela štrcaljke. Nakon što se ukloni preostali zračni prostor, štrcaljka je spremna za pripremno punjenje (pogledajte 3. korak) i trenutnu upotrebu.
- Stisnite klip dok obje otopine ne budu vidljive u dnu vrha. Zračni uklonjen sada je uklonjen, ali ovaj vrh je sada začepljen polimeriziranim ljepljom BioGlue i morat će ga promijeniti prije pripremnog punjenja (pogledajte 3. korak) i nanošenja na ciljno mjesto.



Slika 6

NAPOMENA: Svaku štrcaljku je nakon prve upotrebe potrebno samo očistiti od preostalog zračnog prostora.

- Svaki vrh aplikatora mora biti pripremljen prije nanošenja ljeplja BioGlue. Priprema površine osigurava da se otopine BioGlue pravilno izmjeseju. Kirug bi trebao stisnuti klip i izbaciti usku traku ljeplja BioGlue dugu približno 3 cm na sterilnu površinu za jednokratnu upotrebu (npr. spužvu, gazu ili ručnik).
- Kirug bi trebao pregledati materijal koji je izbačen tijekom pripreme podloge i osigurati da je jednolично svijetložute do jantare boje i da u njemu nije nema mjeheriće zraka. Ako ovaj materijal izgleda bezbojno ili sadrži mjeheriće, ponovite pripremu površine kako je opisano u koraku 2 dok uredaj ne isporuči jednoličnu tekućinu bez mjeheriće.

OPREZ: △ Izbjegavajte izravni kontakt s istjeranim materijalom tijekom pripremnog punjenja.

OPREZ: △ Ako na štrcaljku ima znakova loma ili curenja, spravu odbacite u otpad i otvorite/upotrijebite novu.

- Kada je vrh aplikatora pravilno pripremljen, odmah nastavite s nanošenjem.

OPREZ: △ BioGlue se vrlo brzo polimerizira. Kirug mora nanjeti BioGlue odmah nakon pripreme.

Stanka između pripremnog punjenja i nanošenja može prouzročiti polimerizaciju ljeplja BioGlue

unutar vrha aplikatora. Ako se to dogodi, zamjenite zapriječeni vrh novim i ponovite korake pripreme vrha aplikatora. Nemojte nastaviti s pritiskom na klip kad se vrh začepi.

Općenite tehnike za upotrebu ljeplja BioGlue u kiruriji^{6,11,13,19}

Prije upotrebe kirurškog ljeplja BioGlue, kirurzi bi se trebali na odgovarajućoj obuci upoznati s kirurškim tehnikama i varijacijama njihovih specifičnih postupaka. Upotrebu kirurškog ljeplja BioGlue trebalo bi prakticirati s proizvodom prije prve uporabe u kirurškoj ordinaciji.

- Pacijentu treba pripremiti i zagrnuti prema standardnim bolničkim procedurama. Postupci kao što su ulazak u prsnu koš ili pleuralni prostor, kardiopulmonalno premoščavanje, stezanje i zaštita miokarda moraju slijediti standardne tehnikе kirurgije.

- Tkivo koje okružuje kirurško mjesto može se zaštiti od neželjene primjene kirurškog ljeplja BioGlue postavljanjem vlažnih sterilnih jاستučice od gaze u ta područja. Neposredno nakon nanošenja, uklonite gazu dok je ljepljo još mekano, brišući višak ljeplja oko mesta.

OPREZ: △ Kada ušisavate višak ljeplja BioGlue, nemojte upotrebljavati sprave za štednju krvi.

OPREZ: △ Stegnite i otpustite pritisak žila prije nanošenja ljeplja BioGlue na ciljane anastomozе.

OPREZ: △ Izbjegavajte ušisavati BioGlue u krvne žile kada se primjenjuje na ciljane anastomozе.

- Ako se kirurško ljeplilo BioGlue zaliđe na neželjeno mjesto, dopustite ljeplju da se polimerizira, a zatim jezno izrežite ljepljo od neželjenog područja pincetom i škarama. Kirurško ljeplilo BioGlue nemojte pokušavati ljuštiti, jer to može dovesti do oštećenja tkiva na tom mjestu.
- Za popravak krvnih žila nanesite ujednačeni sloj debljine 1,2 – 3,0 mm sa anastomozu žila/graftova s promjerom većim od 2,5 cm; nanesite ravnomjerni ljeplji sloj 0,5 – 1,0 mm za žile/graftove promjera manjeg od 2,5 cm.
- Područje primjene ljeplja NE smije biti komprimirano ili podvrženo dodatnom pritisku. BioGlue djeluje optimalno kada se pusti da se polimerizira pune dvije minute bez ikavkih manipulacija. Nakon što se ljepljo polimerizira, po potrebi učvrstite šavomivu.
- Nakon što se ljeplilo polimerizira, škarama i hvaljatkama odrezite višak ili nepravilne ljepljive rubove.

Specifične tehnike za upotrebu ljeplja BioGlue u kiruriji aortne disekcije^{6,11,13,19}

- Diseciranje slojeva aorte prvo treba očistiti od krvi i tromba i osušiti, koliko je to moguće, kirurškim spužvama.
- Za distalni kraj popravka disekcije umetnite balon kateter u pravi lumen kako biste definirali distalni završetak za nanošenje ljeplja BioGlue. Nadalje, disecirani slojevi aorte moraju biti blisko aproksimirani umetanjem dilatatora, spužve ili katetera u pravi lumen kako bi se očuvala priroda arhitektura žile.

Tada BioGlue treba dozirati u lažni lumen onoliko distalno koliko distalni balon kateter dopusti. Punjenje lažnog lumena mora se odvijati od distalnog do proksimalnog sa spiralnim pokretom prema van za neometanu primjenu. Lažni lumen u potpunosti ispunite ljepljom BioGlue; izbjegavajte prepunjavanje

lažnog lumena i proljevanje ljeplja BioGlue u pravi lumen ili okolno tkivo.

- Za proksimalni kraj popravka disekcije disecirane slojeve aorte također trebali bi biti usko aproksimirani pomoću dilatatora, spužve ili katetera. Ako je potrebno, vlažne jاستučice od gaze potrebno je staviti preko aortnog zališka kako bi ih zaštiti od nenamjernog nanošenja ljeplja BioGlue. BioGlue tada treba dozirati s proizvodom prije prve uporabe u kirurškoj ordinaciji.

Materijal usadka može se zaštićiti izravno na tkiva prilijepljena i ojačana ljepljom BioGlue na proksimalnom i distalnom aspektu popravka disekcije. Pustite da se BioGlue u potpunosti polimerizira bez ikavkih manipulacija pune dvije minute prije šivanja kroz prilijepljene slojeve tkiva.

- OPREZ:** △ Kako bi se očuvala probnodost koronom u lumenu u slučaju proširenja disekcije, prije nanošenja ljeplja BioGlue potrebno je razmotriti postavljanje katetera u koronarno ušće.

Upotreba ljeplja BioGlue u kiruriji pluća^{6,9}

Ljepljo BioGlue pokazalo se učinkovitim kada se nanese na ispuštanu pluća ili pluća napunjena zrakom.

Upute za odlaganje u otpad

Odbacite sav neiskorišteni materijal s otvorenog ili ostecenog proizvoda tako što ćete ga staviti u kantu za biološki opasan otpad.

Sažetak sigurnosnih i kliničkih karakteristika

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Vijek trajanja ljeplja BioGlue

Kirurško ljeplilo BioGlue namijenjeno je dugotrajnoj uporabi (dulje od 30 dana). BioGlue se razgrađuje proteolizom, može se sporo resorbiti ovisno o količini nanesenog ljeplja i vaskularnosti ciljanog tkiva.

Prijava ozbiljnih incidenta

Ozbiljne incidente koji se događaju u vezi s ljepljom BioGlue potrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se pacijent nalazi. Kontakt podaci za prijavu proizvođaču navedeni su u nastavku:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
Telefaks: +1 (770) 590-3753

E-pošta: fieldassurance@artivion.com

REFERENCE

Reference u vezi s informacijama u ovom isječku dostupne su na zahtjev.

¹Artivion Data on File, Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation (Validacija postupka proizvodnje kirurškog ljeplja BioGlue)

²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. (Upotreba kirurških štiftova u popravku duralnih pukotina tijekom neinstrumentirane kirurgije kralježnice.) Eur Spine J. 2014. kol.(23):1761-6.

³Glock Y, i dr. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion). (Eksperimentalna tehnika aortoprostetičkih anastomoz ljepljenjem (BioGlue® Artivion)) Prezentirano kod laparoskopske aortolijekalne kirurgije za okluzivnu bolesti i aneurizme u Marsيلе, Francuska. 28. siječnja 2000.

⁴Murdock M, i dr. Cyocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular

applications (Citokompatibilnost i mehanička svojstva kurirških brtvića za kardiovaskularne primjene). J Torakalna kardiovaskularna kirurgija 2018;1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results (Premosnice koronarne arterije bez šavova s biočekim zalijspljenim anastomozama: preliminarni rezultati in vivo i in vitro). J Torakalna kardiovaskularna kirurgija 2000;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, i dr. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy (Iskustvo s albuminskiim glutaraldehidnim ljepljilom za tkivo u zatvaranju curenja zraka nakon bulektomije). Forum za kirurgiju srca 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, i dr. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery (Preliminarni rezultati s primjeno albumin-glutaraldehidnog ljepljila za tkivo u plućnoj kirurgiji). Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83

⁸Tansley P, i dr. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks (Prospektivno, randomizirano, kontrolirano ispitivanje učinkovitosti ljepljila BioGlue u liječenju alveolarnog curenja zraka). J Torakalna kardiovaskularna kirurgija 2006;132:105-12

⁹Hergert GW, i dr. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses (Eksperimentalna uporaba albumin-glutaraldehidnog ljepljila za tkivo za brtvljenje plućnog parenhima i bronhijalnih anastomoza). Europski J kardiotorakalna kirurgija 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J, i dr. Kurirško ljepljo BioGlue – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery (Kurirško ljepljo BioGlue – procjena njegovih indikacija u kardiokirurgiji). An torakalna kirur 2002; 74:432-7

¹¹Fehrenbacher J, i dr. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients (Upotreba ljepljila BioGlue u kirurgiji aorte: pravilne tehnike primjene i rezultati kod 92 pacijenata). Forum za kirurgiju srca 2006; 9(5)

¹²Coselli JS, i dr. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures (Prospektivna randomizirana studija ljepljila za tkivo na bazi proteina, koje se primjenjuje kao hemostatski i strukturalni dodatak u postupcima popravka srčane i vaskularne anastomoze). J Am Coll Surg 2003;197:243-253

¹³Bavaria J, i dr. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Napredak u liječenju akutne disekcije tipa A: integrirani pristup). An torak kir 2002; 74:S1848-52

¹⁴Ma W, i dr. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Pridonosi li BioGlue anastomotskoj pseudoaneurizmi nakon operacije torakalne aorte?) J torak dis 2017

¹⁵Weiner J, i dr. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms (Uloga albumin-glutaraldehidnog ljepljila od govedeg serumu u formiranju anastomotskih pseudoaneurizmi). J kard kirur 2011; 26:76-81

¹⁶Westaby S, i dr. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Akutna disekcija tipa A: konzervativne metode osiguravaju dosljedno nisku smrtnost). An torac kirur 2002;73:707-13.

¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection (Izvješće o internoj kliničkoj studiji –

Ispitivanje učinkovitosti i sigurnosti kurirškog ljepljila BioGlue kao kurirškog dodatka u popravku disekcije aorte tipa A). Protokol BG1001

¹⁸Feier H, i dr. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Utjecaj albumin/glutaraldehidnog brtvića u ranim rezultatima nakon akutne disekcije aorte tipa A). REV.CHIM.(Bukurešt) - 70 - No. 6 – 2019

¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery (Albumin/glutaraldehidno brtviće u kardiokirurgiji). J kard kirur. 2003;18:500-3

²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series (BioGlue za prevenciju postoperativnog curenja cerebrospinalne tekućine u transfenzoidnoj kirurgiji: serija slučajeva A). Kirur neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; rasprava 376

²¹Kumar A, i dr. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transphenoidal procedures (Rekonstrukcija selarnog poda pomoću ljepljila BioGlue transfenzoidnim zahvatima). J klin neuros. 2003; 10:92-95

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures (Evaluacija upotrebe ljepljila BioGlue u neurokirurškim zahvatima). J klin neuroz. 2003. stud;10(6):661-4

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (Upotreba ljepljila za tkivo za smanjenje alveolarnog curenja zraka u torakalnoj kirurgiji). Asian Cardiovasc Thorac Ann. (Azijatska kardiovaskularna torak. an). 2. travnja, 2019.

²⁴LeMaire SA, i dr. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis (Novo kurirško ljepljo (BioGlue) uzrokuje akutnu ozljedu freničnog živca i paralizu dijafragme). Prezentirano na 34. sastanku udruženja akademske kirurgije 2000

²⁵LeMaire SA, i dr. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration (Novo kurirško ljepljo (BioGlue) uzrokuje trenutnu i dugotrajanu bradikardiju zbog degeneracije sinoatrijalnog čvora). Prezentirano na simpoziju timova za kardiologiju i opću torakalnu kirurgiju. (Sažetak) 2000

²⁶LeMaire SA, i dr. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Klorheksidin glukonat gel štiti sinovratne žive tijekom nanošenja kurirškog ljepljila (BioGlue)). Prezentirano na 35. sastanku udruženja akademske kirurgije. (Sažetak) 2001

²⁷LeMaire SA, i dr. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Klorheksidin glukonat gel štiti miokard i sinoatrijalni čvor tijekom nanošenja kurirškog ljepljila (BioGlue)). Prezentirano na 35. sastanku udruženja akademske kirurgije. (Sažetak) 2001

²⁸Sen A, i dr. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study (Stopa curenja cerebrospinalne tekućine nakon upotrebe ljepljila BioGlue u translabirintnoj kirurgiji vestibularnog švanoma: prospektivna studija). Otol Neurrol 2006;27:102-5.

²⁹Raanani E, i dr. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair (Upotreba ljepljila „BioGlue“ u kurirškom popravku aorte). An torak kirur 2001;72:638-40

³⁰Coselli JS, i dr. Thoracic aortic anastomoses (Anastomose torakalne aorte). Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76 (Operativne tehnike u torakalnoj i kardiovaskularnoj kirurgiji)

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O PROIZVODU

Rukovanje i pothranjivanje ovog uredaja od strane korisnika, kao i čimbenici koji se odnose na pacijenta, dijagnozu, liječenje, kurirške zahvate i druga pitanja su izvan kontrole proizvođača, mogu izravno utjecati na ovaj uredaj i rezultate dobivene njegovom uporabom.

ODRICANJE JAMSTVA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

TVRTKA ARTIVION SE ODRIČE SVIH IZRIČITIH I IMPLICIRANIH JAMSTAVA U ODNOSU NA OVO KURIRŠKO LJEPILO, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA IZRIČITU I IMPLICIRANU JAMSTVA ZA UTRŽIVOST I PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU. TVRTKA ARTIVION NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLUČAJNE NI POSLJEDIČNE ŠTETE. U slučaju da se za takvo odricanje od odgovornosti utvrdi da je nevažeće ili određivo iz bilo kojeg razloga: (i) svaka radnja za kršenje jamstva mora biti pokrenuta u roku od jedne godine nakon nastanka takvog zahtjeva ili uzroka djelovanja i (ii) pravni lječ za svaku takvo kršenje ograničen je na zamjenu proizvoda.

Artivion i BioGlue registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u SAD-u.

(cs) ČEŠTINA

Návod k použití

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Tisktěná verze návodu k použití bude k dispozici na vyžádání, do sedmi dní od kontaktování zákaznických služeb BioGlue prostřednictvím libovolné z možností uvedených níže:

Telefon: 888.427.9654 • Fax: 770.590.3753
Email: customer_service.us@artivion.com



ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
FAX +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

VÝZNAM SYMBOLŮ

	Výrobce		Řidte se návodem k použití / elektronickým návodem k použití
	Datum výroby		Pozor
	Autorizovaný zástupce pro EU	Rx ONLY	Pozor: Federální předpisy v USA omezují prodej či objednávání tohoto prostředku pouze na lékaře
	Dovozce		Nepyrogenní
MD	Zdravotnický prostředek		Obsahuje biologický materiál živočišného původu
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen	MR	Použitelné v prostředí MR
	Jednoduchý sterilní bariérový systém	REF	Katalogové číslo
	Dvojitý sterilní bariérový systém	LOT	Kód šarže
STERILE EO	Sterilizováno etylenoxidem	UDI	Unikátní identifikátor prostředku
STERILE R	Sterilizováno ozařováním		Datum použitelnosti
	Neprovádějte resterilizaci		Země výroby
	Není určeno k opakovanému použití	QTY #	Množství
	Teplotní omezení		

POPIS PRODUKTU

BioGlu® je dvousložkové tkáňové lepidlo, které se skládá z roztoku čistého bovinního sérového albuminu a glutaraldehydu. Po aplikaci se složky lepidla (v předem daném poměru) smísí v aplikační špičce, kde začne proces zesištění polymeru. Molekuly glutaraldehydu vytvoří kovalentní vazby (zesištění) mezi jednotlivými molekulami BSA a při aplikaci také mezi molekulami BSA a proteiny tkáně v místě aplikace. Vznikne tak pružná mechanická vrstva, která funguje nezávisle na mechanismu srážení krve. Tkáňové lepidlo BioGlu® (dále jen BioGlu) začne během 20 až 30 sekund polymerovat a plné pevnost dosáhne během 2 minut. Lepidlo BioGlu také rychle k materiálu syntetických náhrad díky mechanickému propojení mezer v matrici náhrady.

Následující příslušenství k usnadnění aplikace tkáňového lepidla BioGlu se prodává odděleně:

Kód produktu	Popis produktu
BGAT-SY	Aplikační špička
BGAT-10-SY	Nástavec na stříkačku – 10 cm
BGAT-27-SY	Nástavec na stříkačku – 27 cm
BGST-12	Aplikační špička s rozšířeným koncem – 12 mm
BGST-16	Aplikační špička s rozšířeným koncem – 16 mm
BGDTE-10	Nástavec aplikační špičky – 10 cm
BGDTE-27	Nástavec aplikační špičky – 27 cm
BGDTE-35	Nástavec aplikační špičky – 35 cm

Stříkačky BioGlu jsou dostupné ve 3 konfiguracích – 2ml, 5ml a 10ml. Každá stříkačka obsahuje složky bovinního sérového albuminu (BSA) a glutaraldehydu v poměru 1:4. Roztok BSA je tekutý a jantarově zbarvený. Roztok glutaraldehydu je rovněž tekutý a je bezbarvý.

Specifikace pro roztok BSA je 45% roztok (poměr hmotnost/objem). Maximální cílové hmotnosti pro 45% roztok BSA jsou pro různé velikosti stříkačky následující: 2,71 gramů (2ml stříkačka), 4,75 gramů (5ml stříkačka) a 9,50 gramů (10ml stříkačka). Na základě tétočílových hodnot je pro jednotlivé konfigurace maximální množství materiálu živočišného původu, který přijde do kontaktu s pacientem při použití jednoho prostředku, 1,22 gramů (2ml stříkačka), 2,14 gramů (5ml stříkačka), a 4,23 gramů (10ml stříkačka).

Specifikace pro roztok glutaraldehydu je 10% roztok (poměr hmotnost/objem). Maximální cílové hmotnosti pro 10% roztok glutaraldehydu jsou pro různé velikosti stříkačky následující: 0,63 gramů (2ml stříkačka), 1,10 gramů (5ml stříkačka), a 2,16 gramů (10ml stříkačka). Na základě tétočílových hodnot je pro jednotlivé konfigurace maximální množství glutaraldehydu, který přijde do kontaktu s pacientem při použití jednoho prostředku, 0,06 gramů (2ml stříkačka), 0,11 gramu (5ml stříkačka), a 0,22 gramů (10ml stříkačka).

INDIKACE / ZAMĚŘENÉ POUŽITÍ

Lepidlo BioGlu je určeno k použití jako doplňková metoda ke standardním chirurgickým metodám spojování, uzavření nebo využití měkké tkáně (například stehy, svorky a/nebo náplasti). Výrobek je indikován pro srdeční, cévní, plnicí a durální měkké tkáně.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělí chirurgičtí pacienti, u nichž je třeba kromě standardních chirurgických metod spojování, uzavření nebo využití srdeční, cévní, plnicí a durální měkké tkáně použít doplňkové metody.

ZAMĚŘENÝ UŽIVATELÉ

Tkáňové lepidlo BioGlu je určeno k použití profesionálními zdravotníky, např. chirurgy, kteří jsou pro danou indikaci náležitě kvalifikováni.

CHARAKTERISTIKA VÝKONU

- Plné pevnost lepidla BioGlu je dosaženo během 2 minut.¹
- Tkáňové lepidlo BioGlu vytváří silně kovalentní vazby s tkání a mechanicky se propojuje s materiálem syntetických náhrad. Díky této silným vazbám dosáhla odolnost lepidla BioGlu proti roztržení zaznamenaná v rámci studii v titru hodnoty 560 mmHG. ^{1,3,4}

Při velkých cévních a srdečních zákrucích, při nichž bylo použito lepidlo BioGlu:

- V porovnání se standardními operačními metodami došlo ke snížení krvácení z anastomózy.¹²

Při velkých cévních a srdečních zákrucích a plnicích zákrucích, při nichž bylo použito lepidlo BioGlu:

- V porovnání se standardními chirurgickými metodami došlo ke snížení počtu pacientů na jednotkách intenzivní péče a pacientů využadujících hospitalizaci.^{12,19,23}

Při operacích disekce aorty, při nichž bylo použito lepidlo BioGlu:

- V porovnání se standardními chirurgickými metodami se snížila spotřeba tamponů, hemostatických čindel a kožních stehů.¹⁷
- V porovnání se standardními chirurgickými metodami se zkrátil čas strávený na operačním sále, doba zasvorkování, doba trvání zástavy krevního oběhu a doba trvání mimotělního krevního oběhu.^{18,19}
- V porovnání se standardními chirurgickými metodami se snížila spotřeba krevních desitek, plazmy a krvinek.^{17,19}

Při plnicích zákrucích, při nichž bylo použito lepidlo BioGlu:

- Lepidlo BioGlu bylo shledáno účinným při naprávě netěsností u prázdné i naplněné plíce.^{6,7,8,9}
- V porovnání se standardním chirurgickým zákrudem se snížila doba trvání úniku vzduchu.^{6,8,23}

Při durálních zákrucích, při nichž bylo použito lepidlo BioGlu:

- V porovnání se standardním chirurgickým zákrudem se snížil výskyt úniku mozkomíšního moku.^{20,21,22}

Příslušenství pro tkáňové lepidlo BioGlu slouží k usnadnění aplikace tkáňového lepidla BioGlu.

KLINICKÝ PŘÍNOS

Při velkých cévních, srdečních, plnicích a durálních zákrucích, při nichž bylo použito lepidlo BioGlu:

- V porovnání s publikovanou literaturou týkající se standardních operačních metod se snížil podíl pseudoaneurysem.^{11,14,15}
- V porovnání s publikovanou literaturou týkající se standardních operačních metod se snížil podíl komplikací.^{12,2,23,18}
- V porovnání s literaturou týkající se standardních operačních metod se snížila úmrtnost.^{10,11,12,13,16}

KONTRAINDIKACE

Lepidlo BioGlu je kontraindikováno u cerebrovaskulárních korekcí a intraluminálních oblastí. Lepidlo BioGlu není určeno pro pacienty se známou citlivostí na materiály bovinního původu.

VAROVÁNÍ ▲

- Při spojování tkání nepoužívejte BioGlu jako náhradu stehu ani stvorky.
- Lepidlo BioGlu nepoužívejte způsobem, který by během aplikace nebo po ní vedl ke kontaktu lepidla s krevním oběhem (nebo jeho obstrukcí). BioGlu může při proniknutí do krevního oběhu způsobit obstrukci cév lokálního nebo embolického typu.
- Nepoužívejte BioGlu způsobem, který by během aplikace nebo po ní blokoval krevní nebo jiný luminální oběh.
- Zabráňte kontaktu lepidla s nervy, očima nebo jinou tkání, na něž nemá být lepidlo aplikováno.
- Studie na zvířatech²⁴ prokázala, že přímá aplikace BioGlu na odkryté brániční nervy může způsobit akutní poranění nervu. Jiná studie na zvířatech²⁵ prokázala, že přímá aplikace BioGlu na povrch sinoptického uzlu srdece (SAN) může způsobit koagulační nekrózu s rozšířením do myokardu, který může zasáhnout podložní tkáň vedoucí vzrušení a způsobit akutní, fokální degeneraci uzlu. Následná studie na zvířatech²⁶ prokázala, že použití chlorhexidin-glukonátového gelu může chránit brániční nervy, myokard i sinoptický uzel před možným poškozením použitím lepidla BioGlu.
- Nepoužívejte lepidlo BioGlu, pokud není personál přiměřeně chráněn (např. rukavicemi, obličejom rouškou, ochranným oděvem a ochrannými brýlemi). Volný (nezreagovaný) glutaraldehyd může způsobit podráždění očí, nosu, hrudi nebo kůže, vyvolat syndrom respirační tísnila a způsobit lokální nekrózu tkáně. Dlouhodobá expozice volnému glutaraldehydu může způsobit patologické stavby centrálního nervového systému nebo srdeční. Dojdě-li ke kontaktu, okamžitě postíženou místa opłachněte vodou a vyhledejte lékaře.
- Polymerované lepidlo BioGlu vyplňuje prostor. Při nesprávném použití či nesprávné aplikaci lepidla BioGlu byly nahlášeny závažné nepríznivé události v souvislosti se stačením přilehlých anatomických struktur. Lepidlo BioGlu by mělo být používáno, pouze pokud je možné praktickou vizuální pozicií aplikace, pokud je stříkačka správně naplněná, aby bylo dosaženo optimální viskozity, a mělo by být aplikováno pouze minimální množství přípravku. Přečtěte si oddíl Indikace/zaměřené použití a Pokyny k použití na tomto štítku.
- Omezte použití lepidla BioGlu u pacientů s abnormálním metabolismem vániku (např. při chronickém selhání ledvin, hyperparatiroidóze). Tkáň je ošetřena glutaraldehydem měd. větší tendencí k mineralizaci. Laboratorní experimenty naznačují, že nezreagovaný glutaraldehyd může mít mutagenické účinky.
- Nepoužívejte lepidlo BioGlu při infekci a u kontaminovaných částí těla dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při opakovaném použití lepidla BioGlu u stejněho pacienta dbejte zvýšené opatrnosti. Při vystavení účinkům lepidla BioGlu může dojít k hypersenzitivním reakcím. Uzvěratěly bývají zjistěny senzibilizace.
- Lepidlo BioGlu obsahuje materiál živočišného původu, který může přenášet infekční zárodky.
- Použití lepidla BioGlu u těhotných/kojících žen nebylo zkoumáno.
- Stříkačka BioGlu a doplňky BioGlu jsou jednorázové prostředky, které nesmí být použity u více než jednoho pacienta.

- Použití lepidla BioGlue u pediatrických pacientů nebylo zkoumáno. Lepidlo BioGlue by nemělo být aplikováno po obvodu tkáni, neboť by mohloomezovat růst a dilataci této tkáni.
- Vhodnost prostředku BioGlue k ošetření bronchopleurální pištěle (BPF) nebo lymfatického výtoku nebylo potvrzeno dostatečnými daty.
- Při použití BioGlue souběžně s jakýmkoli jiným materiálem je třeba dkladně přečíst návod k oběma výrobkům a tyto pokyny dodržovat.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Doporučujeme udržovat chirurgické rukavice, sterilní gázové čtverečručinky a chirurgické nástroje navlhčené, aby nedocházelo k nežádoucímu přilnutí lepidla BioGlue na jejich povrch.
- Stříkačka, aplikační špičky, aplikační špičky s rozšířeným koncem a nástavce na stříkačku BioGlue jsou určeny k použití pouze u jednoho pacienta. Neprovádějte resterilizaci.
- Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený.
- Dbejte, aby nedošlo k rozlití obsahu stříkačky.
- Během připevnování pistu na stříkačku pist nestlačujte.
- Neaplikujte lepidlo BioGlue na příliš vlhké operační pole. Přilnavost výrobku by mohla být snížena.
- Zamezte kontaktu tkáni s materiálem vymačkaným z aplikátoru během plňení.
- BioGlue rychle polymeruje. Naplnění je třeba provádět rychle a lepidlo BioGlue poté okamžitě aplikovat. Prodleva mezi plněním a aplikací může způsobit polymeraci lepidla v aplikáční špičce.

- Během odsávání přebytečného lepidla BioGlue z operačního pole nepoužívejte žádné přístroje k záchráně vytéklé krve.
- Před aplikací lepidla BioGlue na cílové anastomózy uzavřete cévy svorkou a eliminujte tlak za uzávěrem.

- Aby nedošlo ke vniknutí lepidla BioGlue do kardiovaskulárního systému, vyvarujte se jakéhokoli negativního tlaku během aplikace a polymerace lepidla BioGlue. Před aplikací BioGlue se by například měly vypnout levé ventrikulární ventily. Byly hlášeny případy, kdy bylo při použití zároveň s aktivním levým ventrikulárním ventilem lepidlo BioGlue nasát do aorty a bránilo fungování srdeční chlopení.

- Neodlupujte lepidlo aplikované na nežádoucí místo, mohlo by dojít k poškození tkáni.
- Neaplikujte BioGlue do uzavřených anatomických lokalit v bezprostřední blízkosti nervových struktur.
- Vzhledem k zprávám z klinické praxe²⁹ o špatně těsnici účinnosti přípravku při korekcích akustického neuromu translaryngitální cestou se použít při tomto typu zákroku nedoporučuje. Úspěšné použití výrobku při koreci akustického neuromu přes fossa crani media nebo retrosigmoidální výsko bylo popsáno v literatuře a je doporučováno²⁶.
- Publikovaná data z klinické praxe prokázala, že nadměrná aplikace BioGlue při operaci plic může způsobit vznik reziduálního vzduchového prostoru a atelektáz.⁷
- S tímto prostředkem je třeba zacházet a po použití jej zlikvidovat v souladu se všechni platnými předpisy, mimo jiné i s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti a ochraně zdraví a životního prostředí.

NEŽÁDOUĆI VEDLEJŠÍ ÚČINKY / NEPŘÍZNIVÉ UDALOSTI – POZOROVANÉ A POTENCIÁLNÍ

U lékára používajícího tyto metody je nezbytná znalost všech komplikací, které mohou nastat při operativních korekcích měkké tkáni. Komplikace

specifické pro daný typ operace se mohou objevit kdykoli během zákroku či po něm.

Pozorované nežádoucí vedlejší účinky / nepříznivé události:

Mezi nepríznivé události pozorované během klinických studií patří: aplikace BioGlue na nevhodnou tkáň, špatně přilnutí výrobku ke tkáni, smrt, protízení cévy a krvácení, unik mozkomíšního moku, infekce, zánět, imunitní systémická alergická reakce, nevratná nemocnost, ischemie, infarkt myokardu, neurologický deficit, selhání orgánových systémů, paraplegie, pleurální výpotek, dysfunkce/selhání ledvin, respirační funkce/selhání, cévní mozková příhoda nebo mozkový infarkt, tromboembolie a trombóza.

Potenciální nežádoucí vedlejší účinky / nepříznivé události, které mohou nastat v důsledku použití BioGlue:

Mezi komplikace specifické pro použití tkáňového lepidla BioGlue při operacích měkké tkáni patří mimo jiné: hypersenzitivní reakce ve místě aplikace, např. otok nebo edém, špatně přilnutí výrobku ke tkáni, aplikace na nevhodnou tkáň, zánětlivá a imunitní reakce, alergická reakce, mineralizace tkáni, lokální nekroza tkáni, obstrukce cév, obstrukce bronchů nebo lumen, trombóza a tromboembolie, plícní embolie, poškození normálních cév nebo tkáni, stenóza, sérum, pseudoaneuryisma a možný přenos infekčních zárodků z materiálu živočišného původu.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Stříkačka a aplikační špičky BioGlue se dodávají sterilní. Nepoužijte materiál s otevřeným nebo poškozeným obalem zlikvidujte.

Roztoky BioGlue jsou dodávány v uzavřené a sterilní dvojtí stříkačce. Polymerované lepidlo BioGlue je nepyrogenické. Skladujte při teplotě do 25 °C, nemrazte.

PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Tkáňové lepidlo BioGlue je použitelné v prostředí MR (tzn. jeho použití ve všech prostředích MR nepředstavuje riziko).

POKyny k použití

Tkáňové lepidlo BioGlue aplikujte profylakticky nebo po zjištění netěsnosti.

Příprava prostředku

Aplikační systém tkáňového lepidla BioGlue se skládá ze stříkačky, pistu stříkačky a aplikační špičky.

Uvnitř krabice se stříkačka BioGlue jsou dva oddělené sáčky. Jeden sáček obsahuje stříkačku a pist stříkačky, druhý sáček obsahuje čtyři aplikační špičky.

Krabice 10ml stříkaček BioGlue obsahuje další sáček se třemi 12mm aplikačními špičkami s rozšířeným koncem. Před použitím všechny sáčky vizuálně zkонтrolujte. Nepoužívejte, pokud došlo k narušení sterilního bariérového systému.

1. Vyjměte stříkačku, pist stříkačky a aplikační špičky z obalu. Přidejte stříkačku ve vzpřímené poloze a poklepáním zámkadžete vzduchové bublinky v její horní části.



Obrázek 1



Obrázek 2

POZNÁMKA: Během sestavování aplikačního systému držte stříkačku po celou dobu ve vzpřímené poloze, aby bublinky zůstaly nahoru.

2. Vyjměte aplikační špičku z obalu a zkонтrolujte její límc. Orientační značka musí být přímo

nad větším z portů. Pokud tomu tak není, otáčejte arotačním límcem, dokud není značka nad větším portem. Pevně uchopte stříkačku koncem vzhůru, otocete její krytku o 90° proti směru hodinových ručiček a kolébavým pohybem krytku sejměte. Nasadte špičku na stříkačku podle zářezu.



Obrázek 3

POZOR:  Dbejte, aby při sestavování nedošlo k rozlití obsahu stříkačky.

3. Špičku fixujte na místě přitisknutím špičky ke stříkačce a otočením límcu o 90° ve směru hodinových ručiček.



Obrázek 4

Držte stříkačku ve vzpřímené poloze, srovnejte malý a velký válec stříkačky s odpovídajícími hlavními pistu stříkačky a zasúvte pist do zadní části stříkačky, dokud neucítíte odpor. Injekční aplikátor je nyní připraven.



Obrázek 5

POZOR:  Před odvzdušněním (viz další odstavec) nepokládejte sestavený prostředek na bok.

POZOR:  Před použitím lepidla BioGlue při zákroku je nutno odvzdušnit stříkačku a naplnit aplikační špičku. Viz [Příprava místa aplikace, odvzdušnění stříkačky a naplnění aplikační špičky](#).


4. Pokud používáte špičku s obecným nástavcem, požadovaného úhlu docílujte ohnutým nástavcem pod správným úhlem a přidřížením takto ohnuteho nástavce po dobu 3-5 sekund. Nástavec by měl v tomto úhlu vydržet až 5 minut.
5. Potřebujete-li odstranit upsané aplikační špičky, uchopte špičku za límc, otocete jej proti směru hodinových ručiček a kolébavým pohybem špičku ze stříkačky sejměte.

Příprava místa aplikace, odvzdušnění stříkačky a naplnění aplikační špičky

1. Před odvzdušněním stříkačky, plněním nebo aplikací lepidla BioGlue je třeba rádně připravit cílové operační pole. Lepidlo BioGlue nejlépe funguje, pokud je cílové operační pole suché. Suché operační pole je takové, které se po otevření tamponem dosušuje nepokrytí do 4-5 sekund krví.

POZOR:  Nepokoušejte se lepidlo BioGlue aplikovat po příliš vlhkém pole. Při aplikaci BioGlue do vlhkého pole se může snížit přilnavost výrobku.

2. Před aplikací lepidla BioGlue je třeba provést odvzdušnění stříkačky. Znovu opakujeme, je nutné podržet sestavenou stříkačku ve vzdáleném poloze a tak zajistit, aby se vzdubové bublinky shromáždily v horní části stříkačky. Odvzdušnění lze provést dvěma různými metodami:
- Stláčujte pist pouze do té doby, než se roztoky vyrovnají s horní částí těla stříkačky. Po odvzdušnění je stříkačka připravena k naplnění (viz krok 3) a okamžitému použití.
 - Stláčujte pist, dokud se oba roztoky neobjeví v základné špičce. Vzdub je nyní odstraněn, ale špička je upcáná polymerovaným lepidlem BioGlue a bude nutné ji před naplněním a aplikací vyměnit (viz krok 3).



Obrázek 6

POZNÁMKA: Každou stříkačku je třeba odvzdušnit pouze při prvním použití.

- Každou aplikační špičku je třeba před aplikací lepidla BioGlue naplnit. Plnění zajistí náležité promíchaní složek lepidla BioGlue. Je třeba, aby chirurg stiskl pist a vytlačil na sterilní jednorázový povrch (např. tampon, gázu nebo ručník) úzký, asi 3 cm dlouhý proužek lepidla BioGlue.
- Je třeba, aby chirurg kontroloval materiál vytlačený při plnění a ujistil se, že má stejnoměrou žlutou až jantarovou barvu a neobsahuje vzdubové bublinky. Pokud se materiál jeví jako bezbarvý nebo obsahuje bublinky, započíte postup plnění dle pokynů v kroku 2, dokud z prospektu nevychází homogenní tekutina bez bublin.

POZOR: ▲ Vyhnete se přímému kontaktu s materiálem vytlačeným během plnění.

POZOR: ▲ Pokud zjistíte, že je stříkačka poškozená nebo netěsná, prostředek vydřte a otevřete/použijte nový.

- Po rádném naplnění aplikační špičky lepidlo okamžitě aplikujte.

POZOR: ▲ BioGlue velice rychle polymeruje. Je třeba, aby chirurg BioGlue aplikoval ihned po naplnění.

Prodleva mezi plněním a aplikací může způsobit polymeraci lepidla v aplikační špičce. V takovém případě vyměňte upsanou špičku a opakujte plnění s novou špičkou. Pokud došlo k ucpaní špičky, nestláčujte dále pist.

Obecné techniky použití lepidla BioGlue v chirurgii^{6-23,29,30}

Operátori používající výrobek musí být obeznámeni a vyškoleni v použití příslušných chirurgických metod a jejich aplikaci v konkrétním postupu. Před prvním použitím v místě zákonku je třeba naučit použití tkáňového lepidla BioGlue s výrobkem.

- Pacienta je třeba připravit a zarouškovat v souladu se standardními postupy nemocnice. Procedury, jako je například vstup do hrudníku nebo pleurálního prostoru, zavedení mimotělního oběhu, zasvorkování a ochrana myokardu, provádějte standardním způsobem.
- Tkání kolem místa aplikace lze chránit před nezádoucí aplikací tkáňového lepidla BioGlue

zakrytím navlhčenými sterilními gázovými čtvrcí. Okamžitě po aplikaci, dokud je lepidlo ještě měkké, čtvorce vyjměte a oteřte preebytěné lepidlo z okolí místa aplikace.

POZOR: ▲ Během odsvávání preebytěného lepidla BioGlue nepoužívejte žádné přístroje k záchraně vytéké krve.

POZOR: ▲ Před aplikací lepidla BioGlue na celové anastomózy uzavřete cévy svorkou a eliminujte tlak za uzávěrem.

POZOR: ▲ Při aplikaci lepidla BioGlue na celové anastomózy zamezte jeho nasátí do cévního rečítěst.

- Pokud přípravek přilne na nežádoucí místo, nechte jej zpolymerovat a poté jej jemně odstraňte pinzetou a nůžkami. Tkáňové lepidlo BioGlue se nepokousejte odcloupat, mohlo by dojít k poškození tkáně v místě aplikace.
- Při opravách cév aplikujte rovnoramennou tenkou vrstvu lepidla: 1,2–3,0 mm silounu u anastomóz cév či náhrad o průměru nad 2,5 cm; 0,5–1,0 mm u anastomóz cév či náhrad o průměru do 2,5 cm.
- Oblast aplikace v ŽADNÉM případě nestláčujte ani nevystavujte jiné formě nadměrného tlaku. Pro optimální fungování je třeba nechat lepidlo BioGlue po dobu dvou minut zpolymerovat a během této doby s ním nijak nemanipulovat. Polymerované lepidlo dle potřeby zajistěte stehy.
- Po polymeraci odstraňte preebytěné nebo nepravidelné hrany ztluhého lepidla nůžkami nebo pinzetou.

Konkrétní metody použití lepidla BioGlue při operaci disekce aorty^{6,11,13-19}

- Disekované vrsty aorty je třeba očistit od krve a z trombotického materiálu a co nejdůkladněji osušit chirurgickými tampony.
- Při opravě distálního konce disekce zavедte do pravého lumen balonkový katetr a zajistěte tak distální ohrazení místa pro aplikaci BioGlue. Kromě toho je disekované vrsty aorty třeba stáhnout těsně k sobě zavedením dilatátoru, tamponu nebo katetuře do pravého lumen, aby byla zachována přirozená architektura cévy.

BioGlue je poté třeba aplikovat distálně do falešného lumen, jak nejdále umožňuje distální balonkový katetr. Pro snadnou aplikaci je třeba využívat falešné lumen spirálovým pohybem od distálního směrem k proximálnímu konci. Pomoci lepidlu BioGlue zcela vyplňte falešné lumen; dbejte, aby nedošlo k přeplnění falešného lumen a rozšířit lepidlo na pravé lumen nebo do okolní tkáně.

- Při lepení proximálního konce disekce je rovněž třeba stáhnout disekované vrsty aorty těsně k sobě pomocí dilatátoru, tamponu nebo katetuře. V případě potřeby je třeba pokrýt cípy aortální chlopňí vlnkami gázovými čtvrcí, aby nedošlo k neúmyslné aplikaci lepidla BioGlue na cípy aortální chlopňí. Poté je třeba vyplnit falešné lumen lepidlem BioGlue.

Náhradu lze fixovat stehy přímo na tkáň slep ▲ využitím lepidla na proximální i distální straně disekce. Před sesítím slepěných vrstev tkáni nechte lepidlo BioGlue plně zpolymerovat a po dobu dvou minut s tkání níjak nemanipulujte.

POZOR: ▲ Aby byla zachována průchodnost koronárního lumen v případě rozšíření disekce, je třeba před aplikací lepidla BioGlue zvážit zavedení kатегtru do osti koronárních tepen.

Použití tkáňového lepidla BioGlue v plnicí chirurgii⁶⁻⁹

Lepidlo BioGlue bylo shledáno účinným při aplikaci na prázdné i naplněné plíce.

Pokyny k likvidaci

Nepoužitý materiál s otevřeným nebo poškozeným obalem zlikvidujte umístěním do koše na biologický odpad.

Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP)

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007/W

Životnost tkáňového lepidla BioGlue

Tkáňové lepidlo BioGlue je určeno k dlouhodobému použití (více než 30 dní). Lepidlo BioGlue degraduje proteolýzou, v závislosti na množství použitého lepidla a prokvení celové tkáně může být vsíbezvábné lepidlo pomalé.

Nahlášení závažných událostí

Závažné události, ke kterým dojde v souvislosti s výrobkem BioGlue, je třeba nahlásit výrobci a příslušným úřadům členského státu, v němž pacient sídlí. Kontaktní adresa pro nahlášení výrobci viz níže:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW · Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldassurance@artivion.com

LITERATURA

Literaturu k údajům uvedeným v této příbalové informaci poskytne na požádání.

¹Artivion Data on File (Údaje společnosti Artivion). Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation (Val-00097: Validace výrobního procesu lepidla BioGlue)

²Miscus M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery (Využití chirurgických tmelů při opravách natření dury vzniklých při neinstrumentálních operacích páteře). Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6. (Srpen 2014)

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (Experimentální metoda vytváření aorto-prostetických anastomóz lepením) (BioGlue® Artivion). Presented in Laparoscopic Aortoiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France (Příspěvek na konferenci Laparoskopické operace aorty při okluzivních onemocněních a aneurysmatech, Marseille, Francie), January 28 (28. ledna), 2000

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications (Cytokompatibilita a mechanické vlastnosti chirurgických tmelů pro kardiovaskulární použití). J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary *in vivo* and *in vitro* results (Bypass koronární tepny provedený bez šití s použitím biologických lepených anastomóz: předběžné výsledky *in vivo* a *in vitro*). J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1016/S0022-5223(00)70596-6. (Září 2000) PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy (Zkušenosti s využitím albumin-glutaraldehydového tkáňového lepidla při opravě

- netěsností s únikem vzduchu po bulektomii). Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433
- ¹⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery (Předběžné výsledky využití albumin-glutaraldehydového tkáňového lepidla v plícní chirurgii). Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83
- ¹⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks (Prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná studie efektivity lepidla BioGlue při léčbě netěsností plícních sklípků s únikem vzduchu). J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12
- ¹⁹Herget GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses (Experimentální využití albumin-glutaraldehydového tkáňového lepidla k utěsnění plícního parenchyma a bronchiálních anastomoz). European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.
- ²⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of its indications in Cardiac Surgery (Tkáňové lepidlo BioGlue – Vyhodnocení indikaci při operacích srdeč). Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7
- ²¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients (Využití tkáňového lepidla BioGlue při operacích aorty: Správné metody aplikace a výsledky u 92 pacientů). The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)
- ²²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures (Prospektivní, randomizovaná studie použití tkáňového lepidla na bázi bílkovin jako hemostatika a doplňkové metody při strukturálních opravách anastomóz srdeč a cév). J Am Coll Surg 2003;197:243-253
- ²³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Pokrok v léčbě akutní disekce typu A: Integrovaný přístup). Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52
- ²⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Přispívá lepidlo BioGlue ke vzniku pseudoaneurysmatu v anastomóze po operaci hrudní aorty?) J Thorac Dis 2017
- ²⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms (Úloha BSA-glutaraldehydového lepidla při vzniku anastomotického pseudoaneurysmatu). J Card Surg 2011; 26:76-81
- ²⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Akutní disekce typu A: při použití konzervativních metod je úmrtnost průběžně nižší). Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.
- ²⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection (Zpráva z interní klinické studie – Studie efektivity a bezpečnosti tkáňového lepidla BioGlue jako doplňkové metody při opravách disekce aorty typu A). Protocol BG1001 (Protokol BG1001)
- ²⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Vliv použití albumin-glutaraldehydového tmelu – První výsledky po akutní disekci aorty typu A). REV.CHIM.(Bucharest) – 70 – No. 6 – 2019
- ²⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery (BioGlue: použití albumin-glutaraldehydového tmelu při operacích srdeč). J Card Surg 2003;18:500-3
- ³⁰Dusick JR, Mattzo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series (Použití lepidla BioGlue k prevenci pooperačních úniků mozkomožního moku u transsfenoidálních zákröků: Případová studie). Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion (diskuze) 376 (Říjen 2006)
- ³¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transphenoidal procedures (Rekonstrukce selářní oblasti po transsfenoidálních zákrökach pomocí lepidla BioGlue). J Clin Neurosurg 2003; 10:92-95
- ³²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures (Hodnocení použití lepidla BioGlue při neurochirurgických zákrökach). J Clin Neurosci. 2003 Nov;10(6):661-4 (Listopad 2003)
- ³³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (Použití tkáňových lepidel ke snížení úniku vzduchu z plícních sklípků u hrudních zákröků). Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2. (2. dubna 2019)
- ³⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute aperic nerve injury and diaphragmatic paralysis (Nové tkáňové lepidlo (BioGlue) způsobuje akutní poranění bráničního nervu a brániční paralyzu). Presented at the 34th Association of Academic Surgery 2000
- ³⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration (Nové tkáňové lepidlo (BioGlue) způsobuje okamžitou a dlouhotrvající bradycardiю v důsledku degenerace sinoatriálního uzlu). Presented at Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams (Prezentováno na Sympoziu lékařů v oboru kardiochirurgie a hrudní chirurgie). (Abstract) 2000
- ³⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Chlorhexidin-glukonátový gel chrání odkryté nervy během aplikace tkáňového lepidla BioGlue). Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting (Prezentováno na 35. setkání Asociace akademické chirurgie). (Abstract) 2001
- ³⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Chlorhexidin-glukonátový gel chrání myokard a sinoatriální uzel během aplikace tkáňového lepidla BioGlue). Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting (Prezentováno na 35. setkání Asociace akademické chirurgie). (Abstract) 2001
- ³⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study (Podíl úniku mozkomožního moku po použití lepidla BioGlue při operaci vestibulárního schwannomu translabyrinthní cestou: Prospektivní studie). Otol Neutrrol 2006;27:102-5.
- ³⁹Raanan E, et al. Use of "BioGlu" in aortic surgical repair (Použití lepidla „BioGlu“ při chirurgických opravách aorty). Ann Thorac Surg 2001;72:638-40
- ⁴⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses (Hrudní aortální anastomózy). Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76
- PRÁVNÍ INFORMACE K VÝROBKU**
Manipulace s tímto prostředkem a jeho skladování uživatelem – stejně jako faktory související s pacientem, diagnózou, lečbou, chirurgickými postupy a jiné záležitosti, jež jsou mimo kontrolu výrobce – mohou přímo či nepřímo ovlivnit tento prostředek i výsledky jeho použití.
- ODMÍNUTÍ ZÁRUKY, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST ARTVION ODMÍTÁ VĚŠKERÉ PRÍMÉ A I NEPRÍMÉ ZÁRUKY V SOUVISlostI S TÍMTO TKÁŇOVÝM LEPIDLEM, MIMO JINÉ I CO SE TYČE PRÍMÝCH A NEPRÍMÝCH ZÁRUK OHLEDNĚ PRODEJNOSTI VÝROBKU A JEHO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU.
SPOLEČNOST ARTVION V ŽÁDNém PŘíPADĚ NEODPOVídA ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNé**

ŠKODY. V případě, že je takové omezení záruk z libovolného důvodu shledáno neplatným nebo nevymahatelným: (i) jakékoli kroky k nárokování záručních práv musí být učiněny do jednoho roku od vzniku takového nároku nebo příčiny a (ii) jediným možným opravným prostředkem je náhrada výrobku.

Artivion a BioGlue jsou registrované obchodní značky společnosti Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v USA.

(da) DANSK

Brugsanvisning

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglu

En printet udgave af brugsanvisningen leveres inden for syv dage efter anmodning herom til BioGlues kundeservice via en af de nedenstående kontaktmuligheder.

Telefon: 888.427.9654 • Fax: 770.590.3753
E-mail: customer_service.us@artivion.com



ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

SYMBOLFORKLARING

	Producent		Se brugsanvisningen / Se de elektroniske brugsanvisninger
	Fremstillingsdato		Advarsel
	Autoriseret repræsentant i EU	RxONLY	Advarsel: I henhold til amerikansk lovgivning må dette instrument kun sælges af en læge eller efter dennes anvisning.
	Importør		Ikke-pyrogen
MD	Medicinsk udstyr		Indholder biologisk materiale af animalsk oprindelse
	Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget	MR	MR-sikker
	Enkelt steril barrièresystem	REF	Katalognummer
	Dobbelt steril barrièresystem	LOT	Batch-kode
STERILE EO	Steriliseret med ethylenoxid	UDI	Unik enhedsidentifikation
STERILE R	Steriliseret med bestråling		Udløbsdato
	Må ikke gensteriliseres		Oprindelsesland
	Må ikke genbruges	QTY #	Antal
	Temperaturbegrænsning		

PRODUKTBESKRIVELSE

BioGlue® kirurgisk klæbemiddel er et tokomponent kirurgisk klæbemiddel, bestående af oplosninger af renset okseserumalbumin og glutaraldehyd. Når det er dispenseret, blandes den klæbende oplosning (i forudbestemte forhold) inde i applikatorspidsen, hvor tværbindingen begynder. Glutaraldehydmolekylerne binder (tværbinding) BSA-molekylerne kovalent til hinanden, og, under påføring, til værets proteiner på behandlingsstedet, hvilket skaber en fleksibel mekanisk forsegleg uafhængigt af kropens koagulationsmekanisme. BioGlue kirurgisk klæbemiddel (herefter kaldet BioGlue) begynder at polymerisere inden for 20 til 30 sekunder og når sin bindestyrke inden for 2 minutter. BioGlue klæber også til syntetiske transplantatmateriale ved hjælp af mekaniske læse i transplantationsmatrixens interstitium.

Følgende tilbehør sælges separat som hjælp til levering af BioGlue kirurgisk klæbemiddel:

Produktkode	Produktbeskrivelse
BGAT-SY	Applikatorspids
BGAT-10-SY	Forlængerspids til sprøjte - 10 cm
BGAT-27-SY	Forlængerspids til sprøjte - 27 cm
BGST-12	Sprederapplikatorspids - 12 mm
BGST-16	Sprederapplikatorspids - 16 mm
BGDTE-10	Fremføringsspidsforlænger - 10 cm
BGDTE-27	Fremføringsspidsforlænger - 27 cm
BGDTE-35	Fremføringsspidsforlænger - 35 cm

BioGlue-sprøjter fås i tre forskellige størrelser – 2 ml, 5 ml og 10 ml. Hver sprøjte er sammensat af okseserumalbumin (BSA) og glutaraldehydoplosninger i forholdet 4:1 respektive. BSA-oplosningen er røvfarvet og flydende. Glutaraldehydoplosningen er klar og også flydende.

Specifikationen for BSA-oplosningen er en oplosning på 45 % (vægt/volumenforhold). Den maksimale mælvgært for BSA-oplosningen på 45 % for hver størrelse er: 2,71 gram (2 ml-sprøjte), 4,75 gram (5 ml-sprøjte) og 9,50 gram (10 ml-sprøjte). Baseret på disse mål er den maksimale mængde materiale af animalsk oprindelse, der kommer i kontakt med patienten, når man anvender en enkel enhed, 1,22 gram (2 ml-sprøjte), 2,14 gram (5 ml-sprøjte) og 4,23 gram (10 ml-sprøjte) for hver konfiguration.

Specifikationen for glutaraldehydoplosningen er en oplosning på 10 % (vægt/volumenforhold). Den maksimale mælvgært for glutaraldehydoplosningen på 10 % for hver størrelse er: 0,63 gram (2 ml-sprøjte), 1,10 gram (5 ml-sprøjte) og 2,16 gram (10 ml-sprøjte). Baseret på disse mål er den maksimale mængde glutaraldehyd, der kommer i kontakt med patienten, når man anvender en enkel enhed, 0,06 gram (2 ml-sprøjte), 0,11 gram (5 ml-sprøjte) og 0,22 gram (10 ml-sprøjte) for hver konfiguration.

INDIKATIONER/TILSIGTET FORMÅL

BioGlue kirurgisk klæbemiddel er beregnet til anvendelse som hjælpemiddel til kirurgiske standardbehandlingsmetoder (såsom suturer, hæfteklammer og/eller transplanter) til fastklafe, forsegle og/eller forstærke blødt væv. Indiceret blødt væv er hjertevæv, vaskulært, pulmonalt og duralt væv.

MÅLPATIENTPOPULATIONER

Voksne patienter, der undergår et kirurgisk indgreb, som kræver et hjælpemiddel til kirurgiske standardbehandlingsmetoder for at binde, forsegle

og/eller forstærke hjertevæv, vaskulært, duralt og pulmonalt væv.

TILSIGTE BRUGERE

BioGlue kirurgisk klæbemiddel er beregnet til at blive brugt af sundhedspersonalet såsom kirurger, der er kvalificeret til den relevante indikation.

KARAKTERISTIKA FOR YDEEVNE

- BioGlue opnår fuld bindestyrke inden for 2 minutter.¹
- BioGlue kirurgisk klæbemiddel danner stærke kovalente bindinger med væv og mekaniske læse med syntetisk transplantatmateriale. Disse stærke bindinger medfører, at BioGlue har en registreret sprængstyrke på mindst 560 mmHg i vitro-undersøgelser.^{1,3,4}

Ved procedurer i store kar og herte, hvor BioGlue blev brugt:

- Reduktion i anastomotisk blødning, sammenlignet med standardbehandlingsteknikker.¹²

Ved procedurer i lunger, store kar og herte, hvor BioGlue blev brugt:

- Reduktion i indlæggelser på intensiv og hospitalstophold, sammenlignet med kirurgiske standardteknikker.^{12,19,23}

Ved reparation i aortadissektion, hvor BioGlue blev brugt:

- Færre gazebind, hæmostatiske midler og sminkesømme var påkrævet, sammenlignet med kirurgiske standardteknikker.¹⁷
- Tidsforbrug på operationsstuen, tid på krydklemning, længden af cirkulationsstop, bypassiden blev reduceret, sammenlignet med kirurgiske teknikker.^{18,19}
- Brugen af blodplader, plasma og blodceller blev reduceret, sammenlignet med kirurgiske standardteknikker.^{17,19}

Ved lungeprocedurer, hvor BioGlue blev brugt:

- BioGlue har vist sig at være effektiv til at forsegle luftlækager, når det anvendes på en deflateret eller oppustet lunge.^{6,7,8,9}
- Variigheden af luftlækager blev reduceret, sammenlignet med kirurgisk standardbehandling.^{6,8,23}

Ved durale procedurer, hvor BioGlue blev brugt:

- Lækager i cerebrospinalvæske blev reduceret, sammenlignet med kirurgisk standardbehandling.^{20,21,22}

Tilbehøret til BioGlue kirurgisk klæbemiddel fungerer som hjælp til levering af BioGlue.

KLINISKE FORDELÉ

Ved procedurer i store kar, hjerte, lunger og duralt væv, hvor BioGlue blev brugt:

- Pseudoneurisme-rater har vist sig at være lavere, sammenlignet med udgivet litteratur og standard behandlingsteknik.^{11,14,15}
- Komplikationsrater har vist sig at være lavere, sammenlignet med udgivet litteratur og standard behandlingsteknik.^{12,22,18}
- Dødelethed har vist sig at være lavere, sammenlignet med indbrettede litteratur og standard behandlingsteknik.^{10,11,12,13,16}

KONTRAINDIKATIONER:

BioGlue er kontraindicert til brug ved cerebrovaskulære behandlinger og i eventuelle intraluminale områder. BioGlue må ikke bruges hos patienter med en kendt overfølsomhed over for materialer af bovin oprindelse.

ADVARSLER ▲

- BioGlue må ikke bruges som erstattning for suturer eller hæfteklammer i væftstørnelæsler.
- BioGlue må ikke bruges på en møde, så det kommer i kontakt med eller forhinder blodomlobet under eller efter påføring. Hvis BioGlue kommer ind i blodomlobet, kan det føre til lokal eller embolisk vaskulær tilstopning.
- BioGlue må ikke bruges på en møde, så det forhindrer luftgenomstrømning eller anden luminalvæskegenomstrømning under eller efter påføring.
- Undgå kontakt med nerver, øjne eller andet væv, der ikke er bereget til påføring.
- En undersøgelse med dyr²⁴ har vist, at direkte påføring af BioGlue på en afstået nervus phrenicus kan forårsage akut nerveskade. En separat undersøgelse med dyr²⁵ har vist, at direkte påføring af BioGlue på overfladen af hjertets sinusknude (SAN) kan forårsage koagulationsnekrose, der strækker sig ind i myokardium, og som kan nå underliggende ledningsvæv og risikere at forårsage akut fokal nedbrydning af sinusknuden. Efterfølgende undersøgelser med dyr^{26,27} har demonstreret, at chlortexidindluconatet kan beskytte nervus phrenicus, myokardium og den underliggende sinusknude mod potentiel skade efter brug af BioGlue.
- BioGlue må ikke bruges, hvis personalet ikke er tilstrækkeligt beskyttet (f.eks. børne handsker, maske, beskyttelsesstof og sikkerhedsbriller). Ureagert glutaraldehyd kan forårsage irritation i øje, næse, hals eller hud, fremprovokeret åndedrætsbesvær og forårsage lokal vævsnekrose. Langvarig eksponering for ureagert glutaraldehyd kan forårsage sygdomme i centralnervesystemet eller hjertet. Ved kontakt skal de berørte områder straks skyldes med rigelige mængder vand, og man skal søge lægehjælp.
- Polymeriseret BioGlue er pladsoptagende. Ved forkert anvendelse eller forkert påføring er der rapporteret alvorlige komplikationer i forbindelse med kompression af tilstede anatomiiske strukturer. BioGlue må kun anvendes, når det er muligt at have fuld synlighed over stedet, hvor klæbemidlet skal påføres, når det er korrekt præpareret for at opnå optimal viskositet, og der bruges en minimal mængde. Hvis henviser til afsnitene *Indikationer/Tilsigtet formål og Brugsanvisning* i dette tillæg.
- Brug så lidt BioGlue som muligt hos patienter med unormal kalciumpotassionsbalance (f.eks. kronisk nyresvigt, hyperparathyroidisme). Glutaraldehydbehandlet væv har en øget tilbøjelighed til mineralisering. Laboratorieeksperimenter indikerer, at ureagert glutaraldehyd kan have mutationsfremmende påvirkninger.
- BioGlue må ikke bruges ved tilstede vævrelse af en infektion og skal bruges med varsonhed på kontaminerede områder af kroppen.
- Udvis forsigtighed med gentagne eksponeringer for BioGlue hos den samme patient. Eksponering for BioGlue kan føre til overfølsomhedsreaktioner. Sensibilisering er blevet observeret hos dyr.
- BioGlue indeholder et materiale af animalsk oprindelse, der potentielt kan overføre smittestoffer.
- Brugen af BioGlue hos gravide og ammende kvinder er ikke blevet undersøgt.
- BioGlue sprøjte og BioGlue tilbehør er engangsenheder og bør ikke bruges til mere end én patient.
- Brugen af BioGlue hos børn er ikke blevet undersøgt. BioGlue må ikke påføres periferisk på væv, da det muligvis forhinder vævet i at vokse eller udvide sig.

- Egnetheden af BioGlue til behandling af bronchopleural fistel (BPF) eller lymfatisk lække er ikke bekræftet til tilstrækkelige data.
- Hvis BioGlue anvendes sammen med andre materialer, skal brugsanvisningerne for begge produkter læses omhyggeligt, og instruktionerne overholderes.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Vi anbefaler at holde kirurgiske handsker, sterile gazebind/håndklæder og kirurgiske instrumenter fugtige for at mindskes risikoen for, at BioGlue utilsigtet klæber fast til disse overflader.
- BioGlue-sprøjte, -applikatorspidsere, -sprederspidsere og -forlængerspidsere til sprøjter er udelukkende til engangsbrug. Må ikke gensteriliseres.
- Må ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet eller er beskadiget.
- Sørg for, at du ikke spilder oplosning fra sprøjten.
- Undgå at trykke sprøjtestemplet ned, mens du fastgør den på sprøjten.
- BioGlue må ikke påføres på et kirurgisk felt, der fører for vådt. Dette kan medføre dårlig fastklevning.
- Undgå, at materiale, der trykkes ud fra applikatoren under præparering, kommer i kontakt med vævet.
- BioGlue polymeriserer meget hurtigt. Præparering skal finde sted hurtigt, hvorefter BioGlue omgående skal påføres. Hvis der er et ophold mellem præparering og påføring, kan det resultere i polymerisering inde i applikatorspidsen.
- Brug ikke blodbesparende enheder, når du suger overskydende BioGlue op fra det kirurgiske område.
- Afklem og fjern trykket fra blodkar, før du påfører BioGlue på de tilsigtede anastomoser.
- For at undgå, at BioGlue kommer ind i det kardiovaskulære system skal du undgå ethvert negativt tryk under påføring af BioGlue og den efterfølgende polymerisering. Venstre ventrikulære ventil slukkes før påføring af BioGlue. Der har være indrapporterede tilfælde af BioGlue, der er blevet suget ind i aorta og har hindret hjerteklappernes funktion, når den blev brugt sammen med en aktiv venstre ventrikulær ventil.
- Hvis BioGlue kommer på et utilsigted sted, må du ikke pille den af, da dette kan føre til vævsksader.
- BioGlue må ikke planteres på lukkede anatomiske steder, der er i umiddelbar nærhed af nervestructurer.
- Som følge af kliniske rapporter²⁸ vedrørende ineffektive forseglinger ved brug af BioGlue i translymfnitiske tilgange til reparationer i akustiske neuromer fradør i brugen af BioGlue i forbindelse med denne kirurgiske tilgang. Vellykket brug af produktet ved hjælp af en midterste flossatliggang eller en retrosigmoid tilgang til reparation af de akustiske neuromer er blevet beskrevet i litteraturen og anbefales.²⁶
- Publiserede humane kliniske data har vist, at overdrevne anvendelse af BioGlue i lungekirurgi kan forårsage residual luftrum og atelektase.⁷
- Denne enhed skal håndteres og bortsaffaffes i overensstemmelse med alle gældende regulativer, herunder, men ikke begrænset hertil, regulativer for sundhed, sikkerhed samt miljøet.

BIVIRKNINGER/KOMPLIKATIONER - OBSERVEREDE OG POTENTIELLE

Viden om alle mulige komplikationer i forbindelse med reparationskirurgi i blødt væv er nødvendigt for læger, der udfører disse procedurer. Komplikationer, der er

specifikke for denne slags kirurgi, kan opstå til enhver tid under og efter proceduren.

Observerede bivirkninger/komplikationer:

Komplikationer, der blev observeret under de kliniske forsøg, omfattede følgende: BioGlue påført på ikke-tilsigtet væv, BioGlue binder ikke på vævet, død, brud og hæmoragi på kar, cerebrospinal væskelækage, infektion, inflammatorisk, immunsystemisk allergisk reaktion, irreversibel morbiditet, iskæmi, myokardieinfarkt, neurologisk deficit, svigt i organ-systemet, paraplegi, pleuraefusion, nyredysfunction/-svigt, respiratorisk dysfunktion/-svigt, slagtfalde eller hjerteinfarkt, tromboembolisme og trombose.

Potentuelle bivirkninger/komplikationer, der kan opstå fra brugen af BioGlue:

Komplikationer, der er specifikke for den supplerende brug af BioGlue kirurgisk klæbemeddel under reparation af blødt væv kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende: overfølsomhedsreaktion såsom hævelse eller ødem på påføringsstedet, produktet, binder ikke på vævet, påføring af klæbemeddel på ikke-tilsigtet væv, inflammatorisk og immunrespons, allergisk reaktion, mineralisering af væv, lokal vævsnekrose, karobstruktion, bronkial eller luminal obstruktion, trombose og tromboemboli, lungeemboli, skade på normale kar eller væv, stenoze, seroma, pseudoneurisme og mulig overførelse af smittestoffer fra materiale af animalsk oprindelse.

EMBALLAGE OG OPBEVARING

BioGlue-sprøjten og applikatorspidsene leveres sterile. Bortskaf ubrugte materialer fra åbne eller beskadigede produkter.

BioGlue-oplosningerne er opbevares i en steril hættebeklædt sprøjte med dobbelt kammer. Polymeriseret BioGlue er ikke-pyrogenet. Opbevares ved en temperatur på under 25 °C, men må ikke fryses.

MILJØFORHOLD

BioGlue kirurgisk klæbemeddel er MR-sikker (dvs. en genstand, der ikke udgør nogen farer i MR-miljøet).

BRUGSANVISNING

Først BioGlue kirurgisk klæbemeddel profylaktisk eller efter en lekkage er registreret.

Forberedelse af enheden

Sprøjteleveringssystemet til BioGlue kirurgisk klæbemeddel består af: sprøjte, sprøjtestempel og applikatorspids.

Æsken med BioGlue-sprøjten indeholder to separate poser. Den ene indeholder sprøjten og sprøjtestemplet, og den anden indeholder applikatorspidsen.

Æksen med sprøjten med 10 ml BioGlue omfatter en ekstra pose, der indeholder tre sprederspidsere på 12 mm. Efter alle poser visuelt inden brug. Hvis der er brud på det sterile barrièresystem, må du ikke anvende posen.

- Tag sprøjten, sprøjtestemplet og applikatorspidsen ud af deres emballage. Hold sprøjten i opretstående position, og slá let på den, indtil oplosningen i luftbobler stiger op til toppen af sprøjten.



Figur 1

Figur 2

BEMÆRK: Sørg for hele tiden at holde sprøjten i opretstående position, mens du samler

leveringssystemet, så boblerne forbliver øverst i sprøjten.

- Tag en applikatorspids ud af dens emballage, og efterspidsen manchetdel for at sikre, at markøren er lige over den større port. Hvis ikke skal du dreje læsematchetten på skafet, indtil markøren er over den større port. Hold godt fast om sprøjten, og vend spidsen opad. Drej derefter hætten 90° mod urets retning. Fjern hætten ved at rykke den fra side til side. Sæt spidsen på linje med sprøjten ved hjælp af de tilsvarende fordybninger på henholdsvis spids og sprøjte, og placer spidsen på sprøjten.



Figur 3

ADVARSEL:  Sørg for, at du ikke spiller oplosning fra sprøjten, mens du samler den.

- Lås applikatorspidsens position ved at skubbe den hårdt mod sprøjten, og roter spidsens manchet 90° i urets retning.



Figur 4

Hold sprøjten i opretstående position, mens du sætter sprøjtsnå og store sprøjtecylinde på linje med de tilsvarende sprøjtestempelhoveder, og for stemplet ind bagter i sprøjten, indtil du føler modstand. Sprøjteleveringenheneden er nu samlet.



Figur 5

ADVARSEL:  Du må ikke lægge den samlede enhed på siden, for al luft er fjernet (se næste afsnit).

ADVARSEL:  Før du bruger BioGlue i proceduren, skal al overskydende luft være fjernet fra sprøjten, og applikatorspidsen skal være præpareret. Se afsnittet **Forberedelse af operationsstedet, fjernelse af luft i sprøjten og præparering af applikatorspids.**

- Hvis du bruger en applikatorspids med en fleksibel forlænger, kan du opnå den ønskede vinkel ved at boje forlængeren til den ønskede vinkel på det passende sted og holde den der i 3-5 sekunder. Vinklen bør kunne fastholdes i op til 5 minutter.
- Du kan fjerne okkluderede applikatorspids'er ved at tage fast om applikatorspidsens manchet, dreje den mod urets retning og løfte spidsen af sprøjten ved at rykke den fra side til side.

Forberedelse af operationsstedet, fjernelse af luft i sprøjten og præparering af applikatorspids.

- Det kirurgiske mæltet skal være ordentligt forberedt forud for både fjernelse af overskydende luft, præpareret eller påføring af BioGlue. BioGlue virker bedst, når det

kirurgiske malfelt er tørt. Et tørt kirurgisk felt kan defineres som et felt, der ikke farves med blod igen inden for 4-5 sekunder efter aftørring med en kirurgisk tampon.

ADVARSEL:  BioGlue må ikke påføres på et felt, der er for vådt. Påføring af BioGlue på et vådt felt kan resultere i, at BioGlue ikke kan binde ordentligt.

2. Den overskydende luft i sprøjten skal fjernes først for påføring af BioGlue. Igjen er det vigtigt at holde den samlede sprøjte i opretstående position for at sikre, at luftboblerne i oplosningen er placeret øverst i sprøjten. Fjernelse af luften kan nu gøres ved hjælp af to forskellige modeller:

- a. Tryk stemplet akkurat så langt ned, at oplosningerne er lige med toppen af sprøjtenes hoveddel. Når den overskydende luft er blevet fjernet, er sprøjten klar til præparerings (se trin 3) og omgående brug.
- b. Tryk stemplet ned, indtil begge oplosninger kan ses i bunden af spidsen. Luften er nu blevet fjernet, men denne spids er nu okkluderet med polymeriseret BioGlue og skal udskiftes for præparerings (se trin 3) og påføring på malfeltet.



Figur 6

BEMÆRK: Sprøjter skal kun rengøres for luft ved første brug.

3. Alle applikatorspidser skal præparereres før påføring af BioGlue. Præparerings sikrer, at BioGlue-oplosningerne bliver ordentligt blandet. Kirurgen skal trykke stemplet ned og trykke en smal stribe af BioGlue på cirka 3 cm i længden på en steril engangsoverflade (f.eks. en tampon, et gazebind eller et håndklæde).

4. Kirurgen skal undersøge materialet, der blev trykket ud under præparerings, for at sikre, at det har en ensartet lyse gul til rødfarvet farve, og at det er fri for luftbobler. Hvis dette materiale ser farveløst ud eller indeholder bobler, skal du gentage præpareringsen, som beskrevet i trin 2, indtil enheden leverer en ensartet væske uden bobler.

ADVARSEL:  Undgå direkte kontakt med materiale, der trykkes ud under præparerings.

ADVARSEL:  Hvis der er tegn på brud eller lækage i sprøjten, skal enheden kasseres, og der skal åbnes/anvendes en ny.

5. Når applikatorspidser er blevet korrekt præpareret, skal du omgående foretage påføringen.

ADVARSEL:  BioGlue polymeriserer meget hurtigt. Kirurgen skal påføre BioGlue omgående efter præparerings.

Hvis der er et ophold mellem præparerings og påføring, kan det resultere i polymerisering af BioGlue inde i applikatorspidser. Hvis dette opstår, skal du udskifte den tilstoppede spids med en ny spids og derefter gentage trinnene for præparerings af applikatorspidser. Undgå at forståtte med at påføre tryk på stemplet, når spidsen er tilstoppet.

Generelle teknikker for brugen af BioGlue i kirurgiske indgreb^{6-23,29,30}

Inden brug af BioGlue kirurgisk klæbemiddel skal kirurgen have gennemført passende uddannelse for at gøre sig bekendt med de kirurgiske teknikker og variationer af deres specifikke procedurer. Brugen af BioGlue kirurgisk klæbemiddel skal øves med produktet forud for den første brug i operationsstuen.

1. Patienten skal forberedes og afdækkes i henhold til hospitals standardprocedurer. Procedurer såsom indgang i brystet eller pleururummet, kardiopulmonal bypass, fastspænding og myocardial beskyttelse skal følge kirurgens standardteknikker.
2. Vævet omkring operationsstedet kan beskyttes mod uønsket påføring af BioGlue kirurgisk klæbemiddel ved at placere fugtige, sterile gazebind på disse områder. Du skal fjerne gazebindet umiddelbart efter påføring, mens klæbemidlet stadig er blød, og tørre overskydende klæbemiddel af området omkring operationsstedet.

ADVARSEL:  Brug ikke blodbesparende enheder, når du suger overskydende BioGlue op.

ADVARSEL:  Afklem og fjern trykket fra blodkar, før du påfører BioGlue på de tilsigtede anastomoser.

FORSIGTIG:  Undgå at suge BioGlue ind i blodkar, når du påfører det på de tilsigtede anastomoser.

3. Hvis BioGlue kirurgisk klæbemiddel alligevel sætter sig fast på et uønsket sted, skal du lade klæbemidlet polymerisere og derefter forsigtigt dissekere klæbemidlet væk fra det utilstede område med tang og saks. Du må ikke forsuge at pille BioGlue kirurgisk klæbemiddel af, da dette kan føre til værvæskader på påføringsstedet.
4. Til reparation af blodkar påføres et jævnt lag klæbende belægning med en tykkelse på 1,2-3,0 mm for anastomoser i blodkar/transplantater med en diameter på mere end 2,5 mm. Påfør et jævnt lag belægning med en tykkelse på 0,5-1,0 mm for blodkar/transplantater med en diameter på mindre end 2,5 cm.
5. Området, hvor klæbemidlet skal påføres, bør IKKE komprimeres eller udsettes for ekstra tryk. BioGlue virker bedst, når det får lov til at polymerisere uden nogen form for manipulering i to hele minutter. Når klæbemidlet er polymeriseret, skal du fastgøre det med suturer efter behov.
6. Når klæbemidlet er polymeriseret, skal du fjerne overskydende eller ujævne kanter med saks og pincet.

Særlige teknikker til anvendelse af BioGlue i kirurgiske indgreb i forbindelse med aortadissektion^{11,13-19}

1. De dissekerede aortatalag skal først rengøres for blod og trombemateriale og så vidt muligt aftørres med kirurgiske tamponer.
2. For den distale ende af dissekotionsreparationen skal du indføre et ballonkatereter i det sande lumen for at fastslægge den distale kant, hvorfra der skal påføres BioGlue. Endvidere skal de dissekerede aortatalag tilnærmes så nojagtigt som muligt ved at indsætte en dilator, en tampon eller et katereter i det sande lumen for at bevare karrets naturlige form.

BioGlue skal derefter dispenseres ind i det falske lumen så langt i den distale retning, som det distale ballonkatereter tillader. For at opnå en jævlig påføring skal det falske lumen fyldes op fra den distale til den proksimale ende med spiralbevægelser indefra og udefra. Fyld det

falske lumen helt op med BioGlue. Undgå at fylde det falske lumen for meget og at spilde BioGlue ind i det sande lumen eller omgivende væv.

3. For den proksimale ende af dissekotionsreparationen skal de dissekerede aortatalag også tilnærmes så nojagtigt som muligt ved hjælp af en dilator, en tampon eller et katereter. Om nødvendigt skal du placere fugtige gazebind over aortaklappens blade for at beskytte dem mod utilsigtet påføring af BioGlue. BioGlue skal derefter dispenseres ind i det falske lumen for at fylde det op.

Transplantatmateriale kan sys direkte på vævet, der er fastklæbet og forstærket med BioGlue, ved både de proksimale og distale aspekter af dissekotionsreparationen. Lad BioGlue polymerisere helt uden nogen form for manipulering i to hele minutter, før du lægger suturer gennem de fastklæbede vævsslag.

ADVARSEL:  For at bevare det koronare lumens øvenhed i tilfælde af dissekotionsforlængelse bør det overvejes at placere et katereter i den koronare ostia før påføring af BioGlue.

Anvendelse af BioGlue i lungekirurgi⁶⁻⁹

BioGlue har vist sig at være effektiv, når det påføres en deflateret eller opjusteret lunge.

Bortskaffelse

Bortskaf ubrugte materialer fra åbne eller beskadigede produkter i en beholdertil biologisk farligt materiale.

Oversigt over sikkerhed og klinisk præstation

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BGC35007W

BioGlue kirurgisk klæbemiddel er beregnet til langsigtet brug (mere end 30 dage). BioGlue degraderer via proteolyse. Det kan være lang tid om at resorbere afhængigt af, hvor meget klæbemiddel, der er påført, og målværts vaskularitet.

Indberetning af alvorlige hændelser

Alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med BioGlue skal indberettes til producenten og til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten har hjemsted. Nedenfor finder du producentens kontaktoplysninger til brug ved indberetningerne:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW · Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753

E-mail: fieldassurance@artivion.com

LITTERATURHENVISNINGER

Litteraturhenvisninger vedrører oplysningserne i dette tillæg er tilgængelige på [ammodning](#).

¹Artivion Data on File (Artivion -data i arkiv). Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation (Validering af fremstillingssproces for BioGlue)

²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery (Brugen af kirurgiske forseglingsmidler ved behandling af durale tårelæ under ikke-instrumenteret rygmarvskirurgi). Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion). Presented at the Laparoscopic Aortoiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France (Ekspersimental teknik til aortoprostetiske anastomosser ved limning (BioGlue® Artivion)). Præsenteret ved laparoskopisk

- aortoliakirurgi til okklusive sygdomme og aneurismer i Marseilles, Frankrig). January 28, 2000
- ⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications (Cytokompatibilitet og mekaniske egenskaber for kirurgiske forseglingsmidler til kardiovaskulære applikationer). J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8
- ⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results (Suturfrø koronararteribypass med biologisk klæbemedde anastomose (foreløbige i vivo og in vitro resultater). J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.
- ⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin/glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy (Erfaring med et albumin-glutaraldehydklæbemeddel til væv til at tætte luftlekager efter bullektomi). Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433
- ⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery (Foreløbige resultater af brugen af et albumin-glutaraldehydklæbemeddel til væv i lungekirurgi). Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83
- ⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks (En prospektiv, randomiseret, kontrolleret undersøgelse af effektiviteten af BioGlue til behandling af alveolare luftlekager). J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12
- ⁹Hergot GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses (Eksperimentel brug af et albumin-glutaraldehydklæbemeddel til væv til forsegling af pulmonal parenkym og bronkiale anastomoser). European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.
- ¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of its Indications in Cardiac Surgery (BioGlue kirurgisk klæbemeddel – En evaluering af dets indikationer i hjertekirurgi). Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7
- ¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients (Brug af BioGlue i aortakirurgi: Korrekte påførings teknikker og resultater hos 92 patienter). The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)
- ¹²Coselli JS, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures (Prospektiv randomiseret undersøgelse af et proteinbaseret klæbemeddel til væv, der anvendes som hæmostatisk og strukturelt supplement i hjerte- og vaskulære anastomotiske reparationsprocedurer). J Am Coll Surg 2003;197:243-253
- ¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Fremskridt i behandlingen af akut type A-dissektion: En integreret tilgang). Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52
- ¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Bidrager BioGlue til anastomotisk pseudoaneurisme efter thoraxaortakirurgi?) J Thorac Dis 2017
- ¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms (Okseserumalbumin-glutaraldehydklæbemiddels rolle i dannelsen af anastomotiske pseudoaneurimer). J Card Surg 2011; 26:76-81
- ¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Akut type A-dissektion: konservative metoder giver gennemgående lav dødelighed). Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.
- ¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection (Intern klinisk undersøgelsesrapport – Effektiviteten af BioGlue kirurgisk klæbemeddel og sikkerhedstest som et kirurgisk supplement til reparation af type A-aortadissektion). Protocol BG1001
- ¹⁸Feir H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Albumin/glutaraldehydforseglingsmiddel indflydelse på tidlige resultater efter akut type A-aortadissektion). REV.CHM.(Bucharest) - 70 - No. 6 - 2019
- ¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery (BioGlue: Albumin/glutaraldehydforseglingsmiddel i hjertekirurgi). J Card Surg. 2003;18:500-3
- ²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transsphenoidal surgery: A case series (BioGlue til forebyggelse af postoperativ cerebrospinalvæskelækage i transsnenoidal kirurgi: En case-serie). Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376
- ²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures (Rekonstruktion af sellargulvet ved hjælp af BioGlue efter transsnenoidale procedurer). J Clin Neuros 2003; 10:92-95
- ²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures (Evaluering af brugen af BioGlue i neurokirurgiske procedurer). J Clin Neurosci. 2003 Nov;10(9):661-4
- ²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (Brug af væskelæbemeddel til at mindse alveolare luftlekage ved thoraxkirurgi). Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.
- ²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. Presented at the 34th Association of Academic Surgery (Et nyt kirurgisk klæbemeddel (BioGlue) forårsager akut skade på nervus phrenicus og diafragmatisk lammelse. Præsenteret ved den 34. Association of Academic Surgery) 2000
- ²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. Presented at Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams (Et nyt kirurgisk klæbemeddel (BioGlue) forårsager øjeblikkelig og langvarig bradikardi på grund af degeneration af sinoatrial node. Præsenteret ved Symposium for hjerte- og thoraxkirurgtteams). (Abstract) (Uddrag) 2000
- ²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive. Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting (Chlorhexidenglukonatgel beskytter utsatte nerver under påføring af BioGlue kirurgisk klæbemeddel. Præsenteret ved det 35. møde i Association of Academic Surgery). (Abstract) (Uddrag) 2001
- ²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting (Chlorhexidenglukonatgel beskytter utsatte nerver under påføring af BioGlue kirurgisk klæbemeddel. Præsenteret ved det 35. møde i Association of Academic Surgery). (Abstract) (Uddrag) 2001
- ²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study (Lækagehastighed for cerebrospinalvæske efter brug af BioGlue i translabyrinth vestibulær schwannomkirurgi: En prospektiv undersøgelse). Otol Neurrol 2006;27:102-5.
- ²⁹Ranani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair (Brug af "BioGlue" i aortabehandlingskirurgi). Ann Thorac Surg 2001;72:638-40
- ³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg (Thorax-aortaanastomoser. Operationsteknikker i thorax- og kardiovaskulær kirurgi) 2000;5(4):259-76

PRODUKTOPLYSNINGER

Brugerens håndtering og opbevaring af denne enhed samt faktorer, relateret til patienten, diagnosen, behandlingen, kirurgiske procedurer og andre forhold inden for producentens kontrol, kan have direkte indflydelse på denne enhed og de resultater, der opnås ved anvendelse.

FRASKRIVELSE AF GARANTIER OG ANSVARSBEGRÆNSNING

ARTIVION FRASKRIVER SIG ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅDEDE GARANTIER ANGÅENDE DETTE KIRURGIKE KLÆBEMIDDEL, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅDEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL. ARTIVION KAN UNDER INGEN OMSTÅNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR HÆNDELIGE ELLER INDIREKTE SKADER. I tilfælde af, et en sådan fraskrivelse findes ugyldig eller ikke kan håndhæves af den ene eller anden grund: (i) skal enhver retshåndling i forbindelse med et brud på garantien iværksættes inden for et år efter, at et sådant krav eller grundlag opstod, og (ii) retsmidlet for et sådan brud er begrænset til udskiftning af produktet.

Artivion og BioGlue er registrerede varemærker tilhørende Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i USA.

(nl) NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglu

Een gedrukte versie van de gebruiksaanwijzing zal binnen zeven dagen op verzoek aan de BioGlue-klantenservice worden verstrekt via een van de onderstaande contactmogelijkheden.

Telefoon: 888.427.9654 • Fax: 770.590.3753
E-mail: customer_service.us@artivion.com



ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefoon: +1 (888) 427-9654
FAX +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC

REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

VERKLARING VAN SYMBOLEN

	Fabrikant		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing
	Datum van fabricage		Wees voorzichtig
	Door EU geautoriseerde vertegenwoordiger		Voorzichtig: de federale wet (VS) beperkt dit apparaat voor verkoop door of op voorschrijf van een arts
	Importeur		Niet-pyrogeen
	Medisch apparaat		Bevat biologisch materiaal van dierlijke oorsprong
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is		MR-veilig
	Enkel steriel barrièresysteem		Catalogusnummer
	Dubbel steriel barrièresysteem		Productiecode
	Gesteriliseerd met behulp van etheenoxide (oxirane)		Unieke apparaat-ID
	Gesteriliseerd door te bestralen		Te gebruiken voor
	Niet opnieuw steriliseren		Land van fabricage
	Niet opnieuw gebruiken		Hoeveelheid
	Temperatuurgrens		

PRODUCTOMSCHRIJVING

BioGlue® Surgical Adhesive is een tweecomponenten chirurgische lijm die is samengesteld uit oplossingen van gezuiverd runderserumalbumine en glutaraaldehyde. Eenmaal gedoseerd, wordt de lijmplossing (in een vooraf gedefinieerde verhouding) gemengd in de applicatortip waar de hechting begint. De glutaraaldehyde-moleculen binden (hechten) de BSA-moleculen covalent aan elkaar en, bij toepassing, aan de weefselbewerkingen op de reparatieplaats, waardoor een flexibele mechanische afdichting ontstaat die onafhankelijk is van het stollingsmechanisme van het lichaam. BioGlue Surgical Adhesive (hierna BioGlue) begint binnen 20 tot 30 seconden te polymeriseren en bereikt zijn hechtkracht binnen 2 minuten. BioGlue hecht ook aan synthetische transplantaatmateriaals via mechanische vergrendelingen in de tussenruimten van de transplantaatmatrix.

De volgende accessoires worden apart verkocht om te helpen bij de toediening van BioGlue Surgical Adhesive:

Productcode	Productomschrijving
BGAT-SY	Applicatortip
BGAT-10-SY	Spuitverlengt - 10cm
BGAT-27-SY	Spuitverlengt - 27cm
BGST-12	Verspreider applicatortip - 12mm
BGST-16	Verspreider applicatortip - 16mm
BGDTE-10	Extensie van toedieningstip - 10cm
BGDTE-27	Extensie van toedieningstip - 27cm
BGDTE-35	Extensie van toedieningstip - 35cm

BioGlue-spuiten zijn verkrijgbaar in 3 configuraties - 2 ml, 5 ml en 10 ml. Elk sput is samengesteld uit runderserumalbumine (BSA) en glutaraaldehyde-oplossingen in een verhouding van respectievelijk 4:1. De BSA-oplossing is amber van kleur en vrij stromend. De glutaraaldehyde-oplossing is helder en ook vrij stromend.

De specificatie voor de BSA-oplossing is een 45% (gewicht/volume-verhouding) oplossing. De maximale streefgewichten van 45% BSA-oplossing voor elke maat zijn: 2,71 gram (2 ml sput), 4,75 gram (5 ml sput) en 9,50 gram (10 ml sput). Op basis van deze doelstellingen is de maximale hoeveelheid materiaal van dierlijke oorsprong die in contact komt met de patiënt bij gebruik van een enkel hulpmiddel 1,22 gram (2 ml sput), 2,14 gram (5 ml sput) en 4,23 gram (10 ml sput) voor elke configuratie.

De specificatie voor de glutaraaldehyde-oplossing is een 10% (gewicht/volume-verhouding) oplossing. De maximale streefgewichten van 10% glutaraaldehyde-oplossing voor elke maat zijn: 0,63 gram (2 ml sput), 1,10 gram (5 ml sput) en 2,16 gram (10 ml sput). Op basis van deze doelstellingen is de maximale hoeveelheid glutaraaldehyde die in contact komt met de patiënt bij gebruik van een enkel hulpmiddel 0,06 gram (2 ml sput), 0,11 gram (5 ml sput) en 0,22 gram (10 ml sput) voor elke configuratie.

INDICATIES / BEOOGD GEBRUIK

BioGlue Surgical Adhesive is geïndiceerd voor gebruik als aanvulling op standaardmethoden voor chirurgisch herstel (zoals hechtingen, nietjes en/of pleisters) om zacht weefsel te hechten, of te dichten en/of te versterken. Geïndiceerde zachte weefsels zijn hart, vasculair, pulmonaal en duraal.

BOOGDE PATIËNTEN

Volvassen patiënten die een operatie ondergaan en die een aanvulling op de standaardmethode voor chirurgisch herstel nodig hebben om hart-, vaat-, dura- en longweefsel te binden, af te dichten en/of te versterken.

BOOGDE GEBRUIKERS

BioGlue Surgical Adhesive is bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, zoals chirurgen, die gekwalificeerd zijn voor de juiste indicatie.

PRESTATIEKENMERKEN

- BioGlue bereikt binnen 2 minuten de volledige hechtkracht.¹
- BioGlue Surgical Adhesive vormt sterke covalente bindingen met weefsel en vergrendelt mechanisch met synthetisch transplantaatmateriaal. Deze sterke bindingen leiden ertoe dat BioGlue een geregistreerde barstkracht heeft van ten minste 560 mmHg in vitro-onderzoeken.^{1,3,4,5}

Bij grote vasculaire en cardiale procedures waarbij BioGlue werd gebruikt:

- Afname van anastomotische bloedingen in vergelijking met standaard reparatietechniek.^{1,2}

Bij pulmonale grote vasculaire en cardiale procedures waarbij BioGlue werd gebruikt:

- Vermindering van IC- en ziekenhuisverblijf in vergelijking met standaard chirurgische techniek.^{12,19,23}

Bij aortadissectiereparatie waarbij BioGlue werd gebruikt:

- Er waren minder tampons, hemostatische middelen en make-up hechtingen nodig in vergelijking met de standaard chirurgische techniek.¹⁷
- Operatiekamerijd, kruisklemtijd, circulatiestilstandtijd, bypassijd waren verminderd in vergelijking met de chirurgische techniek.^{18,19}
- Het gebruik van bloedplaatjes, plasma en bloedcellen was verminderd in vergelijking met de standaard chirurgische techniek.^{17,19}

Bij longprocedures waarbij BioGlue werd gebruikt:

- Het is aangetoond dat BioGlue effectief is bij het afdichten van luchtlekken wanneer het wordt aangebracht op een ingeklapte of opgezette long.^{6,7,8,9}
- De duur van het luchtlek was korter in vergelijking met standaard chirurgische reparaties.^{6,8,23}

Bij durele procedures waarbij BioGlue werd gebruikt:

- CSF-lekken werden verminderd in vergelijking met standaard chirurgische reparaties.^{20,21,22}

BioGlue Surgical Adhesive accessoires helpen bij de toediening van BioGlue.

KLINISCHE VOORDELEN

Bij grote vasculaire, cardiale, pulmonale en duraal procedures waarbij BioGlue werd gebruikt:

- Het is aangetoond dat pseudo-aneurysma's lager zijn in vergelijking met gepubliceerde literatuur over standaard reparatietechniek.^{11,14}
- Het is aangetoond dat het aantal complicaties lager is in vergelijking met gepubliceerde literatuur over standaard reparatietechniek.¹²
- Er is aangetoond dat sterieleclijfers lager zijn in vergelijking met gerapporteerde literatuur over standaard reparatietechniek.^{10,11,12,13,16}

CONTRA-INDICATIES

BioGlue is gecontra-indiceerd voor gebruik bij cerebrovasculaire reparaties en alle intra-luminaal gebieden. BioGlue is niet bedoeld voor patiënten met een bekende gevoeligheid voor materiaal afkomstig van runderen.



WAARSCHUWINGEN

- Gebruik BioGlue niet als vervanging voor hechtingen of nietjes in weefselbenaderingen.
- Gebruik BioGlue niet op een manier die tijdens of na het aanbrengen in contact komt met de bloedomloop of deze belemert. Het binnendringen van BioGlue in de bloedomloop kan leiden tot lokale of embolische vasculaire obstrucie.
- Gebruik BioGlue niet op een manier die de circulerende lucht of andere luminale vloeistofstroom tijdens of na het aanbrengen zou belemmeren.
- Vermijd contact met zenuwen, ogen of ander weefsel dat niet bedoeld is voor toepassing.
- Een dierstudie²⁴ heeft aangetoond dat directe toepassing van BioGlue op de blootgestelde phrenicusnervus acut zenuwletsel kan veroorzaken. Een afzonderlijke dierstudie²⁵ heeft aangetoond dat directe toepassing van BioGlue op het oppervlak van de sinusknop (SAN) van het hart coagulatiencrose kan veroorzaken die zich uitstrekt tot in het myocardium, dat onderliggend geleidingsweefsel zou kunnen bereiken en acute, focale SAN-degeneratie kan veroorzaken. Daaropvolgende dierstudies^{2,27} hebben aangetoond dat chloorhexidinegluconaatgel de middenrifnervus, het myocardium en het onderliggende SAN kan beschermen tegen mogelijk letsel door het gebruik van BioGlue.
- Gebruik BioGlue niet als het personeel niet voldoende is beschermd (bijv. het dragen van handschoenen, masker, beschermende kleding en veiligheidsbril). Niet-gereageerd glutaraaldehyde kan irritatie van ogen, neus, keel of huid veroorzaken; adenoom veroorzaken en lokale weefselnecrose veroorzaken. Langdurige blootstelling aan niet-gereageerd glutaraaldehyde kan het centrale zenuwstelsel of hartpathologie veroorzaken. Als contact optreedt, spoel u de getroffen gebieden onmiddellijk met water en zoek medische hulp.
- Gepolymeriseerde BioGlue heeft ruimteminnende eigenschappen. Bij onjuist gebruik of onjuiste toepassing zijn ernstige bijwerkingen gemeld met betrekking tot compressie van aangrenzende anatomische structuren. BioGlue mag alleen worden gebruikt wanneer volledige visualisatie van de beoogde toepassingslocatie mogelijk is, wanneer het goed is geprimit om een optimale viscoiteit te bereiken en een minimale hoeveelheid wordt gebruikt. Zie de hoofdstukken *Indicaties/Boogd gebruik* en *Gebruikaanwijzingen* op dit etiket.
- Minimaliseer het gebruik van BioGlue bij patiënten met een abnormaal calciummetabolisme (bijv. chronisch nierfaalen, hyperparathyreoidie). Met glutaraaldehyde behandeld weefsel heeft een verhoogde neiging tot mineralisatie. Laboratoriumexperimenten geven aan dat niet-gereageerd glutaraaldehyde mutagene effecten kan hebben.
- Gebruik BioGlue niet in de aanwezigheid van een infectie en gebruik het met voorzichtigheid op besmette delen van het lichaam.
- Wees voorzichtig bij herhaalde blootstelling aan BioGlue bij dezelfde patiënt. Overgevoelighetsreacties zijn mogelijk bij blootstelling aan BioGlue. Overgevoelheid is waargenomen bij dieren.

- BioGlue bevat een materiaal van dierlijke oorsprong, dat infectieuze agentia kan overdragen.
- Het gebruik van BioGlue bij zwangere vrouwen/vrouwen die borstvoeding geven is niet onderzocht.
- BioGlue-spuiten en BioGlue-accessoires zijn voor eenmalig gebruik en dienen niet te worden gebruikt bij meer dan één patiënt.
- Het gebruik van BioGlue bij pediatricische patiënten is niet onderzocht. BioGlue mag niet langs de omtrek op weefsel worden aangebracht en laat dat weefsel mogelijk niet groeien of uittekenen.
- De bruikbaarheid van BioGlue voor het behandelen van bronchopleurale fistels (BPF) of lymfeklekkage, is niet door volgende gegevens bevestigd.
- Wanneer BioGlue wordt gebruikt in combinatie met enig ander materiaal, moeten de instructies voor beide producten zorgvuldig worden gelezen en opgevolgd.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Het wordt aanbevolen om chirurgische handschoenen, steriele gaasjes/handdoeken en chirurgische instrumenten vochtig te houden om de kans dat BioGlue per ongeluk aan deze oppervlakken blijft plakken tot een minimum te beperken.
- BioGlue spuit, applicatortips, verspreidertips en sputverlengtips zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Niet opnieuw steriliseren.
- Niet gebruiken als verpakkingen zijn geopend of beschadigd.
- Zorg ervoor dat u geen inhoud uit de spuit morst.
- Druk de zuiger van de spuit niet samen terwijl u deze aan de spuit bevestigt.
- Breng BioGlue niet aan in een te nat chirurgisch veld. Dit kan leiden tot een slechte hechting.
- Vermijd weefselcontact met materiaal dat tijdens het primen uit de applicator komt.
- BioGlue polymeriseert snel. Het primen moet snel gebeuren, onmiddellijk gevolgd door het aanbrengen van BioGlue. Pauzeren tussen primen en aanbrengen kan polymerisatie in de applicatortip veroorzaken.
- Gebruik geen bloedbesparende apparaten bij het opzuigen van overtollige BioGlue uit het chirurgische veld.
- Klem de vaten af en druk ze af voordat u BioGlue op gerichte anastomosen aanbrengt.
- Om het binnendringen van BioGlue in het cardiovasculaire systeem te voorkomen, moet elke negatieve druk tijdens het aanbrengen en polymeriseren van BioGlue worden vermeden. De ventilatieopeningen van de linkerventrikel moeten bijvoorbeeld worden uitgeschakeld voordat BioGlue wordt aangebracht. Er zijn meldingen geweest dat BioGlue in de aorta werd gezogen en de hartklepfunctie belemmerde bij gebruik in combinatie met een actieve linkerventrikelploping.
- Verwijder BioGlue niet van een onbedoelde plaats, aangezien dit weefselbeschadiging kan veroorzaken.
- Implanter BioGlue niet in gesloten anatomische locaties die zich in de onmiddellijke nabijheid van zenuwstructuren bevinden.
- Vanwege klinische rapporten²⁸ van ineffektieve afsluiting wanneer BioGlue wordt gebruikt in de translabyrintische benadering voor reparaties van akoestische neuromen, wordt het gebruik ervan bij deze chirurgische benadering niet aanbevolen. Succesvol gebruik van het product met behulp van de middelste fossa of retrosigmoidische benadering voor herstel van akoestische neuromen is beschreven in de literatuur en wordt aanbevolen.²⁶

- Gepubliceerde klinische gegevens bij mensen hebben aangegetoond dat overmatige toepassing van BioGlue bij longchirurgie kan leiden tot resterende luchtruimte en atelectase.⁷
- Dit apparaat moet worden behandeld en weggegooid in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot de menselijke gezondheid en veiligheid en het milieu.

ONGEWENSTE BIJWERKINGEN / INCIDENTEN - WAARGENOMEN EN MOGELJK

Voor artsen die deze procedures uitvoeren, is kennis van alle mogelijke complicaties van hersteloperaties van zacht weefsel noodzakelijk. Complicaties die specifiek zijn voor dit soort operaties kunnen op elk moment tijdens of na de procedure optreden.

Waargenomen ongewenste bijwerkingen:

Bijwerkingen die tijdens de klinische onderzoeken werden waargenomen, waren onder meer: BioGlue aangebracht op niet-doelweefsel, niet hechten van BioGlue, overlijden, breuk van het bloedvat en bloeding, lekage van hersenvocht, infectie, ontsteking, systemische immuunreactie, onomkeerbare morbiditeit, ischemie, myocardinfarct, neurologische uitval, organafalen, dwarslaesie, pleurale effusie, nierdysfunctie/-falen, ademhalingsdysfunctie/-falen, beroerte of herseninfarct, trombo-embolie en trombose.

Mogelijke ongewenste bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van BioGlue:

Complicaties die specifiek zijn voor het aanvullende gebruik van BioGlue Surgical Adhesive tijdens hersteloperaties van weefsel delen kunnen de volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot: overgevoeligheidsreactie zoals zwelling of oedeem op de toedieningsplaats, het niet hechten van het product aan het weefsel, het aanbrengen van de lijm op weefsel dat niet is bedoeld voor procedure, ontstekings- en immuunrespons, allergische reactie, mineralisatie van weefsel, lokale weefselnecrose, vaatobstructie, bronchiale of luminaire obstrucie, trombose en trombo-embolie, longembolie, verwonding van normale bloedvaten of weefsel, stenose, seroma, pseudo-aneurysma en mogelijke overdracht van infectieuze agentia van materiaal van dierlijke oorsprong.

VERPAKKING EN OPSLAG

De BioGlue-spuit en applicatortips worden steril en open of beschadigd product.

De BioGlue-oplossingen zitten in een steriele spuit met dop en dubbele kamert. Gepolymeriseerde BioGlue is niet-pyrogeen. Bewaar onder 25°C, maar niet invriezen.

MILIEU-OMSTANDIGHEDEN

BioGlue Surgical Adhesive is MR-veilig (d.w.z. een artikel dat geen gevaren oplevert in alle MR-omgevingen).

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Breng BioGlue Surgical Adhesive profylactisch aan of nadat een lek is gedetecteerd.

Voorbereiding van hulpmiddel

Het toedieningssysteem van de BioGlue Surgical Adhesive Syringe bestaat uit: spuit, sputzuiger en applicatortip.


In de BioGlue-spuitdoos bevinden zich twee afzonderlijke zakjes. Eén bevat de spuit en de sputzuiger en één bevat vier applicatortips.

De 10 ml BioGlue-spuitdoos bevat een extra zakje met drie 12 mm verspreidertips. Inspecteer alle zakjes vóór gebruik visueel. Als er breuken in het steriele barrièresysteem aanwezig zijn, gebruik u het niet.

1. Haal de spuit, de sputzuiger en de applicatortips uit hun verpakking. Terwijl u de spuit rechtop houdt, tilt u op de spuit totdat de luchtbellen in de oplossingen naar de bovenkant van de spuit stijgen.



Afbeelding 1



Afbeelding 2

OPMERKING: Blijf de spuit rechtop houden tijdens de gehele montage van het toedieningssysteem om de luchtbellen bovenaan de spuit te houden.

2. Haal een applicatortip uit de verpakking en inspecteer het kraaggedeelte van de tip om er zeker van te zijn dat het aanwijsgedeelte zich direct boven de grotere poort bevindt. Als dat niet het geval is, draait u de borgkraag op de as totdat de wijzer zich boven de grotere poort bevindt. Terwijl u de spuit stevig vastpakt, met de neus omhoog, draait u de dop 90° tegen de klok in en verwijderd u de dop door deze heen en weer te bewegen. Lijn de tip uit met de spuit met behulp van de overeenkomstige inkepingen op elk onderdeel en plaats de tip op de spuit.



Afbeelding 3

LET OP:  Zorg ervoor dat u tijdens de montage geen oplossing uit de spuit morst.

3. Vergrendel de applicatortip op zijn plaats door de tip stevig in de richting van de spuit te duwen en de kraag van de tip 90° met de klok mee te draaien.



Afbeelding 4

Houd de spuit rechtop, lijn de kleine en grote cilinders van de spuit uit met de bijbehorende zuigerkoppen en schuif de zuiger in de achterkant van de spuit totdat u weerstand voelt. De injectiespuit is nu gemonteerd.



Afbeelding 5

LET OP:  Leg het gemonteerde hulpmiddel pas op zijn kant als alle lucht is verwijderd (zie volgende paragraaf).

LET OP:  Voordat u BioGlue in de procedure gebruikt, moet de spuit worden ontdaan van de resterende luchtruimte en moet de tip van de applicator worden geprimed. Raadpleeg

Voorbereiding van de plaats, verwijdering van de luchtruimte in de spuit en primen van de applicatortip.

4. Als u een applicatortip met een flexibele verlenging gebruikt, kan een gewenste hoek worden gecreëerd door de verlenging op de juiste plaats in de gewenste hoek te buigen en 3-5 seconden vast te houden. De gecreëerde hoek moet maximaal 5 minuten worden gehandhaafd.
5. Om verstopte applicatortips te verwijderen, pakt u de applicatortipkraag vast, draait u de tipkraag tegen de klok in en til u de tip van de spuit door deze heen en weer te bewegen.

Voorbereiding van de plaats, verwijdering van de luchtruimte in de spuit en primen van de applicatortip

1. Het beoogde chirurgische veld moet goed worden voorbereid voordat de resterende luchtruimte wordt verwijderd, geprimed of BioGlue wordt aangebracht. BioGlue werkt het beste wanneer het beoogde chirurgische veld droog is. Een droog chirurgisch veld kan worden omschreven als een veld dat niet binnen 4-5 seconden na droogwrijven met een chirurgische spons opnieuw met bloed is bekleekt.

LET OP: Probeer BioGlue niet aan te brengen in een te nat veld. Toepassing van BioGlue in een nat veld kan ertoe leiden dat BioGlue niet hecht.

2. De resterende luchtruimte van de spuit moet worden verwijderd voordat BioGlue wordt aangebracht. Nogmaals, het is belangrijk om de gemonteerde spuit recht op te houden om ervoor te zorgen dat de luchtbellen in de oplossingen zich bovenaan de spuit bevinden. Het zuiveren van de luchtruimte kan nu worden bereikt met behulp van twee verschillende methoden:
 - a. Druk de zuiger alleen samen totdat de oplossingen gelijk zijn met de bovenkant van het spuitlichaam. Zodra de resterende luchtruimte is verwijderd, is de spuit klaar om te primen (zie stap 3) en onmiddellijk te gebruiken.
 - b. Druk de zuiger samen totdat beide oplossingen zichtbaar zijn in de basis van de tip. De luchtruimte is nu verwijderd, maar deze tip is nu afgesloten met gepolymeriseerde BioGlue en moet worden vervangen voor primen (zie stap 3) en aanbrenging op de doelplaats.



Afbeelding 6

OPMERKING: Elke spuit hoeft alleen bij het eerste gebruik te worden ontdaan van de resterende luchtruimte.

3. Elke applicatortip moet worden geprimed voordat BioGlue wordt aangebracht. Priming zorgt ervoor dat de BioGlue-oplossingen goed worden gemengd. De chirurg moet de zuiger samendrukken en een smal lint BioGlue van ongeveer 3 cm lang op een steriel wegwerpoppervlak (bijv. spons, gaasje of handdoek) uitspuiten.
4. De chirurg moet het materiaal onderzoeken dat tijdens het primen is uitgespoten en ervoor zorgen dat het een uniforme lichtgele tot amberkleurige kleur heeft en dat het vrij is van luchtbellen. Als dit materiaal er kleurloos uitziet of luchtbellen bevat, herhaal dan het primen

zoals beschreven in stap 2 totdat het apparaat een uniforme vloeistof zonder luchtbellen afgooft.

LET OP: Vermijd direct contact met materiaal dat vrijkomt tijdens het primen.

LET OP: Indien er aanwijzingen zijn dat de spuit breekt of lekt, gooit u het apparaat weg en opent of gebruik u een nieuwe.

5. Wanneer de applicatortip goed is geprimed, gaat u onmiddellijk verder met aanbrengen.

LET OP: BioGlue polymeriseert zeer snel. De chirurg moet BioGlue onmiddellijk na het primen aanbrengen.

Pauzeren tussen primen en aanbrengen kan polymerisatie van BioGlue in de applicatortip veroorzaken. Mocht dit gebeuren, vervang dan de verstopte tip door een nieuwe tip en herhaal de stappen voor het primen van de applicatortip. Blijf geen druk uitoefenen op de zuiger nadat de punt is afgesloten.

Algemene technieken voor het gebruik van BioGlue in chirurgie^{6-23,29,30}

Voordat BioGlue Surgical Adhesive wordt gebruikt, moeten chirurgen vertrouwd raken met de juiste training met de chirurgische technieken en variaties van hun specifieke procedures. Het gebruik van BioGlue Surgical Adhesive moet met het product worden geoefend voordat het eerste gebruik in de operatiekamer.

1. De patiënt moet worden voorbereid en toegedekt volgens de standaardprocedures van het ziekenhuis. Procedures zoals het binnendringen van de borstkas of pleurale ruimte, cardiopulonale bypass, klemmen en myocardiale bescherming moeten de standaardtechnieken van de chirurg volgen.
2. Het weefsel rondom de operatieplaats kan worden beschermd tegen het ongewenst aanbrengen van BioGlue Surgical Adhesive door vochtige steriele gaasjes in deze gebieden aan te brengen. Direct na het aanbrengen, verwijderd u het gaas terwijl de lijm nog zacht is en veegt u overbollige lijmresten rondom de plaats weg.

LET OP: Gebruik geen bloedbesparende apparaten bij het opzuigen van overvallende BioGlue.

LET OP: Klem de vaten af en druk ze af voordat u BioGlue op gerichte anastomosen aanbrengt.

LET OP: Vermijd het opzuigen van BioGlue in de vaten bij het aanbrengen op gerichte anastomosen.

3. Als BioGlue Surgical Adhesive zich op een ongewenste locatie hecht, laat de lijm dan polymeriseren en verwijder de lijm voorzichtig van het onbedoelde gebied met een pincet en een schaar. Probeer de BioGlue Surgical Adhesive niet los te trekken, aangezien dit kan leiden tot weefselbeschadiging op de plaats van aanbrengen.
4. Breng voor vaatherstel een gelijkmatige lijmcoating aan van 1,2 - 3,0 mm dik voor anastomose van vaten/transplantaten met een diameter groter dan 2,5 cm; breng voor vaten/transplantaten met een diameter kleiner dan 2,5 cm een gelijkmatige lijmcoating van 0,5 - 1,0 mm aan.
5. Het toepassingsgebied van de lijm mag NIET worden samengedrukt of aan extra druk worden blootgesteld. BioGlue werkt optimaal wanneer

het gedurende twee volle minuten kan polymeriseren zonder enige manipulatie. Zodra de lijm is gepolymeriseerd, zet u deze zo nodig vast met hechtingen.

6. Nadat de lijm is gepolymeriseerd, snijdt u overvallige of onregelmatige lijmranden weg met een schaar en pick-ups.

Specifieke technieken voor het gebruik van BioGlue in aortadissectiechirurgie^{6,11,13-19}

1. De ontleddelagen van de aorta moeten in eerste instantie worden ontdaan van bloed en trombusmateriaal en moeten, voor zover mogelijk, worden gedroogd met chirurgische sponzen.
2. Steek voor het distale uiteinde van de dissectiereparatie een ballonkatheret in het ware lumen om het distale uiteinde voor het aanbrengen van BioGlue te definiëren. Bovendien moeten de ontledede lagen van de aorta nauw worden benaderd door een dilatator, spon of katheret in het ware lumen in te brengen om de natuurlijke architectuur van het bloedvat te behouden.

BioGlue moet dan zo ver distaal als de distale ballonkatheret toestaat in het valse lumen worden aangebracht. Het vullen van het valse lumen moet van distaal naar proximaal gaan met een spiraalvormige beweging voor een soepele toepassing. Vul het valse lumen volledig met BioGlue; vermijd overvulling van het valse lumen en morsen van BioGlue in het ware lumen of het omliggende weefsel.

3. Voor het proximale uiteinde van de dissectiereparatie moeten de ontledede lagen van de aorta ook nauw worden benaderd met behulp van een dilatator, spon of katheret. Indien nodig moeten vochtige gasjes over de klepladen van de aorta worden geplaatst om ze te beschermen tegen onbedoeld aanbrengen van BioGlue. BioGlue moet dan worden gedoseerd om het valse lumen te vullen.

Het transplantaatmateriaal kan direct op de weefsels worden gehecht en versterkt met BioGlue bij zowel de proximale als de distale aspecten van de dissectiereparatie. Laat BioGlue volledig polymeriseren zonder enige manipulatie gedurende een volle twee minuten voordat het door de gelijmde weefsellagen wordt gehecht.

LET OP: Om de doorgankelijkheid van het coronaire lumen te behouden in het geval van dissectie-extensie, moet worden overwogen een katheret in de coronaire ostia te plaatsen voordat BioGlue wordt aangebracht.

Gebruik van BioGlue in longchirurgie⁶⁻⁹

Het is aangetoond dat BioGlue effectief is wanneer het wordt aangebracht op een ingeklapte of opgezette long.

Wegwerpinstucties

Verwijder al het ongebruikte materiaal van een open of beschadigd product door het in een biohazard-bak te plaatsen.

Samenvatting van veiligheid en klinische prestaties

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007NW

Levensduur van BioGlue

BioGlue Surgical Adhesive is bedoeld voor langdurig gebruik (langer dan 30 dagen). BioGlue wordt afgebroken via proteolyse; het kan traag zijn om te resorberen, afhankelijk van de hoeveelheid

aangebrachte lijm en de vasculariteit van het doelweefsel.

Melding van ernstige incidenten

Ernstige incidenten die zich voordoen met betrekking tot BioGlue moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de patiënt is gevestigd. Hieronder vindt u contactgegevens voor melding aan de fabrikant:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW ·
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefoon: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldassurance@artivion.com

REFERENTIES

Referenties met betrekking tot de informatie in deze bijlage zijn op aanvraag verkrijgbaar.

¹Artivion Data on File. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation [BioGlue productieprocesvalideert]

²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. [Het gebruik van chirurgische sealants bij het herstellen van duraal scheuren tijdens niet geïnstrumenteerde spinale chirurgie.] Eur Spine J. 2014 aug;23(8):1761-6.

³Clock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion). [Experimentele techniek van aortoprothetische anastomosen door lijmen (BioGlue® Artivion).] Presented at the Laparoscopic Aortoiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France. 28 januari 2000

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. [Cytocompatibiliteit en mechanische eigenschappen van chirurgische hechtmiddelen voor cardiovasculaire toepassingen.] J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1:8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. [Hechtingsloze coronaire bypass met biologisch gelijmde anastomosen: voorlopige in vivo en in vitro resultaten.] J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy. [Ervaring met een albumine glutaraaldehyde weefselkleefstof bij het dichten van luchtlekken na bullectomie.] Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. [Voorlopige resultaten met het gebruik van een albumine-glutaaldehyde weefsellijm bij longchirurgie.] Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83

⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. [Een prospectief, gerandomiseerd onderzoek naar de doeltreffendheid van BioGlue bij de behandeling van alveolaire luchtlekken.] J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12

⁹Hergot GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. [Experimenteel gebruik van een albumine-glutaaldehyde weefselkleefstof voor het afsluiten van pulmonale parenchyma en bronchiale anastomosen.] European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of its Indications in Cardiac Surgery.

[BioGlue Chirurgische Adhesief - Een evaluatie van zijn indicaties in hartchirurgie.] Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7

¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients. [Gebruik van BioGlue bij Aortachirurgie: Juiste toepassingstechnieken en resultaten bij 92 patiënten.] The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)

¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. [Prospectieve gerandomiseerde studie van een proteingebaseerde weefsellijm gebruikt als een hemostatisch en structureel hulpmiddel bij cardiale en vasculaire anastomotische herstelprocedures.] J Am Coll Surg 2003;197:243-253

¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. [Vooruitgang in de behandeling van Acute type A dissectie: Een geïntegreerde aanpak.] Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52

¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? [Draagt BioGlue bij tot anastomotische pseudoaneurysma na thoracale aortachirurgie?] J Thorac Dis 2017

¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. [Van bovene serum albumine-glutaaldehyde lijm in de vorming van anastomotische pseudoaneurysma's.] J Card Surg 2011; 26:76-81

¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. [Acute type A dissection: conservatieve methoden zorgen voor een consistent lage mortaliteit.] Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.

¹⁷Internal Clinical Study Report BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Technical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. [Intern klinisch onderzoeksrapport - BioGlue chirurgische adhesief effectiviteits en veiligheidsonderzoek als chirurgische hulp bij de reparatie van type A aarddissectie.] Protocol BG1001

¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. [De invloed van Albumine/glutaaldehyde lijm op vroegtijdige resultaten na acute type aarddissectie.] REV.CHM.(Boekarest) - 70 - Nr. 6 – 2019

¹⁹Chao HH, Torchanian DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. [BioGlue: Albumine/glutaaldehyde lijm in hartchirurgie.] J Card Surg. 2003;18:500-3

²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series. [BioGlue voor preventie van postoperatieve cerebrospinaal vloeistoflekage bij transsfenoidale chirurgie: Een serie cases.] Surg Neurol. 2006 okt;66(4):371-6; discussie 376

²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures. [Reconstructie van de sellabodem met BioGlue na transsfenoidale procedures.] J Clin Neuros 2003; 10:92-95

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures. [Evaluatie van het gebruik van BioGlue bij neurochirurgische ingrepen.] J Clin Neurosci. 2003 nov;10(6):661-4

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. [Het gebruik van weefsellijm voor het verminderen van alveolaire luchtlekkage bij thoraxchirurgie.] Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 apr 2.

²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and

diaphragmatic paralysis. [Een nieuwe chirurgische lijm (BioGlue) veroorzaakt acute letsel aan de nervus phrenicus en verlamming van het diaphragma.] Gepresenteerd op de 34e Association of Academic Surgery 2000

²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. [Een nieuwe chirurgische lijm (BioGlue) veroorzaakt onmiddellijke en langdurige bradycardie als gevolg van degeneratie van de sinoatriale knoop.] Gepresenteerd op symposium voor hart- en algemene thoracale chirurgieartsen. (Abstract) 2000

²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive. [Chlorhexidine Gluconaat Gel beschermt blootliggende zenuwen tijdens het aanbrengen van BioGlue Chirurgische adhesief.] Gepresenteerd op de 35e Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001

²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. [Chlorhexidine Gluconate Gel beschermt het myocard en de sinoatriale knoop tijdens het aanbrengen van BioGlue Chirurgische adhesief.] Gepresenteerd op de 35e Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001

²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrintische vestibular schwannoma surgery: A prospective study. [Cerebrosiniale vloeistoflekpercentage na het gebruik van BioGlue bij translabyrintische vestibulaire schwannoachirurgie: Een prospectieve studie.] Otol Neurotol 2006;27:102-5.

²⁹Raanani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. [Gebruik van "BioGlue" bij chirurgisch herstel van de aorta.] Ann Thorac Surg 2001;72:638-40

³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aorta anastomoses. [Thoracale aorta anastomosen.] Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76 [Operatieve technieken in thorax- en cardiovasculaire chirurgie 2000;5(4):259-76]

VIJFJAARIGE VAN PRODUCTINFORMATIE

De hantering en opslag van dit hulpmiddel door de gebruiker, alsmede factoren die verband houden met de patiënt, de diagnose, behandeling, chirurgische procedures en andere zaken waarop de fabrikant geen invloed heeft, kunnen directe gevolgen hebben voor dit hulpmiddel en de resultaten die door het gebruik ervan worden verkregen.

AFWIJZING VAN GARANTIES; AANSPRAKELIJKSHEIDSBEPERKINGEN

ARTIVION WIJST ALLE EXPLICITE EN IMPLICITE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DEZE CHIRURGISCHE LIJM, MET INBEGRIJP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EXPLICITE EN IMPLICITE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ARTIVION AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. In het geval dat een dergelijke vrijwaring om welke reden dan ook ongeldig of niet-afwendbaar wordt bevonden: (i) moet elke actie wegens schending van de garantie worden gestart binnen één jaar nadat een dergelijke vordering of reden voor actie is ontstaan en (ii) de remedie voor een dergelijke schending is beperkt tot de vervanging van het product.

Artivion en BioGlue zijn gedeponeerde handelsmerken van Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Alle rechten voorbehouden. Afgedrukt in de VS.

(et) EESTI

Kasutusjuhend

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Toote BioGlue klienditeenindusele esitatud taotluse korral saadetakse kasutusjuhendi trükiversioon seitsme päeva jooksul ükskõik millise allpool loetletud kontaktvahendi kaudu.

Telefon: 888 427 9654 • Faks: 770 590 3753
Meil: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
FAKS +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

SÜMBOLITE SELGITUS

	Tootja		Vaadake kasutusjuhendit / Vaadake elektroonilist kasutusjuhendit
	Tootmiskuupäev		Ettevaatust!
	Volitatud esindaja EL-is		Ettevaatust: Föderaalsete (USA) seadustega võib seda seadet müüa ainult arst või arsti korraldusel.
	Importija		Mittepürogeenne
	Meditsiiniseade		Sisaldab loomset päritolu bioloogilist materjali
	Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud		MR-ohutu
	Ühe steriilse töktega süsteem		Katalooginumber
	Kahe steriilse töktega süsteem		Partiikood
	Steriliseeritud etüleenoksiidiga		Kordumatu identifitseerimistunnus
	Steriliseeritud kiiritusega		Tarvitamise lõpptähtpäev
	Mitte uesti steriliseerida		Valmistajariik
	Mitte korduskasutada		Kogus
	Temperatuuripiirang		

TOOTEKIRJELDUS

Kirurgiline liim BioGlue® on kahekomponentne kirurgiline liim, mis koosneb puhatustatud veiseserumi albumiini ja glutaaraldehüüdi lahustest. Pärast doosierimist segatakse liimalusas (etteantud vahekorras) aplikatori otsas, kus algab riistseostumine. Glutaaraldehüüdi molekulid seovad (riistseovad) BSA molekulid omavahel ja paranduskohata pealekandmisel tekivateid sideme koevaldkudega, luues paindliku mehaanilise sulgumise, mis ei sõlu organismi hüübismehanismist. Kirurgiline liim BioGlue (edaspidi Bioglue) hakkab polümeriseeruma 20–30 sekundi jooksul ja saavutab oma liimistugevuse 2 minuti jooksul. BioGlue kinnitub ka mehaaniliste sidemetega abil sünteesitliste siirkumaterjalide külge siirkumatriksi vahemikes.

Kirurgilise liimi BioGlue pealekandmise hõlbustamiseks mõüakse eraldi järgmisi tarvikuid.

Tootekood	Tootekirjeldus
BGAT-SY	Aplikaatoriotsak
BGAT-10-SY	Süstli pikendusotsak – 10 cm
BGAT-27-SY	Süstli pikendusotsak – 27 cm
BGST-12	Laoturi aplikaatori otsak – 12 mm
BGST-16	Laoturi aplikaatori otsak – 16 mm
BGDTE-10	Manustamisotsaku pikendus – 10 cm
BGDTE-27	Manustamisotsaku pikendus – 27 cm
BGDTE-35	Manustamisotsaku pikendus – 35 cm

Liimi BioGlue süstlid on saadaval 3 konfiguratsioonis – 2 ml, 5 ml ja 10 ml. Iga süstel koosneb veiseserumi albumiini (BSA) ja glutaaraldehüüdi lahustest vastavalt 4:1 vahekorras. BSA lahus on merevaigukallane ja vabalt voolav. Glutaaraldehüüdi lahus on selge ja samuti vabalt voolav.

BSA lahuse spetsifikatsioon on 45%-line (massi ja mahu suhe) lahus. Maksimaalne 45%-line BSA lahuse sihtkaaliga suuruse korral on järgmine: 2,71 gramma (2 ml süstel), 4,75 gramma (5 ml süstel) ja 9,50 gramma (10 ml süstel). Nende sihtmärkide põhjal on ühe seadme kasutamisel patsiendiiga kokkupuutuvana loomse päritoluga materjalil maksimaalne kogus konfiguratsioonides 1,22 gramma (2 ml süstel), 2,14 gramma (5 ml süstel) ja 4,23 gramma (10 ml süstel).

Glutaaraldehüüdi lahuse spetsifikatsioon on 10%-line (massi ja mahu suhe) lahus. Maksimaalne 10%-line glutaaraldehüüdi lahuse sihtkaaliga suuruse korral on järgmine: 0,63 gramma (2 ml süstel), 1,10 gramma (5 ml süstel) ja 2,16 gramma (10 ml süstel). Nende sihtmärkide põhjal on ühe seadme kasutamisel patsiendiiga kokkupuutuvana glutaaraldehüüdi maksimaalne kogus konfiguratsioonides 0,06 gramma (2 ml süstel), 0,11 gramma (5 ml süstel) ja 0,22 gramma (10 ml süstel).

NÄIDUSTE/SIHTOTSTARVE

Kirurgiline liim BioGlue on näidustatud kasutamiseks täiendusena tavapärasele kirurgilise parandamise meetodile (nagu ömlusled, klambrid ja/või plaastrid) puhmete kudede kinnitamiseks, tiendamiseks ja/või tugevdamiseks. Näidustatud pühmed koed on südame-, veresoonte-, kopsu- ja duraalsed koed.

PATSIENTIDE SIHTRÜHM

Täiskasvanud patsientid, kellele tehakse operatsioon, ja kes vajavad kirurgilise rekonstruktiooni standardmeetodi täiendust südame-, veresoonte-, duraalse ja kopsukoe sidumiseks, sulgemiseks ja/või tugevdamiseks.

ETTENHÄTD KASUTAJAD

Kirurgiline liim BioGlue on ette nähtud kasutamiseks tervishoiutöötajatele, näiteks kirurgidele, kes on asjakohaselt naidustuseks kvalifitseeritud.

TOIMIVUSOMADUSED

- BioGlue saavutab täieliku liimistugevuse 2 minuti jooksul.¹
- Kirurgiline liim BioGlue moodustab koega fugeva kovalentset sideme ja haakub süntetilise siirkumaterjaliga mehaaniliselt. Nende tugevate sidemetega töötu on BioGlue rebitmistugevus *in vitro* uuringutes vähemalt 560 mmHG.^{1,3,4,5}

SUURE VERESOONI- JA SÜDAMEOPERATSIOONIDE KORRAL, KUS KASUTATI TOODET BIOGLUE

- Anastomoosi verejooksi vähinemine võrreldes tavasile parandusmeetodiga.¹²

KOPSU-, SUURE VERESOONI JA SÜDAMEOPERATSIOONIDE KORRAL, KUS KASUTATI TOODET BIOGLUE

- Intensiivravi ja higlas viibimise vähinemine võrreldes tavasile kirurgilise meetodiga.^{12,19,23}

AORDIDISSEKTSIOONI PARANDAMISE KORRAL, KUS KASUTATI TOODET BIOGLUE

- Võrreldes standardse kirurgilise meetodiga oli vaja vähem tamponne, hemostaate ja korigeeraivid ömluslike.¹⁷
- Operatsiooniruumis oleku, ristiklambrite kasutamine, vereringe seisikamise ja sünnetriime aeg vähenesid võrreldes kirurgilise meetodiga.^{18,19}
- Väiksem trombostüütide, plasma ja vererakkude kasutamine võrreldes standardse kirurgilise meetodiga.^{18,19}

KOPSUPROTESDUURIDE KORRAL, KUS KASUTATI TOODET BIOGLUE

- BioGlue on osutunud tõhusaks õhulekete sulgemisel, kui seda kasutatakse tühjaks lastud või täidetud koplusil.^{6,7,8,9}
- Õhulekke kestus vähenes võrreldes tavapärase kirurgilise rekonstruktiooniga.^{6,8,23}

DURALSETSE PROTESDUURIDE KORRAL, KUS KASUTATI TOODET BIOGLUE

- Vähem liikvori lekkid võrreldes tavapärase kirurgilise rekonstruktiooniga.^{20,21,22}

KIRURGILISE LIIMI BIOGLUE TARVIKUD AITAVAD TOODET BIOGLUE MANUSTADA

KLIINILINE EFEKTIIVSUS

Suure veresoonte-, südame-, kopsu- ja duraalse protseduuride korral, kus kasutati toodeet BioGlue:

- Pseudoneurüsmi määrt on osutunud väiksemaks kui standardse parandustehnika kohta avaldatud kirjanduses näidatud.^{11,14,15}
- On leitud väiksem komplikatsioonide määrt kui tavapärase parandustehnika kohta avaldatud kirjanduses näidatud.^{12,22,23,18}
- Võrreldes tavapärase parandusmeetodi kohta avaldatud kirjanduse andmetega on suremusnäitajad väiksemad.^{10,11,12,13,16}

VASTUNÄIDUSTUSED

BioGlue on vastunäidustatud kasutamiseks tserebrovaskulaarsestes rekonstruktioonides ja mis tahes valendlikussestes piirkondades. BioGlue ei ole mõeldud patsientidele, kellel on teadaolev tundlikkus veistest pärinavate materjalide suhtes.

HOIATUSED

- Ärge kasutage liimi BioGlue kudede lähenemisel ömlustele või klambrite asendajana.
- Ärge kasutage liimi BioGlue nii, et see puutuis vastu või faktas tsirkuleerivat verevoolu pealekandmise ajal või pärast seda. Liimi

BioGlue sattumine vereringesse võib põhjustada lokaalse või emboolese veresoonemustistuse.

- Ärge kasutage liimi BioGlue nii, et see takistaks õhu või valendikvedeliku ringlemist pealekandmise ajal või pärast seda.
- Vältige liimi kokkupuudet närvide, silmade või muude kudedeega, millel kasutamiseks see pole nähtud.
- Loomatkased²⁴ on näidanud, et BioGlue osene manustamine avatud vahelihasenärviile võib põhjustada ägeda närvikahjustuse. Teine loomatkased²⁵ on näidanud, et liimi BioGlue vahetub pealekandmine südame siinussõlme pinnale võib põhjustada südame lihasesse ulatuvata kalgenduskarbis, mis võib jouda alunisse erutusjuhtete eestesse ja põhjustada ägeda fokaalse siinussõlme degeneratsiooni. Hilisemad loomatkased^{26, 27} on näidanud, et kloorehksidini-glükonaadi geel võib kaista vahelihasenärvi, mõukardi ja sella olevat siinussõlme liimi BioGlue kasutamisel tekkivat võimalike vigastustest.
- Kasutage liimi BioGlue ainult siis, kui tõtujad on piisavalt kaitstud (nt kannavad kindaid, maski, kaitseristet ja kaitsepillid). Reageerimata glutaaraldehüüdi võib põhjustada silmade, nina, kurgu või nahu äritus, hingamishäireid ja paikset koeneekroosi. Pikkajaline kokkupuudue reageerimata glutaaraldehüüdigaga võib põhjustada kesknärvisüsteemi või südame patoloogia. Kokkupuute korral loputage kahjustatud piirkonda viiutamatult veega ja pöörduge arsti poolle.
- Polümeerisertitud liimi BioGlue on ruumi hõivavad omadused. Ebaõige kasutamise või valesti peale kandmise korral on teatud tõsistest kõrvaltoimetest, mis on seotud kõrval olevate anatoomeiliste struktuuride kokku surumisega. Liimi BioGlue tohib kasutada ainult siis, kui on võimalik sihikoha täielik visualiseerimine, kui see on optimaalse viskoosuseesse saavutamiseks korralikult ettevalmistatud, ja kui seda kasutatakse minimaalseks koguses. Palun vaadake käesoleva märgise jaotisi *Näidustused/sihotstarve ja Kasutusjuhend*.
- Minimeeritud liimi BioGlue kasutamist patsientidel, kellel on kaltsiumi ainevahetus häired (nt krooniline neerupuudlikkus ja hüperparatüreoidism). Glutaaraldehüüdigaga tööeldud koel on suurem kalduvus mineraliseeruda. Laboratoorsed katsete näitavad, et reageerimata glutaaraldehüüdil võib olla mutageneenmöögi.
- Ärge kasutage liimi BioGlue infektsiooni korral ja kasutage seda saastunud keha piirkondades ettevaatlikult.
- Oige ettevaatlik, kui sama patsient puutub liimi BioGlue korduvalt kokku. Liimi BioGlue kokkupuutel võivad tekkida ülitundlikkusereaktsioonid. Loomadel on tähdeldatud sensitiseerumist.
- BioGlue sisaldb loomest päritolu materjal, mis võib nakkustekijatid edasi kanda.
- Liimi BioGlue kasutamist rasedatel / rinnaga toitvatel naistel ei ole uuritud.
- Liimi BioGlue süstet ja tarvikud on ühekordelt kasutatavad seadmed ja neid tohib kasutada ainult ühel patsiendi.
- Liimi BioGlue kasutamist lastel ei ole uuritud. Liimi BioGlue ei tohi kanda ümbri koe ja liim ei tohi lasta sellel koel kasvada või laieneda.
- Liimi BioGlue sobivuse kohta bronhopleuraalsest fistulistest või lümfileklete raviks ei ole piisavalt andmeid.
- Kui liimi BioGlue kasutatakse koos mis tahes muu materjaliga, tulub mõlemale toote juhisel hoolikalt läbi vaadata ja neid järgida.

ETTEVAATUSTABINÖÖD

- Soovitavat on hoida kirurgilised kindad, sterilised marlipadjad/rätikud ja kirurgilised instrumendid

niisketena, et vähendada liimi BioGlue tahtmatu kinnitumise võimalust nendele pindadele.

- Liimi BioGlue süstel, aplikaatorotsakud, laoturotsakud ja süstil pikendatustakud on mõeldud ainult ühe patisendi jaoks. Mitte uesti steriliseerida.
- Mitte kasutada, kui pakendid on avatud või kahjustatud.
- Olge ettevaatlik, et süstil sisu välja ei voolaks.
- Ärge suruge süstili kolvile, kui kinnitatse selle süstili külge.
- Ärge kandke liimi BioGlue liiga märjale operatsiooniväylale. See võib põhjustada kehva liumuruse.
- Vältige ettevalmistamise ajal kudede kokkupuudet aplikaatorist väljunud materjaliga.
- BioGlue polümeriseerub kiirelt. Täitmine peab toimuma kiiresti, millele järgneb kohre liimi BioGlue pealekandmine. Pausi tegemine täitmise ja pealekandmise vahel võib põhjustada BioGlue polümeerumise aplikaatorotsaku.
- Ärge kasutage veresäästeasemeid, kui imete liimi BioGlue liigset kogust operatsiooniväljalt.
- Enne liimi BioGlue kandmist anastomosidele klammerega veresoone ja vähendage nende rõhku.
- Liimi BioGlue kardiovaskulaarsüsteemi sattumise vältimiseks vältige BioGlue pealekandmise ja polümeriseerumiseni ajal negatiivset rõhku. Näiteks tuleb enne liimi BioGlue pealekandmist vaskaku vatsakese öhutuskanalil välja lülitada. On teatud, et BioGlue on imendunud aorti ja takistunud südameklapi tööd, kui seda on kasutatud koos aktiivse vaskaku vatsakese ventilatsiooniga.
- Ärge eemaldage soovimatast kohtadest liimi BioGlue, sest see võib põhjustada koekahjustusi.
- Ärge siirake liimi BioGlue suletud anatoomilistesesse kohtadesse, mis asuvad närvstruktuuride vahetus läheudes.
- Kliiniliste aruanngude²⁸ järgi tekib BioGlue akustilise neurooma rekonstruktioonidel translabürntise lähenemise korral ebatabhusa sulgumise, misttõttu selle kasutamine seisis kirurgilises lähenemises pole soovitatav. Kirjanduses on kindeldatud lohu edukat kasutamist keskmise kraniaalse lohu või suboktipitaalne kraniotoomia lähenemise abil akustilise neuroomi rekonstrueerimiseks ja see on soovitatav.²⁶
- Avaldatud klinilised andmed inimeste kohta on näidanud, et liimi BioGlue ligine kasutamine kopsukirurgias võib põhjustada jääkohurumi ja ateletkaasi.⁷
- Seadet tuleb käidelda ja kõrvad alla vastavalt kõigile kehtivatele määrustele, sealhulgas inimeste tervist ja ohutust ning keskkonda käsitlevatele määrustele.

TÄHELDATUD VÕI VÕIMELIKUD SOOVIMATUD KÖRVALTOIMED VÕI OHUJUHTUMID

Neid protseduure teostavatel arstidel peavad olema teadmised kõigist pehmete kudeade taastamise operatsiooni võimalustest. Seda tüüpil operatsioonidele omased komplikatsioonid võivad tekkida igal protseduuri ajal või pärast seda.

Tähelestatud soovimatud körvaltoimed või ohujuhtumid Kliiniliste uuringute käigus tähelestatud ohujuhtumid olid järgmised: liimi BioGlue kandmine mitte-sihtkoole, BioGlue mittekleepumine, sum, veresoonte rebenemine ja verejooks, tserebrospinaalvedeliku leke, infektsioon, põletik, immunsüsteemi allergiline reaktioonis, pöördumatu haigestumin, ishemia, miokardiinfarkt, neurologiline defitsiit, elundisüsteemi puudulikkus, paraplegia, pleuraefusioon, neerufunktsiooni häire/puudulikkus, insult või ajuinfarkt, trombemboolia ja tromboos.

Võimalikud soovimatud körvaltoimed / körvaltoimed, mis võivad tekkida liimi BioGlue kasutamisel.

Kirurgilise liimi BioGlue täiendava kasutamisega seotud komplikatsioonid pehmete kudeade taastamise operatsiooni ajal võivad olla muu hulgas järgmised: ülitundlikkusreaktsioon, nagu paistetus või turse manustamiskohas, toote liumuratus koe külje, liimi manustamine koele, mis pole protseduuri sihtmärk, põletiku- ja immuunreaktsioon, allergiline reaktioon, koe mineraliseerumine, kohalik koenekroos, veresoonte ummistumine, bronhides või lümfile ummistumine, tromboos ja trombemboolia, kopsuemboolia, normaalsete veresoonte või kudede vigastamine, stenoos, seroom, pseudoaneurüüm ja vaimlik nakkustekitajate ülekandumine loomset päritolu materjalist.

PAKEND JA LADUSTAMINE

Liimi BioGlue süstel ja aplikaatorotsakud tarvitakse steriliseerata. Visake ära avatud või kahjustatud toote mis tahes kasutamata materjal.

Liimi BioGlue lahused asuvad steriilses kahekambrialises korgiga süstlis. Polümeriseerunud BioGlue on mittepuüroogenne. Säilitada alla 25 °C, kuid mitte külmutada.

KESKKONNATINGIMUSED

Kirurgiline liimi BioGlue on MR-ohutu (st toode, mis ei kujuta endast üheski Mr-keskkonnas ohtu).

KASUTUSJUHEND

Kasutage kirurgilist liimi BioGlue profiilaktiliselt või pärast lekke avastamist.

Seadme ettevalmistus

Kirurgilise liimi BioGlue süstli manustamissüsteem koosnes järgmestest osadest: süstel, süstli kõlb ja aplikaatorotsak.

BioGlue süstli karbis on kaks eraldi kotti. Üks sisaldab süstlit ja süstlikolbi ning teine sisaldab nelja aplikaatorotsakut.

10 ml BioGlue süstli karbis on lisatood, mis sisaldab kolme 12 mm laoturotsakut. Kontrollige kõiki kotte enne kasutamist visualselt. Kui steriilses tökketasüsteemis on löhed, siis ärge kasutage toodet.

1. Võtke süstel, süstlikolb ja aplikaatorotsakud pakendist välja. Hoidke süstlit püsti ja kootage seda, kuni lahustes olevad öhummullid tõusevad süstli ülaosa.



Joonis 1



Joonis 2

MÄRKUS.Hoidke süstlit jätkuvalt kogu manustamissüsteemi kokkupaneku ajal püsti, et hoida öhummulle süstli ülaosas.

2. Võtke aplikaatorotsak pakendist välja ja kontrollige otsaku kraeso vaendumaks, et nooleosa oleks otsu suurema ava kohal. Kui mitte, siis pöörake varrel lukustuskaanni, kuni nool on suurema ava kohal. Hoidke otsaga ülespoole süstilt kindlast ja keerake korki 90° vastupäeva ning eemaldage kork seda küljelt küljel keerates. Joondale otsak mölemale vastavaid sälke kasutades süstliga ning asetage otsak süstlikele.



Joonis 3

ETTEVAATUST! Olge ettevaatlik, et kokkupaneku ajal ei voolaks süstlist lahest välja.

3. Lukustage aplikaatorotsak paigale, surudes otsakut kindlast süstli suunas ja pöörates otsakuaeda 90° päripäeva.



Joonis 4

Hoidke süstlit püsti ja joondage süstli väike ja suur silinder süstli vastavate süstla kolvipeadeaga ja läbistage kolbi süstli tagaossa, kuni tunnete katistust. Nüüd on süstli manustusseade kokku pandud.



Joonis 5

ETTEVAATUST! Ärge asetage kokkupandud seadet küljele enne, kui kogu öhk on eemaldatud (vt järgmine lõik).

CAUTION: Enne BioGlue kasutamist protseduuril tuleb eemalda süstlit öhk ja aplikaatorotsak peab olema eeltäidetud. Vaadake jaotist [paiga ettevalmistamine, süstlist öhu eemaldamine ja aplikaatorotsaku täitmine](#).

4. Kui kasutatakse painduva pikendusega aplikaatorotsakut, võib tekitada soovitud nurga, parinutades pikendust sobivas kohas soovitud nurga alla ja hoide seda 3–5 sekundit. Loodud rõhk peaks säilima 5 minutit.
5. Sulgunud aplikaatorotsaku eemaldamiseks harake aplikaatorotsaku kraest, pöörake otsakuaeda vastupäeva ja eemaldage otsak süstlit seda küljel kujule liigutades.


Paiga ettevalmistamine, süstlist öhu eemaldamine ja aplikaatorotsaku täitmine

1. Sihtmärgiks olev operatsiooniväli peab olema enne öhu eemaldamist, täitmisel või BioGlue pealekandmist nõuetekohaselt ettevalmistatud. BioGlue toimib kõige paremini, kui sihtmärgiks olev operatsiooniväli on kuiv. Kuiv operatsiooniväli on väli, mis ei määrdu pärast kirurgiliseks kasnagi kuivaks pühkimist 4–5 sekundi jooksul uesti verega.

ETTEVAATUST! Ärge püüdke liimi BioGlue kanda liiga märjale väljale. Liimi BioGlue märjal väljal kasutamine võib põhjustada BioGlue mittekleepumise.

2. Enne liimi BioGlue pealekandmist tuleb eemaldada süstlisse jäändud öhk. Jällegi on oluline hoida kokkupandud süstlit püstil tagamaks, et lahuste öhummullid asuksid süstli ülaosas. Öhu eemaldamiseks saab nüüd kasutada kahte erinevat meetodit.
 - a. Suruge kolvide ainsut seni, kuni lahusted on süstlakere ülaosas tasa. Kui öhk on eemaldatud, on süstel valmis ettevalmistamiseks (vt toiming 3) ja kohe kasutamiseks.
 - b. Suruge kolvide, kuni mölemad lahused on tipu põhjale nähtavad. Öhk on nüüd eemaldatud, kuid see otsak on nüüd kaetud polümeerunud liimiga BioGlue ja

see tuleb enne ettevalmistamist (vt toiming 3) ja sihtkohale kandmist vahetada.



Joonis 6

Märkus. Iga süstel tuleb puhastada öhujääkidest ainult selle esmakordset kasutamisel.

3. Iga aplikatorotsak tuleb enne liimi BioGlue pealekandmist täita. Täitmise tagab liimi BioGlue korraliku segamise. Kirurg peab summa kolivale ja kandma BioGlue umbes 3 cm pikkuks kitsa riba steriilise ühekordsest kasutatavale pinnale (nt käsn, marli või rätik).
4. Kirurg peab uurima ettevalmistamise ajal väljupunud materjalit ja kontrollima, et see oleks ühtlase helekkollase kuni merevaigukollase värvusega ja et selles ei oleks ohumull. Kui materjal paistab värvitu või sisaldab mulle, siis korake ettevalmistust, nagu 2. etapis on kirjeldatud, kuni seadmet tuleb ühtlase muldedita vedelik.

ETTEVAATUST! Vältige otsest kokkupuudet väljapigistatud materjaliga täitmise ajal

ETTEVAATUST! Kui on märke süstli purunemisest või lekkest, siis visake seade ära ja avage ning kasutage uut süstlit.

5. Kui aplikatorotsak on korralikult täidetud, siis alustage kohe pealekandmist.

ETTEVAATUST! BioGlue polümeriseerub väga kiiresti. Kirurg peab BioGlue kohe pärast ettevalmistamist peale kandma.

Pausi tegemine täitmise ja pealekandmise vahel võib põhjustada aplikatorotsaku BioGlue polümeerumise. Kui see juhtub, siis asendage ummistust otsak uue otsakuga ja korraake aplikatorotsaku täitmise toiminguid. Ärge jätkake kolvi surumist, kui otsak on sulgunud.

BioGlue kasutamise üldised meetodid kirurgias

23, 29, 30

Enne kirurgilise liimi BioGlue kasutamist peavad kirurgid vastava koolituse kaudu tutvuma kirurgiliste meetodite ning oma konkreetsete protseduuride variatsioonidega. Kirurgilise liimi BioGlue kasutamist tuleb enne esmakordset operatsioonisalas kasutamist harjutada:

1. Patsient tuleb ette valmista ja operatsioonilinaga katta vastavalt haigla tavapärasele protseduurile. Sellised protseduurid nagu ringkera või pleuveruumi sisenemine, kardiopulmonaalse šünneerimine, klammerdamine ja müokardi kaitspe avad järgmaja kirurgi standardmeetodeid.
2. Operatsiooniväält ümbritsevaid kudeid saab kaitsta kirurgilise liimi BioGlue soovimatu pealekandmise eest, asetades nendesse piirkondadesse niiskeid steriileid maripäju. Eemaldage marli vahetult pärast pealekandmist, kui liim on veel pehme, pühkides liigset liimjäägitud koha ümbrusest.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage veresäästesmedmid, kui imeti liimi BioGlue üleliigset kogust.

ETTEVAATUST! Enne liimi BioGlue kandmist anastomoosidele klammerdage veresoone ja vähendage nende rõhku.

ETTEVAATUST! Vältige BioGlue imemist veresoontesse, kui kannate seda sihtmärgiks olevatele anastomoosidele.

3. Kui kirurgiline liim BioGlue kleebub soovimatult kohale külge, siis laske liimal polümeriseeruda ja seejärel eemaldage liim ettevalmistlikult pintsitide ja käändega soovitult kohalt. Ärge piüidke kirurgilist liimi BioGlue Surgical maha koorda, kuna see võib põhjustada manustamiskohas koekahjustusi.
4. Veresoonte parandamiseks kandke anastomooside korral, mille läbimõõt on suurem kui 2,5 cm, peale 1,2–3,0 mm paksuse ühtlane liimiklit; anastomooside korral, mille läbimõõt on väiksem kui 2,5 cm, kandke peale 0,5–1,0 mm paksuse ühtlane liimiklit.
5. Liimi pealekandmiseks on Al tohi kokku suruda ega avaldada sellele lisaruvut. BioGlue töötab optimaalselt, kui sellel lastakse ilma igasuguse manipuleerimiseta kaks minutit polümeriseeruda. Kui liim on polümeriseerunud, siis kinnitage see vajaduse korral ömlustega.
6. Pärast liimi polümeriseerumist lõigake üleliigised või ebakorrapärased liimservad kääride ja haaraatist abil ära.

BioGlue kasutamise spetsifilised meetodid aordi dissektsooni kirurgias

6, 11, 13–19

1. Aordi lahti lõigatud kihid tuleb esialgu verest ja traumi materjalist puhastada ning võimaluse korral kirurgiliste käsnadega kuivata.
2. Dissektsooni parandamise distaalse otsa jaoks sisestage õõnede õöndde balloonkateeter, et määra BioGlue pealekandmise distaalne ots. Liskasi sellele tuleb aordi lahti lõigatud kihid tihealt lähenendada, sisestades dilatoori, käsna või kateetri õigesse õõnede, et säilitada veresoone loomulikku struktuuri.

Seejärel tuleb liimi BioGlue doseerida valeõõnede distaalsett nii kaugele, kui distalne balloonkateeter võimaldab. Valeõõne täitmise peab sujuvaks pealekandmiseks toimuma spiraalsett väljapoole liikudes distaalsett proksimaalses suunas. Täitke valeõõne täielikult liimiga BioGlue; vältige valeõõne ületäitmist ja BioGlue sattumist õigesse õõnede või ümbritsevatesse kudedesse.

3. Dissektsooni parandamise proksimaalses otsas tuleb ka aordi läbiliigatud kihid tihealt lähenendada, kasutades dilatoori, käsna või kateetrit. Vajaduse korral tuleb aordiklapि hõlmadele asetada niiske marli, et kaitsta neid BioGlue tahtmuunduse pealekandmise eest. Seejärel tuleb valeõõne täitmiseks annustada liimi BioGlue.

Suurikumerjali võib ömmelda otse kudedele, mis on kleebitud ja tuugevdatud liimiga BioGlue nii dissektsooni parandamise proksimaalses kui ka distaalsetes osas. Laske liimi BioGlue ilma igasuguse manipuleerimiseta kaks minutit täielikult polümeriseeruda enne ömblemist läbi kleepunud koekihite.

ETTEVAATUST! Koronaarööne läbilaskvuse säilitamiseks dissektsooni laienemise korral tuleb kaeluda enne liimi BioGlue kasutamist koronaarostatiale kateete paigaldamist.

BioGlue kasutamine kopsukirurgias

6–9 BioGlue on osutunud töhusas, kui seda kasutatakse tühjaks lastud või täidetud kopsul.

Kõrvaldamisjuhised

Visake ära avatud või kahjustatud toote mis tahes kasutamata materjal, asetades selle bioloogiliselt ohtlike materjalide kogumisnõusse.

Ohutuse ja kliiniliste tulemuste kokkuvõte

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Liimi BioGlue elugu

Kirurgiline liimi BioGlue on kasutatud pikajaliseks kasutamiseks (üle 30 päeva). BioGlue laguneb proteoliüsi teel, selle lagunemine võib olla aeglane soolitaval kasutatud liimi kogusest ja sihtko vaskulaarsusest.

Ohujuhumitesti teatamine

Liumiga BioGlue seotud ohujuhumitesti tuleb teatada tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus patient asub. Tootjale teatamise kontaktandmed on esitatud allpool.

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW •

Kennesaw, Georgia 30144 • USA

Telefon: +1 (888) 427-9654

Faks: +1 (770) 590-3753

Meiliaadress: fieldassurance@artivion.com

VIITED

Vited käesolevas lisas esitatud teabele on saadaval soovi korral.

¹Artivion Data on File. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation (BioGlue tootmisprotsessi valideerimine)

²Miscuti M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. (Kirurgiliste hermeteetikute kasutamine duraalsele rebendile parandamisel mitteinstrumentaalse lülismambakirurgia käigus.) Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (Aortoproteeside anastomooside eksperimentaaltehnika liimimise teel) (BioGlue® Artivion). Presented at the Laparoscopic Aortic Bypass Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France. January 28, 2000

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. (Kardiovaskulaarse kirurgiliste hermeteetikute tsütoologilise sobivuse ja mehaanilised omadused.) J Thorac Cardiovasc Surg 2018;1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. (Bioloogiliste liimidit anastomoosidega ömlustatakud koronaararterite ühittmine) (Esialgosed in vivo ja in vitro tulemusted.) J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sept;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy. (Kogemused albumiin-glutaraldehydi koeliimiga õhulekete sulgemisel pärast bullektoomiat.) Heart Surgery Forum 2003;6(3):429-433

⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. (Esialgosed tulemuselid albumiin-glutaraldehydi koeliimiga kasutamisel kopsukirurgias.) Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83

⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. (Prospektiivne, randomiseeritud, kontrollitud uuring BioGlue töhustuse kohta alveolaarsete õhulekete ravimisel.) J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12

⁹Heger GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. (Albumiin-glutaaldehydi koeliimiga eksperimentaaltehnika kasutamine kopsuparenhümüü ja bronchiaalanastomooside sulgemiseks.) European J Cardi-Thorac Surg 2001;19(4):4-9.

¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery.

- (Kirurgiline liim BioGlue – selle näidustuste hindamine südamekirurgias.) Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7
- ¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients. (BioGlue kasutamine aordikirurgias: 92 patsiendi nõuetekohased manustusmeetodid ja tulemused.) The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)
- ¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. (Prospektiivne randomiseeritud uuring proteinipõhise koellimi kohta, mida kasutatakse hemostatilise ja struktuurilise protseduurides.) J Am Coll Surg 2003;197:243-253
- ¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. (Aegeda A-tüüp disseksiooni ravis: integreeritud lähenemisviis.) Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52
- ¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Kas BioGlue aidab kaasa anastomootilise pseudoaneurysmi tekkinimisele pärast rinna-aordi operatsiooni?) J Thorac Dis 2017
- ¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. (Veise seerumi albumini ja glutaraldehüüdi liimi roll anastomootiliste pseudoaneurysmide moodustumisel.) J Card Surg 2011; 26:76-81
- ¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. (Aage A-tüüp disseksioon: konserveerivused meetodid tagavad järgipidevalt madala suremuse.) Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.
- ¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. (BioGlue kirurgilise liimi efektiivsuse ja ohutuse uuring kirurgilise lisana A-tüüp aordidisseksiooni parandamisel.) Protocol BG1001
- ¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. (Albumini/glutaaldehüüdi hermetikku möju varajastele tulemustele pärast ägedat A-tüüp aordidisseksiooni.) REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - No. 6 – 2019
- ¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. (BioGlue: Albumiinist/glutaaldehüüst liim südamekirurgias.) J Card Surg. 2003;18:500-3
- ²⁰Dusick JR, Mattoza CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series. (BioGlue operatsioonijärgsete tserebraalspinaalvedeliku lekete ennetamiseks transsfenoideuse operatsiooni korral: juhtumite seisja.) Surg Neurol. 2006 Okt;66(4):371-6; discussion 376
- ²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures. (Sellari põhimiku rekonstrueerimine BioGlue abil pärast transfenoidealseid protseduuri.) J Clin Neuros 2003; 10:92-95
- ²²Kumar A, Maertens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures. (BioGlue kasutamise hindamine neurokirurgilistes protseduurides.) J Clin Neurosci. 2003 Nov;10(6):661-4
- ²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. (Koelimiide kasutamine alveolaarse õhulekke vähendamiseks rindkereoperatsioonil.) Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.
- ²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. (Uus kirurgiline liim (BioGlue) põhjustab ägeda freenilise näri vigastuse ja diafragma halvatause.) Ette kantud 34. akadeemilise kirurgia assotsiatsiooni konverentsil aastal 2000
- ²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. (Uus kirurgiline liim (BioGlue) põhjustab kohese ja pikajaalise bradikardia sinoatrialsõlme degeneratsiooni töötu.) Ette kantud südame- ja rindkere üldkirurgia meeskondade sümpoosionil. (Abstrakt) 2000
- ²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive. (Klorheksidiinglükonaatgeel kaitseb avatud närvie BioGlue kirurgilise liimi kasutamise ajal.) Ette kantud 35. akadeemilise kirurgia assotsiatsiooni kohtumisel. (Abstrakt) 2001
- ²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. (Klorheksidiinglükonaatgeel kaitseb müokardi ja sinoatrialsõlme kirurgilise liimi BioGlue kasutamise ajal.) Ette kantud 35. akadeemilise kirurgia assotsiatsiooni kohtumisel. (Abstrakt) 2001
- ²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. (Tserebrospinaalvedeliku lekke määrl pärast BioGlue kasutamist translabürintilise vestibulaarse švanoomoperatsiooni: prospektiivne uuring.) Otol Neutrotol 2006;27:102-5.
- ²⁹Raanani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. (BioGlue kasutamine aordi kirurgilisel parandamisel.) Ann Thorac Surg 2001;72:638-40
- ³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. (Rinna-aordi anastomosid.) Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76

TOOTETEABE AVALIKUSTAMINE

Selle seadme käitamine ja hoidmine kasutaja poolt, samuti patsiendiiga seotud tegurid, diagoosid, ravi, kirurgilised protseduurid ning muud põhjused, mida tootja ei saa kontrollida, võivad otseselt mõjutada seda seadet ja selle seadme kasutamisest saadud tulemusti.

GARANTIIDEST LAHTIÜTLUS; VASTUTUSE PIIRANGUD
ARTIVION ÜLEB LAHTI KÖIGIST SELGESÖNALISTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, MIS ON SEOTUD SELLE KIRURGILISE LIIMIGA, SEALHULGAS SELGESÖNALISTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, MIS PUUDUTAVAD MÜÜGIKÖBLIKKUST JA SOBIVUST KONKREETSEKS OTSTARBEKS. ARTIVION EI VASTUDE MINGIL JUHUL JUHUSLIKU VÕI KAUDESE KAHJU EEST. Juhul, kui selline lahtiütlus tunnistatakse mis tahes põhjusest kehtetuks või nõustamatuks: (i) garantii rikkumise korral tuleb mis tahes nõue algatada ühe aasta jooksul pärast sellise nõude või nõude aluse tekkinist ja (ii) sellise nõkkumise korral piirdub õiguskaitsevahend toote asendamisega.

Artivion ja BioGlue on ettevõtte Artivion, Inc. registreeritud kaubamärgid.

©2022 Artivion, Inc. Kõik õigused kaitstud. Trükitud USA-s.

(fi) SUOMI

Käyttöohje

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Käyttöohjeen paperituloste luovutetaan seitsemän päivän sisällä pyynnöstä, joka on esitetty BioGluen asiakaspalvelulle minkä tahansa yhteydenottoväylän kautta.

Puhelin: +1 (888) 427-9654 • Faksi: +1 (770) 590-3753
Sähköposti: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA

Puhelin: +1 (888) 427-9654
FAKSI +1 (770) 590-3753

www.artivion.com

EC REP

JOTEC GmbH

Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany



CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

SYMBOLIEN SELITYS

	Valmistaja		Katso käyttöohjeet / katso sähköiset käyttöohjeet
	Valmistuspäivä		Varo
	Valtuutettu edustaja EU:ssa	RxONLY	Varo: Yhdysvaltain liitoveltoon laki sallii tämän laitteen myynnin ainoastaan lääkärille tai lääkärin määräyksestä
	Maahantuoma		Ei-pyrogeeninen
MD	Lääkinnällinen laite		Sisältää eläinperäisiä biologisia aineita
	Älä käytä, jos pakaus on vaurioitunut	MR	MR-turvallinen
	Yksinkertainen sterili suojajärjestelmä	REF	Luettelonumero
	Kaksinkertainen sterili suojajärjestelmä	LOT	Eräkoodi
STERILE EO	Steriloitu etyleenioksidiilla	UDI	Laitteen yksilöllinen tunniste
STERILE R	Steriloitu säteilyttämällä		Viimeinen käyttöpäivä
	Ei saa steriloida uudelleen		Valmistusmaa
	Ei saa käyttää uudelleen	QTY #	Määrä
	Lämpötilarajoitus		

TUOTTEEN KUVAUS

Kirurginen BioGlue®-liima on kaksikomponenttinen kirurginen liima, joka koostuu puhdistetusta naudan seerumialbumiini- ja glutaarialdehydiliuoksesta. Annosteltavassa liimaliuokset sekotituvat annostelukärjessä (ennalta määrittyässä suhteessa), jossa aikaa silloittuminen. Glutaarialdehydiliimolekyylit muodostavat kovalenttisen sidoksen (sillottuvat) naudan seerumialbumiinimolekyyleiden kanssa ja korjattavien alueiden sidekuosproteiinien kanssa annosteltavassa muodostaa kehon hytypismekanismista riippumattoman joustavan mekaanisen sulan. Kirurginen BioGlue®-liima (jäljempänä Bioglu) alkaa polymeroituviin 20–30 sekunnin kulussa ja saavuttaa sidoslujuuden 2 minuutin kulussa. BioGlue tarttuu myös synteesiin siirreaineisiin mekaanisten liitäntämekanismien kautta siirteen matriksin väleissä.

Seuraavat kirurgisen BioGlue®-liiman asentamista helpottavat auttavat lisätarvikkeet myydään erikseen:

Tuotteen koodi	Tuotteen kuvaus
BGAT-SY	Annostelukärki
BGAT-10-SY	Ruiskun jatkokärki – 10 cm
BGAT-27-SY	Ruiskun jatkokärki – 27 cm
BGST-12	Levitinannostelukärki – 12 mm
BGST-16	Levitinannostelukärki – 16 mm
BGDE-10	Asennuskärjen jatke – 10 cm
BGDE-27	Asennuskärjen jatke – 27 cm
BGDE-35	Asennuskärjen jatke – 35 cm

BioGlue-ruiskuja saatavana kolmessa koossa: 2 ml, 5 ml ja 10 ml. Jokainen ruisku sisältää vastaavasti naudan seerumialbumiini (BSA) ja glutaarialdehydiliuoksia sekotitussuhteessa 4:1. Naudan seerumialbumiiniluosis on vähiltään kallankeskus ja juokseva. Glutaarialdehydiliuios on vähiltään kirkasta. Lisäksi se on juokseva.

Naudan seerumialbumiiniluios on 45-prosenttinen liuos (painon suhde tilavuteen). 45-prosenttisen naudan seerumialbumiiniluoksen enimmäispaino jokaisessa koossa on: 2,71 g (2 ml:n ruisku), 4,75 g (5 ml:n ruisku) ja 9,50 g (10 ml:n ruisku). Näiden kohtideen perusteella eläinperäisten aineiden enimmäismäärä, jonka kanssa potilaas tulee kosketukseen yksittäisesti laitetta, on 1,22 g (2 ml:n ruisku), 2,14 g (5 ml:n ruisku) ja 4,23 g (10 ml:n ruisku) jokaista vaihtoehtoa kohden.

Glutaarialdehydiliuios on 10-prosenttinen liuos (painon suhde tilavuteen). 10-prosenttisen glutaarialdehydiliuosen enimmäispaino jokaisessa koossa on: 0,63 g (2 ml:n ruisku), 1,10 g (5 ml:n ruisku) ja 2,16 g (10 ml:n ruisku). Näiden kohtideen perusteella glutaarialdehydin enimmäismäärä, jonka kanssa potilaas tulee kosketukseen yksittäisesti laitetta käytettäessä on 0,06 g (2 ml:n ruisku), 0,11 g (5 ml:n ruisku) ja 0,22 g (10 ml:n ruisku) jokaista vaihtoehtoa kohden.

KÄYTÖTÄIHEET/KÄYTÖTÖRKOITUS

Kirurginen BioGlue®-liima on tarkoitettu käytettäväksi täydentämään tavallisia kirurgisia korjausmenetelmiä (kuten ompeleet, niitti, ja/tai laastari) liimaamiseen, sulkemiseen, ja/tai pehmystukoiden vahvistamiseen. Tarkoitettu pehmystukidokset sydämen, verisuonten, keuhkojen ja kovakalvon pehmystukidokset.

KOHDEPITILASRYHMÄ

Aikuiset leikkiasputilaat, jotka tarvitsevat apua tavallisten kirurgisten korjausmenetelmien lisäksi sydämen, verisuonten, kovakalvon ja keuhkojen pehmystukidokset sitomisessa, sulkemisessa ja/tai vahvistamisessa.

SUUNNITELLUT KÄYTÄJÄT

Kirurginen BioGlue®-liima on tarkoitettu terveydenhoidon ammattilaisten, kuten kirurgien käytöön, kun he ovat päätevoiteineen asianmukaisen käyttööihiseen.

TOIMINTAOIMAISUUDET

- BioGlue saavuttaa täyden sidoslujuuden 2 minuutin kulussa.¹
- Kirurginen BioGlue®-liima muodostaa kudosken vahvoja kovalenttisia sidoksia ja liittyy mekanisesti synteesiin siirreaineen kanssa. Näiden BioGlue-liiman vahvojen sidosten mekanisesti liujudeksi on *in vitro*-tutkimuksissa todettu vähintään 560 mmHG.^{1,4,5}

Suuret sydän- ja verisuonikirurgiset toimenpiteet, joissa käytettiin BioGlueä:

- Anastomootien vuodon vähentäminen verrattuna tavallisiiin korjaustekniikoihin.¹²

Keuhko-, suuret sydän- ja verisuonikirurgiset toimenpiteet, joissa käytettiin BioGlueä:

- Tehohoidon vähentäminen ja sairaalaosaoloajan lyhentyminen verrattuna tavallisiiin kirurgisiin tekniikoihin.^{12,19,23}

Aortan dissekoituman korjaustoimenpiteet, joissa käytettiin BioGlueä:

- Vähentynyt vanutuppojen, hemostaattisten aineiden ja ompeleiden tarve verrattuna tavallisiihin kirurgisiin tekniikoihin.¹⁷
- Lyhentynyt leikkaussali-, ristikirniitin-, verenkierron pysäytys- ja ohitusleikkauksia verrattuna kirurgiseen tekniikkaan.^{18,19}
- Vähentynyt verhiutaleiden, veriplasman ja verisolujen käyttö verrattuna tavalliseen kirurgiseen tekniikkaan.^{17,19}

Keuhkokirurgiset toimenpiteet, joissa käytettiin BioGlueä:

- BioGlue on osoittautunut tehokkaaksi ilman vuotokohien sulkemissa tyhjentyneeseen tai täyttyneeseen keuhkoon käytettynä.^{6,7,8,9}
- Ilmavuodon keston vähentäminen verrattuna tavalliseen kirurgiseen korjaukseen.^{6,8,23}

Kovakalvon toimenpiteet, joissa käytettiin BioGlueä:

- Aivo-selkäydinnesteen vuotojen vähentäminen verrattuna tavalliseen kirurgiseen korjaukseen.^{20,21,22}

Kirurginen BioGlue®-liiman lisätarvikkeet auttavat BioGlue asentamisessa.

KLIININSET HYÖDYT

Suurissa sydän- ja verisuonikirurgiset toimenpiteissä, joissa käytettiin BioGlueä:

- Pseudoaneurysma-aste on havaittu matalampi verrattuna julkaisutuun kirjallisuuteen ja tavalliseen korjaustekniikkaan.^{11,14,15}
- Komplikaatioaste on havaittu matalampi verrattuna julkaisutuun kirjallisuuteen ja tavalliseen korjaustekniikkaan.^{12,2,23,18}
- Kuolleisuus on havaittu pienempi verrattuna kirjallisuudessa mainitun ja tavalliseen korjaustekniikkaan.^{10,11,12,13,16}

VASTA-AIHEET

BioGlue on kontraindisoitu käytettynä aivoverisuonien korjauksissa ja intraluminaalisella. BioGlue ei soveltu potilaalle, joka ovat tunnetusti herkkia nautaperäisille aineille.

VAROITUKSET ▲

- Älä käytä BioGluetä ompeleiden tai niitten korvikkeiden kudosken approksimaatioissa.

• Älä käytä BioGluetä sitten, että se joutuu kosketuksiin verenkierron kanssa tai estää sitä annostellemisen aikana tai sen jälkeen. Verenkiertoon joutunut BioGlue voi aiheuttaa paikallisen tai embolisen verisuonin tukkumisen.

• Älä käytä BioGluetä sitten, että se estää ilman kierron tai muiden luminalineisteiden kierron annostellemisen aikana tai sen jälkeen. Vältä kosketuksiin joutumista hermojen, silmien tai muiden käytööihäalleen vastaisten kudosten kanssa.

• Eläinkokeissa²⁴ on havaittu, että BioGlue suora annostelu paljalle pallehermalolle voi johtaa aikuuttia hermovauroon. Eriilisissä eläinkokeissa²⁵ on havaittu, että BioGlue suora annostelu sydämen sinussoluimukseen (SAN) pinnalle voi aiheuttaa myokardiumiin ulottuvan koagulaatiokerroksen, joka voi tavoittaa alapuolisen johtokudoksen ja aiheuttaa akutin, fokaalisen sinussoluimen degeneraation. Myöhempämmät eläintutkimukset^{26,27} ovat osoittaneet, että kloroheksidiniglukonattiageeli voi suojaata pallehermoa, myokardiumia ja alapuolista sinussoluimetta mahdolliselta BioGlueä käytöstä johtuvalta vaurioilta.

• Älä käytä BioGluetä, mikäli henkilöstö ei ole suojaillut riittävästi (esim. käsinieden, hengityssuojaointen, suojaavatutkien ja turvalasien käytöö). Reagoimaton glutaraldehydi saattaa aiheuttaa silmien, nerien, kurkun tai ihmisen arsyystä, aiheuttaa hengitysvaikeuksia; ja aiheuttaa paikallista kudosnekrosia. Pidentytynnä altistuminen reagoimattomalalle glutaraldehydille saattaa aiheuttaa keskushermoston tai sydämen patologian. Aineen kanssa kosketuksiin jouduttaessa huuhtele alueet välittömästi vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

• Polymeroidulla BioGluella on täytävä ominaisuus. Virheellisen tai väärinkäytön yhteydessä on ilmoitettu läheisten anatomisten rakenteiden vaarantelintaiteita. BioGlue tulisi käyttää vain silloin, kun kohtadeeuen täysi visualisoonti on mahdollista, kun se on pohjustettu asianmukaisesti optimaalisen viskositetin saavuttamiseksi, ja kun liima käytetään vain pieniä määriä. Katso tämän tuoteselosteenvaiheen kohdat Käytööihälet/käytötöarkoitus ja Käytööihöjeet.

• Vähennä BioGlue käytöä minimiä potilaalle, jolla on epänormaali kalsiumaineenvaihdunta (esim. krooninen munuaisten vajaatoiminta, lisäkipirauhasten liiktoiminta). Glutaraldehydilla käsitellyllä kudoskolla on kohonnut taipumus mineraaliosoltumiseen. Laboratoriokokeet indikovat, että reagoimattomalalla glutaraldehydilla saattaa olla mutageniisivälikuulutus.

• Älä käytä BioGluetä minimiä potilaalle.

• Noudata varovaluisuutta saman potilaan toistuvasta BioGluelle altistamisessa. BioGluelle altistutessaan ovat yliherkkyysreaktiot mahdollisia. Eläimillä on havaittu herkistyistä.

• BioGlue sisältää eläinperäistä ainetta, joka voi mahdollisesti välittää infektiotaiteen aiheuttajia.

• BioGlue käyttää raskaan oleville / imettäville henkilöille ei ole tutkittu.

• BioGlue sisältää eläinperäistä ainetta, joka voi mahdollisesti välittää infektiotaiteen aiheuttajia.

• BioGlue käyttää lapsipotilaalle ei ole tutkittu.

• BioGlue käyttää lapsipotilaalle ei ole tutkittu. BioGlue ei saa annostella kudoskulle kehäsuntaisesti, jolloin se saattaa estää kudosken kasvamisen ja laajenemisen.

• BioGlue sovittuudesta keuhkoputken ja -puzin fistelin (BPF, Bronchopleural fistula) tai lymfaattisen vuodon hoitoon ei ole tarpeeksi tietoja.

- Kun BioGlueta käytetään yhdessä minkä tahansa muun aineen kanssa, on kummankin tuotteen ohjeet luettava huolellisesti ja niitä on noudata tarkasti.

VÄRÖTOIMENPITEET

- Suosittelemme, että kirurgiset käsiteet, steriliit sideharstaitokset/-pyyheet ja kirurgiset välineet pidetään kosteana, jotta BioGlue ei pääse mahdollisesti tarttumaan näille pinnoille.
- BioGlue-ruisku, annostelukärjet, levittinkärjet ja ruiskun jatkokärit on tarkoitettu käytettäväksi vain yhtä potilaasta varten. Ei saa steriloida uudestaan.
- Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut.
- Varo, ettei läikytä ruiskun sisältää.
- Älä paina ruiskun mäntää, kun asetat sen ruiskuun.
- Älä käytä BioGlueta leikkauksia esseelle, joka on liian märkä. Tämä voi aiheuttaa huonon kliniittymisen.
- Vältä kudoksen kosketuksin joutumista annostelijasta ulos tulleen aineen kanssa pohjustuksen aikana.
- BioGlu-liima polymeroiutuu nopeasti. Tee pohjustus nopeasti, ja annoste BioGlue välittömästi sen jälkeen. Tauon pitämisen pohjustuksen ja annostelimen välillä voi johtaa polymeroiutumiseen annostelukärjessä.
- Älä käytä verta säästäviä laitteita BioGluen jäähimmeen leikkauksia esseelle.
- Purista vesiruonset ja alenea painetta ennen BioGluen annostelista kohdennettuihin anastomooseihin.
- Estä BioGluen verenkiertoelimitöön joutuminen välittämällä negatiivista painetta BioGluen annostelun ja polymeroiutumisen aikana. Esimerkiksi vasemman kamioniin aukot on suljettava ennen BioGluen annostelista. BioGluen on ilmoitettu joutuneen aorttaan ja estää sydänlapaan toimitta, kun vasemman kamioniin aukot ovat olleet aktiivisia.
- Älä kuori BioGlueta virheelliseltä alueelta, sillä se voi aiheuttaa kudosvarion.
- Älä sijoita BioGlueta suljettuuhin anatomisiin paikoihin, jotka ovat hermorakenteiden välittömässä läheisyydessä.
- Tehottomaan sulkeemisen liitynnä klinisten tutkimusraporttiin²⁸ mukaan BioGlueta translabyrinttisessä lähestymistavassa aukistuvien neurinoonan korjauskissa käytettäessä, ei liiman käyttöä suosittelua tätä kirurgista lähestymistapaa varten. Tuotteen onnnistunut käyttö akutisen neurinoonan korjausissa käyttää keskifossaa tai retrosigmoidaalista lähestymistapaa on kuvattu alan kirjallisessa ja on suositeltavaa.²⁶
- Ihmisiä koskevat julkaisut kliniset tiedot ovat osoittaneet, että BioGluen liiallinen annostelu keuhkokirurgisissa toimenpiteissä voi aiheuttaa jäännösilmätilan ja alektasian.⁷
- Tätä laitetta on käsiteltävä ja se on hävitettävä kaikissa sovellettavien määräysten mukaisesti, mukaan lukien ja rajoittamalla ihmisen terveyttä ja turvallisuutta ja ympäristöö koskeviin määryksiin.

TODETUT ja MAHDOLLISET EI-TOIVOTUT SIVUVAIKUTUKSET / HAITTAVAIKUTUSET

On tärkeää, että näitä toimenpiteitä suoritettavat läääkärit saavat tiedon kaikista mahdollisista pehmyksudoksesta korjaavaan kirurgiaan liittyvistä komplikaatioista. Tämän tyypillisille kirurgisille toimenpiteille ominaisuuden komplikaatioita voi esiintyä toimenpiteen aikana tai sen jälkeen.

Havaitut ei-toivotut sivuvaikutukset / haittavaikutumat:

Klinisten tutkimusten aikana havaittuihin haittavaikuttuihin lukeutuvat seuraavat: BioGluen annostelu muulle kuin kohekudokselle, BioGluen

epäonnistunut tarttuminen, kuolema, verisuonen repeytymin ja hemorragia, aivoselkäydinnesteen vuoto, infektiot, tulehdusellinen, immuuniärjästelmän allerginen reaktio, palautumaton morbiditeetti, iskemia, sydäninfarkti, neurologinen häiriö, elinten toimintahäiriö, paraplegia, pleuraalinen effusio, munuaisien toimintahäiriö/vajaatointi, aihovalhaus tai aivoinfarkti, tromboembolia ja tromboosi.

Mahdolliset ei-toivotut sivuvaikutukset / haittavaikutumat BioGluen käytökseen:

Kirurginen BioGlu-liima yhteiskäytöle ominaiset komplikaatiot pehmyksudoksen korjaavan kirurgian aikana saatavat käsitteillä seuraavat, mutta niihin rajoittumatta: ylherkyssreaktio, kuten annostelualueen turpoaminen tai ödeema, tuotteen tarttumisen epäonnistuminen annostelualueelle, tuotteen annostelu muulle kuin toimenpiteen kohdekudokselle, tulehdus ja immunologinen reaktio, allerginen reaktio, kudoksen mineralisoituminen, paikallinen kudoskuolio, verisuoituskuo, keuhko- tai luminaali ahtauma, tromboosi tai tromboembolia, keuhkoembolia, normaalien verisuoitusiin tai kudosten vahingottuminen, stenosis, seroma, pseudoaneursyema ja mahdollinen infektiotautien aiheuttavien väliyitten eläinperäisestä aineesta.

PÄKKÄUS JA SÄILYTTYS

BioGlu-ruiskut ja annostelukärjet toimitetaan steriileinä. Hävitä kaikki avattujen ja vaurioituneiden tuotteiden käytämätön materiaali.

BioGlu-liukset ovat korkillisen, steriiliin kaksikammiorusun sisässä. Polymeroiutunut BioGlu on ei-pyrogeeninen. Säilytä alle 25° C:ssa, ei saa jäytyä.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Kirurginen BioGlu-liima on MR-turvallinen (ts. tuote, joka ei aiheuta vaaroja missään magneettikuvausympäristössä).

KÄYTÖÖHJEET

Käytä kirurgista BioGlu-liima ennaltaehkäisevästi tai kun vuoto on havaittu.

Laitteen valmistelu

Kirurginen BioGlu-liima ruiskuussenujärjestelmä koostuu ruiskusta, ruiskun määrästä ja annostelukärjestä.


BioGlu-ruiskulaitikossa on kaksi erillistä pussia. Yhdessä on ruisku ja ruiskun mäntä ja toisessa on neljä annostelukärkeä.

10 ml:n BioGlu-ruiskulaitikossa on lisäksi pussi, jossa on kolme 12 mm:n levittinkärkeä. Tarkasta kaikilla pussit silmämääritäessä ennen käytämistä. Älä käytä, jos sterili suojajärjestelmä on vahingoittunut.

1. Poista ruiskun, ruiskun männän ja annostelukärkin pakkaukset. Pitele ruiskua pystysuorassa ja nappuletti ruiskua, kunnes liuokissa olevat ilmakuplat nousevat ruiskun yläosaan.



Kuva 1




Kuva 2

HUOMAA: Pitele ruiskua pystysuorassa koko asennusjärjestelmän kokamisen ajan, jotta ilmakuplat pysyvät ruiskun yläosassa.

2. Poista pakkauksen annostelukärki ja tarkasta kärjen kaulusosa varmistaksesi, että osoitin sijaitsee suoraan suuremman portin yläpuolella. Mikäli näin ei ole, käänä varren lukituskaulusta, kunnes osoitin sijaitsee

suuremman portin yläpuolella. Ota ruiskusta, nokka ylös päin, tukovasti kiinni, käänä korkkia 90° vastapäivään ja poista korkki keinuttamalla sitä sivusuunnassa. Kohdista kärki ja ruisku hyödyntäen kummakin vastaavia pykälää ja aseta kärki ruiskuun.



Kuva 3

VARO:  Varo läikytämästä ruiskun liuosta kokoamisen aikana.

3. Lukitse annostelukärki paikalleen painamalla kärkeä tiukasti ruiskua vasten ja käänämällä kärjen kaulusta 90° myötäpäivään.



Kuva 4

Samalla kun pitelet ruiskua pystysuorassa kohdistata ruiskun putket vastaavien ruiskun mäntien päiden kanssa ja liuuta mäntää kohti ruiskun alasaa, kunnes havaitset vastusta. Asentamislaitteena toimiva ruisku on nyt koottu.



Kuva 5

VARO:  Älä aseta koottua laitetta kyljelleen ennen kuin kaikki ilma on poistettu (katso seuraava kapakele).

4. Poista ylimääräinen ilma ruiskusta ja pohjusta annostelukärki ennen BioGlu käytäministä toimenpiteessä. Katso Alueen valmistelu ilman poistamisen ruiskusta ja annostelukärjen pohjastaminen.

5. Jos annostelukärkeä taipuisan jatkeen kanssa voidaan haluttaa kulma luoda taiuttamalla jatketta sopivassa kulmassa haluttuun kulmaan ja pitelemällä sitä paikoillaan 3–5 sekunnin ajan. Luodut kulma pitää muotonsa 5 minuutin ajan.
6. Poista tukkeutuneet annostelukärjetä tarttumalla annostelukärjen kaulukseen, käänämällä kärjen kaulusta vastapäivään ja irrottamalla kärki ruiskusta keinuttamalla sitä sivusuunnassa.


Alueen valmistelu, ilman poistamisen ruiskusta ja annostelukärjen pohjastaminen

1. Valmistaa kirurgisen toimenpiteen kohdealue asianmukaisesti ennen ylimääräisen ilman poistamista, pohjastamista ja BioGlu annostelista. BioGlu toimii parhaiten, kun toimenpiteen kohdealue on kuiva. Kuivaksi kirurgiseksi toimenpidealueeksi katsotaan alue, joka ei värjäydy verestä 4–5 sekunnin kuluessa kirurgisella sienellä kuivaamisen jälkeen.

VARO: Älä yritä käyttää BioGlueta alueelle, joka on liian märkä. Käytettäessä BioGlueta märälle alueelle ei BioGluen tartu.

2. Poista ylimääräinen ruiskussa oleva ilma ennen BioGluen annostelua. Edelleen on tärkeää, että pidät kootta ruiskua pystysorassa ja varmistat näin, että liukosissa olevat ilmakuplat sijaitsevat ruiskun yläosassa. Ilma voidaan nyt poistaa kahdella eri tapaa:

- Työnnä mäntää vain siihen saakka, kunnes liukoset sijaitsevat tasassa ruiskun rungon yläosan kanssa. Kun ylimääräinen ilma on poistettu, on ruisku valmis pohjustusta (katso vaihe 3) ja väliötön käyttöä varten.
- Työnnä mäntää, kunnes kumpikin liuos on nähtävissä kärjen pohja-osassa. Ilma on nyt poistettu, mutta kärki on tukkeutunut polymeroituineella BioGluella ja se on vaholdtava ennen alustamista (katso vaihe 3) ja annostelemista koodealueelle.



Kuva 6

HUOMAA: Ylimääräinen ilma on poistettava kustakin ruiskusta vain sen ensimmäisen käytön yhteydessä.

3. Pohjusta jokainen annostelukärki ennen BioGluen annostelemista. Pohjustuksella varmistat, että BioGlu-liukoset ovat sekoituneet asianmukaisesti. Kirurgi puristaa mänän avulla ulos ohuen, noin 3 cm:n pituisen vanan BioGlueta liuoksille, kertäytönselle alustalle (esim. sieni, harso tai pyyhe).

4. Kirurgi tutki pohjustuksen aikana ulos puristetun aineen ja varmistaa, että sen väri vaihtelee tasaiseen vaaleankeltaisesta kulanruskeaan, eikä sisällä ilmakupla. Mikäli aine on väriöntä tai sisältää ilmakuplaa, toista pohjustus vaiheessa 2 kuvatusti, kunnes laite tuottaa yhdenmukaisen liuoksen ilman ilmakuplia.

VARO: Vältä suora kosketusta aineen kanissa, joka on puristettu ulos pohjustuksen aikana.

VARO: Mikäli havaitset ruiskussa murtuman tai vuodon, hävitä laite ja avaa / ota käyttöön uusi.

5. Kun annostelukärki on pohjustettu asianmukaisesti, siirry väliötömästi annosteeluun.

VARO: BioGlu polymeroituu hyvin nopeasti. Kirurgi on annosteltava BioGlueta väliötömästi pohjustuksen jälkeen.

Tauon pitämisen pohjustuksen ja annostelon välillä voi johtaa BioGluen polymeroituimeen annostelukärjessä. Mikäli näin pääsee tapahtumaan, vähähdä tukkeutunut kärki uuteen ja toista annostelukärjen pohjustamisen vaiheet. Älä jatka mänän painamista sen jälkeen kun kärki on tukkeutunut.

Yleisiä BioGluen käyttömenetelmiä kirurgisessa toimenpiteessä^{8-23,29,30}

Ennen kirurgisen BioGlu-liiman käyttöä kirurgi on tutustuttava asianmukaisessa koulutuksessa kirurgisia teknikoitaan ja erityisiin toimenpidemuunnelmiin. Kirurgisen BioGlu-liiman käyttöä on harjoiteltava tuotteen kanssa ennen kuin sitä aletaan käyttämään leikkauksallissa.

1. Potilas on valmisteltava ja peitetävä sairaalan vakionettojien mukaisesti. Toimenpiteet, kuten rintaontelot tai keuhkopuiston telon avaaminen, sydän-keuhkokoneen käyttö avosydänkirurgiassa, puristus ja sydänlihaksen suojaaminen on toteutettava noudattavien kirurgien vakiomenetelmästä.

2. Leikkauksaluetta ympäröivä kudos voidaan suojaa tahottomasti annostellulta kirurgiselta BioGlu-liimalta asettamalla kosteita steriilejä sideharsoitaiksoja näille alueille. Poista sideharso heti annostelon jälkeen, kun liima on vielä pimehää pyyhkimällä ylimääräiset liimapäänteet ympäröivältä alueelta.

VARO: Älä käytä verta säästäävää laitteita BioGluen jäämien imemiseen.

VARO: Purista verisuonet ja alenna painetta ennen BioGluen annostelemista kohdenettuun anastomoseosiin.

VARO: Vältä BioGluen imemistä verisuoniin annosteltaaessa kohdenettuun anastomoseosiin.

3. Jos kirurginen BioGlu-liima tarttuu ei-toivotulle alueelle, anna liiman polymeroitua ja leikkaa se sitten pois virheellisestä alueelta piidellä ja sakissa. Älä yritä kuorua kirurgia BioGlu-liima, sillä se voi johtaa annostelualueen kudosvauroon.

4. Annostelee verisuonteen korjaavaa toimenpideitä varten tasainen 1,2–3,0 mm:n paksuisen liimapinnoitu läpimitattaa suuremmilla kuin 2,5 cm verisuonteen/siirtieiden anastomosille; annostelee tasainen 0,5–1,0 mm:n liimapinnoitu läpimitattaa pienemmille kuin 2,5 cm verisuonille/siirtieleille.

5. Liiman levitysaluse El saa olla puristuksissa eikä siihin saa kohdistua ylimääräistä painetta. BioGlu toimii parhaiten, kun sen annetaan polymeroitua manipuloimatta kokonaisen kahden minuutin ajan. Kun liima on polymeroituun, kiinnitä tarvittaessa niitteliä.

6. Kun liima on polymeroituun, leikkaa pois ylimääräinen tai epäsäännöllinen muotoiliset liimareunat saksien ja pitejen avulla.

Erityisiä BioGluen käyttömenetelmiä aortan dissektoituna toimenpiteessä^{11,13-19}

1. Dissektoituna aortan kerrokset on ensin pudistettava verestä ja trombimateriaalista ja kuivataan siinä määrin kuin mahdollista kirurgilla sienillä.

2. Aseta dissektiokorjuksen distaalipäätä varten palloksetti oikeaan lumeniin distaalisen pään määrityttämiseksi BioGluen annostelua varten. Lähennä lisäksi dissektoituneita aortan kerroksia asettamalla laajennin, sieni tai kateri oikeaan lumeniin verisuonen luonnollisen rakenteen säilyttämiseksi.

Annostelee sen jälkeen BioGlueta valelumeniin niin distaalisti kuin distaalipaloksetti sen sallii. Valelumenin täyttyy on suoritettava distaaliseksi proksimaisesta spiraalimaisella liikeellä, jotta levitus olisi moitteeton. Täytä valelumeni kokonaan BioGlella; vältä valelumenin täytäministä yli ja BioGluen lääkytämistä oikeaan lumeniin tai ympäröivään kudokseen.

3. Lähennä dissektiokorjuksen proksimailpäätä varten dissektoituneita aortan kerroksia käytäntöä laajenninta, sientä tai kateria. Aseta tarvittaessa kosteita sideharsoitaiksoja aortaläpäleiden päälle suojaaksesi ne tahattomalta BioGluen levittämisläältä. Annostelee sitten BioGlueta valelumenin täytäminaksi.

Sireenaine voidaan niitata suoraan BioGluella liimattuihin ja vahvistettuihin kudoksiin sekä proksimaiselle että distaaliseelle dissektiokorjuksen puolelle. Anna BioGluen polymeroituva kokonaan manipuloimatta kokonaisen kahden minuutin ajan ennen niitin asettamista liimattujen kudoskerrosten läpi.

VARO: Säilyttääkseen koronaarisen lumenin vuotamattomuuden dissektion laajentamisen tapauksessa, harkitse katetriin asettamista sevelpaltimoaukkoon ennen BioGluen käyttöä.

BioGluen käyttö keuhkoleikkauskessa⁸⁻⁹

BioGlu on osoitettuun tehokkaaksi sovellettavaksi tyhjentynessä tai täyttyneeseen keuhkoon.

Ohje hävittämättä varten

Hävitä kaikki avattujen ja varioituneiden tuotteiden käyttämätön materiaali biologisena jäteenä.

Turvallisuuden ja kliinisen suorituskyvyn tiivistelmä

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

BioGluen käytöikä

Kirurginen BioGlu-liima on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön (kesto yli 30 päivää). BioGlu hajoaa proteolyisin kautta; sen lükeneminen voi olla hidasta riippuen käytelyn liiman määrästä ja kohdekudoksen vaskulaarisuudesta.

Vakavista vaaratilanteista ilmoittaminen

Vakavista BioGlu-liimaan liittyvistä vaaratilanteista on ilmoittava valmistaja ja sen jäsenvaltuus toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käytäjä ja/tai potilaas on sijoittautunut. Alla ovat valmistajan yhteystiedot ilmoituksia varten:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Puhelin: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753

Sähköposti: fieldassurance@artivion.com

VIITTEET

Tällä lisälehdlähdellä esitettyjen tietojen viittein ovat saatavilla pynnyöstä.

¹Artivion asiakirja-aineisto. Val-00097: BioGlu Manufacturing Process Validation (Val-00097 : BioGluen valmistusprosessin validointi)

²Miscuit M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. (Kirurgisten tiivistysaineiden käyttö kovalkavan repeämän korjausissa instrumenttitoimien selkärankakirurgian aikana.) Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlu® Artivion). (Aortoprostettiin anastomosisin kokeellinen menetelmä liimaamalla (BioGlu® Artivion)) Esiellyt okklusiivisten sairauksien ja aneurysmen laparooskopisissa aortoliikkaalisissa kirurgiassa Marseillessa, Ranskaa.) January 28, 2000

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. (Kirurgisten tiivistäineiden sytotogeninen yhteensopivuus ja mekaaniset ominaisuudet kardiovaskulaarisissa sovelluksissa.) J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with a biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. (Suturaton sevelpaltimoohitusleikkaus biologisesti liimattuina anastomosoidella: alustavat in vivo- ja in vitro - tulokset.) J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

- ⁸Potaris K, et al. Experience with an albumin/glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy. (Albumiini/glutaarialdehydikudosliiman kokeilu ilmavuotojen sulkemisessa tulokset jälkeen.) Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433
- ⁹Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. (Alustavat tulokset albumiini/glutaarialdehydikudosliiman käytöstä keuhkoleikkauksessa.) Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83
- ¹⁰Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. (Prospektiivinen, satunnaisesti, kontrollitut tutkimus BioGluen tehotarvista alveolaariston ilmavuotojen hoidossa.) J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12
- ¹¹Hergel GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. (Albumiini/glutaarialdehydikudosliiman kokeilu käytöllä pulmonaarisissa parenkymissä ja bronkaalisissa anastomoosissa.) European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.
- ¹²Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery. (Kirurginen BioGlueliima – indikaatioiden arviointi sydänkirurgiassa.) Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7
- ¹³Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients. (BioGlueliito aorttaikirurgiassa: asianmukaiset käytömenetelmät ja tulokset 92 potilaalla.) The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)
- ¹⁴Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. (Prospektiivinen, satunnaisesti tutkimus proteiinipohjaisen kudosliiman käytöstä hemostaatisena ja rakenteellisena lisääneena sydämen ja verisuorosten anastomoosien korjaustoimenpiteissä.) J Am Coll Surg 2003;197:243-253
- ¹⁵Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. (Edistämisen avulla typin A dissektion hoidossa: kokonaisvaltainen lähestymistapa.) Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52
- ¹⁶Ma W, et al. Does BioGlu contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Edistämisen avulla BioGlu anastomootiosta pseudoaneuryssma torakaalisen aorttaikirurgian jälkeen?) J Thorac Dis 2017
- ¹⁷Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. (Naudan seerumialbumiini/glutaarialdehydiilman merkitys anastomootisten pseudoaneuryssmien muodostumisessa.) J Card Surg 2011; 26:76-81
- ¹⁸Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. (Akutti A-typin dissektio: konservatiiviset menetelmät takaavat jatkuvasti alhaisen kuolleisuuden.) Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.
- ¹⁹Internal Clinical Study Report - BioGlu Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. (Sisäinen klininen tutkimuksen raportti – Kirurgisen BioGlu-liiman tehokkuuden ja turvallisuuden tutkimus kirurgiseen lisääneeneen A-typin aortan dissektioon korjaussa.) Protocol BG1001
- ²⁰Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. (Albumiini/glutaarialdehydiilman vaikutus tuloksiin varhaisessa vaiheessa akuttiin A-typin aortan dissektioon jälkeen.) REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - No. 6 - 2019
- ²¹Chao HH, Torchiana DF. BioGlu: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. (BioGlu: albumiini/glutaarialdehydiilma sydänkirurgiassa.) J Card Surg. 2003;18:500-3
- ²²Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series. (BioGlue leikkauksen jälkeisten aivoselkäydimnesteen vuotujen ennaltaehkäisyssä transfenoideissa kirurgiassa: tapauksarja.) Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376
- ²³Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlu following transsphenoidal procedures. (Sellaruoteen rekonstruuktio BioGluella käytäen noudattamalla transfeinoideita lähestymistapaa.) J Clin Neuros 2003; 10:92-95
- ²⁴Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlu in neurosurgical procedures. (Arvio BioGluen käytöstä neurokirurgisissa toimenpiteissä.) J Clin Neurosci. 2003 Nov;10(6):661-4
- ²⁵Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. (Kudosliimojen käyttö alveolaariston ilmavuotojen vähentämiseksi torakaaliseessa kirurgiassa.) Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.
- ²⁶LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlu) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. (Uusi kirurginen liima (BioGlu) aiheuttaa akutua palleaheron vauriota ja pallean halvaantumista. Esitetty 34. akateemisen kirurgian yhdystyksen tapahtumassa 2000)
- ²⁷LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlu) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. (Uusi kirurginen liima (BioGlu) aiheuttaa välittömästi ja pitkittynyt bradykardiaa sinussolmukkeen rapautuneen vuoksi. Esitetty Sydän- ja yleisirintakirurgiaryhmien symposiumissa.) (Abstract) 2000
- ²⁸LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlu Surgical Adhesive. (Klooriheksidiiniglukonaattigeeli suojaa paljaita hermoja kirurgisen BioGlu-liiman annostelun aikana. Esitetty 35. akateemisen kirurgian yhdystyksen kokouksessa.) (Abstract) 2001
- ²⁹LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlu Surgical Adhesive. (Klooriheksidiiniglukonaatti geeli suojaa sydänlihasta ja sinussolmuketta kirurgisen BioGlu-liiman annostelun aikana. Esitetty 35. akateemisen kirurgian yhdystyksen kokouksessa.) (Abstract) 2001
- ³⁰Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlu in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. (Aivoselkäydimnesteen vuotava BioGlu käytön jälkeen translabryintisessä akustikusneurinoma leikkauksessa.) Otol Neurotol 2006;27:102-5.
- ³¹Raanan E, et al. Use of "BioGlu" in aortic surgical repair. (BioGluen käytö aorttaikirurgiassa korjaussa. Ann Thorac Surg 2001;72:638-40
- ³²Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg (Torakaalinen aortan anastomoosi. Leikkauksenteenikat torakaaliseessa ja kardiovaskulaarisessa kirurgiassa) 2000;5(4):259-76
- MYYNTIKELPOISUUDESTA
SOVELTUUVUDESTA
TARKOITUKSEEN. ARTIVION EI YHDESSÄKÄÄN
TAPAUKSessa VASTAA SATUNNAISISTA TAI
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.** Siinä tapauksessa, että tällainen vastuuvalpaslauseksi todetaan pätémättömäksi tai täytäntöönpanekovelvottomaksi mistä tahansa syystä: (i) kaikki takun rikkomista koskevat toimet on käynnyttävä vuoden sisällä mistä tahansa tallisen vaatimukseen tai kanteen aiheutumisesta ja (ii) tallainen rikkomus korjaustoimenpiteet rajoittuvat tuotteen korvaamiseen.
- Artivion ja BioGlu ovat Artivion, Inc:n rekisteröityjä tuotemerkkejä.**
- ©2022 Artivion, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Yhdysvalloissa.

(fr) FRANÇAIS

Mode d'emploi

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Une version papier du mode d'emploi sera fournie dans un délai de sept jours à compter de toute demande envoyée au Service clients de BioGlue par l'un des moyens de communication indiqués ci-dessous.

Téléphone : 888 427 9654 • Fax : 770 590 3753
E-mail : customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Téléphone : +1 (888) 427 9654
Fax : +1 770 590 3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

EXPLICATION DES SYMBOLES

	Fabricant		Consulter le mode d'emploi / Consulter le mode d'emploi électronique
	Date de fabrication		Mise en garde
	Représentant agréé au sein de l'UE	RxONLY	Mise en garde : en vertu de la législation fédérale des États-Unis, ce dispositif peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.
	Importateur		Apyrogène
	Dispositif médical		Contient une substance biologique d'origine animale
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Compatible avec l'IRM
	Système à barrière stérile unique		Référence catalogue
	Système à double barrière stérile		Code de lot
	Stérilisation à l'oxyde d'éthylène		Identifiant unique du dispositif
	Stérilisation par irradiation		Date de péremption
	Ne pas restériliser		Pays de fabrication
	Ne pas réutiliser		Quantité
	Limites de température		

DESCRIPTION DU PRODUIT

La colle chirurgicale BioGlue® est une colle chirurgicale bicomposant constituée d'une solution d'albumine de sérum bovin purifié et d'une solution de glutaraldéhyde. Lors de l'application, les solutions qui constituent la colle se mélangent (dans des proportions définies) à l'intérieur de l'embout applicateur et la réticulation commence. Les molécules de glutaraldéhyde établissent des liaisons covalentes (réticulation) entre les molécules d'ASB et, lors de l'application, avec les protéines des tissus du site de réparation, créant un scellement mécanique flexible indépendant du mécanisme de coagulation du corps. La colle chirurgicale BioGlue (ci-après dénommée « BioGlue ») commence à se polymériser au bout de 20 à 30 secondes et atteint sa résistance à l'arrachement en moins de 2 minutes. BioGlue adhère également aux greffons synthétiques en se liant mécaniquement aux interstices de la matrice du greffon.

Les accessoires suivants sont vendus séparément pour faciliter l'application de la colle chirurgicale BioGlue :

Code produit	Description du produit
BGAT-SY	Embout applicateur
BGAT-10-SY	Embout prolongateur – 10 cm
BGAT-27-SY	Embout prolongateur – 27 cm
BGST-12	Embout spatule – 12 mm
BGST-16	Embout spatule – 16 mm
BGDTE-10	Extension d'embout applicateur – 10 cm
BGDTE-27	Extension d'embout applicateur – 27 cm
BGDTE-35	Extension d'embout applicateur – 35 cm

Les seringues BioGlue sont disponibles en 3 configurations : 2 ml, 5 ml et 10 ml. Chaque seringue contient des solutions d'albumine de sérum bovin (ASB) et de glutaraldéhyde selon un ratio de 4:1, respectivement. La solution d'ASB est de couleur ambre et fluide. La solution de glutaraldéhyde est incolore et fluide.

La spécification pour la solution d'ASB est une solution à 45 % (rapport poids/volume). Les poids cibles maximaux de solution d'ASB à 45 % pour chaque taille sont : 2,71 g (seringue de 2 ml), 4,75 g (seringue de 5 ml), et 9,50 g (seringue de 10 ml). Sur la base de ces poids cibles, la quantité maximale de substance d'origine animale entrant en contact avec le patient lors de l'utilisation d'un seul dispositif est de 1,22 g (seringue de 2 ml), 2,14 g (seringue de 5 ml), et 4,23 g (seringue de 10 ml) pour chaque configuration.

La spécification pour la solution de glutaraldéhyde est une solution à 10 % (rapport poids/volume). Les poids cibles maximaux de solution de glutaraldéhyde à 10 % pour chaque taille sont : 0,63 g (seringue de 2 ml), 1,10 g (seringue de 5 ml), et 2,16 g (seringue de 10 ml). Sur la base de ces poids cibles, la quantité maximale de glutaraldéhyde entrant en contact avec le patient lors de l'utilisation d'un seul dispositif est de 0,06 g (seringue de 2 ml), 0,11 g (seringue de 5 ml), et 0,22 g (seringue de 10 ml) pour chaque configuration.

INDICATIONS / UTILISATION PRÉVUE

La colle chirurgicale BioGlue est indiquée comme complément aux méthodes de réparation chirurgicale standard (comme les sutures, les agrafes et/ou les patchs) afin de coller, sceller et/ou renforcer les tissus mous. Les tissus mous visés par l'indication sont les tissus cardiaques, vasculaires, pulmonaires et duraux.

POPULATION DE PATIENTS VISÉE

Patients adultes subissant une intervention chirurgicale qui nécessite un complément à la méthode standard de réparation chirurgicale pour coller, sceller et/ou renforcer les tissus cardiaques, vasculaires, duraux et pulmonaires.

UTILISATEURS PRÉVUS

La colle chirurgicale BioGlue est destinée à être utilisée par des professionnels de santé, et notamment des chirurgiens, qualifiés pour l'indication prévue.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

- BioGlue atteint son adhérence maximale en 2 minutes.¹
- La colle chirurgicale BioGlue établit de solides liaisons covalentes avec le tissu et se lie mécaniquement au greffon synthétique. Grâce à ces solides liaisons, la colle chirurgicale BioGlue a affiché une résistance à l'éclatement d'au moins 560 mmHg dans les études *in vitro*.^{1,3,4,5}

Dans les procédures cardiaques et vasculaires de grande ampleur où BioGlue a été utilisée :

- Réduction des hémorragies anastomotiques par comparaison avec la technique de réparation standard.¹²

Dans les procédures pulmonaires et dans les procédures vasculaires et cardiaques de grande ampleur où BioGlue a été utilisée :

- Réduction des séjours en soins intensifs et des hospitalisations par comparaison avec la technique chirurgicale standard.^{12,19,23}

Dans les réparations de dissection aortique où BioGlue a été utilisée :

- Moins de tampons, d'agents hémostatiques et de sutures ont été nécessaires qu'avec la technique chirurgicale standard.¹⁷
- Le temps passé au bloc opératoire, le temps de clampage, le temps d'arrêt circulatoire, le temps de pontage ont été réduits par comparaison avec la technique chirurgicale standard.^{18,19}
- L'utilisation de plaquettes, de plasma et de cellules sanguines a été réduite par comparaison avec la technique chirurgicale standard.^{17,19}

Dans les procédures pulmonaires où BioGlue a été utilisée :

- La colle chirurgicale BioGlue s'est révélée efficace pour colmater les fuites d'air lors de son application sur un poumon gonflé ou dégonflé.^{6,7,8,9}
- La durée des fuites d'air a été réduite par comparaison avec la réparation chirurgicale standard.^{6,8,23}

Dans les procédures durables où BioGlue a été utilisée :

- Les fuites de LCR ont été réduites par comparaison avec la réparation chirurgicale standard.^{20,21,22}

Les accessoires pour colle chirurgicale BioGlue facilitent l'application de BioGlue.

BÉNÉFICES CLINIQUES

Dans les procédures vasculaires, cardiaques, pulmonaires et durables de grande ampleur où BioGlue a été utilisée :

- Les taux de pseudo-anévrismes ont été moins élevés que ceux rapportés dans la littérature médicale consacrée à la technique de réparation standard.^{11,14,15}

- Les taux de complications ont été moins élevés que ceux rapportés dans la littérature médicale consacrée à la technique de réparation standard.^{12,2,23,18}
- Les taux de mortalité ont été moins élevés que ceux rapportés dans la littérature médicale consacrée à la technique de réparation standard.^{10,11,12,13,16}

CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation de BioGlue est contre-indiquée dans les réparations cérébrovasculaires et dans les régions intraluminales. BioGlue est contre-indiquée chez les patients présentant une sensibilité connue aux substances d'origine bovine.

AVERTISSEMENTS ▲

- Ne pas utiliser BioGlue pour remplacer les sutures ou les agrafes pour les rapprochements de tissus.
- Ne pas utiliser la colle chirurgicale BioGlue si elle risque de pénétrer dans la circulation sanguine ou de l'obstruer pendant ou après l'application. La présence de BioGlue dans la circulation peut entraîner une obstruction vasculaire locale ou embolique.
- Ne pas utiliser la colle chirurgicale BioGlue si elle risque d'obstruer la circulation de l'air ou de tout autre fluide luminal pendant ou après l'application.
- Éviter tout contact avec les nerfs, les yeux, ou tout autre tissu non ciblé.
- Une étude menée sur des animaux²⁴ a montré que l'application directe de BioGlue sur le nerf phrénique exposé peut provoquer une lésion nerveuse aiguë. Une autre étude menée sur des animaux²⁵ a montré que l'application directe de BioGlue à la surface du nœud sinusal du cœur peut provoquer une nécrose coagulante qui s'étend dans le myocarde, et qui risque d'atteindre le tissu de conduction sous-jacent et de provoquer une dégénérescence aiguë focalisée du nœud sinusal. D'autres études menées sur des animaux^{26,27} ont démontré que le gluconate de chlorhexidine en gel peut protéger le nerf phrénique, le myocarde, et le nœud sinusal sous-jacent des lésions dues à l'utilisation de BioGlue.
- Ne pas utiliser BioGlue si le personnel n'est pas protégé de manière adéquate (ex. : gants, masque, blouse de protection et lunettes de sécurité). Le glutaraldéhyde non polymérisé peut provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge ou de la peau, déclencher une détresse respiratoire et causer une nécrose tissulaire localisée. L'exposition prolongée à du glutaraldéhyde non polymérisé peut entraîner une pathologie du système nerveux central ou une cardiopathie. En cas de contact avec le produit, rincer immédiatement les zones concernées à l'eau et consulter un médecin.
- Une fois polymérisée, la colle chirurgicale BioGlue possède des propriétés de comblement. Des événements indésirables graves liés à la compression de structures anatomiques adjacentes ont été signalés en cas d'utilisation ou application incorrecte de la colle chirurgicale BioGlue. La colle chirurgicale BioGlue ne doit être utilisée que si une visualisation complète du site d'application est possible, si un amorceur adéquat a permis de lui conférer sa viscosité optimale et si la quantité appliquée est minimale. Consulter les rubriques *Indications/utilisation prévue* et *Mode d'emploi* de cette notice.
- Limiter l'utilisation de BioGlue chez les patients présentant un métabolisme calcique abnormal (ex. : insuffisance rénale chronique, hyperparathyroïdie). Le tissu traité par glutaraldéhyde a davantage tendance à se

- minéraliser. Des expériences menées en laboratoire indiquent que le glutaraldéhyde non polymérisé peut avoir des effets mutagènes.
- Ne pas utiliser BioGlue en présence d'une infection et utiliser avec précaution dans les régions contaminées du corps.
 - Faire attention en cas d'expositions répétées d'un même patient à la colle chirurgicale BioGlue. Des réactions d'hypersensibilité sont possibles en cas d'exposition à BioGlue. Une sensibilisation a été observée chez les animaux.
 - BioGlue contient une substance d'origine animale susceptible de transmettre des agents infectieux.
 - L'utilisation de BioGlue chez les femmes enceintes/allaitantes n'a fait l'objet d'aucune étude.
 - La seringue BioGlue et les accessoires BioGlue sont des dispositifs à usage unique et ne doivent pas être utilisés pour plus d'un patient.
 - L'utilisation de BioGlue sur des patients pédiatriques n'a fait l'objet d'aucune étude. BioGlue ne doit pas être appliquée de manière circonférentielle sur le tissu, car elle risquerait d'empêcher le développement ou l'expansion de ce derrière.
 - L'adéquation de BioGlue pour traiter une fistule broncho-pleurale (FBP) ou une fuite lymphatique n'a pas été prouvée par des données suffisantes.
 - Lorsque la colle chirurgicale BioGlue est utilisée avec un autre produit, il convient de lire attentivement et d'appliquer scrupuleusement le mode d'emploi des deux produits.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est recommandé de maintenir les gants chirurgicaux, les compresses et serviettes stériles et les instruments chirurgicaux humides afin de limiter le risque que la colle chirurgicale BioGlue adhère accidentellement à ces surfaces.
- La seringue, les embouts applicateurs, les embouts spatules et les embouts prolongateurs BioGlue sont à usage unique. Ne pas les restériliser.
- Ne pas les utiliser si leur emballage est ouvert ou abîmé.
- Faire attention de ne pas renverser le contenu de la seringue.
- Ne pas appuyer sur le piston de la seringue lors de sa mise en place sur la seringue.
- Ne pas appliquer BioGlue dans un champ opératoire trop humide. La colle risquerait de ne pas adhérer correctement.
- Éviter tout contact du tissu avec le produit libéré par l'embout applicateur lors de l'amorçage.
- BioGlue se polymérise rapidement. L'amorçage doit être rapide et immédiatement suivi par l'application de la colle chirurgicale BioGlue. Toute pause entre l'amorçage et l'application risque d'entraîner une polymérisation à l'intérieur de l'embout applicateur.
- Ne pas utiliser de dispositifs de récupération du sang lors de l'aspiration de l'excédent de colle chirurgicale BioGlue du champ opératoire.
- Clamer les vaisseaux et réduire leur pression avant d'appliquer BioGlue sur des anastomoses ciblées.
- Pour empêcher BioGlue de pénétrer dans le système cardiovasculaire, éviter toute pression négative lors de l'application et de la polymérisation de BioGlue. Par exemple, les canules ventriculaires gauches doivent être désactivées avant l'application de BioGlue. Des rapports signalent que la colle chirurgicale BioGlue a déjà été aspirée dans l'aorte et a empêché le bon fonctionnement de la valve cardiaque lorsqu'elle était utilisée avec une canule ventriculaire gauche active.

- Ne pas décoller BioGlue d'un site où son application était accidentelle, car cela risquerait de provoquer une lésion tissulaire.
- Ne pas appliquer BioGlue dans des régions anatomiques fermées situées à proximité immédiate de structures nerveuses.
- Compte tenu des rapports cliniques²⁸ faisant état d'un scellement inefficace lorsque la colle chirurgicale BioGlue est utilisée dans le cadre d'une approche translabyrinthique pour la réparation de neuroïmes acoustiques, son utilisation avec cette approche chirurgicale n'est pas recommandée. L'utilisation réussie du produit via les fosses moyennes ou par voie rétrosigmoidienne dans le cadre de la réparation d'un neuroïme de l'acoustique a été décrite dans la littérature médicale et est recommandée.²⁶
- Les données cliniques humaines publiées ont montré que l'application d'une quantité excessive de colle chirurgicale BioGlue en chirurgie pulmonaire peut provoquer une poche d'air résiduelle et une atelectasie.⁷
- Ce dispositif doit être manipulé et jeté conformément aux réglementations en vigueur, y compris, sans toutefois s'y limiter, aux réglementations applicables à la santé humaine, à la sécurité et à la protection de l'environnement.

EFFETS ET ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES OBSERVÉS ET POTENTIELS

Les chirurgiens doivent impérativement connaître toutes les complications possibles associées à la réparation chirurgicale des tissus mous. Des complications spécifiques à ces types d'interventions chirurgicales peuvent apparaître à tout moment pendant ou après la procédure.

Effets et événements indésirables observés :

Les événements indésirables observés lors des études cliniques incluaient : application de BioGlue sur un tissu non cictré, défaut d'adhérence de la colle chirurgicale BioGlue, décès, rupture ou hémorragie vasculaire, fuite de liquide céphalo-rachidien, infection, réaction allergique systémique d'origine inflammatoire ou immunitaire, morbidité irréversible, ischémie, infarctus du myocarde, déficit neurologique, défaillance d'organes, paraplégie, épanchement pleural, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, AVC ou accident ischémique cérébral, thrombo-embolie, et thrombose

Effets et événements indésirables potentiels liés à l'utilisation de la colle chirurgicale BioGlue :

Les complications spécifiques à l'utilisation adjointive de la colle chirurgicale BioGlue lors de la réparation chirurgicale d'un tissu mou peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter : réaction d'hypersensibilité à type de gonflement ou d'œdème au niveau du site d'application, défaut d'adhérence du produit au tissu, application de colle sur des tissus non visés par la procédure, réponse inflammatoire et immunitaire, réaction allergique, minéralisation du tissu, nécrose tissulaire localisée, obstruction vasculaire, obstruction bronchique ou luminaire, thrombose et thrombo-embolie, embolie pulmonaire, lésion de vaisseaux ou de tissus normaux, sténose, sérome, pseudo-anévrisme, et possible transmission d'agents infectieux par une substance d'origine animale.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

La seringue et les embouts applicateurs BioGlue sont livrés stériles. Jeter les composants inutilisés contenus dans les emballages ouverts ou abîmés.

Les solutions qui composent la colle chirurgicale BioGlue sont contenues dans une seringue stérile dotée de deux compartiments et d'un capuchon. Une fois polymérisée, la colle chirurgicale BioGlue est

apyrogène. Conserver à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

La colle chirurgicale BioGlue est compatible avec l'IRM (c'est un élément qui ne présente aucun danger résultant d'une exposition à un environnement IRM).

MODE D'EMPLOI

Appliquer la colle chirurgicale BioGlue de manière prophylactique ou lorsqu'une fuite est détectée.

Préparation du dispositif

Le système d'application de colle chirurgicale BioGlue est constitué d'une seringue, d'un piston de seringue et d'un embout applicateur.

La boîte de seringues BioGlue de 10 ml contient deux sachets différents. L'un contient la seringue et son piston, l'autre quatre embouts applicateurs.

La boîte de seringues BioGlue de 10 ml contient un sachet supplémentaire qui renferme trois embouts spatules de 12 mm. Inspector visuellement tous les sachets avant utilisation. Ne pas utiliser si l'intégrité du système de barrière stérile est compromise.

1. Retirer la seringue, le piston de la seringue et les embouts applicateurs de leur emballage. Tout en maintenant la seringue en position verticale, tapoté cette dernière afin de faire remonter les bulles d'air présentes dans les solutions vers le haut de la seringue.



Figure 1




Figure 2

REMARQUE : continuer à tenir la seringue en position verticale pendant toute la durée de l'assemblage du système d'application afin de maintenir les bulles d'air en haut de la seringue.

2. Retirer un embout applicateur de son emballage et inspecter la collerette de l'embout afin de s'assurer que le repère qui s'y trouve pointe directement vers l'orifice le plus gros. Si ce n'est pas le cas, tourner la collerette de verrouillage jusqu'à ce que le repère pointe vers l'orifice le plus gros. Tout en tenant fermement la seringue, buse vers le haut, tourner le capuchon de 90° dans le sens antihoraire, puis le retirer en exerçant un mouvement de balancier. Aligner l'embout avec la seringue à l'aide des encoches présentes sur chacun des deux éléments, puis insérer la seringue dans l'embout.



Figure 3

MISE EN GARDE : faire attention de ne pas renverser la solution contenue dans la seringue pendant l'assemblage.

3. Verrouiller l'embout applicateur en le poussant fermement vers la seringue et en tournant sa collerette de 90° vers la droite.



Figure 4

Tout en maintenant la seringue en position verticale, aligner le petit compartiment et le grand compartiment de la seringue avec les têtes de piston correspondantes, puis insérer le piston à l'arrière de la seringue jusqu'à sentir une résistance. Le dispositif d'application à seringue est désormais assemblé.



Figure 5

MISE EN GARDE : ne pas poser le dispositif assemblé sur le côté tant que tout l'air n'a pas été purgé (cf. paragraphe suivant).

MISE EN GARDE : avant que la colle chirurgicale BioGlue ne puisse être utilisé dans la procédure, la seringue doit être purgée de l'air qu'elle contient et l'embout applicateur doit être amorcé. Consulter la rubrique Préparation du site, expulsion de l'air présent dans la seringue et amorçage de l'embout applicateur.

4. Si l'embout utilisé est doté d'une extension souple, l'angle souhaité peut être obtenu en pliant l'extension à l'endroit adéquat jusqu'à l'angle souhaité et en la maintenant ainsi pendant 3 à 5 secondes. L'angle créé doit être maintenu pendant 5 minutes maximum.
5. Pour retirer des embouts applicateurs obstrués, saisir la collette de l'embout, la tourner dans le sens antihoraire, puis retirer l'embout de la seringue en exerçant un mouvement de balancier.

Préparation du site, expulsion de l'air présent dans la seringue et amorçage de l'embout applicateur

1. Le champ opératoire doit être correctement préparé avant l'expulsion de l'air présent dans la seringue, l'amorçage du dispositif ou l'application de la colle chirurgicale BioGlue. La colle chirurgicale BioGlue est plus efficace lorsque le champ opératoire est sec. Un champ opératoire sec est un champ opératoire qui ne se recolle pas de sang moins de 4 à 5 secondes après avoir été séché à l'aide d'une éponge chirurgicale.

MISE EN GARDE : ne pas essayer d'appliquer la colle chirurgicale BioGlue dans un champ opératoire trop humide. La colle chirurgicale BioGlue risque de ne pas adhérer lorsqu'elle est appliquée dans un champ opératoire humide.

2. L'air résiduel présent dans la seringue doit être expulsé avant l'application de la colle chirurgicale BioGlue. Là encore, il est important de maintenir la seringue assemblée en position verticale afin que les bulles d'air présentes dans les solutions remontent vers le haut de la seringue. Il est désormais possible d'expulser l'air présent dans la seringue. Pour cela, il existe deux méthodes différentes :

- a. Appuyez sur le piston jusqu'à ce que les solutions soient au niveau du sommet du corps de la seringue. Une fois l'air résiduel purgé, la seringue est prête à être amorcée (cf. étape 3) en vue de son utilisation immédiate.
- b. Appuyer sur le piston jusqu'à ce que les deux solutions soient visibles à la base de l'embout. L'air qui était présent dans la seringue a été expulsé, mais cet embout est désormais obstrué par la colle chirurgicale BioGlue polymérisée et il devra être remplacé avant l'amorçage.

(cf. étape 3) et l'application sur le site visé.




Figure 6

REMARQUE : chaque seringue ne doit être purgée de l'air qu'elle contient que lors de sa première utilisation.

3. Chaque embout applicateur doit être amorcé avant l'application de la colle chirurgicale BioGlue. L'amorçage garantit le mélange adéquat des solutions qui composent BioGlue. Le chirurgien doit appuyer sur le piston et appliquer un fin ruban de colle chirurgicale BioGlue d'environ 3 cm de long sur une surface à usage unique stérile (ex.: éponge, compresse ou serviette).
4. Le chirurgien doit examiner le produit libéré lors de l'amorçage afin de s'assurer qu'il est d'une couleur jaune pâle à ambre uniforme et qu'il ne contient pas de bulles d'air. Si ce produit est incolore ou contient des bulles, répéter la procédure d'amorçage décrite à l'étape 2 jusqu'à ce que le dispositif libère un liquide uniforme et sans bulles.

MISE EN GARDE : éviter tout contact direct avec le produit libéré pendant l'amorçage.

MISE EN GARDE : si la seringue est endommagée ou si elle fuit, jeter le dispositif et en ouvrir/utiliser un neuf.

5. Une fois l'embout applicateur correctement amorcé, procéder immédiatement à l'application.

MISE EN GARDE : BioGlue se polymérisé très rapidement. Le chirurgien doit appliquer BioGlue immédiatement après l'amorçage.

Toute pause entre l'amorçage et l'application risque d'entrainer la polymérisation de BioGlue à l'intérieur de l'embout applicateur. Si cela se produit, remplacer l'embout obstrué par un embout neut, puis recommencer la procédure d'amorçage. Cesser d'appuyer sur le piston si l'embout est obstrué.

Techniques de base pour l'utilisation de BioGlue en chirurgie^{6-23,29,30}

Avant d'utiliser la colle chirurgicale BioGlue, les chirurgiens doivent suivre une formation adéquate aux techniques chirurgicales et aux variantes des procédures qu'ils comptent pratiquer. Les chirurgiens doivent s'entraîner à utiliser la colle chirurgicale BioGlue avant la première utilisation au bloc opératoire.

1. Le patient doit être préparé et drapé conformément aux procédures standard de l'hôpital. Les procédures d'accès au thorax ou à l'espace pleural, de pontage cardopulmonaire, de clampage, et de protection myocardique doivent respecter les techniques chirurgicales standard.
2. Les tissus adjacents au site chirurgical peuvent être protégés d'une application involontaire de colle chirurgicale BioGlue en plaçant des compresses stériles humides sur ces tissus. Immédiatement après l'application, retirer les compresses alors que la colle est encore souple, en essayant les résidus de colle présents sur le pourtour du site.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser de dispositifs de récupération du sang lors de l'aspiration de l'excédent de colle chirurgicale BioGlue.

MISE EN GARDE : clamer les vaisseaux et réduire leur pression avant d'appliquer BioGlue sur des anastomoses ciblées.

MISE EN GARDE : éviter d'aspirer la colle chirurgicale BioGlue dans les vaisseaux lors de son application sur des anastomoses ciblées.

3. Si la colle chirurgicale BioGlue adhère sur un emplacement non souhaité, laisser la colle se polymériser, puis disséquer délicatement la colle au moyen de pinces et de ciseaux. Ne pas essayer de décoller la colle chirurgicale BioGlue, car cela pourrait provoquer une lésion tissulaire au niveau du site d'application.
4. Pour pratiquer une réparation vasculaire, appliquer une couche uniforme de colle de 1,2 à 3,0 mm d'épaisseur pour l'anastomose des vaisseaux/greffons d'un diamètre supérieur à 2,5 cm ou une couche uniforme de colle de 0,5 à 1,0 mm d'épaisseur pour les vaisseaux/greffons d'un diamètre inférieur à 2,5 cm.
5. La zone d'application de la colle NE DOIT PAS être comprimée ou soumise à une pression supplémentaire. L'efficacité de la colle chirurgicale BioGlue est optimale lorsqu'on la laisse se polymériser sans la manipuler pendant deux minutes complètes. Une fois la colle polymérisée, renforcer avec des sutures, si nécessaire.
6. Une fois la colle polymérisée, découper l'excédent de colle ou les bords irréguliers formés par la colle à l'aide de ciseaux et de pinces.

Techniques particulières pour l'utilisation de BioGlue lors d'une chirurgie de dissection aortique^{8,11,13-19}

1. Les couches disséquées de l'aorte doivent tout d'abord être débarrassées du sang et des caillots, puis séchées, dans la mesure du possible, au moyen d'éponges chirurgicales.
2. Pour l'extrémité distale de la réparation de dissection, insérer un cathéter à ballonnet dans la lumière vraie afin de définir le point terminal distal pour l'application de BioGlue. En outre, les couches disséquées de l'aorte doivent être étroitement rapprochées en insérant un dilatateur, une éponge ou un cathéter dans la lumière vraie afin de préserver l'architecture naturelle du vaisseau.

BioGlue doit alors être appliquée dans la fausse lumière aussi loin dans le sens distal que le cathéter à ballonnet distal le permet. Le remplissage de la fausse lumière doit être réalisé de point distal vers le point proximal en exerçant un mouvement de spirale pour garantir une application homogène. Remplir entièrement la fausse lumière avec BioGlue ; éviter de trop remplir la fausse lumière et d'appliquer BioGlue dans la lumière vraie ou sur le tissu adjacent.

3. Pour l'extrémité proximale de la réparation de dissection, les couches disséquées de l'aorte doivent également être étroitement rapprochées à l'aide d'un dilatateur, d'une éponge ou d'un cathéter. Si nécessaire, des compresses humides doivent être placées sur les cuspidés de la valve aortique afin de les protéger de toute application accidentelle de BioGlue. BioGlue doit alors être appliquée pour remplir la fausse lumière.

Le greffon peut être suturé directement sur les tissus collés et renforcés avec BioGlue au niveau des faces proximales et distales de la réparation de dissection. Laisser BioGlue se polymériser entièrement pendant deux minutes complètes, sans le manipuler, avant de suturer à travers les couches de tissu collées.

MISE EN GARDE :  afin de préserver la perméabilité de la lumière coronaire en cas d'extension de la dissection, il convient d'envisager la mise en place d'un cathéter dans les ostia coronaires avant d'appliquer la colle chirurgicale BioGlue.

Utilisation de BioGlue en chirurgie pulmonaire⁶⁻⁹

La colle chirurgicale BioGlue s'est révélée efficace lors de son application sur un poumon gonflé ou dégonflé.

Instructions concernant la mise au rebut du dispositif

Jeter les composants inutilisés contenus dans les emballages ouverts ou abîmés dans une poubelle pour déchets biologiques dangereux.

Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (RCSPC)

<https://ec.europa.eu/eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Durée de vie de BioGlue

La colle chirurgicale BioGlue est destinée à une utilisation à long terme (plus de 30 jours). La colle chirurgicale BioGlue se dégrade par protéolyse; elle peut être lente à se résorber en fonction de la quantité de colle appliquée et de la vascularité du tissu cible.

Déclaration des incidents graves

Les incidents graves découlant de l'utilisation de la colle chirurgicale BioGlue doivent être déclarés au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le patient est établi. Ces incidents doivent être déclarés au fabricant aux coordonnées suivantes :

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Téléphone : +1 (888) 427 9654
Fax : +1 (770) 590 3753
E-mail : fieldinsurance@artivion.com

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Les documents de référence dont sont issues les informations fournies dans cette notice sont disponibles sur simple demande.

¹Données internes de Artivion. Val-00097 : certificat de validation du processus de fabrication de BioGlue
²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery (Utilisation de colles chirurgicales dans la réparation des déchirures durales lors d'opérations chirurgicales spinales sans instrumentation). Eur Spine J. Août 2014;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion) (Technique expérimentale d'anastomose aorto-prothétique par collage (BioGlue® Artivion)). Présenté lors de la conférence « Chirurgie laparoscopique aortoiliaque pour lésions occlusives ou anévrismales » qui s'est tenue à Marseille (France). 28 janvier 2000

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications (Cytocompatibilité et propriétés mécaniques des colles chirurgicales utilisées dans les applications cardiovasculaires). J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results (Résultats

préliminaires in vivo et in vitro des pontages coronariens sans sutures avec anastomoses biologiques collées). J Thorac Cardiovasc Surg. Sept. 2000;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy (Expérience avec une colle tissulaire à base d'albumine et de glutaraldéhyde pour le scelllement des fuites d'air après une bullectomie). Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery (Résultats préliminaires de l'utilisation d'une colle tissulaire à base d'albumine et de glutaraldéhyde en chirurgie pulmonaire). Medical Science Monitor 2003;9(7):179-183

⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks (Essai prospectif, randomisé et contrôlé portant sur l'efficacité de BioGlue dans le traitement des fuites d'air alvéolaires). J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12

⁹Hergot GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses (Utilisation expérimentale d'une colle tissulaire à base d'albumine et de glutaraldéhyde pour le scelllement des anastomoses des bronches et du parenchyme pulmonaire). European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery (Colle chirurgicale BioGlue – Évaluation de ses indications en chirurgie cardiaque). Ann Thorac Surg 2002;74:432-7

¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients (Utilisation de BioGlue en chirurgie aortique : techniques d'application appropriées et résultats obtenus sur 92 patients). Heart Surgery Forum 2006; 9(5)

¹²Coselli JS, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures (Étude prospective randomisée d'une colle tissulaire à base de protéines utilisée comme adjuvant hémostatique et structurale lors de procédures de réparation anastomotiques cardiaques et vasculaires). J Am Coll Surg 2003;197:243-253

¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Avancées dans le traitement de la dissection de type A aiguë : une approche intégrée). Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52

¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (La colle BioGlue contribue-t-elle au pseudo-anévrisme anastomotique après une chirurgie de l'aorte thoracique ?) J Thorac Dis 2017

¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms (Rôle de la colle à base d'albumine de sérum bovin et de glutaraldéhyde dans la formation des pseudo-anévrismes anastomotiques). J Card Surg 2011; 26:76-81

¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Dissection aortique de type A aiguë : les méthodes conservantes garantissent une faible mortalité). Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.

¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection (Rapport d'étude clinique interne – Essai portant sur l'efficacité et l'innocuité de la colle chirurgicale BioGlue utilisée comme adjuvant dans la réparation des dissections aortiques de type A). Protocole BG1001

¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Impact de la colle à base d'albumine et de glutaraldéhyde sur les premiers résultats d'une dissection aortique de type A aiguë). REV.CHIM.(Bucarest) – 70 – N° 6 – 2019

¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery (BioGlue : une colle à base d'albumine et de glutaraldéhyde en chirurgie cardiaque). J Card Surg. 2003;18:500-3

²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leak in transsphehnoidal surgery: A case series (BioGlue dans la prévention des fuites de LCR post-opératoires en chirurgie transphénoidale : série de cas). Surg Neurol. Oct. 2006;66(4):371-6; discussion 376

²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures (Reconstruction du plancher sellaire à l'aide de BioGlue après les procédures transphénoidales). J Clin Neurosurg. 2003; 10:92-95

²²Kumar A, Maarten NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures (Évaluation de l'utilisation de BioGlue dans les procédures neurochirurgicales). J Clin Neurosci. Nov. 2003; 10(6):661-4

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (Utilisation de colles tissulaires pour réduire les fuites d'air alvéolaires en chirurgie thoracique). Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2 avril 2019.

²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis (Une nouvelle colle chirurgicale (BioGlue) provoque une lésion aiguë du nerf phrénique et une paralysie du diaphragme). Présenté lors de la 34^e réunion de l'Association of Academic Surgery en 2000

²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration (Une nouvelle colle chirurgicale (BioGlue) provoque une bradycardie immédiate et prolongée à cause d'une dégénérescence du nœud sinusal). Présenté lors du Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams. (Résumé) 2000

²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Le gluconate de chlorhexidine en gel protège les nerfs exposés lors de l'application de la colle chirurgicale BioGlue). Présenté lors de la 35^e réunion de l'Association of Academic Surgery. (Résumé) 2001

²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Le gluconate de chlorhexidine en gel protège le myocarde et le nœud sinusal lors de l'application de la colle chirurgicale BioGlue). Présenté lors de la 35^e réunion de l'Association of Academic Surgery. (Résumé) 2001

²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study (Taux de fuites de LCR après utilisation de BioGlue lors de l'exérèse d'un schwannome vestibulaire par voie translabyrinthique : une étude prospective). Otol Neurol 2006;27:102-5.

²⁹Raanani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair (Utilisation de BioGlue lors des réparations chirurgicales de l'aorte). Ann Thorac Surg 2001;72:638-40

³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses (Anastomoses de l'aorte thoracique). Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LE PRODUIT

La manipulation et le stockage de ce dispositif par l'utilisateur, de même que des facteurs liés au patient, au diagnostic, au traitement, aux procédures chirurgicales et à d'autres aspects qui échappent au contrôle du fabricant peuvent avoir un impact direct ou indirect sur ce dispositif et sur les résultats obtenus du fait de son utilisation.

EXCLUSION DE GARANTIES ; LIMITES DE RESPONSABILITÉ

ARTIVION EXCLUT TOUTES LES GARANTIES EXPLICITES ET IMPLICITES APPLICABLES À CETTE COLLE CHIRURGICALE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES EXPLICITES ET IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. ARTIVION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Dans le cas où cette clause de non-responsabilité serait jugée invalide ou inapplicable pour quelque raison que ce soit : (i) toute action pour rupture de garantie doit être intentée dans un délai maximal d'un an à compter du dépôt de la réclamation ou de la survenue du grief, et (ii) le recours pour une telle rupture se limite au remplacement du produit concerné.

Artivion et BioGlue sont des marques déposées de la société Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.

(de) DEUTSCH

Gebrauchsanweisung

ARTIVION™ | BioGlue®



www.artivion.com/eitu/bioglue

Auf Anfrage beim Kundenservice von BioGlue (siehe Kontaktangaben unten) wird innerhalb von sieben Tagen eine gedruckte Version dieser Gebrauchsanweisung zur Verfügung gestellt.

Tel.: 888.427.9654 • Fax: 770.590.3753
E-Mail: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Tel.: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Hersteller		Gebrauchsanweisung beachten / digitale Gebrauchsanweisung beachten
	Herstellungsdatum		Vorsicht
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU	RxONLY	Achtung: Gemäß US-amerikanischem Bundesgesetz darf dieses Produkt nur von zugelassenen Ärzten und Ärztinnen bzw. auf ärztliche Anordnung verkauft werden
	Importeur		Pyrogenfrei
	Medizinprodukt		Enthält biologisches Material tierischen Ursprungs
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		MR-sicher
	Einfaches steriles Barrièresystem		Artikelnummer
	Doppeltes steriles Barrièresystem		Chargennummer
	Sterilisiert mit Ethylenoxid		Eindeutige Produktkennung
	Strahlensterilisiert		Ablaufdatum
	Nicht erneut sterilisieren		Herstellungsland
	Nicht wiederverwenden		Menge
	Temperaturbegrenzung		

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der chirurgische Klebstoff BioGlue® besteht aus zwei Komponenten: aus gereinigtem Rinderserumalbumin (RSA) und Glutaraldehyd. Unmittelbar nach der Verabreichung vermischt sich die Klebelösung (in einem vorgegebenen Verhältnis) innerhalb der Applikatorspitze und der Vernetzungsprozess beginnt. Die Glutaraldehyd-Moleküle sorgen für kovalente Bindungen (Vernetzungen) zwischen den RSA-Molekülen und (nach dem Auftreten) mit den Gewebeproteinen an der zu verschließenden Stelle, wodurch eine flexible mechanische Versiegelung entsteht, die nicht mit dem Gerinnungsmechanismus des Körpers in Verbindung steht. Die Polymerisierung des chirurgischen Klebstoffs BioGlue setzt nach 20 bis 30 Sekunden ein. Die volle Haftstärke wird innerhalb von zwei Minuten erreicht. BioGlue haftet über mechanische Verriegelungen in den Zwischenräumen der Transplantatmatrix auch auf synthetischem Transplantatmaterial.

Folgendes Zubehör für die Anwendung des chirurgischen Klebstoffs BioGlue ist separat erhältlich:

Produkt-Code	Produktbeschreibung
BGAT-SY	Applikatorspitze
BGAT-10-SY	Verlängerungsspitze – 10 cm
BGAT-27-SY	Verlängerungsspitze – 27 cm
BGST-12	Spreizerspitze – 12 mm
BGST-16	Spreizerspitze – 16 mm
BGDTE-10	Verlängerung der Abgabesystemspitze – 10 cm
BGDTE-27	Verlängerung der Abgabesystemspitze – 27 cm
BGDTE-35	Verlängerung der Abgabesystemspitze – 35 cm

BioGlue-Spritzen sind in drei Ausführungen erhältlich: mit 2 ml, 5 ml und 10 ml. Jede Spritze enthält Rinderserumalbumin- und Glutaraldehyd-Lösungen in einem Verhältnis von 4:1. Die RSA-Lösung ist dunkelgelb und fließfähig. Die Glutaraldehyd-Lösung ist farblos und ebenfalls fließfähig.

Die RSA-Lösung hat gemäß Spezifikation eine Konzentration von 45 % (Verhältnis Gewicht/Volumen). Die maximalen Zielgewichte der 45%igen RSA-Lösung lauten für die einzelnen Größen wie folgt: 2,71 g (2-ml-Spritze), 4,75 g (5-ml-Spritze) und 9,50 g (10-ml-Spritze). Basierend auf diesen Zielwerten beträgt die Menge des Materials tierischen Ursprungs, mit der die behandelte Person in Kontakt kommt, pro Einzelanwendung maximal 1,22 g (2-ml-Spritze), 2,14 g (5-ml-Spritze) bzw. 4,23 g (10-ml-Spritze).

Die Glutaraldehyd-Lösung hat gemäß Spezifikation eine Konzentration von 10 % (Verhältnis Gewicht/Volumen). Die maximalen Zielgewichte der 10%igen Glutaraldehyd-Lösung lauten für die einzelnen Größen wie folgt: 0,63 g (2-ml-Spritze), 1,10 g (5-ml-Spritze) und 2,16 g (10-ml-Spritze). Basierend auf diesen Zielwerten beträgt die Menge an Glutaraldehyd, mit der die behandelte Person in Kontakt kommt, pro Einzelanwendung maximal 0,06 g (2-ml-Spritze), 0,11 g (5-ml-Spritze) bzw. 0,22 g (10-ml-Spritze).

INDIKATIONEN/VERWENDUNGSZWECK

Der chirurgische Klebstoff BioGlue kann zusätzlich zu Standardmethoden für chirurgische Verschlüsse (wie Nähten, Klammern und/oder Pflastern) angewendet werden, um weiches Gewebe zu verbinden, zu schließen und/oder zu verstärken. Seine Anwendung kommt bei weichen Geweben wie kardialem, vaskulärem, pulmonalem und duralem Gewebe infrage.

ZIELPATIENTENPOPULATION

Erwachsene, die sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen, bei dem neben Standardmethoden für chirurgische Verschlüsse zum Verbinden, Verschließen und/oder Verstärken von kardialem, vaskulärem, duralem oder pulmonalem Gewebe der Einsatz des chirurgischen Klebstoffs BioGlue indiziert ist.

ZIELANWENDER

Der chirurgische Klebstoff BioGlue ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal – z. B. in der Chirurgie – bestimmt, die im Hinblick auf die jeweilige Indikation qualifiziert sind.

LEISTUNGSMERKMALE

- Der chirurgische Klebstoff BioGlue erreicht seine volle Haftstärke innerhalb von zwei Minuten.¹
- Er bildet starke kovalente Bindungen mit Geweben und haftet über mechanische Verriegelungen auf synthetischem Transplantatmaterial. In-In-vitro-Studien wurde nachgewiesen, dass diese Bindungen eine Druckfestigkeit von mindestens 560 mmHg aufweisen.^{1,4,5}

Ergebnisse der Anwendung von BioGlue bei großen vaskulären und kardialen Eingriffen:

- Verringerte Anastomosenblutung im Vergleich zur chirurgischen Standardtechnik.¹²

Ergebnisse der Anwendung von BioGlue bei pulmonalen sowie großen vaskulären und kardialen Eingriffen:

- Kürzerer Aufenthalt auf der Intensivstation und im Krankenhaus im Vergleich zur chirurgischen Standardtechnik.^{12,19,23}

Ergebnisse der Anwendung von BioGlue bei der Versorgung einer Aortendissektion:

- Verwendung von weniger Tupfern, Hämostatika und Nähten im Vergleich zur chirurgischen Standardtechnik.¹⁷
- Geringere Operationsdauer, kürzere Anwendung der Aortenklammer, kürzere Kreislaufstillstände und schnelleres Legen von Bypassen im Vergleich zur chirurgischen Standardtechnik.^{18,19}
- Verwendung von weniger Plättchen, Plasma und Blutzellen im Vergleich zur chirurgischen Standardtechnik.^{17,19}

Ergebnisse der Anwendung von BioGlue bei pulmonalen Eingriffen:

- BioGlue hat sich beim Verschließen von Luftlecks bei kollabierten oder aufgeblähten Lungen als wirksam erwiesen.^{6,7,8,9}
- Schnelleres Verschließen von Luftlecks im Vergleich zur chirurgischen Standardtechnik.^{6,8}

Ergebnisse der Anwendung von BioGlue bei duralen Eingriffen:

- Verringelter Austritt von Zerebrospinalflüssigkeit im Vergleich zur chirurgischen Standardtechnik.^{20,21,22}

Mit dem BioGlue-Zubehör wird der chirurgische Klebstoff BioGlue aufgetragen.

KLINISCHER NUTZEN

Ergebnisse der Anwendung von BioGlue bei großen vaskulären, kardialen, pulmonalen und duralen Eingriffen:

- Geringeres Auftreten von Pseudoaneurysmen im Vergleich zu Angaben in der Fachliteratur zur chirurgischen Standardtechnik.^{11,14,15}

- Geringeres Auftreten von Komplikationen im Vergleich zu Angaben in der Fachliteratur zur chirurgischen Standardtechnik.^{12,22,23,18}
- Geringere Mortalitätsraten im Vergleich zu Angaben in der Fachliteratur zur chirurgischen Standardtechnik.^{10,11,12,13,16}

KONTRAINDIKATIONEN

Für zerebrovaskuläre Reparaturen und alle intraluminalen Bereiche ist BioGlue nicht geeignet. Zudem darf BioGlue nicht bei Patienten und Patientinnen mit bekannter Unverträglichkeit gegenüber Materialien bovinen Ursprungs eingesetzt werden.

WARNHINWEISES

- Verwenden Sie BioGlue bei Gewebeannäherungen nicht als Ersatz für Nähte oder Klammern.
- Verwenden Sie BioGlue nicht so, dass der Blutkreislauf während oder nach der Anwendung mit dem Klebstoff in Kontakt kommt oder durch ihn behindert wird. Wenn BioGlue in den Blutkreislauf gelangt, kann dies zu lokalen oder embolieartigen Gefäßblockaden führen.
- Verwenden Sie BioGlue nicht so, dass die Luftzufuhr oder der Fluss anderer luminaler Flüssigkeiten während oder nach der Anwendung unterbunden wird.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Nerven, Augen oder anderem Gewebe, für das die Anwendung nicht vorgesehen ist.
- Die Ergebnisse einer Studie an Tiermodellen²⁴ zeigten, dass durch direkte Applikation von BioGlue auf den freigelegten Phrenikus akute Nervenverletzungen verursacht werden können. Aus einer weiteren Studie an Tiermodellen²⁵ ist bekannt, dass die direkte Applikation von BioGlue auf den Sinusknoten (SAN) des Herzens eine Koagulationsnekrose herbeiführen kann, die bis in den Myokard reicht, was wiederum das unterliegende Leitgewebe erreichen und eine akute fokale SAN-Degeneration verursachen könnte. Anschließende Studien mit Tiermodellen^{26,27} zeigten, dass die Anwendung von Chlorhexidin-glukonat-Gel Schutz vor den bei der Anwendung von BioGlue möglichen Verletzungen des Phrenikus, des Myokard und des darunter liegenden SAN bietet.
- Verwenden Sie BioGlue nicht, wenn das Personal nicht entsprechend geschützt ist (also z. B. keine Handschuhe, Maske, Schutzkleidung und Sicherheitsbrille trägt). Unreagiertes Glutaraldehyd kann Augen, Nase, Hals oder Haut reizen sowie Atembeschwerden und lokale Gewebeknose verursachen. Eine längere Exposition gegenüber unreagiertem Glutaraldehyd kann zu Schäden am Zentralnervensystem oder Herzen führen. Bei Berührung die betroffenen Stellen sofort mit Wasser absprühen und ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Polymerisierte BioGlue hat raumfordernde Eigenschaften. Es wurden schwere unerwünschte Wirkungen im Zusammenhang mit einer unsachgemäßen Verwendung bzw. falschen Applikation berichtet, die zu einer Kompression angrenzender Strukturen führte. BioGlue sollte nur verwendet werden, wenn die Stelle, auf die das Produkt aufgetragen werden soll, vollständig sichtbar ist, und wenn der Vorfüllvorgang ordnungsgemäß durchgeführt und so eine optimale Viskosität erreicht wurde. Es sind minimale Mengen zu applizieren. Den Vorgaben in den Abschnitten *Indikationen/Verwendungsziel* und *Anwendung* dieses Beipackzettels ist Folge zu leisten.

- Die Verwendung von BioGlue bei Patienten und Patientinnen mit abnormem Kalziumstoffwechsel (z. B. Menschen mit Hyperparathyreoidismus oder chronischen Nierenversagen) ist zu minimieren. Mit Glutaraldehyd behandeltes Gewebe besitzt eine erhöhte Mineralisierungseignung. Ergebnisse von Laborexperimenten weisen darauf hin, dass unreaktierter Glutaraldehyd mutagen wirken könnte.
- BioGlue darf nicht bei bestehenden Infektionen angewendet werden und ist in kontaminierten Körperabschnitten mit Vorsicht einzusetzen.
- Große Vorsicht ist auch bei der wiederholten Anwendung von BioGlue an denselben Patienten / derselben Patientin geboten. Kontakt mit BioGlue kann allergieauslösend wirken. Im Tierversuch wurde eine Sensibilisierung beobachtet.
- BioGlue enthält Material tierischen Ursprungs, das Krankheitserreger übertragen kann.
- Die Verwendung von BioGlue zur Versorgung schwangerer/stillender Frauen wurde nicht untersucht.
- BioGlue-Spritzen und BioGlue-Zubehör sind Einwegprodukte, die nur an einem Patienten / einer Patientin eingesetzt werden dürfen.
- Auch die Anwendung von BioGlue bei Kindern wurde nicht untersucht. Von einer zirkumferentiellen Anwendung an Gewebe ist abzusehen, da bei wachsendem Gewebe dadurch die Ausdehnung eingeschränkt werden kann.
- Es liegen keine ausreichenden Daten vor, die die Eignung von BioGlue für die Behandlung von bronchopleuralen Fisteln (BPF) oder Lymphlecks bestätigen.
- Wenn BioGlue in Kombination mit anderen Materialien eingesetzt wird, müssen die Gebrauchsanweisungen aller dieser Materialien sorgfältig gelesen und umgesetzt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Es wird empfohlen, Operationshandschuhe, sterile Pflaster, Gazettücher und chirurgische Instrumente feucht zu halten, um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass BioGlue versehentlich an deren Oberflächen hafft.
- BioGlue-Spritzen, -Applikatorspitzen, -Spreizerspitzen und -Verfängerungsspitzen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht erneut sterilisieren.
- Inhalte von Verpackungen, die geöffnet oder beschädigt wurden, dürfen nicht verwendet werden.
- Achten Sie darauf, den Inhalt der Spritze nicht zu verschütten.
- Achten Sie darauf, den Kolben nicht vorzuschieben, während Sie ihn an der Spritze anbringen.
- Wenden Sie BioGlue nicht auf einem zu feuchten Operationsfeld an, da die Haftwirkung beeinträchtigt sein kann.
- Beim Vorfüllen aus dem Applikator ausgestoßenes Material darf nicht mit Gewebe in Kontakt kommen.
- BioGlue polymerisiert sehr schnell, der Vorfüllvorgang muss daher schnell durchgeführt und BioGlue sofort danach angewendet werden. Bei Pausen zwischen Vorfüllen und Aufträgen kann es zur Polymerisierung von BioGlue in der Applikatorspitze kommen.
- Für das Absaugen von überschüssigem BioGlue aus dem Operationsfeld dürfen keine Blutsammelgeräte verwendet werden.
- Klemmen Sie Gefäß ab und machen Sie sie drucklos, bevor Sie BioGlue auf die Zielanstomosen auftragen.
- Damit kein BioGlue in das Herz-Kreislauf-System eindringen kann, darf während der Anwendung und Polymerisation von BioGlue

kein negativer Druck angewendet werden. So sollten beispielsweise linksventrikuläre Vents vor der Anwendung von BioGlue ausgeschaltet werden. Es gibt Berichte, denen zufolge BioGlue in die Aorta gesaugt wurde und die Funktion der Herzklappe behindert hat, wenn das Produkt in Verbindung mit einem aktiven linksventrikulären Vent verwendet wurde.

- Versuchen Sie nicht, BioGlue abzuschälen, um ihn von einer dafür nicht vorgesehenen Stelle zu entfernen, da dies zu Gewebeschäden führen kann.
- BioGlue sollte niemals in geschlossene anatomische Bereiche implantiert werden, die sich in unmittelbarer Nähe zu Nervenstrukturen befinden.
- Die Anwendung von BioGlue in Verbindung mit dem translabyrintären Ansatz zur Behebung von Akustikusneurinomen wird nicht empfohlen, da es klinische Berichte²⁵ zu unwirksamen Abdichtungen bei diesem chirurgischen Verfahren gibt. Eine erfolgreiche Anwendung des Produkts zur Behebung von Akustikusneurinomen mittels retrosigmoiden Ansatz oder durch die mittlere Fossa wurde in der Literatur beschrieben und wird empfohlen.²⁶
- Veröffentlichte klinische Daten zur Anwendung am Menschen zeigen, dass die übermäßige Applikation von BioGlue bei Lungenoperationen Lufteinenschluss und Atelektase verursachen kann.⁷
- Das Produkt ist im Einklang mit allen geltenen Vorschriften, unter anderem allen anwendbaren Bestimmungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und Sicherheit sowie der Umwelt, zu handhaben und zu entsorgen.

BEZOCHTE MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN / UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Für chirurgische Eingriffe an Weichgeweben sind Kenntnisse aller möglichen Komplikationen erforderlich, die im Zusammenhang damit auftreten können. Komplikationen, die für diese Operationstypen spezifisch sind, können während oder nach einem Eingriff auftreten.

Beobachtete Nebenwirkungen / unerwünschte Ereignisse:

In klinischen Studien wurden unter anderem die folgenden unerwünschten Wirkungen beobachtet: Applikation von BioGlue auf Nicht-Zielgewebe, mangelhafte Haftung, Tod, Gefäßrisse und schwere Blutungen, Austritt von Zerebrospinalflüssigkeit, Infektionen, Entzündungs- und Immunreaktionen, systemische allergische Reaktionen, irreversible Morbidität, Ischämie, Myokardinfarkte, neurologische Defizite, Organversagen, Paraplegie, Pleuraergüsse, Nierenfunktionsstörung/-versagen, Ateminsuffizienzversagen, Schlaganfall bzw. Hirninfarkt sowie Thrombosen und Thromboembolien.

Mögliche Nebenwirkungen / unerwünschte Ereignisse bei der Anwendung von BioGlue:

Im Zusammenhang mit der unterstützenden Anwendung des chirurgischen Klebstoffs BioGlue bei chirurgischen Eingriffen an Weichgeweben können folgende Komplikationen auftreten: allergische Reaktionen wie Schwellungen oder Ödeme an der Anwendungsstelle, mangelhafte Haftung am Gewebe, Applikation des Klebstoffs auf Nicht-Zielgewebe, Entzündungs- und Immunreaktionen, allergische Reaktionen, Gewebe mineralisierung, lokale Gewebeknoten, Verstopfung von Blutgefäßen, Bronchial- oder Luminallobstruktion, Thrombosen und Thromboembolien, Lungenembolien, Verletzung gesunder Gefäße oder von Gewebe, Stenosen, Serome und Pseudaneurysmen sowie eine mögliche Übertragung von Krankheitserregern aus Material tierischen Ursprungs.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Die BioGlue-Spritze und Applikatorspitzen werden steril geliefert. Unbenutztes Material aus geöffneten oder beschädigten Verpackungen entsorgen.

Die BioGlue-Lösungen befinden sich in einer durch eine Kappe gesicherten sterilen Doppelkammerspritzte. Polymerisiertes BioGlue ist nicht pyrogen. Das Produkt unter 25 °C lagern und vor Frost schützen.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

BioGlue ist MR-sicher, stellt in MR-Umgebungen also generell keine Gefahr dar.

ANWENDUNG

Verwenden Sie den chirurgischen Klebstoff BioGlue prophylaktisch oder nachdem eine Leckstelle gefunden wurde.

Vorbereitung des Geräts

Das chirurgische BioGlue-Abgabesystem besteht aus: Spritze, Spritzenkolben und Applikatorspitze.

In der Spritzenpackung befinden sich zwei separate Beutel. In einem Beutel sind die Spritze und der Spritzenkolben und im zweiten Beutel vier Applikatorspitzen enthalten.

Packungen mit 10-ml-Spritzen von BioGlue enthalten einen zusätzlichen Beutel mit drei 12-mm-Spreizerspitzen. Unterziehen Sie alle Beutel vor der Verwendung einer Sichtprüfung. Bei Schäden am sterilen Barrieresystem dürfen sie nicht benutzt werden.

- Nehmen Sie Spritze, den Spritzenkolben und die Applikatorspitzen aus der Verpackung. Halten Sie die Spritze nach oben und klopfen Sie an die Spritze, bis die in der Lösung enthaltenen Luftblasen in der Spritze nach oben steigen.



Abbildung 1




Abbildung 2

HINWEIS: Halten Sie die Spritze während der gesamten Montage des Abgabesystems senkrecht, damit die Luftblasen im oberen Bereich der Spritze bleiben.

- Nehmen Sie eine Applikatorspitze aus der Verpackung und inspizieren Sie den Bund der Spalte. Der Zeiger muss direkt über dem größeren Anschluss stehen. Wenn das nicht der Fall ist, drehen Sie den Bund am Schaft, bis der Zeiger über dem größeren Anschluss steht. Während Sie die Spritze mit der Spalte nach oben halten, drehen Sie die Kappe 90° gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie mit einer Hin- und Herbewegung ab. Richten Sie die Spalte dann (unter Verwendung der Markierungskerben an Spritze und Spalte) auf die Spritze aus und stecken Sie die Spalte auf die Spritze.



Abbildung 3

VORSICHT:  Achten Sie darauf, den Inhalt der Spritze während des Zusammenbaus nicht zu verschütten.

3. Rasten Sie die Applikatorspitze fest ein, indem Sie sie fest auf die Spritze drücken, und drehen Sie den Ring der Spitze um 90° im Uhrzeigersinn.



Abbildung 4

Halten Sie die Spritze weiterhin nach oben und richten Sie den kleinen und großen Zylinder der Spritze auf die entsprechenden Köpfe des Spritzenkolbens aus. Schieben Sie den Kolben an der Rückseite der Spritze ein, bis Sie einen Widerstand spüren. Das Abgabegerät ist damit zusammengebaut.



Abbildung 5

VORSICHT: ⚠ Legen Sie das montierte Abgabegerät nicht auf seine Seite, bis alle Luftblasen vollkommen entfernt wurden (siehe nächster Abschnitt).

VORSICHT: ⚠ Vor der Anwendung von BioGlue muss die Spritze entlüftet und die Applikatorspitze vorgefüllt werden. Siehe [Vorbereiten der zu behandelnden Stelle, Entlüften der Spritze und Vorfüllen der Applikatorspitze](#).

- Wenn Sie eine Spalte mit flexibler Verlängerung verwenden, kann diese auf den gewünschten Winkel gebracht werden, indem sie an der geeigneten Stelle gebogen und drei bis fünf Sekunden in dieser Position gehalten wird. Der so gewonnene Winkel sollte bis zu fünf Minuten beibehalten werden.
- Um eine verstopte Applikatorspitze zu entfernen, greifen Sie diese am Ring, drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn, lösen Sie die Spalte durch Hin- und Herbewegungen und nehmen Sie sie von der Spritze ab.

Vorbereiten der zu behandelnden Stelle, Entlüften der Spritze und Vorfüllen der Applikatorspitze

- Das betreffende Operationsfeld muss vor dem Entlüften der Spritze, dem Vorfüllen und der Anwendung von BioGlue sorgfältig vorbereitet werden. Beste Resultate werden erzielt, wenn das Operationsfeld trocken ist. Als trocken kann ein Operationsfeld bezeichnet werden, das nicht innerhalb von vier bis fünf Sekunden nach dem Abwischen mit einem chirurgischen Schwamm wieder mit Blut befeuchtet ist.

VORSICHT: ⚠ Versuchen Sie nicht, BioGlue auf ein zu feuchtes Operationsfeld aufzutragen, da das Produkt dann möglicherweise nicht ausreichend haftet.

- Vor der Anwendung von BioGlue muss die Restluft aus der Spritze entfernt werden. Hierbei ist es wichtig, die montierte Spritze nach oben zu halten, sodass sich die Luftblasen in der Lösung im oberen Teil der Spritze ansammeln. Das Entlüften der Spritze kann nun auf zwei verschiedene Weisen erfolgen:

- Schieben Sie den Kolben vor, bis die Lösungen auf gleicher Höhe mit dem oberen Ende des Spritzenkörpers liegen. Nachdem die Restluft entfernt wurde, kann die Spritze vorgefüllt (siehe Schritt 3) und sofort verwendet werden.
- Schieben Sie den Kolben vor, bis beide Lösungen unten in der Spitze sichtbar werden. Die Restluft wurde nun entfernt, doch diese Spalte ist jetzt mit polymerisiertem BioGlue okkludiert und muss vor dem Vorfüllen (siehe Schritt 3) und Auftragen auf die Zielstelle ausgewechselt werden.




Abbildung 6

HINWEIS: Die Restluft muss nur vor dem Erstgebrauch aus den Spritzen entfernt werden.

- Jede Applikatorspitze muss vor der Applikation von BioGlue vorgefüllt werden. Durch das Vorfüllen wird gewährleistet, dass die BioGlue-Lösungen richtig gemischt sind. Schieben Sie den Kolben vor und drücken Sie einen kleinen Strang BioGlue (ca. 3 cm lang) auf eine sterile Einwegfläche (z. B. Schwamm, Gaze oder Tuch).
- Untersuchen Sie dann das während des Vorfüllens ausgestoßene Material und vergewissern Sie sich, dass es einheitlich hell- bis dunkelgelb und frei von Luftblasen ist. Ist es farblos oder weist es Blasen auf, ist das Vorfüllen wie unter Schritt 2 angegeben zu wiederholen, bis das System eine homogene Flüssigkeit ohne Bläschen abgibt.

VORSICHT: ⚠ Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem beim Vorfüllen ausgestoßenen Material.

VORSICHT: ⚠ Entsorgen Sie die Spritze, wenn sie Bruch- oder andere Schäden aufweist, die einen Flüssigkeitsaustritt ermöglichen, und verwenden Sie eine neue.

- Tragen Sie den Klebstoff sofort auf, nachdem die Applikatorspitze ordnungsgemäß vorgefüllt wurde.

VORSICHT: ⚠ BioGlue polymerisiert sehr schnell und muss daher unmittelbar nach dem Vorfüllen aufgetragen werden.

Bei Pausen zwischen Vorfüllen und Auftragen kann es zur Polymerisierung von BioGlue in der Applikatorspitze kommen. In diesem Fall ist die okkludierte Spalte durch eine neue Spalte zu ersetzen und die Schritte zum Vorfüllen der Applikatorspitze müssen wiederholt werden. Über Sie nach dem Okkludieren der Spalte keinen Druck mehr auf den Kolben aus.

Allgemeine Techniken zur Verwendung von BioGlue in der Chirurgie [23-29,30]

Bevor sie den chirurgischen Klebstoff BioGlue einsetzen, sollten sich die durchführenden Personen durch eine geeignete Schulung bzw. Weiterbildung mit den besonderen Techniken und den Variationen von bestimmten Prozeduren vertraut machen. Der Gebrauch von BioGlue sollte vor der erstmaligen Anwendung im Operationssaal geübt werden.

- Der Patient / die Patientin muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Krankenhauses entsprechend vorbereitet und

abgedeckt werden. Prozeduren wie Eingriffe in den Brustkorb oder in der Pleurahöhle, Herz-Lungen-Bypässe, das Klammern und Verfahren zum Schutz des Myokards sollten nach chirurgischen Standardtechniken erfolgen.

- Im Bereich des Gewebes, welches das Operationsfeld umgibt, können feuchte sterile Gazetücher ausgelegt werden, um zu vermeiden, dass BioGlue mit nicht hierfür vorgesehenen Stellen in Berührung kommt. Unmittelbar nach der Anwendung, wenn der Klebstoff noch weich ist, muss die Gaze entfernt und überflüssiges Material rund um die Anwendungsstelle abgewischt werden.

VORSICHT: ⚠ Für das Absaugen von überschüssigem BioGlue aus dem Operationsfeld dürfen keine Blutsammlergeräte verwendet werden.

VORSICHT: ⚠ Klemmen Sie Gefäße ab und machen Sie sie drucklos, bevor Sie BioGlue auf die Zielenastomosen aufbringen.

VORSICHT: ⚠ Achten Sie beim Auftragen auf die Zielenastomosen darauf, dass das Produkt nicht in die Gefäße gesaugt wird.

- Sollte BioGlue an einer unerwünschten Stelle haften bleiben, lassen Sie ihn polymerisieren und versuchen Sie dann, ihn mit Pinzetten und Scheren vorsichtig von der betroffenen Stelle herauszuschneiden. Versuchen Sie nicht, BioGlue abzuschälen, da dies zu Gewebschäden an der Anwendungsstelle führen kann.
- Tragen Sie für Gefäßreparaturen zur Anastomose von Gefäß/Transplantaten mit Durchmessern von über 2,5 cm eine einheitliche 1,2 bis 3,0 mm dicke Schicht und bei Gefäß/Transplantaten mit Durchmessern von weniger als 2,5 cm Durchmesser eine Schicht von 0,5 bis 1,0 mm auf.
- Die Auftragsstellen des Klebstoffs darf NICHT zusammengedrückt oder der zusätzliche Druck ausgesetzt werden. BioGlue kann seine volle Haftkraft entfalten, wenn er vor zwei Minuten polymerisieren kann, ohne dass dieser Prozess gestört wird. Nach Polymerisierung des Klebstoffs sichern Sie die Stelle bei Bedarf mit Nähten.
- Wenn der Klebstoff polymerisiert ist, können mit Scheren und Pinzetten Überschüsse entfernt und unregelmäßige Kanten angepasst werden.

Spezielle Techniken zur Verwendung von BioGlue bei der Versorgung einer Aortendissektion [23-29,30]

- Die dissezierten Schichten der Aorta sollten vorher von Blut und Thrombenmaterial gereinigt und mit chirurgischen Schwämmen so weit wie möglich getrocknet werden.
- Führen Sie für das distale Ende der Dissektionsreparatur einen Ballonkatheter in das echte Lumen ein, um den distalen Terminus für die Anwendung von BioGlue zu definieren. Zusätzlich müssen die dissezierten Schichten der Aorta durch das Einführen eines Dilators, Schwamms oder Katheters in das echte Lumen angenähert werden, um die natürliche Struktur des Gefäßes zu erhalten.

BioGlue sollte dann so distal, wie es der distale Ballonkatheter zulässt, in das falsche Lumen eingespritzt werden. Das falsche Lumen sollte mittels einer spiralförmigen, sanften Bewegung von distal bis proximal gefüllt werden. Füllen Sie das falsche Lumen vollständig mit BioGlue. Achten Sie dabei darauf, das falsche Lumen nicht zu überfüllen und BioGlue nicht in das echte Lumen oder das umgebende Gewebe einzubringen.

3. Für das proximale Ende der Dissektionsreparatur müssen die dissezierten Schichten der Aorta ebenfalls unter Verwendung eines Dilatators, Schwammes oder Katheters angenähert werden. Wenn nötig, sollten feuchte Gazettüper über die Aortenklappensegel gelegt werden, um sie vor unerwünschtem Kontakt mit BioGlue zu schützen. Im nächsten Schritt ist das falsche Lumen mit BioGlue zu füllen.

Transplantatmaterial kann sowohl am proximalen als auch distalen Aspekt der Dissektionsreparatur direkt an das mit BioGlue angeklebte und verstärkte Gewebe angenähert werden. Lassen Sie BioGlue zwei bis drei Minuten vollständig polymerisieren, ohne den Prozess zu stören, bevor Sie durch umliegende Gewebeschichten nähen.

VORSICHT:  Um im Falle einer Ausdehnung einer Dissektion die Durchgängigkeit des koronaren Lumens aufrechtzuhalten, sollte in Erwägung gezogen werden, vor der Anwendung von BioGlue einen Katheter in die Koronarostien zu platzieren.

Anwendung von BioGlue bei Lungeneingriffen⁸⁻⁹

BioGlue hat sich bei der Behandlung von kollabierten oder aufgeblähten Lungen als wirksam erwiesen.

Anweisungen zur Entsorgung

Unbenutztes Material aus geöffneten oder beschädigten Verpackungen als biogefährdendes Material entsorgen.

Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung (SSCP)

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-ID: 87723400BG35007W

Lebensdauer von BioGlue

Der chirurgische Klebstoff BioGlue ist auf eine längere (einen Zeitraum von 30 Tagen überschreitende) Lebensdauer ausgelegt. BioGlue wird durch Proteolyse abgebaut und wird bei entsprechender Menge des applizierten Klebstoffs und Vaskularität des Zielgewebes nur langsam resorbiert.

Meldung schwerwiegender Ereignisse

Wenn es in Verbindung mit der Anwendung von BioGlue zu schwerwiegenden Ereignissen kommt, sind der Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedsstaats zu informieren, in dem der betroffene Patient / die betroffene Patientin ansässig ist. Der Hersteller kann wie folgt kontaktiert werden:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW · Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Tel.: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-Mail: fieldassurance@artivion.com

LITERATURHINWEISE

Literaturhinweise bezüglich der Angaben in diesem Beipackzettel können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

¹Archivdaten von Artivion. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation [Validierung des Herstellungsprozesses von BioGlue].

²Miscus M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. *The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery* [Der Gebrauch chirurgischer Dichtungsmittel bei der Reparatur von Duralrissen bei nicht instrumentierten spinalchirurgischen Eingriffen]. Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. *Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion)* [Experimentelle Technik aortoprothetischer Anastomosen durch Verkleben (BioGlue® Artivion)].

Vorgestellt auf der Laparoscopic Aortoiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles. 28. Januar 2000.

⁴Murdock M, et al. *Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications* [Zytokompatibilität und mechanische Eigenschaften von chirurgischen Dichtungsmitteln für kardiovaskuläre Anwendungen]. J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8.

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. *Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results* [Nahtloser Koronararterien-Bypass mit biologischen geklebten Anastomosen: Vorläufige In-vivo- und In-vitro-Ergebnisse]. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. DOI: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. *Experience with an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy* [Erfahrung mit Albumin-Glutaraldehyd-Gewebeklebstoffen im Rahmen einer Versiegelung von Luftlecks nach einer Bullektomie]. Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433.

⁷Potaris K, et al. *Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery* [Vorläufige Ergebnisse mit der Verwendung von Albumin-Glutaraldehyd-Gewebeklebstoffen in der Lungenchirurgie]. Medical Science Monitor 2003;9(7):179-183.

⁸Tansley P, et al. *A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks* [Eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie über die Wirksamkeit von BioGlue bei der Behandlung von alveolären Luftlecks]. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12.

⁹Hergot GW, et al. *Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses* [Experimentelle Verwendung von Albumin-Glutaraldehyd-Gewebeklebstoffen bei der Versiegelung von Lungenparenchym- und Bronchialanastomosen]. European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J, et al. *BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of its Indications in Cardiac Surgery* [Chirurgischer Klebstoff BioGlue – Beurteilung der Indikationen in der Herzchirurgie]. Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7.

¹¹Fehrenbacher J, et al. *Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients* [Verwendung von BioGlue in der Aortenchirurgie: Techniken der ordnungsgemäßen Anwendung und Ergebnisse bei 92 Patienten]. The Heart Surgery Forum 2006; 9(5).

¹²Coselli J, et al. *Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anatomic Repair Procedures* [Prospektive randomisierte Studie über einen proteinbasierten Gewebeklebstoff in der Verwendung als hämostatische und strukturelles Hilfsmittel bei Reparationsverfahren bei kardialer und vaskularer Anastomose]. J Am Coll Surg 2003;197:243-253.

¹³Bavaria J, et al. *Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach* [Fortschritte bei der Behandlung akuter Typ-A-Dissektion: ein integrierter Ansatz]. Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52.

¹⁴Ma W, et al. *Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery?* [Fördert BioGlue das anastomotische Pseudoaneurysma nach einer thorakalen Aortenoperation?] J Thorac Dis 2017.

¹⁵Weiner J, et al. *Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms* [Rolle von Klebstoffen aus bovinem Serumalbumin und Glutaraldehyd bei der Entstehung von anastomotischen Pseudoaneurysmen]. J Card Surg 2011; 26:76-81.

¹⁶Westaby S, et al. *Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality* [Akute Typ-A-Dissektion: Konservative Methoden bieten eine konsistent niedrige Mortalität]. Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.

¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection [Internier klinischer Studienbericht – Studie über Wirksamkeit und Sicherheit des Gewebeklebers BioGlue bei der Reparatur von Aortendissektionen vom Typ A]. Protokoll BG1001.

¹⁸Feier H, et al. *The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection* [Der Einfluss von Albumin-/Glutaraldehyd-Dichtungsmitteln bei frühen Ergebnissen nach akuter Aortendissektion vom Typ A]. Rev. Chim. (Bukarest), 70, No. 6, 2019.

¹⁹Chao HH, Torchiana D, et al. *BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery* [BioGlue: Albumin-/Glutaraldehyd-Dichtungsmittel in der Herzchirurgie]. Journal of Cardiac Surgery 2003; 18:500-3.

²⁰Dusick JR, Mettozo CA, Esposito F, Kelly DF. *BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transspheoidal surgery: A case series* [BioGlue zur Prävention postoperativer Liquorausstritte bei transsphenoidalen chirurgischen Eingriffen]. Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; Discussion 376.

²¹Kumar A, et al. *Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures* [Rekonstruktion des Sellabodens mit BioGlue nach transsphenoidalen Eingriffen]. J Clin Neuros 2003; 10:92-95.

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. *Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures* [Bewertung der Verwendung von BioGlue bei neurochirurgischen Eingriffen]. J Clin Neurosci. 2003 Nov;10(6):661-4.

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. *Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery* [Verwendung von Gewebeklebern zur Reduzierung alveolärer Luftlecks bei thorakalen chirurgischen Eingriffen]. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.

²⁴LeMaire SA, et al. *A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis* [Neuer Gewebekleber (BioGlue) verursacht akute Verletzungen des Zwerchfellsnervs und Zwerchfellparese]. Vorgestellt auf der 34. Fachtagung der Association for Academic Surgery 2000.

²⁵LeMaire SA, et al. *A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration* [Neuer Gewebekleber (BioGlue) verursacht unmittelbare und lang anhaltende Bradykarde aufgrund einer Degeneration des Sinusknotens]. Vorgestellt auf dem Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams. (Abstract) 2000.

²⁶LeMaire SA, et al. *Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive*. [Chlorhexidengluconat gel schützt exponierte Nerven bei der Applikation von BioGlue-Gewebekleber]. Vorgestellt auf der 35. Fachtagung der Association for Academic Surgery. (Abstract) 2001.

²⁷LeMaire SA, et al. *Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive* [Chlorhexidengluconat gel schützt das Myokard und den Sinusknoten bei der Applikation von BioGlue-Gewebekleber]. Vorgestellt auf der 35. Fachtagung der Association for Academic Surgery. (Abstract) 2001.

²⁸Sen A, et al. *Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study* [Liquorausstrittrate nach der Verwendung von BioGlue bei translabyrinthären Operationen des Vestibularisschwannoms: Eine prospektive Studie]. Otol Neurrol 2006;27:102-5.

²⁹Raanani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair [Verwendung von „BioGlue“ bei der chirurgischen Reparatur der Aorta]. Ann Thorac Surg 2001;72:638-40.

³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses [Anastomosen der thorakalen Aorta]. Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76.

OFFENLEGUNG VON PRODUKT-INFORMATIONEN

Die Handhabung und Aufbewahrung dieses Produkts sowie Faktoren im Zusammenhang mit dem jeweiligen Patienten / der jeweiligen Patientin, der Diagnose, der Behandlung, den chirurgischen Eingriffen und anderen Aspekten, die außerhalb des Einflussbereichs des Herstellers liegen, können direkte Auswirkungen auf das Produkt und die damit ermittelten Ergebnisse haben.

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

ARTIVION SCHLIESST JEDER AUSDRÜCKLICHE
ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG
IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM
CHIRURGISCHEN KLEBSTOFF AUS,
EINSCHLIESSLICH U.A. HINSICHTLICH DER
MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG DES
PRODUKTS FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
ARTIVION HAFTET IN KEINEM FALL FÜR
BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN. Falls sich
diese Haftungsbeschränkung aus irgendwelchen
Gründen als ungültig oder nicht durchsetzbar erweist,
gilt Folgendes: (i) Jeder Gewährleistungsanspruch
muss innerhalb eines Jahres nach Bekanntwerden
eines solchen Anspruchs oder einer
Abhilfemaßnahme geltend gemacht werden, und (ii)
die einzige Abhilfe bei einem
Gewährleistungsanspruch beschränkt sich maximal
auf den Ersatz des Produktes.

Artivion und BioGlue sind eingetragene Marken von
Artivion, Inc.

© 2022 Artivion, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in den USA.

(el) ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγίες χρήσης

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Έντυπη έκδοση των οδηγιών χρήσης θα παρέχεται εντός εππά
ημερών κατόπιν αιτήματος στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της
BioGlue με ένα από τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρονται
παρακάτω.

Τηλέφωνο: 888.427.9654 • Φαξ: 770.590.3753
Email: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Τηλέφωνο: +1 (888) 427-9654
ΦΑΞ +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Κατασκευαστής		Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης/Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή
	Ημερομηνία παραγωγής		Προσοχή
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ	RxONLY	Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση αυτού του προϊόντος από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού
	Εισαγωγέας		Μη πυρετογόνο
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Περιέχει βιολογικό υλικό ζωικής προέλευσης
	Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευασία		Ασφαλές για MR
	Απλό σύστημα στείρου φραγμού		Αριθμός καταλόγου
	Διπλό σύστημα στείρου φραγμού		Κωδικός παρτίδας
	Αποστειρώνεται με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου		Αποκλειστική ταυτοποίηση προϊόντος
	Αποστειρώνεται με χρήση ακτινοβολίας		Να χρησιμοποιηθεί έως τις
	Μην επαναποστειρώνετε		Χώρα κατασκευής
	Μην επαναχρησιμοποιείτε		Ποσότητα
	Περιορισμός θερμοκρασίας		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η χειρουργική κόλλα BioGlue® είναι μια χειρουργική κόλλα δύο συστατικών που αποτελείται από διαλύματα αλβουμίνης καθαρού βάσει ορού και γλουταραλδεΰδης. Αφού διαμεσημένη, το συγκολλητικό διάλυμα (σε προκαθορισμένη αναλογία) αναμενόμεναί είμαι στο άκρο εφαρμογέα όπου ζεκιά η δημιουργία σταυροδεσμών. Τα μόρια γλουταραλδεΰδης δεσμεύουν ομοιοποιικά (δημιουργία σταυροδεσμών) τα μόρια BSA μεταξύ τους και, με την εφαρμογή, στης πρωτείνες ιστού στη θέση αποκατάστασης, δημιουργώντας εύκαμπτο μηχανισμό σφράγισης ανέξφρατη από τον πρετκό μηχανισμό του οργανισμού. Η χειρουργική κόλλα BioGlue (στο εξής Bioglue) αρχίζει να πολυμερίζεται εντός 20 έως 30 δευτερόλεπτών και επιτυγχάνει τον βαθύτο συγκολλητικότητά της εντός 2 λεπτών. Η BioGlue συγκολλάται επίσης στα υλικά συνθετικού μοχεύματος μέσω μηχανικής συμπλέξης εντός των διάκενων της θέμελιας ουσίας του μοχεύματος.

Τα ακόλουθα βοηθητικά εξαρτήματα πωλούνται χωριστά ως βοηθήματα στη χορήγηση της χειρουργικής κόλλας BioGlue:

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος
BGAT-SY	Άκρο εφαρμογέα
BGAT-10-SY	Άκρο επέκτασης σύριγγας - 10 cm
BGAT-27-SY	Άκρο επέκτασης σύριγγας - 27 cm
BGST-12	Άκρο συστήματος διανομής - 12 mm
BGST-16	Άκρο συστήματος διανομής - 16 mm
BGDTE-10	Επέκταση άκρου χορήγησης - 10 cm
BGDTE-27	Επέκταση άκρου χορήγησης - 27 cm
BGDTE-35	Επέκταση άκρου χορήγησης - 35 cm

Οι σύριγγες BioGlue διατίθενται σε 3 προδιαγραφές - 2 mL, 5 mL, και 10 mL. Κάθε σύριγγα περιλαμβάνει διαλύματα αλβουμίνης βάσει ορού (BSA) και γλουταραλδεΰδης σε αναλογία 4:1, αντιστούσα. Το διάλυμα BSA είναι χρώματος ποτακού και ελεύθερης ροής. Το διάλυμα γλουταραλδεΰδης είναι διαυγές και ελεύθερης ροής.

Οι προδιαγραφές για το διάλυμα BSA είναι διάλυμα 45% (αναλογία βάρους/όγκου). Οι μέγιστοι στόχοι βάρους του διαλύματος BSA 45% για κάθε μένεδος είναι: 2,71 γραμμάρια (σύριγγα 2 mL), 4,75 γραμμάρια (σύριγγα 5 mL) και 9,50 γραμμάρια (σύριγγα 10 mL). Με βάση αυτούς τους στόχους, η μέγιστη ποσότητα υλικού ζωτικής προέλευσης που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή κατά τη χρήση μίας συσκευής είναι 1.22 γραμμάρια (σύριγγα 2 mL), 2,14 γραμμάρια (σύριγγα 5 mL) και 4,23 γραμμάρια (σύριγγα 10 mL) για κάθε προδιαγραφή.

Οι προδιαγραφές για το διάλυμα γλουταραλδεΰδης είναι διάλυμα 10% (αναλογία βάρους/όγκου). Οι μέγιστοι στόχοι βάρους του διαλύματος γλουταραλδεΰδης 10% για κάθε μένεδος είναι: 0,63 γραμμάρια (σύριγγα 2 mL), 1,10 γραμμάρια (σύριγγα 5 mL) και 2,16 γραμμάρια (σύριγγα 10 mL). Με βάση αυτούς τους στόχους, η μέγιστη ποσότητα γλουταραλδεΰδης που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή κατά τη χρήση μίας συσκευής είναι 0,06 γραμμάρια (σύριγγα 2 mL), 0,11 γραμμάρια (σύριγγα 5 mL) και 0,22 γραμμάρια (σύριγγα 10 mL) για κάθε προδιαγραφή.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ/ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Η χειρουργική κόλλα BioGlue ενδέκενται για χρήση ως πρότυπο στην ποτική μεθόδου χειρουργικής αποκατάστασης (όπως ράμφα, συνδέτρες και/ή

επιθέματα) για συγκόλληση, σφράγιση και/ή ενίσχυση μαλακού ιστού. Ενδεικτικοί μαλακοί ιστοί είναι ο καρδιακός, ο αγγειακός, ο πνευμονικός και ο μηνιγγικός.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Υποβαλλόμενοι σε χειρουργική επέμβαση ενήλικες ασθενείς, στους οποίους απαιτείται πρόσθιτο στην τυπική μέθοδο χειρουργικής αποκατάσταση για τη δημιουργία δεσμών, σφράγισης και/ή ενίσχυσης καρδιακού, αγγειακού, μηνιγγικού και πνευμονικού ιστού.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η χειρουργική κόλλα BioGlue προορίζεται να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες υγείας, όπως χειρουργούς, ειδικευμένους στην κατάλληλη ένδειξη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- Η BioGlue επιτυγχάνει τον πλήρη βαθύτο συγκολλητικότητας εντός 2 λεπτών.¹
- Η χειρουργική κόλλα BioGlue δημιουργεί ισχυρούς ομοιοποιικούς δεσμούς με τον ιστό και συμπλέκεται μηχανικά με το υλικό του προκαθορισμένου μοχεύματος. Αυτοί οι ισχυροί δεσμοί έχουν ως αποτέλεσμα τη BioGlue να καταρράφει αντοχή στη διάρρηξη τουλάχιστον 560 μπΗΓ σε μελέτες *in vitro*.^{1,4,5}

Σε μεγάλους διάρκειας ανεγειρούμενης έπεμβάσεις όπου χρησιμοποιήθηκε η BioGlue:

- Μείωση στην αναστομωτική αιμορραγία συγκριτικά με την πρότυπη τεχνική αποκατάστασης.¹²

Σε μεγάλης διάρκειας χειρουργικές επεμβάσεις πνευμόνων ανεγειρούμενης έπεμβάσεις όπου χρησιμοποιήθηκε η BioGlue:

- Μείωση στην παραπάτηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και τη νοσηλεία συγκριτικά με την πρότυπη χειρουργική τεχνική.^{12,19,23}

Σε χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης ασπρικής ανατομίας όπου χρησιμοποιήθηκε η BioGlue:

- Απαιτήθηκαν λιγότερα επιθέματα, λιγότεροι αιμοσπατοκοί παράγοντες και λιγότερα συμπληρωματικά ράμφατα συγκριτικά με την πρότυπη χειρουργική τεχνική.¹⁷
- Μειώθηκε ο χρόνος στην αιθουσα χειρουργείου, ο χρόνος αποκλεισμού, ο χρόνος κυκλοφορίας παύσης, ο χρόνος παράκαψης συγκριτικά με τη χειρουργική τεχνική.^{18,19}
- Μειώθηκε η χρήση αιμοσπαταλίνων, πλάσματος και αιμοσφαρίνων συγκριτικά με την πρότυπη χειρουργική τεχνική.^{17,19}

Σε χειρουργικές επεμβάσεις πνευμόνων όπου χρησιμοποιήθηκε η BioGlue:

- Η BioGlue αποδείχθηκε ότι είναι αποτελεσματική στη σφράγιση διαρροών αέρα, όταν εφαρμόζεται σε διατεταμένο πνεύμονα ή στην επέκταση της εφαρμογής της BioGlue με τρόπο που θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με την αίματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή μετά. Η είσοδος της BioGlue στην κυκλοφορία μπορεί να προκαλέσει τοπική ή εμβολική αγγειακή απορράξη.

Σε χειρουργικές επεμβάσεις σκληρής μήνιγγας όπου χρησιμοποιήθηκε η BioGlue:

- Μειώθηκαν οι διάρροες στην εγκεφαλονιατική συγκριτικά με την πρότυπη χειρουργική τεχνική.^{20,21}

Τα βοηθητικά εξαρτήματα χειρουργικής κόλλας BioGlue βοηθούν στη χορήγηση της BioGlue.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Σε μεγάλης διάρκειας αγγειοχειρουργικές και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις πνευμόνων και χειρουργικές επεμβάσεις σκληρής μήνιγγας όπου χρησιμοποιήθηκε η BioGlue:

- Τα ποσοστά ψευδοανευρύσματος αποδείχθηκε ότι ήταν μικρότερα συγκριτικά με την πρότυπη τεχνική αποκατάστασης.^{11,14,15}
- Τα ποσοστά επιπλοκών αποδείχθηκε ότι ήταν μικρότερα συγκριτικά με τα ποσοστά που αναφέρονται στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία για την πρότυπη τεχνική αποκατάστασης.^{12,2,23,18}
- Τα ποσοστά θυμητηριάς αποδείχθηκε ότι ήταν μικρότερα συγκριτικά με τα ποσοστά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για την πρότυπη τεχνική αποκατάστασης.^{10,11,12,13,16}

ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΣΙΣ

Η BioGlue αντενδέκενται για χρήση σε εγκεφαλογειακές επεμβάσεις αποκατάστασης και στις ενδοσυντελείς περιοχές. Η BioGlue αντενδέκενται σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία σε υλικά βέλια προέλευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε την BioGlue ως υποκατάστατο ραμφών ή συνδετήρων σε προεγγίσεις ιστούν.
- Μην χρησιμοποιείτε την BioGlue με τρόπο που θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με την αίματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή μετά. Η είσοδος της BioGlue στην κυκλοφορία μπορεί να προκαλέσει τοπική ή εμβολική αγγειακή απορράξη.
- Μην χρησιμοποιείτε την BioGlue με τρόπο που θα μπορούσε να μπτάσει σε αέρα στην επιφάνεια του καρδιακού φλεβοδόκυου (SAN) μπορεί να προκαλέσει πητυχατούσαν οξεία, εστιακή εκφύλωση του φλεβοκύμου. Επαγγελματίες μελέτες σε ζώα^{2,7} έδειξαν ότι η γέλη γλυκονίκης χλωρεξδίνης μπορεί να προστατεύεται το φρενικό νεύρο, το μυοκάρδιο και τον υποκείμενο φλεβοκύμο από την πράσινη τραυματισμού από τη χρήση της BioGlue.
- Να μην χρησιμοποιείται η BioGlue από προστατικού που δεν είναι κατάλληλα προστατευμένο (π.χ., χρήση γαντιών, μάστας, προστατικού ρουχισμού και γιαλιών ασφαλείας). Η μη αντιδρώσα γλουταραλδεΰδη μπορεί να προκαλέσει ερεθίσματος στα μάτια, τη μύτη, τον λαιμό ή το δέρμα, να προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρκεια, καθώς και να προκαλέσει ποτική ιστική νέκρωση. Η παρατεταμένη έκθεση στη μη αντιδρώσα γλουταραλδεΰδη μπορεί να προκαλέσει παθολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος ή καρδιακή παθολογία. Σε περίπτωση απφάσης, ξεπλύνεται η επιτρεπόμενη περιοχής με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Η πολυμερισμένη BioGlue έχει χωρακοτακτικές ιδιότητες. Λόγω ακατάλληλης χρήσης ή εσφαλμένης εφαρμογής της έχουν αναφέρει σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με τη συμπίεση

παρακείμενων ανατομικών δομών. Η BioGlue θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι εφικτή η τήλρης απεικόνιση της στοχευμένης περιοχής εφαρμογής, όταν έχει πλαισιωθεί σωστά ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ιεύδες, και χρησιμοποιείται ελάχιστη ποσότητα. Βλ. τις ενόπτες Ενδείξεις/Προορίζουμες σκοπός και Οδηγίες χρήσης στην παρούσα επικέτα.

- Ελαχιστοποίησε τη χρήση της BioGlue σε σταθερές με παθολογικό μεταβολισμό ασθενείας (π.χ. χρόνια νεφρική ανετάρκεια, υπεραρθρωτικό σύνθετο). Το επεργασμένος με γλουταραδεύνη ιστός παρουσιάζει ενισχυμένη ροπή για εναλάπτωση. Εργαστηριακά πειράματα υποδεικνύουν ότι η μη αντιρρώσα γλουταραδεύνη μπορεί να έχει μεταλαξιγόνο δράση.
- Μην χρησιμοποιείτη τη BioGlue παρουσία λοιμώσεων και χρησιμοποιείτη την με πρασούχη σε μολυσμένες περιοχές του σώματος.
- Να είστε προσεκτικοί με την επαναλαμβανόμενή έκθεση του ίδιου ασθενεών στην BioGlue. Η έκθεση στην BioGlue υπάρχει πιθανότα να προκαλέσει αντιρράσεις υπερευαθησίας. Σε ζώα έχει παρατηρηθεί ευαισθητοποίηση.
- Η BioGlue περιέχει ένα υλικό ζωικής προέλευσης, το οποίο μπορεί να μεταδίδει μολυσματικούς παράδοντες.
- Η χρήση της BioGlue σε έγκυες/θηλάζουσες γυναίκες δεν έχει μελετηθεί.
- Η σύριγγα BioGlue και τα βοηθητικά εξαρτήματα BioGlue είναι προϊόντα μίας χρήσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πειραστήρες από άνων ασθενείς.
- Η χρήση της BioGlue σε παιδιατρικούς ασθενείς δεν έχει μελετηθεί. Η BioGlue δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται πειραστήρικα στον ιστό και ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανάπτυξη ή την επέκταση του εν λόγω ιστού.
- Η καταλληλότητα της BioGlue για τη θεραπεία του βρογχοπλευρικού συριγγίου (BPF) ή της λεμφατικής διαρροής δεν έχει επιβεβαιωθεί από επαρκή δεδομένα.
- Όταν η BioGlue χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό, θα πρέπει να εξτάχονται προερετικά και να τηρούνται οι οδηγίες για αμφότερα τα προϊόντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Συνιστάται το χειρουργικά γάντια, τα αποστειρωμένα επιθέματα γάζα/σούλια/αποστειρωμένες πετσέτες γάζας και τα χειρουργικά ργαλεία για διατρύνσαν υγρό, για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ακούσιας συγκρότησης της BioGlue σε αυτές τις επιφάνειες.
- Η σύριγγα, τα άκρα εφαρμογέα, τα άκρα συστήματος διανομής και τα άκρα επέκτασης σύριγγας BioGlue προορίζονται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Μην απαντούντες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά.
- Γρούσετε μην χυθεί το πειριέχοντα της σύριγγας.
- Μην συμπίξετε το έμβολο της σύριγγας κατά την τοποθετήση του στη σύριγγα.
- Μην εφαρμόζετε τη BioGlue σε χειρουργικό πεδίο που είναι πολύ υγρό. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακή συγκρότηση.
- Αποφύγετε την επαρφή του ιστού με υλικό που εξερχεται από τον εφαρμογέα κατά την πλήρωση.
- Η BioGlue πολυμερίζεται γρήγορα. Η πλήρωση πρέπει να πραγματοποιείται γρήγορα και να ακολουθεί η άμεση εφαρμογή της BioGlue. Η διακοπή μεταξύ πλήρωσης και εφαρμογής μπορεί να προκαλέσει πολυμερισμό εντός του άκρου του εφαρμογέα.

• Μην χρησιμοποιείτε συσκευές αποθήκευσης αιμάτου κατά την αναρρόφηση της BioGlue από το χειρουργικό πεδίο.

• Πραγματοποίησε σύφιξη και αποσυμπίστηση των αγγείων πριν από την εφαρμογή της BioGlue στη στοχευμένες αναστομώσεις.

• Για την αποτορπή της εισόδου της BioGlue στο καρδιαγγειακό σύστημα, αποφύγετε την αρνητική πίεση κατά την εφαρμογή και τον πολυμερισμό της BioGlue. Την παρόδηση, πριν από την εφαρμογή της BioGlue θα πρέπει να είναι κλειστοί οι αεραγωγοί της αριστερής κοιλιάς. Έχουν αναφέρει περιπτώσεις εισρόφησης της BioGlue στην αριστερή και παρακάλυψη της λειτουργίας της καρδιακής βαθιότητας, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με λειτουργικούς αεραγωγούς της αριστερής κοιλιάς.

• Μην αφαιρείτε τη BioGlue από περιοχή ακούσιας εφαρμογής, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προκλητική βλάβη στον ιστό.

• Μην εμφεύγετε την BioGlue σε κλειστές ανατομικές θέσεις οι οποίες βρίσκονται σε άμεση εγγύηση με νευρικές δομές.

• Λόγω κλινικών αναφορών²⁸ μη αποτελεσματικής σφράγισης όταν η BioGlue χρησιμοποιείται σε διαλογινυρική προσπέλαση για αποκατάσταση ακουστικού νευρώματος.

• Δημοσιεύμενη ανθρώπινη κλινική δεδομένα έδειξαν ότι η εφαρμογή υπερβολικής ποσότητας BioGlue σε χειρουργική επέμβαση πνευμόνων μπορεί να προκαλέσει υπολειπόμενο όγκο αέρα και απελεκτάσια.²⁹

• Ο χειρισμός και η απόρριψη αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εκτελούνται συμφωνά με όλους τους ισχύουσες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπου και το πειρίβαλλον.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ — ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣΑΝΑ

Είναι απαραίτητο οι ιατροί που εκτελούν αυτές τις επεμβάσεις να γνωρίζουν όλες τις πιθανές επιπλοκές μιας χειρουργικής επέμβασης αποκατάστασης μαλακού ιστού. Συγκεκριμένες επιπλοκές για αυτού του ειδούς της χειρουργικής επέμβασης έντεχναται να προκύψουν ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της επέμβασης ή μετά.

Παραπρόμενες ανεπιθύμητες παρενέργειες/ανεπιθύμητα συμβάντα:

Στα ανεπιθύμητα συμβάντα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών πειριαμβάνονται να είχε: εφαρμογή της BioGlue σε μη στοχευμένο ιστό, αποτυχία συγκόλλησης της BioGlue, θάνατος, διάρρηη και αιμορραγία αγγείου, διαρροή εγκεφαλονιτικού υγρού, λοιμωξη, φλεγμονή, αλλεργική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, μη αναστρέψιμη νοσηρότητα, ισχυρία, έμφραγμα του μυοκαρδίου, νευρολογικά άλειμμα, οργανική ανετάρκεια, παραπτηγία, πλευρικό εξίδρωμα, νεφρική δυσλειτουργία/ανεπτάρκεια, ανατονευτική δυσλειτουργία/ανεπτάρκεια, εγκεφαλικό ή εγκεφαλική έμφραγμη, θρομβοεμβολή και θρόμβωση.

Πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες/ανεπιθύμητα συμβάντα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της BioGlue:

Στις ειδικές επιπλοκές που του αφορούν τη συμπληρωματική χρήση της χειρουργικής κόλλας BioGlue κατά τη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης μαλακού ιστού μπορεί να πειριαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής αντιδράση υπερευαθησίας, όπως διάγκωση ή οδήγηση στο σημείο εφαρμογής, αποτυχία συγκόλλησης του προϊόντος στον ιστό, εφαρμογή της BioGlue στις κόλλας σε μη στοχευμένο για την επέμβαση ιστό, φλεγμονώδης και ανοσοποιητική απόρριψη, αλλεργική απόφραξη, βρογχική ή αυλική απόφραξη, θρόμβωση και θρομβοεμβολή, τενευσινική εμβολή, τραυματισμός φυσολογικών αγγείων ή ιστού, στένωση, ύγρωμα, ψευδοανεύρυσμα και πιθανή μετάδοση μολυσματικών παραγόντων από υλικού ζωικής προέλευσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

Η σύριγγα και τα άκρα εφαρμογέα BioGlue παρέχονται αποστειρωμένα. Απορρίψτε το αρχηγό που αποτελείται από προϊόντος που έχει ανοιχτεί ή μπορείται να προστείται ζημιά.

Τα διαλύματα BioGlue περιέχονται σε αποστειρωμένη σύριγγα διπλού θαλάμου με πώμα. Η πολυμερισμένη κόλλα BioGlue είναι μη πυρετογόνη. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C, αλλά μην καπαύσετε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η χειρουργική κόλλα BioGlue είναι ασφαλής για MR (δηλαδή δεν ενέχει κινδύνους σε περιβάλλοντα μαγνητικής τομογραφίας).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόστε χειρουργική κόλλα BioGlue για λόγους προφύλαξης ή μετά τον εντοπισμό διαφράζης.

Προστοιμασία συσκευής

Το σύστημα χορήγησης της σύριγγας χειρουργικής κόλλας BioGlue αποτελείται από: σύριγγα, έμβολο σύριγγας και άκρο εφαρμογέα.

Μέσα στο κοιτή της σύριγγας BioGlue υπάρχουν δύο χωριστές θήκες. Η μία περιέχει τη σύριγγα και το έμβολο της σύριγγας, και η άλλη περιέχει τέσσερα άκρα εφαρμογέα.

Το πατό σύριγγας BioGlue 10 mL πειριαμβάνει πρόσθιτη θήκη που περιέχει τρία άκρα συστήματος διανομής 12 mm. Επιθεωρήστε οπτικά όλες τις θήκες πριν από τη χρήση. Εάν υπάρχουν παραβάσεις στο σύστημα στέιρου φραγμού, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν.

1. Βγάλτε τη σύριγγα, το έμβολο της σύριγγας και τα άκρα εφαρμογέα από τη συσκευασία τους. Εύντονος κρατάτε τη σύριγγα σε όρθια θέση, χτυπήστε τη σύριγγα μέχρι ότι φυσαλίδες αέρα στο διαλύμα ανέβουν στο άνω τμήμα της σύριγγας.



Eikona 1



Eikona 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνεχίστε να κρατάτε τη σύριγγα σε όρθια θέση καθ' όλη τη διάρκεια της συναρμολόγησης του συστήματος χορήγησης για να διατηρηθούν οι φυσαλίδες στο άνω τμήμα της σύριγγας.

2. Βγάλτε ένα άκρο εφαρμογέα από τη συσκευασία του κάρου για να βεβαιωθείτε ότι το τμήμα του διαλύματος που είναι ακριβώς πάνω από

μεγαλύτερη θύρα. Αν δεν ισχύει αυτό, περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης στον άξονα μέρι για να δείκτη να είναι πάνω από τη μεγαλύτερη θύρα. Εών κρατήστε σταθερά τη σύριγγα, με τη μύτη προς τα επάνω, στρίψτε το κατάκι κουνώντας το από τη μία πλευρά στην άλλη. Ευθυγραμμίστε το άκρο με τη σύριγγα χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες εγκότες, στο καβένα και τοποθετήστε το άκρο στη σύριγγα.



Εικόνα 3

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέχετε κατά τη συναρμολόγηση να μην χυθεί το διάλυμα από τη σύριγγα.

3. Ασφαλίστε το άκρο εφαρμογέα στη θέση του ωθώντας το σταθερά προς τη σύριγγα και περιστρέφοντας το κολάρο του άκρου κατά 90° δεξιότροφα.



Εικόνα 4

Ενώ κρατάτε τη σύριγγα σε όρθια θέση, ευθυγραμμίστε τον μικρό και τον μεγάλο κύλινδρο της σύριγγας με τις αντίστοιχες κεφαλές εμβόλου της σύριγγας και σύρετε το έμβολο στο πίσω μέρος της σύριγγας μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Η διάστηξη χρήσης της σύριγγας είναι πλέον συναρμολογημένη.



Εικόνα 5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τη συναρμολογημένη διάταξη ακούμπισμένη στο πλάι εάν δεν έχει αφαιρεθεί όλος ο αέρας (βλ. επόμενη παραγράφο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε την BioGlue στην επέμβαση, πρέπει να αφαιρέσετε ο υπολεπτόμενος όγκος αέρα από τη σύριγγα και να πληρωθεί το άκρο εφαρμογέα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προετοιμασία θέσης, αφαίρεση όγκου αέρα από τη σύριγγα και πλήρωση άκρου εφαρμογέα**.


4. Αν χρησιμοποιείτε άκρο εφαρμογέα με εύκαμπτη επέκταση, μπορείτε να δημιουργήσετε την επιθυμητή γωνία λυγίζοντας την επέκταση στην κατάλληλη θέση για την επιθυμητή γωνία και κρατώντας για 3-5 δευτερόλεπτα. Η γωνία που δημιουργείται θα πρέπει να διατηρηθεί για ένας 5 λεπτά.
5. Για να αφαιρέσετε τα αποφραγμένα άκρα συστήματος εφαρμογής, πιάστε το κολάρο του άκρου εφαρμογέα, περιστρέψτε το αριστερόστροφα και βγάλτε το άκρο από τη σύριγγα κουνώντας το από τη μία πλευρά στην άλλη.

Προετοιμασία θέσης, αφαίρεση όγκου αέρα από τη σύριγγα και πλήρωση άκρου εφαρμογέα

1. Το στοχευμένο χειρουργικό πεδίο πρέπει να προετοιμάζεται σωστά πριν από την εφαρμογή του υπολεπτόμενου όγκου αέρα, πριν από την πλήρωση και πριν από την εφαρμογή της BioGlue. Η BioGlue λειτουργεί καλύτερα όταν το στοχευμένο χειρουργικό πεδίο είναι στεγνό. Ένα στεγνό χειρουργικό πεδίο μπορεί να περιγραφεί ως ένα πεδίο που δεν λεωντείται εκ νέου με αίμα σε διάσταση 4-5 δευτερόλεπτών αφού σκουπίστε και στεγνώστε με χειρουργικό σφουγγάρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήστε να εφαρμόσετε την BioGlue σε χειρουργικό πεδίο που είναι τολύ υγρό. Η εφαρμογή της BioGlue σε υγρό πεδίο μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία συγκόλλησης της BioGlue.

2. Ο υπολεπτόμενος όγκος αέρα πρέπει να αφαιρεθεί από τη σύριγγα πριν από την εφαρμογή της BioGlue. Σανά, είναι σημαντικό να κρατάτε τη σύριγγα σε όρθια θέση για να βεβαιωθείτε ότι οι φυσαλίδες αέρα στα διαλύματα βρίσκονται στα άνω τμήμα της σύριγγας. Η αφαίρεση του όγκου αέρα μπορεί τώρα να επιτευχθεί με τη χρήση δύο διαφορετικών μεθόδων:
 - a. Συμπίεστε το έμβολο μόνο μέχρι τα διαλύματα να είναι ορατά στη βάση του άκρου. Ο όγκος αέρα έχει πλέον αφαιρεθεί, αλλά αυτό το άκρο είναι πλέον αποφραγμένο με πολυμερισμένη BioGlue και θα πρέπει να αλαχθεί πριν από την πλήρωση (ανατρέξτε στη δήμητρα 3) και την εφαρμογή στη στοχευμένη θέση.
 - b. Συμπίεστε το έμβολο μέχρι μπράστερα τα διαλύματα να είναι ορατά στη βάση του άκρου. Ο όγκος αέρα έχει πλέον αφαιρεθεί, αλλά αυτό το άκρο είναι πλέον αποφραγμένο με πολυμερισμένη BioGlue και θα πρέπει να αλαχθεί πριν από την πλήρωση (ανατρέξτε στη δήμητρα 3) και την εφαρμογή στη στοχευμένη θέση.



Εικόνα 6

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε σύριγγα χρειάζεται μόνο να αφαιρεθεί ο υπολεπτόμενος όγκος αέρα κατά την αρχική χρήση της.

3. Κάθε βοηθητικό άκρο εφαρμογέα πρέπει να πληρώνεται πριν από την εφαρμογή της BioGlue. Η πλήρωση διασφαλίζεται ότι τα διαλύματα BioGlue αναμειγνύονται σωστά. Ο χειρουργός θα πρέπει να πέρασε το έμβολο και να αποβλέψει μια στενή λωρίδα BioGlue μήκους περίπου 3 cm πάνω σε αποστειρωμένη επιφάνεια μίας χρήσης (π.χ., σφουγγάρι, γάζα ή πετσέτα).
4. Ο χειρουργός θα πρέπει να εξετάσει το υλικό που αποβλέπεται κατά την πλήρωση και να βεβαιωθεί ότι το χρώμα του είναι ομοιόμορφο ανοιχτό κίτρινο έως πορτοκαλί και ότι δεν περιέχει φυσαλίδες. Αν το υλικό είναι ώχρωμο ή περιέχει φυσαλίδες, επαναλάβετε την πλήρωση όπως περιγράφεται στη δήμητρα 2, μέχρι η συσκευή να παρέχει ινιάτο υγρό χωρίς φυσαλίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε την άμεση επαφή με το υλικό που αποβλέπεται κατά την πλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις θραυσής ή διαρροής της σύριγγας, απορρίψτε τη συσκευή και ανοίξτε/χρησιμοποιήστε μια νέα.

5. Όταν το άκρο εφαρμογέα έχει πληρωθεί σωστά, προχωρήστε άμεσα στην εφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κόλλα BioGlue πολυμερίζεται πολύ γρήγορα. Ο χειρουργός πρέπει να εφαρμόσει άμεσα την BioGlue μετά την πλήρωση.

Η διακοπή μεταξύ πλήρωσης και εφαρμογής μπορεί να προκαλέσει πολυμερισμό της BioGlue εντός του άκρου εφαρμογέα. Εάν συμβεί κάπι τετού, αντικαταστήστε το αποφραγμένο άκρο με ένα νέο άκρο και επαναλάβετε τη βιβλία για πλήρωση του άκρου εφαρμογέα. Μην εξακολουθείτε να ασκετεί πάση στο έμβολο εφόσον το άκρο είναι αποφραγμένο.

Γενικές τεχνικές για τη χρήση της BioGlue στο χειρουργείο

Πριν χρησιμοποιήσουν τη χειρουργική κόλλα BioGlue, ο χειρουργός με την κατάλληλη κατρόπι θα πρέπει να λάβουν γνώση των χειρουργικών τεχνικών και των διαφοροποιησών για τις ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις που εκτελούν. Θα πρέπει να πραγματοποιείται εξάσκηση με το προϊόν για τη χρήση της χειρουργικής κόλλας BioGlue πριν από την πρώτη χρήση στην αιθουσα χειρουργείου.

1. Ο ασθενής πρέπει να προετοιμάζεται και να τοποθετείται σε αυτόν το χειρουργικό κάλυμμα σύμφωνα με τις πρότυπες διαδικασίες του νοσοκομείου. Επεμβάσης στην είσοδος στον θώρακα ή στον πλευρικό χώρο, καρδιοπνευμονική παράκαμψη, σύφωνη και μυοκαρδιακή προστασία, θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές του χειρουργού.
2. Ο ιστός που περιβάλλει τη χειρουργική θέση μπορεί να προστατεύεται από ανεπιθύμητη εφαρμογή της χειρουργικής κόλλας BioGlue με τοποθέτηση αποστειρωμένων επιθεμάτων γάζας σε αυτές τις περιοχές. Αμέσως μετά την εφαρμογή, αφαιρέστε τη γάζα ενώ η κόλλα είναι ακόμη μαλακή, σκουπίζοντας την υπολεπτόμενη περίστεσια κόλλας γύρω από τη θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε συσκευές αποθήκευσης αίματος κατά την αναρρόφηση της περίστεσιας BioGlue.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πραγματοποιήστε σύνσφιξη και αποσυμπίεση των αγγείων πριν από την εφαρμογή της BioGlue στις στοχευμένες αναστομώσεις.

3. Αν ο χειρουργική κόλλα BioGlue κολλήσει σε ανεπιθύμητο σημείο, αρήστε την κόλλα να πολυμερίσεται και στη συνέχεια διασωρίστε την πλήρωση δημιουργώντας έπιπλο την κόλλα από την περιοχή όπου τοποθετήθηκε ακούσια με λαβίδα και φαλιδί. Μην επιχειρήστε να αφαιρέσετε τη χειρουργική κόλλα BioGlue, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση βλάβης στον ιστό στο σημείο εφαρμογής.
4. Για αποκατάσταση αγγείου, εφαρμόστε ομοιόμορφη επιστρώση κόλλας πάχυς 1,2 – 3,0 mm για αναστομώση αγγείων/μυοσχευμάτων διαμέτρου μεγαλύτερης από 2,5 cm και εφαρμόστε ομοιόμορφη επιστρώση κόλλας πάχυς 0,5-1,0 mm για αγγεία/μυοσχεύματα διαμέτρου μικρότερης από 2,5 cm.

- H περιοχή εφαρμογής της κόλλας ΔΕΝ θα πρέπει να συμπίξεται ή να υποβάλλεται σε υπερβολική πίεση. Η BioGlue λειτουργεί με τον βέλτιστο τρόπο όταν αφήνεται να πολυμεριστεί χωρίς χειρισμό, για δύο ώλκηρα λεπτά. Αφού η κόλλα πολυμεριστεί, στερεώνεται με ράμφα όπως σηταπείται.
- Μετά τον πολυμερισμό της κόλλας, κώψε το περιστερίου μή τη ακανόνιστα άκρα της κόλλας με φλαδί και περιστερίζετε τα.

Ειδικές τεχνικές για τη χρήση της BioGlue σε χειρουργική επέμβαση ασθενής^{3,11,13-19}

- Τα διαχωρισμένα στρώματα της αρτηρίας θα πρέπει αρχικά να καθριστούν από το αἷμα και το υλικό ψρόβιτο και θα πρέπει να στεγνώσουν, όσο είναι δυνατόν, με χειρουργικά σφουγγάρια.
- Για τη περιφερική άκρη της αποκατάστασης του διαχωρισμού, εισαγάγετε έναν καθετήρα με μπαλόνι στον αληθή αυλό για να καθριστεί το έξω φρίο για την εφαρμογή της BioGlue. Επιπλέον, τα διαχωρισμένα στρώματα της αορτής θα πρέπει να συγκλίνουν με την εισαγωγή διστολέα, σφουγγαριού ή καθετήρα στον αληθή αυλό, για τη διατήρηση της φυσικής αρχιτεκτονικής του αγγείου.

Στη συνέχεια, η BioGlue θα πρέπει να διανεμηθεί στον ψευδή αυλό δύο ποιο περιφερικά το επιπλέψει ο περιφερικός καθετήρας με μπαλόνι. Η πλήρωση του ψευδούς αυλού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί περιφερικά προς εγγύς με στεπεοειδή κίνηση για ομαλή εφαρμογή. Πληρώστε ενελών τον ψευδή αυλό με BioGlue και αποφύγετε την υπερπλήρωση τους ψευδούς αυλού και την εκρύ της BioGlue στον αληθή αυλό ή στον περιβάλλοντα ιστο.

- Για τη περιφερική άκρη της αποκατάστασης του διαχωρισμού, τα διαχωρισμένα στρώματα της αρτηρίας θα πρέπει επίσης να συγκλίνουν με τη χρήση διστολέα, σφουγγαριού ή καθετήρα. Εάν χρειάζεται, υγρά επιθεώρια γάδας θα πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στις γλώνινες της αορτικής βαλβίδας για προστασία τους από την ακούσια εφαρμογή της BioGlue. Στη συνέχεια, η BioGlue θα πρέπει να διανεμηθεί για πλήρωση του ψευδούς αυλού.

Το υλικό μοσχεύματος μπορεί να συρραφεί απευθείας πάνω στους ιστούς που συγκρατούνται και να ενασχεθεί με BioGlue τόσο στο εγγύς όσο και στο περιφερικό τμήμα της αποκατάστασής του διαχωρισμού. Αρχίστε την BioGlue να πολυμερίστε πλήρως χωρίς χειρισμό για δύο ώλκηρα λεπτά, πριν από τη συρραφή στα συγκαλλέμένα στρώματα ιστού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για να διατηρηθεί η βατότητα του στεφανισμού αυλού στη πρέπτωση επέκτασης του διαχωρισμού, θα πρέπει να εξαστείται η τοποθέτηση καθετήρα στα στεφανιά στόμια πριν από την εφαρμογή της BioGlue.

Χρήση της BioGlue σε χειρουργική επέμβαση πνευμόνων⁶⁻⁹

Η BioGlue αποδείχθηκε ότι είναι αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται σε διατελέσμено πνεύμονα σε απελεκτικά πνεύμονα.

Οδηγίες απόρροισης

Απορρίψτε τα αρχιτεκτονικά υλικά από προϊόντα που έχουν ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά, τοποθετώντας τα σε κάδο απόρροιψης βιολογικά επικινδύνων αποβλήτων.

Περιλήψη ασφάλειας και κλινικών επιδόσεων

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Διάρκεια ζώνης της BioGlue

Η χειρουργική κόλλα BioGlue προορίζεται για μακροχρόνια χρήση (για περισσότερες από 30 μέρες). Η αποκοδιμηση της BioGlue πραγματοποιείται με πρωτεόληση. Η επαναπρόφροφη μπορεί να είναι αργή ανάλογα με τη προστάτη κόλλας που εφαρμόζεται και την αγειοβρίθεια του στοχευμένου ιστού.

Αναφορά σοβαρών περιστατικών

Σοβαρά περιστατικά που προκύπτουν σε σχέση με τη BioGlue θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου εδρεύει ο ασθενής. Οι πληροφορίες επικοινωνίας για αναφορά στον κατασκευαστή είναι οι εξής:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW ·
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Τηλέφωνο: +1 (888) 427-9654
Φαξ: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldinsurance@artivion.com

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Αναφορές σχετικά με τις πληροφορίες σε αυτό το ένθετο διατίθενται κατόπιν αιτήματος:
¹Artivion Data on File. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation (Επικύρωση της διοδικούσας παρασκευής της BioGlue)
²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery (Η χρήση των χειρουργικών σφραγιστικών υλικών στην αποκόπηση στρέψεων της ακηρής μηνύνσας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης σπονδυλικής στήλης χωρίς την ποτοθέτηση βιδών και ράβδων). Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.
³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion) (Πειραματική τεχνική αορτικών προσθετικών αναστομώσεων με συγκλονή). Presented at: The Laparoscopic Aortoiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France (Παρουσίαστηκε στην Λαπαροσκοπική αορτοϊλιακή χειρουργική για αποφρακτική νόσο και ανευρύσματα στη Μασσαλία, Γαλλία), 28 Ιανουαρίου 2000
⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications (Κυτταροσυμβατότητα και μηχανικές ιδιότητες των χειρουργικών σφραγιστικών υλικών για καρδιοαγγειακές εφαρμογές). J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8.
⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results (Στερανάδια αρτηριακή παράκαμψη χωρίς ράμφα με αναστομώσεις με βιολογική καλλα: προκαταρκτική αποτέλεσματα in vivo και in vitro). J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1016/S0022-180X(00)80596. PubMed PMID: 10962407.
⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin/glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy (Επεργία με κόλλα ιστού αλβουμίνης γλουταραλδεΰδης σε σφράγιση διαρροών αέρα μετά από επέμβαση αφαίρεσης εμφυστικών κύστεων). Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433.
⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin/glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery (Προκαταρκτικά αποτέλεσματα με τη χρήση κόλλας ιστού αλβουμίνης/γλουταραλδεΰδης σε χειρουργική επέμβαση πνευμόνων). Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83.
⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks (Προσποτική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη για την αποτελεσματικότητα της BioGlue στη θεραπευτική αντιμετώπιση των διαφορών κυψελιδικού άρεα). J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12.
⁹Herget GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses (Πειραματική χρήση κόλλας ιστού αλβουμίνης/γλουταραλδεΰδης για τη σφράγιση πνευμόνων παρεγγύματος και βρογκικών αναστομώσων). European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.
¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery (Χειρουργική κόλλα BioGlue - Αξιολόγηση των ενδείξεων της στην παροχής επεμβάσεων). Ann Thorac Surg 2002;74:423-7.
¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and Results in 92 patients (Χρήση της BioGlue στη χειρουργική αρτηριών: Τεχνικές σωστής ποτοθέτησης και αποτελέσματα σε 92 ασθενειες). The Heart Surgery Forum 2006; 9(5):
¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures (Προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη κόλλας ιστού με βάση πρωτεΐνη, που χρησιμοποιείται ως αιμοστατικό και δομικό πρόσθετο σε χειρουργικές επεμβάσεις καρδιακών και αγγειακών αναστομώσων). J Am Coll Surg 2003;197:243-253.
¹³Coselli J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Εξέλιξη στη θεραπεία οξείας ανατομής τύπου Α: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση). Ann Thorac Surg 2002;74:S1848-52.
¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Η BioGlue συμβάλλει στο αναστοματικό ψευδοανεύρυμα μετά από χειρουργική επέμβαση θωρακικής αορτής) J Thorac Dis 2017; 9:1-7.
¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms (Ο ρόλος της κόλλας αλβουμίνης/γλουταραλδεΰδης στη δημιουργία αναστοματικών ψευδοανευρυσμάτων). J Card Surg 2011; 26:76-81.
¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Οξεία ανατομής τύπου Α: συντρητικές μέθοδοι παρέχουν συστηματική χαμηλή θνητότητα). Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.
¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection (Εσωτερική έκθεση κλινικής μελέτης - Αποτελεσματικότητα της χειρουργικής κόλλας BioGlue και δοκιμή ασφαλείας ως χειρουργικό πρόσθετο στην αποκατάσταση αορτικής ανατομής τύπου Α). Protocol BG1001 (Πιερούλακο BG1001)
¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Η επίδραση του αιραγαστικού υλικού αλβουμίνη/γλουταραλδεΰδης στα πρώτα αποτελέσματα μετά από οξεία αορτική ανατομή τύπου Α). REV.CHM.(Bucharest) - 70 - No. 6 - 2019.
¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery (BioGlue: Σφραγαστικό υλικό αλβουμίνη/γλουταραλδεΰδης στην καρδιοχειρουργική). J Card Surg. 2003;18:500-3.
²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transsphenoidal surgery: A case series (BioGlue για την πρόληψη μετεχειρικών διαρροών εγκεφαλουτιού ιυγρώ σε διαφραγματική χειρουργική επέμβαση: σειρά περιπτώσεων Α). Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376.
²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures (Αναστοσταση του σφραγαστικού εδάφους με τη χρήση της BioGlue μετά από διασφραγιστικές

χειρουργικές επεμβάσεις). J Clin Neuros 2003; 10:92-95

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures (Αξιολόγηση της χρήσης της BioGlue σε νευροχειρουργικές επεμβάσεις). J Clin Neuros. 2003 Nov;10(6):661-4

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (Χρήση ιστικών κολλών για μείωση της διαρροής κυανελιδού άερα στη θωρακοχειρουργική). Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.

²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis (Μια νέα χειρουργική κόλλα (BioGlue) προκαλεί άμεση και παραπατέμενη βραδυκαρδία λόγω εκφύλισης του φλεβοκόμβου). Presented at Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams (Παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο Ομάδων Καρδιοχειρουργικής και Γενικής Θωρακοχειρουργικής). (Abstract) 2000

²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration (Μια νέα χειρουργική κόλλα (BioGlue) προκαλεί άμεση και παραπατέμενη βραδυκαρδία λόγω εκφύλισης του φλεβοκόμβου). Presented at the 34th Association of Academic Surgery 2000 (Παρουσιάστηκε στην 34η Ένωση Ακαδημαϊκής Χειρουργικής το 2000)

²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Η γέλη γλυκονική χλωρεξδίνης προστατεύει τα εκτεθειμένα νέύρα κατά την εφαρμογή της χειρουργικής κόλλας BioGlue). Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting (Παρουσιάστηκε στην 35η συνέδριση της Ένωση Ακαδημαϊκής Χειρουργικής). (Abstract) 2001

²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Η γέλη γλυκονική χλωρεξδίνης προστατεύει το μυοκάρδιο και τον φλεβοκόμβο κατά την εφαρμογή της χειρουργικής κόλλας BioGlue). Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting (Παρουσιάστηκε στην 35η συνέδριση της Ένωση Ακαδημαϊκής Χειρουργικής). (Abstract) 2001

²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study (Βαθής διάρροης γεγκεφαλονυστίδου αυρού μετά τη χρήση της BioGlue σε διαλαβυρινθική χειρουργική επέμβαση ακουστικού νευρινώματος: Προσπτική μελέτη). Otol Neurrol 2006;27:102-5.

²⁹Raanan E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair (Χρήση της «BioGlue» σε χειρουργική επέμβαση αορτικής αποκατάστασης). Ann Thorac Surg 2001;72:638-40

³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. (Θωρακικές αορτικές αναστομώσεις). Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg (Επεμβατικές τεχνικές στη θωρακική και καρδιαγγειακή χειρουργική) 2000;5(4):259-76

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ARTIVION ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΡΗΤΩΝ ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η ARTIVION ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΙΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγω τη παρούσα αποτομή καταστεί άκυρη η ανεφόδιμοτη: (i) κάθε ενέργεια παραβιάσης της εγγύησης θα πρέπει να ξεκινήσει σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία στοχειοθετήθηκε η αίτηση ή η αιτία της αγωγής και (ii) η αντιμετώπιση μιας τέτοιας παραβιάσης περιορίζεται στην αντικατάσταση του προϊόντος.

Artivion και BioGlue είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Με την επιφύλαξη πανόραμά της δικαιώματος. Εγκυτώθηκε στις ΗΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο χειρισμός και η αποθήκευση της συσκευής από τον χρήστη, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τις χειρουργικές επεμβάσεις και άλλα ζητήματα που βρίσκονται πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή, ενδέχεται να επηρέασουν αυτήν τη συσκευή και τις εκφάσεις που προκύπτουν από τη χρήση της.

(hu) MAGYAR

Használati utasítás

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

A használati utasítás kinyomtatott verzióját a BioGlue ügyfélszolgálata felé az alább felsorolt kapcsolattartási módok bármelyike útján benyújtott kérés esetén hét napon belül biztosítani fogjuk.

Telefon: 888.427.9654 • Fax: 770.590.3753

E-mail: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
FAX: +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC

REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártó		Olvassa el a használati utasítást / Olvassa el a használati utasítás elektronikus változatát
	Gyártás dátuma		Figyelem
	Hivatalos képviselő az Európai Unióban		Figyelem: a szövetségi (amerikai egyesült államokbeli) törvények értelmében ez az eszköz kizárolag orvos által vagy orvosi rendelvénnyre értékesíthető
	Importör		Nem pirogén
	Orvostechnikai eszköz		Állati eredetű biológiai anyagot tartalmaz
	Ha a csomagolás sérült, ne használja fel a terméket		MR-biztonságos
	Egyszeres steril védőborítás-rendszer		Katalógusszám
	Dupla steril védőborítás-rendszer		Tételkód
	Etilén-oxiddal sterilizálva		Egyedi eszközazonosító
	Sugárzással sterilizálva		Felhasználás dátuma
	Tilos újrasterilizálni		Gyártó ország
	Újra felhasználni tilos		Mennyiség
	Hőmérsékleti korlátozás		

TERMÉKLEÍRÁS

A BioGlue® sebészeti ragasztó kétkomponensű sebészeti ragasztó, amely tisztított szarvasmáhar-szérumalbumin és glutáraldehid oldatából áll. Az adagolásokra a ragasztóboldat (az előre meghatározott arányban) összekeveredik a felhordóegyben, ahol megkezdődik a keresztkötés. A glutáraldehid-molekulák kovalens kötést (keresztkötést) hoznak létre a szarvasmáhar-szérumalbumin molekulákkal, valamint a felhordáskor a korrekció helyén lévő szövetfélékkel, ezáltal rugalmas mechanikus lezárást hozva létre, amely független a test általadi mechanizmusától. A BioGlue sebészeti ragasztó (a továbbiakban: BioGlue) 20-30 másodpercen belül polimerizálóni kezd, és 2 percen belül elén a tapadószílárdsgágot. A BioGlue emellett a szintetikus graftanyagokhoz is hozzálapad úgy, hogy mechanikai kötésekkel hoz létre a graftmátrix réséivel.

A következő tartozékok külön megvásárolhatók, és segítséget biztosítanak a BioGlue sebészeti ragasztó alkalmazásához:

Termékód	Termékleírás
BGAT-SY	Felhordóhegy
BGAT-10-SY	Fecskenedőhosszabító hegy – 10 cm
BGAT-27-SY	Fecskenedőhosszabító hegy – 27 cm
BGST-12	Széles felhordóhegy – 12 mm
BGST-16	Széles felhordóhegy – 16 mm
BGDTE-10	Bejuttatóhegy-hosszabító – 10 cm
BGDTE-27	Bejuttatóhegy-hosszabító – 27 cm
BGDTE-35	Bejuttatóhegy-hosszabító – 35cm

A BioGlue feccskendők 3 féle – 2 ml-es, 5 ml-es és 10 ml-es – konfigurációban kaphatók. Mindegyik feccskendő szarvasmáhar-szérumalbumin (bovine serum albumin, BSA) és glutáraldehid oldatát tartalmazza, 4:1 arányban. A BSA-oldat borostán színű és folyékony anyag. A glutáraldehid-oldat átlátszó és színtelen folyékony anyag.

A BSA-oldat specifikációja 45%-os (tömeg/lérfogat arányú) oldat. A maximális 45%-os BSA-oldat céltomegei az egyes méretek esetében a következők: 2,71 gramm (2 ml-es feccskendő), 4,75 gramm (5 ml-es feccskendő), valamint 9,00 gramm (10 ml-es feccskendő). Ezen céleltéket alapján a beteggel érintkezésbe lépő általi eredetű anyagok maximális mennyisége egyetlen eszköz használata esetén 1,22 gramm (2 ml-es feccskendő), 2,14 gramm (5 ml-es feccskendő), valamint 4,23 gramm (10 ml-es feccskendő) az egyes konfigurációk esetében.

A glutáraldehid-oldat specifikációja 10%-os (tömeg/lérfogat arányú) oldat. A maximális 10%-os glutáraldehid-oldat céltomegei az egyes méretek esetében a következők: 0,63 gramm (2 ml-es feccskendő), 1,10 gramm (5 ml-es feccskendő), valamint 2,16 gramm (10 ml-es feccskendő). Ezen céleltéket alapján a beteggel érintkezésbe lépő glutáraldehid maximális mennyisége egyetlen eszköz használata esetén 0,06 gramm (2 ml-es feccskendő), 0,11 gramm (5 ml-es feccskendő), illetve 0,22 gramm (10 ml-es feccskendő) az egyes konfigurációk esetében.

JAVALLATOK/TERVEZETT FELHASZNÁLÁS

A BioGlue sebészeti ragasztó a standard műtéti korrekciók (pl. ötletek, kapcsok és/vagy folrok) kiegészítéjként való használatra szolgál, lágyszövetek ragasztására, lezáráására és/vagy megerősítésére. A javallatban szereplő szöveget a szív-, érendszeri, tüdő- és durális szövetek.

CÉL-BETEGPOPULÁCIÓ

Műtéti beavatkozásban áteső, felnőtt betegek, akiknél a műteti korrekció standard módszerének kiegészítésére van szükség a szív-, érendszeri, tüdő- és durális szövetek ragasztása, lezárása és/vagy megerősítése során.

TERVEZETT FELHASZNÁLÓK

A BioGlue sebészeti ragasztó a megfelelő tervezett felhasználás terén képzett egészségügyi szakemberek, pl. sebészek általi használatra szolgál.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZÉK

- A BioGlue 2 percen belül eléri a teljes tapadószílárdsgatóit.¹
- A BioGlue sebészeti ragasztó a szövetekkel erős kovalens kötést, a szintetikus graftanyagokkal pedig mechanikai kötésekkel alakít ki. Ezeknek az erős kötéseknek köszönhetően a BioGlue esetében legalább 560 Hgmm-re értékű repesztsízlárdsgágot jegyeztek fel in vitro vizsgálatokban.^{1,3,4,5}

Olyan érendszeri és kardiológiai nagyműtéti eljárásokban, ahol a BioGlue ragasztót alkalmazzák:

- A standard korrekciós technikával összehasonlítható csökken az anastomosis vörzése.¹²

Olyan tüdő-, érendszeri és kardiológiai nagyműtéti eljárásokban, ahol a BioGlue ragasztót alkalmazzák:

- A standard sebészeti technikával összehasonlítható csökken az intenzív osztályon és a kórházban töltött idő.^{12,19,23}

Olyan aortadisszektő-korrekció esetében, ahol a BioGlue ragasztót alkalmazzák:

- A standard sebészeti technikával összehasonlítható kevesebb gézcsomóra, hemosztatikus szerre és kiegészítő öltésre volt szükség.¹⁷
- A standard sebészeti technikával összehasonlítható csökken az általa töltött idő, a keringésteilitállás ideje és a bypass ideje.^{18,19}
- A standard sebészeti technikával összehasonlítható csökken a fehérverjelek használata.^{17,19}

Olyan nagyműtéti tüdőeljárásokban, ahol a BioGlue ragasztót alkalmazzák:

- A BioGlue bizonyítottan hatékony volt a levegőszívárgás lezáráshában leeresztett és felfűtött tüdő esetében.^{6,7,8,9}
- A standard sebészeti technikával összehasonlítható csökken a levegőszívárgás időtartama.^{6,8,23}

Olyan nagyműtéti durális szöveti eljárásokban, ahol a BioGlue ragasztót alkalmazzák:

- A standard sebészeti technikával összehasonlítható csökken a likvór szivárgása.^{20,21,22}

A BioGlue sebészeti ragasztó tartozéka segítséget biztosítanak a BioGlue alkalmazásához.

KLINIKAI ELÖNÖK

Olyan érendszeri, kardiológiai, tüdő- és durális szövets nagyműtéti eljárásokban, ahol a BioGlue ragasztót alkalmazzák:

- A standard korrekciós technikával kapcsolatban megjelent szakirodalommal összehasonlítható bizonyítottan csökken az áltaneurízma aránya.^{11,14,15}
- A standard korrekciós technikával kapcsolatban megjelent szakirodalommal összehasonlítható bizonyítottan csökken a szövődmények aránya.^{12,2,23,18}

- A standard korrekciós technikával kapcsolatban közöttött szakirodalommal összehasonlítható bizonyítottan csökken a halálozási ráta.^{10,11,12,13,16}

ELLENJAVALLATOK

A BioGlue használata cerebrovascularis korrekciók és intraluminális területek esetében ellenjavallott. A BioGlue nem használható olyan betegek esetében, aikig igazoltan érzékenyek a szarvasmára eredő anyagokra.



FIGYELMEZTETÉSEK

- Tilos a BioGlue ragasztót öltések vagy kapcsok helyettesítéjeként alkalmazni szövetek közelítésekor.
- Tilos a BioGlue ragasztót olyan módon alkalmazni, hogy az alkalmazása során vagy azt követően érintkezésbe lépjén a vérárammal, vagy elzára azt. A keringésbe bekerülő BioGlue lokális vagy embolialis érelzáródást okozhat.
- Tilos a BioGlue ragasztót olyan módon alkalmazni, hogy az alkalmazása során vagy azt követően elzára a keringő levegőt vagy egyéb luminalis folyadék áramlását.
- Kerülj kell az idegekkel, szemekkel és egyéb, a javallat részét nem képező szövetekkel való érintkezést.
- Egy általi vizsgálat²⁴ során kimutatták, hogy a BioGlue közvetlenül a lecsupaszított nervus phrenicus alkalmazva akut idegsérülést okozhat. Egy másik általi vizsgálat²⁵ során kimutatták, hogy a BioGlue közvetlenül a szív szinuszosmóján (SAN-ján) alkalmazva a myocardiumra kiterjedő koagulációs nekrózist okozhat, ami elérheti az alatta fekvő ingerverezőt szövetet, és akut, fokális szinuszosmó- elváltozást okozhat. Későbbi általi vizsgálatok^{26,27} során kimutatták, hogy a klórhexidin-glükónát gél védelmet tud biztosítani a nervus phrenicus, a myocardium és az alatta fekvő SAN számára a BioGlue használataból eredő potenciális sérüléssel szemben.
- Tilos a BioGlue ragasztót alkalmazni, ha nem biztosított a személyezet megfelelő védelem (pl. kesztyű, maszk, védőruha és védőszemüveg viselésével). A reakcióba nem lépett glutáraldehid a szem, orr, torok vagy bőr irritációját okozhatja; légyészeti nehézséget idézhet elő, valamint helyi szöveti nekrózist okozhat. A reakcióba nem lépett glutáraldehidnek való, hosszú ideig tartó kitettség a központi idegréndszer és a szivrendszer patológiai elérését okozhatja. Érintkezés esetén azonnal óblítse le vízzel az érintett területeket, és kérjen orvosi segítséget.
- A polimerizáló BioGlue ragasztónak törkítőlő tulajdonságai vannak. Helytelen használat vagy nem megfelelő felhordás esetén a szomszédos anatómiai struktúrák összenvadásával kapcsolatos, súlyos nemkívánatos eseményekről számoltak be. A BioGlue ragasztót csak akkor szabad használni, ha lehetséges az alkalmazási célhez teljes vizualizációja, ha az eszköz az optimális viszkozitás érdekében megfelelően fel van tolva, és minimális mennyiséget használnak fel belőle. Kérjük, olvassa el a címek szereplő Javallatoktervezett felhasználás és Használáti utasítás című részeket.
- A BioGlue használatát a rendellenes kalcium-anyagcseréjű betegek esetében minimalizálni kell (pl. krónikus veseléglételesség, hyperparathyreosis esetében). A glutáraldehiddel kezelt szövet hajlamosabb a mineralizációra. Laboratóriumi kísérletek azt mutatják, hogy a reakcióba nem lépett glutáraldehidnek mutagén hatásai lehetnek.

- Tilos a BioGlue ragasztó fertőzés jelenlétében használni, illetve körültekintéssel kell használni a test szennyezett területein.
- Körültekintően járon el, ha ugyanazon beteg ismételt BioGlue-expozícióban van kitéve. A BioGlue ragasztónak való kitettség esetében túlerőszekrényi reakciók lephetnek fel. Állatok esetében szenzitizáció figyelhet meg.
- A BioGlue állati eredetű anyagot tartalmaz, amely körökönkötők átvitelére képes lehet.
- A BioGlue várandonosítója nincs esetében történő alkalmazását nem vizsgálták.
- A BioGlue feckendő és a BioGlue tartozékok egyszeri használatra szolgáló eszközök, és nem szabad egnél több betegen felhasználni öket.
- A BioGlue gyermekgyógyászati betegek esetében történő felhasználását nem vizsgálták. A BioGlue ragasztó nem szabad körkörösen felvenni a szövetekre, és előfordulhat, hogy nem teszi lehetővé a szövetek növekedését és tágulását.
- A BioGlue bronchopleurális sipoly (BPF) és nyirokszívárgás kezelésére való alkalmasságát nem támasztja alá megfelelő mennyiséggel adat.
- Ha a BioGlue ragasztót bármilyen más anyaggal együttesen használják, mind a két termékre vonatkozó utasításokat gondosan át kell tekinteni és be kell tartani.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Javasolt a sebészeti kesztyűket, a steril gézlapokat/törököt és a sebészeti műszereket nedvesen tartani, hogy minimalizálható legyen a BioGlue azon felületekhez való véletlen hozzáérésének esélye.
- A BioGlue feckendő, felhordóhegyek, széles felhordójelek és feckendőhosszabbító hegyek kizárolgat egyetlen betegen való felhasználásra szolgálnak. Tilos újra sterilizálni.
- Ne használjon fel a terméket a csomagolások felnyitása vagy károsodása esetén.
- Ügyeljen, nehogy kírőrcsenjen a feckendő tartalma.
- Ne nyomja meg a feckendő dugattyút, miközben a feckendőhöz csatlakoztatja.
- Ne alkalmazza a BioGlue ragasztót tülságosan nedves helyen. Ez véresít. Ha a felfolt és a felhordás között szünetet tartanak, az a felhordóhegyen belül polimerizációhoz vezethet.
- Ne használjon vérlesztővárasra szolgáló eszközöket a felesleges BioGlue sebészti terüetről történő leszívására.
- Fogja le é snyomásmentesítse az ereket, mielőtt céltartott anasztomózisokon alkalmazza a BioGlue ragasztót.
- Ha szeretné megakadályozni, hogy a BioGlue belépjen a kardiovaskuláris rendszerre, kerülje a negatív nyomást a BioGlue felhordása és polimerizációja során. Például a bal karra nyílásokat le kell zárnia a BioGlue felhordása előtt. Beszámoltak olyan esetekről, amikor a BioGlue az aortába került, és veszélyeztette a szívbellyent működését egy aktív bal karra nyílással való együttes használat esetén.
- Tilos a BioGlue ragasztót lehúzni a nem megfelelő helyről, mert ez a szövetek károsodásához vezethet.
- Tilos a BioGlue ragasztót olyan zárt anatómiai helyeken alkalmazni, amelyek közvetlenül idegi struktúrák mellett találhatók.
- Mivel klinikai jelentések²⁸ érkeztek arról, hogy a BioGlue nem biztosít megfelelő lezárást az anaszitikus neuróma transzszabirítusos

megközelítéssel történő korrekciója esetén, a használata nem javasolt ezzel a sebészeti megközelítéssel. A szakirodalom szerint a termék az anaszitikus neuróma fossa median keresztüli vagy retrosigmoid megközelítéssel történő korrekciója esetén sikeresen alkalmazható és javasolt.²⁶

- Megjelent humán klinikai vizsgálati adatak azt mutatják, hogy a BioGlue tudománytörténő tűzoltó alkalmazása levegőgyűlémet és tüdőömlapust okozhat.⁷
- Az eszközök az összes vonatkozó szabályozásnak, többek között az emberi egészséggel és biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozásoknak megfelelően kell kezelni és letelepíteni.

NEMKÍVÁNATOS MELLÉKHATÁSOK/NEMKÍVÁNATOS

ESEMÉNYEK – MEGFIGYELT ÉS POTENCIÁLIS:

Az ilyen eljáráskat végző orvosoknak a lágyrészkorrektios műtétek minden lehetséges szövődményt ismerniük kell. Az ilyen fajta műtétekkel kapcsolatos szövődmények az eljárás közben és után bármikor előfordulhatnak.

Megfigyelt nemkívánatos mellékhámos/nemkívánatos események:

A klinikai vizsgálatok során megfigyelt nemkívánatos események a következők foglaltak magukban: a BioGlue felvitele a célerületen kívül szövetre, a BioGlue tapadásának sikertelensége, halál, érszakadás és visszér, lkvörösárgás, fertőzés, gyulladás, immunrendszeri allergiás reakció, visszafordíthatlan morbiditás, iszkémia, szívinfarktus, neurologiai károsodás, szervelegtelenség, paraplegia, melkasi folyadékgyűlém, veseműködési zavar/elégtelenség, légzészavar/zavar/elégtelenség, stroke vagy agyi infarktus, tromboembolia, valamint trombózis.

Potenciális nemkívánatos mellékhámos/nemkívánatos események, amelyek a BioGlue alkalmazása kapcsán léphetnek fel:

A BioGlue sebészeti ragasztó lágyrészkorrektios műtétek során történő kiegészítő használatara specifikus szövődmények töbök között a következők lehetnek: túlerőszekrényi reakciók, pl. duzzanat vagy ödéma az alkalmazás helyén, a termék szövethet tapadásának sikertelensége, a ragasztónak az eljárást célhelyén kívül szövetre való felhordása, gyulladásos és immunválasz, allergiás reakció, a szövet mineralizációja, lokális szöveterőzfázis, erélezőrődés, bronchiális vagy luminalis elzáródás, trombózis és tromboembolia, tüdőembolia, normál erek vagy szövetek serülés, szternotízis, szeroma, általneurízma, valamint köröközök lehetséges átvitele az állati eredetű anyagból.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

A BioGlue feckendőt és felhordóhegyeket steril állapotban biztosítjuk. A felnyitott és károsodott termékekkel származó, fel nem használt anyagokat le kell selejtezni.

A BioGlue oldatot kupakkal elláttott, kéktermás, steril feckendőben álnak rendelkezésre. A polimerizált BioGlue nem pirogen. 25 °C általi hőmérsékleten kell tárolni, és nem szabad lefagyásztani.

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A BioGlue sebészeti ragasztó MR-biztonságos (azaz nem jelent veszélyt MR-környezetben).

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Alkalmazza a BioGlue sebészeti ragasztót profilaktikusan vagy szívárgás ellenállás után.

Az eszköz előkészítése

A BioGlue sebészeti ragasztó feckendő bejuttatórendszer a következőkből áll: feckendő, feckendőhordó, és felhordóhegy.


A BioGlue feckendő dobozában két külön zacsik található. Az egyikben a feckendő és a feckendőhordó, a másikban pedig négy felhordóhegy található.

A 10 ml-es BioGlue feckendő doboza egy további zacsikat tartalmaz, amelyben hárrom darab 11 mm-es széles felhordóhegy található. Használat előtt szemrevítelezéssel ellenőrizze az összes zacsikot. Ha a steril védőborék a feckendő felső részében maradjanak.

- Vegye ki a csomagolásból a feckendőt, a feckendőhordugattyút és a felhordóhegyeket. A feckendőt felfelé mutató állásban tartva ütögesse a feckendőt, amíg az oldatokban lévő légübörök a feckendő felső részébe nem emelkednek.




1. ábra



2. ábra

MEGJEGYZÉS: a feckendőt a bejuttatórendszer teljes összeszerezése során tartsa továbbra is felfelé mutató állásban, hogy a légübörök a feckendő felső részében maradjanak.

- Vegyen ki egy felhordóheget a csomagolásból, és viszgálja meg a hegy gallér részét, hogy a pontozásról közvetlenül a nagyobb port feltöljék eddigi. Ha nem így van, forgassa el a reteszelt gallér a száron, amíg a pontozás a nagyobb port fölre nem kerül. A feckendőt tüdőbárosis megtarthatva, az orr részét felfelé tartva 90°-kal forgassa el a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányban, és ide-oda mozgatva távolítsa el a kupakot. Igazitsa egy vonalba a hegyet a feckendővel a rajtját található megfelelő jelölések segítségével, és helyezze rá a hegyet a feckendőre.



3. ábra

FIGYELEM:  ügyeljen, hogy az összeszerezés során ne fröccsenjen ki oldat a feckendőből.

- A felhordóheget határozott mozdulattal a feckendő felé tolva és a hegy gallérját 90°-kal az óramutató járásával megfejező irányban elfordítja reteszeli a helyén a hegyet.



4. ábra

A feckendőt továbbra is felfelé mutató állásban tartva igazitsa össze a feckendő kis és nagy hengerét a megfelelő feckendőhordugattyúfejekkel, és csúsztassa be a dugattyút a feckendőbe, amíg ellenállást nem érez, a feckendő bejuttatórendszer összeszerezése ezzel kész.



5. ábra

FIGYELEM: ne fektesse az oldalára az összeszerelt eszközt, amíg el nem távolította belőle az összes legejtőt (lásd a következő bekezdést).

FIGYELEM: a BioGlue eljárás során történő felhasználása előtt a fecskeendőnél el kell távolítani a levegőgyűjtemet, és fel kell tölteni a felhordóhegyet. Lásd: Az alkalmazási hely előkészítése a fecskeendőben lévő levegőgyűjtem eltávoltítása és a felhordóhegy feltöltése.


4. Ha egy felhordóhegyet rugalmas toldattal együtt használnak, a kívánt szög úgy érhető el, hogy a toldatot a megfelelő helyen meghajtják, és 3-5 másodpercen át ott tartják. A létrehozott szögmeg körülbelül 5 percen át fenn kell maradnia.
5. Az elzáródott felhordóhegyek eltávoltításához fogja meg a felhordóhegy gallérját, forgassa el a hegy gallérjét az óramutató járásával ellentétes irányban, és a hegyet oldalirányban oda-vissza mozgatva emelje le a fecskeendőről.

Az alkalmazási hely előkészítése, a fecskeendőben lévő levegőgyűjtem eltávoltítása és a felhordóhegy feltöltése.

1. A sebészeti célerületet megfelelőképpen elő kell készíteni a levegőgyűjtem eltávoltítása, a feltöltés és a BioGlue alkalmazása előtt. A BioGlue akkor működik a legjobban, ha a sebészeti célerület száraz. A száraz műtéti terület olyan terület, amely a sebészeti szivacsral töltött lefelről eltörölve után 4-5 másodpercen belül nem telik meg újra vérrel.

FIGYELEM: ne kísérje meg olyan területeken alkalmazni a BioGlue ragaszót, amely túlságosan nedves. Ha a BioGlue ragaszót nedves területen alkalmazzák, az a BioGlue tapadásának sikertelenségét okozhatja.

2. A BioGlue alkalmazása előtt el kell távolítani a fecskeendőben lévő levegőgyűjtemet. Imsít kiemeljük, hogy fontos az összeszerelt fecskeendőt felfele mutató állásban tartani, hogy az oldatokban lévő légbuborékok a fecskeendő felső részében helyezkedjenek el. A levegőgyűjtem kiürítését két módon lehet elvégezni:
 - a. Csak addig nyomja a dugattyút, amíg az oldatok a fecskeendő testével egy vonalba nem kerülnek. Amint sikerült eltávolítani a levegőgyűjtemet, a fecskeendő készén áll a feltöltés (lásd: 3. lépés) és az azonnali használata.
 - b. Addig nyomja a dugattyút, amíg mindenkit oldat láthatóvá nem válik a hegy aljánál. Ezzel megtörtént a levegőgyűjtem eltávoltítása, de ezt a hegyet ekkor polimerizálódott BioGlue zárja el, és a feltöltés (lásd: 3. lépés) és a célerületen való alkalmazás előtt le kell cserélni.



6. ábra

MEGJEGYZÉS: minden fecskeendő csak a kezdeti használatkor kell mentesíteni a levegőgyűjtemről.

3. A BioGlue alkalmazása előtt minden felszínre felhordóhegyet fel kell tölteni. A feltöltés biztosítja, hogy a BioGlue oldatok keverése megfelelő legyen. A sebésznek meg kell nyomnia a dugattyút, és egy körülbelül 3 cm hosszúságú, vékony kék BioGlue ragaszót kell kinyomnia egy steril eldobható felületre (pl. szivacsra, gázra vagy törökre).
4. A sebésznek meg kell vizsgálnia a feltöltés során kinyomott anyagot, és meg kell győződni arról, hogy egységes, világossárgáló borostyánsárga terjedés színe van, valamint mentes a légbuborékoktól. Ha ez az anyag szintelen megjelenésű, vagy buborékokkal tartalmaz, ismételje meg a feltöltést a 2. lépében leírtaknak megfelelően, amíg az eszközök egységes, buborékmentes folyadték nem táozi.

FIGYELEM: kerülje a kinyomott anyaggal való közvetlen érintkezést a feltöltés során.

FIGYELEM: ha a fecskeendő törésére vagy szívágyásra utaló jeleket észlel, selejtesse le az eszközöt, és nyisson ki/használjon egy újat.

5. Amikor megtörtént a felhordóhegy megfelelő feltöltése, azonban folytatja a felvitellel.

FIGYELEM: a BioGlue nagyon gyorsan polimerizálódik. A sebésznek a feltöltés után azonnal fel kell hordania a BioGlue-t.

Ha a feltöltés és a felhordás között szünetet tartanak, az a BioGlue felhordóhegyen belüli polimerizációjahoz vezethet. Amennyiben így történne, cserélje le az elzáródott hegyt új hegyre, majd ismételje meg a felhordóhegy feltöltésének lépését. Ha a hegy már elzáródott, ne fejtessék ki többször a dugattyúra.

A BioGlue műtéti használatának általános technikái

[23.29.30]

A BioGlue sebészeti ragaszó használata előtt a sebésznek megfelelő képzés után meg kell ismerkednie az adott eljárások sebészeti technikáival és változataival. A BioGlue sebészeti ragaszó használatát gyakorolni kell a termékkel a műtőben való első használat előtt.

1. A beteg előkészítését és letakarását a kórház standard eljárásainak megfelelően kell elvégezni. Az olyan eljárások során, mint pl. a mellkasa vagy a pleura térből való belépés, a cardiopulmonális bypass, a lefogás és a szívizomvdelem, a sebész standard technikáit kell követni.
2. A műtői helyet körülvevő szövet esetében úgy biztosítaná a BioGlue sebészeti ragaszót nem kívánt alkalmazásával szembeni védelem, hogy nedves steril gézálapokat helyeznek el ezeken a területeken. A gézt közvetlenül a felhordás után el kell távolítani, amíg a ragaszót még lágy, a célnál körül részről leterülve a felesleges ragaszót.

FIGYELEM: ne használjon vérlesztésre szolgáló eszközöket a felesleges BioGlue lesztivására.

FIGYELEM: fogja le és nyomásmentesen az ereket, mielőtt célcsoportban alkalmazza a BioGlue ragaszót.

FIGYELEM: kerülje a BioGlue erekre történő lesztivását, amikor célcsoportban alkalmazza a BioGlue ragaszót.

3. Ha a BioGlue sebészeti ragaszót nem kívánt helyen ragad meg, hagyja a ragaszót polimerizálódni, majd fogó vagy olló segítségével útbaossan válassza le a ragaszót a nem kívánt területről. Tilos a BioGlue ragaszót lehúzni a nem megfelelő helyről, mert ez a szövetek károsodásához vezethet a felhordás helyén.
4. Érkorréciójánál a 2,5 cm-esnél nagyobb átmérőjű erek/graffot anastomózis esetében 1,2–3,0 mm vastagságú, egyenletes ragasztoréteget, a 2,5 cm-esnél kisebb átmérőjű erek/graffot esetében pedig 0,5–1,0 mm vastagságú, egyenletes ragasztoréteget vigyen fel.
5. A ragaszó felhordási helyén NEM szabad összenyomni vagy extra nyomásnak tekinteni. A BioGlue működése akkor optimális, ha teljes két percen át mozgatás nélkül hagyja a polimerizálódni. Amint megtörtént a ragaszó polimerizálódása, szükség szerint rögzítse öltésekkel.
6. A ragaszó polimerizálódása után ollóval és csipesszel vágja le a ragaszó felesleges vagy szabálytalan széléit.

A BioGlue használatának specifikus technikái aortadisszekciós műtétek esetében

[11.13.19]

1. Az aorta megvágott rétegeit előlként meg kell tisztítani a vöröl és a trombusanyagtól, és sebészeti szivacsok segítségével a lehetséges mértékig meg kell száritni.
2. A disszekciókorrekció részletes végénél helyezzen be egy balonkatartási tényleges lumenbe a BioGlue-felhordás disztális végpontjának megállapításához. Emellett az aorta megvágott rétegeit szorosan közelíteni kell egy tágító szivacs vagy katéter tényleges lumenbe helyezésével, hogy megőrizhető legyen az ér természetes felépítése.

A BioGlue ragaszót ezt követően ki kell adagolni az állumenbe, annyira disztálisan, amennyire a disztális ballonkatáter engedi. A sima felvétel érdekében az állumen felhőtését disztális-proximális irányban kell végezni, kifelé irányuló spirálmoduláttal. Az állumen teljes mértékben tölse fel BioGlue ragaszót; kerülje az állumen túltöltését és a BioGlue tényleges lumenbe vagy környező szövetekbe ömlését.

3. A disszekciókorrekció proximális végénél az aorta megvágott rétegeit szorosan közelíteni kell egy tágító, szivacs vagy katéter használataval. Szükség esetén nedves gézálapokat kell helyezni az aortabilentyű lenyeri föl, ezáltal védtve őket a BioGlue végénél felhordásával szemben. Ezt követően ki kell adagolni a BioGlue ragaszót az állumen kitöltéséhez.

A graftanyagot közvetlenül a szövetekre lehet rögzíteni öltéssel, BioGlue használatával ragasztva és megerősítve a disszekciókorrekciók minden proximális, minden disztális részén. Két teljes percen át várjon bármiféle mozgatás nélkül, hogy a BioGlue polimerizálódjon, mielőtt öltéset helyez el a ragaszott szövetretekégen át.

FIGYELEM: Annak érdekében, hogy a disszekció megnyagobbodása esetén megőrizhető legyen a koszorúerümen átjárhatósága, meg kell fontolni, hogy katétert helyezzen a koszorúerümen átjárhatókba a BioGlue alkalmazása előtt.

A BioGlue használata tüdőműtétek során⁶⁻⁹

A BioGlue bizonyítottan hatékony volt leeresztett és felfüjt tüdő esetében.

Hulladékkezelési utasítások

A felnyitott és károsodott termékekkel származó, fel nem használt anyagokat a leseljelezésükhez helyezze a biológiai veszélyt jelentő anyagok hulladékátrólójába.

A biztonság és a klinikai teljesítmény összefoglalása

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-ID: 87723400BG35007W

A BioGlue élettartama

A BioGlue sebészeti ragasztó hosszú távú (30 napról hosszabb ideig táró) használatra szolgál. A BioGlue prototípus azonban bomlik le; az alkalmazott ragasztó mennyiségtől és a célszövet ereszetségétől függően előfordulhat, hogy lassan szívödik fel.

Súlyos események jelentése

A BioGlue ragasztóval kapcsolatban fellépő súlyos eseményekről jelentést kell tenni a gyártó és a beteg lakheye szerinti tagállam illetékes hatósága fejé. A gyártó fejé való jelentéstételre szolgáló kapcsolatfelvételi adatok az alábbiak:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW · Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldassurance@artivion.com

HIVATKOZÁSOK

A jelen tájékoztatóban foglalt tudnivalókkal kapcsolatos hivatkozásokat kérés esetén biztosítani tudjuk.

¹Iktatott Artivion adatok. Val-00097: a Bio Glue gyártási folyamatának hitelesítése

²Miscusi M, Polli FM, Fortescu S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco F. The use of surgical sealants in the repair of dual tears during non-instrumented spinal surgery. (Sebészeti tömítőanyagok használata durális szakadások korrekciója során műszerek nélküli gerincműtétek esetében.) Eur Spine J. (European Spine Journal, Eurpai gerincgyógyászati folyóirat) 2014-Aug; 23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion) (Aortaprotézis anastomosik kiürítető, ragasztsási technika (BioGlue® Artivion használatával)). Előadás helye: Laparoscopic Aortoiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms (Laparoszkópiai aortoiliacus műtét elzáródásos betegségek és aneurizmák esetében), Marseilles, Frandaország, 2000, január 28.

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications (Kardiovaskuláris alkalmazásokra szolgáló sebészeti tömítőanyagok citokompatibilitása és mechanikai tulajdonságai). J Thorac Cardiovasc Surgery (Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Mellkasi és kardiovaskuláris sebészeti folyóirat) 2018:1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results (Öltésemteszt koszonúrébypass biológiai ragasztóval ragaszott anastomosikkal: előzetes in vivo és in vitro eredmények). J Thorac Cardiovasc Surg. (Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Mellkasi és kardiovaskuláris sebészeti folyóirat) 2000 Szep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy. (A bullectomia utáni levegőszívárgások lezárására használt albumin-glutaraldehid szövetragasztóval kapcsolatos

tapasztalatok.) Heart Surgery Forum (Szívsebészeti fórum) 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. (Egy albumin-glutaraldehid szövetragasztó tüdőműtétek során való felhasználásával kapcsolatos előzetes eredmények.) Medical Science Monitor (Orvostudományi monitor) 2003;9(7):179-83

⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. (A BioGlue alveoláris levegőszívárgások kezelésével kapcsolatos hatékonyságának prospektív, randomizált, kontrollált vizsgálata.) J Thorac Cardiovasc Surg 2006 (Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Mellkasi és kardiovaskuláris sebészeti folyóirat) 132:105-12

⁹Hergert GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. (Egy albumin-glutaraldehid szövetragaszto kísérleti használata tüdőparenchyma és bronchiális anastomosik tömítésében.) European J Cardio-Thorac Surg (European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Európai kardiológiai-mellkasi sebészeti folyóirat) 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of its Indications in Cardiac Surgery. (BioGlue sebészeti ragasztó – a szívsebészettel kapcsolatos javallatai felmérésé.) Ann Thorac Surg (The Annals of Thoracic Surgery, A mellkassebészeti évkönyvei) 2002; 74:432-7

¹¹Fehrenbachter J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery. Proper Application Techniques and results in 92 patients (A BioGlue használata az aortasebészetiben: a megfelelő alkalmazási technikák és eredmények 92 beteg esetében). The Heart Surgery Forum (Szívsebészeti fórum) 2006; 9(5)

¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. (Egy kardiológiai és érrendszeri anastomosiskorrekciók eljárásában hemostatikus szénkert és strukturális segédeszközök használt, fehérjealapú ragasztó prospektív, randomizált vizsgálata.) J Am Coll Surg (Journal of the American College of Surgeons, Az Amerikai Sebészeti Kollégium folyóirata) 2003;197:243-253

¹³Bavarla J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Előrelépések az akut „A” típusú diszsekciónak kezelésében: egy integrált megközelítés.) Ann Thorac Surg (The Annals of Thoracic Surgery, A mellkassebészeti évkönyvei) 2002; 74:S1848-52

¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Hozzájárul a Bio Glue a anastomosis áltánereszemmel?) Thorac Dis (The Journal of Thoracic Disease, Mellkasi aorta műtétje utáni kialakulásához?) J Thorac Dis (The Journal of Thoracic Disease, Mellkasi betegségek folyóirata) 2017

¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms (A szavarmásha-szumalumban és glutáraldehidet tartalmazó ragasztó szerepe az anastomosis áltánereszem kialakulásában.) J Card Surg (Journal of Cardiac Surgery, Szívsebészeti folyóirat) 2011; 26:76-81

¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Akut „A” típusú diszsekción: a konzervatív módszerek egyenekellenes elacsónyi halálzásai arányt biztosítanak) Ann Thorac Surg (The Annals of Thoracic Surgery, A mellkassebészeti évkönyvei) 2002;73:707-13.

¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection (Belső klinikai vizsgálati jelentés – a BioGlue sebészeti ragasztó mint az „A” típusú aortadiszsekciónak korrekciójában alkalmazott sebészeti segédanyag

hatékonysági és biztonságossági vizsgálata). Protocol BG1001 (BG1001. sz. protokoll)

¹⁸eier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Az albumin/glutaraldehid tömítőanyag hatása az akut „A” típusú aortadiszsekcióni utáni korai eredményekre). REV.CHIM.(Bucharest) (Revista de Chimie (Bukarest)) -70 - No. 6 – 2019

¹⁹Chao HH, Torchiana DB. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery (BioGlue: albumin/glutaraldehid tömítőanyag a szívsebészettelben). J Card Surg. (Journal of Cardiac Surgery, Szívsebészeti folyóirat) 2003;18:500-3

²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposto F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series (A BioGlue szerepe a műtét utáni lívkörvösvágás megelőzésében a transzfеноидális sebészetiben: esettanulmány-sorozat), Surg. Neurol. (Surgical Neurology, Sebészeti neurologia) 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376 (376. értekezés)

²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures (A sella mélyedésénak rekonstrukciója BioGlue használatával transzfеноidális eljárásokat követően). J Clin Neuros (Journal of Clinical Neuroscience, Klinikai idegtudományi folyóirat) 2003; 10:92-95

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures (A BioGlue idegsébzeti eljárásokban való alkalmazásának kiértékelése), J Clin Neurosci. (Journal of Clinical Neuroscience, Klinikai idegtudományi folyóirat) 2003 Nov;10(6):661-4

²³Allama AM, Abu Elaiz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (A szövetragasztok alveoláris levegőszívárgás csökkentését célzó használata a mellkassebészben). Asian Cardiovasc Thorac Ann. (Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, Ázsiai kardiovaskuláris és mellkasi évkönyvek) 2019 Ápr 2.

²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis (Egy új sebészeti ragaszto (a BioGlue) a nervus phrenicus akut sérelését és légzésbénulást okoz). Előadás helye: 34th Association of Academic Surgery (Az Akadémiai Sebészeti Egyesület 34. találkozója), 2000

²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration (Egy új sebészeti ragaszto (a BioGlue) a szinuszcsoport elkorcsosulása miatti azonnali és tartós bradycardiát okoz). Előadás helye: Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams (Szív- és általános mellkassebészeti csapatok szimpóziuma). (kivonat) 2000

²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive (A klórhexidin-glikonát gél védelmet biztosít a szabdon álló idegek számára a BioGlue sebészeti ragaszto alkalmazása során.) Előadás helye: the 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Az Akadémiai Sebészeti Egyesület 35. találkozója.) (kivonat) 2001

²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. (A klórhexidin-glikonát gél védelmet biztosít a myocardium és a szinuszcsoport számára a BioGlue sebészeti ragaszto alkalmazása során.) Előadás helye: the 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Az Akadémiai Sebészeti Egyesület 35. találkozója.) (kivonat) 2001

²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. (A lívkör szívárgására a BioGlue vestibular schwannoma translabyrinthinosus műtéti során történő használata után. Prospektív vizsgálat.) Otol Neurotol (Otolgy &

Neurotology (Fül-orr-gégészet és neurológia)
2006;27:102-5.

²⁹Raanan E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. (A „BioGlue” használata az aorta műtéti korrekciójában.) Ann Thorac Surg (The Annals of Thoracic Surgery, A mellkasbézsét évkönyvei) 2001;72:638-40

³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. (Mellkas aorta anastomosisok.) Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg (Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery, Műtéti technikák a mellkas- és kardiovaszkuláris sebészetben) 2000;5(4):259-76

TERMÉKINFORMÁCIÓS NYILATKOZAT

Az eszköz felhasználó általi kezelésé és tárolása, valamint a beteghez, a diagnózishoz, a kezeléshez, a sebészeti eljárásokhoz és más, a gyártó befolyásán kívül eső cselekedetekhez kapcsolódó tényezők közvetlenül befolyásolhatják az eszközt és a használatával kapott eredményeket.

GARANCIA NYILATKOZAT:

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A ARTIVION minden, az EZEN SEBÉSZETI RAGASZTÓVAL KAPCSOLATOS, KIFEJEZETT ÉS BELEÉRTETT GARANCIA KIZÁR, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A ARTIVION SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A VÉLETLEN ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROKKAL

KAPCSOLATBAN Abban az esetben, ha az ilyen felelősségkizárást bármilyen okból érvénytelennek vagy végrehajthatatlanul találják: (i) a garancia megsérteése miatti bármely keresetet az ilyen igény vagy kereset okának felmerülését követő egy éven belül meg kell kezdeni, valamint (ii) az ilyen jogszertés esetén a jogorvoslat a termék cseréjére korlátozódik.

Artivion és a BioGlue a Artivion, Inc. bejegyzett védjegye.

©2022 Artivion, Inc. minden jog fennartva. Nyomtatva az Amerikai Egyesült Államokban.

(it) ITALIANO

Istruzioni per l'uso

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Una versione stampata delle Istruzioni per l'uso si può ottenere entro pochi giorni richiedendola al servizio clienti di BioGlue tramite i riferimenti sotto indicati.

Tel.: 888.427.9654 • Fax: 770.590.3753
E-mail: customer_service.us@artivion.com



ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Tel.: +1 (888) 427-9654
FAX +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Fabbricante		Consultare le istruzioni per l'uso/Consultare le istruzioni per l'uso elettroniche
	Data di fabbricazione		Attenzione
	Rappresentante autorizzato UE	RxONLY	Attenzione: la legge federale (statunitense) limita la vendita di questo dispositivo esclusivamente ai medici o su prescrizione medica
	Importatore		Non pirogeno
	Dispositivo medico		Contiene materiale biologico di origine animale
	Non utilizzare se la confezione non è integra		Compatibilità RM
	Sistema a barriera sterile singola		Numero di catalogo
	Sistema a doppia barriera sterile		Codice lotto
	Sterilizzato ad ossido di etilene		Identificazione univoca del dispositivo
	Sterilizzato con radiazioni		Utilizzare entro la data
	Non risterilizzare		Paese di fabbricazione
	Non riutilizzare		Quantità
	Limite di temperatura		

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'adesivo chirurgico BioGlue® è un adesivo chirurgico bicomponente composto di soluzioni di albumina sierica bovina (BSA) purificata e glutaraldeide. Una volta erogata la soluzione adesiva si mescola (in un rapporto predefinito) nella punta dell'applicatore, dove si formano i legami di reticolazione. Le molecole di glutaraldeide creano legami covalenti (cross-link) tra le molecole di albumina e, al momento dell'applicazione, con le proteine dei tessuti nel sito di riparazione, creando una sigillatura meccanica flessibile indipendente dal meccanismo di coagulazione dell'organismo. L'adesivo chirurgico BioGlue (di seguito Bioglu) comincia a polimerizzare entro 20-30 secondi e raggiunge la piena forza legante entro 2 minuti. BioGlue aderisce anche a innesti sintetici tramite legami meccanici negli interstizi della matrice dell'innesto.

I seguenti accessori che agevolano l'applicazione dell'adesivo chirurgico BioGlue sono in vendita separatamente.

Codice prodotto	Descrizione del prodotto
BGAT-SY	Puntale applicatore
BGAT-10-SY	Puntale di estensione siringa – 10 cm
BGAT-27-SY	Puntale di estensione siringa – 27 cm
BGST-12	Puntale diffusore – 12 mm
BGST-16	Puntale diffusore – 16 mm
BGDTE-10	Prolunga per punta di erogazione – 10 cm
BGDTE-27	Prolunga per punta di erogazione – 27 cm
BGDTE-35	Prolunga per punta di erogazione – 35 cm

Le siringhe BioGlue sono disponibili in 3 formati – 2 ml, 5 ml e 10 ml. Ogni siringa è composta di soluzioni di albumina sierica bovina (BSA) e glutaraldeide in rapporto 4:1. La soluzione di BSA è un liquido di colore ambra. La soluzione di glutaraldeide è un liquido trasparente.

La soluzione di BSA è una soluzione al 45% (rapporto peso/volume). I pesi target massimi della soluzione di BSA al 45% per ciascun formato sono: 2,71 grammi (siringa da 2 ml), 4,75 grammi (siringa da 5 ml) e 9,50 grammi (siringa da 10 ml). Sulla base di tali pesi target, il quantitativo massimo di materiale di origine animale che entra in contatto con il paziente per una singola siringa è di 1,22 grammi (siringa da 2 ml), 2,14 grammi (siringa da 5 ml) e 4,23 grammi (siringa da 10 ml).

La soluzione di glutaraldeide è una soluzione al 10% (rapporto peso/volume). I pesi target massimi della soluzione di glutaraldeide al 10% per ciascun formato sono: 0,63 grammi (siringa da 2 ml), 1,10 grammi (siringa da 5 ml) e 2,16 grammi (siringa da 10 ml). Sulla base di tali pesi target, il quantitativo massimo di glutaraldeide che entra in contatto con il paziente per una singola siringa è di 0,06 grammi (siringa da 2 ml), 0,11 grammi (siringa da 5 ml) e 0,22 grammi (siringa da 10 ml).

INDICAZIONI/USO PREVISTO

L'adesivo chirurgico BioGlue è indicato per coadiuvare i metodi standard di riparazione chirurgica (quali suture, graffe e/o patch) per legare, sigillare e/o rinforzare i tessuti molli. È indicato per tessuti molli cardiaci, vascolari, polmonari e durali.

Popolazione di pazienti target

Pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico per i quali è necessario un coadiuvante dei metodi standard di riparazione chirurgica per legare, sigillare

e/o rinforzare i tessuti molli cardiaci, vascolari, polmonari e durali.

UTILIZZATORI PREVISTI

L'adesivo chirurgico BioGlue è destinato all'uso da parte di professionisti medico-sanitari, quali i chirurghi, qualificati per l'indicazione specifica.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

- BioGlue raggiunge la piena forza di legame entro 2 minuti.¹
- L'adesivo chirurgico BioGlue forma forti legami covalenti con i tessuti e i legami meccanici con il materiale sintetico dell'innesto. Grazie a questi forti legami BioGlue ha dimostrato una resistenza alla lacerazione di almeno 560 mmHG negli studi in vitro.^{1,3,4,5}

In procedure vascolari e cardiache di ampia portata in cui è stato usato BioGlue:

- diminuzione del sanguinamento dell'anastomosi rispetto alla tecnica di riparazione standard.^{1,2}

In procedure polmonari, vascolari e cardiache di ampia portata in cui è stato usato BioGlue:

- riduzione della permanenza in terapia intensiva e in ospedale rispetto alla tecnica di riparazione standard.^{12,19, 23}

In procedure di riparazione di dissezioni aortiche in cui è stato usato BioGlue:

- meno pledge, agenti emostatici e punti di sutura make-up necessari rispetto alla tecnica di riparazione standard;¹⁷
- tempo in sala operatoria, tempo di clampaggio, tempo di arresti circolatorio, tempo di bypass risultano ridotti rispetto alla tecnica di riparazione chirurgica standard;^{18,19}
- riduzione dell'uso di piastre, plasma e cellule ematiche rispetto alla tecnica di riparazione chirurgica standard.^{17,19}

In procedure polmonari in cui è stato usato BioGlue:

- BioGlue si è dimostrato efficace nel sigillare le perdite aeree quando applicato su polmone colllassato o insufflato.^{6,7,8,9}
- riduzione della durata della perdita aerea rispetto alla tecnica di riparazione chirurgica standard.^{6,8,23}

In procedure durali in cui è stato usato BioGlue:

- riduzione delle perdite di CSF rispetto alla tecnica di riparazione chirurgica standard.^{20,21,22}

Gli accessori agevolano l'applicazione dell'adesivo chirurgico BioGlue.

BENEFICI CLINICI

In procedure vascolari, cardiache, polmonari e durali di ampia portata in cui è stato usato BioGlue:

- minore frequenza di pseudoaneurismi rispetto ai dati di letteratura relativi alla tecnica di riparazione standard.^{11,14,15}
- minore frequenza di complicanze rispetto ai dati di letteratura relativi alla tecnica di riparazione standard.^{12,23,18}
- tassi di mortalità inferiore rispetto ai dati di letteratura relativi alla tecnica di riparazione standard.^{10,11,12,13,16}

CONTRARIOINDICAZIONI

BioGlue è controindicato per le riparazioni cerebrovascolari e nelle aree intraluminali. BioGlue non è adatto ai pazienti con sensibilità nota ai materiali di origine bovina.

AVVERTENZE

- Non usare BioGlue come sostituto di suture o punti metallici nell'approssimazione dei tessuti.
- Non usare BioGlue in modo che possa entrare in contatto con il flusso sanguigno o ostruirlo durante o dopo l'applicazione. Se entra nella circolazione sanguigna BioGlue può causare un'ostruzione vascolare locale o embolica.
- Non usare BioGlue in modo che possa ostacolare la circolazione dell'aria o altro fluido a livello lumine durante o dopo l'applicazione.
- Evitare il contatto con nervi, occhi o altri tessuti a cui l'applicazione non è destinata.
- Uno studio su animali²⁴ ha dimostrato che l'applicazione diretta di BioGlue sulla superficie del nodo senoatriale del cuore (NSA) può causare necrosi da coagulazione che si estende nel miocardio, che potrebbe raggiungere il tessuto di conduzione sottostante e causare una degenerazione acuta e focale del nodo senoatriale. Studi successivi sugli animali^{26,27} hanno dimostrato che il gel di clorexidina gluconato può proteggere il nervo frenico, il miocardio e il nodo senoatriale sottostante da potenziali lesioni legate all'uso di BioGlue.
- Non usare BioGlue se il personale non è adeguatamente protetto (ad esempio, con guanti, maschera, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza). La glutaraldeide non reagisce più causare irritazione agli occhi, al naso, alla gola o alla pelle, indurre distress respiratorio e causare necrosi locali dei tessuti. L'esposizione prolungata alla glutaraldeide non reagita più causare patologie del sistema nervoso centrale o cardiache. In caso di contatto, lavare immediatamente le aree interessate con acqua e consultare un medico.
- BioGlue polimerizzato tende a occupare tutto lo spazio disponibile. In casi di uso improprio o applicazione non corretta sono stati segnalati gravi eventi avversi relativi alla compressione delle strutture anatomiche adiacenti. Usare BioGlue solo quando è possibile la completa visualizzazione del punto di applicazione e quando è stato adeguatamente attivato per raggiungere la viscosità ottimale. Usare una quantità minima. Consultare le sezioni *Indicazioni/uso previsto e indicazioni per l'uso di questa etichetta*.
- Ridurre al minimo l'uso di BioGlue in pazienti con metabolismo del calcio anomalo (ad es. insufficienza renale cronica, iperparatiroidismo). Il tessuto trattato con glutaraldeide ha una maggiore propensione alla mineralizzazione. Esperienze di laboratorio indicano che la glutaraldeide non reagita può avere effetti mutageni.
- Non usare BioGlue in presenza di infezioni e usare con cautela in aree del corpo contaminate.
- Usare cautela in caso di esposizione ripetuta a BioGlue dello stesso paziente. In caso di esposizione a BioGlue sono possibili reazioni di ipersensibilità. Negli animali è stata osservata sensibilizzazione.
- BioGlue contiene un materiale di origine animale che può essere in grado di trasmettere agenti infettivi.
- L'uso di BioGlue in donne in gravidanza/allattamento non è stato oggetto di studi.
- La siringa e gli accessori BioGlue sono dispositivi monouso e non possono essere utilizzati su più pazienti.
- L'uso di BioGlue in pazienti pediatrici non è stato oggetto di studi. BioGlue non deve essere applicato in modo circonferenziale al tessuto e

potrebbe impedire a tale tessuto di crescere o espandersi.

- L'idoneità di BioGlue per il trattamento di fistole broncopleurali e perdite linfofatiche non è confermata da dati sufficienti.
- Quando si usa BioGlue insieme a un altro materiale leggero attentamente e rispettare le istruzioni di entrambi i prodotti.

PRECAUZIONI

- Mantenere umidi i guanti chirurgici, i tamponi/asciugamani di garza sterili e gli strumenti chirurgici per ridurre al minimo la possibilità che BioGlue aderisca accidentalmente a queste superfici.
- La siringa BioGlue, i puntali applicatori, i puntali diffusori e i puntali di estensione siringa sono destinati all'uso per un singolo paziente. Non risterilizzare.
- Non utilizzare se la confezione non è integra.
- Fare attenzione a non versare il contenuto della siringa.
- Non comprimere lo stantuffo della siringa mentre lo si attacca alla siringa.
- Non applicare BioGlue in un campo chirurgico troppo umido. Ciò potrebbe compromettere l'aderenza.
- Evitare il contatto dei tessuti con il materiale espulso dall'applicatore durante l'attivazione.
- BioGlue polimerizza rapidamente. L'attivazione deve avvenire rapidamente ed essere seguita immediatamente dall'applicazione di BioGlue. Un'attesa tra l'attivazione e l'applicazione può causare la polimerizzazione all'interno del puntale applicatore.
- Non usare dispositivi per la raccolta del sangue per aspirare il BioGlue in eccesso dal campo chirurgico.
- Clampare e depressurizzare i vasi prima di applicare BioGlue sulle anastomosi.
- Per prevenire la penetrazione di BioGlue nel sistema cardiovascolare, evitare qualsiasi pressione negativa durante l'applicazione e la polimerizzazione di BioGlue. Ad esempio, è opportuno disattivare lo sfato ventricolare sinistro prima dell'applicazione di BioGlue. Sono stati segnalati casi in cui BioGlue è stato aspirato nell'aorta e ha ostacolato la funzione della valvola cardiaca quando è stato usato insieme a uno sfato ventricolare sinistro attivo.
- Non strappare via l'adesivo BioGlue applicato accidentalmente perché ciò può danneggiare i tessuti.
- Non applicare BioGlue in aree anatomiche chiuse nelle immediate vicinanze di strutture nervose.
- In seguito a segnalazioni cliniche²⁸ di casi in cui BioGlue usato nell'appicciaggio translabirintico si è rivelato inefficace per la sigillatura per riparazioni di neurinoma dell'acustico, questo appicciaggio chirurgico è sconsigliato. Nell'appicciaggio con accesso tramite la via della fossa cranica media o la via retrosigmoida per la riparazione del neurinoma acustico l'efficacia del prodotto è stata descritta in letteratura, pertanto l'uso del prodotto è raccomandato.²⁶
- Dati clinici sugli esseri umani pubblicati hanno dimostrato che un'applicazione eccessiva di BioGlue nella chirurgia polmonare può causare spazio aereo residuo e atelestasia.⁷
- Questo dispositivo deve essere maneggiato e smaltito in conformità a tutte le normative applicabili, comprese, a titolo esemplificativo, quelle relative alla salute e alla sicurezza umana e all'ambiente.

EFFETTI COLLATERALI INDESIDERATI/EVENTI AVVERSIS OSSERVATI E POTENZIALI

È necessario che i medici che eseguono queste procedure siano a conoscenza di tutte le possibili complicanze degli interventi chirurgici di riparazione

dei tessuti molli. Le complicanze specifiche degli interventi chirurgici di questo tipo possono verificarsi in qualsiasi momento durante o dopo la procedura.

Effetti collaterali indesiderati/eventi avversi osservati:

Gli eventi avversi osservati nel corso degli studi clinici comprendono: applicazione di BioGlue a tessuti non destinati alla procedura, mancata adesione di BioGlue, decesso, rottura di vasi ed emorragia, perdita di liquido cerebrospinali, infezione, infiammazione, reazione allergica del sistema immunitario, morbilità irreversibile, ischemia, infarto miocardico, deficit neurologico, insufficienza multiorgano, paraplegia, effusione pleurica, disfunzione/insufficienza respiratoria, ictus o infarto cerebrale, tromboembolia e trombosi.

Effetti collaterali indesiderati/eventi avversi potenziali che si possono verificare con l'uso di BioGlue:

Complicazioni specifiche dell'uso coadiuvante dell'adesivo chirurgico BioGlue durante un intervento chirurgico di riparazione dei tessuti molli possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: reazione di ipersensibilità come gonfiore o edema nel sito di applicazione, mancata adesione del prodotto al tessuto, applicazione dell'adesivo a tessuti non destinati alla procedura, risposta infiammatoria e immunitaria, reazione allergica, mineralizzazione del tessuto, necrosi locale del tessuto, ostruzione dei vasi, ostruzione bronchiale o luminale, trombosi e tromboembolia, emboli polmonari, lesioni a vasi o tessuti normali, stenosi, sieroma, pseudoaneurisma e possibile trasmissione di agenti infettivi da materiale di origine animale.

IMBALLAGGIO E CONSERVAZIONE

La siringa BioGlue e i puntali applicatori sono forniti sterili. Eliminare tutto il materiale inutilizzato dal prodotto aperto o danneggiato.

Le soluzioni BioGlue sono contenute in una siringa sterile a doppia camera con cappuccio. Il BioGlue polimerizzato non è pirogeno. Conservare a temperatura inferiore a 25°C, ma non congelare.

CONDIZIONI AMBIENTALI

L'adesivo chirurgico BioGlue è RM compatibile (ovvero non pose rischi in tutti gli ambienti RM).

INDICAZIONI PER L'USO

Applicare l'adesivo chirurgico BioGlue a scopo preventivo o dopo aver rilevato una perdita.

Preparazione del dispositivo

Il sistema di erogazione a siringa dell'adesivo chirurgico BioGlue è composto di: siringa, stantuffo della siringa e puntale applicatore.

All'interno dell'astuccio della siringa di BioGlue sono presenti due buste separate: una contiene la siringa con lo stantuffo, l'altra contiene quattro puntali applicatori.

L'astuccio della siringa di BioGlue da 10 ml contiene un'ulteriore busta contenente tre puntali diffusori da 12 mm. Ispezionare visivamente tutte le buste prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se il sistema di barriera sterile non è perfettamente integro.

1. Estrarre la siringa, lo stantuffo della siringa e i puntali applicatori dalla confezione. Tenendo la siringa in posizione verticale, picchiare la siringa per far salire le bolle d'aria presenti nelle soluzioni nella parte superiore della siringa.



Figura 1



Figura 2

NOTA: Continuare a tenere la siringa in posizione verticale durante l'assemblaggio del sistema erogatore perché le bolle d'aria rimangano nella parte superiore della siringa.

2. Estrarre un puntale applicatore dalla confezione, ispezionare il collare del puntale e assicurarsi che l'indicatore si trovi direttamente in corrispondenza dell'apertura più grande. In caso contrario, ruotare il collare sullo stelo fino a portare l'indicatore direttamente in corrispondenza dell'apertura più grande. Tendendo saldamente la siringa, con la punta verso l'alto, girare il cappuccio di 90° in senso antiorario e rimuoverlo facendolo oscillare da un lato all'altro. Allineare il puntale con la siringa servendosi delle tacche presenti sul puntale e sulla siringa e applicare il puntale sulla siringa.




Figura 3

ATTENZIONE:  Fare attenzione a non versare il contenuto della siringa durante l'assemblaggio.

3. Fissare il puntale applicatore stringendolo con decisione verso la siringa e ruotando il collare del puntale di 90° in senso orario.



Figura 4

Tendendo la siringa in posizione verticale allineare la camera piccola e la camera grande della siringa alle corrispondenti teste dello stantuffo e tirare lo stantuffo verso la parte posteriore della siringa fino ad avvertire resistenza. L'assemblaggio del dispositivo erogatore è completato.



Figura 5

ATTENZIONE:  Non appoggiare il dispositivo assemblato su un lato prima di aver fatto fuoruscire tutta l'aria (vedere il paragrafo successivo).

ATTENZIONE:  Prima di usare BioGlue nella procedura, è necessario far uscire tutte l'aria residua dalla siringa e attivare il puntale applicatore. Vedere il punto Preparazione del sito, rimozione dell'aria dalla siringa e attivazione del puntale applicatore.

4. Se si usa un puntale applicatore con una prolunga flessibile, è possibile ottenere l'angolo desiderato piegando la prolunga nel punto appropriato e tenendola per 3-5 secondi. L'angolo creato dovrebbe essere mantenuto per circa 5 minuti al massimo.
5. Per rimuovere un puntale applicatore occluso, afferrare il collare del puntale applicatore, ruotare il collare in senso antiorario e rimuovere

il puntale dalla siringa facendolo oscillare da un lato all'altro.

Preparazione del sito, rimozione dell'aria dalla siringa e attivazione del puntale applicatore

- Il campo chirurgico target deve essere adeguatamente preparato prima della rimozione dell'aria dalla siringa, dell'attivazione del puntale applicatore e dell'applicazione di BioGlue. BioGlue presenta la migliore efficacia quando il campo chirurgico target è asciutto. Un campo chirurgico asciutto può essere descritto come un campo che non si macchia nuovamente di sangue entro 4-5 secondi dopo l'asciugatura con una spugna chirurgica.

ATTENZIONE: ▲ Non applicare BioGlue su un campo chirurgico troppo umido. L'applicazione di BioGlue su un campo bagnato può provocare la mancata adesione di BioGlue.

- Far uscire tutta l'aria residua dalla siringa prima dell'applicazione di BioGlue. È importante tenere la siringa in posizione verticale perché le bolle d'aria presenti nelle soluzioni rimangano nella parte superiore della siringa. A questo punto è possibile far uscire l'aria residua dalla siringa in due modi.
 - Premere lo stantuffo solo fino a quando le soluzioni arrivano al livello della parte superiore del corpo della siringa. Una volta rimossa l'aria residua, la siringa è pronta per l'attivazione (vedere il punto 3) e l'immediata applicazione.
 - Premere lo stantuffo fino a quando entrambe le soluzioni sono visibili alla base del puntale. L'aria è stata rimossa, ma il puntale è occluso da BioGlue polimerizzato e dovrà essere sostituito prima dell'attivazione (vedere Passo 3) e dell'applicazione sul sito di destinazione.



Figura 6

NOTA: Per ogni siringa è necessario far uscire l'aria residua solo all'utilizzo iniziale.

- Ogni puntale applicatore deve essere attivato prima dell'applicazione di BioGlue, per consentire un'adeguata miscelazione delle soluzioni di BioGlue. Il chirurgo deve comprimere lo stantuffo ed espellere una stretta striscia di BioGlue di circa 3 cm di lunghezza su una superficie sterile monouso (ad es. spugna, garza o asciugamano).
- Il chirurgo deve esaminare il materiale espulso durante l'attivazione e assicurarsi che sia di colore uniforme, giallo chiaro/ambra, e che sia privo di bolle d'aria. Se il materiale appare incolore o contiene bolle, ripetere l'attivazione come indicato al passo 2 finché il dispositivo non eroga un liquido uniforme senza bolle.

ATTENZIONE: ▲ Evitare il contatto diretto con il materiale espulso durante l'attivazione.

ATTENZIONE: ▲ se si riscontrano i segni di una rottura o perdite dalla siringa eliminare il dispositivo e applicare/usare uno nuovo.

- Quando il puntale applicatore è stato correttamente attivato, procedere immediatamente all'applicazione.

ATTENZIONE: ▲ BioGlue polimerizza molto rapidamente. Il chirurgo deve applicare BioGlue immediatamente dopo l'attivazione.

Un'attesa tra l'attivazione e l'applicazione può causare la polimerizzazione di BioGlue all'interno del puntale applicatore. Se ciò si verifica, sostituire il puntale ostruito con un nuovo puntale e ripetere i passaggi per l'attivazione del puntale applicatore. Non continuare ad applicare pressione allo stantuffo quando il puntale è occluso.

Tecniche generali per l'uso di BioGlue in chirurgia^{6-23,29,30}

Prima dell'uso dell'adesivo chirurgico BioGlue i chirurghi devono acquisire familiarità con le tecniche chirurgiche e le variazioni rispetto alle loro procedure specifiche tramite un addestramento adeguato. Si raccomanda di esercitarsi all'uso dell'adesivo chirurgico BioGlue prima dell'uso in sede chirurgica.

- Preparare il paziente e collocare i telo sterili secondo le procedure standard dell'ospedale. Per procedure come l'ingresso nello spazio toracico o pleurico, il bypass cardiopulmonare, il clamping e la protezione miocardica attenersi alle tecniche standard del chirurgo.
- Il tessuto circostante il sito chirurgico può essere protetto dall'applicazione accidentale dell'adesivo chirurgico BioGlue applicando tamponi di garza sterile umidi. Subito dopo l'applicazione, rimuovere la garza quando l'adesivo è ancora morbido, rimuovendo i residui di adesivo in eccesso intorno al sito.

ATTENZIONE: ▲ Non usare dispositivi per la raccolta del sangue per aspirare il BioGlue in eccesso.

ATTENZIONE: ▲ Clampare e deppressurizzare i vasi prima di applicare BioGlue sulle anastomosi di destinazione.

ATTENZIONE: ▲ Evitare di aspirare BioGlue nei vasi durante l'applicazione sulle anastomosi di destinazione.

- Se l'adesivo chirurgico BioGlue aderisce in una posizione indesiderata, lasciare polimerizzare l'adesivo e quindi rimuovere delicatamente l'adesivo dall'area con pinza e forbici. Non cercare di strappare via l'adesivo chirurgico BioGlue perché ciò può danneggiare i tessuti nel sito di applicazione.
- Per le riparazioni vascolari applicare uno strato di adesivo uniforme di 1,2 - 3,0 mm di spessore per anastomosi di vasi/vnisti di diametro superiore a 2,5 cm; applicare uno strato di adesivo uniforme di 0,5 - 1,0 mm di spessore per anastomosi di vasi/vnisti di diametro inferiore a 2,5 cm.

- NON comprimere né sottoporre a ulteriore pressione l'area di applicazione dell'adesivo. L'efficacia di BioGlue è ottimale se si lascia polimerizzare l'adesivo senza alcuna manipolazione per due interi minuti. Una volta avvenuta la polimerizzazione dell'adesivo, fissare con suture secondo necessità.
- Una volta avvenuta la polimerizzazione dell'adesivo, rimuovere l'adesivo in eccesso e rifinire i bordi con forbici e pinze.

Tecniche specifiche per l'uso di BioGlue in chirurgia per dissezione aortica^{6,11,13-19}

- Ripulire gli strati sezionati dell'aorta dal sangue e da materiale trombotico e asciugarli, per quanto possibile, con spugne chirurgiche.
- Per l'estremità distale della riparazione della dissezione, inserire un catetere a palloncino nel lume vero per definire l'estremità distale per l'applicazione di BioGlue. Approssimare inoltre

gli strati sezionati dell'aorta inserendo un dilatatore, una spugna o un catetere nel lume vero per preservare l'architettura naturale del vaso.

Erogare quindi BioGlue nel falso lume distalmente fino a quando il catetere distale a palloncino lo permette. Per riempire il falso lume procedere in direzione da distale a prossimale con un movimento a spirale per agevolare l'applicazione. Riempire completamente il falso lume con BioGlue; evitare di riempire in maniera eccessiva il falso lume e di versare BioGlue nel vero lume o sul tessuto circostante.

- Anche per l'estremità prossimale della riparazione della dissezione approssimare gli strati sezionati dell'aorta usando un dilatatore, una spugna o un catetere. Se necessario, collocare tamponi di garza umida sopra i foglietti della valvola aortica per proteggerli dall'applicazione accidentale di BioGlue. Erogare quindi BioGlue per riempire il falso lume.

Il materiale d'innesto può essere suturato direttamente sui tessuti adesi e rinforzati con BioGlue sia nella parte prossimale che distale della riparazione della dissezione. Lasciare polimerizzare completamente l'adesivo BioGlue senza alcuna manipolazione per due interi minuti prima di suturare con gli strati di tessuto adesi.

ATTENZIONE: ▲ Al fine di preservare la pervietà del lume coronarico in caso di estensione della dissezione, considerare il posizionamento di un catetere nell'ostia coronarica prima dell'applicazione di BioGlue.

Uso di BioGlue nella chirurgia polmonare⁶⁻⁹

BioGlue si è dimostrato efficace quando applicato su polmone colllassato o insufflato.

Istruzioni per lo smaltimento

Eliminare tutto il materiale inutilizzato dal prodotto aperto o danneggiato conferendolo in un contenitore per rifiuti a rischio biologico.

Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Durata di BioGlue

L'adesivo chirurgico BioGlue è destinato all'uso a lungo termine (oltre 30 giorni). BioGlue si degrada tramite proteolisi; il riassorbimento può essere lento, a seconda della quantità di adesivo applicato e della vascolarizzazione del tessuto di destinazione.

Segnalazione di incidenti gravi

Gli incidenti gravi che si verificano in relazione a BioGlue devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro del paziente. Le informazioni di contatto per la segnalazione al produttore sono riportate di seguito:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW · Kennesaw, Georgia 30144 · USA
Tel: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldassurance@artivion.com

RIFERIMENTI

I riferimenti relativi alle informazioni contenute in questo documento sono disponibili su richiesta.

¹Dati da archivio Artivion. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation [Validazione del processo di produzione di BioGlue]

²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in

- the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. [Uso di sigillanti chirurgici per la riparazione di lacerazioni durali nella chirurgia spinale non strumentale] *Eur Spine J*. 2014 Aug;23(8):1761-6.
- ³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion). [Tecnica sperimentale per anastomosi aortoprostetiche con uso di adesivo (BioGlue® Artivion).] Presentato al convegno "Laparoscopic Aortoiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms" di Marsiglia, Francia. 28 gennaio 2000
- ⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. [Citocompatibilità e proprietà meccaniche degli adesivi chirurgici per applicazioni cardiovascolari.] *J Thorac Cardiovasc Surgery* 2018;1:8
- ⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. [Bypass dell'arteria coronaria senza sutura con anastomosi con adesivo biologico: risultati preliminari in vivo e in vitro.] *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.
- ⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy. [Esperienza con adesivo tissutale a base di albumina e glutaraldeide nella sigillatura di perdite d'aria dopo bullectomia.] *Heart Surgery Forum* 2003;6(5):429-433
- ⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. [Risultati preliminari dell'uso di adesivo tissutale a base di albumina e glutaraldeide nella chirurgia polmonare.] *Medical Science Monitor* 2003;9(7):179-83
- ⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. [Uno studio prospettico randomizzato sull'efficacia di BioGlue nel trattamento delle perdite aeree alveolari.] *J Thorac Cardiovasc Surg* 2006;132:105-12
- ⁹Hergel GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. [Uso sperimentale di un adesivo tissutale a base di albumina e glutaraldeide per sigillare il parenchima polmonare e le anastomosi bronchiali.] *European J Cardio-Thorac Surg* 2001;19(1):4-9.
- ¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery. [Adesivo chirurgico BioGlue – Una valutazione delle indicazioni in cardiochirurgia.] *Ann Thorac Surg* 2002; 74:432-7
- ¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients. [Uso di BioGlue nella chirurgia aortica: tecniche di applicazione corretta e risultati in 92 pazienti.] *The Heart Surgery Forum* 2006; 9(5)
- ¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. [Studio prospettico randomizzato di un adesivo tissutale a base proteica usato come emostatico e giunto strutturale nelle procedure di riparazione cardiovascolare anastomotica.] *J Am Coll Surg* 2003;197:243-253
- ¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. [Progressi nel trattamento della dissezione acuta di tipo A: un approccio integrato.] *Ann Thorac Surg* 2002; 74:S1848-52
- ¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? [BioGlue contribuisce allo pseudoaneurisma anastomotico in seguito a intervento chirurgico sull'aorta toracica?] *J Thorac Dis* 2017
- ¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. [Ruolo dell'adesivo a base di albumina sierica bovina e glutaraldeide nella formazione di pseudoaneurismi anastomotici.] *J Card Surg* 2011; 26:76-81
- ¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. [Dissezione acuta di tipo A: mortalità costantemente bassa con i metodi conservativi.] *Ann Thorac Surg* 2002;73:707-13.
- ¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. [Rapporto di studio clinico interno – Studio sull'efficacia e la sicurezza dell'adesivo chirurgico BioGlue come coadiuvante chirurgico nella riparazione della dissezione aortica di tipo A.] Protocol BG1001
- ¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. [L'influenza del sigillante albumina/glutaraldeide nei primi risultati in seguito a dissezione aortica acuta di tipo A.] *REV.CHM.(Bucaresti)* - 70 - No. 6 - 2019
- ¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. [BioGlue: sigillante albumina/glutaraldeide nella chirurgia cardiaca.] *J Card Surg* 2003;18:500-3
- ²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leak in transphenoidal surgery: A case series. [BioGlue per la prevenzione delle perdite di liquido cerebrospinale postoperatorie nella chirurgia transfenoidale: una serie di casi.] *Surg Neurol*. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376
- ²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transphenoidal procedures. [Ricotturazione del pavimento sellare con l'uso di BioGlue dopo procedure transfenoidali.] *J Clin Neurosurg* 2003; 10:92-95
- ²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures. [Valutazione dell'uso di BioGlue nelle procedure neurochirurgiche.] *J Clin Neurosci*. 2003 Nov;10(6):661-4
- ²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. [Uso di adesivi tissutali per diminuire la perdita aerea alveolare in chirurgia toracica.] *Asian Cardiovasc Thorac Ann*, 2019 Apr 2.
- ²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. [Un nuovo adesivo chirurgico (BioGlue) causa lesioni acute del nervo frenico e paralisi diaframmatica.] Presentato al convegno 34th Association of Academic Surgery 2000
- ²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. [Un nuovo adesivo chirurgico (BioGlue) causa bradicardia immediata e prolungata dovuta alla degenerazione del nodo senoatriale.] Presentato al Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams. (Abstract) 2000
- ²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive. [Il gel di clorexidina gluconato protegge i nervi esposti durante l'applicazione dell'adesivo chirurgico BioGlue.] Presentato al convegno 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001
- ²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. [Il gel di clorexidina gluconato protegge il protegge il miocardio e il nodo senoatriale durante l'applicazione dell'adesivo chirurgico BioGlue.] Presentato al convegno 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001
- ²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. [Tasso di perdita di liquido cerebrospinale dopo l'uso di BioGlue nella chirurgia translabyrinthica dello schwannoma vestibolare: uno studio prospettico.] *Otol Neurrol* 2006;27:102-5.
- ²⁹Raanan E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. [Uso di BioGlue nella riparazione chirurgica dell'aorta.] *Ann Thorac Surg* 2001;72:638-40
- ³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery 2000;5(4):259-76

INFORMATIVA SUL PRODOTTO

La manipolazione e la conservazione di questo dispositivo da parte dell'utilizzatore, nonché fattori relativi a paziente, diagnosi, trattamento, procedure chirurgiche e altri aspetti che esulano dal controllo del produttore possono avere ripercussioni dirette sul dispositivo e sui risultati ottenuti con l'utilizzo dello stesso.

ESCLUSIONE DI GARANZIA, LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

ARTIVION ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA IN MERITO AL PRESENTE ADESIVO CHIRURGICO, INCLUSA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA DI COMMERCIALIBÀ O DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO ARTIVION SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA DANNO INCIDENTALE O CONSEGUENTE. Qualora la presente disposizione di esclusione di garanzia e responsabilità sia inapplicabile per qualsivoglia ragione: (i) qualsiasi azione per violazione della garanzia deve essere avviata entro un anno dalla scoperta del vizio o dal verificarsi della violazione e (ii) il rimedio per qualsivoglia violazione è limitato alla sostituzione del prodotto.

Artivion e BioGlue sono marchi registrati di Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti.

(iv) LATVIEŠU

Lietošanas instrukcija

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Lietošanas instrukcijas drukāta versija tiek nodrošināta septyņu dienu laikā pēc tam, kad iesniegts pieprasījums BioGlue klientu apkalpošanas dienestam, izmantojot kādu no tālāk minētajām saziņas iespējām.

Tālrunis: 888.427.9654 • Fakss: 770.590.3753
E-pasta adrese: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Tālrunis: +1 (888) 427-9654
FAKSS +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

SIMBOLU SKAIDROJUMS

	Ražotājs		Skaņīt lietošanas instrukciju/Skaņīt elektronisko lietošanas instrukciju
	Ražošanas datums		Uzmanību!
 EC REP	ES pilnvarotais pārstāvīs	RxONLY	Uzmanību! Saskaņā ar federālajiem (ASV) likumiem šo ierīci drīkst pārdot tikai ārsts vai pēc ārsta rīkojuma.
	Importētājs		Nepirogēns
	Medicīniskā ierīce		Satur dzīvnieku izcelsmes bioloģisko materiālu
	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts		Drošs lietošanai MR vidē
	Viena sterila barjeras sistēma		Numurs katalogā
	Divkārša sterila barjeras sistēma		Partijas kods
	Sterilizēts, izmantojot etilēnoksīdu		Unikālais ierīces identifikators
	Sterilizēts, izmantojot apstarošanu		Derīguma termiņa beigas
	Neveikt atkārtotu sterilizāciju		Ražošanas valsts
	Nelietot atkārtoti		Daudzums
	Temperatūras ierobežojums		

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

BioGlue® kirurģiskā īme ir divu komponentu kirurģiskā īme, kas sastāv no attīrieta liellopa seruma albumīna un glutaraldehīda šķidrumiem. Pēc dozēšanas īmes šķidrumi (iepriekš noteiktā attiecībā) tiek sajaukti aplikatora uzgali, kur sākas šķērsošaisāns. Glutaraldehīda molekulas kovalenti saista (šķērsošais) BSA molekulās citu ar citu un pēc uzklāšanas arī ar labojamās vietās audu proteīniem, veidojot elastiģu mehānisku blīvi, kas nav atkarīga no organismā secešanas mehānisma. BioGlue kirurģiskā īme (turpmāk — BioGlue) sāk polimerizāciju 20—30 sekundēs un sasniedz sasaistes spēku 2 minūšu laikā. BioGlue pielīp arī sintētiskajiem transplantāta materiāliem, veidojot mehānisku piesaistīt transplantāta matrīcas spraugās.

Tālāk norādītie piederumi tiek pārdoti atsevišķi, lai atvieglotu BioGlue kirurģiskās īmes uzklāšanu.

Izstrādājuma kods	Izstrādājuma apraksts
BGAT-SY	Aplikatora uzgali
BGAT-10-SY	Šķircles pagarinājuma uzgali — 10 cm
BGAT-27-SY	Šķircles pagarinājuma uzgali — 27 cm
BGST-12	Izlīdzināšanas aplikatora uzgali — 12 mm
BGST-16	Izlīdzināšanas aplikatora uzgali — 16 mm
BGDTE-10	levdāšanas uzgala pagarinājums — 10 cm
BGDTE-27	levdāšanas uzgala pagarinājums — 27 cm
BGDTE-35	levdāšanas uzgala pagarinājums — 35 cm

BioGlue šķircles ir pieejamas 3 konfigurācijas — 2 ml, 5 ml un 10 ml. Katrā šķircē ir liellopa seruma albumīna (bovine serum albumīn — BSA) un glutaraldehīda šķidruma attiecība 4:1. BSA šķidums ir oranžs un brīvi plūstošs. Glutaraldehīda šķidums ir caurspīdis un arī brīvi plūstošs.

BSA šķiduma specifikācija ir 45% (svara/tilpuma attiecība) šķidums. Maksimālais 45% BSA šķiduma mērķa svars katram lielumam ir: 2,71 grams (2 ml šķirce), 4,75 grami (5 ml šķirce) un 9,50 grami (10 ml šķirce). Atbilstoši šīm mērķām vērtībām maksimālais dzīvnieku izcelsmes materiāla daudzums, kam ir saskare ar pacientu, izmantojot vienu ierīci, ir 1,22 grami (2 ml šķirce), 2,14 grami (5 ml šķirce) un 4,23 grami (10 ml šķirce) katrai konfigurācijai.

Glutaraldehīda šķiduma specifikācija ir 10% (svara/tilpuma attiecība) šķidums. Maksimālais 10% glutaraldehīda šķidums mērķa svars katram lielumam ir: 0,63 grami (2 ml šķirce), 1,10 grami (5 ml šķirce) un 2,16 grami (10 ml šķirce). Atbilstoši šīm mērķām vērtībām maksimālais glutaraldehīda daudzums, kam ir saskare ar pacientu, izmantojot vienu ierīci, ir 0,06 grami (2 ml šķirce), 0,11 grami (5 ml šķirce) un 0,22 grami (10 ml šķirce) katrai konfigurācijai.

INDIKĀCIJAS/PAREDZĒTAIS NOLŪKS

BioGlue kirurģiskā īme ir indiēta lietošanai kā kirurģiskās labošanas standarta metožu (šūvju, skavu un/vai ielāpu) papildinājums, lai piestiprinātu, bīlvētu un/vai pastiprinātu mikstus audus. Indiētie mīkstie audi: sirds, asinsvadu, plaušu un durālie.

MĒRĶA PACIENTU POPULĀCIJA

Pieaugušie pacienti, kam tiek veikta operācija un nepieciešams kirurģiskās labošanas standarta metodes papildinājums, lai piestiprinātu, bīlvētu un/vai pastiprinātu mikstus audus. Indiētie mīkstie audi: sirds, asinsvadu, plaušu un durālie.

PAREDZĒTIE LIETOTĀJI

BioGlue kirurģisko īmi paredziets lietot veselības aprūpes profesionāliem, piemēram, kirurgiem, kuri ir kvalificēti atbilstošajās indikācijās.

VEIKTSPĒJAS RAKSTURĪGĀS IPĀŠĪBAS

- BioGlue sasniedz pilnu sasaistes spēku 2 minūšu laikā.¹
- BioGlue kirurģiskā īme veido spēcīgu kovalentu sasaisti ar audiem un mehānisku saķeri ar sintētiskā transplantāta materiālu. Šīs spēcīgās sasaistes dēļ BioGlue reģistrēta izturība pret pārpēšanu ir vismaz 560 mmHG in vitro pētījumos.^{1,4,5}

Lielo asinsvadu un sirds procedūras, kur izmantota BioGlue:

- Anastomiskās asījošanas samazinājums, salīdzinot ar standarta labošanas metodi.¹²

Plaušu, lielo asinsvadu un sirds procedūras, kur izmantota BioGlue:

- Mazāks laiks intensivajā terapijā un slimīcī, salīdzinot ar standarta labošanas metodi.^{12,19,23}

Aortas secešanas labošanā, kur izmantota BioGlue:

- Nepieciešamo tamponu, hemostāzes līdzekļu un labošanas šūvu skaits bija mazāks, salīdzinot ar standarta kirurgijas metodi.¹⁷
- Laiks operāciju zālē, šķērsenisko spailju izmantošanas laiks, asinsrites pārraukuma laiks, šūntēšanas laiks bija mazāks, salīdzinot ar standarta kirurgijas metodi.^{18,19}
- Nepieciešamo asinsķermeniņu, plazmas un asins šūnu skaits bija mazāks, salīdzinot ar standarta kirurgijas metodi.^{17,19}

Plaušu procedūras, kur izmantota BioGlue:

- Ir konstatēta BioGlue efektivitāte, novēršot gaisa noplūdi, ja to uzklāj uz saplakūšas vai piepūstas plaušas.^{6,7,8}
- Gaisa noplūžu ilgums bija samazināts, salīdzinot ar standarta labošanas metodi.^{6,8,23}

Durālājais procedūras, kur izmantota BioGlue:

- Samazinātas CSF noplūdes, salīdzinot ar standarta labošanas metodi.^{20,21,22}

BioGlue kirurģiskās īmes piederumi atvieglo BioGlue uzklāšanu.

KLINIĀKS PRIEKŠROCĪBAS

Lielo asinsvadu, sirds, plaušu un durālās procedūras, kur izmantota BioGlue:

- Ir konstatēts pseidoaneirismas gadījumu samazinājums, salīdzinot ar publicēto literatūru par standarta labošanas metodi.^{11,14,15}
- Ir konstatēta zemāks komplikāciju risks, salīdzinot ar publicēto literatūru par standarta labošanas metodi.^{12,23,18}
- Ir konstatēts mīrstības samazinājums, salīdzinot ar ziņoto literatūru par standarta labošanas metodi.^{10,11,12,13,16}

KONTRINDIKĀCIJAS

Izstrādājums BioGlue ir kontrindicēts lietošanai galvas smadzeņu asinsvadu labošanai un visās lūmenu iekšējās zonās. Izstrādājums BioGlue nav paredzēts pacientiem ar zināmu jutīgumu pret liellopu izcelsmes materiāliem.

BRĪDINĀJUMI

- Nelietojiet BioGlue kā šūvju vai skavu aizvietotāju audu apriņķīmācijās.
- Nelietojiet BioGlue tā, lai izstrādājums saskartos ar asins plūsmu vai aizkavētu to uzklāšanas laikā vai pēc tās. BioGlue nokūšana asinsritē var izraisīt lokālu vai embolijsas asinsvadu aizspostojumu.

• Nelietojiet BioGlue tā, lai izstrādājums aizkavētu cirkulējošā gaisa vai citā luminālā šķidruma plūsmu uzklāšanas laikā vai pēc tās.

• Izvarieties no saskares ar nerviem, acīm vai ciemam audiem, kam nav paredzēta uzklāšana.

• Pētījumā ar dzīvniekiem²⁴ konstatēts, ka BioGlue tiešā uzklāšana uz atklātu freniskā nerva var izraisīt akutu nerva traumu. Atsevišķā pētījumā ar dzīvniekiem²⁵ ir konstatēts, ka BioGlue tiešā uzklāšana uz sirds sinusa mezglā (SAN) virsmai var izraisīt koagulācijas nekrozi, kas aizkļūst līdz miokardam, var sasniegāt zemākos vadītājaudus un izraisīt akutu, fokālu SAN sairānu. Pēcākos pētījumos ar dzīvniekiem^{26,27} ir konstatēts, ka hlorheksidīna glukonāts gārs var aizsargāt frenisku nervu, miokardu un zemāko SAN no potenciālām traumām, ko izraisa BioGlue lietošana.

• Nelietojiet BioGlue, ja darbinieki nav atbilstoši aizsargāti (piem., nevalkā cimdus, masku, aizsargapģēbu un aizsargbrilles). Nereāgējis glutaraldehīds var izraisīt acu, deguna, kalka vai ādas ādas kainījamu; izraisīt elpošanas apgrūtinājumu; izraisīt lokālo audu nekrozi. Nereāgējuša glutaraldehīda ilgtīga iedarbība var izraisīt centrālās nervu sistēmas vai sirds patoloģiju. Ja rodas saskare, nekavējoties noskalot jūt skartās zonas ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

• Polimerizētām izstrādājumam BioGlue ir telpu aizpildašas īpašības. Ja izmanto neatbilstoši vai uzklāj nepareizi, ir zinots par noplētnām blakusparādībām attiecībā uz blakus esošo anatomisko struktūru sapiešanu. Izstrādājumu BioGlue drīskst tikai tikai, kad iespējama mērķa uzklāšanas vietas pilnīga vizualizācija, kad tas ir pareizi sagatavots, lai sasniegūtu optimālu viskozitāti, un kad ir lietots minimāls daudzums. Lūdz, skatiet šīs uzlīmes sadāļu *Indikācijas/paredzētais nolūks un Lietošanas norādījumi*.

• Minimālējet BioGlue lietošanu pacientiem ar standartam neatbilstošu kalcija metabolismu (piem., hronisku nieru mazspēju, hipertropatīdu). Audieni, kas apstrādāti ar glutaraldehīdu, ir palienītā tendēncija uz mineralizāciju. Eksperimentālā laboratorijā liecina, ka nereāgējuši glutaraldehīdiem var būt mutāgenās ietekmes.

• Nelietojiet BioGlue, ja radusies infekcija, un lietotāj uzmanīgi kerēja piesārņotājā vietā.

• Rikojieties uzmanīgi, vairākas reizes lietot BioGlue vienam pacientam. Iespējama hiperjutības reakcija, nokļūstot BioGlue ietekmē. Dzīvniekiem ir novēroti sensibilizācijas.

• BioGlue satur dzīvnieku izcelsmes materiālu, kas var pārmēsāt infekciju ierosinātājus.

• BioGlue lietošana grūnīcēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav pētīta.

• BioGlue šķirce un BioGlue piederumi ir vienreizējās lietošanas ierīces, un tās nedrīkst lietot vairāk nekā vienam pacientam.

• BioGlue lietošana pediatriskajiem pacientiem nav pētīta. Izstrādājumu BioGlue nedrīkst uzklāt audiem rīpķēdām un nedrīkst jaunām audiem augt vai izplesties.

• BioGlue piemērotība bronhu pleiras fistulas (BPF) ārstēšanai vai limfas noplūžu bīvēšanai nav apstiprināta ar pieteikumi daudz dienam.

• Ja izstrādājumu BioGlue lieto kopā ar jebkuru citu materiālu, uzmanīgi jāpārskata un jāievēro abu izstrādājumu indikācijas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Ieteicams, lai kirurģiskie cimdi, sterile marles spilventi/ņķveļi un kirurģiskie instrumenti būtu mitri, tādējādi minimizējot iespēju, ka BioGlue varētu nejauši pielīpt pie šīm virsmām.
- BioGlue šķirces, aplikatora uzgali, izlīdzināšanas uzgali un šķircles pagarinājuma uzgali ir

paredzēti lietošanai tikai vienam pacientam. Novietet atkārtotu sterilizāciju.

- Nelieltojiet, ja iepakojumi ir atvērti vai bojāti.
- Uzmanīties, lai neizlīgt šīrces saturu.
- Pievienojiet virzuli šīrcē, nespiediet to.
- Neuzklājet BioGlue pārkā mitram operācijas laukam. Tas var izraisīt vāju saķeri.
- Novērsiet audu saskari ar materiālu, kas izvadīts no aplikatora sagatavošanas laikā.
- BioGlue polimerizācija notiek strauji. Sagatavošana jāveic ātri, un tūlīt pēc tam jāveic BioGlue uzklāšana. Ja starp sagatavošanu un uzklāšanu ir pauze, var notikt polimerizācija aplikatora uzgālī.
- Atsūcot BioGlue pārpakumus no operācijas laukā, neizmantojiet asinu taupīšanas ierīces.
- Skravojiet asinvasudus un novemiet spiedienu tajos, pirms uzklājat BioGlue mērķa anastomozēm.
- Lai novērstu BioGlue iekļūšanu kardiovaskulārajā sistēmā, BioGlue uzklāšanas un polimerizācijas laikā izvarieties no negatīva spiediena. Piemēram, pirms BioGlue uzklāšanas ir jāzīslēdz kreisā kambara ventilatori. Ir saņemti ziņojumi par BioGlue iestūšanu aortā un sirds vārstūļa darbības traucēšanu, izmantojot kopā ar aktīvu kreisā kambara ventilatoru.

- Nenolojet BioGlue kirurģisko līmi, kas nolikuvis uz neparedzētās vietas, jo var rasties audu bojāumi.
- Neimplantējiet izstrādājumu BioGlue slēgtās anatomiskajās atrašanās vietās tieši blakus nervu struktūrām.
- Tā kā ir saņemti kliniskie ziņojumi²⁸ par neefektīvu hermetizāciju, ja izstrādājumu BioGlue izmanto translabirintu pieejai akustiskās neiromas labošanas laikā, nav ieteicams to izmantojot kopā ar so kirurģisko pieeju. Izstrādājuma sekmeja lietošana, izmantojot pieeju caur vidējo bedrītu vai retrosigmoido pieeju akustiskās neiromas labošanai, ir aprakstīta laboratorijā un tiek ieteikta.²⁶
- Publicētie cilveku kliniskie dati liecina, ka BioGlue pārmērīga uzklāšana plaušu kirurģijas laikā var izraisīt gaisa telpas pārpakumus un atelektāzi.⁷
- Šī ierīce jāliejeto un jālīkvidē saskārnā ar visiem piemērojamiem noteikumiem, tostarp (bez ierobežojuma) tiem, kas attiecas uz cilveku veselību un drošību, kā arī uz vidi.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS/NEVĒLAMIE NOTIKUMI — NOVĒROTIE UN POTENCIĀLIE

Ārstiem, kuri veic šīs procedūras, nepieciešamas zināšanas par visām iespējamām mīksto audu labošanas kirurģijas komplikācijām. Šī kirurģijas veidu iepriekšējās komplikācijas var rasties jebkurā brīdī procedūras laikā vai pēc tās.

Novērotas nevēlamās blakusparādības/nevēlamie notikumi

Klinisko pētījumu laikā novērto šādi nevēlamie notikumi: BioGlue uzklāšana audienā, kas nebija mērķa audi, BioGlue nepielipšana, nāve, asinvasudu plūsmi un asijošana, smadzeņu šķidruma noplūde, infekcija, iekaksums, imūnsistēmas alergiskā reakcija, neatgriezeniski mīrītība, išķīmja, miokarda infarkts, neuroloģisks deficits, orgānu sistēmas mazspēja, paraplejija, pleiras efuzija, nieri disfunkcija/mazspēja, elpeļcu apgrūnīnata darbība/mazspēja, trieka vai smadzeņu infarkts, trombembolijs jaunās.

Potenciālās nevēlamās blakusparādības/nevēlamie notikumi, kas var rasties BioGlue lietošanas dēļ:

Komplikācijas, kas attiecas tieši uz BioGlue kirurģiskās līmes papildu lietošanu mīksto audu labošanas kirurģijas laikā, var ietvert, bet ne tiekā, šādas komplikācijas: hiperjutības reakcija, piemēram,

pietūkums vai tūska uzklāšanas vietā, izstrādājuma nepielipšana audiem, līmes uzklāšana audiem, kas nav paredzēti procedūrai, iekāsuma un imūnsistēmas reakcija, alergiskā reakcija, audu mineralizācija, lokālu audu nekroze, asinsvadu obstrukcija, bronhu vai lūmeni obstrukcija, tromboze un trombembolijs, plaušu embolijs, normāls asinsvadu vai audu traumas, stenoze, seroma, pseudoneurīisma un iespējama infekcijas ierosinātāju pārnese no dzīvnieku izcelšmes materiāla.

IEPAKOJUMS UN GLĀBĀŠANA

BioGlue šīrcē un aplikatora uzgālī tiek piegādāti sterili. Utilizējiet visus nelielotus materialus no atvērta vai bojāta izstrādājuma.

BioGlue šķidumi ir iepildīti sterīlā divu kameru šīrcē ar vāciņu. Polimerizēts BioGlue materiāls ir nepirogēns. Uzglābiet temperatūrā, kas zemāka par 25 °C, bet nesasaldējiet.

VIDES NOSACĪJUMI

BioGlue kirurģiskā līme ir droša lietošanai MR vidē (t.i., tā nerada apdraudējumu nevienā MR vidē).

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzklājiet BioGlue kirurģisko līmi profilaktiski vai pēc noplūdes konstatēšanas.

Ierīces sagatavošana

BioGlue kirurģiskā līmes šīrces ievadišanas sistēmas sastāvdājas: šīrcē, šīrces virzulis un aplikatora uzgālī.


BioGlue šīrces kastītē ir divi atsevišķi maišini. Vienā ir šīrcē un šīrces virzulis, bet otrā ir četri aplikatora uzgāli.

10 ml BioGlue šīrces iepakojumā ir papildu maišiņš ar trīs 12 mm izlīdzināšanas uzgājumiem. Pirms lietošanas aplikatoru visus maišiņus. Ja novērjami sterīlās barjerās sistēmas bojājumi, nelieltojiet izstrādājumu.

1. Izņemiet šīrci, šīrces virzuli un aplikatora uzgālus no iepakojuma. Turto šīrci vertikāli uz augšu, piestiet pie šīrces, līdz gaisa burbuli šķidumos paceļas šīrces augšējā daļā.



1. attēls



2. attēls

PIEZĪME. Montējot ievadišanas sistēmu, visu laiku turiet šīrci vertikāli uz augšu, lai burbuli būtu šīrces augšādājā.

2. Izņemiet aplikatora uzgālu no iepakojuma un norēpet uzgālu apmales daļu, lai pārliecīnatos, ka rādītāja daļa ir tieši virs lielākās pieslēgvietas. Tā nav, grieziet bloķēšanas apmali uz vārptas, līdz rādītāja daļa ir virs lielākās pieslēgvietas. Stāngi turto šīrci ar augšējo galu uz augšu, grieziet vāciņu par 90° pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un norēpet vāciņu, kustinot to pa labi un pa kreisi. Salāgojiet uzgālu ar šīrci, izmantojot atbilstošos ierobus uz abiem, un novietojiet uzgāli uz šīrces.



3. attēls

UZMANĪBU! Montējot uzmanīties, lai no šīrces neizlīgt šķidums.

3. Nofiksējiet aplikatora uzgāli, stīngri spiežot to šīrces virzienā un pagriežot uzgālu apmaiļi par 90° pulksteņa rādītāju virzienā..



4. attēls.

Turot šīrci vertikāli uz augšu, salāgojiet šīrces mazo līdu cilindru ar atbilstošām šīrces virzību galvinām un ievirziet virzuli šīrces aizmugurējā daļā, līdz sajūtat pretestību. Šīrces ievadišanas ierīce ir samontēta.



5. attēls.

UZMANĪBU! Novietojiet samontēto ierīci uz sāniem, kamēr nav izvadīts visss gaisss (skat. nākamo rindkopu).

UZMANĪBU! Pirms BioGlue lietošanas procedūrā no šīrces ir jāizvada atlikušais gaisss un jāsagatavo aplikatora uzgālis. Skat. [Vietas sagatavošana, gaisa izvadišana no šīrces un aplikatora uzgāla sagatavošana](#).

4. Izmantojot aplikatora uzgāli ar elastīgu pagarinājumu, jāizviedo vēlāmās lenķis, saliecot pagarinājumu atbilstošā vietā līdz vēlāmajam lenķim un turēt 3–5 sekundes. Izveidotais lenķis jāsaglabā līdz 5 minūtēm.
5. Lai novērjeti aizstropstātu aplikatora uzgālu, satveriet aplikatoru uzgālu apmaiļi, pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un noceļiet uzgāli no šīrces, kustinot to pa labi un pa kreisi.

Vietas sagatavošana, gaisa izvadišana no šīrces un aplikatora uzgāla sagatavošana


1. Mērķa operācijas laukam ir jābūt atbilstoši sagatavotam pirms attīkušā gaisa izvades, sagatavošanas vai pirms BioGlue uzklāšanas. BioGlue darbojas vislabāk, ja mērķa operācijas lauks ir sauss. Sauss operācijas lauks ir tāds, kas netiek atkārtoti norāpjatis ar asinim 4–5 sekundžu laikā pēc noslaučīšanas ar kirurģisko sūkli.

UZMANĪBU! Nemēģiniet uzklāt BioGlue pārk mitram laukam. Uzklājiet BioGlue mitram laukam, iespējams, ka BioGlue neizveidojas sakēri.

2. Pirms BioGlue uzklāšanas ir jāizvada atlikušais gaisss no šīrces. Ir varīgi turēt montēto šīrci vertikāli uz augšu, lai gaisa burbuli šķidumos būtu šīrces augšējā daļā. Tagad var izvadīt gaisu, izmantojot kādu no divām dažādām metodēm.

- a. Nospiediet virzuli, līdz šķidumu līmenis ir vienāds ar šīrces korpusa augšdaļu. Pēc attīkušā gaisa izvadišanas šīrci var sagatavot (skat. 3. darbību) un tūlīt pat izmanto.
- b. Nospiediet virzuli, līdz abi šķidumi pamatnei. Gaisis ir izvadīts, bet šīs uzgālās tagad ir aizstropstās ar polimerizētu BioGlue un ir

jānomaina pirms sagatavošanas (skat. 3. darbību) un uzklāšanas mērķa vietai.



6.attēls.

PIEZĪME. No katras šīrces jāzīvada atlikušais gaiss tiks pirms tās pirmās lietošanas reizes.

3. Visi aplikatora uzgali pirms BioGlue uzklāšanas ir jāsagatavo. Sagatavošana nodrošina BioGlue šķidrumu atbilstošu sajaukšanu. Kirurgam jānospiež virzulis un jāuzklāj šaura BioGlue līnija apmēram 3 cm garumā uz sterīlas vienreizlietotām virsmas (piem., sūķa, marles vai dvielīša).
4. Kirurgam jāaplūko sagatavošanas laikā izvadītais materiāls un jāpārleicinās, ka tas ir vienmērīgā gaiss dzelzētā līdz orāzā krāsā un tajā nav gaisa burbuli. Ja šis materiāls ir bezkrāsaini vai tajā ir burbuli, atkārtotojiet sagatavošanu, kā apraksts 2. darbībā, līdz no ierices tiek izvadīts vienmērīgas krāsas šķidrums bez burbuliem.

UZMANIŪ! △ Izvairieties no tiešas saskares ar sagatavošanas laikā izvadīto materiālu.

UZMANIŪ! △ Ja ir novērojams šīrces bojājums vai sūce, izmetiet ierīci un atveriet/izmantojet jaunu.

5. Kad aplikatora uzgalis ir atbilstoši sagatavots, nekavējoties sāciet uzklāšanu.

UZMANIŪ! △ BioGlue polimerizācija notiek joti strauji. Kirurgam jāuzklāj BioGlue uzeiž pēc sagatavošanas.

Jā starp sagatavošanu un uzklāšanu ir pauze, var notikt BioGlue polimerizācija aplikatora uzgati. Tādā gadījumā nomainiet alzīsprostotu uzgali pret jaunu uzgali un atkārtotaj aplikatora uzgala sagatavošanas darbības. Kad uzgalis ir alzīsprots, neturpiniet spiest virzuli.

Vispārīgas metodes, izmantojot BioGlue kurīģijā^{6,23,29,30}

Pirms BioGlue kurīģisks līmes izmantošanas kirurgiem jāiezīpstāstar ar atbilstošu apmācību par operācijas metodēm un savu konkrēto procedūru variācijām. BioGlue kurīģisks līmes izmantošana jāizmēģina ar izstrādājumu pirms sākotnējās lietošanas operācijas vietā.

1. Pacients jāsagatavo un jāapsedz atbilstoši slimīcības standarta procedūrām. Tādās procedūras kā iekļūšana krūšu dobumā vai pleiras telpā, kardiopulmonārā ūstēšana, skāvošana un miokarda aizsardzība jāveic atbilstoši kirurga standarta metodēm.
2. Operācijas vietas apkārtējos audus var aizsargāt pret nevēlamu BioGlue kurīģisks līmes uzklāšanu, šājā zonā novietojot samitrinātu, sterīlus marles tamponus. Uzeiž pēc uzklāšanas nomainiet marli, kamēr līme vēl ir mīksta, un noslaukiet līmes pārpalkumus no virsmas ap operācijas vietu.

UZMANIŪ! △ Atsūcot BioGlue pārpalkumus, neizmantojet asiju taupīšanas ierīces.

UZMANIŪ! △ Skavojiet asinsvadus un nomainiet spiedienu tajos, pirms uzklājat BioGlue mērķa anastomozēm, neiesciļet BioGlue asinsvados.

UZMANIŪ! △ Uzklājot BioGlue uz mērķa anastomozēm, neiesciļet BioGlue asinsvados.

3. Ja BioGlue kurīģiskā līme plēp nevēlamā vietā, nogaidiet, kamēr līme polimerizējas, un saudzīgi nonemiet līmi no neparedzētās zonas, izmantojot knabes un šķēres. Nemēģiniet noblot BioGlue kurīģisko līmi, jo var rasties audu bojājumi uzklāšanas vietai.
4. Labojot asinsvadus, uzklājiet līmi vienmērīgā kārtā 1,2–3,0 mm biezumā, veicot tādu asinsvadu/transplantātu anastomozi, kuru diamets pārsniedz 2,5 cm; uzklājiet līmi vienmērīgā kārtā 0,5–1,0 mm biezumā, ja asinsvadu/transplantātu diamets ir mazaks par 2,5 cm.
5. Līmes uzklāšanas zonu NEDRĪKST saspieš vai pakļaut papildu spiedienam. BioGlue darbojas optimāli, ja tā [auj] polimerizēties pilnas divas minūtes, neveicot nekādas manipulācijas. Pēc līmes polimerizācijas nostipriniet to ar šuvēm atbilstoši nepieciešamībai.
6. Kad līme ir polimerizējusies, ar šķērēm un pacēlšanas instrumentiem nonemiet pārpalkumus vii nelīdzīgas līmes malas.

Ipašas metodes, izmantojot BioGlue aortas diisekcijas kurīģijā^{6,11,13-19}

1. Aortas diisečētā slāni vispirms jāatfira no asīnīm un trombu materiāla un iespējamī jānosusina ar kirūrgiskajiem sūkļiem.
2. Strādājot ar diisekcijas labošanas distālo galu, ievietojiet istājā lūmena balnevida katetu, lai noteiktu BioGlue uzklāšanas distālo galējo punktu. Turklat jāveic aortas diisečēto slānu tuva aprokšinācīja, ievietojot paplašinātāju, sūkli vai katetru istājā lūmenā, lai saglabātu asinsvada dabisko arhitektūru.
3. Pēc tam BioGlue kurīģiskā līme jāievēda neistājā lūmenā tik tālu (distāl), cik pieļauj distālais balnevida katets. Neistā lūmena pieplīdīšana jāveic no distālās līdz proksimālajai zonai ar spirālvilku kustību, lai uzklāšana būtu vienmērīga. Pilnībā pieplīdīt neistā lūmenu ar BioGlue; nepielājiet neistā lūmena pārpārlīšanu un BioGlue izlišanu istājā lūmenā vai uz apkārtējām audiem.
3. Strādājot ar diisekcijas labošanas proksimālo galu, jāveic aortas diisečēto slānu tuva aprokšinācīja ar paplašinātāju, sūkli vai katetru. Ja nepieciešams, uz aortas vārstūļa virām jānovieto samitrināti vases tamponi, lai tos aizsargātu pret neistū BioGlue uzklāšanu. Pēc tam ir jādrozē BioGlue, lai pieplīdītu neistā lūmenu.

Transplantāta materiālu var piešūt tieši uz līmetālām audiem un nostiprināt ar BioGlue diisekcijas labošanas proksimālajām un distālajām aspektā. Laiujiņi BioGlue pilnībā polimerizēties, neveicot nekādas manipulācijas, pilnas divas minūtes pirms šūvu uzklāšanas līmēto audu slānijem.

UZMANIŪ! △ Lai saglabātu koronārā lūmena caurlaidību diisekcijas paplašinājuma gadījumā, jāapsver katetra ievietošana koronārajā atverē pirms BioGlue uzklāšanas.

BioGlue lietošana plaušu kurīģijā^{6,9}

Izvērtējot BioGlue efektivitātei, ja to uzklāj uz saplakusās vai piepūtas plaušas.

Norādījumi par likvidēšanu

Likvidējiet visus nelietotus materiālus no atvērtā vai bojātā izstrādājuma, ievietojot tos bioloģiski bilstamo atkritumtu tvertnē.

Drošuma un kliniskās veikspējas kopsavilkums

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

BioGlue darbības laiks

BioGlue kurīģiskā līme ir paredzēta ilgstošai lietošanai (vairāk nekā 30 dienas). BioGlue sadalās protolīzes ceļā; uzskāšanās var būt lēna atkarībā no uzklāšanas daudzuma un mērķa audu vaskularitātēs.

Zinošana par nopietniem incidentiem

Par nopietniem incidentiem, kas rodas saistībā ar BioGlue, ir jāzīpo rožotājām un kompetentajai varas iestādēi daibvalstī, kas ir pacienta mitnes valsts. Tālāk norādīta kontaktninformācija, lai iesniegtu ziņojumu rožotajam.

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW

Kennesaw, Georgia 30144 • USA

Tālrunis: +1 (888) 427-9654

Fakss: +1 (770) 590-3753

E-pasta adrese: fieldinsurance@artivion.com

ATSAUCES

Atsaucēs attiecībā uz informāciju šajā iepakojuma ielikīnā ir pieejamas pēc pieprasījuma.

¹Artivion arhīvā pieejamie dati. Val-00097: BioGlue rožotāšanas procesa validācija

²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery (Kirūrgisko blives materiālu lietošana, labojot pārlālos plūstumus bezinstrumentu mugurkaula kirūrgijas laikā). Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion) (Eksperimentālā aortas protēžu anastomozes metode ar līmēšanas pāldīzību (BioGlue® Artivion)). Prezentēts pasākumā Okulzivo sašīšanu un aneirismu laparoskopiska artroliiska kirūrgija Maršēlā, Francijā. 2000. gada 28. janvāris

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications (Kirūrgisko blives materiālu citosaderiba un mehāniskās īpašības lietošanai sirds un asinsvadu kirūgijā). J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;148:1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results (Koroniārās arterijas ūstēšana bez ūvēm ar bioloģiski līmētu anastomozu: iepriekšējā ūstēšana bez ūvēm ar bioloģiski līmētu anastomozu). J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy (Pieredze ar albumīna glutaraldehīda audu līmi, noslēdot gaisaoplūdes pēc bulektomijas). Sirds kirūgijas forums, 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery (Iepriekšējā ūstēšana bez ūvēm ar bioloģiski līmētu anastomozu: iepriekšējā ūstēšana bez ūvēm ar bioloģiski līmētu anastomozu). J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;148:1-8

⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks (Prospektīvs, randomizēts, kontroliēts BioGlue efektivitātes pētījums alveoli gaisaoplūžu ūstēšanā). J Thorac Cardiovasc Surg. 2006;132:105-12

⁹Herget GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses (Albumīna-glutaraldehīda audu līmes eksperimentālās lietojums, blīvējot plaušu parenhīmu un bronhu anastomozes). European J Cardio-Thorac Surg. 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery (BioGlue kurīģiskā līme – indikāciju izvērtējums sirds kirūgijā). Ann Thorac Surg. 2002; 74:432-7

¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients (BioGlue lietošanas aortas kirūgijā).

- pareizas uzklāšanas metodes un rezultāti 92 pacientiem). Sirds kirurģijas forums 2006; 9(5)
- ¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures (Prospektīvs randomizēts pētījums par proteīnu bāzes audu līmes ietlošanu hemostatiskā un struktūrālā pafigķidezēla lomā sirds un aīsnīvadu anastomotiskās labošanas procedūrās). *J Am Coll Surg* 2003;197:243-253
- ¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Atklājumi akūtas A tipa disiekcijas ārstēšanā: integrēti pieejia). *Ann Thorac Surg* 2002; 74:S1848-52
- ¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Vai BioGlue veicina anastomotisko pseidoaneirusmu pēc krūškurvja aortas operācijas?) *J Thorac Dis* 2017
- ¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms (Liellopa serumā albumīna/glutaraldehīda līmes loma anastomotisko pseidoaneirusmu veidošanās procesā). *J Card Surg* 2011; 26:76-81
- ¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Akūta A tipa disiekcija: konservatīvās metodes nodrošina konsekventi zemu mirstību). *Ann Thorac Surg* 2002;73:707-13.
- ¹⁷Iekšējā kliniskā pētījuma ziņojums — BioGlue kirurgiskās līmes efektivitātes un drošības izmēģinājums, pētot to kā kirurģijas pafigķidezēkā A tipa aortas disiekcijas labošanā. Protokols BG1001
- ¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Albumīna/glutaraldehīda hermetiķa ietekme agrīnos rezultātos pēc akūtas A tipa aortas disiekcijas). *REV.CHIIM.(Bukareste)* - 70 - No. 6 - 2019
- ¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery (BioGlue: albumīna/glutaraldehīda hermetiķa sirds kirurģijā). *J Card Surg* 2003;18:500-3
- ²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series (BioGlue pēcoperācijas smadzenu šķidruma noplūžu novēršanai transsfenoidālajā kirurģijā: gadījumu sērija). *Surg Neurool*. 2006 Oct;64(4):371-6; discussion 376
- ²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures (Spārmalka bedrītās pamatnes rekonstrukcija, izmantojot BioGlue un transsfenoidālās procedūras). *J Clin Neuros*. 2003; 10:92-95
- ²²Kumar A, Maertens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures (BioGlue lietošanas novērtējumi neurokirurgijas procedūrās). *J Clin Neurosci*. 2003 Nov;10(6):661-4
- ²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (Audu līmes izmantošana, lai samazinātu alveolu gaisa noplūdi krūškurvja kirurģijā). *Asian Cardiovasc Thorac Ann*. 2019. gada 2. aprīlis.
- ²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis (Jauna kirurgiskā līme (BioGlue) izraisīs akūtu freniskā nerva traumu un diafragmas paralīzi). Prezentēts Akadēmiskās kirurģijas asociācijas 34. pasākumā, 2000. gads.
- ²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration (Jauna kirurgiskā līme (BioGlue) izraisīs tūltēju un ilgtstošu bradiķardiju sirds sinusa mezglā saīšanas dēļ). Prezentēts Sirds un vispārējās krūškurvja kirurģijas komandu simpozijā. (kopsavilkums) 2000. gads.
- ²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Hlorheksīdīna glikonāta aizsargā atsegtos nervus BioGlue kirurgiskās līmes uzklāšanas laikā). Prezentēts Akadēmiskās kirurģijas asociācijas 35. pasākumā. (kopsavilkums) 2001. gads.
- ²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Hlorheksīdīna glikonāta gēls aizsargā miokardu un sirds sinusa mezglu BioGlue kirurgiskās līmes uzklāšanas laikā). Prezentēts Akadēmiskās kirurģijas asociācijas 35. pasākumā. (kopsavilkums) 2001. gads.
- ²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study (Smadzenu šķidruma noplūdes rādītājs pēc BioGlue ietlošanas translabirintu vestibulārās neiroomas operācijas: prospektīvs pētījums.). *Otol Neutrotol* 2006;27:102-5.
- ²⁹Raanan E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. (BioGlue lietošana aortas kirurgiskajā labošanā). *Ann Thorac Surg* 2001;72:638-40
- ³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses (Krūškurvja aortas anastomozes). Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76

IZSTRĀDĀJUMA INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Šo ierīci no tās ietlošanas liegūs rezultātus var tieši ietekmēt faktori ārpus ražotāja kontroles, piemēram, lietotāja darbs ar ierīci un tās glabāšana, kā arī faktori, kas saistīti ar pacientu, diagnozi, ārstēšanu, kirurģijas procedūrām un citiem apstākļiem.

GARANTIJU ATRUNA: SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI
ARTIVION ATSAKĀS NO VISĀM TIEŠĀM UN NETIEŠĀM GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠO KIRURĢIKO LĪMI, IESKAITOT, BET NE TIKAI,
TIEŠĀS UZ NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTIBU TIRGUM UN DERIGUMU
NOTEIKTAM MĒRKIM. ARTIVION NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZNEMAS SAISTĪBAS PAR NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM. Ja šāda atrauna jebkāda iemesla dēļ ir atzīta par nedērīgu vai neštendojamu: i) visas tiesīsvērtības par garantijas pārkāpumu ir jāveic viena gada laikā pēc šādas prasības vai pamata lietas ierosināšanai apkošanas; ii) atlīdzinājums par šādu pārkāpumu ir ierobežots līdz izstrādājuma nomaiņai.

Artivion un BioGlue ir uzņēmuma Artivion, Inc reģistrētās preču zīmes.

©2022 Artivion, Inc. Visas tiesības paturētas. Drukāts ASV.

(lt) LIETUVIŠKAS

Naudojimo instrukcijos

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Gavus prašymą, spausdintinė naudojimo instrukcijų versija per septynias dienas bus pateikta „BioGlue“ klientų aptarnavimo tarnybai bet kuriuo iš toliau nurodytų susisiekimo būdų.

Telefonas: 888.427.9654 • Faksas: 770.590.3753
El. pašto adresas: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefonas: +1 (888) 427-9654
Faksas: +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

	Gamintojas		Peržiūrėkite naudojimo instrukcijas / perskaitykite elektronines naudojimo instrukcijas
	Pagaminimo data		Dėmesio
	EB įgaliotasis atstovas		Dėmesio: pagal federalinius JAV įstatymus šią priemonę galima parduoti tik gydytojui arba gydytojo nurodymu
	Importuotojas		Nepirogeniniai
	Medicinos priemonė		Sudėtyje yra gyvūninės kilmės biologinių medžiagų
	Nenaudoti, jei pakuotė pažeista		Saugu atlikti MR
	Vienguba sterili barjerinė sistema		Katalogo numeris
	Dviguba sterili barjerinė sistema		Partijos kodas
	Sterilizuojamas etileno oksidu		Unikalus priemonės atpažinimo kodas
	Sterilizuojama švitinant		Galiojimo data
	Nesterilizuoti pakartotinai		Pagaminimo šalis
	Nenaudoti pakartotinai		Kiekis
	Temperatūros riba		

GAMINIO APRĀŠAS

Chirurginiai klijai „BioGlue®“ – tai dvikomponenčiai chirurginiai klijai, sudaryti iš išgyrinėlių galvijų serumo albumino ir glutaraldehido tirpalų. Duzojamas klijui tirpalas (iš anksto nustatyta santykly) sumaišomas aplikatorius antgalyje, kuriamas prasideda susiejimas skersiniu ryšiu. Glutaraldehido molekulės kovalentūs (skersiniu ryšiu) sujungia BSA molekules vieną su kita, o po to – su audinių baltymais atkūrimo operacijos vėjoje, sukurdamas lankstuką, nuo kuno krešėjimo mechanizmo nepriklausomą mechaninį sandariklį. Chirurginiai klijai „BioGlue®“ (toliau „BioGlue“) pradeda polimerizuoti per 20–30 sekundžių, o sukibimo stiprumą pasiekia per 2 minutes.¹ „BioGlue“ taip pat prilimpa prie sintetinių šunto medžiagų per mechaninius sunerimus šunto matricos tarpuose.

Toliau nurodyti priedai parduodami atskirai ir padeda naudoti „BioGlue“ chirurginius klijus.

Gaminio kodas	Gaminio aprāšas
BGAT-SY	Aplikatorius antgalis
BGAT-10-SY	Praiľintas švirkšto antgalis, 10 cm
BGAT-27-SY	Praiľintas švirkšto antgalis, 27 cm
BGST-12	Išsklaidymo aplikatorius antgalis, 12 mm
BGST-16	Išsklaidymo aplikatorius antgalis, 16 mm
BGDTE-10	Praiľintas įvedimo antgalis, 10 cm
BGDTE-27	Praiľintas įvedimo antgalis, 27 cm
BGDTE-35	Praiľintas įvedimo antgalis, 35 cm

„BioGlue“ švirkštai yra 3 konfigūracijos – 2 ml, 5 ml ir 10 ml. Kiekvienas švirkštės yra sudarytas iš galvijų serumo albumino (BSA) ir glutaraldehido tirpalų santykii 4:1. BSA tirpalas yra gintaro spalvos ir laisva tekantis. Glutaraldehido tirpalas yra skaidrus ir laisvai tekantis.

BSA tirpalo specifikacija yra 45 proc. (masės ir tūrio santykis) tirpalas. Didžiausias 45 proc. BSA tirpalo tikslinis svoris kiekvienam dydžiui: 2.71 g (2 ml švirkštės), 4.75 g (5 ml švirkštės) ir 9.50 g (10 ml švirkštės). Remiantis šiaisiai tikslais, didžiausios gyvūninių kilmės medžiagos kiekis, besileišiantis su pacientu naudojant vieną priemonę, yra 1,22 g (2 ml švirkštės), 2,14 g (5 ml švirkštės) ir 4.23 g (10 ml švirkštės) kiekvienai konfigūracijai.

Glutaraldehido tirpalo specifikacija yra 10 proc. (masės ir tūrio santykis) tirpalas. Didžiausias 10 proc. glutaraldehido tirpalo tikslinis svoris kiekvienam dydžiui: 0.63 g (2 ml švirkštės), 1.10 g (5 ml švirkštės) ir 2.16 g (10 ml švirkštės). Remiantis šiaisiai tikslais, didžiausias glutaraldehido kiekis, kuris liečiasi su pacientu naudojant vieną priemonę, yra 0.06 g (2 ml švirkštės), 0.11 g (5 ml švirkštės) ir 0.22 g (10 ml švirkštės) kiekvienai konfigūracijai.

INDIKACIJOS IR PASKIRTIS

Chirurginiai klijai „BioGlue®“ skirti naudoti kaip papildoma priemonė prie standartinių atkūrimo operacijos metodų (pvz., siūlų, kabilių (arba) lopų) minkštiesiems audiniams jungti, sandarinti ir (arba) tvirtinti. Minkštjieji audiniai yra širdies, kraujagyslių, plaučių ir kietojo audinio.

TIKSLINÉ PACIENTŲ POPULIACIJA

Operuojami suaugę pacientai, kuriems reikalinga papildoma standartinės atkūrimo operacijos priemonė širdies, kraujagyslių, kietiesiems ir plaučių audiniams jungti, sandarinti ir (arba) tvirtinti.

NUMATOMI NAUDOTOJAI

Chirurginiai klijai „BioGlue“ skirti sveikatos priežiūros specialistams, pvz., chirurgams, kvalifikuotiemis dirbtu atitinkama indikacija.

VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS

- Visą sukibimo stiprumą „BioGlue“ pasiekia per 2 minutes.¹
- Chirurginiai klijai „BioGlue“ sudaro stiprius kovalentinius ryšius už audiinius ir mechaninės mechaninės sandariklį. Chirurginiai klijai „BioGlue“ (toliau „BioGlue“) pradeda polimerizuoti per 20–30 sekundžių, o sukibimo stiprumą pasiekia per 2 minutes.¹ „BioGlue“ taip pat prilimpa prie sintetinių šunto medžiagų per mechaninius sunerimus šunto matricos tarpuose.

Atliekant dideliu kraujagyslių ir širdies procedūras, kuriose naudojami „BioGlue“:

- lyginant su standartiniu atkūrimo metodu, sumažeja anastomozinė kraujavimas.¹²

Atliekant plaučiu dideliu kraujagyslių ir širdies procedūras, kuriose naudojami „BioGlue“:

- lyginant su standartiniu chirurginiu metodu, sumažeja atveju intensyviosios terapijos skyriuose ir ligoninėse.^{12,19,23}

Atliekant aortos atsilaikosniavimo atstatymą, naudojant „BioGlue“:

- lyginant su standartiniu chirurginiu metodu, reikėjo mažiau tamponų, hemostatinų medžiagų ir papildomų loplių.¹⁷
- lyginant su chirurginiu metodu, sumažejo operacinių preleistasis laikas, aortos užspaudimo laikas, kraujotakos sustabdymo laikas ir dirbtinio kraujotakos palaišymo laikas.^{18,19}
- lyginant su standartiniu chirurginiu metodu, sumažejo naudojamų trumbotų, plazmos ir kraujų laštelinių skaičių.^{17,19}

Atliekant plaučiu procedūras, kuriose naudojami „BioGlue“:

- įrodyta, kad „BioGlue“, naudojamas ant išspėliusiu arba susitraukusių plaučių, veiksmingai uždaro oro nuotekus.^{6,7,8,9}
- lyginant su standartine atstatymo operacija, sumažeja oro nuotekio trukmė.^{6,8,23}

Atliekant kietojo dangalo procedūras, kuriose naudojami „BioGlue“:

- lyginant su standartine atstatymo operacija, sumažeja CSF nuotekų skaičius.^{20,21,22}

Chirurginiai klijai „BioGlue“ priedai padeda tiekti „BioGlue“.

KLININIĘ NAUDĄ

Atliekant didelių kraujagyslių, širdies ir plaučių procedūras, kuriose naudojami „BioGlue“:

- įrodyta, kad lyginant su paskelbta literatūra apie standartinių atstatymo metodą, sumažejo pseudoaneurizmų dažnis.^{11,14,15}
- įrodyta, kad lyginant su paskelbta literatūra apie standartinių atstatymo metodą, komplikacijų dažnis sumažeja.^{12,2,23,18}
- įrodyta, kad lyginant su standartiniu atstatymo metodu, sumažejo mirštamuono rodiklis.^{10,11,12,13,16}

KONTRAINDIKACIJOS

„BioGlue“ draudžiama naudoti smegenų kraujagyslių atstatymui ir intraluminaliams zonoms. „BioGlue“ nesiskiria pacientams, kurie jautri reaguoja į galvijų kilmės medžiagas.

ISPĖJIMAI

- Nenaudokite „BioGlue“ kaip siūlų ar kabilių pakaitalo aproksimuoamai audinius.

• Nenaudokite „BioGlue“ klijui taip, kad jie liestusi su cirkuliuojančia kraujotaka arba ją trikdytu kraujavimo metu arba po to, „BioGlue“ patekimas į kraujotaką gali sukelti vietinę arba embolinę kraujagyslių obstrukciją.

• Nenaudokite „BioGlue“ klijui taip, kad jie kludytu cirkuliuojančiam orui ar kitai luminalinių skyścių sutrauti kraujavimo metu arba po to.

• Venkite salyčio su nervais, akimis ar kitais audiiniais, kuriems nesiskiria klijot.

• Tyrimas su gyvūnais²⁴ parodė, kad tiesiogiai kraujojant „BioGlue“ ant atviru nervo, galima sukelti ūminį nervo pažeidimą. Atskiras tyrimas su gyvūnais²⁵ parodė, kad tiesioginis „BioGlue“ kraujavimas ant širdies sinoatrialiniu magzo (SAN) paviršių gali sukelti koagulacijos nekrozę, kuri pereina į miokardą ir gali pasiekti pagrindinį laidumo audių bei sukelti ūminę židinimą SAN degerenciaciją. Vėlesni tyrimai su gyvūnais^{26,27} parodė, kad chloreksidino glukonato gelis gali apsaugoti freninį nervą, miokardą ir pagrindinį SAN nuo ūžalojimo naudojant „BioGlue“.

• Nenaudokite „BioGlue“, jei darbuotojai nėra tinkamai apsaugoti (pvz., nemūvi prirstinių, nedėvi kaukės, apsauginių drabužių ir apsauginių akiinių). Nesureagavęs glutaraldehidas gali sudinginti akis, nosį, gerklę arba odą, bei kūpavimą surūpinkirą ir vietinę audiūnų nekrozę. Išgalvai nesureagavusio glutaraldehido poveikis gali sukelti centrinės nervų sistemos arba širdies patologiją. Jei įvyksta syltys, paveikta vietas nedelsiant nuplaukite vandeniu ir kreipkitės medicinėnės pagalbos.

• Polimeruoti „BioGlue“ klijai turi vietai užpildančią savybių. Naudojant netinkamai, nustatyti rimti nepageidaujančių reiškiniai, susiję su gretimų anatominių struktūrų suspaudimiu. „BioGlue“ reikia naudoti tik jei galima visiškai vizualizuoti tikslinę naudojimo vietą, jei ji tinkamai sudrekiata, kad būtybė pasiekta optimalus klampumas, ir naudojamas minimalus klijų kiekis. Žr. šios etiketės dalis Indikacijos / paskirtis ir Naudojimo instrukcijos.

• Sumazinkite „BioGlue“ varžojimą pacientams su sutrikusia calcio apykaita (pvz., lėtiniu inkstu nepakankamumu, hiperparatiroidizmu). Glutaraldehido apdrotas audiynas yra labiau linkęs mineralizuoti. Laboratoriiniai eksperimentai rodo, kad nesureagavęs glutaraldehidas gali turėti mutageninį poveikį.

• Nenaudokite „BioGlue“ esant infekcijai ir atsargai pateiktėje užterštose kūno vietose.

- Būkite atsargūs pakartotinai naudodami „BioGlue“ tam pačiam pacientui. Veikiant „BioGlue“, galimos padidėjusios jautrumo reakcijos. Pastebėtinas gyvūnų jautrinimas.

- „BioGlue“ sudėtyje yra gyvūninių kilmės medžiagos, kuri galiai perduoti infekcines medžiagas.

- „BioGlue“ naudojimas nėščiomis ir krūtimi maitinanciomis motoriems neturi.

- „BioGlue“ švirkštės ir „BioGlue“ yra vienkartinės priemonės, todėl jų negalima naudoti daugiau nei vienam pacientui.

- „BioGlue“ naudojimas vaikams neturi. „BioGlue“ teipiai atskirti ant audiino perimetru, nes jis gali stabdyti audiino augimą ar plėtimą.

- „BioGlue“ tankumas gydys bronchopleurineilų fistulėi (BPF) arba limfos nutekėjimui nepatvirtintas, nes nepakanka duomenų.

- Naudojant „BioGlue“ kartu su bet kokia kita medžiaga, reikia atidžiai peržiūrėti abiejų gaminių instrukcijas ir jų laikytis.

ATSARGOS PRIEMONĖS

- Chirurginės pirstinės, sterilius marlés tamponus / rankšluostelius ir chirurginius instrumentus rekomenduojama laikyti drėgnus, siekiant sumažinti tikimybę, kad „BioGlue“ netylčia philips prie šių paviršių.

- „BioGlue“ švirkštas, aplikatorius antgaliai, išskaidymo antgaliai ir išginti švirkšto antgaliai skirti tik vienam pacientui. Nesterilizuokite pakartotinai.
- Nenaudokite, jei pakuočės atidarytos arba pažeistos.
- Saugokite, kad neišsiųtų švirkšto turinys.
- Nespauskitė švirkšto stūmoklio tvirtindami į prie švirkšto.
- Netekite „BioGlue“ per drėgname chirurginiame lauke. Gali sumažėti sukbimas.
- Sudrékinimo metu venkite audinių salyčio su iš aplikatorius išeinančia medžiaga.
- „BioGlue“ greitai polimerizuoja. Sudrékinimas turi būti atliekamas greital, po to nedelsiant užpeleni „BioGlue“. Darant paužę tarp šuntavimo ir klijavimo, gali prasidėti polimerizacija aplikatorius antgalje.
- Siurbdami „BioGlue“ perfekiliu, iš chirurginio lauko, nenaudokite kraują taupymo priemonių.
- Prieš tepdami „BioGlue“ ant tikslinių anastomozų, kraujagysles suspauskite ir sumažinkite spaudimą.
- Kad „BioGlue“ nepatektų į širdies ir kraujagyslių sistemą, venkite bet koki neigiamo slėgio klijavimo metu ir „BioGlue“ polimerizacijos. Pavysdžiu, prieš naudojant „BioGlue“, reikia išjungti kairiojo skilvelio ventiliacijos angas. Yra buvę atveju, kai „BioGlue“, naudomas su aktyvia kairiojo skilvelio išleidimoanga, buvo įsiurbta į aortą ir trukdė širdies vožtuvo funkcijai.
- Nenupšištė „BioGlue“ nuo netinkamos vietos, ne galite pažeisti audinius.
- Neimplantuokite „BioGlue“ į uždaras anatomines vietas, esančias arti nervų struktūrų.
- Dėl klinikinės ataskaitos²⁸ užfiksuočių neveiksmingo sandarinimo naudojant „BioGlue“ transblastiniu būdu aukštiniems neuromoms atstatyti atveju, jo naudoti su šiuo chirurginiu būdu nerekomenduojama. Literatūroje aprašytas sėkminges gamino talykumas naudojant vidurinę duobę arba retrosigmoidinį metodą akustinei neuromui atstatyti, todėl šis metodas rekomenduojamas.²⁶
- Paskelbtį žmonių klinikinių tyrimų duomenys parodo, kad per didelis „BioGlue“ kiekis atliekant plaučių chirurgiją gali sukelti liekamajį or tarpa, ir ateiktažę.⁷
- Priemonė turi būti eksploatuojama į šalinamą laikantis visų galiojančių taisykių, išskaitant, be apribojimų, susisiųjų su žmonių sveikata, sauga ir aplinka.

NEPAGEIDAUJAMAS ŠALUTINIS POVEIKIS / NEPAGEIDAUJAMI INCIDENTAI – PASTEBĖTI IR GALIMI

Šias procedūras atliekantiems gydytojams būtina žinoti visas galimas minkštujų audinių atstatymo operacijos komplikacijas. Šio tipo operacijoms būdingos komplikacijos galii atsirasti bet kuriuo procedūros metu arba po jos.

Pastebėtas nepageidaujamas šalutinis poveikis / nepageidaujami reiškiniai:

Klinikinių tyrimų metu pastebėti šie nepageidaujami reiškiniai: „BioGlue“ klijai ištepti ant netikslinio audinio, „BioGlue“ neprilipo, miriš, kraujagyslés plyšimas ir kraujavimas, smegenų skyssio nutekėjimas, infekcija, uždegimas, imuninė sisteminė alerginė reakcija, negrižtamais sergamumais, išeimja, miokardo infarktas, neurologinis deficitas, organų sistemos neapkankamumas, paraplegija, pleuros efuzija, inkstu dysfunkcija / neapkankamumas, kvėpavimo funkcijos sutrikimas / neapkankamumas, insultas arba smegenų infarktas, tromboembolia ir trombozė

Galimas nepageidaujamas šalutinis poveikis / nepageidaujami reiškiniai, kurie gali atsirasti naudojant BioGlue®:

Galimos komplikacijos, būdingos naudojant chirurginius klijus „BioGlue“ kaip papildomą priemonę atliekant minkštujų audinių atstatymo operaciją (sarašas nėra baigtinis): padidejusio jautrumo reakcija, pavysdžiu, patinimas ar edema klijavimo vietoje, gaminio atsklyjimavimas nuo audinio, klijavimas ant audinio, kurie nepatenka į procedūrą, uždegiminas ir imuninės atskakas, alerginė reakcija, audinių mineralizacija, vietinė audinių nekrozė, kraujagyslių obstrukcija, bronchų arba lumbinalinio rausto obstrukcija, trombozė ir tromboembolia, plaučių emboliija, normalių kraujagyslių ar audinių pažeidimas, stenozė, seroma, pseudoaneurizma, ir galimas infekcinių medžiagų perdaivimas iš gyvūninės kilmės medžiagos.

PAKAVIMAS IR SAUGOJIMAS

„BioGlue“ švirkštas ir aplikatorius antgaliai tiekiami steriliškai. Pašalinkite visas nepanaudotas medžiagas iš atidaryto arba pažeisto gaminio.

„BioGlue“ tirpalai yra sterilišame dviem kamerų švirkšte su dangteliu. Polimerizuoti „BioGlue“ yra nepirogeniniai. Saugoti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje, bet neužsaldyti.

APLINKOS SALYGOS

Su chirurginiuose klijuose „BioGlue“ saugu atlikti MR (t. y. jie nekelia pavojus MR aplinkose).

NAUDOJIMO INSTRUKCIOS

Tepkite chirurginius klijus „BioGlue“ profilaktiškai arba aptikiu nuotekai.

Priemonės paruošimas

„BioGlue“ chirurginių klijų švirkšto tiekimo sistema sudaro: švirkštas, švirkšto stūmoklis ir aplikatorius antgalis.

„BioGlue“ švirkšta dézėtėje yra du atskiri maišeliai. Viename yra švirkštas ir švirkšto stūmoklis, o kitame – keturi aplikatorius antgaliai.

10 ml „BioGlue“ švirkšto dézėtėje yra papildomas maišelis su trimis 12 mm išskaidymo antgaliais. Prieš naudodami apžiūrėkite visus maišelius. Jei yra kokių nors steriliškos barjerinės sistemos pažeidimų, nenaudokite.

- Iš pakuočės išsimkite švirkšta, švirkšto stūmokli ir aplikatorius antgalius. Laikydami švirkšta vertikalai, spragtelėkite, kad oro burbulukai tirpaloose pakiltų į švirkšto viršų.



1 pav.



2 pav.

PASTABA. Visą įvedimo sistemos surinkimo laiką laikykite švirkšta vertikalai, kad burbulukai kiltų link švirkšto viršaus.

- Išsimkite aplikatorius antgalį iš pakuočės ir patirkinkite jo apvalo dalį, kad išsitinkintume, jog žymeklio dalis yra tiesiai virš didesniojo priedavo. Jei ne, pasukite ant veleno esančių fiksavimo apvalą, kol rodyklė bus virš didesniojo priedavo. Tvirtai laikydami švirkšta noselę į viršų, pasukite dangtelį 90° prieš laikrodžio rodyklę ir nūmkite dangtelį pajudinami iš venos pusės į kita. Sulygiuokite antgalį su švirkštu naudodami atlitinkamas kiekviename iš jų esančias išpjovas ir užmankite antgalį ant švirkšto.



3 pav.

DÉMESIO. Būkite atsargūs, kad surinkimo metu iš švirkšto neišspiltumete tirpalą.

- Užfiksukite aplikatorius antgalį tvirtai stundami antgalį link švirkšto ir sudam antgalio apvalą 90° pagal laikrodžio rodyklę.



4 pav.

Laikydami švirkšta vertikalai, sulygiuokite mažajį ir didelį švirkšto cilindrus su atlitinkamomis švirkšto stūmokli galutinėmis ir atitraukite stūmokli į užpakuonė švirkšto dalį, kol pajusite pasiprienešimą. Švirkšto įvedimo įtaisas surinktas.



5 pav.

DÉMESIO. Nedékite surinktos priemonės ant šono, kol neišleisite viso oro (žr. kitą dalį).

- Prieš naudojant „BioGlue“ procedūroje, iš švirkšto reikia pašalinkti likus oro, o aplikatorius antgalį reikia sudreikinti. **Žr. Vietos paruošimas, švirkšto oro tarpo pašalinimas ir aplikatorius antgalio sudrekinimas.**

- Jei naudojate aplikatorius antgalį su lankščiu ilgtinu, pageidaujamą kampą galite surinkti atlitinkamoje vietoje sulendam išlentuvą norinu kampu ir palaike 3-5 sekundes. Surinktų kampą išlaikykite iki 5 minučių.
- Norédami pašalinkti užsikimšusius aplikatorius antgalius, suimkite aplikatorius antgalio apvalą, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite antgalį nuo švirkšto, pajudindami iš vienos pusės į kita.

Vietos paruošimas, švirkšto oro tarpo pašalinimas ir aplikatorius antgalio sudrekinimas

- Tikslių chirurginių laukų reikia tinkamai paruošti prieš pašalinkinti likus oro tarpa, drékinant arba klijuojant „BioGlue“. „BioGlue“ geriausiai veikia, kai tikslinius chirurginius laukus yra sausas. Sausą chirurginių laukų galima apibūdinti kaip lauką, kuris per 4-5 sekundes po to, kai sasaukia nušluostomas chirurgine kempine, vėl nesusitępa krauju.

ISPĖJIMAS. Neklijuokite „BioGlue“ ant per drėgname lauke. Naudojant „BioGlue“ drėgname lauke, „BioGlue“ gali neprilipoti.

- Prieš naudojant „BioGlue“, reikia pašalinkti likus švirkšto oro tarpa. Vėlgi, svarbu surinktą švirkštą laikyti vertikalai, kad oro burbulukai tirpaloose būtų švirkšto viršuje. Oro erdvę galima valyti dvem skirtingais būdais:
 - Spauskite stūmokli tol, kol tirpalai susilyginus su švirkšto korpuso viršumi.

Pašalinus likūsi oro tarpa, švirkštas yra paruoštas sudrékinti (žr. 3 veiksmą) ir nedelsiant naudoti.

- b. Spauskite stūmoklį, kol antgalio apėjimo bus matomi abu tirpalai. Oro tarpas pašalinotas, tačiau antgalje dabar yra polimerizuoti „BioGlue“ klijai, todėl antgalį reiki pakiesti prieš sudrékinant (žr. 3 veiksmą) ir klijuojant atikslinės vletos.



6 pav.

PASTABA: iš kiekvieno švirkšto po pirmo panaudojimo reikia išleisti likūsi oro tarpą.

3. Kiekvienas aplikatorius antgalis turi būti sudrékintas prieš naudojant „BioGlue“. Sudrékinimas užtikrina, kad „BioGlue“ tirpalai būtų tinkamai sumaišyti. Chirurgas spaudžia stūmoklį ir išstumta siura, maždaug 3 cm ilgio „BioGlue“ juostelę ant sterilaus vienkartinio pavirsiaus (pvz., kempienės, marlės ar rankšluoščio).
4. Chirurgas apžiūri sudrékinimo metu išstumtą medžiąja ir ištinkina, kad jų yra vienodos švesvės geltos arba gintaro spalvos ir joje nėra oro burbuliukų. Jei medžiąja atrodė bespalvė arba joje yra burbuliukų, pakartokite sudrékinimą, kaip aprašyta 2 veiksmė, kol priemonės skystis bus vienodas, be burbuliukų.

DÉMESIO. Venkite tiesioginio sąlyčio su išstumta medžiąja sudrékinimo metu.

DÉMESIO. Jei yra irodymų, kad švirkštas sulūžo arba yra nesandarus, išmeskite priemonę ir atidarykite / naudokite naują.

5. Kai aplikatorius antgalis tinkamai sudrékintas, nedelsdami pereikite prie klijavimo.

DÉMESIO. „BioGlue“ polimerizuojasi labai greitai. Chirurgas turi užtepti „BioGlue“ iš karto po sudrékinimo.

Darant paužę tarp šuntavimo ir klijavimo, gali prasidėti „BioGlue“ polimerizacija aplikatorius antgalje. Jei taip atsitiktų, užsikrimšusi antgalį pakartokite naujų ir pakartokite aplikatorius galuko sudrékinimo veiksmus. Nespauskite stūmoklio, jei antgalis užsikrimšęs.

Bendrieji „BioGlue“ naudojimo chirurgijoje būdai^{15-23,29,30}

Prieš naudodamini chirurginius klijus „BioGlue“, chirurgi turi susipažinti su chirurginius metodais ir konkretų procedūrų variantais. Reikia pasiraprtikuoти naudoti chirurginius klijus „BioGlue“ su gaminiu prieš pirmą kartą naudojant chirurginiame kompleekte.

1. Pacientai turi būti paruoštas ir apvilktais pagal standartinės ligonių procedūras. Tokios procedūros kaip ižedimas į krūtinės lašą ar pleuros ertrę, kraujotakos palaičymas dibriniu būdu, suspaudimas į miokardo apsauga turi būti atliekami pagal standartinus chirurgo metodus.
2. Operacijos vieta supantis audinius gali būti apsaugotos nuo nepageidaujamų chirurginių klijų „BioGlue“ užtepmo šiose vietose uždedant drėgnus sterilius marlės tamponus. Iš karto po užtepmo nuimkite marlę, kol klijai dar minkštūs, nuvalykite perteklinius klijų likučius nuo vietas.

DÉMESIO. Siurbdami „BioGlue“ pertekliu, nenaudokite kraujų taupymo priemonių.

DÉMESIO. Prieš tepdamu „BioGlue“ ant tikslinių anastomozų, kraujagysles suspauskite ir sumažinkite spaudimą.

DÉMESIO. Nesiurbkite „BioGlue“ į kraujagysles klijuodami tikslines anastomozes.

3. Jei „BioGlue“ chirurginių klijų prilipta prie nepageidaujamos vietas, leiskite klijams polimerizuoti, o tada žypnélēmis ir žirklémis švelniai pašalinkite klijus nuo nereikalingos vietas. Nebandykite naudoti „BioGlue“ chirurginių klijų, nes galite pažeisti audinius klijavimo vietoje.
4. Atstatydami kraujagysles, užtepkite lygu 1,2–3,0 mm storio klijų sluksnį ant didesnių nei 2,5 cm skersmens kraujagyslių / šuntų anastomozų; užtepkite lygu 0,5–1,0 mm lipnų sluksnį ant mažesnių nei 2,5 cm skersmens kraujagyslių / šuntų.
5. Klijų tepimo vieta NETURI būti spaudžiamos arba papildomai slegiamos. „BioGlue“ veikia optimaliai, jei leidžiamai polimerizuoti be jokių manipuliavimų dvi minutės. Kai klijai polimerizavosi, jei reikia pritrivirkinti siūlais.
6. Kai klijai polimerizuojasi, žirklémis ir spausdutais pašalinkite perteklinius arba netaisyklingus klijų kraštus.

Specifiniai „BioGlue“ naudojimo aortos atsilieksniavimo chirurgijoje metodai^{6,11,13–19}

1. Iš atskyrusios aortos sluksnui iš pradžių reikia pašalinti kraują ir trombus bei kiek įmanoma išdžiovinti chirurginiems kempiniems.
2. Norédami atstatyti atskyrusio sluksnio distalinį galą, iškite balioninį kateterį iš tikrai spindį, kad nustatytumėte distalinį galą, kurį klijuose naudodami „BioGlue“. Be to, norint išlaikyti natūralią kraujagyslės struktūrą, atskyro aortos sluksnai turi būti aproksimuoti į tikrąjį spindį ikišant plėtkilį, kemping ar kateteri.

Tada „BioGlue“ dozuojamas į netikrąjį spindį iki pat distalinio balioninio kateterio galos. Netikrasnis spindis pildomas nuo distalinio iki proksimalinio galos, atliekant spiralinių jūdesių, kad klijavimas vyktų sklandžiai. Visiškai užplūdykite netikrąjį spindį „BioGlue“ klijais; nerープirdykite netikrąjį spindžio, kad „BioGlue“ klijai neišsieliut į tikrąjį spindį arba aplinkinius audinius.

3. Atstatant proksimalinį atsilieksniavusį galą, atskyrusios aortos sluksnui taip pat reikia aproksimuoti naudojant plėtkilį, kemping ar kateterį. Jei reikia, ant aortos vožtuvo lapeliai reikia uždėti drėgnus marlės tamponus, kurie apsaugo juos nuo netinkamo „BioGlue“ užtepmo. Tada pradedamas netikrąjį spindžio pildymas „BioGlue“ klijais.

Šunto medžiaga gali būti siuvama tiesiai ant audinių, prilipusių į sutvirtintų „BioGlue“ tiek proksimaliniame, tiek distaliniam atsilieksniavusios kraujagyslės atstatymo galuose. Leiskite „BioGlue“ visiškai polimerizuoti be jokių manipuliacijų dvi minutes prieš siūdami per prilipusius audinius sluksnius.

ISPĖJIMAS. Siekiant išlaikyti vaininių arteriju spindžio praeinamumą atsilieksniavimo išplėtimą atveju, prieš naudojant „BioGlue“ reikia įverti kateteri į vaininių arterijos angą.

„BioGlue“ naudojimas plaučiu chirurgijoje^{6,9} irodyta, kad „BioGlue“ yra veiksminges lėptant ant išsiplėtusių arba susitraukusių plaučių.

Šalinimo instrukcijos

Pašalininkite visas nepanaudotas medžiagas iš atidaryto ar paežiusto gamino, įmesdami jas į biologinį pavojų keliainčių medžiagų kontenerį.

Saugos ir klinikinių savių suvestinė

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

„BioGlue“ naudojimo trukmė

Chirurginių klijų „BioGlue“ skirti ilgalaičiam naudojimui (daugiau nei 30 dienų). „BioGlue“ skaidosi proteolizės būdu; rezorbacija gali būti lėta, priklausomai nuo užteptų klijų kiekio ir tikslinio audinio kraujagyslių skaičiaus.

Pranešimai apie rūmatus incidentus

Apie rūmatus su „BioGlue“ susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje pacientas yra įsirengęs, kompetentingai institucijai. Žemėje pateikta gamintojo kontaktinė informacija.

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefonas: +1 (888) 427-9654
Faksas: +1 (770) 590-3753
El. paštas: fieldassurance@artivion.com

NUORODOS

Paprastus, galima gauti nuorodas į šiam įterpinjy esančią informaciją.

¹Artivion Data on File. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation („BioGlue“ gamybos proceso patvirtinimas)

²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery (Chirurginių sandariukų naudojimas atstatant kietojo kaulo plūsimus neinstrumentinės stuburo operacijos metu). Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion) (Aortoprotezavimo anastomozų eksperimentinė technika klijuojant („BioGlue® Artivion“)). Presented at the Laparoscopic Aortolilac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France (Pristatyta renginyje „Laparoskopinė aortolilakos chirurgija dėl okluzinių ligų ir aneurizmu“, Marselys, Prancūzijoje). January 28, 2000 (2020 m. sausio 28 d.)

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications (Chirurginių sandariukų, skirtų širdies ir kraujagyslių sistemai, citologinis sudeinamumas ir mechaninės savybės). J Thorac Cardiovasc Surg 2018;1:8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results (Vainikinių arterijų šuntavimas be siūlių su biologinėmis klijuotomis anastomozėmis: preliminarūs in vivo ir in vitro tyrimų rezultatai). J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7.
doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bulektomy (Patiris naudojant albumino glutaraldehydo audinių klijus sandarinant oro ruoštukus po bulektomijos.). Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery (Preliminarių rezultatai naudojant albumino-glutaraldehydo audinių klijus plaučių chirurgijoje). Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83

- ⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks (Perspektyvinis, atsikiškinimui imčiu, kontroliuojamas „BioGlue“ veiksmingumo gydant alveoli orey nuotekėjus tyrimas). J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12
- ⁹Hergert GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses (Eksperimentinis albumino-glutaraldehido audinių klijų panauojimas plaučių parenchimos ir bronchių anastomozų sandarinimui). European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.
- ¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of its indications in Cardiac Surgery (Chirurginiai klijai „BioGlue“ – jų indikacijų širdies chirurgijoje įvertinimas). Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7
- ¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients („BioGlue“ naudojimas aortos chirurgijoje: tinkami taikymo būdai ir rezultatai 92 pacientams). The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)
- ¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures (Perspektyvinis atsikiškinimui imčiu tyrimas dėl baltymų pagrindu pagamintų audinių klijų, naudojant kai hemostazinis ir struktūrinis priedas atliekančius ir kraujagyslių anastomozės atstatymo procedūras). J Am Coll Surg 2003;197:243-253
- ¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Užminio A tipo skrodimo gydymo pažanga: integruotas metodas). Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52
- ¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Ar „BioGlue“ prisideda prie anastomozinės pseudoaneurizmos po krūtinės aortos operacijos?) J Thorac Dis 2017
- ¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms (Galviju serumo albumino-glutaraldehido klijų vaidmuo anastomozinių pseudoaneurizmų formavimė). J Card Surg 2011; 26:76-81
- ¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Užminis A tipo skrodimas: konservatyvūs metodai užtikrina nuolat mažą mirtingumą). Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.
- ¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection (Viduaus klinikinio tyrimo atsakaita – chirurginių klijų „BioGlue“, kaip chirurginio priedo atstalant A tipo aortos atsisluoksniaivimą, efektyvumą ir saugos tyrimas). Protocol BG1001 (Protokolas BG1001)
- ¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Albumino / glutaraldehido sandariklis įtaka ankstyviems rezultatams po užminio A tipo aortos atsisluoksniaivimui). REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - No. 6 – 2019
- ¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery („BioGlue“: albumino / glutaraldehido sandariklis širdies chirurgijoje). J Card Surg; 2003;18:500-3
- ²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transsphenoidal surgery: A case series („BioGlue“ prooperacioni smegmenų skystyje nutekėjimo prevencija atliekančių transsphenoidinių chirurgijų atvejų serija). Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376
- ²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures (Turkabaliui apačios rekonstrukcija naudojant „BioGlue“ po transsfenoidinių procedūrų). J Clin Neuros 2003; 10:92-95
- ²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures („BioGlue“ panauojimo neurochirurginėse procedūrose vertinimas). J Clin Neurosci. 2003 Nov; 10(6):661-4
- ²³Allama AM, Abu Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (Audinių klijų naudojimas siekiant sumažinti alveolių oro nutekėjimą krūtinės lastos chirurgijoje). Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.
- ²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis (Nauji chirurginiai klijai („BioGlue“) sukelia ūminį freninio nervo pažeidimą ir diafragmos paralyžiją). Presented at the 34th Association of Academic Surgery 2000 (Pristatytą 34-ojoje akademinių chirurgijos asociacijoje 2000 m.)
- ²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration (Nauji chirurginiai klijai („BioGlue“) sukella greitą ir ilgalaikę bradikardiją dėl sinoatrialinio mazgo degeneracijos). Presented at Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams (Pristatytą simpoziume širdies ir bendrosios krūtinės chirurgijos komandoms). (santrauka) 2000
- ²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Chlorheksidino glukonato gelis apsaugo atvirus nervus tepant chirurginius klijus „BioGlue“). Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting (Pristatytas 35-ajame akademinių chirurgijos asociacijos posėdyje). (santrauka) 2001
- ²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Chlorheksidino glukonato gelis apsaugo miokardą ir sinoatrialinį mazgą naudojant chirurginius klijus „BioGlue“). Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting (Pristatytas 35-ajame akademinių chirurgijos asociacijos posėdyje). (santrauka) 2001
- ²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study (Smegenų skydio nutekėjimo gretėjimo po „BioGlue“ panauojimo translabirintinės vestibulinės švanomos chirurgijoje: perspektyvinis tyrimas). Otol Neutrotol 2006;27:102-5.
- ²⁹Raanani E, et al. Use of “BioGlue” in aortic surgical repair („BioGlue“ naudojimas aortos chirurginiams atstatymui). Ann Thorac Surg 2001;72:638-40
- ³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses (Krūtinės lastos aortos anastomozės). Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76
- GAMINIO INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS**
Šios priemonės naudojimas ir laikymas, taip pat veiksnių, susiję su pacientu, diagnoze, gydymu, chirurginėmis procedūromis ir kitaip reiškiniais, kurių gamintojas negali valdyti, gali tiesiogiai paveikti šią priemonę ir ja naudojantis gautus rezultatus.
- PATVIRINTIMŲ ATSIDAKYMAS; ATSAKOMYBĖ APRIBOJIMAS**
„ARTIVION“ ATSIDAKO VISŪ AIŠKIU IR NUMANOMU PATVIRINTIMU, SUSIJUSIU SU ŠIAIS CHIRURGINIAIS KLIJAIS, ISKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TIESIOGINIUS IR NUMANOMUS PATVIRINTIMUS DĒL TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO KONKRECIAM TIKLUI. „ARTIVION“ NIEKAIP NEATSAKO UŽ ATSIKTINKĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ. Jei dėl bet kokios priežasties atsakomybės atsidakymas bus pripažintas negaliojančiu arba nevykdytinu: i) visi veiksmai dėl garantijos pažėidimo turi būti pradėti per vienius metus nuo to laiko, kai atsiraðo reikalavimas ar jo pagrindas, ir ii) tokio pažėidimo sprendimas ribojamas gaminio pakeitimu.
- „Artivion“ ir „BioGlue“ yra registruotieji „Artivion, Inc.“ ©2022 Artivion, Inc. Visos teisės saugomas. Spausdinėta JAV.

(pl) POLSKI

Instrukcja użytkowania

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglu

Drukowana wersja Instrukcji użytkowania zostanie dostarczona w ciągu siedmiu dni na życzenie zgłoszone do działu obsługi klienta BioGlue za pomocą dowolnej formy kontaktu wybranej z listy umieszczonej poniżej.

Tel.: 888 427 9654 • Fax: 770 590 3753
E-mail: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Tel.: +1 (888) 427-9654
Fax +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent		Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania / elektroniczną instrukcją użytkowania
	Data produkcji		Ostrzeżenie
	Upoważniony przedstawiciel w UE	Rx ONLY	Uwaga: przepisy federalne (USA) zezwalają na sprzedaż niniejszego wyrobu wyłącznie na zamówienie złożone przez lekarza
	Importer		Niepirogenny
	Wyrób medyczny		Zawiera materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Bezpieczny do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego
	System pojedynczej bariery sterylnnej		Numer katalogowy
	System podwójnej bariery sterylnnej		Kod partii
	Sterylizowany tlenkiem etylenu		Niepowtarzalny identyfikator wyrobu
	Sterylizowany przez napromienianie		Data ważności
	Nie sterylizować ponownie		Kraj produkcji
	Nie używać ponownie		Ilość
	Granica temperatury		

OPIS PRODUKTU

Klej tkankowy BioGlue® jest dwuskładnikowym klejem chirurgicznym złożonym z roztworów oczyszczonej surowiczej albuminy wołowej i aldehydu glutarowego. W momencie dozowania roztwory kleju (w określonych proporcjach) są mieszane w końcowce aplikatora, gdzie rozpoczyna się proces sieciowania. Cząsteczki aldehydu glutarowego wiążą w sposób kowalencyjny (sieciują) cząsteczki BSA ze sobą, a po nalożeniu – z białkami tkanki w miejscu wykonywania zabiegu, tworząc elastyczne mechaniczne uszczelnienie, niezależne od procesu krzepnięcia. Klej tkankowy BioGlue (zwany dalej BioGlue)aczynna polimeryzować w czasie od 20 do 30 sekund i osiąga swoją docelową siłę wiązania w ciągu 2 minut. BioGlue przynosi również do syntetycznych materiałów do przeszczepów poprzez mechaniczne blokady w szczelinach matrycy przeszczepu.

Poniższe akcesoria są sprzedawane oddzielnie w celu ułatwienia nakładania kleju tkankowego BioGlue:

Kod produktu	Opis produktu
BGAT-SY	Końcowka aplikatora
BGAT-10-SY	Końcowka przedłużająca strzykawkę – 10 cm
BGAT-27-SY	Końcowka przedłużająca strzykawkę – 27 cm
BGST-12	Końcowka rozprowadzająca – 12 mm
BGST-16	Końcowka rozprowadzająca – 16 mm
BGDTE-10	Przedłużenie końcówki do aplikacji – 10 cm
BGDTE-27	Przedłużenie końcówki do aplikacji – 27 cm
BGDTE-35	Przedłużenie końcówki do aplikacji – 35 cm

Strzykawki BioGlue są dostępne w 3 wariantach – 2 ml, 5 ml i 10 ml. Każda strzykawka składa się z roztworów surowiczej albuminy wołowej (BSA) i aldehydu glutarowego w proporcji (odpowiednio) 4:1. Roztwór BSA ma kolor burzowy i jest płynny. Roztwór aldehydu glutarowego jest klarowny i płynny.Specyfikacja dla roztworu BSA: roztwór o stężeniu 4% (stosunek masy do objętości). Maksymalne docelowe masy 45% roztworu BSA dla każdego rozmiaru strzykawki wynosząc: 2,71 gramma (strzykawka 2 ml), 4,75 gramma (strzykawka 5 ml) i 9,50 gramma (strzykawka 10 ml). W oparciu o te wartości docelowe maksymalna ilość materiału pochodzenia zwierzęcego mająca kontakt z pacjentem podczas korzystania z jednego urządzenia wynosi 1,22 gramma (strzykawka 2 ml), 2,14 gramma (strzykawka 5 ml) i 4,23 gramma (strzykawka 10 ml) dla każdego wariantu.

Specyfikacja dla roztworu aldehydu glutarowego: roztwór 10% (stosunek masy do objętości). Maksymalne docelowe masy 10% roztworu aldehydu glutarowego dla każdego rozmiaru strzykawki wynosząc: 0,63 gramma (strzykawka 2 ml), 1,10 gramma (strzykawka 5 ml) i 2,16 gramma (strzykawka 10 ml). W oparciu o te wartości docelowe, maksymalna ilość aldehydu glutarowego mająca kontakt z pacjentem podczas korzystania z jednego urządzenia wynosi 0,06 gramma (strzykawka 2 ml), 0,11 gramma (strzykawka 5 ml) i 0,22 gramma (strzykawka 10 ml) dla każdego wariantu.

WSKAZANIA / PRZENACZENIE

Klej tkankowy BioGlue jest wskazywany do stosowania jako uzupełnienie do standardowych metod leczenia chirurgicznego (takich jak szwy, zszywki lub siatki) w celu przylegania do tkanek miękkich, łączenia ich lub wzmacniania. Docelowe tkanki miękkie to tkanka sercowa, naczyniowa, plucna i oponowa.

GRUPA DOCELOWA PACJENTÓW

Dorośle pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym, w przypadku których wymagane jest uzupełnienie standardowej metody leczenia chirurgicznego w celu połączenia, uszczelnienia lub wzmacnienia tkanki sercowej, naczyniowej, oponowej i płucnej.

DOCELOWI UŻYTKOWNICY

Klej tkankowy BioGlue jest przeznaczony do stosowania przez pracowników służby zdrowia (takich jak chirurdy) wykwalifikowanych w zakresie odpowiednich wskazówek stosowania produktu.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

- BioGlue osiąga pełną siłę wiązania w ciągu 2 minut.¹
- Klej tkankowy BioGlue tworzy silne wiązania kowalencyjne z tkanką i mechanicznie łączy się z wszczępiącym materiałem syntetycznym. Dzięki takim silnym wiązaniom klej BioGlue w badaniach *in vitro* uzyskał wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą co najmniej 560 mm HG.^{1,3,4,5}

W rozległych zabiegach naczyniowych i kardiologicznych, w których stosowano klej BioGlue, wystąpiło:

- zmniejszenie krwawienia zespołu w porównaniu do standardowo stosowanej metody¹².

W zabiegach plucnych, rozległych zabiegach naczyniowych i kardiologicznych, w których stosowano klej BioGlue, wystąpiło:

- redukcja długości pobytu na oddziale intensywnej terapii i w szpitalu w porównaniu do standardowo stosowanej metody chirurgicznej^{12,19,23}.

W przypadkach leczenia rozwartwienia aorty, w których zastosowano klej BioGlue:

- wymagano mniejszej ilości zastrzyków, środków hemostatycznych i szwów w porównaniu ze standardowo stosowaną techniką chirurgiczną; 17
- czas pobytu na sali operacyjnej, czas zakleszczenia aorty, czas zatrzymania krążenia i czas obejścia zostały zredukowane w porównaniu ze standardowo stosowaną techniką chirurgiczną^{18,19};
- zużycie płytek krwi, oscoczki i krwinek było mniejsze w porównaniu ze standardowo stosowaną techniką chirurgiczną^{17,19}.

W zabiegach plucnych, w których zastosowano BioGlue:

- wykazano, że klej BioGlue jest skuteczny w uszczelnianiu wypływu powietrza, gdy jest aplikowany na opróżnione lub napełnione powietrzem pluco. 6,7,8,9
- Czas tworzenia wypływu powietrza był krótszy w porównaniu ze standardową metodą^{6,8,23}.

W zabiegach oponowych, w których zastosowano klej BioGlue:

- uzyskano zmniejszenie przecieków płynu mózgowo-rdzeniowego w porównaniu ze standardowo stosowaną metodą chirurgiczną^{20,21,22}.

Akcesoria do kleju tkankowego BioGlue ułatwiają jego nakładanie.

KORZYŚCI KLINICZNE

W rozległych zabiegach naczyniowych, kardiologicznych, plucnych i oponowych, w których stosowano klej BioGlue:

- wykazano, że częstotliwość występowania tężników rzekomych jest niższa w porównaniu

z publikacjami naukowymi dotyczącymi standardowej techniki leczenia^{11,14,15};

- wykazano, że odsetek powikłań jest niższy w porównaniu z publikacjami naukowymi dotyczącymi standardowej techniki leczenia^{12,2,23,18};
- wykazano, że śmiertelność jest niższa w porównaniu z publikacjami naukowymi dotyczącymi standardowej techniki leczenia. 10,11,12,13,16

PRZECIWWSKAZANIA

Stosowanie BioGlue jest przeciwwskazane w zabiegach naczyniowo-mózgowych i wszelkich obszarach wewnętrz świata. Stosowanie u pacjentów wykazujących wrażliwość na materiały pochodzenia wołowego jest przeciwwskazane.

OSTRZEŻENIA ▲

- Nie używać kleju BioGlue jako zamiennika szwów lub zszywek przy zblizeniach tkanek.
- Nie używać kleju BioGlue w sposób, który mógłby spowodować kontakt z krwią lub zablokowanie przepływu krwi podczas lub po aplikacji. Dostanie się kleju BioGlue do układu krążenia może spowodować miejscową lub zatopową niedrożność naczyń krwionośnych.
- Nie używać kleju BioGlue w sposób, który mógłby utrudnić przepływ powietrza lub innych płynów w świecie w trakcie lub po aplikacji.
- Unikać kontaktu z nerwami, oczami lub innymi tkankami nieprzeciągnymi do stosowania produktu.
- Badanie na zwierzętach²⁴ wykazało, że bezpośrednie zastosowanie kleju BioGlue na odsłonięty nerw przeponowy może spowodować jego ostry uraz. W oddzielnym badaniu na zwierzętach²⁵ wykazało, że bezpośrednie zastosowanie BioGlue na powierzchni węzła zatokowo-przedśniowego (SAN) serca może spowodować martwicę skrzepową, która rozszerza się na miesięń sercowy i może dotrzeć do leżącej u jego podłożu tkanki przewodzącej oraz spowodować ostre,ogniskowe zwrotnieję węzła zatokowo-przedśniowego. Późniejsze badania na zwierzętach^{26,27} wykazały, że żel glukonianu chlorkoheksydynu może chronić nerw przeponowy, miesiąc sercowy i leżący u jego podłożu węzeł zatokowo-przedśniowy przed potencjalnym urazem spowodowanym użyciem kleju BioGlue.

- Nie stosować BioGlue, jeżeli personel nie posiada odpowiednich środków ochrony (np. założonych rękawic, maski, odzieży i okularów ochronnych). Nieprzereagowany aldehyd glutarowy może powodować podrażnienie oczu, nosa, gardła lub skóry, wytwarzać zaburzenia oddychania i miejscową martwicę tkanek. Długotrwałe narażenie na nieprzereagowany aldehyd glutarowy może powodować patologie centralnego układu nerwowego lub serca. W przypadku kontaktu z produktem natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą i zasięgnąć porad lekarza.

- Spolimeryzowany klej BioGlue posiada właściwości związane z zwiększeniem objętości. W przypadku niewłaściwego zastosowania lub nałożenia zgłaszano poważne zdarzenia niepożądane związane z uciskiem sasaďującymi strukturą anatomicznymi. Klej BioGlue powinien być stosowany tylko wtedy, gdy możliwa jest pełna wizualizacja docelowego miejsca jego nałożenia; gdy zostanie odpowiednio nalany do strzykawki w celu uzyskania optymalnej lepkości oraz gdy używana jest minimalna ilość preparatu. Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punktach Wskazania/przeznaczenie i Sposób użycia na niniejszej etykcie.

- Należy ograniczyć stosowanie kleju BioGlue u pacjentów z zaburzeniami gospodarki wapniowej (np. przewlekłą niewydolnością nerek, nadczynnością przytarczyc). Tkanka poddana działaniu aldehydu glutarowego ma większą skłonność do mineralizacji. Eksperymenty laboratoryjne wskazują, że nieprereagowany aldehyd glutarowy może mieć działanie mutagenne.
- Nie należy stosować BioGlue w przypadku infekcji i należy zachować ostrożność w przypadku zakażonych obszarów ciała.
- Należy zachować ostrożność przy powtórznej ekspozycji tego samego pacjenta na klej BioGlue. Po kontakcie z BioGlue możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości. U zwierząt zaobserwowano działanie uczulające.
- Klej BioGlue zawiera materiał pochodzenia zwierzęcego, który może być zdolny do przenoszenia czynników zakaźnych.
- Nie badano stosowania produktu BioGlue u kobiet w ciąży/karmiących piersią.
- Strzykawka BioGlue i akcesoria BioGlue to wyroby jednorazowe i nie powinny być stosowane w więcej niż jednego pacjenta.
- Nie badano stosowania preparatu BioGlue u pacjentów pediatrycznych. Klej BioGlue nie powinien być nakładany obowiąsto na tkankę i może uniemożliwić jej wzrost lub ekspansję.
- Przydatność kleju BioGlue w leczeniu przetok oskrzelowo-opłucnowych (BPF) i przeciuków lymfatycznych nie została potwierdzona odpowiednią ilością danych.
- Jeżeli klej BioGlue jest używany w połączeniu z jakikolwiek innym materiałem, należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi obu produktów i stosować się do nich.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zaleca się, aby rękawice chirurgiczne, sterylne gaziki/ręczniki i narzędzia chirurgiczne były cały czas wilgotne, aby zminimalizować możliwość przypadkowego przelegania kleju BioGlue do takich powierzchni.
 - Strzykawkę BioGlue, końcówki aplikatora, końcówki rozprowadzające i końcówki przedłużające strzykawki są przeznaczone wyłącznie do użytku przez jednego pacjenta. Nie sterylizować ponownie.
 - Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
 - Uważaj, aby nie rolać zawartości strzykawki.
 - Nie wciskaj tła strzykawki podczas zakładania na strzykawkę.
 - Nie stosować BioGlue na zbyt mokrym polu operacyjnym. Może to skutkować słabym przeleganiem.
 - Unikać kontaktu tkanek z materiałem wydalonym z aplikatora podczas napełniania.
 - Klej tkankowy BioGlue szybko ulega polimeryzacji. Napełnianie należy wykonywać szybko, a następnie natychmiast nalożyć BioGlue. Wystąpienie przerwy pomiędzy napełnianiem a nalożeniem może spowodować polimeryzację BioGlue w końcówce aplikatora.
 - Nie należy używać przyrządów zapobiegających utracie krwi do odysania nadmiaru kleju BioGlue z pola operacyjnego.
 - Przed nalożeniem kleju BioGlue na docelowie miejsce zespolenia należy zaciśnąć naczynia i zmniejszyć w nich ciśnienie.
 - Aby zapobiec przedostaniu się BioGlue do układu sercowo-naczyniowego, należy unikać jakikolwiek podciśnienia podczas nakładania i polimeryzacji kleju. Przykładowo przed zastosowaniem kleju BioGlue należy wyłączyć urządzenie do drenażu lewej komory serca. Istnieją doniesienia o wessaniu kleju BioGlue do aorty i zaburzeniu pracy zastawek serca w przypadku stosowania produktu w
- połączeniu z aktywnym systemem drenażu lewej komory.
- Nie odklejać kleju BioGlue z miejsca przypadkowego nalożenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tkanki.
 - Nie stosować kleju BioGlue do zamkniętych struktur anatomicznych, które znajdują się w bezpośredniej bliskości struktur nerwowych.
 - Ze względu na doniesienia kliniczne²⁸ o nieskutecznym uszczelnianiu przy stosowaniu kleju BioGlue w leczeniu nerwiaka nerwu słuchowego poprzez dostęp przeblondkowy – nie zaleca się jego stosowania w tym podejściu chirurgicznym. W literaturze opisywano udane zastosowanie produktu w leczeniu nerwiaka nerwu słuchowego przy korzystaniu z dostępu przez śródwyk dół czaszki lub dostępu retrosigmoidalnego i taki dostęp jest zalecanym²⁶.
 - Opublikowane dane kliniczne dotyczące ludzi wykazały, że nadmierne stosowanie kleju BioGlue w chirurgii płuc może spowodować powstanie resztkowej przestrzeni powietrznej i niedomy²⁷.
 - Urządzenie należy obsługiwać i utylizować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony środowiska.

EFEKTY UBOCZNE / DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE – ZAOSBROWANE I POTENCJALNE

Znajomość wszystkich możliwych powikłań operacji naprawczych tkanek miękkich jest niezbędna u lekarzy wykonujących te zabiegi. Powiklania charakterystyczne dla tego typu operacji mogą wystąpić w dowolnym momencie w trakcie zabiegu lub po jego wykonaniu.

Zaobserwowane efekty uboczne / działania niepożądane:

Działania niepożądane zaobserwowane podczas badań klinicznych: klej BioGlue został nalożony na tkankę nieobjętą zabiegiem, nieprzyleganie kleju BioGlue, zgrom, pęknięcie zaszynia krvinońskiego i krwotok, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, zakażenie, reakcja zapalna, reakcja alergiczna układu immunologicznego, niedowrażalna choroba, niedokrwienie, zawał mięśnia sercowego, deficit neurologiczny, niewydolność narządu, porażenie poprzeczne, wysięk opłuczny, zaburzenia czynności/niewydolność nerek, zaburzenia/niewydolność układu oddechowego, udar lub zawał mózgu, choroba zatrzewowo-zatorowa i zatrzcipka

Potencjalne efekty uboczne / działania niepożądane, które mogą wystąpić po zastosowaniu kleju BioGlue: powiklania specyficzne dla stosowania kleju tkankowego BioGlue jako środka uzupełniającego podczas operacji naprawczych tkanek miękkich mogą obejmować m.in.: reakcję nadwrażliwości, taką jak obrzęk lub opuchlizna w miejscu nalożenia, nieprzyleganie produktu do tkanek, zastosowanie kleju do tkanek niebędącej celem zabiegu, reakcję zapalną i immunologiczną, reakcję alergiczną, mineralizację tkanek, miejscową martwicę tkanek, niedrożność naczyń, niedrożność oskrzeli lub światła, zakrzepicę i choroby zatrzewowo-zatorowe żył, zator plucny, uszkodzenie prawidłowych naczyń lub tkanek, zwężenie naczyń, kriaki, tleniątki rzekomy oraz możliwe przeniesienie czynników zakaźnych z materiału pochodzenia zwierzęcego.

OPAKOWANIE I PRZECHOWYwanie

Strzykawka BioGlue i końcówki aplikatorów są dostarczane w stanie sterylnym. Należy wyrzuścić wszelkie niewykorzystane materiały z otwartego lub uszkodzonego produktu.

Roztwory BioGlue znajdują się w zamkniętej, dwukomorowej, sterylnej strzykawce. Polimeryzowany BioGlue jest niepirogenny.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, ale nie zamrażać.

WARUNKI OTOCZENIA

Klej tkankowy BioGlue jest bezpieczny do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego (tzn. nie stwarza zagrożenia we wszystkich środowiskach rezonansu magnetycznego).

SPOSÓB UŻYCIA

Klej tkankowy BioGlue należy stosować profilaktycznie lub po wykryciu wycieku.

Przygotowanie urządzenia

System podawania kleju chirurgicznego BioGlue składa się z strzykawki, tła strzykawki i końcówki aplikatora.

Wewnątrz pudełka ze strzykawką BioGlue znajdują się dwie oddzielne saszetki. Jedna zawiera strzykawkę i tło strzykawki, a druga cztery końcówki aplikatora.

Opakowanie strzykawki BioGlue 10 ml zawiera dodatkowo saszetkę z trzema końcówkami rozprowadzającymi 12 mm. Należy sprawdzić wzrokowo stan wszystkich saszetek przed użyciem. Nie stosować, jeśli występuje jakiekolwiek naruszenia barierki sterylnej.

- Wyjąć strzykawkę, tło strzykawki i końcówki aplikatora z opakowania. Trzymając strzykawkę w pozycji pionowej, postukać w nią, aż pęcherzyki powietrza w roztworach uniosą się do górnej części strzykawki.



Rys. 1



Rys. 2

UWAGA: w trakcie składania systemu do nakładania kleju należy cały czas trzymać strzykawkę w pozycji pionowej, aby pęcherzyki powietrza znajdowały się u góry strzykawki.

- Wyjąć końcówkę aplikatora z opakowania i sprawdzić jej końierz, aby upewnić się, że element wskazujący kierunek znajduje się bezpośrednio nad większym otworem. Jeśli nie, obrócić końierz blokujący na trzonie strzykawki, aż element wskazujący kierunek znajdzie się nad większym otworem. mocno chwytając strzyjkę, czubkiem do góry, obrócić nasadkę o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu zegara i zdjąć ją, poruszając z boku na bok. Wyrównać końcówkę ze strzyjką, korzystając z odpowiednich nacięć na każdej z nich, a następnie umieścić końcówkę na strzykawce.



Rys. 3

UWAGA:  należy uważać, aby podczas składania nie rolać roztworu ze strzykawki.

- Zablokować końcówkę aplikatora na miejscu, mocno popchniąc ją w kierunku strzykawki i obracając jej końierz o 90° zgodnie z ruchem zegara.



Rys. 4

Trzymając strzykawkę w pozycji pionowej, ustawić malą i dużą korpus strzykawki w jednej linii z odpowiednimi głowicami tłoku strzykawki, a następnie wsunąć tłok do tylnej części strzykawki aż do wyczuwania oporu. Dzięki temu strzykawka zostanie prawidłowo złożona.



Rys. 5

UWAGA: nie należy odkładać złożonego urządzenia na bok, dopóki nie zostanie usunięte całe powietrze (patrz następny ustęp).

UWAGA: przed użyciem BioGlue do zabiegu, strzykawka musi być oczyszczona z pozostałości powietrza, a końcówka aplikatora napełniona. Patrz Przygotowanie pola operacyjnego, usunięcie powietrza ze strzykawki i napełnianie końcówek aplikatora.

4. W przypadku stosowania końcówek aplikatora z elastycznym przedłużeniem pożądany kąt można utworzyć poprzez zgięcie przedłużenia w odpowiednim miejscu, aż do uzyskania pożądanego kąta, i przytrzymanie przez 3-5 sekund. Utworzony kąt powinien zostać utrzymany przez czas do 5 minut.
5. Aby usunąć zatkane końcówki aplikatora, należy chwycić kolińce końcówek, obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć końcówkę ze strzykawki, poruszającą ją na boki.

Przygotowanie pola operacyjnego, usunięcie powietrza ze strzykawki i napełnianie końcówek aplikatora

1. Pole operacyjne musi być odpowiednio przygotowane przed usunięciem reszek powietrza, napełnieniem końcówek i nalożeniem kleju BioGlue. Klej BioGlu działa najlepiej, gdy pole operacyjne jest suche. Suche pole operacyjne to takie, które nie pokrywa się ponownie krwią w ciągu 4-5 sekund po wytarciu do sucha gąbką hemostatyczną.

UWAGA: nie należy stosować kleju BioGlue na zbyt mokrym polu operacyjnym. Zastosowanie BioGlue na mokrym polu operacyjnym może spowodować, że klej BioGlue nie będzie przylegał.

2. Pozostałe powietrze ze strzykawki należy usunąć przed zastosowaniem kleju BioGlue. Ponownie, ważne jest, aby trzymać złożoną strzykawkę w pozycji pionowej, żeby zapewnić, że pęcherzyki powietrza w roztworach znajdują się w górnej części strzykawki. Usuwanie powietrza może zostać wtedy wykonane dwiema różnymi metodami:

- a. wciśnąć tłok tylko do momentu, gdy roztwory zrównają się z górną częścią korpusu strzykawki. Po usunięciu reszek powietrza strzykawka będzie gotowa do napełnienia (patrz krok 3) i natychmiastowego użycia.

- b. Wcisnąć tłok, aż oba roztwory będą wyraźnie widoczne w podstavie końcówki. Powietrze zostanie usunięte, ale końówka będzie zatkana spłomierzonym klejem BioGlue i będzie musiała zostać wymieniona przed napełnieniem (patrz krok 3) i nalożeniem preparatu na pole operacyjne.



Rys. 6

UWAGA: każda strzykawka musi zostać oczyszczona z pozostałego powietrza tylko przy pierwszym użyciu.

3. Każda końcówka aplikatora musi zostać napełniona przed nalożeniem kleju BioGlue. Napełnianie zapewnia prawidłowe wymieszczenie roztworów BioGlu. Chirurg musi wciśnąć tłok, wyciskając wąski pas kleju BioGlue o długości około 3 cm na sterylną powierzchnię jednorazowego użytku (np. gąbkę, gazę lub ręcznik).
4. Chirurg powinien skontrolować materiał wydalony podczas napełniania i upewnić się, że ma on jednolity kolor, od jasnożółtego do bursztynowego, i że nie zawiera pęcherzyków powietrza. Jeżeli materiał jest bezbarwny lub zawiera pęcherzyki powietrza, należy powtórzyć proces napełniania, zgodnie z opisem w kroku 2, aż urządzenie będzie dozwalać jednolitą ciecę bez pęcherzyków powietrza.

UWAGA: unikać bezpośredniego kontaktu z materiałem wydalonym podczas napełniania.

UWAGA: w przypadku oznak złamania lub nieszczelności strzykawki należy wyrzucić wybór i otworzyć/wykorzystać nowy.

5. Po prawidłowym napełnieniu końcówki aplikatora należy natychmiast przystąpić do nakładania kleju.

UWAGA: klej BioGlue bardzo szybko ulega polimeryzacji. Chirurg musi zastosować klej BioGlu natychmiast po napełnieniu strzykawki.

Wystąpienie przerwy pomiędzy napełnianiem a nalożeniem może spowodować polimeryzację BioGlue w końcówce aplikatora. W takim przypadku należy wymieścić zablokowaną końcówkę na nowo, a następnie powtórzyć czynności związane z napełnianiem. Nie wywierać nacisku na tłok po zatkaniu się końcówki.

Ogólne techniki stosowania kleju BioGlue w chirurgii^{6,11,13-29,30}

Przed użyciem kleju tkankowego BioGlu chirurdy powinni zapoznać się z technikami chirurgicznymi i specyfiką stosowanych przez nich zabiegów w drodze odpowiedniego szkolenia. Stosowanie kleju tkankowego BioGlu powinno być przećwiczone przed pierwszym użyciem produktu na bloku operacyjnym.

1. Pacjent powinien być przygotowany i okryty zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w szpitalu. Zabiegi takie jak wprowadzenie do klatki piersiowej lub jamy opłucnej, zastosowanie krażenia pozaustrojowego, zaciskanie, ochrona mięśnia sercowego powinny być wykonywane zgodnie ze standardowymi technikami pracy chirurga.
2. Tkanki otaczające pole operacyjne mogą być chronione przed niepożądanym działaniem kleju BioGlue poprzez umieszczenie wilgotnych, sterylnych podkładów z gazy. Bezpośrednio po nalożeniu kleju należy usunąć gazę, gdy klej jest jeszcze miękki, wycierając nadmiar pozostałości kleju z pola.

UWAGA: nie należy używać przyrządów zapobiegających utracie krwi do odysania nadmiaru kleju BioGlu.

UWAGA: przed nalożeniem kleju BioGlue na docelowe miejsce zespolenia należy zacisnąć naczynia i zmniejszyć w nich ciśnienie.

UWAGA: unikać zasysania kleju BioGlue do naczyni krwionośnych podczas stosowania go do docelowych zespoler.

3. Jeżeli klej tkankowy BioGlue przygnie w niepożądanym miejscu, należy pozwolić, aby się spolimerował, a następnie delikatnie usunąć go z niepożądanego miejsca za pomocą kleszczy i nożyczek. Nie należy próbować odklejać kleju tkankowego BioGlue, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tkanki w miejscu nalożenia.
4. Zabiegi na naczyniach krwionośnych: nalożyć równomierną warstwę kleju o grubości 1,2-3,0 mm w przypadku zespolień naczyni/przeszczepów o średnicy wiekszej niż 2,5 cm; w przypadku naczyni/przeszczepów o średnicy mniejszej niż 2,5 cm należy nalożyć równomierną warstwę kleju o grubości 0,5-1,0 mm.
5. Obszar nakładania kleju NIE powinien być prycziskany lub poddawany dodatkowemu naciśkowi. Klej BioGlu działa optimalnie, gdy jest pozostawiony do polimeryzacji, bez żadnej ingerencji, na pełne dwie minuty. Gdy klej ulegnie polimeryzacji, należy zabezpieczyć go szwami, jeśli to konieczne.
6. Po spolimerowaniu kleju należy odciąć jego nadmiar lub nieregularne krawędzie za pomocą nożyczek i zbleraków.

Specyficzne techniki stosowania kleju BioGlu w chirurgii rozwartwienia aorty^{6,11,13-19}

1. Rozwarstwione warstwy aorty powinny zostać wstępnie oczyszczone z krwi i materiału zakrzepowego, a także w miarę możliwości osuszone gąbkami hemostatycznymi.
2. Celem połączenia dystalnego końca rozwartwienia: należy wprowadzić cewnik balonowy do światła właściwego naczynia, aby określić położenie dystalnego końca do nalożenia kleju BioGlue. Dodatkowo rozwarstwione warstwy aorty powinny zostać ściśnięte do siebie zblizone poprzez wprowadzenie do światła właściwego rozszerzacza, gąbki lub cewnika, aby zachować naturalną strukturę naczynia krwionośnego.

Następnie należy wprowadzić klej BioGlue do światła rzekomego tak daleko ku końcowi, jak pozwala na to dystalny cewnik balonowy. Wypełnianie światła rzekomego powinno odbywać się w kierunku od dystalnego do proksymalnego, ruchem spiralnym na zewnątrz, w celu pełnej aplikacji. Calkowicie wypełnić światło rzekome klejem BioGlu; unikać przepelenia światła rzekomego i rozlania BioGlue do światła właściwego lub otaczającej tkanki.

3. W przypadku proksymalnego końca rozwartwienia należy również zblizyć rozwarstwione warstwy aorty za pomocą rozszerzacza, gąbki lub cewnika. W razie potrzeby na płatki zastawki aorty należy położyć wilgotne gązki, aby zabezpieczyć je przed przypadkową aplikacją kleju BioGlue. Następnie należy zaaplikować klej BioGlu w celu wypełnienia światła rzekomego.

Materiał przeszczepowy może zostać bezpośrednio przyszyty do tkanek przylegających i wzmacniony klejem BioGlu, zarówno w typie proksymalnym, jak i dystalnym rozwartwienia. Pozostawić BioGlu do całkowitej polimeryzacji, bez jakiejkolwiek

ingerencji, przez pełne dwie minuty przed zszyciem przylegających warstw tkanki.

UWAGA ▲ w celu zachowania drożności światła naczynia wieńcowego w przypadku powiększenia się rozszerzenia należy rozłożyć umieszczenie cewnika w ujściu naczyń wieńcowych przed zastosowaniem kleju BioGlue.

Zastosowanie kleju BioGlue w chirurgii pluc⁶⁻⁹

Wykazano, że klej BioGlue jest skuteczny, gdy jest nakładany na pluca wypełnione powietrzem lub z niego opróżnione.

Instrukcje dotyczące użycia

Należy wyzuć wszelkie niewykorzystane materiały z otwartego lub uszkodzonego produktu, umieszczając je w pojemniku na odpady niebezpieczne.

Streszczenie wyników badań klinicznych i w zakresie bezpieczeństwa

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Okres trwałości kleju BioGlue

Klej tkankowy BioGlue jest przeznaczony do długotrwalego stosowania (dłużej niż 30 dni). Klej BioGlue ulega degradacji poprzez proteolizę; jego wchłanianie może być powolne w zależności od ilości zastosowanego kleju i unaczynienia tkanki docelowej.

Zgłoszanie poważnych zdarzeń niepożądanych

Poważne zdarzenia niepożądane związane z akcesoriami do kleju BioGlue powinny być zgłoszane producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się pacjent. Dane kontaktowe do celów zgłoszania zdarzeń niepożądanych producentowi znajdują się poniżej:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW · Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Tel.: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldassurance@artivion.com

ŹRÓDŁA

źródła dotyczące informacji zawartych w tej broszurze są dostępne na życzenie.

¹Akta własne Artivion. Val-00097: zatwierdzenie procesu wytwarzania BioGlue

²Miscisi M., Polli F.M., Forcato S., Coman M.A., Ricciardi L., Ramieri A., Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. (Zastosowanie uszczelniających chirurgicznych w leczeniu rozwarcia opony twardej w ramach beznarzędziowych operacji kregosupa). Eur Spine J (Europejskie czasopismo leczenia chorób kregosupa), sierpień 2014 r.; 23(8):1761-6.

³Glock Y. i in., Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion). (Doświadczalna technika wykonywania zespołu zastawki aortalnej metodą klejenia (klej BioGlue® firmy Artivion). Wygłoszono na konferencji Laparoscopic Aortolilac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms (Laparoskopowa operacja aorty z powodu choroby okluzyjnej i tętniaków) w Marsylii, Francji. 28 stycznia 2000 r.

⁴Murdock M. i in., Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. (Cytokompatybilność i właściwości mechaniczne uszczelniających chirurgicznych do zastosowań sercowo-naczyniowych). J Thorac Cardiovasc Surgery (Czasopismo chirurgii klatki piersiowej i układu krążenia) 2018;1-8

⁵Gundry S.R., Black K., Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. (Bezszyćwowe pomostowanie tętnic wieńcowych z zastosowaniem biologicznych zespołów klejonych: wstępne wyniki

badań in vivo i in vitro). J Thorac Cardiovasc Surg. (Czasopismo chirurgii klatki piersiowej i układu krążenia) wrzesień 2000 r.; 120(3):473-7. doi: 10.1016/j.jtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K. i in., Experience with an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy. (Doświadczenie z zastosowaniem kleju tkankowego z albuminą i aldehydem glutarowym w uszczelnianiu wypływu powietrza po wycinaniu pęcherzy (rozdzielnych). Heart Surgery Forum (Forum kardiochirurgii) 2003; 6(5):429-433

⁷Potaris K. i in., Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. (Wstępne wyniki zastosowania kleju tkankowego z albuminą i aldehydem glutarowym w chirurgii pluc). Medical Science Monitor (Monitor nauk medycznych) 2003;9(7):179-83

⁸Tansley P. i in., A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. (Prospektywne, randomizowane i kontrolowane badanie skuteczności kleju BioGlue w leczeniu wypływu powietrza z pęcherzyków plucnych). J Thorac Cardiovasc Surg (Czasopismo kardio-torakochirurgiczne) 2006;132:105-12

⁹Hergert G.W. i in., Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. (Doświadczenie zastosowanie kleju tkankowego z albuminą i aldehydem glutarowym do uszczelniania zespołu miąższu płucnego i oskrzeli). European J Cardio-Thorac Surg (Europejskie czasopismo kardiotorakochirurgiczne) 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J. i in., BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery. (Klej tkankowy BioGlue – ocena wskazań do stosowania w kardiochirurgii). Ann Thorac Surg (Rocznik torakochirurgiczny) 2002; 74:432-7

¹¹Fehrenbacher J. i in., Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients. (Zastosowanie kleju BioGlue w chirurgii aorty: prawidłowe techniki aplikacji i wyniki u 92 pacjentów). The Heart Surgery Forum (Forum chirurgii kardiológicznej) 2006; 9(5)

¹²Coselli J. i in., Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. (Prospektywne, randomizowane badanie kleju tkankowego na bazie białka stosowanego jako środek hemostatyczny i strukturalny w zabiegach zespółenia serca i naczyń). J Am Coll Surg (Czasopismo amerykańskiego kolegium chirurgów) 2003; 197:243-253

¹³Bavaria J. i in., Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. (Postępy w leczeniu ostrego rozwarczenia aorty typu A: podejście zintegrowane). Ann Thorac Surg (Rocznik torakochirurgii) 2002; 74:S1848-52

¹⁴Ma W. i in., Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Czy klej BioGlue przyczynia się do powstawania tętniaków rzekomych po operacjach aorty pierśowej?) J Thorac Dis (Czasopismo chorób klatki piersiowej) 2017

¹⁵Weinberg J. i in., Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. (Rola kleju z albuminy surowicy wołowej i aldehydem glutarowym w powstawaniu tętniaków rzekomych zespołu). J Card Surg (Czasopismo kardiochirurgiczne) 2011; 26:76-81

¹⁶Westaby S. i in., Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. (Ostre rozwarczenie aorty typu A: metody zuchowawcze skutują stale niskim poziomem śmiertelności). Ann Thorac Surg (Rocznik torakochirurgiczny) 2002;73:707-13.

¹⁷Raport z wewnętrznych badania klinicznego – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. (Próba skuteczności i bezpieczeństwa kleju BioGlue w przebleźnikowej operacji schwannoma nerwu przedsiębiornikowego)

wspomagania leczenia chirurgicznego rozwarczenia aorty typu A). Protokół BG1001

¹⁸Eier H. i in., The Influence of Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. (Wpływ uszczelnienia albumina/aldehydem glutarowym na wczesne wyniki po ostrym rozwarczeniu aorty typu A). REV CHIM (Bukareszt) - 70 - nr 6 - 2019

¹⁹Chao H.H., Torchiana D.F. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. (Klej BioGlue: uszczelniający z albuminą/aldehydem glutarowym stosowany w kardiochirurgii) J Card Surg. (Czasopismo kardiochirurgiczne) 2003;18:500-3

²⁰Dusick J.R., Mattozo C.A., Esposito F., Kelly D.F. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series. (Stosowanie kleju BioGlue do zapobiegania pooperacyjnym wyciekom płynu mózgowo-rdzeniowego w chirurgii przekształkowej: seria przypadków). Surg Neurol. (Czasopismo neurochirurgii) październik 2006 r.; 66(4):371-6; omówienie nr 376

²¹Kumar A. i in., Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures. (Rekonstrukcja dna siodła tureckiego przy użyciu kleju BioGlue po zabiegach przekształkowych). J Clin Neuros (Czasopismo neurologii klinicznej) 2003; 10:92-95

²²Kumar A., Maartens N.F., Kaye A.H. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures. (Ocena zastosowania kleju BioGlue w zabiegach neurochirurgicznych). J Clin Neurosci. (Czasopismo neurologii klinicznej) listopad 2003 r.; 10(6):661-4

²³Allama A.M., Abd Elaziz M.E. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. (Zastosowanie klejów tkankowych w celu zmniejszenia wypływu powietrza z pęcherzyków plucnych w chirurgii klatki piersiowej). Asian Cardiovasc Thorac Ann. (Azjatyckie roczniki kardiotorakochirurgiczne) 2 kwietnia 2019 r.

²⁴LeMaire S.A. i in., A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. (Nowy klej tkankowy (BioGlue) powoduje ostre uszkodzenie nerwu przeponowego i paraliu przepuklinowego). Wygłoszono na 34. spotkaniu Association of Academic Surgery (Stowarzyszenia Chirurgii Akademickiej) 2000

²⁵LeMaire S.A. i in., A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. (Nowy klej tkankowy (BioGlue) powoduje natychmiastową i długotrwałą bradycardię spowodowaną degeneracją węzła zatokowo-przedsiębiornikowego). Wygłoszono na Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams (Symposium Zespołów Kardiochirurgicznych i Torakochirurgii Ogólnej). (abstrakt) 2000

²⁶LeMaire S.A. i in., Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive. (Żel glukonianu chlorheksydynu chroni odsonięte nerwy podczas stosowania kleju tkankowego BioGlue). Wygłoszono na 35. spotkaniu Association of Academic Surgery (Stowarzyszenia Chirurgii Akademickiej). (abstrakt) 2001

²⁷LeMaire S.A. i in., Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. (Żel glukonianu chlorheksydynu chroni mięsień sercowy i węzel zatokowy-przedsiębiornikowy podczas stosowania kleju tkankowego BioGlue). Wygłoszono na 35. spotkaniu Association of Academic Surgery (Stowarzyszenia Chirurgii Akademickiej). (abstrakt) 2001

²⁸Sen A. i in., Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. (Częstość wycieków płynu mózgowo-rdzeniowego po zastosowaniu kleju BioGlue w przebleźnikowej operacji schwannoma nerwu przedsiębiornikowego)

ślimakowego: badanie prospektywne). Otol Neutrotol (Otolgia i neurologia) 2006;27:102-5.

²⁹Raanan E. i in., Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. (Zastosowanie kleju „BioGlue” w chirurgicznym leczeniu aorty). Ann Thorac Surg (Rocznik torakochirurgii) 2001;72:638-40

³⁰Coselli J.S. i in., Thoracic aortic anastomoses. (Zespolenia aorty piersiowej). Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg (Techniki operacyjne w chirurgii klatki piersiowej i układu sercowo-naczyniowego) 2000;5(4):259-76

UJAWNIENIE INFORMACJI O PRODUKCIE

Sposób obsługiwanego i przechowywania niniejszego wyrobu przez użytkownika, a także czynniki związane z pacjentem, diagnozą, leczeniem, zabiegami chirurgicznymi oraz innymi kwestiami będącymi poza kontrolą producenta, mogą mieć bezpośredni wpływ na wybór i wyniki uzyskane po jego użyciu.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI; OGRAŃCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

ARTIVION NINIEJSZYM ZRZEKA SIE WSZELKICH
GWARANCJI WYRAŻNYCH LUB
DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO
NINIEJSZEGO KLEJU TKANKOWEGO W TYM
MIEDZY INNYMI WYRAŻNEJ I DOROZUMIANEJ
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKRĘSLONEGO CELU.
ARTIVION W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE
LUB WYNIKOWE. W przypadku, gdy takie
zrzeszenie się odpowiedzialności zostanie uznane za
nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu:
(i) wszelkie działania związane z naruszeniem
gwarancji muszą zostać wszczęte w ciągu jednego
roku od powstania takiego roszczenia lub przyczyny
takiego działania oraz (ii) środki zaradcze w
przypadku takiego naruszenia będą ograniczone do
wymiany produktu.

Artivion i BioGlue są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydrukowano w USA.

(pt) PORTUGUÊS

Instruções de utilização

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Uma versão impressa das Instruções de utilização será fornecida no prazo de sete dias após o pedido ao apoio ao cliente da BioGlue através de qualquer um dos meios de contacto indicados abaixo.

Telefone: +1 (888).427.9654 • Fax: +1 (770).590.3753
E-mail: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefone: +1 (888) 427-9654
FAX +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS

	Fabricante		Consultar as instruções de utilização/Consultar as instruções eletrónicas de utilização
	Data de fabrico		Atenção
	Representante autorizado pela UE	RxONLY	Atenção: a legislação federal (dos EUA) restringe a venda por ou mediante a ordem de um médico
	Importador		Não pirogénico
	Dispositivo médico		Contém material biológico de origem animal
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Seguro para RM
	Sistema individual de barreira estéril		Número de catálogo
	Sistema duplo de barreira estéril		Código de lote
	Esterilizado utilizando óxido de etileno		Identificação exclusiva do dispositivo
	Esterilizado por irradiação		Prazo de validade
	Não reesterilizar		País de fabrico
	Não reutilizar		Quantidade
	Limitação de temperatura		

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O adesivo cirúrgico BioGlue® é um adesivo cirúrgico de dois componentes composto por soluções de albumina de soro de bovino purificado e glutaraldeído. Uma vez dispensada, a solução adesiva (num rácio predefinido) é misturada na ponta do aplicador onde se inicia a ligação cruzada. As moléculas de glutaraldeído ligam covalentemente (ligação cruzada) as moléculas de albumina de soro de bovino entre si e, após a aplicação, às proteínas de tecido no local de reparação, criando um selo mecânico flexível independente do mecanismo de coagulação do corpo. O adesivo cirúrgico BioGlue (doravante BioGlue) começa a polimerizar no prazo de 20 a 30 segundos e atinge a sua força de ligação no prazo de 2 minutos. O BioGlue também adere aos materiais de enxerto sintético através de interligações mecânicas nos interstícios na matriz do enxerto.

Os seguintes acessórios são vendidos em separado para auxiliar na administração do adesivo cirúrgico BioGlue:

Código do produto	Descrição do produto
BGAT-SY	Ponta do aplicador
BGAT-10-SY	Ponta extensora da seringa - 10 cm
BGAT-27-SY	Ponta extensora da seringa - 27 cm
BGST-12	Ponta do espalhador - 12 mm
BGST-16	Ponta do espalhador - 16 mm
BGDTE-10	Ponta de extensão de administração - 10 cm
BGDTE-27	Ponta de extensão de administração - 27 cm
BGDTE-35	Ponta de extensão de administração - 35 cm

As seringas BioGlue estão disponíveis em três configurações - 2 ml, 5 ml e 10 ml. Cada seringa é composta por soluções de albumina de soro de bovino (BSA) e glutaraldeído num rácio de 4:1, respectivamente. A solução de BSA tem uma cor âmbar e flui livremente. A solução de BSA é transparente e também flui livremente.

A especificação para a solução de BSA é uma solução de 45% (relação peso/volume). Os pesos-alvo máximos de 45% da solução de BSA para cada tamanho são: 2,71 gramas (seringa de 2 ml), 4,75 gramas (seringa de 5 ml) e 9,50 gramas (seringa de 10 ml). Com base nestes alvos, a quantidade máxima de material de origem animal que entra em contacto com o paciente ao utilizar um único dispositivo é de 1,22 gramas (seringa de 2 ml), 2,14 gramas (seringa de 5 ml) e 4,23 gramas (seringa de 10 ml) para cada configuração.

A especificação para a solução de glutaraldeído é uma solução de 10% (relação peso/volume). Os pesos-alvo máximos de 10% da solução de glutaraldeído para cada tamanho são: 0,63 gramas (seringa de 2 ml), 1,10 gramas (seringa de 5 ml) e 2,16 gramas (seringa de 10 ml). Com base nestes alvos, a quantidade máxima de material de glutaraldeído que entra em contacto com o paciente ao utilizar um único dispositivo é de 0,06 gramas (seringa de 2 ml), 0,11 gramas (seringa de 5 ml) e 0,22 gramas (seringa de 10 ml) para cada configuração.

INDICAÇÕES/FINALIDADE PRETENDIDA

O adesivo cirúrgico BioGlue é indicado para utilização como coadjuvante de métodos padrão de reparação cirúrgica (tais como suturas, agrafos e/ou adesivos) para ligar, selar e/ou reforçar tecidos moles. Os tecidos moles indicados são cardíacos, vasculares, pulmonares e da região dural.

POPULAÇÃO-ALVO DE PACIENTES

Pacientes adultos submetidos a cirurgia que requerem um coadjuvante ao método padrão de reparação cirúrgica para ligar, selar e/ou reforçar tecido cardíaco, vascular, dural e pulmonar.

UTILIZADORES PREVISTOS

O adesivo cirúrgico BioGlue destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde, tais como cirurgiões, qualificados na indicação apropriada.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- O BioGlue atinge a força máxima de ligação em 2 minutos.¹
- O adesivo cirúrgico BioGlue forma ligações covalentes fortes com tecido e interliga-se de forma mecânica com material de enxerto sintético. Estas ligações fortes levam a que o BioGlue tenha uma força de ruptura registada de, pelo menos, 560 mmHg em estudos in vitro.^{1,3,4,5}

Em procedimentos vasculares e cardíacos de grande dimensão onde foi utilizado BioGlue:

- Diminuição da hemorragia anastomótica quando comparada com a técnica de reparação padrão.¹²

Em procedimentos pulmonares, vasculares e cardíacos de grande dimensão onde foi utilizado BioGlue:

- Redução de internamentos em unidade de cuidados intensivos e hospitalares quando comparado com a técnica cirúrgica padrão.^{12,19}
23

Na reparação da dissecação da aorta em que foi utilizado BioGlue:

- Verificou-se a necessidade de menos compressas, agentes hemostáticos e suturas quando comparado com a técnica cirúrgica padrão.¹⁷
- O tempo no bloco operatório, o tempo com pinça de oclusão, o tempo de paragem circulatória e o tempo de bypass foram reduzidos quando comparados com a técnica cirúrgica.^{18,19}
- A utilização de plaquetas, plasma e células sanguíneas foi reduzida quando comparada com a técnica cirúrgica padrão.^{17,19}

Em procedimentos pulmonares onde foi utilizado BioGlue:

- O BioGlue demonstrou ser eficaz na vedação de fugas de ar quando aplicado a um pulmão deflacionado ou insulfado.^{6,7,8,9}
- A duração da fuga de ar foi reduzida quando comparada com a reparação cirúrgica padrão.^{6,8,23}

Em procedimentos na região dural onde foi utilizado BioGlue:

- As fugas de líquido cefalorraquidiano foram reduzidas quando comparadas com a reparação cirúrgica padrão.^{20,21,22}

Os acessórios do adesivo cirúrgico BioGlue auxiliam na administração do adesivo cirúrgico BioGlue.

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

Em procedimentos vasculares, cardíacos, pulmonares e da região dural de grande dimensão onde foi utilizado BioGlue:

- As taxas de pseudoaneurisma têm-se mostrado mais baixas quando comparadas com a literatura publicada sobre a técnica de reparação padrão.^{11,14,15}
- As taxas de complicações têm-se revelado inferiores quando comparadas com a literatura

publicada sobre a técnica de reparação padrão.^{12,2,23,18}

- As taxas de mortalidade têm-se mostrado mais baixas quando comparadas com a literatura publicada sobre a técnica de reparação padrão.^{10,11,12,13,16}

CONTRAINDICAÇÕES

O BioGlue está contraindicado para uso em restaurações cerebrovasculares e em quaisquer áreas intraluminais. O BioGlue não se destina a pacientes com sensibilidade conhecida a materiais de origem bovina.

ADVERTÊNCIAS ▲

- Não utilize o BioGlue como substituto de suturas ou agrafos em aproximações de tecidos.
- Não utilize BioGlue quando existir a possibilidade de este entrar em contacto ou obstruir o fluxo de circulação sanguínea durante ou após a aplicação. A entrada de BioGlue na circulação pode resultar em obstrução vascular local ou embólica.
- Não utilize o BioGlue de forma a obstruir o ar circulante ou outro fluxo de fluido luminal durante ou após a aplicação.
- Evite o contacto com os nervos, os olhos ou outro tecido não destinado à aplicação.
- Um estudo com animais²⁴ revelou que a aplicação direta de BioGlue no nervo frénico exposto pode provocar lesões nervosas agudas. Um estudo separado com animais²⁵ revelou que a aplicação direta de BioGlue na superfície do nódrito atrial (NSA) do coração pode provocar necrose de coagulação que se estende até ao miocárdio, podendo atingir o tecido de condução subjacente e provocar degeneração NSA aguda e focal. Estudos posteriores com animais^{26,27} demonstraram que o gel de gluconato de clorexidina pode proteger o nervo frénico, o miocárdio e a NSA subjacente de potenciais lesões provocadas pelo uso de BioGlue.
- Não utilize BioGlue se o pessoal não estiver adequadamente protegido (por exemplo, a utilizar luvas, máscara, vestuário de proteção e óculos de segurança). O glutaraldeído não reagiido pode provocar irritação nos olhos, nariz, garganta ou pele; induzir angústia respiratória; e provocar necrose local dos tecidos. A exposição prolongada ao glutaraldeído não reagiido pode provocar patologia do sistema nervoso central ou cardíaca. Em caso de contacto, lave imediatamente as áreas afetadas com água e procure cuidados médicos.
- O BioGlue polimerizado tem propriedades de ocupação de espaço. Quando utilizado de forma inadequada ou aplicado incorretamente, foram relatados eventos adversos graves relacionados com a compressão de estruturas anatômicas adjacentes. O BioGlue só deve ser utilizado quando for possível uma visualização completa do local da aplicação alvo, quando estive devidamente preparado para atingir uma viscosidade ideal e quando for utilizada uma quantidade mínima. Consulte as secções *Indicações/Finalidade pretendida* e *Instruções de utilização* neste rótulo.
- Minimize a utilização de BioGlue em pacientes com metabolismo anormal do cálcio (por exemplo, insuficiência renal crónica, hiperparatiroidismo). O tecido tratado com glutaraldeído tem uma maior propensão para a mineralização. As experiências laboratoriais indicam que o glutaraldeído não reagiido pode ter efeitos mutagénicos.
- Não utilize BioGlue na presença de infecção e use com precaução em áreas contaminadas do corpo.

- Tenha cuidado com a exposição repetida a BioGlue no mesmo paciente. São possíveis reações de hipersensibilidade após exposição a BioGlue. Tem sido observada sensibilização em animais.
- O BioGlue contém um material de origem animal, que pode ser capaz de transmitir agentes infeciosos.
- A utilização de BioGlue em mulheres grávidas/que amamentam não foi estudada.
- A seringa BioGlue e os acessórios BioGlue são dispositivos descartáveis que não devem ser utilizados em mais de um paciente.
- A utilização de BioGlue em pacientes pediátricos não foi estudada. O BioGlue não deve ser aplicado circunferencialmente ao tecido e pode impedir que esse tecido cresça ou expanda.
- A adequabilidade de BioGlue para vedar uma fistula broncopleural (BPF) ou vazamentos linfáticos não foi confirmada por dados suficientes.
- Quando o BioGlue é utilizado em conjunto com qualquer outro material, as instruções para ambos os produtos devem ser cuidadosamente revistas e cumpridas.

PRECAUÇÕES ▲

- Recomenda-se que luvas cirúrgicas, compressas de gaze esterilizadas e instrumentos cirúrgicos sejam mantidos húmidos para minimizar o potencial de aderência inadvertida de BioGlue a estas superfícies.
- A seringa, pontas do aplicador, pontas do espalhador e pontas extensoras de seringa de BioGlue destinam-se a ser utilizadas num único paciente. Não reesterilizar.
- Não utilize se as embalagens tiverem sido abertas ou danificadas.
- Certifique-se de que não derrama o conteúdo da seringa.
- Não comprima o êmbolo da seringa ao fixá-lo à seringa.
- Não aplique BioGlue num campo cirúrgico que esteja demasiado húmido. Isto pode resultar numa aderência insuficiente.
- Evite o contacto do tecido com o material expelido do aplicador durante a preparação.
- O BioGlue polimeriza rapidamente. A preparação deve ocorrer rapidamente, seguida da aplicação imediata de BioGlue. A pausa entre a preparação e a aplicação pode provocar polimerização dentro da ponta do aplicador.
- Não utilize dispositivos de poupança do sangue ao aspirar o excesso de BioGlue a partir do campo cirúrgico.
- Proceda ao pincamento e depressurização dos vasos antes de aplicar BioGlue em anastomoses direcionadas.
- Para evitar a entrada de BioGlue no sistema cardiovascular, evite qualquer pressão negativa durante a aplicação e a polimerização de BioGlue. Por exemplo, as ventilações ventriculares esquerdas devem ser desligadas antes da aplicação de BioGlue. Foram reportados casos de aspiração de BioGlue para a aorta impedindo a função da válvula cardíaca quando usado em conjunto com uma ventilação ventricular esquerda ativa.
- Não remova o BioGlue de um local não previsto, pois isto poderia resultar em danos nos tecidos.
- Não implante BioGlue em locais anatômicos fechados que se encontrem na proximidade imediata de estruturas nervosas.
- Devido a relatórios clínicos²⁸ de vedação ineficaz quando o BioGlue é utilizado na abordagem translábilíntica para reparações de neuroma acústico, a sua utilização com esta abordagem cirúrgica não é recomendada. A utilização bem sucedida do produto utilizando a

abordagem de fossa média ou retrosigmoido para reparação acústica do neuroma foi descrita na literatura e é recomendada.²⁶

- Dados clínicos humanos publicados revelaram que a aplicação excessiva de BioGlue em cirurgia pulmonar pode provocar espaco de ar residual e atelectasia.⁷
- Este dispositivo deve ser manuseado e descartado de acordo com todos os regulamentos aplicáveis incluindo, sem limitação, aqueles relativos à saúde e segurança humana e ao ambiente.

EFEITOS SECUNDÁRIOS

INDESEJÁVEIS/INCIDENTES ADVERSOS - OBSERVADOS E POTENCIAIS

Os médicos que realizam cirurgias de reparação de tecidos moles devem estar familiarizados com todas as complicações possíveis decorrentes destes procedimentos. Complicações específicas destes tipos de cirurgias podem ocorrer em qualquer altura, durante ou após o procedimento.

Efeitos secundários/eventos adversos indesejados observados:

Os eventos adversos observados durante os estudos clínicos incluirão o seguinte: aplicação de BioGlue a tecido não alvo, falha de adesão do BioGlue, morte, rutura e hemorragia de vasos, fuga de fluido céfalo-raqüidiano, infecção, inflamação, reação alérgica do sistema imunitário, morbidade irreversível, isquemia, infarto do miocárdio, défice neurológico, falha do sistema orgânico, paraplegia, efusão pleural, disfunção/falha renal, disfunção/falha respiratória, AVC ou infarto cerebral, tromboembolismo e trombose.

Potenciais efeitos secundários indesejáveis/eventos adversos que podem ocorrer com a utilização de BioGlue:

As complicações específicas do uso adjunto de adesivo cirúrgico BioGlue durante a cirurgia de reparação de tecidos moles podem incluir, mas não estão limitadas ao seguinte: reação de hipersensibilidade como inchão ou edema no local de aplicação, falha de aderência do produto ao tecido, aplicação de adesivo ao tecido não alvo do procedimento, resposta inflamatória e imunitária, reação alérgica, mineralização do tecido, necrose local do tecido, obstrução dos vasos, obstrução brônquica ou luminal, trombose e tromboembolismo, embolia pulmonar, lesão de vasos ou tecido normal, estenose, seroma, pseudoaneurisma, e possível transmissão de agentes infeciosos a partir de material de origem animal.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

A seringa BioGlue e as pontas do aplicador são fornecidas estéreis. Descarte qualquer material não utilizado do produto aberto ou danificado.

As soluções BioGlue estão contidas numa seringa estéril de dupla câmara com tampa. O BioGlue polimerizado é não pirogênico. Armazenar abaixo de 25 °C, mas não congelar.

CONDICIONES AMBIENTAIS

O adesivo cirúrgico BioGlue é seguro para RM (ou seja, é um produto que não apresenta riscos em todos os ambientes de RM).

ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o adesivo cirúrgico BioGlue profilaticamente ou após a deteção de uma fuga.

Preparação do dispositivo

O sistema de administração de seringa de adesivo cirúrgico BioGlue consiste em: seringa, êmbolo de seringa e ponta do aplicador.

Dentro da caixa da seringa BioGlue encontram-se duas bolsas separadas. Uma contém a seringa e o

êmbolo da seringa e a outra contém quatro pontas do aplicador.

A caixa de seringa BioGlue de 10 ml inclui uma bolsa adicional contendo três pontas do espalhador de 12 mm. Inspecione visualmente todas as bolsas antes da sua utilização. Se existirem violações no sistema de barreira estéril, não utilize.

1. Retire a seringa, o êmbolo da seringa e as pontas do aplicador da respectiva embalagem. Enquanto segura a seringa na vertical, toque na seringa até que as bolhas de ar nas soluções subam até à parte superior da seringa.



Figura 1




Figura 2

NOTA: continue a segurar a seringa na vertical durante toda a montagem do sistema de administração para manter as bolhas em direção à parte superior da seringa.

2. Remova uma ponta do aplicador da respectiva embalagem e inspecione a parte da flange da ponta para garantir que a parte de ponteiro está diretamente sobre a entrada maior. Se não for esse o caso, rode a flange de bloqueio no eixo até que o ponteiro esteja por cima da entrada maior. Enquanto segura firmemente a seringa, com a parte da frente para cima, rode a tampa 90° no sentido oposto aos ponteiros do relógio e remova a tampa agitando-a de um lado para o outro. Aline a ponta com a seringa utilizando as ranhuras correspondentes em cada uma delas e coloque a ponta na seringa.



Figura 3

ATENÇÃO: ▲ Tenha cuidado para não derramar solução da seringa durante a montagem.

3. Fixe a ponta do aplicador no lugar empurrando firmemente a ponta em direção à seringa e rodando a flange da ponta 90° no sentido dos ponteiros do relógio.



Figura 4

Mantendo a seringa na vertical, alinhe os cilindros pequenos e grandes da seringa com as cabeças de êmbolo da seringa correspondentes e deslize o êmbolo para a parte de trás da seringa até sentir resistência. O dispositivo de administração de seringa está agora montado.



Figura 5

ATENÇÃO:  Não pause o dispositivo montado de lado até que todo o ar tenha sido purgado (ver parágrafo seguinte).

ATENÇÃO:  Antes de utilizar o BioGlue no procedimento, o ar residual deve ser purgado e a ponta do aplicador tem de ser preparada. Consulte Preparação do local, remoção de ar da seringa e preparação da ponta do aplicador.

4. Se estiver a utilizar uma ponta do aplicador com uma extensão flexível, pode ser criado um ângulo pretendido ao dobrar a extensão na localização adequada do ângulo pretendido e segurar durante 3-5 segundos. O ângulo criado deve ser mantido até um máximo de 5 minutos.
5. Para remover as pontas do aplicador ocluidas, aperte a flange da ponta do aplicador, rode a flange da ponta no sentido oposto aos ponteiros do relógio e levante a ponta da seringa agitando-a de um lado para o outro.

Preparação do local, remoção de ar da seringa e preparação da ponta do aplicador

1. O campo cirúrgico alvo deve ser devidamente preparado antes da remoção do ar residual, da preparação ou da aplicação de BioGlue. O BioGlue funciona melhor quando o campo cirúrgico alvo está seco. Um campo cirúrgico seco pode ser descrito como um campo que não volta a ficar manchado com sangue dentro de 4-5 segundos após a limpeza a seco com uma esponja cirúrgica.

ATENÇÃO:  Não tente aplicar BioGlue num campo demasiado húmido. A aplicação de BioGlue num campo húmido pode resultar na não adesão do BioGlue.

2. O ar residual da seringa tem de ser removido antes da aplicação do BioGlue. Mais uma vez, é importante segurar a seringa montada na vertical para garantir que as bolhas de ar nas soluções estão localizadas na parte superior da seringa. A purga do ar pode agora ser realizada através de dois métodos diferentes:
 - a. Comprimir o êmbolo apenas até que as soluções estejam niveladas com a parte superior do corpo da seringa. Uma vez removido o ar residual, a seringa está pronta para a preparação (consultar o passo 3) e utilização imediata.
 - b. Comprimir o êmbolo até que ambas as soluções possam ser visivelmente vistas na base da ponta. O ar foi agora removido, mas esta ponta está agora ocluída com BioGlue polimerizado e terá de ser alterada antes da preparação (consultar o Passo 3) e da aplicação no local alvo.



Figura 6

NOTA: apenas é necessário purgar o ar residual de cada seringa aquando da sua utilização inicial.

3. Cada ponta do aplicador deve ser preparada antes da aplicação do BioGlue. A preparação assegura que as soluções BioGlue são misturadas de forma adequada. O cirurgião deve comprimir o êmbolo e expelir uma tira estreita de BioGlue com aproximadamente 3 cm de comprimento sobre uma superfície descatável estéril (por exemplo, esponja, gaze ou toalha).

4. O cirurgião deve examinar o material expelido durante a preparação e certificar-se de que é de cor uniforme amarelo-claro a âmbar e que não apresenta bolhas de ar. Se este material parecer incolor ou conter bolhas, repita a preparação como descrito no Passo 2 até que o dispositivo forneça um líquido uniforme sem bolhas.

ATENÇÃO:  Evite o contacto direto com material expelido durante a preparação.

ATENÇÃO:  Caso detecte fissuras ou fugas na seringa, eliminate o dispositivo e abra/use um novo.

5. Quando a ponta do aplicador tiver sido devidamente preparada, proceda imediatamente à aplicação.

ATENÇÃO:  O BioGlue polimeriza muito depressa. O cirurgião deve aplicar o BioGlue imediatamente depois da preparação.

Uma pausa entre a preparação e a aplicação pode provocar polimerização do BioGlue dentro da ponta do aplicador. Neste caso, substitua a ponta obstruída por uma nova ponta e repita os passos para a preparação da ponta do aplicador. Não continue a exercer pressão no êmbolo assim que a ponta tiver ocluído.

Técnicas gerais para a utilização de BioGlue em cirurgia^{6,23,29,30}

Antes de utilizar o adesivo cirúrgico BioGlue, os cirurgiões devem familiarizar-se com as técnicas cirúrgicas e variações dos seus procedimentos específicos através da formação adequada. A utilização de adesivo cirúrgico BioGlue deve ser praticada com o produto antes da utilização inicial no bloco operatório.

1. O paciente deve ser preparado e coberto de acordo com os procedimentos padrão do hospital. Procedimentos como a entrada no espaço torácico ou pleural, circulação extracorpórea, pinçamento e proteção miocárdica devem seguir as técnicas padrão do cirurgião.
2. O tecido que envolve o local cirúrgico pode ser protegido da aplicação indesejada de adesivo cirúrgico BioGlue, colocando compressas de gaze estéril húmida nestas áreas. Logo após a aplicação, remova a gaze enquanto o adesivo ainda está mole, limpando o excesso de resíduos de adesivo à volta do local.

ATENÇÃO:  Não utilize dispositivos de poupança de sangue ao aspirar o excesso de BioGlue.

ATENÇÃO:  Proceda ao pinçamento e depressurização dos vasos antes de aplicar BioGlue em anastomoses direcionadas.

ATENÇÃO:  Evite aspirar BioGlue para os vasos ao aplicá-lo em anastomoses direcionadas.

3. Se o adesivo cirúrgico BioGlue aderir a um local indesejável, deixe o adesivo polimerizar e depois dissecue suavemente o adesivo longe da área não prevista com pinças e tesouras. Não tente remover o adesivo cirúrgico BioGlue, uma vez que isto poderia resultar em danos nos tecidos no local de aplicação.
4. Para reparação de vasos, aplique um revestimento adesivo uniforme de 1,2 - 3,0 mm de espessura para anastomose de vasos/enxertos com diâmetro superior a 2,5 cm; aplique um revestimento adesivo uniforme de 0,5 - 1,0 mm para vasos/enxertos com diâmetro inferior a 2,5 cm.

5. A área de aplicação do adesivo NÃO deve ser comprimida ou sujeita a pressão adicional. O BioGlue funciona de forma ideal quando se deixa polimerizar sem qualquer manipulação durante dois minutos completos. Depois de o adesivo ter polimerizado, fixe com suturas, se necessário.
6. Depois de polimerizar, apare as extremidades do adesivo em excesso ou irregulares com tesouras e pinças.

Técnicas específicas para a utilização de BioGlue na cirurgia de dissecação da aorta^{8,11,13-19}

1. As camadas dissecadas da aorta devem ser inicialmente limpas de sangue e material de trombo e devem ser secas, na medida do possível, com esponjas cirúrgicas.
2. Para a extremidade distal da reparação da dissecação, introduza um cateter balão no lumen verdadeiro para definir a extremidade distal para a aplicação de BioGlue. Além disso, as camadas dissecadas da aorta devem ser aproximadas através da inserção de um dilatador, esponja ou cateter no lumen verdadeiro para preservar a arquitetura natural do vaso.

O BioGlue deve então ser administrado no lumen falso tão distalmente quanto o cateter de balão distal o permita. O enchimento do lumen falso deve ser realizado de distal para proximal com um movimento em espiral para uma aplicação suave. Encha completamente o lumen falso com BioGlue; evite encher demasiado o lumen falso e derramar BioGlue no lumen verdadeiro ou no tecido circundante.

3. Para a extremidade proximal da reparação da dissecação, as camadas dissecadas da aorta devem também ser estreitamente aproximadas utilizando um dilatador, uma esponja ou um cateter. Se necessário, devem ser colocadas almofadas de gaze húmida sobre os cúspides da válvula aórtica para os proteger da aplicação inadvertida de BioGlue. O BioGlue deve então ser administrado para encher o lumen falso.

O material do enxerto pode ser suturado diretamente nos tecidos aderidos e reforçados com BioGlue tanto nos aspectos proximais como distais da reparação da dissecação. Permita que o BioGlue polimerize completamente sem qualquer manipulação durante dois minutos antes de suturar através das camadas de tecido aderidas.

ATENÇÃO:  Para preservar a patência do lúmen coronário em caso de extensão da dissecação, deve ser considerada a colocação de um cateter nos óstios coronários antes da aplicação de BioGlue.

Utilização de BioGlue na cirurgia pulmonar^{4,9}

O BioGlue demonstrou ser eficaz quando aplicado a um pulmão deflacionado ou insuflado.

Instruções de eliminação

Descarte todos os materiais inutilizados de produtos abertos ou danificados colocando-os num caixote do lixo para materiais de perigo biológico.

Resumo da segurança e do desempenho clínico

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Vida útil do BioGlue

O adesivo cirúrgico BioGlue destina-se à utilização a longo prazo (por mais de 30 dias). BioGlue degrada-se por protéolise; a reabsorção pode ser lenta dependendo da quantidade de adesivo aplicado e da vascularidade do tecido alvo.

Comunicar incidentes graves

Os incidentes graves que ocorrem no decorrer da utilização do BioGlue devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o paciente se encontra. As informações de contacto para comunicar ao fabricante encontram-se abaixo:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW ·
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefone: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldinsurance@artivion.com

REFERÉNCIAS

As referências relativas às informações contidas neste folheto estão disponíveis mediante pedido.

¹Artivion Data on File. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation (Dados da Artivion no ficheiro, Val-00097: Validação do processo de fabrico de BioGlue)

²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. *Eur Spine J.* 2014 Aug;23(8):1761-6. (Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. A utilização de vedantes cirúrgicos na reparação de rururas durais durante a cirurgia da coluna sem instrumentos. *Eur Spine J.* 2014 Ago;23(8):1761-6.)

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion). Presented at the Laparoscopic Aortilac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France. January 28, 2000 [Glock Y, et al. Técnica experimental de anastomoses aortoprotéticas por adesivo (BioGlue® Artivion). Apresentado em Cirurgia Aorta-iliaca Laparoscópica para Doença Oclusiva e Aneurismas em Marselha, França. 28 de janeiro de 2000.]

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. *J Thorac Cardiovasc Surgery* 2018;1-8 (Murdock M, et al. Citocompatibilidade e propriedades mecânicas de vedantes cirúrgicos para aplicações cardiovasculares. *Jornal de Cirurgia Torácica e Cardiovascular* 2018;1-8.)

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407. (Gundry SR, Black K, Izutani H. Bypass coronário sem suturas com anastomoses coladas biologicamente: preliminar em vivo e resultados in vitro. *Jornal de Cirurgia Torácica e Cardiovascular*. Set. 2000;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596.)

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullecomy. *Heart Surgery Forum* 2003;6(5):429-433 (Potaris K, et al. Experiência com um adesivo de tecido de albumina e glutaraldeído na vedação de fugas de ar após a bullecomia. *Fórum de Cirurgia Cardíaca* 2003;6(5):429-433)

⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. *Medical Science Monitor* 2003;9(7):179-83 (Potaris K, et al. Resultados preliminares com a utilização de um adesivo de tecido de albumina-glutaraldeído na cirurgia pulmonar. *Monitor de Ciência Médica* 2003;9(7):179-83)

⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2006;132:105-12 (Tansley P, et al. Um ensaio prospectivo, aleatório e controlado da eficácia do BioGlue no tratamento de fugas de ar alveolar. *Jornal de Cirurgia Torácica e Cardiovascular* 2006;132:105-12)

⁹Herget GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary

parenchyma and bronchial anastomoses. *European J Cardio-Thorac Surg* 2001;19(1):4-9. (Herget GW, et al. Uso experimental de um adesivo de tecido de albumina-glutaraldeído para vedar parêntima pulmonar e anastomoses brônquicas. *Jornal Europeu de Cirurgia Cardio-Torácica* 2001;19(1):4-9.)

¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of its indications in Cardiac Surgery. *Ann Thorac Surg* 2002; 74:432-7 (Passage J, et al. Adesivo Cirúrgico BioGlue - Uma apreciação das suas indicações na cirurgia cardíaca. *Ann Thorac Surg* 2002; 74:432-7)

¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery. Proper Application Techniques and results in 92 patients. *The Heart Surgery Forum* 2006; 9(5) [Fehrenbacher J, et al. Use do BioGlue na cirurgia aórtica: Técnicas de aplicação adequadas e resultados em 92 pacientes. *Fórum da Cirurgia Cardíaca* 2006; 9(5)]

¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. *J Am Coll Surg* 2003;197:243-253 (Coselli J, et al. Estudo prospectivo e aleatório de um adesivo de tecido baseado em proteína utilizado como adjunto hemostático e estrutural nos procedimentos de reparação anastomótica vascular e cardíaca. *J Am Coll Surg* 2003;197:243-253)

¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. *Ann Thorac Surg* 2002; 74:S1848-52 (Bavaria J, et al. Avanços no tratamento de dissecção de tipo A grave: uma abordagem integrada. *Ann Thorac Surg* 2002; 74:S1848-52)

¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? *J Thorac Dis* 2017 (Ma W, et al. O BioGlue contribui para o pseudoaneurisma anastomótico após a cirurgia da aorta torácica? *J Thorac Dis* 2017)

¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. *J Card Surg* 2011; 26:76-81 (Weiner J, et al. A função do adesivo de albumina de soro de bovino e glutaraldeído na formação de pseudoaneurismas anastomóticos. *J Card Surg* 2011; 26:76-81)

¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. *Ann Thorac Surg* 2002;73:707-13. (Westaby S, et al. Dissecção de tipo A grave: métodos conservativos proporcionam mortalidade consistentemente baixa. *Ann Thorac Surg* 2002;73:707-13.)

¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. Protocol BG1001 (Relatório de Estudo Clínico Interno - Ensaio de eficácia e segurança do adesivo cirúrgico BioGlue como um adjunto na reparação de dissecção aórtica de tipo A. Protocolo BG1001)

¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - No. 6 - 2019 (Feier H, et al. A influência de vedante de albumina/glutaraldeído nos primeiros resultados após a dissecção aórtica de tipo A grave. *REV.CHIM.*(Bucareste) - 70 - N.º 6 - 2019)

¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. *J Card Surg.* 2003;18:500-3 (Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Vedante de albumina/glutaraldeído na cirurgia cardíaca. *J Card Surg.* 2003;18:500-3)

²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leak in transphenoidal surgery: A case series. *Surg Neurool.* 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376 (Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue para prevenção de fugas de fluido cerebrospinal pós-operação na cirurgia transfenoidal:

uma série de casos. *Surg Neurol.* Out. 2006;66(4):371-6; discussão 376)

²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transphenoidal procedures. *J Clin Neuros.* 2003 Nov; 10:92-95 (Kumar A, et al. Reconstrução do pavimento seleniano utilizando BioGlue a seguir a procedimento transfenoide. *J Clin Neuros.* 2003; 10:92-95)

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures. *J Clin Neurosci.* 2003 Nov;10(6):661-4 (Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Avaliação do uso de BioGlue nos procedimentos neurocirúrgicos. *J Clin Neurosci.* Nov. 2003;10(6):661-4)

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. *Asian Cardiovasc Thorac Ann.* 2019 Apr 2. (Allama AM, Abd Elaziz ME. Utilização de adesivos de tecido para a diminuição de fugas de ar para alveolar na cirurgia torácica. *Asian Cardiovasc Thorac Ann.* 2 de abril de 2019)

²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. Presented at the 34th Association of Academic Surgery 2000 (LeMaire SA, et al. Um novo adesivo cirúrgico (BioGlue) causa lesões no nervo frénico e paralisia diafragmática. Apresentado na 34.^a Associação da Cirurgia Académica de 2000)

²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. Presented at Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams. (Abstract) 2000 [LeMaire SA, et al. Um novo adesivo cirúrgico (BioGlue) causa bradicardia imediata e prolongada devido à degradação do nó sinusal. Apresentado no Simpósio das Equipes de Cirurgia Cardíaca e Torácica Geral (Resumo) 2000]

²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive. Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001 [LeMaire SA, et al. O gel de gluconato e clorexidina protege os nervos expostos durante a aplicação do adesivo cirúrgico BioGlue. Apresentado no 35.^o Encontro da Associação de Cirurgia Académica. (Resumo) 2001]

²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001 [LeMaire SA, et al. O gel de gluconato e clorexidina protege o miocárdio e o nó sinusal durante a aplicação do adesivo cirúrgico BioGlue. Apresentado no 35.^o Encontro da Associação de Cirurgia Académica. (Resumo) 2001]

²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. *Otol Neurrol.* 2006;27:102-5. (Sen A, et al. Taxa de fuga de fluido cerebroespinal após o uso de BioGlue em cirurgia de neurofibrose vestibular translabirintica: um estudo prospectivo. *Otol Neurrol.* 2006;27:102-5.)

²⁹Raanani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. *Ann Thorac Surg* 2001;72:638-40 (Raanani E, et al. Use of "BioGlue" na reparação da cirurgia aórtica. *Ann Thorac Surg* 2001;72:638-40)

³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg. 2000;5(4):259-76 (Coselli JS, et al. Anastomoses da aorta torácica. Técnicas operativas na cirurgia cardiovascular e torácica. 2000;5(4):259-76)

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O manuseamento e armazenamento deste dispositivo por parte do utilizador, bem como fatores associados ao paciente, procedimentos de diagnóstico, tratamento e cirúrgicos, e outras questões alheias ao controlo do fabricante, podem

afetar diretamente este dispositivo e os resultados obtidos com a sua utilização.

EXCLUSÃO DE GARANTIAS; LIMITES DE RESPONSABILIDADE

A ARTIVION RENUNCIA A TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS RELATIVAMENTE A ESTE ADESIVO CIRÚRGICO, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. EM CASO ALGUM A ARTIVION SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES. No caso de tal renúncia ser considerada inválida ou inaplicável por qualquer razão: (i) qualquer ação por violação da garantia deve ser iniciada no prazo de um ano após a ocorrência de qualquer reivindicação ou causa de ação e (ii) a reparação de tal violação é limitada à substituição do produto.

Artivion e BioGlue são marcas comerciais registadas da Artivion, Inc.

*©2022 Artivion, Inc. Todos os direitos reservados.
Impresso nos EUA.*

(br-pt) PORTUGUES do BRASIL

Instruções de Uso

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Uma versão impressa das Instruções de Uso será fornecida em sete dias, mediante solicitação ao serviço ao consumidor do BioGlue, por meio de um dos contatos listados abaixo.

Fone: 888.427.9654 • Fax: 770.590.3753
E-mail: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Fone: +1 (888) 427-9654
FAX +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	Fabricante		Consultar as instruções de uso / Consultar as instruções eletrônicas de uso
	Data de fabricação		Atenção
	Representante Autorizado da UE	RxONLY	Atenção: A legislação federal dos EUA restringe a venda desse dispositivo por ou a pedido de um médico.
	Importador		Não pirogênico
	Dispositivo médico		Contém material biológico de origem animal
	Não usar se a embalagem estiver danificada		Seguro para ressonância magnética (MRI)
	Sistema de barreira estéril simples		Número de catálogo
	Sistema de barreira estéril dupla		Código do lote
	Esterilizado por óxido de etileno		Identificação única do dispositivo
	Esterilizado por irradiação		Data de validade
	Não reesterilizar		País de fabricação
	Não reutilizar		Quantidade
	Limite de temperatura		

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Adesivo Cirúrgico BioGlue® (cola cirúrgica) é um adesivo cirúrgico de dois componentes, composto por soluções de albumina de soro bovino (BSA) purificado e glutaraldeído. Depois de aplicada, a solução adesiva (em proporção predefinida) é misturada na ponta aplicadora, onde começa a reticulação. As moléculas de glutaraldeído ligam covalentemente (reticulam) as moléculas de BSA uma às outras e, mediante aplicação, às proteínas do tecido no local de reparo, criando uma vedação mecânica flexível e independente do mecanismo de coagulação do corpo. O Adesivo Cirúrgico BioGlue ("BioGlue") começa a polimerizar em 20 a 30 segundos e atinge sua força de ligação em 2 minutos. O BioGlue também adere a materiais de enxerto sintéticos por meio de intertravamento mecânico nos interstícios da matriz do enxerto.

Os seguintes acessórios são vendidos separadamente para auxiliar na aplicação do Adesivo Cirúrgico BioGlue:

Código do produto	Descrição do produto
BGAT-SY	Ponta aplicadora
BGAT-10-SY	Ponta extensora da seringa - 10 cm
BGAT-27-SY	Ponta extensora da seringa - 27 cm
BGST-12	Ponta aplicadora espalhadora - 12 mm
BGST-16	Ponta aplicadora espalhadora - 16 mm
BGDTE-10	Extensão de ponta para aplicação - 10 cm
BGDTE-27	Extensão de ponta para aplicação - 27 cm
BGDTE-35	Extensão de ponta para aplicação - 35 cm

As seringas BioGlue estão disponíveis em 3 configurações - 2 mL, 5 mL e 10 mL. Cada seringa é composta por soluções de albumina sérica bovina (BSA) e glutaraldeído na proporção de 4:1, respectivamente. A solução BSA tem cor âmbar e flui livremente. A solução de glutaraldeído é límpida e também flui livremente.

A especificação para a solução BSA é uma solução a 45% (relação peso/volume). Os pesos máximos da solução de BSA a 45% para cada tamanho são: 2,71 gramas (seringa de 2 mL), 4,75 gramas (seringa de 5 mL) e 9,50 gramas (seringa de 10 mL). Com base nessas metas, a quantidade máxima de material de origem animal que entra em contato com o paciente ao usar um único dispositivo é de 1,22 gramas (seringa de 2 mL), 2,14 gramas (seringa de 5 mL) e 4,23 gramas (seringa de 10 mL) para cada configuração.

A especificação para a solução de glutaraldeído é uma solução a 10% (relação peso/volume). Os pesos alvo máximos da solução de glutaraldeído a 10% para cada tamanho são: 0,63 gramas (seringa de 2 mL), 1,10 gramas (seringa de 5 mL) e 2,16 gramas (seringa de 10 mL). Com base nessas metas, a quantidade máxima de glutaraldeído que entra em contato com o paciente ao usar um único dispositivo é de 0,06 gramas (seringa de 2 mL), 0,11 gramas (seringa de 5 mL) e 0,22 gramas (seringa de 10 mL) para cada configuração.

INDICAÇÕES / FINALIDADES

O Adesivo Cirúrgico BioGlue é indicado como um complemento aos métodos padrões de reparo cirúrgico (como suturas, grampos e/ou remendos) para aderir, selar e/ou reforçar tecidos moles. Os tecidos moles indicados são cardíacos, vasculares, pulmonares e durais.

PACIENTES-ALVO

Pacientes adultos submetidos à cirurgia que requerem um complemento ao método padrão de reparo cirúrgico para colar, selar e/ou reforçar o tecido cardíaco, vascular, dural e pulmonar.

USUÁRIOS

O Adesivo Cirúrgico BioGlue destina-se a profissionais de saúde, como cirurgiões, qualificados na indicação adequada.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- O BioGlue atinge a força de colagem total em 2 minutos.¹
- O Adesivo Cirúrgico BioGlue forma fortes ligações covalentes com o tecido e se intertrava mecanicamente com o material de enxerto sintético. Essas ligações fortes fazem com que o BioGlue tenha uma resistência de ruptura registrada de pelo menos 560 mmHG em estudos *in vitro*.^{1,3,4,5}

Grandes procedimentos vasculares e cardíacos nos quais o BioGlue foi usado:

- Diminuição do sangramento anastomótico quando comparado à técnica de reparo padrão.¹²

Procedimentos pulmonares, vasculares e cardíacos grandes, nos quais o BioGlue foi usado:

- Redução do tempo de internação hospitalar e em UTI quando comparado à técnica cirúrgica padrão.^{12,19,23}

Reparos de dissecção aórtica nos quais o BioGlue foi usado:

- Menos pledges, agentes hemostáticos e pontos de maquiagem foram necessários quando comparados à técnica cirúrgica padrão.¹⁷
- O tempo de sala cirúrgica, pinçamento cruzado, parada circulatória e circulação extracorpórea foi reduzido quando comparado à técnica cirúrgica padrão.^{18,19}
- O uso de plaquetas, plasma e células sanguíneas foi reduzido quando comparado à técnica cirúrgica padrão.^{17,19}

Procedimentos pulmonares nos quais o BioGlue foi usado:

- O BioGlue demonstrou ser eficaz na vedação de vazamentos de ar quando aplicado a pulmão desinflado ou inflado.^{6,7,8,9}
- A duração do vazamento de ar foi reduzida quando comparada ao reparo cirúrgico padrão.^{6,8,23}

Procedimentos durais nos quais o BioGlue foi usado:

- Os vazamentos de líquido cefalorraquídiano (LCR) foram reduzidos quando comparados ao reparo cirúrgico padrão.^{20,21,22}

Os Acessórios do Adesivo Cirúrgico BioGlue ajudam na aplicação do BioGlue.

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

Grandes procedimentos vasculares, cardíacos, pulmonares e durais nos quais o BioGlue foi usado:

- As taxas de pseudoaneurisma têm se mostrado mais baixas quando comparadas à literatura publicada sobre a técnica de reparo padrão.^{11,14,15}
- As taxas de complicações têm se mostrado menores quando comparadas à literatura publicada sobre a técnica de reparo padrão.^{12,22,23,18}
- As taxas de mortalidade têm se mostrado mais baixas quando comparadas à literatura

publicada sobre a técnica de reparo padrão.^{10,11,12,13,16}

CONTRAINDICAÇÕES

O BioGlue é contraindicado para uso em reparos cerebrovasculares e em áreas intraluminais. O BioGlue não deve ser utilizado em pacientes com sensibilidade conhecida a materiais de origem bovina.

AVISOS ▲

- Não use o BioGlue como um substituto para suturas ou grampos em aproximações de tecido.
- Não use o BioGlue de maneira que entre em contato ou obstrua o fluxo sanguíneo durante ou após a aplicação. A entrada de BioGlue na circulação pode resultar em obstrução vascular local ou embólica.
- Não use o BioGlue de maneira que obstrua a circulação de ar ou outro fluxo de fluido luminal durante ou após a aplicação.
- Evite o contato com nervos, olhos ou outro tecido não destinado à aplicação.
- Um estudo em animais²⁴ demonstrou que a aplicação direta de BioGlue no nervo frênico exposto pode causar lesão nervosa aguda. Um outro estudo em animais²⁵ demonstrou que a aplicação direta de BioGlue na superfície do nódio sinusal (NSA) do coração pode causar necrose de coagulação que se estende para o miocárdio, podendo atingir o tecido de condução subjacente e causar degeneração focal aguda do NSA. Estudos subsequentes em animais^{26,27} demonstraram que o gel de glucamato de clorexidina pode proteger o nervo frênico, o miocárdio e o NSA subjacente contra possíveis lesões decorrentes do uso de BioGlue.
- Não use BioGlue se a equipe não estiver adequadamente protegida (por exemplo, usando luvas, máscara, roupas de proteção e óculos de segurança). O glutaraldeído não reagido pode causar irritação nos olhos, nariz, garganta ou pele; induzir dificuldade respiratória; e causar necrose local do tecido. A exposição prolongada ao glutaraldeído não reagido pode causar patologia do sistema nervoso central ou patologia cardíaca. No caso de contato, lave as áreas afetadas imediatamente com água abundante e procure atendimento médico.
- O BioGlue polimerizado possui propriedades de ocupação de espaço. Quando usado indevidamente ou aplicado incorretamente, eventos adversos graves têm sido relatados relacionados à compressão de estruturas anatômicas adjacentes. O BioGlue deve ser usado apenas quando a visualização completa do local alvo da aplicação for possível, quando a preparação for feita de forma adequada para atingir a viscosidade ideal e uma quantidade mínima for usada. Leia as seções *Indicações / Finalidades e Instruções de Uso* neste rótulo.
- Minimize o uso de BioGlue em pacientes com metabolismo de cálcio anormal (por exemplo, insuficiência renal crônica, hiperparatiroidismo). O tecido tratado com glutaraldeído tem maior propensão à mineralização. Experimentos em laboratório indicam que o glutaraldeído não reagido pode ter efeitos mutagênicos.
- Não use BioGlue em caso de infecção e use com cuidado em áreas contaminadas do corpo.
- Tenha cuidado ao repetir a exposição de BioGlue no mesmo paciente. Reações de hipersensibilidade são possíveis após exposição ao BioGlue. Observou-se sensibilização em animais.

- O BioGlue contém um material de origem animal que pode ser capaz de transmitir agentes infeciosos.
- O uso de BioGlue em mulheres grávidas/lactantes não foi estudado.
- A seringa BioGlue e os acessórios BioGlue são dispositivos de uso único e não devem ser usados em mais de um paciente.
- O uso de BioGlue em pacientes pediátricos não foi estudado. O BioGlue não deve ser aplicado circumferencialmente ao tecido e pode não permitir que o tecido cresça ou se expanda.
- Até a presente data não há dados suficientes que confirmem a adequação do BioGlue para o tratamento da fistula broncopleural (FBP) ou do vazamento de linfa.
- Quando o BioGlue é usado em conjunto com qualquer outro material, as instruções para ambos os produtos devem ser cuidadosamente lidas e seguidas.

PRECAUÇÕES

- ⚠️**
- Recomenda-se que luvas cirúrgicas, compressas/toalhas de gaze estéreis e instrumentos cirúrgicos sejam mantidos úmidos para minimizar a possibilidade de o BioGlue aderir inadvertidamente a essas superfícies.
 - A seringa, as pontas aplicadoras, as pontas espalhadoras e as pontas extensoras da seringa de BioGlue destinam-se ao uso em um único paciente. Não reesterilizar.
 - Não use se os pacotes estiverem abertos ou danificados.
 - Tome cuidado para não derramar o conteúdo da seringa.
 - Não comprima o êmbolo da seringa enquanto o conecta à seringa.
 - Não aplique o BioGlue em campo cirúrgico muito úmido. Isso pode resultar em adesão deficiente.
 - Evite o contato do tecido com o material expelido do aplicador durante a preparação.
 - O BioGlue polimeriza rapidamente. A preparação deve ocorrer rapidamente, seguida imediatamente pela aplicação de BioGlue. Pausar entre a preparação e a aplicação pode causar a polimerização dentro da ponta aplicadora.
 - Não use dispositivos para guardar/armazenar sangue ao aspirar o excesso de BioGlue no campo cirúrgico.
 - Pince e despressurize os vasos antes de aplicar BioGlue às anastomoses visadas.
 - Para evitar a entrada de BioGlue no sistema cardiovascular, evite qualquer tipo de pressão negativa durante a aplicação e polimerização de BioGlue. Por exemplo, as ventilações do ventrículo esquerdo devem ser desligadas antes da aplicação do BioGlue. Houve relatos de BioGlue sendo aspirado para a aorta e impedindo a função da válvula cardíaca quando usado em conjunto com uma ventilação ventricular esquerda ativa.
 - Não descole o BioGlue de um local não intencional, pois isso pode resultar em danos ao tecido.
 - Não coloque BioGlue em locais anatômicos fechados que estejam nas proximidades de estruturas nervosas.
 - Devido a relatos clínicos²⁸ de vedação ineficaz quando o BioGlue é usado na abordagem translabirintica para reparos de neuroma acústico, seu uso com essa abordagem cirúrgica não é recomendado. O uso bem-sucedido do produto pela fossa média ou acesso retrosigmoidoide para reparo de neuroma do acústico foi descrito na literatura e é recomendado.²⁶
 - Dados clínicos provenientes do uso em humanos e publicados demonstraram que a aplicação excessiva de BioGlue em cirurgia

- pulmonar pode causar espaço aéreo residual e atelectasia.⁷
- Esse dispositivo deve ser manuseado e descartado de acordo com todos os regulamentos aplicáveis, incluindo, outros, aqueles relativos à saúde e segurança humana e ao meio ambiente.

EFEITOS COLATERAIS / INCIDENTES ADVERSOS INDESEJADOS - OBSERVADOS e POSSÍVEIS

O conhecimento de todas as complicações possíveis da cirurgia de reparo de tecidos moles é necessário para os médicos que realizam esses procedimentos. Complicações específicas para esses tipos de cirurgias podem ocorrer a qualquer momento durante ou após o procedimento.

Efeitos colaterais / eventos adversos indesejados observados:

Os eventos adversos observados durante os estudos clínicos incluem: BioGlue aplicado ao tecido não visado, falha de adesão do BioGlue, morte, ruptura e hemorragia do vaso, vazamento de líquido cefalorraquidiano, infecção, inflamação, reação alérgica imunossistêmica, morbidade irreversível, isquemia, infarto de miocárdio, déficit neurológico, falência múltipla de órgãos, paraplegia, derrame pleural, disfunção / insuficiência renal, disfunção / insuficiência respiratória, acidente vascular cerebral ou infarto cerebral, tromboembolismo e trombose.

Possíveis efeitos colaterais / eventos adversos indesejados que podem resultar do uso de BioGlue:

As complicações específicas para o uso adjuvante do Adesivo Cirúrgico BioGlue durante a cirurgia de reparo de tecidos moles podem incluir, por exemplo: reação de hipersensibilidade, como inchão ou edema no local de aplicação; falha do produto em aderir ao tecido; aplicação de adesivo ao tecido não visado para o procedimento; resposta inflamatória e imune; reação alérgica; mineralização do tecido; necrose local do tecido; obstrução dos vasos; obstrução bronquiana ou luminal; trombose e tromboembolismo; êmbolos pulmonares; lesão de vasos ou tecidos normais; estenose; seroma; pseudoaneurisma e possível transmissão de agentes infeciosos de material de origem animal.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

A seringa de BioGlue e as pontas aplicadoras são fornecidas esterilizadas. Descarte qualquer material não utilizado de produto aberto ou danificado.

As soluções de BioGlue estão contidas em uma seringa estéril de câmara dupla com tampa. O BioGlue polimerizado não é pirogênico. Armazenar abaixo de 25°C, mas não congelar.

CONDICIONES AMBIENTAIS

O Adesivo Cirúrgico BioGlue é seguro para ressonância magnética (ou seja, não apresenta riscos em nenhum ambiente de ressonância magnética).

ORIENTAÇÕES DE USO

Aplique o Adesivo Cirúrgico BioGlue profilaticamente ou depois que um vazamento for detectado.

Preparação do Dispositivo

O sistema de aplicação da seringa com o Adesivo Cirúrgico BioGlue consiste em: seringa, êmbolo da seringa e ponta aplicadora.

Há duas bolsas separadas na caixa da seringa de BioGlue. Uma contém a seringa e o êmbolo da seringa e a outra contém quatro pontas aplicadoras.

A caixa da seringa de BioGlue de 10 mL inclui uma bolsa adicional contendo três pontas espalhadoras de 12 mm. Inspecione visualmente todas as bolsas antes de usar. Não use em caso de imperfeição no sistema de barreira estéril.

- Remova a seringa, o êmbolo da seringa e as pontas aplicadoras da embalagem. Enquanto segura a seringa na posição vertical, dê leve batidas na seringa até que as bolhas de ar nas soluções subam para o topo da seringa.



Figura 1




Figura 2

NOTA: Continue a segurar a seringa na vertical durante toda a montagem do sistema de aplicação para manter as bolhas em direção ao topo da seringa.

- Remova a ponta aplicadora da embalagem e inspecione a parte do anel da ponta para garantir que o ponteiro esteja diretamente sobre o orifício maior. Caso contrário, gire o anel de travamento no eixo até que o ponteiro esteja sobre o orifício maior. Enquanto segura firmemente a seringa, coloque o bico para cima, gire a tampa 90° no sentido anti-horário e remova a tampa balançando-a de um lado para o outro. Alineie a ponta com a seringa usando os entalhes correspondentes em cada uma e coloque a ponta na seringa.



Figura 3

CUIDADO: Tome cuidado para não derramar a solução da seringa durante a montagem.

- Trave a ponta aplicadora, empurrando-a firmemente em direção à seringa e girando o anel da ponta 90° no sentido horário.



Figura 4

Enquanto mantém a seringa na posição vertical, alinhe os cilindros pequeno e grande da seringa com as cabeças correspondentes do êmbolo da seringa e deslize o êmbolo na parte de trás da seringa até sentir resistência. O dispositivo de aplicação da seringa está montado.



Figura 5

CUIDADO: Não coloque o dispositivo montado na horizontal até que todo o ar tenha sido purgado (consulte o próximo parágrafo).

CUIDADO: Antes de usar o BioGlue no procedimento, a seringa deve ser purgada do espaço de ar residual e a ponta aplicadora deve ser preparada. Consulte as seções Preparação do Local, Remoção do Espaço de Ar da Seringa e Preparação da Ponta Aplicadora.

- Se estiver usando uma ponta aplicadora com uma extensão flexível, um ângulo desejado pode ser criado dobrando a extensão no local apropriado com o ângulo desejado e segurando por 3 a 5 segundos. O ângulo criado deve ser mantido por até 5 minutos.
- Para remover as pontas aplicadoras obstruídas, segure o anel da ponta aplicadora, gire o anel da ponta no sentido anti-horário e levante a ponta da seringa balançando-a de um lado para o outro.

Preparação do Local, Remoção do Espaço de Ar da Seringa e Preparação da Ponta Aplicadora

- O campo cirúrgico alvo deve ser devidamente preparado antes da remoção do espaço de ar residual, preparação ou aplicação do BioGlue. O BioGlue funciona melhor quando o campo cirúrgico alvo está seco. Um campo cirúrgico seco pode ser descrito como um campo que não se tinge de novo com sangue dentro de 4 a 5 segundos após ser enxugado com uma esponja cirúrgica.

CUIDADO: Não tente aplicar o BioGlue em um campo que esteja muito úmido. A aplicação de BioGlue em um campo úmido pode resultar na não aderência do BioGlue.

- O espaço de ar residual da seringa deve ser removido antes da aplicação do BioGlue. Novamente, é importante segurar a seringa montada na vertical para garantir que as bolhas de ar nas soluções permaneçam no topo da seringa. A purga do espaço de ar pode ser realizada agora por dois métodos diferentes:
 - Comprima o êmbolo apenas até que as soluções estejam niveladas com o topo do corpo da seringa. Quando o espaço de ar residual tiver sido removido, a seringa estará pronta para a preparação (consulte o 3º Passo) e uso imediato.
 - Comprima o êmbolo até que ambas as soluções possam ser vistas na base da ponta. O espaço de ar agora foi removido, mas essa ponta agora está obstruída com BioGlue polimerizado e precisará ser trocada antes da preparação (consulte o 3º Passo) e da aplicação no local-alvo.




Figura 6

NOTA: Cada seringa só precisa ser purgada do espaço de ar residual após o seu uso inicial.

- Cada ponta aplicadora deve ser preparada antes da aplicação do BioGlue. A preparação garante que as soluções de BioGlue sejam devidamente misturadas. O cirurgião deve comprimir o êmbolo e expelir uma faixa estreita de BioGlue com aproximadamente 3 cm de comprimento em uma superfície descartável estéril (por exemplo, esponja, gaze ou toalha).
- O cirurgião deve examinar o material expelido durante a preparação e verificar se a cor é de tom uniforme, de amarelo claro a âmbar, e se não contém bolhas de ar. Se o material parecer incolor ou contiver bolhas, repita a preparação conforme descrito no 2º Passo até que o dispositivo forneça um líquido uniforme sem bolhas.

CUIDADO: Evite o contato direto com o material expelido durante a preparação.

CUIDADO: Se houver evidência de quebra ou vazamento da seringa, descarte o dispositivo e abra/use um novo.

- Quando a ponta aplicadora tiver sido preparada corretamente, prossiga imediatamente para a aplicação.

CUIDADO: O BioGlue polimeriza muito rapidamente. O cirurgião deve aplicar o BioGlue imediatamente após a preparação.

Pausar entre a preparação e a aplicação pode causar a polimerização do BioGlue dentro da ponta aplicadora. Caso isso ocorra, substitua a ponta obstruída por uma nova e repita as etapas para a preparação da ponta aplicadora. Não continue a aplicar pressão no êmbolo depois que a ponta estiver obstruída.

Técnicas Gerais para o Uso de BioGlue em Cirurgia^{6,23,29,30}

Antes de usar o Adesivo Cirúrgico BioGlue, os cirurgiões devem se familiarizar com o treinamento apropriado relacionado às técnicas cirúrgicas e as variações de seus procedimentos específicos. Deve-se praticar o uso do Adesivo Cirúrgico BioGlue com o produto antes do uso inicial na sala cirúrgica.

- O paciente deve ser preparado e coberto de acordo com os procedimentos padrões do hospital. Os procedimentos como entrada no tórax ou espaço pleural, circulação extracorpórea, pinçamento e proteção miocárdica devem seguir as técnicas padrões do cirurgião.
- O tecido ao redor do local da cirurgia pode ser protegido da aplicação indesejada do Adesivo Cirúrgico BioGlue com a colocação de compressas de gaze estéril úmidas nessas áreas. Imediatamente após a aplicação, remova a gaze enquanto o adesivo ainda estiver macio, removendo o excesso de resíduos de adesivo do local.

CUIDADO: Não use dispositivos para guardar/armazenar sangue ao aspirar o excesso de BioGlue.

CUIDADO: Pince e despressurize os vasos antes de aplicar BioGlue às anastomoses visadas.

CUIDADO: Evite aspirar BioGlue nos vasos ao aplicá-lo em anastomoses.

- Se o Adesivo Cirúrgico BioGlue aderir a um local indesejado, deixe o adesivo polimerizar e, em seguida, disseque suavemente o adesivo para longe da área indesejada com pinça e tesoura. Não tente descolar o Adesivo Cirúrgico BioGlue, pois isso pode resultar em danos ao tecido no local da aplicação.
- Para reparo de vasos, aplique um revestimento adesivo uniforme de 1,2 a 3,0 mm de espessura para anastomose de vasos/enxertos maiores que 2,5 cm de diâmetro; aplique uma camada adesiva uniforme de 0,5 a 1,0 mm para vasos/enxertos com menos de 2,5 cm de diâmetro.

5. A área de aplicação do adesivo NÃO deve ser comprimida ou sujeita a pressão extra. O BioGlue funciona perfeitamente quando se permite que polimerize sem qualquer manipulação por dois minutos inteiros. Assim que o adesivo estiver polimerizado, prenda com suturas conforme necessário.

- Após a polimerização do adesivo, corte o excesso ou as bordas irregulares do adesivo com uma tesoura e um coletor.

Técnicas Específicas para o Uso de BioGlue em Cirurgia de Dissecção de Aorta^{8,11,13-19}

- As camadas dissecadas da aorta devem ser primeiramente limpas de sangue e material do trombo e devem ser secas, na medida do possível, com esponjas cirúrgicas.
- Para a extremidade distal do reparo da dissecção, insira um cateter balão no lumen real para definir a extremidade distal para a aplicação do BioGlue. Além disso, as camadas dissecadas da aorta devem ser bem aproximadas inserindo um dilatador, esponja ou cateter no lumen real para preservar a arquitetura natural do vaso.

O BioGlue deve, então, ser aplicado dentro do lumen falso, tão distalmente quanto o cateter balão distal permitir. O preenchimento do lumen falso deve prosseguir de distal para proximal com um movimento em espiral para uma aplicação suave. Preencha completamente o lumen falso com BioGlue; evite encher excessivamente o lumen falso e derramar BioGlue no lumen real ou no tecido circundante.

- Para a extremidade proximal do reparo da dissecção, as camadas dissecadas da aorta também devem ser bem aproximadas usando um dilatador, esponja ou cateter. Se necessário, compressas de gaze úmidas devem ser colocadas sobre os folhetos da valvula aórtica para protegê-los da aplicação inadvertida de BioGlue. O BioGlue deve, então, ser aplicado para preencher o lumen falso.

O material de enxerto pode ser suturado diretamente nos tecidos aderidos e reforçado com BioGlue nos aspectos proximal e distal do reparo da dissecção. Deixe o BioGlue polimerizar completamente sem qualquer manipulação por dois minutos completos, antes de suturar por meio das camadas de tecido aderidas.

CUIDADO: Para preservar a patência do lumen coronário em caso de extensão da dissecção, deve-se considerar a colocação de um cateter nos óstios coronários antes da aplicação do BioGlue.

Uso de BioGlue em Cirurgia Pulmonar^{6,9}

O BioGlue demonstrou ser eficaz quando aplicado a um pulmão desinflado ou inflado.

Instruções de Descarte

Descarte em lixeira de risco biológico qualquer material não utilizado de produto aberto ou danificado.

Resumo de Segurança e Desempenho Clínico

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Validade do BioGlue

O Adesivo Cirúrgico BioGlue destina-se ao uso de longo prazo (por mais de 30 dias). O BioGlue se degrada via proteólise; sua reabsorção pode ser lenta, dependendo da quantidade de adesivo aplicado e da vascularização do tecido-alvo.

Notificação de Incidentes Graves

Os incidentes graves que ocorrem em relação ao BioGlue devem ser notificados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o paciente esteja estabelecido. As informações de contato para notificar incidentes graves ao fabricante estão abaixo:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW ·
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Fone: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldassurance@artivion.com

REFERÊNCIAS

- As referências relativas às informações dispostas neste folheto estão disponíveis mediante solicitação. [Artivion Data on File. [Dados pré-clínicos da Artivion em arquivo.] Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation [Val-00097: Validação do Processo de Fabricação do BioGlue]
- ¹Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. [O uso de selantes cirúrgicos no reparo de rupturas durais durante cirurgia espinhal não instrumentada.] *Eur Spine J.* 2014 Aug;23(8):1761-6.
- ²Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing [Técnica experimental de anastomoses aortoprotéticas por colagem] (BioGlue® Artivion). Presented at the Laparoscopic Aortoliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France. [Apresentado na Cirurgia Laparoscópica Aortoliáca para Doenças Oclusivas e Aneurismas em Marselha, França.] January 28, 2000
- ³Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. [Citocompatibilidade e propriedades mecânicas de selantes cirúrgicos para aplicações cardiovasculares.] *J Thorac Cardiovasc Surgery* 2018;1:8
- ⁴Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. [Revascularização do miocárdio sem sutura com anastomoses coladas com adesivo biológico: resultados preliminares in vivo e in vitro.] *J Thorac Cardiovasc Surg.* 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/jtbc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.
- ⁵Potaris K, et al. Experience with an albumin/glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bulleotomy. [Experiência com adesivo tissular de albumina-glutaraldeído no selamento de vazamentos de ar após bulleotomia.] *Heart Surgery Forum* 2003;6(5):429-433
- ⁶Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. [Resultados preliminares com o uso de adesivo tissular de albumina-glutaraldeído em cirurgia pulmonar.] *Medical Science Monitor* 2003;9(7):179-83
- ⁷Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. [Um estudo prospectivo, randomizado e controlado da eficácia do BioGlue no tratamento de vazamentos de ar alveolar.] *J Thorac Cardiovasc Surg* 2006;132:105-12
- ⁸Herget GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. [Uso experimental de adesivo tissular de albumina-glutaraldeído para selamento de parêntomo pulmonar e anastomoses brônquicas.] *European J Cardio-Thorac Surg* 2001;19(1):4-9.
- ⁹Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery. [Adesivo Cirúrgico BioGlue – Uma Avaliação de Suas Indicações em Cirurgia Cardíaca.] *Ann Thorac Surg* 2002; 74:432-7
- ¹⁰Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery. Proper Application Techniques and results in 92 patients. [Uso de BioGlue em cirurgia de aorta: Técnicas de aplicação adequadas e resultados em 92 pacientes.] *The Heart Surgery Forum* 2006; 9(5)
- ¹¹Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. [Estudo prospectivo randomizado de um adesivo tissular à base de proteína usado como adjuvante hemostático e estrutural em procedimentos de reparo de anastomose cardíaca e vascular.] *J Am Coll Surg* 2003;197:243-253
- ¹²Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. [Avanços no tratamento da dissecção aguda do tipo A: uma abordagem integrada.] *Ann Thorac Surg* 2002; 74:S1848-52
- ¹³Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? [O BioGlue contribui para o pseudoaneurisma anastomótico após cirurgia da aorta torácica?] *J Thorac Dis* 2017
- ¹⁴Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. [O papel da colá de albumina-glutaraldeído de bovino na formação de pseudoaneurismas anastomóticos.] *J Card Surg* 2011; 26:76-81
- ¹⁵Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. [Dissecção aguda do tipo A: métodos conservadores fornecem mortalidade consistentemente baixa.] *Ann Thorac Surg* 2002;73:707-13.
- ¹⁶Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. [Relatório do estudo clínico interno – Ensaio de eficácia e segurança do adesivo cirúrgico BioGlue como adjunto cirúrgico no reparo da dissecção de aorta tipo A.] Protocolo BG1001
- ¹⁷Feier H, et al. The Influence of Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. [A influência do selante de albumina-glutaraldeído nos resultados iniciais após dissecção aguda da aorta tipo A.] REV.CIMH.(Bucareste) - 70 - No. 6 – 2019
- ¹⁸Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. [BioGlue: o selante de albumina-glutaraldeído na cirurgia cardíaca] *J Card Surg.* 2003;18:500-3
- ¹⁹Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series. [BioGlue para prevenção de vazamento pós-operatório do líquido cefalorraquídiano em cirurgia transsefenoideal: uma série de casos.] *J Surg Neurol.* 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376
- ²⁰Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures. [Reconstrução do assoalho sela usando BioGlue segundo procedimentos transsefenoideais.] *J Clin Neurosurg* 2003; 10:92-95
- ²¹Kumar A, Maartens NF, Kay AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures. [Avaliação do uso de BioGlue em procedimentos neurocirúrgicos.] *J Clin Neurosci.* 2003 Nov;10(6):661-4
- ²²Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. [Uso de colas de tecido para diminuir o vazamento de ar alveolar em cirurgia torácica.] *Asian Cardiovasc Thorac Ann.* 2019 Apr 2.
- ²³LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. [Um novo adesivo cirúrgico (BioGlue) causa lesão aguda do nervo frênico e paralisia diafrágmatica.] Presented at the 34th Association of Academic Surgery 2000 [Apresentado no 34º Encontro da Associação de Academic Surgery 2000]
- ²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. [Um novo adesivo cirúrgico (BioGlue) causa bradicardia imediata e prolongada devido à degeneração do nó sinoatrial.] Presented at Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams. [Apresentado em Simpósio para Equipes de Cirurgia Cardíaca e Torácica Geral.] (Abstract) 2000
- ²⁵LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive. [O Gel de Gluconato de Clorexidina protege os nervos expostos durante a aplicação do Adesivo Cirúrgico BioGlue.] Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting. [Apresentado no 35º Encontro da Associação de Academic Surgery.] (Abstract) 2001
- ²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. [O Gel de Gluconato de Clorexidina protege o miocárdio e o nó sinoatrial durante a aplicação do Adesivo Cirúrgico BioGlue.] Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting. [Apresentado no 35º Encontro da Associação de Academic Surgery.] (Abstract) 2001
- ²⁷Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. [Taxa de vazamento do líquido cefalorraquídiano após o uso de BioGlue na cirurgia de schwannoma vestibular translabirintica: Um estudo prospectivo.] *Otol Neutrrol* 2006;27:102-5.
- ²⁸Ranani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. [Uso de "BioGlue" no reparo cirúrgico da aorta.] *Ann Thorac Surg* 2001;72:638-40
- ²⁹Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. [Anastomoses da aorta torácica.] Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76 [Técnicas Operatórias em Cirurgia Torácica e Cardiovascular]
- DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO**
O manuseio e armazenamento desse dispositivo pelo usuário, bem como fatores relacionados ao paciente, diagnóstico, tratamento, procedimentos cirúrgicos e outros assuntos que estão além do controle do fabricante, podem afetar diretamente esse dispositivo e os resultados obtidos com seu uso.
- EXCLUSÃO DE GARANTIAS; LIMITES DE RESPONSABILIDADE**
A ARTIVION ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E LEGAIS COM RESPEITO A ESSE ADESIVO CIRÚRGICO, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS EXPRESSAS E LEGAIS DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO A UM DETERMINADO FIM. EM NENHUMA HIPÓTESE A ARTIVION SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. Caso tal exclusão de garantias seja considerada inválida ou inexequível por qualquer motivo: (i) qualquer ação por violação da garantia deverá ser iniciada dentro de um ano após tal pedido ou o surgimento da causa de pedir; e (ii) a tutela

judicial para qualquer violação será limitada à substituição do produto.

Artivion e BioGlue são marcas registradas da Artivion, Inc.

*©2022 Artivion, Inc. Todos os direitos reservados.
Impresso nos EUA.*

(ro) ROMÂNĂ

Instructiuni de utilizare

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

O versiune tipărită a Instructiunilor de utilizare va fi furnizată în termen de șapte zile, la cerere, de la serviciul pentru clienți BioGlue prin oricare dintre mijloacele de contact enumerate mai jos.

Telefon: 888.427.9654 • Fax: 770.590.3753
E-mail: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
FAX +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

EXPLICAREA SIMBOLURILOR

	Producător		Consultați instrucțiunile de utilizare/consultați instrucțiunile de utilizare în format electronic
	Data fabricației		Atenție
	Reprezentanță autorizată UE	RxONLY	Atenție: legislația federală (SUA) restricționează comercializarea acestui dispozitiv la comercializarea de către un medic sau la recomandarea unui medic
	Importator		Apriogen
	Dispozitiv medical		Conține materie biologică de origine animală
	A nu se utilizează dacă ambalajul este deteriorat		Sigur în utilizarea la IRM
	Sistem de barieră sterilă unică		Numărul de catalog
	Sistem de barieră sterilă dublă		Numărul de lot
	Sterilizat cu oxid de etilenă		Identificare unică a dispozitivului
	Sterilizat prin iradiere		Data expirării
	A nu se resteriliza		Tara de fabricație
	A nu se reutiliza		Cantitate
	Limitarea temperaturii		

DESCRIEREA PRODUSULUI

BioGlue® Surgical Adhesive este un adeziv chirurgical cu două componente compus din solutie de albumină serică bovină purificată și glutaraldehidă. Odată distribuită, soluția adezivă (în raport predefinit) este amestecată în vârful aplicator, unde începe procesul de reticulare. Moleculele de glutaraldehidă leagă covalent (reticulare) moleculele BSA între ele și, la aplicare, la proteinele tisulare la locul de reparare, creând o etansare mecanică flexibilă independentă de mecanismul de coagulare al organismului. BioGlue Surgical Adhesive (denumit în continuare BioGlue) începe să polimerizeze în 20 până la 30 de secunde și atinge performanța de legare în 2 minute. BioGlue aderă, de asemenea, la materialele de grefe sintetice prin interlocuiri mecanice în interstițiile matricei grefei.

Următoarele accesorii sunt comercializate separat pentru a ajuta la administrarea BioGlue Surgical Adhesive:

Codul produsului	Descrierea produsului
BGAT-SY	Vârf aplicator
BGAT-10-SY	Vârf prelungitor seringă – 10 cm
BGAT-27-SY	Vârf prelungitor seringă – 27 cm
BGST-12	Vârf aplicator de distribuire – 12 mm
BGST-16	Vârf aplicator de distribuire – 16 mm
BGDTE-10	Extensie vârf de administrazione – 10 cm
BGDTE-27	Extensie vârf de administrazione – 27 cm
BGDTE-35	Extensie vârf de administrazione – 35 cm

Seringile BioGlue sunt disponibile în 3 configurații – 2 ml, 5 ml și 10 ml. Fiecare seringă este compusă din albumină serică bovină (BSA) și, respectiv, soluții de glutaraldehidă într-un raport de 4:1. Soluția BSA este de culoarea chihlimbarului și prezintă curgere liberă. Soluția de glutaraldehidă este incoloră și, de asemenea, prezintă curgere liberă.

Specificația pentru soluția BSA este o soluție de 45% (raport greutate/volum). Greutățile maxime întă ale soluției BSA de 45% pentru fiecare dimensiune sunt: 2,71 grame (seringă de 2 ml), 4,75 grame (seringă de 5 ml) și 9,50 grame (seringă de 10 ml). Pe baza acestor întări, cantitatea maximă de material de origine animală care intră în contact cu pacientul atunci când se utilizează un singur dispozitiv este de 1,22 grame (seringă de 2 ml), 2,14 grame (seringă de 5 ml) și 4,23 grame (seringă de 10 ml) pentru fiecare configurație.

Specificația pentru soluția de glutaraldehidă este o soluție de 10% (raport greutate/volum). Greutățile maxime întă ale soluției de glutaraldehidă de 10% pentru fiecare dimensiune sunt: 0,63 grame (seringă de 2 ml), 1,10 grame (seringă de 5 ml) și 2,16 grame (seringă de 10 ml). Pe baza acestor întări, cantitatea maximă de glutaraldehidă care intră în contact cu pacientul atunci când se utilizează un singur dispozitiv este de 0,06 grame (seringă de 2 ml), 0,11 grame (seringă de 5 ml) și 0,22 grame (seringă de 10 ml) pentru fiecare configurație.

INDICAȚII/DOMENIU DE UTILIZARE

BioGlue Surgical Adhesive este indicat pentru utilizare ca adjuvant la metodele standard de reparare chirurgicală (cum ar fi suturile, copice și/sau patchurile) pentru a adera, etansa și/sau întări țesuturile moi. Țesuturile moi indicate sunt cele cardiaice, vasculare, pulmonare și durale.

POPULAȚIA VIZATĂ DE PACIENȚI

Pacienții adulți supuși unei intervenții chirurgicale care necesită un adjuvant la metoda standard de reparare chirurgicală pentru a lege, etansa și/sau întări țesutul cardiac, vascular, dural și pulmonar.

Utilizatori finali

BioGlue Surgical Adhesive este destinat utilizării de către profesioniști din domeniul sănătății, cum ar fi chirurgii, calificați în indicația corespunzătoare.

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

- BioGlue atinge performanța de legare maximă în 2 minute.¹
- BioGlue Surgical Adhesive formează legături covalente puternice cu țesutul și se interblochează mecanic cu materialul de grefă sintetică. Aceste legături puternice fac ca BioGlue să aibă o rezistență la rupere înregistrată de cel puțin 560 mmHg în studiile in vitro.^{1,3,4,5}

În procedurile vasculare și cardiaice de ampoloare în care a fost utilizat BioGlue:

- Reducerea sângerării anastomotice în comparație cu tehnica standard de reparare.¹²

În procedurile pulmonare, vasculare și cardiaice de ampoloare în care a fost utilizat BioGlue:

- Reducerea numărului de spitalizări și de cazuri de terapie intensivă în comparație cu tehnica chirurgicală standard.^{12,19,23}

În repararea disiectiei aortice în care a fost utilizat BioGlue:

- A fost necesare mai puține tampoane, agenți hemostatici și suturi de completare în comparație cu tehnica chirurgicală standard.¹⁷
- Timpul în sala de operare, de clamping, de stop circulator, de bypass au fost reduși în comparație cu tehnica chirurgicală.^{18,19}
- Utilizarea tromboctoletelor, a plasmei și a celulelor sanguine a fost redusă în comparație cu tehnica chirurgicală standard.^{17,19}

În procedurile pulmonare în care a fost utilizat BioGlue:

- BioGlue s-a dovedit a fi eficient în etansarea scăpărilor de aer atunci când este aplicat pe un planim de dezumflat sau umflat.^{6,7,8}
- Durata scăpării de aer a fost redusă în comparație cu repararea chirurgicală standard.^{6,8,23}

În procedurile durale în care a fost utilizat BioGlue:

- Surgerile de LCR au fost reduse în comparație cu repararea chirurgicală standard.^{20,21,22}

Accesoriile BioGlue Surgical Adhesive ajută la administrarea BioGlue.

BENEFICI CLINICE

În procedurile vasculare, cardiaice, pulmonare și durale de ampoloare în care a fost utilizat BioGlue:

- Ratele de formare de pseudoanevrisme s-au dovedit a fi mai mici în comparație cu literatura publicată despre tehnica standard de reparare.^{11,14,15}
- Ratele de complicații s-au dovedit a fi mai mici în comparație cu literatura publicată despre tehnica standard de reparare.^{12,2,23,18}
- Ratele de mortalitate s-au dovedit a fi mai mici în comparație cu literatura raportată despre tehnica standard de reparare.^{10,11,12,13,16}

CONTRAINDICAȚII

BioGlue este contraindicat pentru utilizare în reparări cerebrovasculare și în orice zone intraluminale. BioGlue nu este destinat pacienților cu sensibilitate cunoscută la materialele de origine bovină.

ATENȚIONARI

- Nu utilizați BioGlue ca înlocuitor pentru suturi sau copci în afecțiunile tisulare.
- Nu utilizați BioGlue într-o manieră care ar intra în contact sau ar impiedica fluxul sanguin circulant în timpul sau după aplicare. Pătrunderea BioGlue în sistemul circulator poate duce la obstrucție vasculară locală sau embolici.
- Nu utilizați BioGlue într-o manieră care ar impiedica circulația aerului sau a altor lichide luminaile în timpul sau după aplicare.
- Evită contactul cu nervii, ochii sau alte țesuturi care nu sunt destinate aplicării.
- Un studiu făcut pe animale²⁴ a demonstrat că aplicarea directă a BioGlue pe suprafața nodului sinovial (NSA) al inimii poate provoca necroza de coagulare care se extinde în miocard, care ar putea ajunge la țesutul de conducere subiacent și poate provoca o degenerare acută, focală a NSA. Studiile ulterioare făcute pe animale^{25,27} au demonstrat că gluconatul de clorexidină sub formă de gel poate proteja nervul frenic, miocardul și NSA subiacent împotriva potențialelor leziuni cauzate de utilizarea BioGlue.
- Nu utilizați BioGlue dacă persoana nu este protejat corespunzător (de exemplu, purtarea de mănuși, mască, îmbrăcăminte de protecție și ochelari de protecție). Glutaraldehida nereacționată poate provoca iritații la nivelul ochilor, nasului, gâtului sau pielii; induce dresă respiratorie și provoacă necroza tisulară locală. Expunerea prelungită la glutaraldehida nereacționată poate provoca patologii ale sistemului nervos central sau ale inimii. În caz de contact, spălați imediat zonele afectate cu apă și solicitați asistență medicală.
- BioGlue polimerizat are proprietăți de ocupare a spațiilor. La utilizarea necorespunzătoare sau la aplicarea încorectă au fost raportate evenimente adverse grave legate de compresia structurilor anatomici adiacente. BioGlue trebuie utilizat numai atunci când este posibilă vizualizarea completă a locației întări de aplicare, când este amorsat corespunzător pentru a obține viscozitatea optimă și este utilizat o cantitate minimă. Consultați secțiunile Indicații/domeniu de utilizare și Instrucțiuni de utilizare de pe această etichetă.
- Reduceti utilizarea BioGlue la pacienții cu metabolism anomal sau la calculi (de exemplu, insuficiență renală cronică, hiperparatiroidism). Țesutul tratat cu glutaraldehidă are o tendință sporită de mineralizare. Experimentele de laborator indică faptul că glutaraldehida nereacționată poate avea efecte mutagene.
- Nu utilizați BioGlue în prezența infecției și utilizați cu precauție în zonele contaminate ale corpului.
- Fii precauți la expunerea repetată la BioGlue la același pacient. Reacțiile de hipersensibilitate sunt posibile la expunerea la BioGlue. S-a observat sensibilizarea la animale.
- BioGlue conține un material de origine animală, care poate fi capabil să transmită agenți infecțioși.
- Utilizarea BioGlue la femeile însarcinate/care alăptă nu a fost studiată.

- Seringa BioGlue și accesoriiile BioGlue sunt dispozitive de unică folosință și nu trebuie utilizate la mai mult de un pacient.
- Utilizarea BioGlue la pacienții pediatrici nu a fost studiată. BioGlue nu trebuie aplicat circumferențial pe țesut și este posibil să nu permită țesutului respectiv să se dezvolte sau să se extindă.
- Caracterul adecvat al BioGlue pentru tratamentul fistulei bronchopleurale (FBP) sau al surgerilor limfatici nu este confirmat de date suficiente.
- Atunci când BioGlue este utilizat împreună cu orice alt material, instrucțiunile pentru ambele produse trebuie examineate cu atenție și respectate.

PRECAUȚII ▲

- Se recomandă ca mânusile chirurgicale, pașnamentele/prosoapele de tifon sterile și instrumentele chirurgicale să fie menținute umede pentru a reduce la minimum potențialul ca BioGlue să adere din neatenție la aceste suprafete.
- Seringa BioGlue, vârfurile aplicatoare, vârfurile de distribuire și vârfurile prelungitoare ale seringilor sunt destinate numai unui singur pacient. A nu se reutiliza.
- A nu se utilizează dacă ambalajele au fost deschise sau deteriorate.
- Aveți grijă să nu vărsați conținutul seringii.
- Nu comprimați pistonul seringii în timp ce îl atașați la seringă.
- Nu aplicați BioGlue într-un câmp operator prea umed. Această situație poate avea drept rezultat o aderență slabă.
- Evități contactul țesuturilor cu materialul expulzat din aplicator în timpul amorsării.
- BioGlue polimerizează rapid. Amorsarea trebuie să aibă loc rapid, urmată imediat de aplicarea BioGlue. O pauză făcută între amorsare și aplicare poate provoca polimerizarea în vârful aplicator.
- Nu utilizați dispozitive de economisire a săngelui atunci când aspirați excesul de BioGlue din câmp operator.
- Clampati și depresurizați vasele înainte de a aplica BioGlue pe anastomozele vizate.
- Pentru a preveni pătrunderea BioGlue în sistemul cardiovascular, evitați orice presiune negativă în timpul aplicării și polimerizării BioGlue. De exemplu, orificile ventriculare stângi trebuie opriate înainte de aplicarea BioGlue. S-a raportat că BioGlue a fost aspirat în aortă și a împiedicat funcționarea valvei cardiaice atunci când a fost utilizat împreună cu un orificiu ventricular stâng activ.
- Nu îndepărtați BioGlue prin exfoliere dintr-un loc nedorit, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea țesuturilor.
- Nu implanăți BioGlue în locații anatomicice încise, care se află în imediata apropiere a structurilor nervoase.
- Pe baza rapoartelor clinice²⁵ privind siguranța ineficiență atunci când BioGlue este utilizat în abordarea translabiricnică pentru repararea neuromulușului acustic, utilizarea sa cu această abordare chirurgicală nu este recomandată. Utilizarea cu succes a produsului folosind fosă medie sau abordarea retrosigmoidoidă pentru repararea neuromulușului acustic a fost descrisă în literatură și este recomandată.²⁶
- Datele clinice umane publicate au arătat că aplicarea excesivă a BioGlue în chirurgia pulmonară poate genera spații de aer rezidual și atelektazie.⁷
- Acetă dispozitiv trebuie manipulat și eliminat în conformitate cu toate reglementările aplicabile, inclusiv, fără limitare, cele referitoare la sănătatea și securitatea umană și la mediu.

EFFECTE SECUNDARE NEDORITE/INCIDENTE ADVERSE – OBSERVATE și POTENȚIALE

Cunoașterea tuturor complicațiilor posibile ale chirurgiei de reparare a țesuturilor moi este necesară în cazul medicilor care efectuează aceste proceduri. Complicații specifice acestor tipuri de intervenții chirurgicale pot apărea în orice moment, în timpul procedurii sau după finalizarea acesteia.

Efecte secundare/reactii adverse nedorite observate:

Reacțiile adverse observate în timpul studiilor clinice au inclus următoarele: BioGlue aplicat pe țesutul nevrat, esecul aderenței BioGlue, deces, ruptură și hemoragie a vaselor, surgeri de lichid cefalorahidian, infecție, inflamație, reacție alergică imună sistemică, morbiditate irreversibilă, ischemie, infarcț infarț miocardic, deficit neurologic, insuficiență a sistemului de organe, paraplegie, efuziune pleurală, disfuncție/insuficiență renală, disfuncție/insuficiență respiratorie, atac vascular-cerebral sau infarcț cerebral, tromboembolism și tromboză.

Efecte secundare/reactii adverse nedorite potențiale care pot apărea în urma utilizării BioGlue:

Complicații specifice utilizării adjuvante a BioGlue Surgical Adhesive în timpul chirurgiei de reparare a țesuturilor moi pot include, dar nu se limitează la: reacție de hipersensibilitate, cum ar fi inflamare sau edem la locul de aplicare, esecul aderenței produsului la țesut, aplicarea adezivului pe țesutul nevrat pentru procedură, răspuns inflamator și imunitar, reacție alergică, mineralizarea țesutului, necroza locală a țesuturilor, obstrucție a vaselor, obstrucție bronșică sau lumenală, tromboză și tromboembolism, embolii pulmonare, leziuni ale vaselor sau țesutului normal, stenoza, serom, pseudoanevrism și posibila transmitere a agenților infecțioși de la materialul de origine animală.

AMBALAREA și DEPOZITAREA

Seringa BioGlue și vârfurile aplicatoare sunt furnizate în stare sterilă. Aruncați orice material nefolosit din produsul deschis sau deteriorat.

Soluțiile BioGlue se află într-o seringă sterilă cu capac, cu două camere. BioGlue polimerizat este ariogen. A se păstra la temperaturi sub 25 °C, dar a nu se congele.

CONDIȚII DE MEDIU

BioGlue Surgical Adhesive este sigur în utilizarea la IRM (adică este un articol care nu prezintă pericole în niciun mediu IRM).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aplicați BioGlue Surgical Adhesive profilactic sau după detectarea unei surgeri.

Pregătirea dispozitivului

Sistemul de administrare BioGlue Surgical Adhesive Syringe constă din: seringă, piston de seringă și vârf aplicator.

În cutia BioGlue Syringe există două pungi separate. Una conține seringă și pistonul seringii, iar cealaltă conține patru vârfuri aplicatoare.

Cutia BioGlue Syringe de 10 ml include o pungă suplimentară, care conține trei vârfuri de distribuire de 12 mm. În timp ce tineți seringă în poziție verticală, bateți ușor seringă până când bulele de aer din soluții se ridică în partea de sus a seringii.

- Scotecați seringă, pistonul seringii și vârfurile aplicatoare din ambalaj. În timp ce tineți seringă în poziție verticală, bateți ușor seringă până când bulele de aer din soluții se ridică în partea de sus a seringii.



Figura 1




Figura 2

NOTĂ: Continuați să ţineți seringă în poziție verticală în timpul întregului proces de asamblare a sistemului de administrare pentru a menține bulele spre partea de sus a seringii.

- Scotecați un vârf aplicator din ambalaj și inspectați poziunea de guler a vârfului pentru a vă asigura că poziunea indicatorului se află chiar peste portul mai mare. În caz contrar, roțiți gulerul de blocare de pe tijă până când indicatorul se află peste portul mai mare. În timp ce prindeți ferm seringă, cu vârful în sus, întoarceți capacul cu 90° în sens anti-orar și scoateți capacul prin balansarea acestuia dintr-o parte în alta. Centrați vârful pe seringă folosind creștările corespunzătoare de pe fiecare și așezați vârful pe seringă.



Figura 3

ATENȚIE: ▲ Aveți grijă să nu vărsați soluția din seringă în timpul asamblării.

- Blocați vârful aplicator pe poziție împingând vârful ferm spre seringă și rotind gulerul vârfului cu 90° în sens orar.



Figura 4

În timp ce ţineți seringă în poziție verticală, centrați cilindrul mic și pe cel mare cu capetele corespunzătoare ale pistonului seringii și glisați pistonul în spatele seringii până când se simte rezistență. Dispozitivul de administrare a seringii este acum asamblat.



Figura 5

ATENȚIE: ▲ Nu așezați dispozitivul asamblat pe o parte până când aerul nu a fost purjet (consultați Pregătirea locului, Eliminarea aerului din seringă și Amorsarea vârfului aplicator).

- Scotecați seringă, pistonul seringii și vârfurile aplicatoare din ambalaj. În timp ce tineți seringă în poziție verticală, bateți ușor seringă în poziție verticală, bateți ușor seringă până când bulele de aer din soluții se ridică în partea de sus a seringii.
- Dacă utilizați un vârf aplicator cu o extensie flexibilă, unghiiul dorit se poate crea prin îndoirea extensiiei în locația pozițivită până la unghiu dorit și menținerea acesteia timp de 3–

5 secunde. Unghiul creat trebuie menținut până la 5 minute.

5. Pentru a scoate vârfulurile aplicatoare astupate, prindeți gulerul vârfului aplicator, roțiți-l în sens anti-orar și ridicați vârful de pe seringă, prin balansarea acestuia dintr-o parte.

Pregătirea locului. Eliminarea aerului din seringă și Amorsarea vârfului aplicator

1. Câmpul operator vizat trebuie pregătit corespunzător înainte de eliminarea aerului rezidual, de amorsare sau de aplicarea BioGlue. BioGlue funcționează cel mai bine atunci când câmpul operator vizat este uscat. Un câmp operator uscat poate fi descris ca un câmp care nu se colorează din nou cu sânge în 4-5 secunde după stergere până la uscare cu un burete chirurgical.

ATENȚIE: Nu încercați să aplicați BioGlue pe un câmp prea umed. Aplicarea BioGlue într-un câmp umed poate duce la eșecul aderenței BioGlue.

2. Aerul rezidual din seringă trebuie eliminat înainte de aplicarea BioGlue. Din nou, este important să țineți seringa asamblată în poziție verticală pentru a vă asigura că bulele de aer din soluții sunt situate în partea de sus a seringii. Purjarea spațiului de aer poate fi acum realizată folosind două metode diferite:

- Comprimări pistonul numai până când soluțile sunt egale cu partea superioară a corpului seringii. Odată ce aerul rezidual a fost eliminat, seringa este gata pentru amorsare (consultați Pasul 3) și utilizare imediată.
- Comprimări pistonul până când ambele soluții pot fi văzute clar în baza vârfului. Spațiul de aer a fost acum eliminat, dar acest vârf este acum astupat cu BioGlue polimerizat și va trebui schimbat înainte de amorsare (consultați Pasul 3) și aplicare pe locul vizat.




Figura 6

NOTĂ: Fiecare seringă trebuie purjată de aerul rezidual doar la prima utilizare.

3. Fiecare vârf applicator trebuie amorsat înainte de aplicarea BioGlue. Amorsarea asigură faptul că soluțiile BioGlue sunt amestecate corespunzător. Chirurgul trebuie să comprime pistonul și să expulzeze o fâșie îngustă de BioGlue de aproximativ 3 cm lungime pe o suprafață sterilă de unică folosință (de exemplu, burete, lifon sau prosop).
4. Chirurgul trebuie să examineze materialul expulzat în timpul amorsării și să se asigure că este de culoare galbenă deschisă până la chinilimbăr și că nu are bule de aer. Dacă acest material paricolor sau conține bule, repetati amorsarea așa cum este prezentat în Pasul 2 până când dispozitivul distribuie un lichid uniform, fără bule.

ATENȚIE: Evitați contactul direct cu materialul expulzat în timpul amorsării.

ATENȚIE: Dacă există semne de spargere sau scurgere a seringii, aruncați dispozitivul și deschideți/ utilizați unul nou.

5. După ce vârful aplicator a fost amorsat corespunzător, treceți imediat la aplicare.

ATENȚIE: BioGlue polimerizează foarte repede. Chirurgul trebuie să aplică BioGlue imediat după amorsare.

O pauză făcută între amorsare și aplicarea BioGlue poate provoca polimerizarea în vârful aplicator. Dacă se întâmplă acest lucru, înlocuți vârful obținut cu un vârf nou și repetați pașii pentru amorsarea vârfului aplicator. Nu continuați să aplicați presiune pe piston după ce vârful s-a astupat.

Tehnici generale pentru utilizarea BioGlue în chirurgie^{5,11-13,19}

Înainte de a utiliza BioGlue Surgical Adhesive, chirurgii trebuie să se familiarizeze cu tehnice chirurgicale și variațiile procedurilor specifice, printre instruire adecvată. Utilizarea BioGlue Surgical Adhesive trebuie exersată împreună cu produsul înainte de utilizarea inițială în sala de operăti.

1. Pacientul trebuie pregătit și acoperit cu câmpuri sterile conform procedurilor standard ale spitalului. Procedurile precum abordul toracelui sau al spațiului pleural, bypassul cardiopulmonar, clamparea și protecția miocardică ar trebui să urmeze tehnici standard ale chirurgului.
2. Tesutul din jurul plăgii chirurgicale poate fi protejat împotriva aplicării nedorită a BioGlue Surgical Adhesive prin plasarea de pansamente de tifon sterile umede în aceste zone. Imediat după aplicare, îndepărtați tifonul în timp ce adezivul este încă moale, stergând excesul de reziduuri de adeziv din jurul plăgii.

ATENȚIE: Nu utilizați dispozitive de economisire a săngelui atunci când aspirați excesul de BioGlue.

ATENȚIE: Clamați și depresurați vasele înainte de a aplica BioGlue pe anastomozele vitezate.

ATENȚIE: Evitați aspirarea BioGlue în vase atunci când îl aplicați pe anastomozele vitezate.

3. Dacă se întâmplă ca BioGlue Surgical Adhesive să adere într-o locație nedorită, lăsați adezivul să polimerizeze și apoi tăiați ușor adezivul din zona nedorită cu ajutorul forcepsului și al foarfeci. Nu încercați să îndepărtați BioGlue Surgical Adhesive prin exfoliere, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea țesuturilor la locul de aplicare.
4. Pentru repararea vaselor, aplicați un strat de adeziv uniform de 1,2-3,0 mm grosime pentru anastomozele vaselor/grefelor mari mari de 2,5 cm în diametru; aplicați un strat de adeziv uniform de 0,5-1,0 mm pentru vasele/grefele mai mici de 2,5 cm în diametru.
5. Zona de aplicare a adezivului NU trebuie să fie comprimată sau supusă unei presiuni suplimentare. BioGlue funcționează optim atunci când este lăsat să polimerizeze fără nicio intervenție timp de două minute. Odată ce adezivul a polimerizat, fixați cu suturi, după cum este necesar.
6. După ce adezivul polimerizează, tăiați excesul sau marginile neregulate de adeziv cu ajutorul foarfeci și al pensetei.

Tehnici specifice pentru utilizarea BioGlue în chirurgia de disecție de aorta^{5,11-13,19}

1. Straturile disecate ale arterei trebuie inițial curățate de sânge și cheaguri și trebuie uscate, pe cât posibil, cu bureți chirurgicali.
2. Pentru capătul distal al reparării de disecție, introduceți un cateter cu balon în lumenul adevărat pentru a defini capătul distal pentru aplicarea BioGlue. În plus, straturile disecate

ale aortei trebuie strâns afrontate prin introducerea unui dilatator, burete sau cateter în lumenul adevărat pentru a păstra arhitectura naturală a vasului.

BioGlue trebuie apoi distribuit în lumenul fals atât de distal cît permite cateterul cu balon distal. Umplerea lumenului fals trebuie să se desfășoare de la distal la proximal cu o mișcare în spirală pentru a aplicare uniformă. Umpliți complet lumenul fals cu BioGlue; evitați umplerea excesivă a lumenului fals și vărsarea BioGlue în lumenul adevărat sau în țesutul din jur.

3. Pentru capătul proximal al reparării de disecție, straturile disecate ale aortei ar trebui, de asemenea, să fie strâns afrontate folosind un dilatator, un burete sau un cateter. Dacă este necesar, pansamente umede de tifon trebuie plasate peste cusipidele valvei aortice pentru a le proteja împotriva aplicării accidentale a BioGlue. BioGlue trebuie apoi distribuit pentru a umple lumenul fals.

Materialul de grefă poate fi suturat direct pe țesuturile lipite și întărit cu BioGlue atât la nivelul proximal, cât și la cel distal al reparării de disecție. Lăsați BioGlue să polimerizeze complet fără nicio intervenție timp de două minute înainte de a sutura prin straturile de țesut lipite.

ATENȚIE: Pentru a păstra permeabilitatea lumenului coronarian în cazul extinderii disecției, trebuie luată în considerare plasarea unui cateter în ostialele coronariene înainte de aplicarea BioGlue.

Utilizarea BioGlue în chirurgia pulmonară^{6,9}

BioGlue s-a dovedit a fi eficient atunci când este aplicat pe un plămân dezumflat sau umflat.

Instrucțiuni de eliminare

Aruncări orice material nefolosit din produsul deschis sau deteriorat, prin plasarea acestuia în cosul pentru deșeuri periculoase din punct de vedere biologic.

Sumarul aspectelor privind siguranța și performanța clinică

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Durata de viață a BioGlue

BioGlue Surgical Adhesive este destinat utilizării pe termen lung (mai mult de 30 de zile). BioGlue se degradează prin proteoliză; se poate resorbti lent în funcție de cantitatea de adeziv aplicată și de vascularizarea țesutului vizat.

Raportarea incidentelor grave

Incidentele grave care apar în legătură cu BioGlue trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru în care pacientul are domiciliul. Informațiile de contact pentru raportarea către producător sunt prezентate mai jos:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW · Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldassurance@artivion.com

REFERINȚE

Referințele cu privire la informațiile din acest prospect sunt disponibile la cerere.

¹Date Artivion la dosar. Val-00097: Validarea procesului de fabricație BioGlue

²Miscisi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery (Utilizarea etășanților chirurgicali pentru repararea rupturilor durale în timpul chirurgiei

- spinale neinstrumentale). Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.
- ³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion) (Tehnică experimentală de efectuare a anastomozelor prin lipire în cadrul protezării aortice) (BioGlue® Artivion). Lucrare prezentată în cadrul Laparoscopic Aortoliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms din Marsilia, Franța. 28 ianuarie 2000
- ⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications (Citocompatibilitatea și proprietățile mecanice ale etanșătorilor chirurgicali pentru aplicații cardiovasculare). J Thorac Cardiovasc Surg 2018;1:8
- ⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results (Bypass aortocoronarian fără sutură cu anastomoze lipite biologic: rezultate preliminare in vivo și in vitro). J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.
- ⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin/glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy (Experimentarea cu un adeziv tișular albumină-glutaraldehidă în etanșarea scăpărilor de aer după buliectomie). Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433
- ⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery (Rezultate preliminare în cazul utilizării unui adeziv tișular format din albumină și glutaraldehidă în cadrul chirurgiei pulmonare). Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83
- ⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks (Studiu prospectiv, randomizat, controlat privind eficacitatea BioGlue în tratarea surgerilor de aer alveolar). J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12
- ⁹Hergel GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses (Utilizarea experimentală a unui adeziv tișular format din albumină și glutaraldehidă pentru etanșarea parenchimului pulmonar și a anastomozelor bronșice). European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.
- ¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery (BioGlue Surgical Adhesive – Evaluare și indicații în chirurgia cardiacă). Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7
- ¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients (Utilizarea BioGlue în chirurgia aortică: tehnici adecvate de aplicare și rezultatele asupra a 92 de pacienți). The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)
- ¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures (Studiu prospectiv randomizat al unui adeziv tișular pe bază de proteină utilizat ca adjuvant hemostatic și structural în cadrul procedurilor de reparare cardiacă și vasculară prin anastomoza). J Am Coll Surg 2003;197:243-253
- ¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Progres în tratamentul disecției acute de tip A). Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52
- ¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Contribuția BioGlue la formarea pseudoneurismului anastomotic după intervenția chirurgicală toracică aortică) J Thorac Dis 2017
- ¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms (Rolul adezivului format din albumină serică bovină și glutaraldehidă în formarea pseudoanevrismelor anastomotice). J Card Surg 2011; 26:76-81
- ¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Disecția acută de tip A: metodele conservatoare asigură în mod constant o mortalitate scăzută). Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.
- ¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection (Raport de studiu clinic intern – studiu privind eficacitatea și siguranța BioGlue Surgical Adhesive ca adjuvant chirurgical în repararea disecției aortice de tip A). Protocol BG1001
- ¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Influența unui adeziv format din albumină și glutaraldehidă în rezultatele imediate după chirurgie disecției de aortă). REV.CHM.(București) -70 - Nr. 6 – 2019
- ¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery (BioGlue: etansat format din albumină și glutaraldehidă în chirurgia cardiacă). J Card Surg. 2003;18:500-3
- ²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series (BioGlue pentru prevenirea surgerilor lichidului cerebrospinal în chirurgia transfenoidală. O serie de cazuri). Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discuția 376
- ²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures (Reconstrucția planșeului sării utilizând BioGlue după procedurile transfenoidale). J Clin Neurosci 2003; 10:92-95
- ²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures (Evaluarea utilizării BioGlue în procedurile neurochirurgicale). J Clin Neurosci. 2003 Nov;10(6):661-4
- ²³Allama AM, Abu Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (Utilizarea adezivilor tișulari prin diminuarea surgerilor de aer alveolar în chirurgia toracică). Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2 apr. 2019
- ²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. (Un nou adeziv chirurgical (BioGlue) cauzează leziuni acute ale nervului frenic și paralizia diafragmatică). Lucrare prezentată în cadrul celei de-a 34-a ediții a Association of Academic Surgery 2000
- ²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue), causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration (Un nou adeziv chirurgical (BioGlue) cauzează bradicardie imediată și prelungită din cauza degenerării nodului sinoatrial). Lucrare prezentată în cadrul Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams. (rezumat) 2000
- ²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Gelul gluconat de clorexidină protejează nervii expuși în timpul aplicării BioGlue Surgical Adhesive). Lucrare prezentată în cadrul celei de-a 35-ediii a Association Surgery Meeting. (rezumat) 2001
- ²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Gelul gluconat de clorexidină protejează miocardul și nodul sinoatrial în timpul aplicării BioGlue Surgical Adhesive). Lucrare prezentată în cadrul celei de-a 35-ediii a Association Surgery Meeting. (rezumat) 2001
- ²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study (Frecvența de apariție a surgerilor de lichid cerebrospinal după utilizarea BioGlue în chirurgia translabirintină de
- neurinom acustic: un studiu prospectiv). Otol Neurrol 2006;27:102-5.
- ²⁹Raanan E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair (Utilizarea „BioGlue“ în repararea chirurgicală aortice). Ann Thorac Surg 2001;72:638-40
- ³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses (Anastomoze aortice toracice). Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76

DIVULGAREA INFORMAȚIILOR DESPRE PRODUS

Manipularea și depozitarea acestui dispozitiv de către utilizator, precum și factorii legați de pacient, diagnosticul, tratamentul, procedurile chirurgicale și alte aspecte care nu pot fi controlate de producător, pot afecta în mod direct acest dispozitiv și rezultatele obținute în urma utilizării acestuia.

DECLINAREA RĂSPUNDERII PENTRU GARANȚII; LIMITE ALTE RĂSPUNDERII

ARTIVION ÎȘI DECLINĂ RĂSPUNDerea CU PRIVIRE LA TOATE GARANȚIILE EXPLICITE ȘI IMPLICITE CU PRIVIRE LA ACEST ADEZIV CHIRURGICAL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII EXPLICITE ȘI IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CARACTER ADECAT PENTRU UN ANUMIT SCOP. COMPANIA ARTIVION NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SECUNDARE ȘI INDIRECTE. În cazul în care o astfel de declinare a răspunderii este considerată nevalidă sau inaplicabilă din orice motiv: (i) orice acțiune privind înălcirea condițiilor de garanție trebuie deschisă în termen de un an de la data la care a apărut o astfel de reclamație sau acționare în judecată și (ii) remediu pentru o astfel de înălcire este limitat la înlocuirea produsului.

Artivion și BioGlue sunt mărci comerciale înregistrate ale Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Toate drepturile rezervate. Imprimat în SUA.

(ru) РУССКИЙ ЯЗЫК

Инструкция по применению

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglu

Печатная версия инструкции по применению будет предоставлена в течение семи дней после поступления запроса в службу поддержки клиентов BioGlue с использованием любого из перечисленных ниже средств связи.

Телефон: 888.427.9654 • Факс: 770.590.3753
Эл. почта: customer_service.us@artivion.com



ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Телефон: +1 (888) 427-9654
ФАКС+1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ

	Производитель		См. инструкцию по применению / См. электронную инструкцию по применению
	Дата производства		Внимание
	Уполномоченный представитель в ЕС	RxONLY	Внимание: В соответствии с Федеральным законом (США) данное устройство может продаваться только врачом или по рецепту врача
	Импортер		Алироргенно
	Медицинское изделие		Содержит биологический материал животного происхождения
	Не использовать при повреждении упаковки		Безопасно при использовании в присутствии оборудования для МРТ
	Одинарная барьерная система для стерилизации		Номер по каталогу
	Двойная барьерная система для стерилизации		Код партии
	Стерилизация оксидом этилена		Уникальный идентификатор устройства
	Радиационная стерилизация		Использовать до
	Не стерилизовать повторно		Страна производства
	Не использовать повторно		Количество
	Температурный диапазон		

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Хирургический клей BioGlue® — это двухкомпонентный хирургический клей, состоящий из растворов оцищенных бывшего сывороточного альбумина и глутаральдегида. После дозирования растворы клем (в заранее определенном соотношении) смешиваются в насадке-аппликаторе, где начинается процесс образования перекрестных связей. Молекулы глутаральдегида ковалентно связывают (перекрестно) молекулы БСА друг с другом и, при налесении, с белками ткани в месте восстановления, создавая гибкое механическое уплотнение, не зависящее от механизма свертывания крови в организме. Хирургический клей BioGlue (далее — BioGlue) начинает полимеризоваться в течение 20–30 секунд, достигая заявленной прочности склеивания в течение 2-х минут. Кроме того, BioGlue приспеляется к синтетическим материалам трансплантата за счет механического сцепления в пустотах матрицы трансплантата.

Следующие принадлежности используются для подачи хирургического клея BioGlue и продаются отдельно:

Код продукта	Описание продукта
BGAT-SY	Насадка-аппликатор
BGAT-10-SY	Насадка-удлинитель шприца — 10 см
BGAT-27-SY	Насадка-удлинитель шприца — 27 см
BGST-12	Расширительная насадка-аппликатор — 12 мм
BGST-16	Расширительная насадка-аппликатор — 16 мм
BGDTE-10	Удлинитель насадки для подачи клем — 10 см
BGDTE-27	Удлинитель насадки для подачи клем — 27 см
BGDTE-35	Удлинитель насадки для подачи клем — 35 см

Шприцы BioGlue доступны в 3-х конфигурациях — 2 мл, 5 мл и 10 мл. Каждый шприц состоит из растворов бывшего сывороточного альбумина (БСА) и глутаральдегида в соотношении 4:1 соответственно. Раствор БСА имеет янтарный цвет и является текучим. Раствор глутаральдегида прозрачный и также текучий.

Спецификация для раствора БСА — 45%-ный (соотношение веса и объема) раствор. Максимальный целиков вес 45%-ного раствора БСА для каждого размера составляет: 2,71 грамма (шприц 2 мл), 4,75 грамма (шприц 5 мл) и 9,50 грамма (шприц 10 мл). Исходя из этих целевых показателей, максимальное количество материала животного происхождения, контактирующего с пациентом при использовании одного устройства, составляет 1,22 грамма (шприц 2 мл), 2,14 грамма (шприц 5 мл) и 4,23 грамма (шприц 10 мл) для каждой конфигурации.

Спецификация для раствора глутаральдегида — (соотношение веса и объема) 10%-ный раствор. Максимальный целиков вес 10%-ного раствора глутаральдегида для каждого размера составляет: 0,63 грамма (шприц 2 мл), 1,10 грамма (шприц 5 мл) и 2,16 грамма (шприц 10 мл). Исходя из этих целевых показателей, максимальное количество глутаральдегида, контактирующего с пациентом при использовании одного устройства, составляет 0,06 грамма (шприц 2 мл), 0,11 грамма (шприц 5 мл) и 0,22 грамма (шприц 10 мл) для каждой конфигурации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ / ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Хирургический клей BioGlue предназначен для использования в качестве дополнения к стандартным методам хирургического восстановления (таким, как швы, скобы и/или пластиры) для склеивания, герметизации и/или укрепления мягких тканей. Показан к применению на следующих мягких тканях: сердечная, сосудистая, легочная и дуральная.

ЦЕЛЕВАЯ ВЫБОРКА ПАЦИЕНТОВ

Взрослые пациенты, проходящие хирургическое вмешательство, которым требуется дополнение к стандартным методам хирургического лечения для склеивания, герметизации и/или укрепления сердечных, сосудистых, дуральных и легочных тканей.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Хирургический клей BioGlue предназначен для использования специалистами здравоохранения, например хирургами, имеющими соответствующую квалификацию.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BioGlue достигает полной прочности склеивания в течение 2-х минут.¹
- Хирургический клей BioGlue образует прочные ковалентные связи с тканями и механически соединяется с синтетическим материалом трансплантата. Эти прочные связи привели к тому, что BioGlue имеет зарегистрированную прочность на разрыв не менее 560 мм рт. ст. в исследований *in vitro*.^{1,3,4}

При операциях на сердце и крупных сосудах с использованием BioGlue наблюдалось:

- Снижение кровотечения из линии шва анастомоза по сравнению со стандартной методикой восстановления.¹²

При операциях на легких, крупных сосудах и сердце с использованием BioGlue наблюдалось:

- Сокращение времени пребывания в отделении интенсивной терапии и в больнице по сравнению с использованием стандартной хирургической техники.^{12, 19, 23}

При устранении расслоения аорты с использованием BioGlue:

- По сравнению со стандартной хирургической техникой потребовалось меньше прокладок-опор, гемостатических средств и косметических швов.¹⁷
- Время работы в операционной, время поперечного зажима, время остановки кровообращения, время шунтирования сократилось по сравнению с использованием стандартной хирургической техники.^{18,19}
- Количество используемых тромбоцитов, плазмы и клеток крови снижено по сравнению с использованием стандартной хирургической техники.^{17,19}

При операциях на легких с использованием BioGlue:

- BioGlue подтвердил свою эффективность для герметизации утечки воздуха при налесении на наполненное или пустое легкие.^{6,7,8,9}
- Продолжительность утечки воздуха сократилась по сравнению с использованием стандартного хирургического вмешательства.^{6,8,23}

При проведении дуральных процедур с использованием BioGlue:

- Утечки ЦСЖ уменьшились по сравнению с использованием стандартного хирургического вмешательства.^{20,21,22}

Принадлежности для хирургического клея BioGlue используются для подачи BioGlue.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

При операциях на крупных сосудах, сердце, легких и твердой мозговой оболочке с использованием BioGlue наблюдалось:

- Показатели псевдоаневризмы были ниже по сравнению с опубликованными данными по стандартному хирургическому вмешательству.^{11,14,15}
- Частота осложнений была ниже по сравнению с опубликованными данными по стандартному хирургическому вмешательству.^{12, 2, 23, 18}
- Показатели смертности были ниже по сравнению с опубликованными данными по стандартному хирургическому вмешательству.^{10,11,12,13,16}

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

BioGlue противопоказан для использования при пластике цереброваскулярных сосудов и любых внутрипросветных областей. BioGlue не предназначен для пациентов с известной чувствительностью к материалам бывшего происхождения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не использовать BioGlue в качестве заменителя швов или скоб при аппроксимации тканей.
- Не использовать BioGlue таким образом, чтобы он контактировал с кровотоком или препятствовал ему во время или после применения. Попадание BioGlue в кровоток может привести к локальной или эмболической обструкции сосудов.
- Не использовать BioGlue таким образом, чтобы он препятствовал циркуляции воздуха или других полостных жидкостей во время или после применения.
- Избегать контакта с нервами, глазами или другими тканями, для которых данное средство не предназначено.
- Исследование на животных²⁴ показало, что прямое нанесение BioGlue на открытый диафрагмальный нерв может вызвать острое повреждение нерва. Отдельное исследование на животных²⁵ показало, что прямое нанесение BioGlue на поверхность синоатриального узла (САУ) сердца может вызвать коагулационный некроз, распространяющийся на миокард, который может достичь никелевидной проводящей ткани и вызвать острую, очаговую дегенерацию САУ. Более поздние испытания на животных^{26,27} показали, что гель хлорпрексидина глюконата может защитить френический нерв, миокард и лежащий под ним САУ от возможного повреждения при использовании BioGlue.
- При использовании BioGlue всегда надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (например, перчатки, маску, защитную одежду и очки). Непрореагировавший глутаральдегид может вызвать раздражение глаз, носа, горла или кожи, вызвать нарушение дыхания и местный некроз тканей. Длительное воздействие непрореагированного глутаральдегида может вызвать патологию центральной нервной системы или сердца. В

случай контакта немедленно промыть пораженные участки водой и обратиться за медицинской помощью.

- Полимеризованный BioGlue увеличивается в объеме. При ненадлежащем использовании или неправильном применении были зарегистрированы серьезные побочные явления, связанные со сдавливанием соседних анатомических структур. BioGlue следует использовать только при условии полной визуализации места наложения, правильного грунтования для достижения оптимальной вязкости и использования минимального количества. См. разделы «Показания к применению/Предсуммарное назначение» и «Способ применения» в этом листке-вкладыше.
- Свести к минимуму использование BioGlue у пациентов с нарушением обмена кальция (например, хроническая почечная недостаточность, гиперпаратиреоз). Обработанные глутаральдегидом ткани имеют повышенную склонность к минерализации. Лабораторные эксперименты показали, что непропреагировавший глутаральдегид может оказывать мутагенное действие.
- Не использовать BioGlue при наличии инфекции и использовать с осторожностью на затяжневшихся участках тела.
- Соблюдать осторожность при повторном использовании BioGlue у одного и того же пациента. При контакте с BioGlue возможны реакции гиперчувствительности. У животных наблюдалась сенсибилизация.
- BioGlue содержит материал животного происхождения, который потенциально может передавать инфекционные агенты.
- Применение BioGlue у беременных/кормящих женщин не изучалось.
- Шприц и принадлежности BioGlue пригодны только для одноразового использования, и не должны применяться для нескольких пациентов.
- Применение BioGlue у педиатрических пациентов не изучалось. BioGlue не следует наносить на ткань по окружности, это может не позволить ткани расти или расширяться.
- Пригодность к использованию BioGlue для лечения бронхоплевральных фистул (БПФ) или мест утечки лимфы не подтверждена достаточным количеством данных.
- При использовании BioGlue в сочетании с любым другим материалом необходимо тщательно изучить инструкции к обоим продуктам и соблюдать их.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Рекомендуется поддерживать хирургические перчатки, стерильные марлевые салфетки/полотенца и хирургические инструменты во влажном состоянии, чтобы минимизировать вероятность случайного прилипания BioGlue к этим поверхностям.
- Шприц, насадки-аппликаторы, расширителевые насадки и насадки-удлинители шприца BioGlue должны использоваться только для одного пациента. Не стерилизовать повторно.
- Не использовать, если упаковка была вскрыта или повреждена.
- Проявлять осторожность, чтобы не пролить содержимое шприца.
- Не нажимать на поршень, прикрепляя его к шприцу.
- Не наносить BioGlue на слишком влажное операционное поле. Это может привести к плохой адгезии.

• Избегать контакта тканей с материалом, выходящим из аппликатора во время грунтования.

- BioGlue быстро полимеризуется. Грунтование должно выполняться быстро, после чего следует сразу же нанести BioGlue. Пауза между грунтованием и нанесением клея может привести к полимеризации в насадке-аппликаторе.
- Не использовать кровосберегающие устройства при отсыпании излишков BioGlue из операционного поля.
- Перед нанесением BioGlue на целевые анатомосомы зажать сосуды и снизить в них давление.
- Чтобы предотвратить попадание BioGlue в сердечно-сосудистую систему, избегать любого отрицательного давления во время нанесения и полимеризации BioGlue. Например, перед применением BioGlue следует отключить катетер для дренажа левого желудочка. Сообщалось, что при использовании в сочетании с активным катетером для дренажа левого желудочка BioGlue втягивается в аорту, вызывая нарушение функции сердечного клапана.
- Не удалять BioGlue при случайном попадании на ткань, так как это может привести к его повреждению.
- Не имплантировать BioGlue в закрытые анатомические участки, находящиеся в непосредственной близости от структур нервной системы.
- Ввиду клинических отчетов²⁸ о неэффективности герметизации с использованием BioGlue при трансплаунтионном доступе для лечения акустической невропомы, не рекомендуется использовать его при данном хирургическом подходе. Рекомендуется описанное в литературе успешное применение продукта для лечения акустической невропомы при доступе через среднюю черепную яму или ретросигмоидном доступе.²⁹
- Опубликованные клинические данные людей показали, что чрезмерное применение BioGlue в хирургии легких может вызвать образование остаточного воздушного пространства и ателектаз.⁷
- Данное устройство следует использовать и утилизировать в соответствии со всеми применимыми правилами, в том числе правилами, касающимися здоровья и безопасности человека и окружающей среды.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ / НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – НАБЛЮДАЕМЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ

Врачи, выполняющие эти процедуры, должны знать обо всех возможных осложнениях операции по восстановлению мягких тканей. Осложнения, характерные для этих видов операций, могут возникнуть как во время, так и после процедуры.

Наблюдаемые нежелательные побочные эффекты / нежелательные явления:

В ходе клинических исследований наблюдалась следующие нежелательные явления: нанесение BioGlue на нецелевую ткань, неспособность BioGlue к адгезии, смерть, разрыв сосуда и кровоизлияние, утечка спинномозговой жидкости, инфекция, воспаление, иммунная система аллергическая реакция, необратимые клинические проявления заболевания, ишемия, инфаркт миокарда, неврологический дефицит, отказ системы органов, паралипия, пневральная эфузия, почечная дисфункция/отказ, дыхательная дисфункция/отказ, инсульт или церебральный инфаркт, тромбоэмболия и тромбоз.

Потенциальные нежелательные побочные эффекты / нежелательные явления, которые могут возникнуть при использовании BioGlue:

Осложнения, характерные для дополнительного использования хирургического клея BioGlue во время операций по восстановлению мягких тканей, могут включать, помимо прочего, следующее: реакция гиперчувствительности, такая как припухлость или отек в месте применения, неспособность продукта прикрепляться к ткани, применение клея на ткани, не предназначенной для процедуры, воспалительный и иммунный ответ, аллергическая реакция, минерализация ткани, местный некроз ткани, обструкция сосудов, обструкция бронхов или просвета, тромбоз и тромбоэмболия, легочная эмболия, повреждение нормальных сосудов или тканей, стеноз, серома, псевдоаневризма и возможная передача инфекционных агентов из материала животного происхождения.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Шприц BioGlue и насадки-аппликаторы поставляются стерильными. Неиспользованный материал из вскрытого или поврежденного изделия следует выбросить.

Растворы BioGlue содержатся в закупоренном двухкамерном стерильном шприце. Полимеризованный BioGlue является неподвижным. Хранить при температуре ниже 25 °C, но не замораживать.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Хирургический клей BioGlue является безопасным для использования в присутствии оборудования для МРТ (т.е. не представляет опасности во всех средах МРТ).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить хирургический клей BioGlue в качестве профилактики или после обнаружения утечки.

Подготовка устройства

Шприцевая система нанесения хирургического клея BioGlue состоит из: шприца, поршня и насадки-аппликатора.

В коробку для шприца BioGlue находятся два отдельных пакета. В одном содержится шприц и поршень, а в другом — четыре насадки-аппликатора.

В коробку для шприца BioGlue объемом 10 мл входит дополнительный пакет, содержащий три 12-миллиметровых расширительных насадки. Перед использованием необходимо осмотреть все пакеты. Не использовать изделие при обнаружении каких-либо нарушений барьерной системы для стерилизации.

1. Извлечь шприц, поршень и насадки-аппликаторы из упаковки. Держа шприц вертикально, постукивать по нему, пока пузырьки воздуха в растворах не поднимутся к верху шприца.



Рисунок 1




Рисунок 2

ПРИМЕЧАНИЕ: удерживать шприц в вертикальном положении на протяжении всей сборки шприцевой системы, чтобы пузырьки поднимались к верху шприца.

2. Извлечь насадку-аппликатор из упаковки и осмотреть кольцевую часть насадки, чтобы убедиться, что указатель находится непосредственно над большим отверстием. Если это не так, повернуть блокирующее кольцо на стержне, пока указатель не окажется над большим отверстием. Крепко удерживая шприц носиком вверх, повернуть колпачок на 90° против часовой стрелки и снять его, раскачивая из стороны в сторону. Совместить насадку со шприцем, используя соответствующие выемки на них, и надеть насадку на шприц.



Рисунок 3

ВНИМАНИЕ: Следить за тем, чтобы не пролить раствор из шприца во время сборки.

3. Задфиксировать насадку-аппликатор на месте, плотно прижав ее к шприцу и повернув кольцевую часть насадки на 90° по часовой стрелке.



Рисунок 4

Удерживая шприц в вертикальном положении, совместить малый и большой цилиндры шприца с соответствующими головками поршня и вставить поршень в заднюю часть шприца до появления сопротивления. Шприцевое устройство подачи хирургического клея собрано.



Рисунок 5

ВНИМАНИЕ: Не клать собранное устройство на бок, пока не будет удален весь воздух (см. следующий пункт).

ВНИМАНИЕ: Перед использованием BioGlue на пациенте необходимо удалить из шприца остатки воздуха и загрунтовать насадку-аппликатор. См. «Подготовка операционного поля, удаление воздуха из шприца и грунтование насадки-аппликатора».

4. При использовании насадки-аппликатора с гибким удлинителем необходимый угол можно создать, согнув удлинитель в соответствующем месте до нужного угла и удерживая его в течение 3–5 секунд. Созданный угол должен сохраняться в течение 5 минут.
5. Для удаления закупоренных насадок-аппликаторов взяться за манжету насадки-аппликатора, повернуть кольцевую часть против часовой стрелки и снять насадку со шприца, расшатывая ее из стороны в сторону.

Подготовка операционного поля, удаление воздуха из шприца и грунтование насадки-аппликатора

1. Перед удалением остатков воздуха, заправкой или нанесением BioGlue необходимо надлежащим образом подготовить целевое операционное поле. BioGlue лучше всего работает на сухом операционном поле. Сухое операционное поле можно охарактеризовать как поле, которое не окрашивается снова кровью в течение 4–5 секунд после вытираания насухо хирургической губкой.

ВНИМАНИЕ: Не следует наносить BioGlue на слишком влажное поле. Нанесение BioGlue на влажное поле может привести к нарушению адгезии BioGlue.

2. Перед нанесением BioGlue необходимо удалить остатки воздуха из шприца. Опять же, важно держать собранный шприц вертикально, чтобы пузырьки воздуха в растворах находились в верхней части шприца. Теперь удалить воздух можно двумя различными способами:
- Нажимать на поршень до тех пор, пока растворы не сравняются с верхней частью корпуса шприца. После удаления остатков воздуха шприц готов к грунтованию (см. шаг 3) и к немедленному использованию.
 - Нажимать на поршень до тех пор, пока оба раствора не будут видны в основании насадки. Воздушное пространство удалено, но насадка теперь закупорена полимеризованным BioGlue, и ее необходимо заменить перед грунтованием (см. шаг 3) и нанесением на целевой участок.




Рисунок 6

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый шприц необходимо очищать от остатков воздуха только при первом использовании.

3. Перед нанесением BioGlue необходимо загрунтовать каждую насадку-аппликатор. Грунтование обеспечивает правильное смешивание растворов BioGlue. Хирург должен нажать на поршень и выдавить узкую полосу клея BioGlue длиной около 3 см на стерильный расходный материал (например, губку, марлю или полотенце).
4. Хирург должен осмотреть выдавленный во время грунтования материал и убедиться, что он имеет однородный цвет от светло-желтого до янтарного и не содержит пузырьков воздуха. Если этот материал выглядит бесцветным или содержит пузырьки, необходимо повторять грунтование, как описано в шаге 2, пока устройство не начнет выдавать однородную жидкость без пузырьков.

ВНИМАНИЕ: Следует избегать прямого контакта с материалом, выдавливаемым при грунтовании.

ВНИМАНИЕ: При наличии признаков поломки шприца или утечки, необходимо утилизировать данное устройство и открыть/использовать новое.

5. Как только насадка-аппликатор будет надлежащим образом загрунтована, следует немедленно приступить к нанесению препарата.

ВНИМАНИЕ: BioGlue очень быстро полимеризуется. Хирург должен наносить BioGlue сразу после грунтования.

Пауза между грунтованием и нанесением клея может привести к полимеризации BioGlue в насадке-аппликаторе. В этом случае необходимо заменить закупоренную насадку и повторить шаги по грунтованию насадки-аппликатора. При закупоривании насадки следует прекратить давление на поршень.

Общая техника использования BioGlue в хирургии^{6-23,30}

Перед использованием хирургического клея BioGlue хирурги должны пройти соответствующее обучение для ознакомления с хирургическими техниками и вариациями их специфических процедур. Перед первым применением необходимо отработать использование хирургического клея BioGlue в операционном блоке.

- Пациент должен быть подготовлен и покрыт простынями в соответствии со стандартными больничными процедурами. Такие процедуры, как вход в грудную клетку или плевральную полость, сердечно-легочное шунтирование, наложение зажимов и защита миокарда, должны выполняться стандартными хирургическими методами.
- Ткани, окружающие операционное поле, можно защитить от случайного нанесения хирургического клея BioGlue, наложив на эти области влажные стерильные марлевые салфетки. Сразу после нанесения снять марлю, пока клей еще мягкий, и стереть излишки клея вокруг места нанесения.

ВНИМАНИЕ: Не использовать кровосберегающие устройства при отсасывании излишков BioGlue.

ВНИМАНИЕ: Перед нанесением BioGlue на целевые анастомозы зажать сосуды и снизить в них давление.

- ВНИМАНИЕ:** Избегать всасывания BioGlue в сосуды при нанесении его на целевые анастомозы.
- Если хирургический клей BioGlue прилип к нежелательному участку, необходимо дать клею полимеризоваться, а затем аккуратно удалить его с этого участка с помощью щипцов и ножниц. Не следует пытаться оторвать хирургический клей BioGlue, так как это может привести к повреждению тканей в месте применения.
 - Для восстановления сосудов нанести равномерный слой клея толщиной 1,2–3,0 мм для анастомоза сосудов/трансплантов диаметром более 2,5 см; при диаметре сосудов/трансплантов менее 2,5 см нанести равномерный слой клея толщиной 0,5–1,0 мм.
 - Область нанесения клея НЕ должна скиматься или подвергаться дополнительному давлению. BioGlue работает оптимально, когда ему дают полимеризоваться без каких-либо манипуляций в течение двух минут. После

- полимеризации клея при необходимости закрепить его швами.
6. После полимеризации обрезать излишки или неровные края клея с помощью ножниц и пинцета.

Особые техники использования BioGlue в хирургии расслаивающей аневризмы аорты^{6,11,13-19}

1. Расслойенные стенки аорты сначала нужно очистить от крови и тромбов и по возможности просушить хирургическими губками.
2. Для восстановления дистального конца расслоения ввести баллонный катетер в истинный просвет, чтобы определить дистальный конец для нанесения BioGlue. Кроме того, расслойенные стенки аорты должны быть тщательно сведены путем введения дилататора, губки или катетера в истинный просвет для сохранения естественной архитектуры сосуда.

Затем в ложный просвет следует ввести BioGlue настолько дистально, насколько это позволяет дистальный баллонный катетер. Заполнение ложного просвета должно происходить от дистального к проксимальному участку спиралевидными движениями для плавного нанесения. Полностью заполнить ложный просвет kleem BioGlue; избегать переполнения ложного просвета и пропивания BioGlue в истинный просвет или окружающие ткани.

3. На проксимальном конце расслойенные стени аорты следует также тщательно свести с помощью дилататора, губки или катетера. При необходимости на створки аортального клапана следует положить влажные марлевые салфетки, чтобы защитить их от случайного нанесения BioGlue. Затем следует нанести BioGlue, чтобы заполнить ложный просвет.

Материал трансплантата можно пришивать непосредственно к тканям, склеенным и укрепленным kleem BioGlue, как в проксимальной, так и в дистальной части восстановления рассечения. Перед наложением швов на склеенные слои клей BioGlue должен полностью полимеризоваться без каких-либо манипуляций в течение двух минут.

ВНИМАНИЕ: Для сохранения проходимости коронарного просвета в случае расширения диссекции следует рассмотреть возможность установки катетера в коронарное устье перед применением BioGlue.

Использование BioGlue в хирургии легких⁴⁻⁹

BioGlue подтвердил свою эффективность при

нанесении на наполненное или пустое легкое.

Инструкции по утилизации

Неиспользованный материал из вскрытого или поврежденного изделия следует выбросить, поместив его в контейнер для биологически опасных отходов.

Сводное резюме по безопасности и клинической эффективности

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Срок службы BioGlue

Хирургический клей BioGlue предназначен для длительного использования (более 30 дней). BioGlue разрушается в результате протеолиза; рассасывание может происходить медленно и

зависит от количества нанесенного клея и сосудистости целевой ткани.

Сообщение о серьезных инцидентах

О серьезных инцидентах, связанных с BioGlue, следует сообщать производителю и компетентному органу государства-члена ЕС, в котором находится пациент. Контактная информация для сообщения производителю приведена ниже:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Телефон: +1 (888) 427-9654
Факс: +1 (770) 590-3753

:Эл. почта: fieldassurance@artivion.com

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ссылки на информацию, содержащуюся в данном листке-вкладыше, предстаютсятся по запросу. Данные из архива Artivion. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation (Валидация технологического процесса производства BioGlue)
²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery (Мискузи М., Полли Ф.М., Форкато С., Коман М.А., Риччари Л., Рамьери А., Рако А. Использование хирургического клея для восстановления дуральных разрывов в ходе безинструментальных операций на позвоночнике). Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion) (Глок Ю. и соавт. Экспериментальная техника наложения аортопротезных анастомозов путем склеивания (BioGlue® Artivion)). Представлено на конференции по лапароскопической хирургии в аортоподвздошном сегменте при окклюзионных заболеваниях и аневризмах в Марселе, Франция. 28 января 2000 г.

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications (Мурдок М. и соавт. Цитосовместимость и механические свойства хирургических kleев для использования в сердечно-сосудистой хирургии). J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. (Гандри С.Р., Блэк К., Изутани Х. Бесшовное коронарное шунтирование с анастомозами, наложенным с использованием биологического kleя: предварительные результаты in vivo и in vitro). J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mwco.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy (Потарис К. и соавт. Опыт применения тканевого kleя на основе альбумина и глутаральдегида для герметизации утечек воздуха после буллектомии). Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery (Потарис К. и соавт. Предварительные результаты использования тканевого kleя на основе альбумина и глутаральдегида в хирургии легких). Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83

⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks (Тансли П. и соавт. Проспективное рандомизированное контролируемое исследование эффективности BioGlue при лечении утечки воздуха из легких). J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12

⁹Hergel GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses (Хергель Г.В. и соавт. Экспериментальное использование тканевого kleя на основе альбумина и глутаральдегида для герметизации легочной паренхимы и бронхиальных анастомозов). European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of its Indications in Cardiac Surgery (Пассаж Ж. и соавт. Хирургический kleй BioGlue — оценка его показателей в кардиохирургии). Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7

¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients (Ференбахер Ж. и соавт. Использование BioGlue в хирургии аорты: правильная технология применения и результаты у 92 пациентов). The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)

¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures (Коселли Дж. и соавт. Проспективное рандомизированное исследование тканевого kleя на основе белка, используемого в качестве гемостатического и структурного дополнения в процедурах восстановления сердечно-сосудистой системы с использованием анастомозов). J Am Coll Surg 2003;197:243-253

¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Бавария Дж. и соавт. Достижения в лечении острой расслаивающей аневризмы типа А: комплексный подход). Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52

¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic surgery? (Ма В. и соавт. Способствует ли BioGlue развитию анастомотической псевдоаневризмы после операции на грудном отделе аорты?) J Thorac Dis 2017

¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysm (Вайнер Ж. и соавт. Роль kleя на основе бычьего сывороточного альбумина и глутаральдегида в формировании анастомотических псевдоаневризм). J Card Surg 2011; 26:76-81

¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Вестаби С. и соавт. Острая расслаивающая аневризма типа А: консервативные методы обеспечивают стабильно низкую смертность). Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.

¹⁷Отчет о внутреннем клиническом исследовании BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection (Испытание эффективности и безопасности хирургического kleя BioGlue в качестве вспомогательного хирургического средства при лечении расслаивающей аневризмы аорты типа А). Протокол BG1001

¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Файер Х. и соавт. Влияние герметика на основе альбумина и глутаральдегида на ранние результаты после острой расслаивающей аневризмы аорты типа А). REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - № 6 - 2019

¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery (Чао Х., Торчиана Д.Ф. BioGlue: герметик на основе альбумина и глутаральдегида в кардиохирургии). J Card Surg 2003;18:500-3

²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transsphenoidal surgery: A case series (Дусик Дж.К., Маттоцо К.А., Эспозито Ф., Келли Д.Ф. BioGlue для предотвращения послеоперационных утечек спинномозговой жидкости в транссфеноидальной хирургии: серия

случаев). Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; обсуждение 376

²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures (Кумар А. и соавт. Реконструкция дна седла с помощью BioGlue, после трансфеноидальных процедур). J Clin Neuros. 2003; 10:92-95

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures (Кумар А., Маартенс Н.Ф., Кей А.Х. Оценка использования BioGlue в нейрохирургических процедурах). J Clin Neurosci. 2003 Nov;10(6):661-4

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (Аллама А. М., Абд Элазиз М. Е. Использование тканевых kleев для уменьшения утечки воздуха из легких в торакальной хирургии). Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.

²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis (Лемэр С. А. и соавт. Новый хирургический клей (BioGlue) вызывает острое повреждение диафрагмального нерва и паралич диафрагмы). Представлено на 34-й конференции Ассоциации академической хирургии 2000 г.

²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration (Лемэр С. А. и соавт. Новый хирургический клей (BioGlue) вызывает немедленную и длительную брадикардию из-за дегенерации синоатриального узла). Представлено на симпозиуме для кардиохирургических и торакальных хирургических brigad. (Извлечение) 2000

²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Лемэр С. А. и соавт. Гель хлоргексидина глюконат защищает обнаженные нервы во время нанесения хирургического клея BioGlue). Представлено на 35-й конференции Ассоциации академической хирургии. (Извлечение) 2001

²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Лемэр С. А. и соавт. Гель хлоргексидина глюконат защищает миокард и синоатриальный узел во время нанесения хирургического клея BioGlue). Представлено на 35-й конференции Ассоциации академической хирургии. (Извлечение) 2001

²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study (Сен А. и соавт. Скорость утечки спинномозговой жидкости после использования BioGlue в транслабиринтной хирургии вестибулярной шванномы: проспективное исследование). Otol Neurrol 2006;27:102-5.

²⁹Raanani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair (Раанани Э. и соавт. Использование «BioGlue» при хирургическом восстановлении аорты). Ann Thorac Surg 2001;72:638-40

³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses (Коселли Дж. С. и соавт. Анастомозы грудного отдела аорты). Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76

ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ; ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КОМПАНИЯ ARTIVION НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО КЛЕЯ, ВКЛЮЧАЯ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЮ. КОМПАНИЯ ARTIVION НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. В случае, если такой отказ от ответственности по какой-либо причине будет признан недействительным или не имеющим законной силы: (i) любой иск о нарушении гарантии должен быть подан в течение одного года с момента возникновения претензии или основания для иска, и (ii) правовая защита от любого такого нарушения ограничивается заменой товара.

Artivion и BioGlue являются зарегистрированными торговыми марками компании Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Все права защищены.
Отпечатано в США.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

Способ обращения с данным устройством и его хранение, пользователем, а также факторы, относящиеся к пациенту, диагностике, лечению, хирургическим процедурам и другим вопросам, не зависящим от производителя, могут оказывать непосредственное влияние на это устройство и результаты, полученные при его использовании.

(sk) SLOVENSKÁ

Návod na používanie

ARTIVION™ | BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Na vyžiadanie vám zákaznícky servis BioGlue do siedmich dní zašle tlačenú verziu tohto návodu na používanie. Kontaktujte nás tu:

Tel.: 888.427.9654 • Fax: 770.590.3753
E-mail: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Tel.: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Výrobca		Preštudujte si (elektronický) návod na používanie
	Dátum výroby		Výstraha
	Oprávnený zástupca pre EÚ	RxONLY	Pozor: Americké federálne zákony umožňujú predaj tohto zariadenia len prostredníctvom lekára alebo na jeho predpis
	Importér		Nepyrogénne
	Zdravotnícka pomôcka		Obsahuje biologický materiál živočíšneho pôvodu
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený		Bezpečné pre MRI
	Systém jedného sterilného obalu		Katalógové číslo
	Systém dvojitého sterilného obalu		Číslo šarže
	Sterilizované pomocou etylén oxidu		Jedinečný identifikátor prístroja
	Sterilizované pomocou čiarovania		Dátum použiteľnosti
	Nesterilizujte opakovane		Krajina výroby
	Nepoužívajte opakovane		Množstvo
	Teplotný limit		

POPIS PRODUKTU

Chirurgické lepidlo BioGlue® je dvojzložkové chirurgické lepidlo, ktoré sa skladá z roztoku čisteného hovädzieho séróvohľadu (BSA) a glutaraldehydu. Po vytlačení zo striekačky sa lepiaci roztok (preddefinovanom pomerom) zmieša v špičke aplikátora, kde sa zložky začnú spojať. Molekuly glutaraldehydu sa kovalentne viažu (preprájajú) s molekulami BSA a po aplikácii aj s tkanivočinnými proteinmi na miestach opravy, čím vytvoria flexibilný mechanický spoj, ktorý je nezávislý od mechanizmu zrážavosti tela. Chirurgické lepidlo BioGlue (dalej ako Bioglu) začne polimerovať do 20 – 30 sekúnd a pevnosť spoja sa dosiahne do 2 minút. BioGlue sa lepi aj na syntetické steny mechanických zámkov v medzeračných matrícach štepov.

Nasledujúce príslušenstvo sa predáva samostatne a pomáha pri aplikácii chirurgického lepidla BioGlue:

Kód produktu	Popis produktu
BGAT-SY	Špička aplikátora
BGAT-10-SY	Predĺžovacia špička striekačky – 10 cm
BGAT-27-SY	Predĺžovacia špička striekačky – 27 cm
BGST -12	Roztieracia špička aplikátora – 12 mm
BGST -16	Roztieracia špička aplikátora – 16 mm
BGDTE -10	Predĺženie aplikácejnej špičky – 10 cm
BGDTE -27	Predĺženie aplikácejnej špičky – 27 cm
BGDTE -35	Predĺženie aplikácejnej špičky – 35 cm

Striekačky BioGlue sú dostupné v 3 objemoch – 2 ml, 5 ml a 10 ml. Každá striekačka obsahuje hovädzi séróv albumín (BSA) a glutaraldehyd v pomere 4 : 1. Roztok BSA je jantárový a volne tečúci. Roztok glutaraldehydu je číry a takisto volne tečúci.

Roztok BSA je špecifikovaný ako 45 % (hmotnosť/objem). Cieľové hmotnosti pre max. 45 % roztok BSA sú pre jednotlivé objemy nastavené takto: 2,71 g (2 ml), 4,75 g (5 ml) a 9,50 g (10 ml). Na základe týchto cieľových hodnôt je maximálne možnosť živočíšného materiálu, ktorý sa dostane pri použití lepidla do kontaktu s ľudskou kožou, taketo: 1,22 g (2 ml), 2,14 g (5 ml) a 4,23 g (10 ml).

Roztok glutaraldehydu je špecifikovaný ako 10 % (hmotnosť/objem). Cieľové hmotnosti pre max. 10% roztok glutaraldehydu sú pre jednotlivé objemy nastavené takto: 0,63 g (2 ml), 1,10 g (5 ml) a 2,16 g (10 ml). Na základe týchto cieľových hodnôt je maximálne množstvo glutaraldehydu, ktorý sa dostane pri použití lepidla do kontaktu s ľudskou kožou, taketo: 0,06 g (2 ml), 0,11 g (5 ml) a 0,22 g (10 ml).

INDIKÁCIE/ZAMÝŠLАНÉ POUŽITIE

Chirurgické lepidlo BioGlue je určené na použitie spolu so standardnými metódami chirurgickej opravy (so stehmi, spinkami a/alebo záplatami) s cieľom zlepenia, uštenie a/alebo posilnenia mäkkého tkaniva. Indikovaným mäkkým tkanivom je srdcové, svalové, pľúcne a durálne tkanivo.

CIEĽOVÁ POPULÁCIA PACIENTOV

Dospelí pacienti, ktorí potrebujú operáciu, pri ktorej je potrebné použiť chirurgické lepidlo BioGlue spolu so standardnými metódami chirurgickej opravy s cieľom zlepenia, uštenie a/alebo posilnenia srdcového, svalového, durálneho a pľúcneho tkaniva.

ZAMÝŠLANÍ POUŽIVATEĽA

Chirurgické lepidlo BioGlue majú používať zdravotníčki specialisti, ako napr. chirurgovia, ktorí sú zaškolení na správnu indikáciu produktu.

CHARAKTERISTIKA VÝKONU

- BioGlue dosahuje plnú pevnosť spoja do 2 minút.¹
- Chirurgické lepidlo BioGlue vytvára silné kovalentné väzby s tkanivom a mechanicky sa spája so syntetickými stepmi. Vďaka týmto väzbám má BioGlue zaznamenanú minimálnu pevnosť v prelaku 560 mmHg v štúdiach in vitro. 1, 3, 4, 5

Pri veľkých vaskulárnych a srdcových zásahoch, kde sa použilo BioGlue:

- Pokles anastomóského krvácania v porovnaní so štandardnou technikou opravy.¹²

Pri plúcnych, veľkých svalových a kardiovaskulárnych zásahoch, kde sa použilo BioGlue:

- Redukcia pobytu na JIS a hospitalizácie v porovnaní so štandardnou chirurgickou technikou.^{12, 19, 23}

Pri opravách aortickej dissekcie, kde sa použilo BioGlue:

- Menej tamponíkov, hemostatických látok a stehov (ak boli potrebné) v porovnaní so štandardnou chirurgickou technikou.¹⁷
- Skrátenie času operácie, krížového svorkovania, času zastavenia obehu a vkladania bypassu v porovnaní so štandardnou chirurgickou technikou.^{18, 19}
- Zniženie spotreby krvných dosťičiek, plazmy a krvných buniek v porovnaní so štandardnou chirurgickou technikou.^{17, 19}

Pri plúcnych zásahoch, kde sa použilo BioGlue:

- BioGlue je účinné pri utesňovaní únikov vzduchu z výfukových alebo naftukových plúc.^{6, 7, 8, 9}
- Redukcia trvania úniku vzduchu porovnaní so štandardnou chirurgickou technikou.^{6, 8, 23}

Pri durálnych zásahoch, kde sa použilo BioGlue:

- Redukcia únikov CSF v porovnaní so štandardnou chirurgickou technikou.^{20, 21, 22}

Priľahlenský zásah, kde sa použilo BioGlue:

- Redukcia únikov CSF v porovnaní so štandardnou chirurgickou technikou.^{20, 21, 22}

KLINICKÉ VÝHODY

Pri veľkých svalových, srdcových, plúcnych a durálnych zásahoch, kde sa použilo BioGlue, bola zaznamenaná:

- redukcia pseudoaneuryziem v porovnaní so štúdiami o štandardných technikách opráv.^{11, 14, 15}
- redukcia komplikácií v porovnaní so štúdiami o štandardných technikách opráv.^{12, 2, 23, 18}
- redukcia úmrtnosti v porovnaní so štúdiami o štandardných technikách opráv.^{10, 11, 12, 13, 16}

KONTRAINDIKÁCIE

BioGlue je kontraindikované pri použití pri cerebrovaskulárnych oprávach a v intraluminálnych oblastiach. BioGlue nie je vhodné pre pacientov so známom citlosťou na materiál hovädzieho pôvodu.

VÝSTRAHY ▲

- Nepoužívajte BioGlue ako náhradu stehov alebo spiniek pri spájaní tkanív.
- Nepoužívajte BioGlue tak, aby sa dotykalo alebo blokovalo krvný obeh počas aplikácie alebo po nej. Ak sa BioGlue dostane do obehu, môže spôsobiť miestnu alebo embolickú vaskulárnu obštrukciu.
- Nepoužívajte BioGlue tak, aby sa blokoval obeh vzduchu alebo iných vnútorných tekutín počas aplikácie alebo po nej.

• Zamedzte kontaktu s nervami, očami alebo inými tkanivami, kde nemá byť lepidlo aplikované.

• Štúdia na živočíchoch²⁴ preukázala, že priama aplikácia BioGlue na odhalený bránicový nerv môže viesť k akútnejmu zraneniu nervu. Iná štúdia na živočíchoch²⁵ preukázala, že priama aplikácia BioGlue na povrch sinocatrálneho uzlu (SAN) srdca môže viesť k nekróze koagulácie, ktorá siaha až do myokardu, čo môže zasiahanie až tkanivo pod ním a môže spôsobiť akútnej fokálnej degeneráciu SAN. Následné štúdie na živočíchoch^{26, 27} preukázali, že glukonát chlordinidin môže ochrániť bránicový nerv, myokardium a SAN pod ním pred zranením spôsobeným BioGlue.

• Nepoužívajte BioGlue, ak zamestnanci nie sú dostatočne chránení (napr. nemajú rukavice, rúška, ochranné obliečky a bezpečnostné okuliare). Nezreagovaný glutaraldehyd môže viesť k podráždeniu očí, nosa, hrady alebo pokožky, spôsobiť respiračnú tielesť, ako aj miestnu nekrózu tkaniva. Dlhodobé vystavenie sa nezreagovanému glutaraldehydu môže spôsobiť patológiu centrálneho nervového systému alebo kardálnu patológiu. V prípade kontaktu okamžite opaknite postihnuté miesto vodu a vyhľadajte lekára.

• Polymerizované BioGlue sa rozťahuje. Pri nesprávnom alebo nezamýšľanom použíti boli nahlásené závažné negatívne incidenty v spojení so slátením susediacich anatomických štruktúr. Používajte BioGlue len vtedy, ak je doskonaľa kompletnej vizualizácie cieľového miesta aplikácie, po riadnej aktivácii pre dosiahnutie optimálnej viskozity a použite len minimálne množstvo. Prosím, pozrite si *Indikácia/zamýšľané použitie a Pokyny na používanie* na tomto titku.

• U pacientov s abnormálnym metabolizmom vápnika (napr. chronické zlyhanie obličeiek, hyperparatiroidizmus) používajte BioGlue len v ojedinelych prípadoch. Tkanivo liečené glutaraldehydom má vyššiu tendenciu mineralizácie. Laboratórne experimenty naznačujú, že nezreagovaný glutaraldehyd môže mať mutagenické účinky.

• Nepoužívajte BioGlue na infikované časti tela a používajte ho opatrné v kontaminovaných častiach tela.

• Pri opakovanej používaní BioGlue u toho istého pacienta postupujte opatrné. Po vystavení sa BioGlue môže dôjsť k hypersenzitívnym reakciám. U zvierat bola zaznamenaná senzitizácia.

• BioGlue obsahuje materiál živočíšneho pôvodu, ktorý môže prenášať infekčné látky.

• Používajte BioGlue v tehotných/dojčiacich žien nebolo skúmané.

• Striekačka BioGlue a príslušenstvo BioGlue sú jednorazové pomôcky a nesmú sa používať u viac ako jedného pacienta.

• Používajte BioGlue u pediatrických pacientov nebolo skúmané. BioGlue nepoužívajte po obvode tkaniva. Môže obmedzovať rast alebo roztáhovať tkaniva.

• Vhodnosť BioGlue na liečbu bronchopleurálnej fistuly (BPF) alebo lymphatického úniku nebolo potvrdené dostatočným množstvom údajov.

• Keď sa používa BioGlue v spojení s iným materiálam, dôkladne si preštudujte pokyny pre oba produkty a riadte sa nim.

PREVENTÍVNE KROKY ▲

• Odporúčame, aby ste mal chirurgické rukavice, sterilné gázové tampony/utierky a chirurgické nástroje vlhké, aby ste minimalizovali prichytenie BioGlue na tieto povrhy.

• Striekačky, špičky aplikátora, roztieracie špičky aplikátora a predlžovacie špičky striekačiek BioGlue sú navrhnuté výlučne na jednorazové

použitie pre jedného pacienta. Nesterilizujte opakované.

- Nepoužívajte, ak bol obal otvorený alebo poškodený.
- Dávajte pozor, aby ste zo striečkačky nevystrekli roztok.
- Počas nasadzovania piestu na striečkačku nestláčajte piest.
- Nepoužívajte BioGlue, ak je oblasť operácie príliš vlhká. Môže to znižiť prínosnosť lepidla.
- Zabráňte kontaktu tkaniva s materiálom uvoľneným z aplikátora počas aktivovania.
- BioGlue rýchlo polymerizuje. Aktivovanie musí byť rýchle a viest k okamžitej aplikácii BioGlue. Pauzy medzi aktivovaním a aplikáciou môžu viest k polymerizačii BioGlue v špičke aplikátora.

• Nepoužívajte pomôcky na uchovávanie krvi pri odsávaní BioGlue z miesta aplikácie.

- Zasvorujte a odtačkujte cievy pred použitím BioGlue na spájané tkanivo.
- Na predchádzanie vstupu BioGlue do kardiovaskulárneho systému zabráňte počas aplikácie a polymerizačii BioGlue podtlaku. Napríklad, vypnite pred aplikáciou BioGlue ventilátor lavej komory. Bolo zaznamenané nasadenie BioGlue do aorty a negatívne dopady na funkciu srdcového chlopne, keď bolo lepidlo používané pri aktívnom ventilátore lavej komory.

• Nezoškrabujte BioGlue z nechceného miesta aplikácie. Môžete poškodiť tkanivo.

• Neimplantujte BioGlue do uzavretých anatomických miest, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti k nervovým štruktúram.

• Podľa klinických správ²⁸ neučinného tesnenia pri použití BioGlue pri translabyrintomovom prístupe pri opravách akustických neurómov sa neodporúča jeho chirurgické použitie. V literatúre bolo zaznamenané a odporúčané použitie produktu pri nasadení cez strednú jamku alebo retrosigmoidijným prístupom pri oprave akustických neurómov.²⁶

• Zverejnené klinické údaje na ľudoch preukazujú, že veľká aplikácia BioGlue pri operáciach plúc môže spôsobiť reziduálny vzduchový priestor a atelektáziu.⁷

• S týmto prístrojom je potrebné manipulovať a zlikvidovať ho v súlade s platnými predpismi – najmä predpismi BOZP a ochrany životného prostredia.

NEŽELANÉ VEDLIAJŠIE ÚČINKY/NEŽELANÉ INCIDENTY – ZAZNAMENANÉ A POTENCIÁLNE

Lekári vykonávajúci tieto zásahy musia poznáť všetky prípadné komplikácie spojené s chirurgickými opravami mäkkého tkaniva. Kedykoľvek počas operácie môže dojsť ku komplikáciám.

Spozorované neželané vedľajšie účinky/neželané incidenty:

Počas klinických štúdií boli spozorované tieto neželané incidenty: prilepenie BioGlue k inej ako cieľovej oblasti, neprilepenie BioGlue, smrť, poškodenie cievy a krvácanie, únik možgovenimiechového moku, infekcia, zápalové a imunitné systémické alergické reakcie, nezvratná morbidita, ischemia, infarkt myokardu, neurologický deficit, systémové zlyhanie orgánov, paraplegia, pleurálny výpotok, nefunkčnosť/zlyhanie obličiek, nefunkčnosť/zlyhanie respiračného ústrojenstva, porážka alebo možgový infarkt, tromboembolizmus a trombóza.

Potenciálne neželané vedľajšie účinky/neželané incidenty, ku ktorým môže pri použíti BioGlue dojsť:

Medzi možné komplikácie spojené s lepivými vlastnosťami chirurgického lepidla BioGlue počas chirurgickej opravy mäkkého tkaniva patria najmä: hypersenzitívna reakcia, ako napr. opuchnutie alebo edémy v mieste aplikácie, neprilepenie sa produktu k

tkanivu, aplikácia produktu na nesprávne miesto, zápalová a imunitná reakcia, alergická reakcia, mineralizácia tkaniva, lokálna nekróza tkaniva, upchátie cievy, bronchiálna alebo luminálna obstrukcia, trombóza a tromboembolizmus, plúcna embólia, poškodenie normálnych ciev alebo tkaniva, stenóza, serómy, pseudoaneuryzmy a možný prenos infekčných látok z materiálu živícíšného pôvodu.

BALENIE A SKLADOVANIE

Striečkačka a špičky aplikátora BioGlue sa dodávajú v sterilnom balení. Nepoužíť materiál z otvoreného alebo poškodeného produktu zlikvidujte.

Roztok BioGlue sa dodávajú v zatvorennej sterilnej striečkačke s dvomi komorami. Polymerizované BioGlue nie je pyrogénne. Skladujte pri teplote pod 25 °C a nezamrazujte ho.

ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY

Chirurgické lepidlo BioGlue je MR bezpečné (tzn., že nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo v žiadnom prostredí MR).

POKYNY NA POUŽIVANIE

Chirurgické lepidlo BioGlue aplikujte profilakticky alebo po zistení úniku.

Príprava pomôcky

Aplikačný systém chirurgického lepidla BioGlue sa skladá zo striečkačky, piestu a špičky aplikátora.

V škatufovi so striečkačkou BioGlue sa nachádzajú dve samostatné balenia. Jedna obsahuje striečkačku a pest a druhá štyri špičky aplikátora.

Škatufovi s 10 mi striečkačkou BioGlue obsahuje ešte jedno balenie, kde sú tri 12 ml roztieracie špičky. Pred použitím všetky balenia vizuálne skontrolujte. Ak je sterilný obal poškodený, produkt nepoužívajte.

1. Vyberte striečkačku, pest a špičku aplikátora z obalov. Držte striečkačku v kolmej polohe a poklepajte po nej, aby zo roztoku unikli bublinky do hornej časti striečkačky.



Obr. 1



Obr. 2

POZN.: Počas celej montáže aplikačného systému BioGlue držte striečkačku kolmo, aby bublinky z roztoku ostali v jej hornej časti.

2. Vyberte špičku aplikátora z obalu a skontrolujte golierik – aby jeho vodiacia časť bola priamo nad väčšinou portom. Ak to tak nie je, otočte zamýkací golierik na týcke, kym vodiacia časť nie je nad väčšinou portom. Pevně držte striečkačku špičkou hore, otočte užáver o 90° proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho kývaním do strán. Zárezy na špičke a striečkačke musia korespondovať. Následne nasuňte špičku na striečkačku.



Obr. 3

POZOR: Dávajte pozor, aby ste počas nasadzovania zo striečkačky nevystrekli roztok.

3. Zaistite špičku aplikátora na striečkačku jej pevným zatláčením smerom a otočením o 90° v smere hodinových ručičiek.



Obr. 4

Držte striečkačku kolmo, do malého a veľkého valca striečkačky vložte príslušné hlavy pestu a zasuňte pest do striečkačky, až kým nepocítíte odpor. Aplikačný systém striečkačky je teraz zmontovaný.



Obr. 5

POZOR: Aplikačný systém nekladte na bok, až kým z neho nevyláčite všetok vzduch (pozri ďalej odsek).

POZOR: Pred použitím BioGlue počas operácie je potrebné odstrániť zo striečkačky zvyšný vzduch a špičku aplikátora je potrebné aktivovať. Pozri [Príprava miesta operácie, Odstránenie vzduchu zo striečkačky a Aktivovanie špičky aplikátora](#).


4. Ak používate špičku aplikátora s flexibilným predĺžením, želaný uhol vytvorite ohnutím predĺženia na primeranom mieste v želanom uhu na 3 – 5 sekúnd. Predĺženie by malo v tomto uhu zostať do 5 minút.
5. Pre odstránenie upchátie špičky aplikátora ju chyťte za hrubú časť (goller), otočte proti smeru hodinových ručičiek a snímte zo striečkačky kývaním do strán.

Príprava miesta operácie, Odstránenie vzduchu zo striečkačky a Aktivovanie špičky aplikátora

1. Cieľové miesto operácie musí byť riadne pripravené ešte pred odstránovaním zvyšného vzduchu, aktivovaním alebo aplikovaním BioGlue. BioGlue funguje najlepšie na suchom mieste operácie. Suchým miestom operácie je oblasť, kde 4 – 5 sekúnd po utretí chirurgickou hubkou nepresakuje kvapu.

POZOR: Výstraha Nepoužívajte BioGlue, ak je oblasť operácie príliš vlhká. Použite BioGlue vo vlhkom prostredí môže viest k tomu, že nebede lepiť.

2. Pred aplikáciou BioGlue je potrebné zo striečkačky odstrániť zvyšný vzduch. Opäť je dôležité, aby ste držali striečkačku v kolmej polohe, aby zo roztoku unikli bublinky do hornej časti striečkačky. Zvyšný vzduch teraz odstráňte dvomi spôsobmi:
 - a. Stačte pest, až kým roztok nedosiadne hornú časť striečkačky. Po odstránení zvyšného vzduchu zo striečkačky prejdite na aktivovanie lepidla (pozri Krok 3) a jeho okamžité použitie.
 - b. Stačte pest, až kým nie sú oba roztoky v spodnej časti špičky. Vzduch bol teraz odstránený, no špička je teraz upchátie polymerizovaným BioGlue a pred aktivovaním (Krok 3) je potrebné ju vymeniť a následne lepidlo aplikovať na miesto operácie.



Obr. 6

POZN.: Striečka zaviete zvyšného vzduchu len pri prvom použití.

3. Každá špička aplikátora musí byť pred aplikáciou BioGlue aktivovaná. Aktivácia zaručí, že sa zo roztoky BioGlue správne zmiešajú. Chirurg by mal stačiť piest a vytlačiť tenký, približne trojcentimetrový pásik BioGlue na sterilný spotrebny materiál (napr. na hubku, gázu alebo utierku).
4. Chirurg po tomto mal skontrolovať vytlačený materiál a uistia sa, že je jednotne žlté až jantárovej farby a že v ňom nie sú bublinky. Ak vyzera bezfarebne alebo v ňom sú bublinky, zapokajte aktivovanie podľa kroku 2, až kým prístroj nevytvára jednotnú tekutinu bez bubliniek.

POZOR: Zabráňte priamemu kontaktu s vyliačeným materiálom počas aktivovania.

POZOR: Ak sa zistí poškodenie alebo presakovanie striečky, prístroj zlikvidujte a otvorite/použite nové.

5. Po úspešnom aktivovaní špičky aplikátora prejdite rovno na aplikáciu lepidla.

POZOR: BioGlue polymerizuje veľmi rýchlo. Chirurg musí aplikovať BioGlue hned po aktivovaní.

Pauzy medzi aktivovaním a aplikáciou môžu viesť k polymerizácii BioGlue v špičke aplikátora. V takom prípade vymenite zlepčatú špičku za novú a zapokajte kroky aktivácie špičky aplikátora. Po upchati špičky už nestláčajte piest.

Všeobecné techniky chirurgického používania BioGlue^{6, 23, 29, 30}

Pred použitím chirurgického lepidla BioGlue by si mali chirurgovia naštudovať chirurgické techniky a variácie špecifických procedúr. Používanie chirurgického lepidla BioGlue si pred použitím pri operácii nátrgnejte nanečisto.

1. Pacient by mal byť pripravený a zakryt podľa štandardných postupov nemocnice. Operácie, ako napr. operácie hrudníka alebo pohrudiace, kardiopulmonálny bypass, svorkovanie a ochrana myokardu by sa mal riadiť štandardnými technikami chirurga.
2. Tkanivo okolo miesta operácie je možné chrániť pred nechceným zásahom chirurgického lepidla BioGlue prekrytím vhľadmi sterínymi gázarmi. Hned po aplikácii, keď je lepido ešte mákké, odstraňte gázu a zvyšné lepido okolo miesta aplikácie zotrite.

POZOR: Nepoužívajte pomôcky na uchovávanie krvi pri odsávaní BioGlue z miesta operácie.

POZOR: Zasvorkujte a odtlakujte cievky pred použitím BioGlue na spájané tkanivo.

POZOR: Zabráňte nasuvi BioGlue do ciev pri použití BioGlue na spájané tkanivo.

3. Ak sa chirurgické lepido BioGlue prilepi na neželané miesto, nechajte ho spolymerizať a potom ho jemne odrezte kleštami a nožnicami. Nezoskrabujte chirurgické lepido BioGlue z miesta aplikácie. Môžete poškodiť tkanivo.

4. Pri oprave ciev naneste lepiaci vrstvu hrubú 1,2 – 3,0 mm na spoj ciev/štepov, ktoré majú priemer viac ako 2,5 cm. Pri cievach/štepoch s priemerom pod 2,5 cm naneste lepiaci vrstvu hrubú 0,5 – 1,0 mm.
5. Oblašť aplikácie lepidla NESMIE byť stlačená alebo pod veľkým tlakom. BioGlue funguje najlepšie, ak ho necháte dve minuty polymerizovať bez akejkoľvek manipulácie. Po spolymerizovaní lepidla odrezte prebytočné alebo nepravidelné kusy lepidla nožnicami a zdviháčmi.
6. Po spolymerizovaní lepidla odrezte prebytočné alebo nepravidelné kusy lepidla nožnicami a zdviháčmi.

Osobitné techniky používania BioGlue pri disiekcií aorty^{6, 11, 13 – 19}

1. Disektované časti aorty sú potrebné najprv očísť od krv a trombotického materiálu a vysúsiť (ako to len ide) chirurgickými hubkami.
2. Do distálneho konca opravy disieku vložte balónový katéter do pravého lúmenu, aby ste určili distálny terminus na aplikáciu BioGlue. Okrem toho je potrebné disektovať vrstvy aorty priblížiť k sebe vložením dilatátora, hubky alebo katétra do pravého lúmenu, aby sa zachovala prírodná architektúra ciev.

Potom je potrebné BioGlue aplikovať do falošného lúmenu – tak ďaleko, ako to dovolí distálny balónový katéter. Falošný lúmen plňte od distálneho konca po proximálny špirálovitom pohybom pre hladkú aplikáciu. Vypíňte celý falošný lúmen BioGlue. Neprelijte falošný lúmen a zabráňte vtečneniu BioGlue do pravého lúmenu alebo na okolité tkanivo.

3. Na proximálnom konci opravy disieku je tiež potrebné priblížiť disektované vrstvy aorty pomocou dilatátora, hubky alebo katétra. Ak je to potrebné, prekryte cipy aortickej chlopne vlnkou gázu, aby ste ju chránili pred aplikovaním BioGlue. Potom aplikujte BioGlue, aby ste vyphnili falošný lúmen.

Štopy je možné priamo našiť do tkaniva prilepeného a vystúpeného BioGlue na proximálnom aj distálnom konci disieknej opravy. Nechajte BioGlue úplne spolymerizať, celé dve minuty ničím nemaniпуlujte, a až potom aplikujte stehy cez zlepnené vrstvy.

POZOR: Na zachovanie priechodnosti koronárneho lúmenu pri disieknej extenzii zvážte umiestenie katétra do koronárneho ústia pred aplikovaním BioGlue.

Použitie BioGlue pri operácii plúc^{6 – 9}

BioGlue je ľahké pri aplikácii do výfukutných alebo naftukutných plúc.

Pokyny pre likvidáciu

Nepoužitý materiál z otvoreného alebo poškodeného produktu zlikvidujte s biologickým odpadom.

Zhrnutie bezpečnostných a klinických parametrov <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-ID: 87723400BCG35007W

Exspirácia BioGlue

Chirurgické lepido BioGlue je určené na dlhodobé používanie (viac ako 30 dní). BioGlue sa odbúrava proteolyzou; pomaly sa vstreba v závislosti od jeho množstva a vaskularity cieľovej oblasti.

Oznámanie závažných incidentov

Závažné incidenty spojené s príslušenstvom k BioGlue je potrebné označiť výrobcovi a príslušnému úradu členského štátu, kde bol pacient ošetrovaný. Kontaktné informácie výrobcu na účely tohto oznamovania sú:

Artivion, Inc., 1655 Roberts Blvd, NW · Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Tel.: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldassurance@artivion.com

ODKAZY

Odkaži s informáciami v tomto príbalovom letáku sú dostupné na vyžiadanie. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation (BioGlue overenie výrobného procesu)

¹Miscali M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. (Používanie chirurgických lepidiel pri oprave duralných trhliň počas miechových operácií bez nástrojov.) Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

²Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion). Presented at the Laparoscopic Aortoiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France. (Experimentálne techniky aortoprostetických spojov pomocou lepidiel (BioGlue® Artivion). Uvedené v Laparoskopickej operácii aorty pre oklydzivé choroby a aneuryzmy v Marseilles, Francúzsko.) 28. január 2000

³Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. (Cytokompatibilita a mechanické vlastnosti chirurgických lepidiel pri kardiovaskulárnom použití.) J Thorac Cardiovasc Surg 2018;1-8

⁴Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. (Bezstehový koronárny arteriobypass s biologickým zlepneným spojmi: predbežné výsledky in vivo a in vitro.) J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mct.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁵Potaris K, et al. Experience with an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy. (Skúsenosť s albumínovo-glutaraldehydovým lepidlom tkániv pri utesňovaní vzduchových únikov po bulektóme.) Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433

⁶Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. (Predbežné výsledky používania albumínovo-glutaraldehydového lepidla tkániv pri operáciach plúc.) Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83

⁷Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. (Výhľadová, náhodne volená kontrolovaný test účinnosti BioGlue pri liečbe alveolárnych únikov vzduchu.) J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12

⁸Herget GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. (Experimentálne používanie albumínovo-glutaraldehydového lepidla tkániv pri utesňovaní pulmonálnych parenchymov a bronchiálnych premiestení.) European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.

⁹Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of its Indications in Cardiac Surgery. (Chirurgické lepido BioGlue – posúdenie jeho indikácií pri chirurgických operáciách.) Ann Thorac Surg 2002;74:432-7

¹⁰Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients. (Používanie BioGlue pri operáciach aorty: riadne techniky aplikácie a výsledky u 92 pacientov.) The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)

¹¹Cossell J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. (Výhľadová náhodne volená štúdia lepidla tkániv na báze

proteínu, používaneho ako hemostatická a štrukturálne lepidlo pri oprave kardiovaskulárnych premiestení.) J Am Coll Surg 2003;197:243-253

¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. (Postup pri liečbe akútnej disekcie typu A integrovaný prístup.) Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52

¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Pomáha BioGlue pri anastomóznych pseudoaneurizmách po operáciach hrudnej aorty?) J Thorac Dis 2017

¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. (Úloha hovädzieho albuminovo-glutaraldehydového lepidla pri formovaní anastomóznych pseudoaneuriziem.) J Card Surg 2011; 26:76-81

¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. (Akútna disekcia typu A: konzervatívne metódy vedú konzistentne k nízkej úmrtnosti.) Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.

¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. (¹⁷Interná správa z klinickej štúdie – účinnosť chirurgického lepidla BioGlue a bezpečnostné skúšky jeho použitia pri operáciach a opravách disekcie aorty typu A) Protocol BG1001

¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. (Vplyv albuminovo-glutaraldehydového lepidla na prvé výsledky po akútnej disekcii aorty typu A) REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - No. 19

¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. (BioGlue: albumínovo-glutaraldehydové lepidlo pri operáciach srdca.) J Card Surg. 2003;18:500-3

²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transphenoidal surgery: A case series. (BioGlue predchádza postoperačným únikom mozgové-miechového moku po transfenoideálnej operácii: prípadová štúdia.) Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376

²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures. (Rekonštrukcia selárného podložia pomocou BioGlue po transsfenoidálnej operácii.) J Clin Neuros 2003; 10:92-95

²²Kumar A, Martens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures. (Posúdenie používania BioGlue pri neurochirurgických zákrokoch.) J Clin Neurosci. 2003 Nov;10(6):661-4

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. (Používanie lepidla na tkanivu pri znížovaní alveolačných únikov vzduchu pri operáciach hrudníka.) Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.

²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. Presented at: the 34th Association of Academic Surgery 2000 (Nové chirurgické lepidlo (BioGlue) znižuje akúte zranenia bráncových nervov a paralyzu bránicu. Prezentované na 34. stretnutí Spoločnosti akademických operácií v roku 2000)

²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. Presented at: Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams. (Nové chirurgické lepidlo (BioGlue) vytvára okamžitú a trvalú bradikardiu vďaka degenerácii sinoatriálneho uzlu. Prezentované na Sympoziu pre srdečové a všeobecné hrudné operačné tímy.) (abstrakt) 2000

²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of

BioGlue Surgical Adhesive. Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Chlorhexidinovo-glukonátový gél chráni odhalené nervy počas aplikácie chirurgického lepidla BioGlue. Prezentované na 35. stretnutí Spoločnosti akademických operácií.) (abstrakt) 2001

²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. Presented at the 35th Association of Academic Surgery Meeting. (Chlorhexidinovo-glukonátový gél chráni myokardium a sinoatriálny uzol počas aplikácie chirurgického lepidla BioGlue. Prezentované na 35. stretnutí Spoločnosti akademických operácií.) (abstrakt) 2001

²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. (Únik mozgové-miechového moku po použití BioGlue v translabyrintovej vestibulárnej schwannomovej operácii: výhľadová štúdia.) Otol Neurotol 2006;27:102-5.

²⁹Raanan E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. (Použitie „BioGlue“ pri chirurgickej oprave aorty.) Ann Thorac Surg 2001;72:638-40

³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. (Anastomózy hrudnej aorty.) Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76

VYHLÁSENIE O INFORMÁCIÁCH O PRODUKTE

Manipulácia s týmto prístrojom a jeho uskladnenie používateľom, aké aj faktory súvisiace s pacientom, diagnózou, ošetroenie, chirurgické postupy a iné záležitosti, ktoré výrobca nemôže ovplyvniť, môžu mať príamy vplyv na tento prístroj, ak aj na výsledky získané jeho používaním.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI, OBMEDZENIE ZÁRUKY

ARTIVION NENESIE PRIAMU ANI IMPLICITNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA TOTO CHIRURGICKÉ LEPIDLO, NAJMÄ NIE PRIAMU A IMPLICITNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNE POUŽITIE. ARTIVION V ŽIADNOM PRÍPADE NERUČÍ ZA NAHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ICH POUŽITIA. V prípade, ak takéto zrieknutie sa zodpovednosti z akéhokoľvek dôvodu nie je platné alebo učinné: (i) akékoľvek právne kroky spojené s porušením záruky musia byť začiaté do roku po vzniku nároku alebo porušenia a (ii) opravné prostriedky spojené s týmto porušením záruky sú obmedzené na náhradu produktu.

Artivion a BioGlue sú registrované obchodné značky spoločnosti Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Všetky práva vyhradené. Vytláčené v USA.

(sl) SLOVENSKI

Navodila za uporabo

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Tiskano različico navodil za uporabo lahko dobite v sedmih dneh po zahtevi na oddelek za podporo strankam BioGlue preko naslednjih komunikacijskih poti.

Telefon: 888.427.9654 • Telefaks: 770.590.3753
E-pošta: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
Telefaks: +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

RAZLAGA SIMBOLOV

	Proizvajalec		Upoštevajte navodila za uporabo / Upoštevajte elektronska navodila za uporabo
	Datum proizvodnje		Pozor
	Pooblaščeni predstavnik za EU	RxONLY	Pozor: Zvezna zakonodaja (ZDA) omejuje prodajo te naprave na zdravnika ali po naročilu zdravnika.
	Uvoznik		Nepirogeno
	Medicinski pripomoček		Vsebuje biološke snovi živalskega izvora
	Ne uporabljajte v primeru poškodovane embalaže		Varno za MR
	Enojni sterilni pregradni sistem		Kataloška številka
	Dvojni sterilni pregradni sistem		Koda serije
	Sterilizirano z etilen oksidom		Edinstvena identifikacija pripomočka
	Sterilizirano z obsevanjem		Uporabiti do
	Ne sterilizirajte ponovno		Država izdelave
	Ni za ponovno uporabo		Količina
	Temperaturna omejitev		

OPIS PRIPOMOČKA

Kirurško lepilo BioGlue® je dvokomponentno kirurško lepilo iz raztopine govejega seruma albumina in glutaraldehida. Ko se iztisne, se leplja raztopina (v poprej dolženem razmerju) meša v konci aplikatorja, kjer se prične zamreženje. Molekul glutaraldehida se kovalentno (imrežo) med seboj vežejo v molekule BSA in po nanašanju na beljakovine tkiva na mestu operacije, s čimer ustvarijo gliko mehansko tesnjenje, neodvisno od mehanizma streljanja krvi telesa. Kirurško lepilo BioGlue (v nadaljevanju BioGlue) prične polimerizirati v 20 do 30 sekundah in doseže trdo veze v 2 minutah. BioGlue se prav tako veže s sintetičnimi materiali vsadkov preko mehanskega povezovanja z medprostori matrike vsadka.

Naslednji pripomočki se prodajajo ločeno kot pomoč za dovajanje kirurškega lepila BioGlue:

Šifra izdelka	Opis pripomočka
BGAT-SY	Konica aplikatorja
BGAT-10-SY	Konica brizge s podaljškom – 10 cm
BGAT-27-SY	Konica brizge s podaljškom – 27 cm
BGST -12	Konica aplikatorja z lopatico – 12 mm
BGST -16	Konica aplikatorja z lopatico – 16 mm
BGDTE -10	Podaljšek konice za dovajanje lepila – 10 cm
BGDTE -27	Podaljšek konice za dovajanje lepila – 27 cm
BGDTE -35	Podaljšek konice za dovajanje lepila – 35 cm

Brizge BioGlue so na voljo v 3 velikostih: 2 ml, 5 ml in 10 ml. Vsaka brizga vsebuje raztopino govejega serum albumin (BSA) in glutaraldehid v razmerju 4:1. Raztopina BSA je jantarna barve in je gladko tekoča. Raztopina glutaraldehida je prozorna in je prav tako gladko tekoča.

Raztopina BSA ima koncentracijo 45 % (utežno/volumsko razmerje). Maksimalna ciljna teža 45-odstotne raztopine BSA pri posamezni velikosti je: 2,71 grama (brizga prostornine 2 ml), 4,75 gramov (brizga prostornine 5 ml) in 9,50 gramov (brizga prostornine 10 ml). Na podlagi ciljnih količin je največja količina snovi živilskega izvora, ki pride v stik s pacientom pri uporabi ene same naprave 1,22 grama (brizga prostornine 2 ml), 2,14 grama (brizga prostornine 5 ml) in 4,23 gramov (brizga prostornine 10 ml).

Raztopina glutaraldehida ima koncentracijo 10 % (utežno/volumsko razmerje). Maksimalna ciljna teža 10-odstotne raztopine glutaraldehida pri posamezni velikosti je: 0,63 grama (brizga prostornine 2 ml), 1,10 grama (brizga prostornine 5 ml) in 2,16 grama (brizga prostornine 10 ml). Na podlagi ciljnih količin je največja količina glutaraldehida, ki pride v stik s pacientom pri uporabi ene same naprave, 0,06 gramov (brizga prostornine 2 ml), 0,11 gramov (brizga prostornine 5 ml) in 0,22 gramov (brizga prostornine 10 ml).

PRIMERNOST ZA UPORABO/PREDVIDENI NAMEN

Kirurško lepilo BioGlue je namenjeno za uporabo kot dodatek k standardnim metodam kirurških popravil (kot so šivanje, spajkanje in/ali obliži) za pritrjevanje, tesnjenje in/ali ojačanje mehkih tkiv. Omenjena mehka tkiva so tkiva srca, ožilja, pljuč in duralna tkiva.

CILJNA POPULACIJA PACIENTOV

Odrasli pacienti, pri katerih se izvaja kirurški poseg in potrebujejo dodatek k standardnim metodam kirurških popravil za šivanje, tesnjenje in/ali ojačanje srčnih, žilnih, duralnih ali pljučnih tkiv.

PREDVIDENI UPORABNIKI

Predvideni uporabniki kirurškega lepila BioGlue so poklicni zdravstveni delavci, kot na primer kirurgi, ki so poučeni o primerni uporabi.

PODATKI O ZMOGLJIVOSTI

- BioGlue doseže polno trdnost spoja v 2 minutah.¹
- Kirurško lepilo BioGlue tvori močne kovalentne vezi s tkivom in se mehansko veže s sintetičnimi materiali vsadkov. Zaradi teh močnih vezi ima BioGlue dokazano raztržno trdnost najmanj 560 mmHG v raziskavah in vitro. ^{1,3,4,5}

Pri velikih vaskularnih in kardioloških postopkih, kjer se uporablja BioGlue:

- Zmanjšanje anastomotskega krvavenja v primerjavi s standardnimi tehnikami popravil.^{1,2}

Pri pljučnih, velikih vaskularnih in kardioloških postopkih, kjer se uporablja BioGlue:

- Zmanjšanje potrebe po intenzivni negi in krajši čas bolnišnične oskrbe v primerjavi z običajnimi kirurškimi tehnikami.^{12,19,23}
- Zmanjšanje uporabe trombocitov, plazme in krvinki v primerjavi z običajnimi kirurškimi tehnikami.^{18,19}
- Zmanjša se uporaba trombocitov, plazme in krvinki v primerjavi z običajnimi kirurškimi tehnikami.^{17,19}

Pri pljučnih postopkih, kjer se uporablja BioGlue:

- BioGlue se je izkazal za uspešno sredstvo pri zatesnjevanju uhajanja zraka pri polnih ali izpraznjenih pljučih.^{6,7,8,9}
- Trajanje uhajanja zraka je bilo krajše v primerjavi z običajnimi kirurškimi tehnikami.^{6,23}

Pri duralnih postopkih, kjer se uporablja BioGlue:

- Uhajanje cerebrospinalne tekočine je manjše v primerjavi z običajnimi kirurškimi tehnikami.^{20,21,22}

Pripomočki za dovajanje kirurškega lepila BioGlue.

KLINIČNE PREDNSTI

Pri velikih vaskularnih, kardioloških, pljučnih in duralnih postopkih, kjer se uporablja BioGlue:

- Pogostost pseudoanevrizma je manjša v primerjavi z običajnimi tehnikami popravil, kot kaže objavljena literatura.^{11,14,15}
- Zapleti so redkejši v primerjavi z običajnimi tehnikami popravil, kot kaže objavljena literatura.^{12,2,23,18}
- Smrtnost je manjša v primerjavi z običajnimi tehnikami popravil, kot kaže objavljena literatura.^{10,11,12,13,16}

KONTRAINDIKACIJE

BioGlue je kontraindiciran za uporabo pri cerebrovaskularnih popravilih v vseh intraluminalnih področjih. BioGlue ni primeren za paciente, za katere je znano, da so občutljivi na snovi govejega izvora.

OPOZORILA



- Ne uporabljajte kirurškega lepila BioGlue kot nadomešek za šive ali sponke pri aproksimacijah tkiv.
- Ne uporabljajte kirurškega lepila BioGlue na način, pri katerem bi prišlo v stik s krvjo ali oviral obtok krvi med ali po postopku. Če

BioGlue vdre v krvni obtok, lahko pride do lokalne ali embolичne zamašitve živ.

- Ne uporabljajte kirurškega lepila BioGlue na način, pri katerem bi prišlo do oviranja koženja zraka ali druge luminalne tekočine med ali po postopku.
- Izogibajte se stiku z živci, očmi in drugimi tkivi, na kateri lepila ne namerovate nanesti.
- Raziskava na živalih²⁴ je pokazala, da lahko neposredni nanos lepila BioGlue na frenčini živec povzroči akutno poškodo živca. Druga raziskava na živalih²⁵ je pokazala, da lahko neposredni nanos lepila BioGlue na površino sinovialnega vozla (SAN) srca povzroči koagulacijsko nekrozo, ki se podaljša v srčno mišico, kar lahko doseže previdno tkivo in povzroči akutno, fokalno degeneracijo SAN. Kasnejše raziskave na živalih^{26,27} so pokazale, da lahko gel iz klorhexidin glukonata začisti frenčini živec, srčno mišico in pod njo ležeči SAN pred morebitno poškodo zaradi uporabe kirurškega lepila BioGlue.
- Ne uporabljajte kirurškega lepila BioGlue, če osebjie ni ustrezno zaščiteno (tj. nosi rokavice, masko, zaščitni oblačila in varnostna očala). Nereagirani glutaraldehid lahko povzroči draženje oči, nosu, grla ali kože, povzroči neugodje v dihalnem traktu in povzroči nekrozo lokalnega tkiva. Podaljšana izpostavljenost glutaraldehidu lahko povzroči patologijo osrednjega živčnega sistema ali srca. Če pride do stika, takoj sperite prizadetega področja in poščite zdravniško pomoč.
- Polimerizirano kirurško lepilo BioGlue zavzema prostor. V primeru, ko je bilo lepilo uporabljeno ali naneseno nepravilno, je bilo poročano o resnih neželenih dogodkih v zvezi s stiskanjem okoliških anatomskih struktur. Kirurško lepilo BioGlue uporabite samo, če je mesto nanašanja v celoti vidno, ko je lepilo pravilno odzračeno, da doseže optimalno viskoznost. Uporabite minimalno možno količino lepila. Glejte razdelka *Primernost za uporabo/predvideni namen in Navodila za uporabo*.
- Pri pacientih z nenormalnim metabolizmom kalacija minimizirajte uporabo lepila BioGlue (npr. pri kronični odpovedi ledvic, hiperparatiroidizmu). Tkivo, obdelano z glutaraldehidom, ima povečano nagnjenost k mineralizaciji. Laboratorijski preizkusi kažejo, da ima lahko nereagirani glutaraldehid mutagenne učinke.
- Ne uporabljajte kirurškega lepila BioGlue ob prisotnosti okužbe in ga uporabljajte previdno na kontaminiranih delih telesa.
- Bodite previdni pri ponovjeni izpostavljenosti istega pacienta kirurškemu lepilu BioGlue. Po izpostavljenosti kirurškemu lepilu BioGlue lahko pride do preobčutljivostne reakcije. Pri živalih je bila opažena preobčutljivost.
- BioGlue vsebuje snovi živilskega izvora, ki lahko prenašajo povzročitelje okužb.
- Uporaba kirurškega lepila BioGlue pri nosečnicah in dojetih materah ni bila raziskana.
- Brizga BioGlue in pripomočki BioGlue so naprave za enkratno uporabo in jih ni dovoljeno uporabljati pri več kot enem pacientu.
- Uporaba kirurškega lepila BioGlue pri otrocih ni bila raziskana. BioGlue ne sme biti uporabljen po vsem obodu tkiva in tkivu ne sme omogočati rasti ali širitev.
- Ustreznost kirurškega lepila BioGlue za zdravljenje plevrobronhialne fistule (BPF) ali limfatičnega puščanja ni potrjena z zadostnimi podatki.
- Ko se BioGlue uporablja v kombinaciji z drugimi materiali, skrbno preučite navodila za oba pripomočka in jih strogo upoštevajte.

PREVIDNOSTNI UKREPI ▲

- Priporočamo, da uporabljate vlažne kirurške rokavice, sterilne gazne blazinice/krpe in kirurške instrumente, da zmanjšate možnost nenamernega oprijemanja kirurškega lepila BioGlue na te površine.
- Brizge za lepilo BioGlue, konice aplikatorja, konice aplikatorja z lopatico in konice s podaljškom so namenjene za uporabo pri samem pacientu. Ni sterilizirajte ponovno.
- Ne uporabljajte, če je bil zavoj odprt ali poškodovan.
- Pazite, da ne razljetite tekočine iz brizge.
- Ne pritiskajte na bat brizge, ko ga vstavljamte v brizgo.
- Kirurške lepila BioGlue ne nanašajte na tkiva, ki so premokra. To lahko povzroči slab spoj.
- Izogibajte se stiku med materialom, izlivenjem med odzračevanjem, in tkivi.
- BioGlue polimerizira hitro. Odzračevanje je treba izvesti hitro in takoj zatem naneseti BioGlue. Če med odzračevanjem in nanašanjem lepila preteče preveč časa, lahko pride do polimerizacije lepila v konici aplikatorja.
- Med izsesavanjem odvečnega kirurškega lepila BioGlue iz operativnega polja ne uporabljajte naprav za shranjevanje krvi.
- Pred uporabo lepila BioGlue na anastomozah sprnite žile in sprostite tlak iz njih
- Da preprečite vdr kirurškega lepila BioGlue v kardiovaskularni sistem, se izogibajte podtlaku med nanašanjem in polimerizacijo lepila BioGlue. Na primer, sproščanje tlaka v levem srčnem prekatu je treba pred uporabo kirurškega lepila BioGlue izključiti. Obstajajo poročila, da je bilo lepilo BioGlue vsesano v aorto in je oteževalo delovanje srčne zaklopke, ko je bilo uporabljeno skupaj z delujom sproščanjem tlaka v levem srčnem prekatu
- Ne odstranjujte lepila BioGlue s tkiva, na katero je bilo nenamerno naneseno, saj lahko to pivede do poškodbe tkiva.
- Lepila BioGlue ne dovajajte v zapre anatomske lokacije, ki so v neposredni bližini živčnih struktur.
- Zaradi kliničnih poročil²⁸ o neučinkovitem zatesnjevanju, ko se BioGlue uporablja pri translabirintnem pristopu za popravilo akustičnega neuroma, se njegova uporaba pri kirurškem pristopu ne priporoča. V literaturi je bila opisana uspešna uporaba izdelka pri pristopu do srednje možganske kotanje ali pristop skozi retrosigmoid za popravilo akustičnega neuroma in je priporočena.²⁶
- Oobjavljeni klinični podatki za ljudi so pokazali, da lahko pretirana uporaba kirurškega lepila BioGlue pri operacijah pljuč povzroči zračne vključke in atelaktaze.²⁷
- To napravo uporabljajte in jo zavrzite v skladu z vsemi zadevnimi predpisi, vključno s predpisi za ohranjanje človeškega zdravja in varstva okolja brez omejitev.

NEZAŽELENI STRANSKI UČINKI/NEŽELENI DOGODKI – OPĀŽENI IN POTENCIJALNI

Zdravnik, ki opravlja te posege, mora poznati vse možne zapleti pri popravilih mehkih tkiv. Do zapletov, specifičnih za tovrstne kirurške posege, lahko pride kadar koli med ali po posegu.

Opoženi nezaželeni stranski učinki/neželeni dogodki:

Opoženi neželeni dogodki med kliničnimi raziskavami zajemajo naslednje: lepilo BioGlue je bilo naneseno na nečilno tkivo, lepilo BioGlue se ni oprlo, smrt, počena žila in krvavitev, uhajanje cerebrospinalne tekočine, okužbe, vnetja, imunski sistemski alergijski odziv, neoprovabilna morbidnost, ishemija, srčni infarkt, nevrološki deficit, sistemská odpoved organov, paraplegija, plevalna efuzija, nedelovanje/odpoved ledvic, nedelovanje/odpoved

dihalnega sistema, kap ali možganski infarkt, tromboembolizem in tromboza

Potencialni nezaželeni stranski učinki/neželeni dogodki do katerih lahko pride zaradi uporabe kirurškega lepila BioGlue:

Zapleti, specifični za določljivo uporabo kirurškega lepila BioGlue med kirurškimi posegi popravil mehkih tkiv, lahko zajemajo, a niso omejeni na: preobratljivostne reakcije, kot je otakanje ali edemi na mestu uporabe, nezmožnost oprijemanja lepila na tkivo, uporaba lepila na tkivo, na katerega nanos lepila pri postopku ni bil predviden, vnetja in imunski odzivi, alergijski odzivi, mineralizacija tkiva, nekroza lokalnega tkiva, zamašitev žil, zamašitev bronhialnih ali luminalnih poti, tromboza in tromboembolizem, pljučna embolija, poškodbe žil ali tkiv, stenoza, seroma, psevdanevrezem in možen prenos povzročiteljev okužb iz snovi živalskega izvora.

EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE

Brizga BioGlue in konice aplikatorja so ob dobavi sterilne. Zavriti ves neuporabljeni material iz odprtih ali poškodovanih zavojev.

Raztopini lepila BioGlue sta vsebovani v zaprти dvokomori sterili brizgi. Polimerizirano lepilo BioGlue ni priogeno. Hranite pri temperaturi pod 25 °C, vendar ne zamrzujte.

OKOLJSKI POGOJI

Kirurško lepilo BioGlue je varno za uporabo pri MR (to pomeni, da ne predstavlja nevarnosti v okoljih MR).

NAPOTKI ZA UPORABO

Kirurško lepilo BioGlue nanesite profilaktično ali po tem, ko ste odkrili puščanje.

Priprava pripromočka

Sistem za dovajanje kirurškega lepila BioGlue z brizgo je sestavljen iz brizge, bata brizge in konice aplikatorja.

V škatli brizge BioGlue sta dve ločeni vrečki. Ena vsebuje brizgo in bat brizge in druga vsebuje konice aplikatorja.

Škatla brizge BioGlue s prostornino 10 ml vsebuje dodatno vrečko, ki vsebuje tri konice z lopatico širine 12 mm. Pred uporabo vizualno preglejte vse vrečke. Če opazite kakršne koli odprtine v sterilnem pregradnem sistemu, pripromočka ne uporabite.

- Iz embalaže vzemite brizgo, bat brizge in konice aplikatorja. Medtem ko držite brizgo pokonci, potr��ite na brizgo, da mehurčki zraka v brizgi splavljajo na vrh.



Slika 1



Slika 2

OPOMBA: Med celotnim postopkom sestavljanja sistema za dovajanje in med odstranjevanjem zraka iz brizge držite brizgo pokončno.

- Vzemite konico aplikatorja iz ovojnine in preglejte območje obroča konice, da se prepricate, da je kazalec neposredno nad večjo odprtino. Če ni, zavrite pritridlej obroček na steblo, dokler kazalec ne bo nad večjo odprtino. Trdno držite brizge s konico navzgor, zavrite obroček za 90° v nasprotni smeri umega kazalca in odstranite pokrovček tako, da ga zaziblate levo in desno. Poravnajte konico brizge z upoštevanjem zarezov in zobca na obeh delih ter nataknite konico na brizgo.



Slika 3

POZOR: ▲ Pazite, da med sestavo ne razljete tekočine iz brizge.

- Aretirajte konico aplikatorja na svojem mestu, tako da jo trdno pritisnete na brizgo in zavrite obroček na konici za 90° v smeri umega kazalca.



Slika 4

Medtem ko držite brizgo pokonci, poravnajte manjšo in večjo cevko brizge z ustrezno glavama bata in potisnite bat v brizgo, dokler ne začutite upora. Sklop brizge za dovajanje lepila je zdaj sestavljen.



Slika 5

POZOR: ▲ Ne polagajte sestavljenje naprave na bok, dokler niste odzračili sistema (glejte naslednji odstavek).

POZOR: ▲ Pred uporabo kirurškega lepila BioGlue pri operaciji je treba iz brizge izbrisati preostali zrak in odzračiti konico aplikatorja. Glejte razdelek [Priprava operativnega polja, odzračevanje brizge in konice aplikatorja](#).

- Če uporabljate konico aplikatorja z gibkim podaljškom, lahko dosežete želeni kot z upogibanjem podaljška na primerni razdalji pod želenim kotom tako, da podaljšek zadržite za 3–5 sekund. Ustvarjeni kot bo ohranjen do 5 minut.
- Da odstranite zamašeno konico aplikatorja, zavrite obroč konice v nasprotni smeri umega kazalca in odstranite konico aplikatorja z brizge tako, da jo zazibate levo in desno.


Priprava operativnega polja, odzračevanje brizge in konice aplikatorja

- Ciljni operacijsko mesto mora biti pravilno pripravljeno pred odzračevanjem brizge in konice ter pred nanašanjem kirurškega lepila BioGlue. BioGlue deluje najbolje, če je operacijsko mesto suho. Suho operacijsko mesto pomeni, da se ne zmoči s krvjo v 4–5 sekundah po brišanju s kirurško gobico.

POZOR: ▲ Lepilo BioGlue ne nanašajte na mesta, ki so premokra. Nanos lepila BioGlue na mokro operacijsko mesto lahko povzroči, da se lepilo ne oprime tkiva.

- Pred uporabo kirurškega lepila BioGlue odstraniti zrak iz brizge. Znova poudujamo, da je pomembno, da držite brizgo pokonci, ko potr��ite nano, da mehurčki zraka v brizgi splavljajo na vrh. Odzračevanje je mogoče izvesti na dva načina:

- a. Pritisnite na bat brizge, dokler gladina tekočin ni poravnana z vrhom telesa brizge. Ko je iz brizge odstranjena odvečni zrak, je naprava pripravljena na odzračevanje konice (glejte 3. korak) in takojšnjo uporabo.
- b. Pritisnite na bat brizge, dokler obeh tekočin ne vidite na osnovi konice. Zrak je bil zdaj odstranjen, vendar pa je konica zdaj zamašena s polimeriziranim leplilom BioGlue in jo bo treba pred odzračevanjem konice zamenjati (glejte 3. korak).



Slika 6

OPOMBA: Vsako brizgo je treba odzračiti le pred prvo uporabo.

- Vsako konico aplikatorja je treba odzračiti pred uporabo kirurškega lepila BioGlue. Z odzračevanjem zagotovite, da se bosta obe sestavini kirurškega lepila BioGlue mešali v pravilnem razmerju. Kirurg naj pritisne na bat brizge in izlisne ozko vijugo lepila BioGlue, dolgo približno 3 cm, na sterilno površino za enkratno uporabo (npr. gobicu, gazo ali kropu).
- Kirurg naj pregleda material, izlisisen med odzračevanjem, in se prepriča, da je enakomerno rumene do jantarne barve in da ne vsebuje zračnih mehurčkov. Če je material brezbarven ali vsebuje mehurčke, ponovite odzračevanje, kot je opisano v 2. koraku, dokler naprava ne dovaja enakomerno obarvan tekočino brez mehurčkov.

POZOR: Med odzračevanjem preprečite neposreden stik z materialom.

POZOR: Če opazite, da je brizga poškodovana ali pušča, jo zavrzite in uporabite novo.

- Ko je s konico aplikatorja pravilno odzračena, takoj pričnete z uporabo.

POZOR: Lepilo BioGlue polimerizira zelo hitro. Kirurg mora nanesti lepilo BioGlue takoj po odzračevanju.

Če med odzračevanjem in nanašanjem lepila preteče časa, lepilo BioGlue polimerizira v konici aplikatorja. Če se to zgodi, zamenjajte zamašeno konico aplikatorja z novo in izvedite korake za odzračevanje konice. Ne pritiskajte na bat tem, ko se konica zamaši.

Spoštne tehnike uporabe kirurškega lepila

BioGlue in kiruriji 23.29.30

Pred uporabo kirurškega lepila BioGlue se mora kirurg s pomočjo primerjive usposabljanja seznaniti s kirurškimi tehnikami in različnicami posameznih postopkov. Pred prvo uporabo na operacijskem mestu je treba uporabo kirurškega lepila BioGlue vaditi z izdelkom samim.

- Pacient mora biti pripravljen in pokrit v skladu s standardnimi postopki bolnišnice. Postopki, kot so na primer odpiranje prsi ali plevrevalna prostora, kardiopulmonarni obvod, spenjanje in zaščita srčne mišice, naj se izvajajo v skladu s standardnimi tehnikami kirurga.
- Tkiva okrog operacijskega mesta so lahko zaščiteni pred neželenimi stikom s kirurškim leplilom BioGlue tako, da se nanje položijo vlažne blazinice iz sterilne gaze. Odstranite gazo neposredno po nanašanju, ko je lepilo se

mekho, in obrnište morebitne viške lepila z oklice operacijskega mesta.

POZOR: Med izsesavanjem odvečnega kirurškega lepila BioGlue ne uporabljajte naprav za shranjevanje krvi.

POZOR: Pred uporabo lepila BioGlue na anastomozah sprnite žile in sprostite tlak iz njih.

POZOR: Pri anastomozah pazite, da ne pride do vsesavanja kirurškega lepila BioGlue.

- Če se kirurško lepilo BioGlue prilepi na neželeno mesto, počakajte, da lepilo polimerizira in nato s ščipalkami ali škarjamii nežno odrežite lepilo s površine. Ne poskušajte »olupiti« lepila BioGlue s tkiva, saj lahko to prideve do poškodbe tkiva.
- Pri popravljanju žil namesite za anastomozo žil/vsadvok, vecjih od 2,5 cm, enakomerno debel sloj debeleline 1,2–3,0 mm, za anastomozo žil/vsadvok, manjših od 2,5 cm, nanesite enakomerno debel sloj debeleline 0,5–1,0 mm.
- Področje nanašanja lepila NE sme biti stisnjeno ali izpostavljenu dodatnemu pritisku. BioGlue deluje optimalno, če se sttri v dveh minutah brez premikanja tkiv. Ko se lepilo strdi, lahko po potrebi izvedete širanje.
- Ko je lepilo polimerizirano, s škarjamii in prijemalkami odrežite odvečno ali neenakomerno naneseno lepilo.

Posebne tehnike uporabe kirurškega lepila BioGlue pri operacijah disekcije aorte 5.11.13.19

- Disicrane sloje aorte je treba najprej odčistiti krvi in strdih ter jih posušiti s kirurškimi gobicami, kolikor je le mogoče.
- Na distalnem koncu popravila disekcije vstavite balonski kateter v resnični lumen, da določite distalni terminus za nanašanje lepila BioGlue. Obenem je treba disicrane sloje aorte apkosmirati tako, da se v resnični lumen vstavi dilator, gobica ali kateter, da se ohrani naravna zgradba žile.

BioGlue se nato nanesi v lažni lumen, toliko distalno, kolikor to omogoča distalni balonski kateter. Polnjenje lažnega lumna se izvaja od distalnega proti proksimalnemu s spiralnimi gibi za čim bolj gladek nanos. V celoti napolnite lažni lumen s kirurškim leplilom BioGlue; pazite, da ne prenапolnите lažnega lumna in prelijete lepila v resnični lumen ali na sosednja tkiva.

- Na proksimalnem koncu popravila disekcije je treba prav tako apkosmirati disicrane sloje aorte z uporabo dilatorja, gobice ali katetra. Po potrebi čez list zaklopke položite vlažno blazinico iz gaze, da preprečite neželeni stik z leplilom BioGlue. Nato z leplilom BioGlue zapолните lažni lumen.

Materjal vsadka se lahko prišije neposredno na tkivo, na katero je naneseno lepilo oz. ki je ojačano z leplilom BioGlue na obeh, proksimalnem in distalnem koncu popravila disekcije. Brez premikanja počakajte, da BioGlue v dveh minutah v celoti polimerizira, preden pričnete šivati sosednje sloje tkiva.

POZOR: Da v primeru podaljšanja disekcije ohranite odprtost srčnega lumna, je treba razmisljati o vstavljanju katetra v koronarno ostio pred uporabo lepila BioGlue.

Uporaba kirurškega lepila BioGlue pri operacijah pljuč 6.9

Lepilo BioGlue se je izkazalo za uspešno sredstvo pri zatesnjevanju polnih ali izpraznjenih pljuč.

Navodila za odstranjevanje

Ves neuporabljeni material iz odprtih ali poškodovanih zavojev odstranite v posodo za biološko nevarne odpadke.

Povzetek varnostnih in kliničnih zmožljivosti

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-ID: 87723400BG35007W

Ziviljenjska doba kirurškega lepila BioGlue

Kirurško lepilo BioGlue je namenjeno dolgotrajni uporabi (več kot 30 dni). BioGlue se razgradi s pomočjo proteolize; počasi se resorbira v odvisnosti od količine uporabljenega lepila in žilnatosti ciljnega tkiva.

Poročanje o resnih nezgodah

O resnih nezgodah v zvezi s priborom za BioGlue je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu uradu države občlane pacienta. Podatki s stik s proizvajalcem:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW · Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
Telefaks: +1 (770) 590-3753
E-pošta: fieldassurance@artivion.com

LITERATURA

Literatura v zvezi z informacijami v tem članku je na voljo na zahtevo.

Evidenčirani podatki Artivion. Val-00097: BioGlue Manufacturing Process Validation (Val-00097: Preverjanje postopka izdelave biopilepa)

²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery (Uporaba kirurških tesnil pri popravljanju durálnih raztrganin med neinstrumentirano operacijo hrbenitice) Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion) (Eksperimentalna tehnika aortoprostetičnih anastomoz z lepljenjem) (BioGlue® Artivion) Predstavljeno na laparoskopski aortolikalikalni kirurgiji za oklavizne bolezni in anevrizme v Marsella v Franciji. 28. januar 2000

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications (Citokompatibilnost in mehanične lastnosti kirurških tesnil za srčno-žilne aplikacije) J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with a biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results (Obvod koronarnih arterij brez šivov z biolokičnimi lepljenimi anastomozami: preliminari rezultati in vivo in in vitro) J Thorac Cardiovasc Surg. sept. 2000;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potarš K, et al. Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy (Izkupne z albuminsko-glutaraldehidnega tkivnega lepila pri zapiranju puščanja zraka po bulektomiji) Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433

⁷Potarš K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery (Preliminarni rezultati z uporabo albuminsko-glutaraldehidnega tkivnega lepila v pljučni kirurgiji) Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83

⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks (Prospektivno, randomizirano, kontrolirano preizkušanje učinkovitosti lepila BioGlue pri zdravljenju puščanja alveolarnega zraka) J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12

⁹Herget GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchymal and bronchial anastomoses

- (Eksperimentalna uporaba albuminsko-glutaraldehidnega tkivnega lepila za tesniljenje pljučnega parenhima in bronhialnih anastomoz) European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.
- ¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery (Kirurško lepilo BioGlue – ocena njegovih indikacij v srčni kirurgiji) Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7
- ¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients (Uporaba lepila BioGlue pri aortni kirurgiji: pravilne tehnike uporabe in rezultati pri 92 pacientih) The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)
- ¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures (Prospektivna randomizirana študija tkivnega lepila na osnovi beljakovin, ki se uporablja kot hemostatski in strukturni dodatek pri postopkih popravil srčne in žilne anastomoze) J Am Coll Surg 2003;197:243-253
- ¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach (Napredek pri zdravljenju akutne disekcije tipa A: integriran pristop) Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52
- ¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Ali lepilo BioGlue prispeva k anastomotski pseudoanevrizmi po operaciji torakalne aorte?) J Thorac Dis 2017
- ¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms (Vloga govejega serumskega albumin-gluaraldehidnega lepila pri tvorbji anastomotskih pseudoanevrizm) J Card Surg 2011; 26:76-81
- ¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality (Akutna disekcija tipa A: konzervativne metode zagotavljajo dosledno nizko smrtnost) Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.
- ¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection (Poročilo o interni klinični študiji – preizkušanje učinkovitosti in varnosti kirurškega lepila BioGlue kot kirurškega dodatka pri popravilu aortne disekcije tipa A) Protocol BG1001
- ¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection (Vpliv albumin/glutaraldehidnega tesnila na zgodnje rezultate po akutni disekciji aorte tipa A) REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - No. 6 - 2019
- ¹⁹Chao HH, Torchiana DF, BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery (BioGlue: albumin-gluaraldehidna tesnila v srčni kirurgiji) J Card Surg. 2003;18:500-3
- ²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF, BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transsphenoidal surgery: A case series (BioGlue za preprečevanje pooperativnega puščanja cerebrospinalne tekočine pri transsphenoidni kirurgiji: serija primerov) Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376
- ²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures (Rekonstrukcija turškega sedla z lepilom BioGlue po transsphenoidnih postopkih) J Clin Neuros 2003; 10:92-95
- ²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures (Ocenja uporabe lepila BioGlue pri nevrokirurških posegih) J Clin Neurosci. 2003 Nov;10(6):661-4
- ²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery (Uporaba tkivnih lepil za zmanjšanje puščanja alveolamega zraka v torakalni kirurgiji) Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.
- ²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis (Novo kirurško lepilo (BioGlue) povzroči akutno poškodbo freničnega živca in paralizo diafragme) Predstavljeni na 34. zdržanju akademske kirurgije 2000
- ²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration (Novo kirurško lepilo (BioGlue) povzroči takojšnjo in dolgotrajno bradikardijo zaradi degeneracije sinoatrialnega vozla) Predstavljeni na simpoziju za ekipe srčne in splošne torakalne kirurgije. (Abstract) 2000
- ²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Klorheksidin glukonat gel ščiti izpostavljene živce med nanosom kirurškega lepila (BioGlue)) Predstavljeni na 35. srečanju zdržanja akademske kirurgije. (Abstract) 2001
- ²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive (Klorheksidin glukonat gel ščiti miokardij in sinoatrialni vozel med nanosom kirurškega lepila (BioGlue)) Predstavljeni na 35. srečanju zdržanja akademske kirurgije. (Abstract) 2001
- ²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study (Stopnja puščanja cerebrospinalne tekočine po uporabi lepila BioGlue pri operaciji translabirintnega vestibularnega švanoma: prospektivna študija) Otol Neurrol 2006;27:102-5.
- ²⁹Raanan E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair (Uporaba lepila BioGlue pri kirurškem zdravljenju aorte) Ann Thorac Surg 2001;72:638-40
- ³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses (Anastomoze torakalne aorte) Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76

IZJAVA O INFORMACIJAH O IZDELKI

Kako uporabnik rukuje z napravo in jo shranjuje, kot tudi dejavniki v zvezi s pacientom, diagnozo, zdravljenjem, kirurškimi postopki in druge zadave, na katere proizvajalec nima vpliva, lahko neposredno ali posredno vplivajo na napravo in rezultate njene uporabe.

GARANCIJSKA IZJAVA; OMEJITEV ODGOVORNOSTI

ARTIVION IZKLJUČUJE KAKRŠNO KOLI IZRECNO ALI IMPLICIRANO JAMSTVO V ZVEZI S TEM KIRURŠKIM LEPILOM, VKLJUCNO Z, A NE OMEJENO NA IZRECNO ALI IMPLICIRANO JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTIZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. ARTIVION V NOBENEM PRIMERU NE MORE NOSITI ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO. V primeru, da ta izjava o omejitvi odgovornosti iz kakršnega koli razloga ni veljavna ali je ni mogoče uveljavljati: (i) vsi zahtevki iz naslova garancije morajo biti vloženi v enem letu od škodnega dogodka ali nastanka vzroka škode in (ii) rešitev zahtevka iz naslova garancije je omejena na zamenjavo pripomočka.

Artivion in BioGlue so registrirane blagovne znamke družbe Artivion, Inc.

©2022 Artivion, Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno v ZDA.

(es) ESPAÑOL

Instrucciones de uso

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglu

Se proporcionará una versión impresa de las instrucciones de uso en un plazo de siete días si se solicita al servicio de atención al cliente de BioGlue a través de cualquiera de los medios de contacto indicados a continuación.

Teléfono: +1 (888).427.9654 • Fax: + 1 (770).590.3753
Correo electrónico: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA

Teléfono: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590 -3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Fabricante		Consultar las instrucciones de uso / Consultar las instrucciones de uso en formato electrónico
	Fecha de fabricación		Advertencia
	Representante autorizado en la UE	RxONLY	Precaución: la ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este producto a través de un facultativo autorizado o bajo prescripción médica.
	Importador		Apirogénico
	Producto sanitario		Contiene material biológico de origen animal
	No utilizar si el envase está dañado		Seguro para RM
	Sistema de barrera estéril simple		Número de referencia
	Sistema de doble barrera estéril		Código de lote
	Esterilizado por óxido de etileno		Identificador único del producto
	Esterilizado por radiación		Fecha de caducidad
	No reesterilizar		País de fabricación
	No reutilizar		Cantidad
	Límite de temperatura		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo quirúrgico BioGlu® es un adhesivo quirúrgico de dos componentes compuesto por soluciones de albúmina de suero de bovino y glutaraldehido. Una vez dispensada, la solución adhesiva (en su proporción predefinida) se mezcla dentro de la punta aplicadora donde comienza la reticulación. Se produce un enlace covalente (reticulación) entre las moléculas de glutaraldehido y las moléculas de albúmina de suero bovino (BSA por sus siglas en inglés) que, al aplicar el producto en las proteínas tisulares en la zona de intervención, forma un sellado mecánico flexible e independiente del sistema de coagulación del organismo. El adhesivo quirúrgico BioGlu (en adelante Bioglu) comienza a polimerizar en 20 o 30 segundos y alcanza su fuerza de adhesión en 2 minutos. BioGlu también se adhiere a los materiales de injerto sintéticos a través de un acoplamiento mecánico dentro de los intersticios de la matriz del injerto.

Los siguientes accesorios se venden por separado para facilitar la aplicación del adhesivo quirúrgico BioGlu:

Código de producto	Descripción del producto
BGAT-SY	Punta aplicadora
BGAT-10-SY	Punta de extensión de jeringuilla, 10 cm
BGAT-27-SY	Punta de extensión de jeringuilla, 27 cm
BGST-12	Punta aplicadora en formato espátula, 12 mm
BGST-16	Punta aplicadora en formato espátula, 16 mm
BGDTE-10	Extensión de la punta de administración, 10 cm
BGDTE-27	Extensión de la punta de administración, 27 cm
BGDTE-35	Extensión de la punta de administración, 35 cm

Las jeringuillas BioGlu están disponibles en 3 tamaños: 2 mL, 5 mL y 10 mL. Cada jeringuilla está compuesta por soluciones de albúmina de suero bovino (BSA) y glutaraldehido en una proporción de 4:1, respectivamente. La solución de BSA es de color ámbar y fluye libremente. La solución de glutaraldehido es transparente y también de flujo libre.

La especificación para la solución de BSA es una solución al 45 % (relación peso/volumen). El peso máximo de la solución de BSA al 45 % para cada tamaño es de 2,71 gramos (jeringuilla de 2 mL), 4,75 gramos (jeringuilla de 5 mL) y 9,50 gramos (jeringuilla de 10 mL). En base a estos valores, la cantidad máxima de material de origen animal que entra en contacto con el paciente al utilizar una única jeringuilla es de 1,22 gramos (jeringuilla de 2 mL), 2,14 gramos (jeringuilla de 5 mL) y 4,23 gramos (jeringuilla de 10 mL) para cada tamaño.

La especificación para la solución de glutaraldehido es una solución al 10 % (relación peso/volumen). El peso máximo de la solución de glutaraldehido al 10 % para cada tamaño es de 0,63 gramos (jeringuilla de 2 mL), 1,10 gramos (jeringuilla de 5 mL) y 2,16 gramos (jeringuilla de 10 mL). En base a estos valores, la cantidad máxima de glutaraldehido que entra en contacto con el paciente al utilizar una única jeringuilla es de 0,06 gramos (jeringuilla de 2 mL), 0,11 gramos (jeringuilla de 5 mL) y 0,22 gramos (jeringuilla de 10 mL) para cada tamaño.

INDICACIONES/USO PREVISTO

El adhesivo quirúrgico BioGlu está indicado para su uso como tratamiento adicional a los métodos estándares de reparación quirúrgica (como suturas,

grapas y/o placas) para pegar, sellar y/o reforzar el tejido blando. Los tejidos blandos para los cuales está indicado son tejidos cardíacos, vasculares, pulmonares y durales.

POBLACIÓN OBJETIVO DE PACIENTES

Pacientes adultos que se sometan a cirugía y que requieran un método complementario a la reparación quirúrgica estándar para unir, sellar y/o reforzar el tejido cardíaco, vascular, dural y pulmonar.

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO

El adhesivo quirúrgico BioGlu ha sido diseñado para ser utilizado por profesionales sanitarios, como por ejemplo cirujanos, cualificados en las indicaciones correspondientes.

CARACTERÍSTICAS DE USO

- BioGlu alcanza su poder adhesivo máximo en 2 minutos.¹
- El adhesivo quirúrgico BioGlu forma fuertes enlaces covalentes con el tejido y se acopla mecánicamente con el material de injerto sintético. Estos fuertes enlaces hacen que BioGlu tenga una resistencia a la rotura registrada de al menos 560 mmHg en estudios in vitro.^{1,3,4,5}

Uso de BioGlu en intervenciones vasculares y cardíacas de gran envergadura:

- Disminuyó la hemorragia anastomótica en comparación con la técnica de reparación estándar.¹²

Uso de BioGlu en intervenciones pulmonares e intervenciones vasculares y cardíacas de gran envergadura:

- Se redujeron las estancias en la UCI y en el hospital en comparación con la técnica quirúrgica estándar.^{12,19,23}

Uso de BioGlu en cirugías de disección aórtica:

- Se precisaron menos compresas, agentes hemostáticos y puntos de sutura en comparación con la técnica quirúrgica estándar.¹⁷
- Se redujo el tiempo de quirófano, el tiempo de uso de pinza cruzada, el tiempo de parada circulatoria y el tiempo de bypass en comparación con la técnica quirúrgica estándar.^{18,19}
- Se redujo el uso de plaquetas, plasma y células sanguíneas en comparación con la técnica quirúrgica estándar.^{17,19}

Uso de BioGlu en intervenciones pulmonares:

- Se ha demostrado que BioGlu es eficaz para sellar fugas de aire al aplicarse en un pulmón inflado o exhalado.^{6,7,8,9}
- Se disminuyó la pérdida de aire pulmonar en comparación con la reparación quirúrgica estándar.^{6,8,23}

Uso de BioGlu en intervenciones durales:

- Se redujeron las fugas de LCR en comparación con la reparación quirúrgica estándar.^{20,21,22}

Los accesorios del adhesivo quirúrgico BioGlu facilitan la aplicación de BioGlu.

BENEFICIOS CLÍNICOS

En intervenciones vasculares, cardíacas, pulmonares y durales de gran envergadura en las que se usó BioGlu:

- Se ha demostrado que la probabilidad de pseudoaneurismas es menor en comparación con la literatura publicada sobre la técnica de reparación estándar.^{11,14,15}

- Se ha demostrado que la aparición de complicaciones es menor en comparación con la literatura publicada sobre la técnica de reparación estándar.^{12,22,3,18}
- Se ha demostrado que la tasa de mortalidad es menor en comparación con la literatura publicada sobre la técnica de reparación estándar.^{10,11,12,13,16}

CONTRAINDICACIONES

BioGlu está contraindicado para su uso en reparaciones cerebrovasculares y en cualquier zona intraluminal. BioGlu no está indicado para pacientes con alergia reconocida a materiales de origen bovino.



PRECAUCIONES

- No use BioGlu como sustituto de suturas o grapas en aproximaciones del tejido.
- No use BioGlu de forma que entre en contacto con u obstruya el flujo sanguíneo circulante durante o tras su aplicación. En caso de que BioGlu entre en el torrente sanguíneo puede provocar una obstrucción vascular embólica o local.
- No use BioGlu de forma que obstruya el aire circulante u otros fluidos luminales durante o después de la aplicación.
- Evite el contacto con los nervios, ojos u otros tejidos que no estén indicados para la aplicación.
- Un estudio sobre animales²⁴ ha demostrado que la aplicación directa de BioGlu en el nervio frénico expuesto puede provocar una lesión grave del mismo. Otro estudio sobre animales²⁵ ha demostrado que la aplicación directa de BioGlu en la superficie del nódulo sinusal (NSA) del corazón puede provocar necrosis por coagulación que se extiende al miocardio, lo que puede alcanzar el tejido de conducción subyacente y puede provocar una degeneración focal y aguda del NSA. Posteriormente estudios sobre animales^{26,27} han demostrado que el gel de gluconato de clorhexidina puede proteger el nervio frénico, el miocardio y el NSA subyacente de lesiones potenciales derivadas del uso de BioGlu.
- No use BioGlu si el personal no está correctamente protegido (es decir, si no lleva puestos guantes, mascarillas, ropa protectora y gafas de seguridad). El glutaraldehido sin reaccionar puede causar irritaciones oculares, nasales, de garganta o cutáneas; provocar dificultades respiratorias y necrosis del tejido local. La exposición prolongada al glutaraldehido sin reaccionar puede provocar patologías del sistema nervioso central o cardíacas. Si se produce el contacto, enjuague las zonas afectadas de forma inmediata con agua y busque atención médica.
- El BioGlu polimerizado tiene capacidad para ocupar espacio. Se han notificado efectos adversos graves derivados de la compresión de estructuras anatómicas adyacentes en caso de uso inadecuado o aplicación incorrecta. BioGlu debe utilizarse solo cuando sea posible visualizar el lugar de aplicación en su totalidad, cuando esté correctamentecebado para lograr una viscosidad óptima y se utilice una cantidad mínima. Consulte los apartados *Indicaciones/uso previsto* e *Instrucciones de uso* de este prospecto.
- Minimice el uso de BioGlu en pacientes con trastornos del metabolismo del calcio (por ejemplo, insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo). El tejido tratado con glutaraldehido tiene una mayor propensión a la mineralización. Los experimentos de laboratorio indican que el glutaraldehido sin reaccionar puede tener efectos mutagénicos.

- No utilice BioGlue en presencia de una infección y utilícelo con precaución en zonas contaminadas del cuerpo.
- Tenga cuidado con la exposición repetida a BioGlue en el mismo paciente. Es posible que se produzcan reacciones de hipersensibilidad al exponerse a BioGlue. Se ha observado sensibilización en animales.
- BioGlue contiene un material de origen animal que puede transmitir agentes infecciosos.
- No se ha estudiado el uso de BioGlue en mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- La jeringuilla BioGlue y los accesorios BioGlue son dispositivos de un solo uso y no se deben utilizar en más de un paciente.
- No se ha estudiado el uso de BioGlue en pacientes pediátricos. BioGlue no debe aplicarse de forma circumferencial al tejido y puede no permitir que ese tejido crezca o se expanda.
- No existen suficientes datos que confirmen la idoneidad de BioGlue en el tratamiento de fistula broncopleural (FBP) o escape de linfa.
- Si se utiliza BioGlue en combinación con cualquier otro material, será necesario revisar y seguir cuidadosamente las instrucciones de ambos productos.

PRECAUCIONES

- Se recomienda mantener húmedos los guantes quirúrgicos, las gasas/toallas estériles y el instrumental quirúrgico para minimizar la posibilidad de que BioGlue se adhiera inadvertidamente a estas superficies.
 - Las jeringuillas BioGlue, las puntas aplicadoras, las puntas aplicadoras en formato espátula y las puntas de extensión de jeringuilla de BioGlue están diseñadas para el uso en un único paciente. No reesterilizar.
 - No utilizar si el envase ha sido abierto o dañado.
 - Tenga cuidado en no derramar el contenido de la jeringuilla.
 - No comprima el émbolo de la jeringuilla mientras lo fija a la misma.
 - No aplique BioGlue en un campo quirúrgico que esté demasiado húmedo. Esto puede provocar una mala adherencia.
 - Evite el contacto de tejidos con el material expulsado del aplicador durante el cebado.
 - BioGlue se polimeriza con rapidez. El cebado se debe realizar de forma rápida seguido de forma inmediata por la aplicación del BioGlue. Cualquier pausa entre el cebado y la aplicación puede provocar la polimerización en la punta aplicadora.
 - No use dispositivos de ahorro sanguíneo cuando suelte el exceso de BioGlue del campo quirúrgico.
 - Pince y despresurice los vasos antes de aplicar BioGlue en las anastomosis que pretenda realizar.
 - Para evitar la entrada de BioGlue en el sistema cardiovascular, evite cualquier presión negativa durante la aplicación y polimerización de BioGlue. Por ejemplo, deberá desactivar los drenajes del ventrículo izquierdo antes de aplicar BioGlue. Se han notificado casos en los que BioGlue, al usarse en combinación con un drenaje activo del ventrículo izquierdo, ha sido succionado al interior de la aorta y ha obstaculizado el funcionamiento de las válvulas cardíacas.
 - No despegue BioGlue de un lugar para el que no está indicado, ya que esto puede provocar lesiones en el tejido.
 - No implante BioGlue en ubicaciones anatómicas cerradas que estén muy próximas a estructuras nerviosas.
 - Debido a los informes clínicos²⁸ acerca de un sellado ineficaz cuando se aplica BioGlue en un
- abordaje translaberíntico para resección de neurinomas acústicos, no se recomienda su uso con este procedimiento quirúrgico. Se ha descrito en la literatura el uso exitoso del producto utilizando la aproximación de fosas mediales o el enfoque retrosigmoida para la resección del neurinoma acústico y por tanto se recomienda.²⁶
- Los datos clínicos publicados en humanos han demostrado que la aplicación excesiva de BioGlue en la cirugía pulmonar puede provocar espacios aéreos residuales y atelectasía.⁷
 - Este producto debe ser manipulado y eliminado de acuerdo con todas las regulaciones aplicables, entre otras, las relativas a la salud y seguridad de las personas y al medio ambiente.

EFEKTOS SECUNDARIOS/INCIDENTES ADVERSOS NO DESEADOS - OBSERVADOS Y POTENCIALES

Es necesario un conocimiento de todas las posibles complicaciones de la cirugía reparadora de tejido blando para que los facultativos realicen dichas intervenciones. Las complicaciones específicas de este tipo de cirugías se pueden producir en cualquier momento durante o después de la intervención.

Efectos secundarios/eventos adversos no deseados observados:

Algunos de los acontecimientos adversos observados durante los estudios clínicos fueron: BioGlue aplicado a un tejido distinto del objetivo, falta de adherencia del BioGlue, muerte, rotura de vasos y hemorragia, fuga de líquido celofalorraquídeo, infección, inflamación, reacción alérgica inmunosistémica, morbilidad irreversible, isquemia, infarto de miocardio, déficit neurológico, fallo del sistema orgánico, paraplejia, derrame pleural, insuficiencia/fallo renal, insuficiencia/fallo respiratorio, accidente cerebrovascular o infarto cerebral, tromboembolismo y trombosis.

Efectos secundarios/eventos adversos no deseados potenciales que podrían presentarse a consecuencia del uso de BioGlue:

Algunas de las complicaciones específicas del uso complementario del adhesivo quirúrgico BioGlue durante la cirugía de reparación de tejidos blandos son: reacciones de hipersensibilidad como hinchingón o edema en el lugar de aplicación, falta de adhesión del producto al tejido, aplicación del adhesivo en un tejido distinto al previsto para la intervención, respuesta inflamatoria e inmunaria, reacción alérgica, mineralización del tejido, necrosis tisular local, obstrucción de vasos, obstrucción bronquial o luminal, trombosis y tromboembolismo, embolia pulmonar, lesión de vasos o tejidos sanos, estenosis, seroma, pseudoaneurisma y posible transmisión de agentes infecciosos a través de material de origen animal.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

La jeringuilla BioGlue y las puntas aplicadoras se entregan estériles. Deseche cualquier material no usado en caso de que esté abierto o dañado.

Las soluciones BioGlue se presentan en una jeringuilla esterilizada, con tapa y de doble cámara. El BioGlue polimerizado no es pirogénico. Guárdealo a una temperatura inferior a 25°C, pero no lo congele.

CONDICIONES AMBIENTALES

El adhesivo quirúrgico BioGlue es seguro para la RM (es decir, no presenta riesgos en cualquier entorno de RM).

INSTRUCCIONES DE USO

Aplique el adhesivo quirúrgico BioGlue de forma profiláctica o después de detectar una fuga.

Preparación del producto

El sistema de administración de la jeringuilla de adhesivo quirúrgico BioGlue consta de: jeringuilla, émbolo de la jeringuilla y punto aplicadora.

Dentro de la caja de la jeringuilla BioGlue hay dos bolsitas separadas. Una contiene la jeringuilla y el émbolo de la jeringuilla, y la otra contiene cuatro puntas aplicadoras.

La caja de la jeringuilla BioGlue de 10 mL incluye una bolsa adicional que contiene tres puntas aplicadoras en formato espátula de 12 mm. Inspírencia visualmente todas las bolsitas antes de usarlas. En caso de que se rompa la barrera estéril, no utilice el producto.

1. Saque la jeringuilla, el émbolo de la jeringuilla y las puntas aplicadoras de sus envoltorios. Manteniendo la jeringuilla recta, cierre la jeringuilla hasta que las burbujas de aire de la solución se eleven hasta la parte superior de la jeringuilla.



Figura 1




Figura 2

NOTA: Siga manteniendo la jeringuilla en posición vertical durante todo el montaje del sistema de administración para mantener las burbujas en la parte superior de la jeringuilla.

2. Retire una punta aplicadora de su envoltorio e inspeccione la parte del collar de la punta para asegurarse de que la parte del indicador se encuentra situada directamente sobre el puerto más grande. En caso contrario, gire el collar de bloqueo del eje hasta que el indicador se encuentre sobre el puerto más grande. Mientras sujetela con firmeza la jeringuilla, con la boca hacia arriba, gire el tapón 90° en sentido contrario a las agujas del reloj y retire el tapón empujándolo de lado a lado. Alinee la punta con la jeringuilla usando las muescas correspondientes de cada una y coloque la punta sobre la jeringuilla.



Figura 3

PRECAUCIÓN:  Tenga cuidado en no derramar la solución de la jeringuilla durante el montaje.

3. Bloquee la punta aplicadora empujando con firmeza la punta hacia la jeringuilla y girando el collar de la punta 90° en el sentido de las agujas del reloj.



Figura 4

Manteniendo la jeringuilla en posición vertical, alinee el cilindro pequeño y el grande de la jeringuilla con las cabezas correspondientes del émbolo de la jeringuilla y deslice el émbolo hacia la parte posterior de la jeringuilla hasta que note resistencia. El dispositivo de administración de la jeringuilla ya está montado.



Figura 5

PRECAUCIÓN: No deposite el dispositivo ya montado sobre su lateral hasta que se haya purgado el aire (véase el siguiente párrafo).

PRECAUCIÓN: Antes de emplear BioGlue en cualquier intervención, se debe purgar el aire residual de la jeringuilla y se debe cebar la punta aplicadora. Consulte la sección Preparación del lecho quirúrgico, purga del aire residual de la jeringuilla y cebado de la punta aplicadora.

4. Si emplea una punta aplicadora con una extensión flexible, se puede crear el ángulo deseado doblando la extensión en la ubicación adecuada hasta el ángulo que deseé y sujetándolo durante 3-5 segundos. El ángulo creado se debe mantener hasta 5 minutos.
5. Para eliminar las puntas aplicadoras obstruidas, sujeté el collar de la punta aplicadora, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj y levante la punta de la jeringuilla empujándola de lado a lado.

Preparación del lecho quirúrgico, purga del aire residual de la jeringuilla y cebado de la punta aplicadora

1. El campo quirúrgico deseado debe estar preparado adecuadamente antes de purgar el aire residual, proceder al cebado o aplicar BioGlue. BioGlue funciona mejor cuando el campo quirúrgico está seco. Por campo quirúrgico seco se entiende un campo que no vuelve a mancharse de sangre en los 4-5 segundos siguientes a su secado con una esponja quirúrgica.

PRECAUCIÓN: No intente aplicar BioGlue en un campo que esté demasiado húmedo. La aplicación de BioGlue en un campo húmedo puede provocar que BioGlue no se adhiera correctamente.

2. El aire residual de la jeringuilla debe ser eliminado antes aplicar BioGlue. Una vez más, es importante mantener la jeringuilla montada en posición vertical para asegurarse de que las burbujas de aire de las soluciones se encuentran en la parte superior de la jeringuilla. La purga del espacio aéreo podrá entonces realizar mediante dos métodos diferentes:
 - a. Presione el émbolo solamente hasta que las soluciones se encuentren en la parte superior del cuerpo de la jeringuilla. Una vez que se ha purgado el aire residual, la jeringuilla está lista para su cebado (consulte el paso 3) y su uso inmediato.
 - b. Presione el émbolo hasta que ambas soluciones se puedan ver en la base de la punta. Así se ha eliminado el espacio aéreo, pero esta punta está ahora oculta con BioGlue polimerizado y tendrá que ser cambiada antes de cebarla (consulte el paso 3) y de proceder a la aplicación en la zona deseada.




Figura 6

NOTA: Solo es necesario purgar el espacio aéreo residual de cada jeringuilla al utilizarla por primera vez.

3. Antes de aplicar BioGlue se debe cebar la punta aplicadora. El cebado asegura que las soluciones de BioGlue están mezcladas correctamente. El cirujano debe comprimir el émbolo y expulsar una pequeña porción de BioGlue de aproximadamente 3 cm de longitud sobre una superficie esterilizada y desechable (por ejemplo, una esponja, gasa o toallita).
4. El cirujano debe examinar el material expulsado durante el cebado y asegurarse de que tiene un color uniforme entre amarillo claro y ámbar y de que no tiene burbujas de aire. Si este material es transparente o contiene burbujas, repita el cebado como se indica en el paso 2 hasta que salga del producto un líquido uniforme sin burbujas.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto directo con el material expulsado durante el cebado.

PRECAUCIÓN: En caso de signos de rotura o fuga de la jeringuilla, deseche el producto y abra/use uno nuevo.

5. Cuando la punta aplicadora se haya cebado adecuadamente, proceda rápidamente a la aplicación.

PRECAUCIÓN: BioGlue se polimeriza con rapidez. El cirujano debe aplicar BioGlue de forma inmediata tras el cebado.

Cualquier pausa entre el cebado y la aplicación puede provocar la polimerización de BioGlue en la punta aplicadora. Si esto ocurriera, sustituya la punta aplicadora obstruida por una punta aplicadora nueva y repita los pasos necesarios para el cebado. No continúe aplicando presión al émbolo una vez que la punta se haya cerrado.

Técnicas generales para el uso de BioGlue en cirugía^{6-23,29,30}

Antes de emplear el adhesivo quirúrgico BioGlue, los cirujanos deben familiarizarse con las técnicas quirúrgicas y las variaciones de los correspondientes procedimientos específicos mediante una formación adecuada. El uso del adhesivo quirúrgico BioGlue debe practicarse con el mismo producto antes de emplearlo por primera vez en quirófano.

1. El paciente debe ser preparado y cubierto conforme a los procedimientos estándares del hospital. Las intervenciones tales como la entrada en el tórax o el espacio pleural, el bypass cardiopulmonar, el pinzamiento y la protección miocárdica deben seguir las técnicas estándares del cirujano.
2. Puede proteger el tejido circundante al lecho quirúrgico frente a una aplicación no deseada del adhesivo quirúrgico BioGlue colocando gasas estériles húmedas en estas zonas. Inmediatamente después de la aplicación, retire la gasa mientras el adhesivo esté todavía blando, limpiando el exceso de adhesivo residual de los alrededores de la zona.

PRECAUCIÓN: No use dispositivos de ahorro sanguíneo cuando succione el exceso de BioGlue.

PRECAUCIÓN: Pince y despresurice los vasos antes de aplicar BioGlue en las anastomosis que pretenda realizar.

PRECAUCIÓN: Evite la succión de BioGlue en los vasos sanguíneos cuando lo aplique a las anastomosis.

3. En caso de que el adhesivo quirúrgico BioGlue se adhiera a una ubicación no deseada, deje que el adhesivo se polimerice y diseeccione suavemente el adhesivo de la zona no deseada con fórceps y tijeras. No intente despegar el BioGlue ya que esto puede provocar lesiones del tejido en el lugar de la aplicación.
4. Para la reparación de vasos sanguíneos, aplique una capa adhesiva uniforme de 1,2-3,0 mm de grosor para la anastomosis de vasos sanguíneos/injetos mayores de 2,5 cm de diámetro; aplique una capa adhesiva uniforme de 0,5-1,0 mm para vasos sanguíneos/injetos inferiores a 2,5 cm de diámetro.
5. NO debe presionar la zona de aplicación del adhesivo ni someterla a una presión adicional. BioGlue funciona de forma óptima cuando se deja polimerizar sin manipulación alguna durante dos minutos enteros. Una vez que se ha polimerizado el adhesivo asegúrelo con suturas si es necesario.
6. Una vez que el adhesivo se polimerice elimine los bordes excesivos o irregulares del adhesivo con tijeras y pinzas.

Técnicas específicas para el uso de BioGlue en cirugía de disección aórtica^{6,11,13-19}

1. En primer lugar, las capas disecadas de la aorta se deben limpiar de sangre y material trombótico y deben secarse, en la medida de lo posible, con esponjas quirúrgicas.
2. Para el extremo distal de la reparación de la disección, inserte un catéter con globo en el lumen verdadero para definir el extremo distal para la aplicación de BioGlue. Además, las capas disecadas de la aorta se deben aproximar insertando un dilatador, esponja o catéter en el lumen verdadero para preservar la arquitectura natural del vaso.

Posteriormente se debe dispensar BioGlue en el lumen falso tan alejado distalmente como permita el catéter con globo distal. El llenado del lumen falso debe realizarse desde el extremo distal al proximal con un movimiento en espiral para una aplicación suave. Llene completamente el lumen falso con BioGlue; evite llenarlo en exceso y derramar BioGlue en el lumen verdadero o en el tejido circundante.

3. Para el extremo proximal de la reparación por disección, las capas disecadas de la aorta deben aproximarse estrechamente utilizando un dilatador, esponja o catéter. Si es necesario, se deben colocar almohadillas de gasa húmeda sobre las valvas de la válvula aórtica para protegerlas de una aplicación accidental de BioGlue. Posteriormente se debe dispensar BioGlue para llenar el lumen falso.

El material injertado se debe suturar directamente en los tejidos adheridos y reforzados con BioGlue tanto en la cara distal como en la proximal de la reparación de disección. Deje que BioGlue se polimerice completamente sin ningún tipo de manipulación durante dos minutos enteros antes de suturar las capas de tejidos adheridos.

PRECAUCIÓN: Para preservar la permeabilidad del lumen coronario en caso de extensión de la disección, deberá considerarse la colocación de un catéter en el ostium coronario antes de la aplicación del BioGlue.

Uso de BioGlue cirugía pulmonar⁶⁻⁸

Se ha demostrado que BioGlue es eficaz al aplicarse en un pulmón inflado o exhalado.

Instrucciones para la eliminación

Deseche cualquier material no usado en caso de que esté abierto o dañado depositándolo en un contenedor para residuos biosanitarios.

Resumen de la seguridad y de los resultados clínicos

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

Vida útil de BioGlue

El adhesivo quirúrgico BioGlue está diseñado para su uso a largo plazo (durante más de 30 días). BioGlue se degrada a través de la proteólisis; su reabsorción puede ser lenta, dependiendo de la cantidad de adhesivo aplicado y de la vascularidad del tejido a tratar.

Notificación de incidentes graves

En caso de que se produzcan incidentes graves en relación con BioGlue, deberá notificarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre el paciente. La información de contacto para notificar al fabricante es la siguiente:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Teléfono: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-mail: fieldinsurance@artivion.com

REFERENCIAS

Las referencias relativas a la información contenida en este prospecto están disponibles previa solicitud. ¹Datos en el archivo de Artivion. Val-00097: *BioGlue Manufacturing Process Validation* (Validación del proceso de fabricación de BioGlue)

²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. *The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery* (El uso de selladores quirúrgicos en la reparación de desgarros durales durante la cirugía espinal no instrumentada). Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. *Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion. Presented at the Laparoscopic Aortolilac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms in Marseilles, France* (Técnica experimental de anastomosis aortoprótesica con adhesivo quirúrgico (BioGlue® Artivion). Presentado en la cirugía laparoscópica aortolilaca para enfermedades oclusivas y aneurismas en Marsella, Francia). January 28, 2000

⁴Murdock M, et al. *Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications* (Cytocompatibilidad y propiedades mecánicas de los adhesivos quirúrgicos utilizados en el ámbito cardiovascular). J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1:8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. *Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results* (Bypass arterial coronario sin sutura con anastomosis adheridas biológicamente: resultados preliminares *in vivo* e *in vitro*). J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, et al. *Experience with an albumin glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy* (Experiencias con un adhesivo tisular de albúmina y glutaraldehído en el sellado de fugas de aire tras una bullectomía). Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, et al. *Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery* (Resultados preliminares del uso de un adhesivo tisular de albúmina-glutaraldehído en cirugía pulmonar). Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83

⁸Tansley P, et al. *A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks* (Un estudio prospectivo, aleatorio y controlado sobre la eficacia de BioGlue en el tratamiento de las fugas de aire alveolares). J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12

⁹Hergert GW, et al. *Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses* (Uso experimental de un adhesivo tisular de albúmina-glutaraldehído para el sellado del parénquima pulmonar y las anastomosis bronquiales). European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J, et al. *BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of Its Indications in Cardiac Surgery* (El adhesivo quirúrgico BioGlue: una evaluación de sus indicaciones en cirugía cardíaca). Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7

¹¹Fehrenbacher J, et al. *Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients* (Uso de BioGlue en la cirugía aórtica: técnicas de aplicación adecuadas y resultados en 92 pacientes). The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)

¹²Coselli J, et al. *Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures* (Estudio prospectivo aleatorio de un adhesivo tisular basado en proteínas utilizado como complemento hemostático y estructural en procedimientos de reparación de anastomosis cardíaca y vascular). J Am Coll Surg 2003;197:243-253

¹³Bavaria J, et al. *Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach* (Avances en el tratamiento de la dissección aguda de tipo A: un enfoque integral). Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52

¹⁴Ma W, et al. *Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery?* (¿Contribuye el BioGlue a la formación de pseudoaneurismas anastomóticos tras la cirugía aórtica torácica?) J Thorac Dis 2017

¹⁵Weiner J, et al. *Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms* (El papel del pegamento de albúmina de suero bovino-glutaraldehído en la formación de pseudoaneurismas anastomóticos). J Card Surg 2011; 26:76-81

¹⁶Westaby S, et al. *Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality* (Dissección aguda de tipo A: los métodos conservadores proporcionan una mortalidad sistemáticamente baja). Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.

¹⁷Internal Clinical Study Report – *BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection* (Informe de estudio clínico interno: estudio sobre la eficacia y seguridad del adhesivo quirúrgico BioGlue como complemento quirúrgico en la reparación de la dissección aórtica de tipo A). Protocol BG1001

¹⁸Feier H, et al. *The Influence of Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection* (La influencia del sellador de albúmina/glutaraldehído en los resultados preliminares tras una disseción aórtica aguda de tipo A). REV.CHIM.(Bucarest) - 70 - No. 6 - 2019

¹⁹Chao HH, Torchiana D, F., *BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery* (BioGlue: el sellador de albúmina/glutaraldehído en cirugía cardíaca). J Card Surg. 2003;18:500-3

²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. *BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transsphenoidal surgery: A case series* (BioGlue para la prevención de fugas de líquido cefalorraquídeo postoperatorias en la cirugía transesfenoidal: casos prácticos). Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376

²¹Kumar A, et al. *Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures* (Reconstrucción del suelo sular con BioGlue tras

intervenciones transesfenoidales). J Clin Neuros 2003; 10:92-95

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. *Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures* (Evaluación del uso de BioGlue en intervenciones neuroquirúrgicas). J Clin Neuros. 2003 Nov;10(6):661-4

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. *Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery* (Utilización de pegamentos tisulares para disminuir las fugas de aire alveolar en la cirugía torácica). Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Apr 2.

²⁴LeMaire SA, et al. *A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis* (Un nuevo adhesivo quirúrgico (BioGlue) provoca una lesión aguda del nervio frénico y parálisis diafragmática). Presentado en la 34.^a Reunión de la Asociación de Cirugía Académica 2000

²⁵LeMaire SA, et al. *A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration* (Un nuevo adhesivo quirúrgico (BioGlue) provoca una bradicardia inmediata y prolongada debido a la degeneración del nodo sinoauricular). Presentado en el Simposio para Equipos de Cirugía Cardíaca y Torácica General. (Abstract) 2000

²⁶LeMaire SA, et al. *Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive* (El gel de gluconato de clorhexidina protege los nervios expuestos durante la aplicación del adhesivo quirúrgico BioGlue). Presentado en la 35.^a Reunión de la Asociación de Cirugía Académica. (Abstract) 2001

²⁷LeMaire SA, et al. *Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive* (El gel de gluconato de clorhexidina protege el miocardio y el nodo sinoauricular durante la aplicación del adhesivo quirúrgico BioGlue). Presentado en la 35.^a Reunión de la Asociación de Cirugía Académica. (Abstract) 2001

²⁸Sen A, et al. *Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study* (Porcentaje de fugas de líquido cefalorraquídeo tras el uso de BioGlue en la cirugía del schwannoma vestibular translaberíntico: un estudio prospectivo). Otol Neurrol 2006;27:102-5.

²⁹Raanani E, et al. *Use of "BioGlue" in aortic surgical repair* (Uso de BioGlue en la reparación quirúrgica de la aorta). Ann Thorac Surg 2001;72:638-40

³⁰Coselli JS, et al. *Thoracic aortic anastomoses (Anastomosis de la aorta torácica). Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery* 2000;5(4):259-76

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

La manipulación y el almacenamiento de este dispositivo por parte del usuario, factores relacionados con el paciente, el diagnóstico, el tratamiento o procedimientos quirúrgicos, así como otras acciones ajenas al control del fabricante, pueden afectar directamente a este producto y a los resultados obtenidos con el mismo.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS; LÍMITES DE RESPONSABILIDAD

ARTIVION RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA EN RELACIÓN CON ESTE ADHESIVO QUIRÚRGICO, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO. ARTIVION NO PODRÁ SER EN NINGÚN CASO CONSIDERADA RESPONSABLE CIVIL POR NINGÚN DAÑO CASUAL O CAUSAL. En caso que esta renuncia de responsabilidades fuera inválida o no aplicable por cualquier razón: (i) cualquier actuación por incumplimiento de garantía debe iniciarse en el plazo de un año a partir de la

aparición de dicha reclamación o causa de actuación, y (ii) la compensación por dicho incumplimiento se limitará a la sustitución del producto.

Artivion y BioGlue son marcas comerciales de Artivion, Inc.

*©2022 Artivion, Inc. Reservados todos los derechos.
Impreso en EE. UU.*

(sv) SVENSKA

Användningsinstruktioner

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglu

En tryckt version av användningsinstruktionerna tillhandahålls inom sju dagar på begäran till BioGlues kundtjänst, genom något av kontaktsätten som anges nedan.

Telefon: 888-427 9654 • Fax: 770-590 3753
E-post: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
Fax +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

FÖRKLARING AV SYMBOLER

	Tillverkare		Läs instruktionerna för användning/Läs instruktionerna för elektronisk användning
	Tillverkningsdatum		Observera
	EU-behörig representant	RxONLY	OBS: Federal lag i USA begränsar försäljningen av denna enhet till läkare eller på order av en läkare
	Importör		Endotoxinfrei
	Medicinsk apparat		Innehåller biologiskt material av animaliskt ursprung
	Använd inte skadad förpackning		MR-säker
	Enkelt, steril barriärsystem		Katalognummer
	Dubbelt, steril barriärsystem		Satsnummer
	Steriliserad med etylenoxid		Unik enhetsidentifikation
	Steriliserad med bestrålning		Utgångsdatum
	Omsterilisera ej		Tillverkningsland
	Återanvänd inte		Antal
	Temperaturgräns		

PRODUKTBESKRIVNING

BioGlue® kirurgiskt lim är ett kirurgiskt lim med två komponenter som består av lösningar av renat serumalbumin från nöt och glutaraldehyd. När den dispenseras blandas lösningarna (till fördefinierad förhållande) inuti applikatorspetsen, där tvärbindningen börjar. Glutaraldehydmolekylerna binder kovalent (tvärbindning) serumalbuminmolekylerna till varandra och, vid applicering, till vävnadsproteinerna vid reparationsområdet och skapar en flexibel, mekanisk försägling oberoende av kroppens koaguleringsmekanism. BioGlue kirurgiskt lim (nedan BioGlue) börjar polymerisera inom 20 till 30 sekunder och når sin bindningsstyrka inom 2 minuter. BioGlue fäster också till syntetiska transplantatmaterial genom mekaniska sammankopplingar inom transplantatmatrisens mellanrum.

Följande tillbehör säljs separat som hjälpmedel till införingen av BioGlue kirurgiskt lim:

Produktkod	Produktbeskrivning
BGAT-SY	Applikatorspets
BGAT-10-SY	Sprutförlängningsspets - 10 cm
BGAT-27-SY	Sprutförlängningsspets - 27 cm
BGST-12	Spridrarapplikatorspets - 12 mm
BGST-16	Spridrarapplikatorspets - 16 mm
BGDTE-10	Förlängning införingsspets - 10 cm
BGDTE-27	Förlängning införingsspets - 27 cm
BGDTE-35	Förlängning införingsspets - 35 cm

BioGlue sprutor finns i 3 storlekar - 2 ml, 5 ml, och 10 ml. Varje spruta består av serumalbumin från nöt (BSA) och glutaraldehyd till ett förhållande om 4:1 vardera. BSA-lösningen är bärnstensfärgad och flytande. Glutaraldehydlösningen är genomskinlig och också flytande.

Specifikationen för BSA-lösningen är en 45 % (vikt/volym) lösning. Den maximala 45 % BSA-lösningens mälvärter för varje storlek är: 2,71 gram (2 ml spruta), 4,75 gram (5 ml spruta), och 9,50 gram (10 ml spruta). Baserat på dessa mål är den maximala mängden av material av animaliskt ursprung som kommer i kontakt med patienten när en enhet används 1,22 gram (2 ml spruta), 2,14 gram (5 ml spruta), och 4,23 gram (10 ml spruta) för respektive storlek.

Specifikationen för glutaraldehydlösningen är en 10 % (vikt/volym) lösning. Den maximala 10 % glutaraldehydlösningens mälvärter för varje storlek är: 0,63 gram (2 ml spruta), 1,10 gram (5 ml spruta), och 2,16 gram (10 ml spruta). Baserat på dessa mål är den maximala mängden av glutaraldehyd som kommer i kontakt med patienten när en enhet används 0,06 gram (2 ml spruta), 0,11 gram (5 ml spruta), och 0,22 gram (10 ml spruta) för respektive storlek.

INDIKATIONER/AVSEDD ANVÄNDNING

BioGlue kirurgiskt lim är avsett att användas som ett tillägg till standardmetoder för kirurgiska reparationer (så som styg, häftklamar och eller plåster) för att fästa, försägla och/eller förstärka mjuk vävnad. Indikerade mjuka vävnader är hjärta, kärl, lungor och dura mater.

PATIENTMÅLGRUPP

Vuxna patienter som genomgår operation som kräver ett tillägg till standardmetoden för kirurgisk reparation för att binda ihop, försägla och/eller förstärka vävnad på hjärta, kärl, dura mater och lungor.

AVSEDDA ANVÄNDARE

BioGlue kirurgiskt lim är avsedd att användas av vårdpersonal såsom kirurger, som är kvalificerade för lämplig indikation.

PRESTANDEGENSKAPER

- BioGlue når sin fulla bindningsstyrka inom 2 minuter.
- BioGlue kirurgiskt lim bildar starka kovalenta bindningar med vävnad och sammankopplas mekaniskt med syntetiska transplantationsmaterial. Dessa starka bindningar gör att BioGlue har en registrerad styrka om åtmestone 560 mmHG i *in vitro*-studier.^{13,45}

I stora kärl- och hjärtreppa där BioGlue användes:

- Minsknings av anastomotisk blödning jämfört med standardtekniker för reparation.¹²

I stora lung-, kärl- och hjärtreppa där BioGlue användes:

- Minsknings av anastomotisk blödning jämfört med standardtekniker för reparation.^{12,19,23}

I reparation av aortadissektion där BioGlue användes:

- Färre kompresser, hemostatiska ämnen och sammansättningsstygn jämfört med standardtekniker för kirurgi.¹⁷
- Tid i operationssalen, tid med tvärklämma, tid med cirkulationsstopp, tid på bypass minskade jämfört med kirurgisk teknik.^{18,19}
- Användandet av blodplättar, plasma och blockceller minskade jämfört med standardtekniker för kirurgi.^{17,19}

I lungreppa där BioGlue användes:

- BioGlue har visat vara effektiv i att försägla luftläckor när det appliceras på en tömd eller uppbädd lunga.^{6,7,8,9}
- Variabiliteten av luftläckage minskade jämfört med standardtekniker för reparation.^{6,8,23}

I dura mater-ingrepp där BioGlue användes:

- CSF-läckage minskade jämfört med standardtekniker för kirurgisk reparation.^{20,21,22}

Tillbehör till BioGlue kirurgiskt lim är ett hjälpmedel till införingen av BioGlue.

KLINISKA FÖRDELAR

I stora kärl-, hjärt-, lung- och dura mater-ingrepp där BioGlue användes:

- Pseudoaneuryms-antalet har visat sig lägre jämfört med publicerad litteratur om standardtekniker för reparation.^{11,14,15}
- Antalet komplikationer har visat sig vara lägre jämfört med publicerad litteratur om standardtekniker för reparation.^{12,2,23,18}
- Antalet dödfall har visat sig lägre jämfört med redovisad litteratur om standardtekniker för reparation.^{10,11,12,13,16}

KONTRAINDIKATIONER

BioGlue är kontraindicerat för användning i cerebrovaskulära reparationer och eventuella intraluminala områden. BioGlue är inte för patienter med känd känslighet mot material av ursprung från nöt.

VARNINGAR

- Använd inte BioGlue som en ersättning för stygn eller häftklamar i vävnadsapproximationer.
- Använd inte BioGlue på ett sätt där det får kontakt med eller obstruerar cirkulerande blodflöden under eller efter appliceringen. BioGlue som kommer in i blodomloppet kan

resultera i lokala eller emboliska kärlobstruktioner.

- Använd inte BioGlue på ett sätt så att det obstruerar cirkulerande luftflöde eller luminalt vätskeflöde under eller efter appliceringen.
- Undvik kontakt med nerver, ögon eller annan vävnad som inte är avsedd för appliceringen.
- En studie på djur²⁴ har visat att direkt applicering av BioGlue på en exponerad frenisk nerv kan orsaka akut nervskada. En separat studie på djur²⁵ har visat att direkt applicering av BioGlue på ytan av den sinoatriala noden (SAN) på hjärtat kan orsaka koaguleringsnekros som fortsätter in i hjärtats myokard, vilket skulle kunna nå underliggande ledningsvävnad och orsaka akut, fokal degeneration av SAN. Efterföljande studier på djur^{26,27} har visat att klorhexidinlukonatgel kan skydda den freniska nerven, hjärtats myokard och underliggande SAN från potentiella skador från användning av BioGlue.
- Använd inte BioGlue om personalen inte är tillräckligt skyddade (t.ex. bär handskar, mask, skyddskläder och säkerhetsglasögon). Glutaraldehyd som inte reagerar kan orsaka irritation på ögon, näsa, hals eller hud; framkalla andnöd; och orsaka lokal vävnadsnekros. Långvarig exponering mot glutaraldehyd som inte reagerar kan orsaka patologi på centrala nervsystemet eller hjärtat. Om kontakt sker, spola det drabbade området omedelbart med vatten och uppsöks läkare.
- Polymerisat BioGlue har platsupptagande egenskaper. Vid felaktig användning, eller felaktig applicering, har allvarliga negativa händelser rapporterats i relation till kompression av angränsande anatomiska strukturer. BioGlue ska enbart användas då malmördet för appliceringen kan ses till fullo, när den är korrekt preparerad för att uppnå optimal viskositet och då en minimal mängd behövs. Se avsnitten *Indikationer/Avsedd användning* och *Användningsinstruktioner* på denna etikett.
- Minimera användningen av BioGlue hos patienter med ornormal kaliciummetabolism (t.ex. kronisk njursvit, hyperparathyreos). Vävnad som behandlats med glutaraldehyd har en ökad benägenhet för mineralisering. Laboratorexperiment indikerar att glutaraldehyd som inte reagerar kan ha mutagen effekter.
- Använd inte BioGlue om det föreligger en infektion och använd med försiktighet i kontaminerade områden på kroppen.
- Vidta försiktighet vid uppred exponering mot BioGlue hos samma patient. Överkänslighetsreaktioner är möjliga vid exponering mot BioGlue. Sensibilisering har upptäckts hos djur.
- BioGlue innehåller ett material av animalisk ursprung, som kan vara kapabelt att överföra smittämnen.
- Användandet av BioGlue på gravida/ammände kvinnor har inte studerats.
- BioGlue sprutor och BioGlue tillbehör är engångsprodukter och bör inte användas på mer än en patient.
- Äteranvändande av BioGlue på pediatriskta patienter har inte studerats. BioGlue ska inte appliceras periferiellt till vävnaden och kan göra så att vävnaden inte kan växa eller expandera.
- Lämpligheten av BioGlue för behandling av Bronkopleural fistel (BPF) eller lymfatiskt läckage har inte bekräftats med tillräckliga data.
- När BioGlue används tillsammans med något annat material, ska båda produkternas instruktioner granskas noggrant och efterföljas.

FÖRSIKTIGHETSÄTGÄRDER

- Det rekommenderas att operationshandskar, sterila gasbindor/handdukar och kirurgiska

instrument hålls fuktiga för att minimera potentialen för att BioGlue oavsiktligt fäster vid dessa ytor.

- BioGlue sprutor, applikatorspetsar, spridrarapplikatorspetsar och sprutflörlängningsspetsar är enbart för engångsbruk. Omsterilisera ej.
- Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats.
- Se till att inte spilla innehållet i sprutan.
- Tryck ner kolven medan du fäster den i sprutan.
- Applicera inte BioGlue på ett kirurgiskt fält som är för blött. Det kan resultera i dåligt fäste.
- Undvik vävnadskontakt med material som trycks ut ur applikatorn under preparation.
- BioGlue polymeriseras snabbt. Preparationen måste ske snabbt och omedelbart följs av appliceringen av BioGlue. Att pausa mellan förberedelsen och applikationen kan orsaka polymerisering av BioGlue inuti applikatorspetsen.
- Använd inte blodspande anordningar vid utsugning av överskott av BioGlue från det kirurgiska fältet.
- Kläm fast och tryckavlasta kärlen innan BioGlue appliceras till mälanastomoser.
- För att förhindra att BioGlue kommer in i det kardiovaskulära systemet, undvik allt negativt tryck under appliceringen och polymeriseringen av BioGlue. Exempelvis bör vänsterkammarventilation stängas av före appliceringen av BioGlue. Det har rapporterats att BioGlue sugits in i aorta och en hämmad hjärtklafffunktion när det används i kombination med en aktiv vänsterkammarventilation.
- Skala inte av BioGlue från ett ej avsett område, eftersom det kan leda till skada på vävnaden.
- Implanterna inte BioGlue till slutna anatomiska platser som är i omedelbar närrhet till nervstrukturer.
- På grund av kliniska rapporter²⁸ om ineffektiv försäljning då BioGlue används i det transabdominäta tillvägagångssättet för reparationer av akustiska neuroner, rekommenderas inte dess användning vid detta kirurgiska tillvägagångssätt. Framgångsrik användning av produkten med hjälp av den mellersta fossa- eller retrosigmoid-metoden för reparation av akustiska neuroner har beskrivits i litteraturen och rekommenderas.²⁶
- Publicerade kliniska data på mänskiskar visat att överdriven applicering av BioGlue vid lungingrepp kan orsaka kvarvarande luftrum och atelektas.⁷
- Denna enhet ska hanteras och kasseras i enlighet med alla tillämpliga regler inklusive, utan begränsning, dem som avser mänsklig hälsa och säkerhet samt miljö.

OÖNSKADE BIVERKNINGAR/NEGATIVA

INCIDENTER – IAKTTAGNA OCH POTENTIELLA
Kunskap om alla möjliga komplikationer vid kirurgiska reparationer av mjuk vävnad är nödvändig för läkare som utför denna typ av ingrepp. Komplikationer som är specifika för denna typ av ingrepp kan uppstå när som helst under eller efter ingreppet.

Observerade oönskade biverkningsar/negativa händelser:

Negativa händelser som observerades under de kliniska studierna inkluderade följande: BioGlue applicerat på vävnad som inte var målet, BioGlue har inte fäst, dödsfall, kårblott och blödning, läckage av cerebrospinalvätska, infektion, inflammation, immunsystemisk allergisk reaktion, irreversibel morbiditet, ischemi, hjärtinfarkt, neurologiskt underskott, organsystemsvikt, förlamning, pleuralutgjutning, njurdfunktions-/svikt, andningsfunktions-/svikt, stroke eller hjärninfarkt, tromboembolism och trombos.

Potentiella oönskade biverkningsar/negativa

händelser som kan ske vid användning av BioGlue:

Komplikationer som är specifika för BioGlue kirurgiskt lim under reparation av mjuk vävnad kan inkludera, men är inte begränsade till, följande: överkänslighetsreaktion så som svullnad eller ödem vid appliceringsområdet, produkten misslyckande att fästa till vävnad, applicering av lim på vävnad ej avsedd för ingreppet, inflammatorisk- och immunreaktion, allergisk reaktion, mineralisering av vävnad, lokal vävnadsnekros, kårlobstruktion, bronkial eller luminal obstruktion, trombos och tromboembolism, lungemboli, skada på normala kår eller vävnad, stenos, serom, pseudoaneurysm och möjlig överföring av smittämnen från material av animaliskt ursprung.

FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

BioGlue-sprutan och applikatorspetsen tillhandahålls sterila. Kassera allt ovanligt material från öppnade eller skadade produkter.

BioGlue-lösningarna är inneslutna i en dubbekammar, steril spruta med lock. Polymeriserat BioGlue är endotoxinfritt. Förvaras under 25°C, men får inte frysas.

MILJÖVILLKOR

BioGlue kirurgiskt lim är MR-säkert (dvs. ett föremål som inte utgör någon fara i alla MR-miljöer).

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Applicera BioGlue kirurgiskt lim profylaktiskt eller efter att läckage upptäckts.

Enhetsförberedelse

Införingsystemet för BioGlue kirurgiskt lim består av spruta, sprutkolv och applikatorspets.


Inuti BioGlue-lådan finns två separata pärser. En innehåller sprutan och sprutkolven, och en innehåller fyra applikatorspetsar.

Lådan för BioGlue spruta 10 ml inkluderar en ytterligare påse som innehåller tre 12 mm spridarspetsar. Inspektera alla pärser visuellt före användning. Om det sterila barnärsystemet har kompromitterats, använd inte.

- Ta ut sprutan, sprutkolven och applikatorspetsen ur förpackningen. När sprutan hålls upprätt, knacka på sprutan tills luftbubblorna i lösningen stiger till toppen av sprutan.



Figur 1



Figur 2

OBS: Fortsätt att hålla sprutan upprätt under hela monteringen av införingssystemet för att hålla luftbubblorna i toppen av sprutan.

- Ta ut en applikatorspets ur förpackningen och inspektera kragdelen av spetsen för att säkerställa att pekarden är direkt över den större porten. Om inte, rotera läskraken på skafet tills pekan är över den större porten. Håll sprutan i ett fast grepp, nosen uppåt, vrid locket 90° moturs och ta bort locket genom att gunga det från sida till sida. Rikta in spetsen mot sprutan genom att använda motsvarande skärar på vardera och placera spetsen på sprutan.



Figur 3

FÖRSIKTIGT: Se till att inte spilla lösnings från sprutan under monteringen.

- Läs applikatorspetsen på plats genom att trycka spetsen hårt mot sprutan och rotera spetskragen 90° medurs..



Figur 4

Medan sprutan hålls upprätt, rikta in de små och stora behållarna av sprutan med motsvarande sprutkolvhuvuden och glid kolven till bakdelen av sprutan tills du känner motstånd. Sprutinföringsenheten är nu monterad.



Figur 5

FÖRSIKTIGT: Lägg inte den monterade enheten på dess sida förrän all luft har drivits ut (se nästa steg).

FÖRSIKTIGT: Innan BioGlue används i ingreppet måste sprutan vara rensad på kvarvarande luftutrymme och applikatorspetsen måste vara preparerad. Se Områdesförberedelse, Borttagande av luftutrymme i sprutan och Preparation av applikatorspets.

- Om du använder en applikatorspets med flexibel flörlängning, kan önskad vinkel skapas genom att böja flörlängningen på lämpligt område mot den önskade vinkeln och hålla i 3-5 sekunder. Vinkel som skapas bör hålla i upp till 5 minuter.
- För att avlägsna tilltappade applikatorspetsar, ta tag i applikatorspetskragen, rotera spetskragen moturs och lyft av spetsen från sprutan genom att gunga den från sida till sida.

Områdesförberedelse, Borttagande av luftutrymme i sprutan och Preparation av applikatorspets

- Det kirurgiska målfältet måste vara korrekt förberett före antingen borttagande av kvarvarande luftutrymme, preparation eller applicering av BioGlue. BioGlue fungerar bäst när det kirurgiska målfältet är torrt. Ett torrt kirurgiskt fält kan beskrivas som ett fält som inte återfläcks med blod inom 4-5 sekunder efter att ha tortkats tort med en kirurgisk svamp.

FÖRSIKTIGT: Försök inte applicera BioGlue på ett fält som är för blött. Applicering av BioGlue på ett blött fält kan resultera i att BioGlue misslyckas att fästa.

- Det kvarvarande luftutrymmet i sprutan måste avlägsnas innan appliceringen av BioGlue. Åtgärden, det är viktigt att hålla sprutan upprätt för att säkerställa att luftbubblorna i lösningsarna finns i toppen av sprutan. Rensning av luftutrymmet kan nu genomföras med två olika metoder:
 - Tryck ner kolven bara till dess att lösningsarna är jämma med toppen av

sprutkroppen. När det kvarvarande luftutrymmet har avlägsnats är spetsan redo för preparation (se steg 3) och omedelbar användning.

- b. Tryck ner kolven bara tills båda lösningarna kan ses visuellt i botten på spetsen. Luftutrymmet har nu avlägsnats, men spetsen är nu tillräppt med polymeriserat BioGlue och behöver bytas ut före preparation (se steg 3) och applicering på målområdet.



Figur 6

OBS: Varje spruta behöver bara rensas på kvarvarande luftutrymme vid första användningen.

3. Varje applikatorspets måste prepareras före applicering med BioGlue. Preparationen säkerställer att BioGlue-lösningar blandas ordentligt. Kirurgen ska trycka ner kolven och trycka ut ett smalt band av BioGlue ungefär 3 cm längt på en steril, engångsyta (ex. svamp, gasväv eller handduk).
4. Kirurgen ska undersöka det material som tryckts ut under preparationen och säkerställa att det är enhetlig jägutslit till bärnstensfärgat och att det är fritt från luftbubblor. Om materialet ser färglös ut eller innehåller luftbubblor, upprepa preparationen som anges i steg 2 tills enheten levererar en enhetlig vätska utan bubblor.

FÖRSIKTIGT: Undvik direkt kontakt med material som trycks ut under preparation.

FÖRSIKTIGT: Om det finns några tecken på att sprutan är sönder eller läcker, kassera enheten och öppna/ånvänd en ny.

5. När applikatorspetsen har preparerats ordentligt, gå direkt vidare till applicering.

FÖRSIKTIGT: BioGlue polymeriseras väldigt fort. Kirurgen måste applicera BioGlue omedelbart efter förberedelsen.

Att pausa mellan förberedelsen och applikationen kan orsaka polymerisering av BioGlue inuti applikatorspetsen. Om detta skulle ske, ersätt den tillräpta spetsen med en ny spets och upprepa stegen för preparation av applikatorspetsar. Fortsätt inte att använda tryck på kolven när spetsen är tillräppt.

Allmänna tekniker för användning av BioGlue under kirurgiska ingrepp^{6-23,29,30}

Innan de använder BioGlue kirurgiskt lim ska kirurgen bekanta sig genom lämplig utbildning i de kirurgiska tekniker och variationer som de specifika ingreppen kräver. Användandet av BioGlue kirurgiskt lim ska övas med produkten innan första användning i operationssalen.

1. Patienten ska vara förberedd och draperad i enlighet med sjukhusets standardprocedurer. Ingrepp så som att öppna bröstkorgen eller pleurautrymmet, kardiopulmonell bypass, klämmning och myokardskydd bör ske efter kirurgens standardtekniker.
2. Vävnaden som omger det kirurgiska området kan skyddas från oönskad applicering av BioGlue kirurgiskt lim genom att placera fuktiga, sterila kompresser på dessa områden. Direkt efter appliceringen, avlägsna kompresserna

medan limmet fortfarande är mjukt och torka bort överskottslim runt området.

FÖRSIKTIGT: Använd inte blodsparande anordningar vid uttagning av överskott av BioGlue.

FÖRSIKTIGT: Kläm fast och tryckvlasta kärlen innan BioGlue appliceras till målanastomoser.

FÖRSIKTIGT: Kläm fast och tryckvlasta kärlen innan BioGlue appliceras till målanastomoser.

3. Om BioGlue kirurgiskt lim fäster på en oönskad plats, låt limmet polymerisera och dissekerade försiktigt limmet från det oönskade området med pincett och sax. Försök inte att skala bort BioGlue kirurgiskt lim, eftersom det kan dela till skada på vävnaden i appliceringsområdet.
4. För kårreparation, applicera ett jämnt limlager 1,2 - 3,0 mm tjockt för anastomos av kår/transplantat större än 2,5 cm i diameter, applicera ett jämnt limlager 0,5 - 1,0 mm för kår/transplantat mindre än 2,5 cm i diameter.
5. Området för limappliceringen ska INTE tryckas ner eller utsättas för extra tryck. BioGlue fungerar optimalt när det tilläts polymerisera utan någon manipulation under två hela minuter. När limmet har polymeriseras, säkra med stygn efter behov.
6. Efter att limmet polymeriseras, trimma bort överskott eller oregelbundna limkanter med sax och pickup.

Specifika tekniker för användning av BioGlue under aortadissektionsskirurgi^{6,11,13-19}

1. De dissekerade lägren av aortan ska initialt rensas på blod och trombosmaterial och ska torkas, i den män det är möjligt, med kirurgiska svampar.
2. För den distala änden av dissektionssperationen, sätt in en ballongkater i den verkliga lumen för att definiera den distala änden för appliceringen av BioGlue. Dessutom bör de dissekerade skiktarna av aortan nära approximeras genom att föra in en dilator, svamp eller kater i det verkliga lumen för att bevara kårlets naturliga arkitektur.

BioGlue bör sedan dispenseras i den falska lumen så långt distalt som den distala ballongkatern tillåter. Fyllning av det falska lumen bör fortsätta från distalt till proximalt med en spiralrörelse utåt för smidig applicering. Fyll den falska lumen helt med BioGlue, undvik överfyllning av den falska lumen och att spilla BioGlue i den verkliga lumen eller omliggande vävnad.

3. För den proximala änden av dissektionssperationen bör de dissekerade skiktarna av aortan också vara nära approximerade med hjälp av en dilator, svamp eller kater. Om så behövs ska fuktiga kompresser placeras över aortaklaffbladen för att skydda dem från oavsettlig applicering BioGlue ska sedan dispenseras för att fylla den falska lumen.

Transplantatmaterial kan sys direkt på vävnader som fästs och förstärks med BioGlue vid både de proximala och distala aspekterna av dissektionssperationen. Tillåt BioGlue att helt polymerisera utan någon manipulation i två hela minuter innan de vidhäftade vävnadsknitken sys.

FÖRSIKTIGT: För att bevara koronarlumens öppenhet i händelse av dissektionsförslängning bör placering av en katereter i koronarostia övervägas innan BioGlue appliceras.

Änvändande av BioGlue vid lungkirurgi⁶⁻⁹

BioGlue har visats vara effektivt när det appliceras på en tömd eller uppblåst lunga.

Instruktioner för bortskaffande

Kassera allt oanvänt material från öppna eller skadade produkter genom att lägga det i en behållare för biologiskt farligt material.

Sammanfattnings av säkerhet- och kliniska resultat

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BG35007W

BioGlues livslängd

BioGlue kirurgiskt lim är avsedd för långsiktig användning (minst 30 dagar). BioGlue bryts ned via proteolys; det kan vara långsamt att resorbera beroende på mängden adhesiv som appliceras och målvävnadens vaskularitet.

Rapporter om allvarliga incidenter

Allvarliga incidenter som sker i samband med BioGlue ska rapporteras till tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där patienten bor. Kontaktinformation för rapportering till tillverkaren finns nedan.

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
Fax: +1 (770) 590-3753
E-post: fieldassurance@artivion.com

REFERENSER

Referenser avseende informationen i denna inlaga finns tillgängliga på begäran.

¹Artivion Data on File. (Artivion -data i register.) Val-0009: BioGlue Manufacturing Process Validation

²Miscusi M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Raco A. The use of surgical sealants in the repair of dural tears during non-instrumented spinal surgery. (Användning av kirurgiska tätningssmedel vid reparations av ryggskador under icke-instrumenterad ryggudsirurgi.) Eur Spine J. 2014 Aug;23(8):1761-6.

³Glock Y, et al. Experimental technique of aortoprosthetic anastomoses by gluing (BioGlue® Artivion). (Experimentell teknik för aortoprotesiska anastomoser genom limming (BioGlue® Artivion).) Presentert på The Laparoscopic Aortoiliac Surgery for Occlusive Disease and Aneurysms i Marseilles, Frankrike. 28 januari, 2000

⁴Murdock M, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. (Cytokompatibilitet och mekaniska egenskaper hos kirurgiska tätningssmedel för kardiovaskulära applikationer.) J Thorac Cardiovasc Surgery 2018;1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Sutureless coronary artery bypass with biologic glued anastomoses: preliminary in vivo and in vitro results. (Stygnös transarteriär bypass med biologiskt limmade anastomoser: preliminärt in vivo och in vitro result.) J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Sep;120(3):473-7. doi: 10.1067/mtc.2000.108596. PubMed PMID: 10962407

⁶Potaris K, et al. Experience with an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in sealing air leaks after bullectomy. (Erfarenhet av ett albumin-glutaraldehyd vävnadslim för att täta luftläckor efter bullektomi.) Heart Surgery Forum 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, et al. Preliminary results with the use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive in lung surgery. (Preliminära resultat med användning av ett albumin-glutaraldehydvävnadslim vid lungkirurgi.) Medical Science Monitor 2003;9(7):179-83

⁸Tansley P, et al. A prospective, randomized, controlled trial of the effectiveness of BioGlue in treating alveolar air leaks. (En prospektiv, randomisering, kontrollerad studie av effektiviteten av

- BioGlue vid behandling av alveolära luftläckage.) J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:105-12
- ⁹Hergot GW, et al. Experimental use of an albumin-glutaraldehyde tissue adhesive for sealing pulmonary parenchyma and bronchial anastomoses. (Experimentell användning av ett albumin-glutaraldehyd vävnadslim för tätning av pulmonellt parenkym och bronkiala anastomoser.) European J Cardio-Thorac Surg 2001;19(1):4-9.
- ¹⁰Passage J, et al. BioGlue Surgical Adhesive – An appraisal of its Indications in Cardiac Surgery. (BioGlue kirurgiskt lim – En bedömning av dess indikationer vid hjärtkirurgi.) Ann Thorac Surg 2002; 74:432-7
- ¹¹Fehrenbacher J, et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and results in 92 patients. (Användning av BioGlue vid aortakirurgi: Korrekta appliceringstekniker och resultat hos 92 patienter.) The Heart Surgery Forum 2006; 9(5)
- ¹²Coselli J, et al. Prospective Randomized Study of a Protein-Based Tissue Adhesive Used as a Hemostatic and Structural Adjunct in Cardiac and Vascular Anastomotic Repair Procedures. (Prospektiv randomiserad studie av ett proteinbaserat vävnadslim som används som ett hemostatiskt och strukturellt komplement i hjärt- och vaskulära anastomosareparationsingrepp.) J Am Coll Surg 2003;197:243-253
- ¹³Bavaria J, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. (Framsteg i behandlingen av akut dissektion av typ A: Ett integrerat tillvägagångssätt.) Ann Thorac Surg 2002; 74:S1848-52
- ¹⁴Ma W, et al. Does BioGlue contribute to anastomotic pseudoaneurysm after thoracic aortic Surgery? (Bidrar BioGlue till anastomotisk pseudoaneurysm efter thoraxaortakirurgi?) J Thorac Dis 2017
- ¹⁵Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomotic Pseudoaneurysms. (Rollen bovin serumalbumin-glutaraldehydm spelar vid bildandet av anastomotiska pseudoaneurysm.) J Card Surg 2011; 26:76-81
- ¹⁶Westaby S, et al. Acute type A dissection: conservative methods provide consistently low mortality. (Akut typ A-dissektion: konservativa metoder ger genomgående låg dödlighet.) Ann Thorac Surg 2002;73:707-13.
- ¹⁷Internal Clinical Study Report – BioGlue Surgical Adhesive Effectiveness and Safety Trial as a Surgical Adjunct in the Repair of Type A Aortic Dissection. (Intern klinisk studierapport – Effektiviteten av BioGlue kirurgiskt lim och säkerhetsstudie som ett kirurgiskt komplement vid reparasjon av typ A-aortadissektion.) Protocol BG1001
- ¹⁸Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. (Inverkan av albumin/glutaraldehyd försiglingsmedel i tidiga resultat efter akut typ A aortadissektion.) REV.CHEM.(Bucharest) - 70 - No. 6 – 2019
- ¹⁹Chao HH, Torchiana DF. BioGlue: Albumin/Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. (BioGlue: Albumin/glutaraldehyd som försigelse i hjärtkirurgi.) J Card Surg 2003;18:500-3
- ²⁰Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transsphenoidal surgery: A case series. (BioGlue för förebyggande av postoperativa cerebrospinalväskeläckor vid transsfenoidikirurgi: En fallserie.) Surg Neurol. 2006 Oct;66(4):371-6; discussion 376
- ²¹Kumar A, et al. Reconstruction of the sellar floor using BioGlue following transsphenoidal procedures. (Rekonstruktion av cellgolvet med BioGlue efter transsfenoidala ingrepp.) J Clin Neuros 2003; 10:92-95
- ²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Evaluation of the use of BioGlue in neurosurgical procedures. (Utvärdering av användningen av BioGlue i neurosurgiska procedurer.) J Clin Neurosci 2003;10(6):661-4
- ²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Using tissue glues for decreasing alveolar air leak in thoracic surgery. (Användning av vävnadslim för att minska alveolärt luftläckage vid thoraxkirurgi.) Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 2 april.
- ²⁴LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes acute phrenic nerve injury and diaphragmatic paralysis. (Ett nytt kirurgiskt lim (BioGlue) orsakar akut frenisk nervskada och diafragmatisk förlamning.) Presenterad på den 34:e Association of Academic Surgery 2000
- ²⁵LeMaire SA, et al. A new surgical adhesive (BioGlue) causes immediate and prolonged bradycardia due to sinoatrial node degeneration. (Ett nytt kirurgiskt lim (BioGlue) orsakar omedelbar och långvarig bradycardi på grund av degenerering i sinusknutn.) Presenterad på Symposium for Cardiac and General Thoracic Surgery Teams. (Abstract) 2000
- ²⁶LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects exposed nerves during the application of BioGlue Surgical Adhesive. (Klorhexidenglukonatgel skyddar utsatta nerver under appliceringen av BioGlue kirurgiskt lim.) Presenterad på den 35:e Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001
- ²⁷LeMaire SA, et al. Chlorhexidine Gluconate Gel protects the myocardium and sinoatrial node during the application of BioGlue Surgical Adhesive. (Klorhexidenglukonatgel skyddar myokardiet och sinusknutn under appliceringen av BioGlue kirurgiskt lim.) Presenterad på den 35:e Association of Academic Surgery Meeting. (Abstract) 2001
- ²⁸Sen A, et al. Cerebrospinal fluid leak rate after the use of BioGlue in translabyrinthine vestibular schwannoma surgery: A prospective study. (Cerebrosinvalvätskans läckagehäufighet efter användning av BioGlue vid translabyrinthisk vestibulär schwannoma-kirurgi: En prospektiv studie.) Otol Neutrrol 2006;27:102-5.
- ²⁹Ranani E, et al. Use of "BioGlue" in aortic surgical repair. (Användning av "BioGlue" vid aortakirurgisk reparation.) Ann Thorac Surg 2001;72:638-40
- ³⁰Coselli JS, et al. Thoracic aortic anastomoses. (Thoraxaortaanastomosar.) Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surg 2000;5(4):259-76

©2022 Artivion, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Tryckt i USA.

OFFENTLIGGÖRANDE AV PRODUKTINFORMATION

Hantering och lagring av enheten från användaren samt faktorer relaterade till patienten, diagnosen, behandlingen, de kirurgiska ingreppen och andra frågor som inte överensstämmer med tillverkarens kontroll kan direkt påverka enheten och de resultat som upprätts vid användning.

GARANTIFRISKRIVNING:

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

ARTIVION FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER AVSEENDE DETTA KIRURGISKA LIM, INKLUSIVE MEN INTÉ BEGRÄNSAT TILL DE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ARTIVION VARA ANSVARIGA FÖR OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR. I händelse av att en sådan friskrivning anses vara olämplig eller omöjlig att verkställa på någon anledning: 1) alla åtgärder för garantiöverträdelser måste påbörjas inom ett år efter ett sådant anspråk eller orsak till tåtan och 2) ersättningen för sådan överträdelse begränsas till utbyte av produkten.

Artivion och BioGlue är registrerade varumärken för Artivion, Inc.

(tr) TÜRKÇE

Kullanma Talimatları

ARTIVION™

BioGlue®



www.artivion.com/eifu/bioglue

Kullanma Talimatlarının basılı bir versiyonu, aşağıda listelenen iletişim araçlarından herhangi biri aracılığıyla BioGlue müşterilerine iletilen talep üzerine yedi gün içinde sağlanacaktır.

Telefon: 888.427.9654 • Faks: 770.590.3753
E-posta: customer_service.us@artivion.com

 ARTIVION™

1655 Roberts Boulevard, NW
Kennesaw, Georgia 30144, USA
Telefon: +1 (888) 427-9654
FAKS +1 (770) 590-3753
www.artivion.com

EC REP



JOTEC GmbH
Lotzenäcker 23
D-72379 Hechingen, Germany

CE 0124

L09418.000 (2022-10-31)

SİMGELERİN AÇIKLAMASI

	İmalatçı		Kullanma talimatlarına bakın / Elektronik kullanım talimatlarına bakın
	İmalat tarihi		İkaz
	AB Yetkili Temsilcisi	RxONLY	İkaz: Federal (ABD) Yasası, bu cihazın satışının yalnızca bir doktor tarafından veya bir doktor emriyle yapılmasını şart koşmaktadır.
	İthalatçı		Pirojenik olmayan
	Tıbbi Cihaz		Hayvansal biyolojik madde içermektedir
	Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın		MR'da kullanılabilir
	Tek steril bariyer sistemi		Katalog numarası
	Çift steril bariyer sistemi		Parti kodu
	Etilen oksit kullanılarak sterilize edilmiştir		Benzersiz Cihaz Tanımlama
	İrradyasyon kullanılarak sterilize edilmiştir		Son kullanma tarihi
	Yeniden sterilize etmeyin		İmalat ülkesi
	Yeniden kullanmayın		Miktar
	Sıcaklık sınırı		

ÜRÜN AÇIKLAMASI

BioGlue® Cerrahi Yapıştırıcı, saflaştırılmış sığır serum albumini ve glutaraldehit solüsyonlarından oluşan iki bileşenin bir cerrahi yapıştırıcıdır. Hazırlanıldıkları sonra, yapışkan solüyon (önceden tamamlanmış oranda), çapraz bağlamının başladığı aplikatör ucu içinde karıştırılır. Glutaraldehit moleküller, BSA moleküllerini birbirine ve uygulandıktan sonra onarım bölgesindeki doku proteinlerine kovalent olarak bağlar (çapraz bağlar), vücuttan pıhtılma mekanizmasından bağımsız esnek bir mekanik salmastra oluşturur. BioGlue Cerrahi Yapıştırıcı (bundan böyle BioGlue olarak anılacaktır) 20 ila 30 saniye içinde polimerleşmeye başlar ve 2 dakika içinde bağlama gücüne ulaşır. BioGlue ayrıca grefit matrisinin aralıkları içindeki mekanik tıketir yoluyla sentetik grefit malzemelerine de yapışır.

Aşağıdaki BioGlue Cerrahi Yapıştırıcının uygulamasına yardımcı olmak için taserlenmiş aksesuarlar ayrıca satılır:

Ürün kodu	Ürün açıklaması
BGAT-SY	Aplikatör ucu
BGAT-10-SY	Sırında uzatma ucu - 10cm
BGAT-27-SY	Sırında uzatma ucu - 27cm
BGST-12	Püskürtücü aplikatör ucu- 12mm
BGST-16	Püskürtücü aplikatör ucu- 16mm
BGDE-10	Cıkış ucu uzantısı - 10cm
BGDE-27	Cıkış ucu uzantısı - 27cm
BGDE-35	Cıkış ucu uzantısı - 35cm

BioGlue şiringaları; 2mL, 5mL ve 10mL olmak üzere 3 konfigürasyonda mevcuttur. Her şiringa sırasıyla 4:1 oranında bovin serum albumini (BSA) ve glutaraldehit solüsyonlarından oluşur. BSA çözümleri kehrivar rengindedir ve kendiliğinden akışkandır. Glutaraldehit solüsyonu berraktır ve aynı şekilde kendiliğinden akışkandır.

BSA solüsyonunun spesifikasyonu %45 (ağırlık/hacim oranı) oranında bir solüsyondur. Her boyut için maksimum %45 BSA solüsyonu hedef ağırlıkları; 2,71 gram (2 mL şiringa), 4,75 gram (5 mL şiringa) ve 9,50 gram (10 mL şiringa) şeklindeki. Bu hedef değerlerde dayalı olarak, tek bir cihaz kullanılarak hastaya temas eden maksimum hayvansal madde miktarı, her konfigürasyon başında 1,22 gram (2 mL şiringa), 2,14 gram (5 mL şiringa) ve 4,23 gram (10 mL şiringa) şeklindeki.

Glutaraldehit solüsyonunun spesifikasyonu %10 (ağırlık/hacim oranı) oranında bir solüsyondur. Her boyut için maksimum %10 Glutaraldehit solüsyonu hedef ağırlıkları; 0,63 gram (2 mL şiringa), 1,10 gram (5 mL şiringa) ve 2,16 gram (10 mL şiringa) şeklindeki. Bu hedef değerlerde dayalı olarak, tek bir cihaz kullanılarak hastaya temas eden maksimum Glutaraldehit miktarı, her konfigürasyon başında 0,06 gram (2 mL şiringa), 0,11 gram (5 mL şiringa) ve 0,22 gram (10 mL şiringa) şeklindedir.

ENDİKASYONLAR / KULLANIM AMACI

BioGlue Cerrahi Yapıştırıcı, yumuşak yapıda dokuyu yapıştmak, salmastralamak ve/veya güçlendirmek için standart cerrahi onarım yöntemlerine (süttürler, zimba telleri ve/veya yamarlar gibi) ek olarak kullanılmak üzere endikedir. Endike edilen yumuşak dokular, kardiyak, vasküler, pulmoner ve duralardır.

HEDEF HASTA POPÜLASYONU

Kardiyak, vasküler, dural ve pulmoner dokuya bağlamak, salmastralamak ve/veya güçlendirmek üzere standart cerrahi onarım yöntemlerine ek olarak tamamlayıcı nitelikli araçlarla cerrahi işlem uygulanınan hastalar.

AMAÇLANAN KULLANICILAR

BioGlue Cerrahi Yapıştırıcı, cerrahlar gibi uygun endikasyon hulusunda kalifiye sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- BioGlue 2 dakika içinde tam yapışma gücüne ulaşır.¹
- BioGlue Cerrahi Yapıştırıcı, doku ile güçlü kovalent bağlar oluşturur ve sentetik grefit materyali ile mekanik olarak kenetlenir. Bu güçlü bağlar sonucunda, *in vitro* çalışmalar nezdinde en az 560 mmHg oranda kayıtlı bir patlama mukavemetine sahip BioGlue elde edilir.^{14,15}

BioGlue'nun kullanılanlığı büyük çaplı vasküler ve kardiyak prosedürlerde:

- Standart onarım teknigi ile karşılaştırıldığından anastomoz kanamasında azalma.¹²

BioGlue'nun kullanılanlığı pulmoner, büyük çaplı vasküler ve kardiyak prosedürlerde:

- Standart cerrahi teknigi kıyasla yoğun bakımında ve hastanedeki kalıcı sürelerden azalma.^{12,19,23}

BioGlue kullanılan aort diseksiyonu onarımında:

- Standart cerrahi teknigi kıyasla daha az ped, hemostatik ajan ve mayoko dikisi gereklidir.¹⁷
- Cerrahi teknigi kıyasla ameliyatnamede gerekilen süre, kros klem süresi, dolaşım arresti süresi, baypas süresi kısalıdır.^{18,19}
- Standart cerrahi teknigi kıyasla trombosit, plazma ve kan hücrelerinin kalanını azaltır.^{17,19}

BioGlue'nun kullanılanlığı pulmoner prosedürlerde:

- BioGlue'nun havası boşaltılmış veya içi havayı dolu bir akgıçere uygulandığında havayı sıyrılmadan kapatmadan etkili olduğu gösterilmiştir.^{6,7,8,9}
- Standart cerrahi onarımı kıyasla havayı sıyrılmış süresi kısalıdır.^{6,8,23}

BioGlue'nun kullanılanlığı dural prosedürlerde:

- Standart cerrahi onarımı kıyasla BOS sıyrımları azaltır.^{20,21,22}

BioGlue Cerrahi Yapıştırıcı Aksesuarları, BioGlue'nun uygulanmasına yardımcı olur.

KLİNİK YARALAR

BioGlue'nun kullanıldığı büyük çaplı vasküler, kardiyak, pulmoner ve dural prosedürlerde:

- Psödoanevrizma onarlarının standart onarım teknigi ile ilgili yayınlanmış literatürle karşılaştırıldığından daha düşük olduğu gösterilmiştir.^{11,14,15}
- Komplikasyon onarlarının standart onarım teknigi ile ilgili yayınlanmış literatürle karşılaştırıldığından daha düşük olduğu gösterilmiştir.^{12,23,18}
- Mortalite onarlarının, standart onarım teknigi ile ilgili literatürle karşılaştırıldığından daha düşük olduğu gösterilmiştir.^{10,11,12,13,16}

KONTRAENDİKASYONLAR

BioGlue, serebrovasküler onarımlarında ve herhangi bir intramuralın alanda kullanım için kontrendikedir. BioGlue, sığır kaynaklı maddelere karşı bilindik bir duyarlılığı olan hastalara uygun değildir.

UYARI ▲

- BioGlue'yu doku aproksimasyonlarında dikiş veya zimba yerine kullanmayın.
- BioGlue'yu uygulama esnasında veya sonrasında dolaşındaki kan akışına temas edecek veya kan akışını engelleyecek şekilde kullanmayın. BioGlue'nin kan doluşma girmesi, lokal veya embolik vasküler obstrüksiyona neden olabilir.

- BioGlue'yu uygulama esnasında veya sonrasında dolaşındaki havayı veya diğer lumen sıvı akışını engelleyecek şekilde kullanmayın.
- Sinirler, gözler veya uygulamaya uygun olmayan diğer dokularla temasta kaçın.
- Hayvan üzerinde yapılan bir çalışma²⁴ sonucunda, BioGlue'nin açıkta kalan frenik sinire doğrudan uygulanmasının akut sinir hasarına neden olabilecegi görülmüştür. Hayvan üzerinde yapılan bir çalışma²⁵ sonucunda BioGlue'un kalbin sinoatriyal düğümünü (SAN) yüzeyin doğrudan uygulanması, miyokardiyumu uzanan ve alttaki iletim dokusuna ulaşabilen ve akut, fokal SAN dejenerasyonuna neden olabilen pıhtılma nekrozuna neden olabileceği görülmüştür. Hayvan üzerinde yapılan sonraki çalışmaları^{26,27}, kloroksidin glukonat jelinin frenik sinir, miyokardiyumu ve alttaki SAN'ı BioGlue kullanımından kaynaklanan olası yarananlardan koruyabildiğini göstermiştir.
- Personelin korunma tedbirleri yeterli değilse (örneğin eldiven, maske, koruyucu giysi ve koruyucu gözük takmak) BioGlue'yu kullanmayın. Reaksiyona girmemiş glutaraldehit; göz, burun, boğaz veya ciltte tahrife neden olabilir, solunum sıkıntısına neden olabilir ve lokal doku nekrozuna yol açabilir. Reaksiyona girmemiş glutaraldehitde uzun süre maruz kalmak, merkezi sinir sisteminde veya kardiyak patolojide neden olabilir. Temas halinde temas edilen bölgeyi derhal su ile durulayın ve tıbbi müdahale isteyin.
- Polymerize BioGlue yer kaplayıcı özelliklere sahiptir. Yanlış kullanımından veya yanlış uygulandığında, bitişik anatomik yapıların kompresyonu ile ilgili ciddi yan etkilerin meydana geldiği bildirilmiştir. BioGlue, yalnızca hedef uygulama yerinin tam olarak görselleştirilmesi mümkün olduğunda, optimum viskoziteyi elde etmek için uygun şekilde astarlanlığında minimum miktarla kullanmalıdır. Lütfen bu etiketteki Endikasyonlar/Amaç ve Kullanım Talmatları bölümnerine bakın.
- Anormal kalsiyum metabolizması olan hastalarda (örn. kronik böbrek yetmezliği, hiperparatiroidizm) BioGlue kullanımını en azı indirin. Glutaraldehit, ile tedavi edilen doku, mineralizasyon için yüksek bir eğilime sahiptir. Laboratuvar deneyleri, reaksiyona girmemiş glutaraldehitin mutajenik etkilere sahip olabileceğiğini göstermektedir.
- BioGlue'yu enfeksiyon olması durumunda kullanmayın ve víçudan kontamine bölgelerinde dikkatli kullanın.
- BioGlue'nin aynı hastada lezyonları kullanıldığından asırı duyarlılık reaksiyonlarının görülmesi mümkün değildir. Hayvanlarda hassasiyet gözelemiştir.
- BioGlue, enfeksiyon ajanzları bulasırabilecek hayvanal kökenli bir malzeme içeri.
- BioGlue'nin hamile/ezmeniz kadinlarda kullanımına yönelik herhangi bir çalışma yoktur.
- BioGlue şiringa ve BioGlue aksesuarları tek kullanım için cihazählardır ve birden fazla hasta kullanılmamalıdır.
- Pediatrik hastalarda BioGlue kullanımına yönelik herhangi bir çalışma yoktur. BioGlue dokuya dairesel olarak uygulanmamalıdır; bu durumda BioGlue dokunun büyümeyeşine veya genleşmesine izin vermemelidir.
- BioGlue'nin Bronkoplevral Fistül (BPF) veya Lenfatik Sızıntı tedavisi için uygunluğu yeterli verillerle doğrulanmamıştır.
- BioGlue başka herhangi bir malzeme ile birlikte kullanıldığından, her iki ürün için de talmatlar dikkatlice gözden geçirilmeli ve bunlara uyulmalıdır.

ÖNLEMLER

- BioGlue'un yanlışlıkla yapışma olasılığını en azı indirmek için cerrahi eldivenlerin, steril gazlı bezlerin/havluvarların ve cerrahi aletlerin nemli tutulması önerilir.
- BioGlue şırıngası, aplikatör ucları, püskürütücü uçları ve şırınga uzatma ucları yalnızca tek bir hasta uygulanabilir. Yeniden sterilize etmeyecek.
- Ambalajlar açılmışsa veya hasar görmüşse kullanmayın.
- İterçin şırıngadan taşmamasına dikkat edin.
- Şırınga pistonunu şırıngaya takarken sıkıştırın.
- BioGlue'u çok nemli bir cerrahi alanda uygulamayın. Bu, yapışkanlığını zayıflatmasına neden olabilir.
- Astaraları sırasında aplikatörden atılan malzeme ile doku temasından kaçının.
- BioGlue hızla polimerleşir. Astaraları hızla bir şekilde yapılmalı ve hemen ardından BioGlue uygulanmalıdır. Hazırlama ve uygulama aşamaları arasında duraklamalar, aplikatör ucunda polimerizasyona neden olabilir.
- Cerrahi alandaki fazlalık BioGlue'nun alınması esnasında kan tasarrufu sağlayan cihazlar kullanmayın.
- BioGlue'yu hedeflenen anastomozlara uygulamadan önce damarları klempleyin ve içeriği basıncı boşaltın.
- BioGlue'nun kardiyovasküler sisteme girişini önlemek için BioGlue'nun uygulanması ve polimerizasyonu sırasında herhangi bir negatif basınçtan kaçının. Örneğin, BioGlue uygulamasından önce sol ventrikül havalandırmaları kapatılmışmalıdır. BioGlue'nin aorta çekidineye ve aktif bir sol ventrikül ventilili ile birlikte kullanıldığında kalp kapaklılığı işlevini engelleyebileceği dair raporlar mevcuttur.
- BioGlue'yu istenmeyen bir cerrahi alandan soypu çıkarmayı; bu doku hasarına neden olabilir.
- BioGlue'yu sinir dokularının hemen yakınından bulunan kapali anatomic yerle implant etmeyecek.
- Akutik nöroma onarımları için translabirentin yaklaşımı BioGlue kullanıldığından etkisi salmastralama ilişkili klinik raporlar²⁸ nedeniley, söz konusu cerrahi yaklaşımın kullanılması önerilmek. Akutik nöroma onarımı için orta fossa veya retrosigmoid yaklaşım kullanılırken ürünün başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik literatürlü materyali mevcuttur ve ilgili yöntem tavaşı edilir.²⁶
- Yayınlanmış insan klinik verileri, BioGlue'nun akciğer cerrahisinde aşırı oranda uygulanmasının artik hava boşluğununa ve ateletikzayı neden olabileceğini göstermiştir.
- Söz konusu cihaz, insan sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili düzenlemeler dahil ancak bunlara sınırlı olmamak üzere tüm geçerli düzenlemelere uygun olarak kullanımını ve bertaraf edilmelidir.

GÖZLEMLENMİŞ VE POTANSİYEL YAN ETKİLER / OLUMSUZ GELİŞMELER

Bu prosedürlerde gerçekleştirilen hekimler için yumuşak doku onarım cerrahisinin olduğu tüm komplikasyonlarının bilinmesi gereklidir. Bu tür ameliyatlarla özgü komplikasyonlar işlem sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.

Gözlemlenmiş Yan Etkiler / Olumsuz Gelişmeler:

Klinik çalışmalar esnasında gözlemlenen olumsuz gelişmeler sunları içermektedir. Hedeflenmemiş dokuya uygulanmış BioGlue, BioGlue'un yapışmasını, Ölüm, Damar yırtılması ve kanaması, Beyin omurilik sıvısı szintizi, Enfeksiyon, Inflamatuar, İmmün sistemik alerjik reaksiyon, Geri dönüşü olmayan morbidite, İskemi, Miyokard enfarktüsü, Nörolojik

eksiklik, Organ sistemi yetmezliği, Parapleji, Plevral Efüzyon, Böbrek Bozukluğu/yetersizliği, Solunum Bozukluğu/yetersizliği, İnce veya Serebral Enfarktüs, Tromboembolizm ve Tromboz.

BioGlue Kullanımından Kaynaklanabilecek Olaşı Yan Etkiler / Olumsuz Gelişmeler:

Yumuşak doku onarım ameliyatı esnasında BioGlue Cerrahi Yapıştrıcısının ek kullanımında meydana gelen komplikasyonlar, sınırlı olmak üzere sunları içerebilir: uygulama yerinde sıkış veya ödem gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, ürünün dokuya yapışması, prosedür ıhbar hedeflenmemiş dokuya yapıstrıcı uygulanması, inflamatuar ve immün yanıt, alerjik reaksiyon, doku mineralizasyonu, lokal doku nekrozu, damar tikanıklığı, bronşiyal veya lüminal obstrüksiyon, tromboz ve tromboembolizm, pulmoner emboli, normal damar veya doku yaralanması, stenoz, seroma, psödoanevrizma ve hayatısal madde kaynaklı ejenlerin oluştuğu bulus durumu.

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA

BioGlue şırıngası ve aplikatör ucları steril olarak tedarik edilir. Açılmış veya hasar görmüş üzerindeki kullanılmayan malzemeleri bertaraf edin.

BioGlue şırıngaları: kapaklı, çift bölmeli steril bir şırıngaya içinde bulunur. Polimerize BioGlue pirojenik değildir. Ürün 25°C'in altında saklanmalı; ancak dondurulmamalıdır.

ÇEVRESEL KOŞULLAR

BioGlue Cerrahi Yapıştrıcı MR için güvenlidir (yani tüm MR ortamlarında tehlike oluşturmayan bir maddedir).

KULLANMA TALİMATLARI

BioGlue Cerrahi Yapıştrıcı profilaktik olarak veya bir sızıntı tespit edildikten sonra uygulayın.

Cihazın Kullanımı Hazırlanması

BioGlue Cerrahi Yapıştrıcı Şırınga uygulama sistemi; şırınga, şırınga pistonu ve aplikatör ucundan oluşur.

BioGlue Şırınga kutusunun içinde iki ayrı torba bulunur. Bir torbanın içerisinde şırınga ve şırınga pistonu bulunan diğer torba dört adet aplikatör ucu bulunmaktadır.

10 mL BioGlue Şırınga kutusu, üç adet 12 mm Püskürütücü Uç içeren ek bir torba içerir. Kullanmadan önce tüm torbaları gözle kontrol edin. Steril bariyer sisteminde herhangi bir güvenlik ihlali varsa kullanmayın.

- Şırıngayı, şırınga pistonunu ve aplikatör uclarını ambalajlarından çıkarın. Şırıngayı dik tutarken, çözeltideki hava kabarcıkları şırınganın üstine yükselseme kadar şırıngaya vurun.




Şekil 1

Şekil 2

NOT: Hava kabarcıklarını şırınganın üst kısmında tutabilmek için uygulama sisteminin tertiibi esnasında şırıngayı dik tutmayı devam edin.

- Bir adet aplikatör ucunu ambalajından çıkarın ve puanter kısmının doğrudan daha büyük portun üzerinde olduğundan emin olmak için ucun bilezik şeklinde olan kısmını inceleyin. Puanter daha büyük portun üzerinde değilse, puanter daha büyük portun üzerinde gelene kadar mil üzerindeki kilitleme bileğine çevirin. Aplikatör ucu yukarı bakacak şekilde şırıngayı sıkıca tutarken, şırınganın kapağını saat yönünün tersine 90° çevirin ve sağ-sol şeklinde sallayarak kapağı çarparın. Karşısındaki

çentikleri kullanarak ucu şırıngaya hizalayın ve şırınganın üzerine yerleştirin.



Şekil 3

IKAZ: tıbat sırasında solüsyon şırıngaya doğru iterek ve uç bileziği saat yönünde 90° döndürerek ucu yerine kilitlein.

- Aplikatör ucunu sıkıca şırıngaya doğru iterek ve uç bileziği saat yönünde 90° döndürerek ucu yerine kilitlein.



Şekil 4

Şırıngayı dik tutarken, şırınganın küçük ve büyük hazırlarını karşılık gelen şırınga piston başlıklarıyla hizalayın ve direnç hissedilene kadar pistonu şırınganın arkasına doğru hareket ettirin. Şırınga uygulama cihazının tertibi yapılmıştır.



Şekil 5

IKAZ: Tertiip edilmiş cihazı tüm havası boşaltılana kadar yan yatırmayın (bir sonraki paragrafa bakın).

IKAZ: BioGlue'yu prosedürde kullanmadan önce, şırıngadaki kalan hava kabarcıkları temizlemeli ve aplikatör ucu kullanımına hale getirilmelidir. Cerrahi Bölge Hazırlığı, Şırıngadaki Hava Kabarcıklarının Temizlenmesi ve Aplikatör Ucu Hazırlama bölümnerine bakın.


- Esen uzantılı aplikatör ucu kullanılıyorsa, uzantı uygun konumda istenilen açıya büükerek ve 3-5 saniye bastırılarak istenilen açı oluşturulmalıdır. Oluşturulan açı yaklaşık 5 dakika boyunca korunmalıdır.
- Tıkanmış aplikatör uclarını çırpmak için, uç bileziğini kavrayın, saat yönünün tersine çevirin ve sağ-sol şeklinde sallayarak ucu şırıngadan çıkarın.

Cerrahi Bölge Hazırlığı, Şırıngadaki Hava Kabarcıklarının Temizlenmesi ve Aplikatör Ucu Hazırlama

- Hedef cerrahi bölge; kalan hava kabarcığının temizlenmesinden, astaralarla işleminden veya BioGlue uygulanmasından önce uygun şekilde hazırlanmalıdır. BioGlue, hedef cerrahi bölge kuru olduğunda en iyi sonucu verir. Kuru cerrahi kastedilen, cerrahi sünger ile kurulardan sonra 4-5 saniye içinde tekrar kanla lekelemeyen bölge olmalıdır.

IKAZ: BioGlue'yu çok nemli bir cerrahi alanda uygulamayın. BioGlue'nin ıslak bir alana uygulanması BioGlue'nin yapışmasına neden olabilir.

2. BioGlue uygulamasından önce şiringanın içinde kalan hava kabarcıkları temizlenmelidir. Aynı şekilde, solusyonlardaki hava kabarcıklarının şiringanın üst kısmına çıkmasını sağlamak için tıptip edilmiş şiringayı dik tutmak önem arzeder. Hava boşluğunun temizlenmesi artık iki farklı yöntem kullanılarak gerçekleştirilebilir:
- Pistonu yalnızca çözeltiler şiringa gövdesini üst kısmıyla eşit olana kadar sıkıştırın. Kalan hava boşluğu çıkarıldıkten sonra şiringa astarlamaya (Adım 3'e bakın) ve hemen kullanım hazırlık hale gelir.
 - Pistonu, her iki solusyon da ucun tabanından görünene kadar sıkıştırın. Böylelikle şiringanın içersindeli hava çıkarılmıştır; ancak aplikatör ucu artık polimerize BioGlue ile kapatalmıştır ve astarlama işleminden (bkz, Adım 3) ve hedef bölgeye uygulanmasından önce değiştirilmesi gerekecektir.



Şekil 6

NOT: Her şiringanın yalnızca ilk kullanımında kalan havasından temizlenmesi gereklidir.

- Her bir aplikatör ucu BioGlue uygulamasından önce astarlanmalıdır. Astarlama, BioGlue solusyonlarının uygun şekilde karıştırılmasını sağlar. Cerrah pistonu sıkıştırılarak yaklaşık 3 cm uzunluğunda dar bir BioGlue seridini steril tek kullanımlık bir yüzeye (örn. sünger, gazlı bez veya havlu) çikarmalıdır.
- Cerrah, astarlaması esnasında dışarı atılan materyali içemelemi ve homojen açık sırıla kehribr renki arası bir renkte olduğundan ve hava kabarcığı içermediginden emin olmalıdır. Maddeden rensiks olması veya kabarcık içermesinde durumda, cihaz kabarcıksız bir şekilde tek tip bir sıvi verene kadar, Adım 2'de belirtildiği gibi astarlama işlemeni tekrarlayın.

İKAZ: Astarlama esnasında çıkarılan malzeme ile doğrudan temastan kaçının.

İKAZ: Şiringada herhangi bir kırık ya da sizinti belirtisi olması durumunda bu cihazı kullanmayıp yenisini açın/kullanın.

- Aplikatör ucu uygun şekilde astarlandırdığında, derhal uygulama aşamasına geçin.

İKAZ: BioGlue çok hızlı polimerize olur. Cerrah, astarlama işleminden hemen sonra BioGlue uygulamalıdır.

Hazırlama ve uygulama aşamaları arasında duraklama, aplikatör ucunda polimerizasyona neden olabilir. Böyle bir seyir meydana gelmesi durumunda, titkali ucu yeri bir uça değiştirmek ve aplikatör ucu hazırlama adımlarını tekrarlayın. Uç titkandıktan sonra pistonla basılı uygulamayı bırakın.

BioGlue'nun Cerrahi Operasyonda

Kullanılmasına Yönelik Genel Yöntemler^{8-23,29,30}

BioGlue Cerrahi Yapıcıyı kullanmadan önce cerrahlar, cerrahi teknikler ve spesifik prosedürlerin varyasyonları hakkında uygun eğitim almalı ve ilgili konuya aşına olmalıdır. BioGlue Cerrahi Yapıcıyı kullanımı, cerrahi süütte ilk kullanıldan önce ürünü birlikte uygulanmalıdır.

- Hasta, hastanenin standart prosedürlerine göre hazırlanmalı ve üstü örtülmelidir. Göğüs veya plevral boşluğa giriş, kardiopulmoner baypas, klempleme ve miyokardiyal koruma gibi prosedürler cerrahın standart tekniklerini takip etmelidir.
- Bu bölgelere nemli steril gazlı bezler yerleştirilerek, ameliyat bölgesinde çevreleyen doku BioGlue Cerrahi Yapıcıyı istenmeyen uygulanmasından korunabilir. Uygulamadan hemen sonra, yapışkan hala yumuşak haldeyken gazlı bezleri çıkarın ve alanın etrafındaki fazla yapışkan kalıntısını silin.

İKAZ: Cerrahi alanda fazlalık BioGlue'nun alınması esnasında kan tasarrufu sağlayan cihazlar kullanılmayın.

İKAZ: BioGlue'yu hedeflenen anastomozlara uygulanmadan önce damarları klempleyein ve içerdeki basincı boşaltın.

İKAZ: BioGlue'yu hedeflenen anastomozlara uygularken maddenin damarlara emiliminden kaçının.

- BioGlue Cerrahi Yapıcıyı istenmeyen bir yere yapışsa, yapıcıcısının polimerize olmasını izin verin ve ardından yapıcıcısı cimbiz ve makasla istenmeyen alandan nazikçe ayırrın. Uygulamasında doku hasarına neden olabilecekinden BioGlue Cerrahi Yapıcıyı soyarak çıkarmaya çalışmayın.
- Damar oranı, iki 2,5 cm'den büyük damarları/gretflerin anastomozu için 1,2 - 3,0 mm kalınlığında düz bir yapışkan klampala uygulayın; Cep 2,5 cm'den küçük damarlar/gretfler için 0,5 - 1,0 mm oranında bir yapışkan klampala uygulayın.
- Yapıştırıcı uygulama alanı sıkıştırılmamalı veya ekstra basıncı maruz bırakılmamalıdır. BioGlue, en iyi şekilde iki dokuya boynca herhangi bir manipülasyon olmaksızın polimerize olmasını izin verildiğinde etkisini gösterir. Yapıcıcısı polimerle olduğuunda, gerekli gibi dikkatle sabitleyin.
- Yapıcıyı polimerize olduktan sonra, fazla veya düzensiz yapışkan kısımlarını makas ve cimbizlərle düzeltin.

Aort Diseksiyon Cerrahisinde BioGlue Kullanımına Yönelik Spesifik Yöntemler^{6,11,13-19}

- Aortun diskeze edilen katmanları, başlangıçta kan ve trombüs materyalinden temizlenmemi ve mümkün olduğunda cerrahi süngerlerle kurutulmalıdır.
- Diseksiyon onarımının distal ucu için, BioGlue uygulamasının distal ucunu tanımlamak üzere gerçek lumeni bir distal kateter yerleştirin. Ek olarak, damarın doğal yapısını korumak için gerçek lumen bir dilatör, sünger veya kateter yerleştirilerek aortun diskeze katmanları birbirine yaklaştırılmalıdır.

BioGlue daha sonra distal balon kateterin izin verdiği kadar distalde yalancı lümene dağıtılmalıdır. Sorunsuz bir aplikasyon için yalancı lümenin doldurulması, spiral şeklinde bir hareketle distalden proksimalde doğru ilerlemelidir. Sahte lümen BioGlue ile tamamen doldurulur, yalancı lümeni asırı doldurmaktan ve BioGlue'ye gerçek lümenye veya çevreleyen dokuya uygulamaktan kaçının.

- Diseksiyon onarımının proksimal ucu için, aortun diskeze edilen katmanları bir distal, sünger veya kateter kullanılarak birbirine yaklaştırılmışmalıdır. Gerekirse, yanılışlıkla BioGlue uygulamasından korunmak için aort kapakçıklarının üzerine nemli gazlı bezler

yerleştirilmelidir. BioGlue daha sonra yalancı lümeni doldurmak için dağıtılmalıdır.

Graft materyali, diseksiyon onarımının hem proksimal hem de distal yönlerinde BioGlue ile yaptırılan ve güçlendirilen dokulara doğrudan dikiilebilir. Yapıtların doku katmanlarını idmekden önce BioGlue'un herhangi bir manipülasyon olmadan tam iki dakika boyunca tamamen polimerize olmasına izin verin.

İKAZ:  Diseksiyon uzaması durumunda koroner lümenin açılığını korumak için BioGlue uygulamasından önce koroner ostium içine bir kateter yerleştirilmesi gözünde bulundurulmalıdır.

BioGlue'nun Akciğer Operasyonunda Kullanımı⁶⁻⁹
BioGlue'nun havası boşaltılmış veya içi hava dolu bir akciğere uygulanlığında etkili olduğu görülmüştür.

Bertarf Telimatlari

Açık veya hasar görmüş ürünude kullanılan malzemeleri biyolojik tehlike kutusuna atarak bertarf edin.

Güvenlik ve Klinik Performans İlişkin Kısa Bilgiler

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

BUDI-DI: 87723400BGC35007W

BioGlue'nun Kullanım Ömrü

BioGlue Cerrahi Yapıcıyı, üzerinde süreli kullanım için tasarlanmıştır (30 günden fazla). BioGlue, proteloz yoluyla bozunma uğradır ve uygulanan yapıcıcının miktarına ve hedef dokunun vasküllerisine bağlı olarak emilmesi yavaşlık gösterebilir.

Ciddi Seviyedeki Olumsuz Gelişmelerin Bildirilmesi

BioGlue'ya ilişkin olarak meydana gelen Ciddi Seviyedeki Olumsuz Gelişmeler, üreticiye ve hastanın yerlesik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir. Üreticiye ilgili bildirimin yapılması için iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Artivion, Inc. 1655 Roberts Blvd, NW ·
Kennesaw, Georgia 30144 • USA
Telefon: +1 (888) 427-9654 •
Faks: +1 (770) 590-3753
E-posta fieldassurance@artivion.com

REFERANSLAR

Ekte sunulan bilgilere yönelik referanslar istek üzerine sağlanabilir.

¹Dosyadaki Artivion Verileri. Val-00097: BioGlue Üretim Süreç Validasyonu

²Misuci M, Polli FM, Forcato S, Coman MA, Ricciardi L, Ramieri A, Racò A. Aletsiz omurga cerrahisi sırasında dura yarıklarının onarımında cerrahi dolgu macunlarının kullanımı. Eur Spine J. 2014 Ağustos;23(8):1761-76.

³Glock Y, vd. Yapıcıyı kullanılan aortoprostetik anastomozların deneyel teknik (BioGlue® Artivion). Marsilya, Fransa'da Okluzif Hastalık ve Anevrizmalar için Laparoskopik Aortoliak Cerrahide sunulmuştur. 28 Ocak 2000

⁴Murdock M, vd. Kardiiovasküler uygulamalar için cerrahi dolgu macunlarının sito-uyumlulığı ve mekanik özellikleri. J Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 2018:1-8

⁵Gundry SR, Black K, Izutani H. Biyolojik yapıtırlmış anastomozlu sütürsüz koroner arter baypas: ön in vivo ve in vitro sonuçlar. J Göğüs Kardiiovasküler Cerrahi. 2000 Eylül;120(3):473-7. doi: 10.1067/mcr.2000.108596 PubMed PMID: 10962407.

⁶Potaris K, vd. Bülletektomi sonrası hava kaçaklarının kapatılmasında albümün glutaraldehit doku yapıcısı ile deneyim. Kalp Cerrahisi Forumu 2003;6(5):429-433

⁷Potaris K, vd. Akciğer cerrahisinde albümín-glutaraldehit doku yapıştırıcısının kullanımıyla ilgili ön sonuçlar. Tıp Bilimi Monitörü 2003;9(7):179-83.

⁸Tansley P, vd. Alveolar hava szintilrinin tedavisinde BioGlue'nun etkinliğini prospektif, randomize, kontrollü bir denemesi. J Göğüs Kardiyovasküler Cerrahi 2006;132:105-12.

⁹Hergot GW, vd. Pulmoner parankimi ve brons anastomozlarını kapatmak için albümín-glutaraldehit doku yapıştırıcısının deneyel kullanımı. Avrupa J Kardiyovasküler-Göğüs Cerrahi 2001;19(1):4-9.

¹⁰Passage J, vd. BioGlue Cerrahi Yapıştırıcı – Kalp Cerrahisinden Endikasyonlarının Değerlendirilmesi. Ann Göğüs Cerrahi 2002; 74:432-7.

¹¹Fehrenbacher J, vd. Aort Cerrahisinde BioGlue Kullanımı: Uygun Uygulama Teknikleri ve 92 hastadan edilenin sonuç. Kalp Cerrahisi Forumu 2006; 9(5).

¹²Coselli J, vd. Kardiyak ve Vasküler Anastomotik Onarım Prosedürlerinde Hemostatik ve Yapisal Yardımcı Olarak Kullanılan Protein Bazlı Bir Doku Yapıştırıcısının Prospektif Randomize Çalışması. J Am Coll Cer. 2003;197:243-253.

¹³Bavaria J, vd. Akut Tip A Diseksiyon Tedavisinde Gelişmeler: Entegre Bir Yaklaşım. Ann Göğüs Cerrahi 2002; 74:S1848-52.

¹⁴Ma W, vd. BioGlue torasik aort cerrahisi sonrası anastomoz psödoanevrizmeye katkıda bulunur mu? J Göğüs Dis 2017

¹⁵Weiner J, vd. Anastomotik Psödoanevrizmaların Oluşumunda Sığır Serumu Albümín-Glutaraldehit Yapıştırıcısının Rolü. J Kard Cerr. 2011; 26:76-81.

¹⁶Westaby S, vd. Akut tip A diseksiyon: konseratif yöntemler sürekli olarak düşük mortalite sağlar. Ann Göğüs Cerrahi 2002;73:707-13.

¹⁷Dahili Klinik Çalışma Raporu – Tip A Aort Diseksiyonunun Onarımında Cerrahi Yardımcı Olarak BioGlue Cerrahi Yapıştırıcı Etkinliği ve Güvenlik Denemesi. Protokol BG1001

¹⁸Feier H, vd. Akut Tip A Aort Diseksiyonundan Sonra Erken Sonuçlarda Albümín/glutaraldehit Sealant'ın Etkisi. REV.CHM,(Bucharest) - 70 - No. 6 – 2019

¹⁹Chao HH, Torchiana DF, BioGlue: Kalp Cerrahisinde Albümín/ Glutaraldehit Sızdırmazlık Maddesi. J Kard Cer. 2003;18:500-3

²⁰Dusick JR, Mattozzo CA, Esposito F, Kelly DF. Transfemoral cerrahide postoperatif beyin omurilik sıvısı szintilrinin önemnesi için BioGlue kullanım: Bir vaka serisi. Cerrahi Nöroloji. 2006 Ekim;66(4):371-6; tartışma 376

²¹Kumar A, vd. Transfemoral prosedürlein takiben BioGlue kullanılarak sellar zeminin rekonstrüksiyonu. J Clin Neuros 2003; 10:92-95

²²Kumar A, Maartens NF, Kaye AH. Nörosirurji prosedürlerinde BioGlue kullanımının değerlendirilmesi. J Clin Neurobil. 2003 Kas;10(6):661-4

²³Allama AM, Abd Elaziz ME. Göğüs cerrahisinde alveolar hava kaçacağını azaltmak için doku yapıştırıcılarının kullanılması. Asya Kardiyovasküler Göğüs Ann. 2 Nisan 2019.

²⁴LeMaire SA, vd. Yeni bir cerrahi yapıştırıcı (BioGlue), akut frenik sinir hasarına ve diyaphragm felçine neden olur. 34. Akademik Cerrahi Derneği'nde sunulmuştur 2000

²⁵LeMaire SA, vd. Yeni bir cerrahi yapıştırıcı (BioGlue), sinoatriyal düğüm dejenerasyonu nedeniyle ani ve uzun süreli bradikardide neden olur. Kalp ve Genel Göğüs Cerrahisi Ekipleri Sempozyumu'nda sunulmuştur. (Özet) 2000

²⁶LeMaire SA, vd. Klorheksidin Glukonat Jel, BioGlue Cerrahi Yapıştırıcının uygulanması sırasında açıkta kalan sinirler korur. 35. Akademik Cerrahi Derneği Toplantısında sunulmuştur. (Özet) 2001

²⁷LeMaire SA, vd. Klorheksidin Glukonat Jel, BioGlue Cerrahi Yapıştırıcının uygulanması sırasında miyokard ve sinoatriyal düğümü korur. 35. Akademik Cerrahi Derneği Toplantısında sunulmuştur. (Özet) 2001

²⁸Sen A, vd. Translabirentin vestibüler schwannoma cerrahisinde BioGlue kullanımından sonra beyin

omurilik sıvısı szinti oranı: Prospektif bir çalışma. Otol Neurrol 2006;27:102-5.

²⁹Raanan E, vd. Aort cerrahi onarımında "BioGlue" kullanımı. Ann Göğüs Cerrahi 2001;72:638-40

³⁰Coselli JS, vd. Torasik aort anastomozları. Torasik ve Kardiyovasküler Cerrahide Ameliyat Teknikleri 2000;5(4):259-76

ÜRÜN BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASI

Bu cihazın kullanıcı tarafından taşınması ve saklanması ve üreticinin kontrolü dışında kalan hasta, tanı, tedavi, cerrahi prosedürler ve diğer hususlarla ilgili unsurlar, bu cihazı ve bu cihazın kullanımından elde edilen sonuçları doğrudan etkileyebilir.

TAAHHÜDÜN REDDİ; SORUMLULUK SINIRLARI
ARTIVION, SATILABILIRLIK VE BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ AÇIK VE ZIMNİ
TAAHHÜTLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA
SINIRLAR OLMIYAN, SOZ KONUSU CERRAHİ
YAPIŞTIRICIYLA İLGİLİ AÇIK VE ZIMNİ TÜM
TAAHHÜTLERİ REDDEDER. KAZARA VUKU
BULAN VEYA KULLANIM SONUCU MEYDANA
GELEN ZARARLARDAN DOLAYI ARTIVION
HİÇBİR KOŞULDA SORUMLU
TUTULMAYACAKTIR. Bu tür bir sorumluluk rededinin
herhangi bir nedenden dolayı geçersiz veya
uygulanamaz bulunuşması halinde; (i) herhangi bir
garanti ihlali davası, bu tür bir iddia veya dava
nedeninin tahakkuk etmesinden sonraki bir yıl içinde
başlatılmışdır ve (ii) bu tür bir ihlalin çözümü, ürünün
değiştirilmesiyle sınırlı tutulacaktır.

Artivion ve BioGlue, Artivion, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

©2022 Artivion, Inc. Tüm hakları saklıdır. ABD'de
basılmıştır.