

PhotoFix®

Decellularized Bovine Pericardium

QTY	1
-----	---

Quantity

INSTRUCTIONS FOR USE

Caution: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

DEVICE DESCRIPTION

PhotoFix® Decellularized Bovine Pericardium (PhotoFix) is prepared from bovine pericardium, which is stabilized using a dye-mediated photooxidation process, processed using ethylene oxide and sterilized using aseptic processing techniques. No aldehyde chemistry is used during any phase of pericardium manufacturing including tissue fixation or sterilization processes.

INDICATIONS

PhotoFix is indicated for the following uses: intracardiac repair, great vessel repair, suture line buttressing, pericardial closure, and vascular repair and reconstruction (for example: the carotid, iliac, femoral, and tibial blood vessels and arteriovenous access revisions).

CONTRAINDICATIONS

PhotoFix is contraindicated for:

- Use in patients that exhibit sensitivity to materials of bovine origin;
- Reconstruction of hernias and valve leaflet repair.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

• FOR SINGLE USE ONLY

- PhotoFix is supplied sterile in a sealed container. Do not re-sterilize.
- Do not use the pericardium if either temperature indicator is activated (see **TEMPERATURE INDICATORS**)

section). Immediately contact your Sales Representative to arrange for return or replacement of the tissue.

- **DO NOT USE THE PERICARDIUM** if the device container is damaged, the expiration date has lapsed, or the tamper-evident seal is broken or missing.
- PhotoFix should not be allowed to contact any solutions that contain aldehydes.
- Rinsing the pericardium with antibiotic solution is not recommended. The interactions of tissue with antibiotics have not been tested.

ADVERSE EVENTS

Potential adverse events associated with the use of pericardium include: Abscess, adhesion, calcification/mineralization, complete heart block, death, epicardial inflammatory reactions, infection and rejection.

Adverse events potentially related to the product must be reported promptly to CryoLife Field Assurance at 1-800-438-8285 or 770-419-3355 or by email to fieldassurance@cryolife.com.

INDIVIDUALIZATION OF TREATMENT

Prophylactic antibiotic therapy is necessary for patients that receive an implantable device when undergoing any invasive procedure (including and especially dental procedures).

PATIENT COUNSELING

Patients undergoing any dental procedures should be considered for prophylactic antibiotic therapy.

HOW SUPPLIED

PhotoFix is supplied sterile and non-pyrogenic in a sealed container with 22% buffered ethanol solution. After implantation, the 22% buffered ethanol solution can be discarded according to hospital procedures for non-hazardous materials.

TEMPERATURE INDICATORS

Each shipping carton contains low and high temperature indicators that signify if the tissue was exposed to unacceptable shipping temperatures. If the low temperature indicator is **RED**, the product was exposed to temperatures below the acceptable shipping temperature (**Figure 1**). If the high temperature indicator is **RED**, the product was exposed to temperatures above the acceptable shipping temperature (**Figure 2**).

Figure 1



Figure 2



If either high or low temperature indicators have been activated, **DO NOT USE THE PERICARDIUM**. Immediately contact your Sales Representative to make arrangements for return or replacement.

STORAGE CONDITIONS

PhotoFix should be stored between the temperature limit minimum of 5°C and maximum of 25°C (41°F and 77°F). Refrigeration is not required. Do not place PhotoFix in areas where significant temperature fluctuations may occur.

DIRECTIONS FOR USE

1. The exterior of the container is non-sterile and should not be introduced into the sterile field.
2. Remove the tamper-evident seal by pulling tab adjacent to the seal perforation.
3. Grip the bottle lid and open the container by turning the lid counterclockwise.
4. Remove PhotoFix from the container by grasping the edge of the pericardium with atraumatic forceps. **ATRAUMATIC FORCEPS MUST BE USED WHEN HANDLING PHOTOFIX.** Alternatively, excluding 6x8cm and 8x14cm sizes, the tissue and bottle contents can be poured into a sterile basin.
5. PhotoFix does not require rinsing before implantation.
6. All subsequent handling must be with sterile gloved hands. Thoroughly wash surgical gloves to remove glove powder before touching the pericardium.
7. PhotoFix may be tailored during surgery as needed. Visually examine both sides of PhotoFix. If one side appears smoother, implant the smoother surface so that it faces the blood flow. The pericardium may be sutured, clipped, or stapled into place.
8. Flush the pericardium with sterile physiologic saline frequently during implantation to prevent tissue dehydration.

WARRANTIES

THE FOLLOWING DISCLAIMER OF WARRANTY APPLIES TO UNITED STATES CUSTOMERS ONLY: ALTHOUGH THE CRYOLIFE, INC. PHOTOFIX® DECELLULARIZED BOVINE PERICARDIUM, HEREAFTER REFERRED TO AS "PRODUCT", HAS BEEN DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED UNDER CAREFULLY CONTROLLED CONDITIONS, DUE TO CONDITIONS AND FACTORS THAT ARE OUTSIDE OF CRYOLIFE, INC.'S SUPERVISION AND CONTROL AFTER SALE OF THE PRODUCT, CRYOLIFE, INC. HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED WITH RESPECT TO THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. CRYOLIFE, INC. SHALL NOT BE LIABLE TO ANY PERSON OR ENTITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR OTHER TYPE OF DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY MEDICAL EXPENSES CAUSED BY OR RELATED TO ANY USE, DEFECT, FAILURE OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT, WHETHER BASED UPON A WARRANTY, CONTRACT, TORT OR OTHER LEGAL THEORY. CRYOLIFE, INC. NEITHER ASSUMES, NOR AUTHORIZES ANY OTHER PARTY TO ASSUME FOR IT, ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT OR ITS USE.

If any term or portion of this Disclaimer of Warranty and Liability provision is found to be unenforceable, illegal or contrary to applicable law by a court of competent jurisdiction, the remaining portions of this provision shall not be effected and shall remain valid, and any such unenforceability or illegality in jurisdiction shall not invalidate or render unenforceable this Disclaimer of Warranty and Liability provision in any other jurisdiction.

SYMBOL GLOSSARY

RxONLY	=	Prescription only		=	Consult instructions for use
	=	Do not re-sterilize		=	Caution
	=	Sterilized using aseptic processing techniques		=	Temperature limit
	=	Do not re-use		=	Manufacturer
	=	Do not use if package is damaged		=	Catalogue number
	=	Use-by date		=	Batch code

Manufacturer

CryoLife, Inc.
 1655 Roberts Blvd., NW
 Kennesaw, GA 30144
 Telephone: 800-438-8285
 Fax: 770-590-3753

Printed in USA © 2020 CryoLife, Inc., All Rights Reserved.
 PhotoFix is a registered trademark of CryoLife, Inc.

L09154.005 (2020-09)

PhotoFix®

Pericárdio Bovino Decelularizado

QUA 1

Quantidade

INSTRUÇÕES DE USO

Atenção: A legislação federal dos E.U.A restringe a venda deste dispositivo por ou a pedido de um médico.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O Pericárdio Bovino Decelularizado PhotoFix® (PhotoFix) é feito a partir de pericárdio bovino, o qual é estabilizado usando um processo de foto-oxidação mediado por pigmentos, processado usando óxido de etileno e esterilizado usando técnicas de processamento asséptico. Nenhuma química de aldeídos é usada durante qualquer fase da fabricação do pericárdio, incluindo processos de fixação ou esterilização de tecidos.

INDICAÇÕES

PhotoFix é indicado para os seguintes usos: correção intracardiaca, correção de grandes artérias, reforço da linha de sutura, fechamento do pericárdio, e reconstrução e correção vascular (por exemplo: artérias carótidas, ilíacas, femorais, tibiais e revisões de acesso vascular arteriovenoso).

CONTRAINDICAÇÕES

PhotoFix é contraindicado para:

- Uso em pacientes que apresentem sensibilidade a materiais de origem bovina;
- Reconstrução de hérnias e reparo de cúspides valvares.

AVISOS E PRECAUÇÕES

• PARA USO ÚNICO

- PhotoFix é fornecido estéril em um recipiente lacrado. Não reesterilize.
- Não use o pericárdio se qualquer indicador de temperatura estiver ativado (consulte a seção **INDICADORES DE TEMPERATURA**). Contate seu Representante de Vendas imediatamente para organizar a devolução ou substituição do tecido.

- **NÃO USE O PERICÁRDIO** se o recipiente do dispositivo estiver danificado, a data de validade tiver passado, ou o lacre de segurança estiver partido ou ausente.
- PhotoFix não deve ficar em contato com qualquer solução que contenha aldeídos.
- Enxaguar o pericárdio com solução antibiótica não é recomendado. As interações do tecido com antibióticos não foram testadas.

EVENTOS ADVERSOS

Potenciais eventos adversos associados ao uso do pericárdio incluem: abscesso, adesão, calcificação/mineralização, bloqueio cardíaco completo, morte, reações inflamatórias epicárdicas, infecção e rejeição.

Eventos adversos potencialmente relacionados ao produto devem ser reportados imediatamente para a CryoLife Field Assurance pelo número 1-800-438-8285 ou 770-419-3355 ou por email para fieldassurance@cryolife.com.

INDIVIDUALIZAÇÃO DO TRATAMENTO

A antibioticoterapia profilática é necessária para pacientes que recebem um dispositivo implantável ao serem submetidos a qualquer procedimento invasivo (incluindo, em especial, procedimentos dentários).

ACONSELHAMENTO A PACIENTES

Os pacientes submetidos a qualquer procedimento dentário devem ser considerados para antibioticoterapia profilática.

COMO É FORNECIDO

O PhotoFix é fornecido estéril e não pirogênico em um recipiente lacrado com solução tampão de etanol a 22%. Após o implante, a solução tampão de etanol a 22% pode ser descartada de acordo com os procedimentos hospitalares para materiais não perigosos.

INDICADORES DE TEMPERATURA

Cada embalagem de expedição contém indicadores de temperatura alta e baixa, que mostram se o tecido foi exposto a temperaturas de expedição inaceitáveis. Se o indicador de temperatura baixa estiver **VERMELHO**, o produto foi exposto a temperaturas abaixo da temperatura de expedição aceitável (**Figura 1**). Se o indicador de temperatura alta estiver **VERMELHO**, o produto foi exposto a temperaturas acima da temperatura de expedição aceitável (**Figura 2**).

Figura 1



Figura 2



Caso o indicador de temperatura alta ou baixa tiver sido ativado, **NÃO USE O PERICÁRDIO**. Contate seu Representante de Vendas imediatamente para organizar a devolução ou substituição.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O PhotoFix deve ser armazenado entre as temperaturas limite mínima de 5 °C e máxima de 25 °C (41 °F e 77 °F). Não é necessário refrigerar. Não coloque o PhotoFix em áreas onde flutuações de temperatura significativas possam ocorrer.

ORIENTAÇÕES DE USO

1. O exterior do recipiente é não estéril e não deve ser introduzido no campo estéril.
2. Remova o lacre de segurança puxando a aba ao lado da perfuração do lacre.
3. Segure a tampa do frasco e abra o recipiente girando a tampa no sentido anti-horário.
4. Remova o Photofix do recipiente segurando a borda do pericárdio com uma pinça atraumática. **UMA PINÇA ATRAUMÁTICA DEVE SER USADA AO MANUSEAR O PHOTOFIX.** Alternativamente, com a exceção dos tamanhos 6 x 8 cm e 8 x 14 cm, o tecido e o conteúdo do frasco podem ser colocados em uma bacia estéril.
5. O PhotoFix não requer enxágue antes da implantação.
6. Todo o manuseio posterior deve ser feito usando luvas estéreis. Lave minuciosamente as luvas cirúrgicas para remover o pó das luvas antes de tocar o pericárdio.
7. O PhotoFix pode ser adaptado durante a cirurgia, conforme necessário. Examine visualmente ambos os lados do PhotoFix. Se um lado parecer mais macio, implante a superfície mais macia de forma que ela fique voltada para o fluxo sanguíneo. O pericárdio pode ser suturado, aparado ou grampeado no lugar.
8. Lave o pericárdio com solução fisiológica salina estéril com frequência durante a implantação para evitar a desidratação do tecido.

GARANTIAS

A SEGUINTE RENÚNCIA DE GARANTIA APLICA-SE SOMENTE A CLIENTES DOS ESTADOS UNIDOS: EMBORA O PERICÁRDIO BOVINO DECELULARIZADO PHOTOFIX® DA CRYOLIFE, INC., DORAVANTE DENOMINADO “PRODUTO”, TENHA SIDO CRIADO, FABRICADO E TESTADO SOB CONDIÇÕES CUIDADOSAMENTE CONTROLADAS, DEVIDO A CONDIÇÕES E FATORES QUE ESTÃO FORA DO CONTROLE E SUPÉRVISÃO DA CRYOLIFE APÓS A VENDA DO PRODUTO, A CRYOLIFE, INC. RENUNCIA AQUI A TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS COM RELAÇÃO AO PRODUTO, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A CRYOLIFE, INC. NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, CONSEQUENCIAL, ESPECIAL OU DE OUTRO TIPO INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER DESPESA MÉDICA CAUSADA POR OU RELACIONADA A QUALQUER USO, DEFEITO, FALHA OU MAL FUNCIONAMENTO DO PRODUTO, SEJA BASEADO EM UMA GARANTIA, CONTRATO, DELITO CIVIL OU OUTRA TEORIA JURÍDICA. A CRYOLIFE, INC. NÃO ASSUME, NEM AUTORIZA QUALQUER OUTRA PARTE A ASSUMIR POR ELA, QUALQUER GARANTIA, REPRESENTAÇÃO OU OUTRA RESPONSABILIDADE EM CONEXÃO COM O PRODUTO OU O SEU USO.

Se qualquer termo ou parte desta disposição de Renúncia de Garantia e Responsabilidade for considerada inexecutável, ilegal ou contrária à legislação aplicável por um tribunal de jurisdição competente, as partes restantes desta disposição não devem ser afetadas e devem permanecer válidas, e qualquer tal inexecutabilidade ou ilegalidade na jurisdição não deverá invalidar ou tornar inexecutável esta disposição de Renúncia de Garantia e Responsabilidade em qualquer outra jurisdição.

GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

RxONLY	=	Somente a pedido médico		=	Consultar as instruções de uso
	=	Não reesterilizar		=	Atenção
STERILE A	=	Esterilizado usando técnicas de processamento asséptico		=	Limite de temperatura
	=	Não reutilizar		=	Fabricante
	=	Não usar se a embalagem estiver danificada	REF	=	Número de catálogo
	=	Data de validade	LOT	=	Código do lote

Manufacturer

CryoLife, Inc.
1655 Roberts Blvd., NW
Kennesaw, GA 30144
Telefone: 800-438-8285
Fax: 770-590-3753

PhotoFix é uma marca registrada da CryoLife, Inc. © 2020
CryoLife, Inc., Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

L09154.005 (2020-09)

PhotoFix®

Pericardio bovino descelularizado

QTY	1
-----	---

Cantidad

LIMITACIONES DE USO

Precaución: la ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este producto a través de un facultativo autorizado o bajo prescripción médica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El pericardio bovino descelularizado PhotoFix® (en adelante, «PhotoFix») es un parche de pericardio bovino que se ha estabilizado mediante un proceso de fotooxidación mediada por tinte, procesado mediante óxido de etileno y esterilizado mediante técnicas de procesamiento asépticas. No se utilizan aldehídos en ninguna fase de fabricación del pericardio, ni siquiera para la fijación del tejido o los procesos de esterilización.

INDICACIONES

PhotoFix está indicado para los siguientes usos: corrección intracardiaca, corrección de grandes vasos, refuerzo de la línea de sutura, cierre pericárdico, así como corrección y reconstrucción vascular (por ejemplo: carótida, ilíaca, femoral, vasos sanguíneos de la tibia y revisiones de acceso arteriovenoso).

CONTRAINDICATIONS

PhotoFix está contraindicado para lo siguiente:

- Uso en pacientes que presentan sensibilidad a materiales de origen bovino.
- Reconstrucción de hernias y reparación de valvas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- **PRODUCTO DE UN SOLO USO**
- PhotoFix se suministra estéril en un recipiente precintado. No reesterilizar.
- No utilizar el pericardio si alguno de los indicadores de temperatura está activado (véase el apartado

INDICADORES DE TEMPERATURA). Póngase en contacto con su representante de ventas inmediatamente para acordar la devolución o sustitución del tejido.

- **NO UTILICE EL PERICARDIO** si el recipiente del producto está dañado, si ya se ha superado la fecha de caducidad o si el precinto de seguridad está roto o ausente.
- Se debe impedir que PhotoFix entre en contacto con soluciones que contengan aldehídos.
- No se recomienda enjuagar el pericardio con una solución antibiótica. No se han estudiado las interacciones del tejido con los antibióticos.

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

Los posibles acontecimientos adversos relacionados con el uso del pericardio son los siguientes: absceso, adhesión, calcificación/mineralización, bloqueo auriculoventricular completo, muerte, reacciones inflamatorias del epicardio, infección y rechazo.

Los eventos adversos posiblemente relacionados con el producto deben informarse de inmediato al Departamento de Garantía de CryoLife llamando al 1-800-438-8285 o al 770-419-3355 o por correo electrónico a fieldassurance@cryolife.com.

PERSONALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

La profilaxis antibiótica es necesaria en el caso de los pacientes en los que se implanta un producto sanitario durante una intervención quirúrgica invasiva (incluidas especialmente las intervenciones quirúrgicas dentales).

ASESORAMIENTO AL PACIENTE

Se debe considerar el uso de profilaxis antibiótica en el caso de pacientes sometidos a cualquier intervención quirúrgica dental.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PhotoFix se suministra estéril y libre de pirógenos en un recipiente precintado con una solución tampón de etanol al 22 %. Después de la implantación, la solución tampón de etanol al 22 % se puede desechar conforme a los procedimientos de eliminación de materiales no peligrosos del hospital.

INDICADORES DE TEMPERATURA

Cada caja de transporte contiene indicadores de temperatura alta y baja que indican si el tejido ha sido expuesto a temperaturas inaceptables durante el transporte. Si el indicador

de temperatura baja está **ROJO**, el producto ha sido expuesto a temperaturas inferiores a la temperatura de transporte aceptable (**Figura 1**). Si el indicador de temperatura alta está **ROJO**, el producto ha sido expuesto a temperaturas superiores a la temperatura de transporte aceptable (**Figura 2**).



Si cualquiera de los indicadores de temperatura se ha activado, **NO USE EL PERICARDIO**. Póngase en contacto con su representante de ventas inmediatamente para acordar la devolución o sustitución.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

PhotoFix se debe almacenar a una temperatura de entre 5 °C como mínimo y 25 °C como máximo (entre 41 °F y 77 °F). No requiere refrigeración. No coloque PhotoFix en zonas con grandes variaciones de temperatura..

INSTRUCCIONES DE USO

1. El exterior del recipiente no es estéril y no se debe introducir en la zona estéril.
2. Retire el precinto de seguridad tirando de la pestaña adyacente a la perforación del precinto.
3. Agarre la tapa del frasco y abra el recipiente girando la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj.
4. Retire PhotoFix del recipiente agarrando el extremo del pericardio con unas pinzas atraumáticas. **PARA MANIPULAR PHOTOFIX SE DEBEN UTILIZAR PINZAS ATRAUMÁTICAS.** También se puede verter el tejido y el contenido del frasco en una cubeta estéril, a excepción de los tamaños 6x8 cm y 8x14 cm.
5. No es necesario enjuagar PhotoFix antes de implantarlo.
6. Toda manipulación posterior debe realizarse con las manos protegidas por guantes estériles. Lave bien los guantes quirúrgicos para eliminar el polvo de estos antes de tocar el pericardio.
7. PhotoFix se puede adaptar durante la cirugía en la medida necesaria. Realice un control visual de PhotoFix por ambos lados. Si uno de los lados parece más liso,

implante dicho lado de forma que quede dirigido hacia el flujo sanguíneo. Para fijar el pericardio en su lugar se pueden utilizar suturas, grapas o clips.

8. Durante la implantación, enjuague el pericardio a menudo con solución salina fisiológica estéril para evitar la deshidratación del tejido

GARANTÍAS

LA SIGUIENTE EXENCIÓN DE GARANTÍA ES APLICABLE ÚNICAMENTE A CLIENTES DE ESTADOS UNIDOS: A PESAR DE QUE EL PERICARDIO BOVINO DESCELULARIZADO PHOTOFIX® DE CRYOLIFE, INC. (EN ADELANTE, «EL PRODUCTO») SE HA DISEÑADO, FABRICADO Y COMPROBADO EN CONDICIONES Estrictamente controladas, debido a condiciones y factores que están fuera del control y la supervisión de CRYOLIFE, INC. DESPUÉS DE LA VENTA DEL PRODUCTO, POR LA PRESENTE CRYOLIFE, INC. RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO FIN. CRYOLIFE, INC. NO SE HACE RESPONSABLE ANTE NINGUNA PERSONA O ENTIDAD DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, FORTUITO, CONSECUENTE, ESPECIAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, CUALQUIER GASTO MÉDICO CAUSADO POR O RELACIONADO CON CUALQUIER USO, DEFECTO, FALLO O DISFUNCIÓN DEL PRODUCTO, YA SE BASE EN UNA GARANTÍA, UN CONTRATO, UN AGRAVIO U OTRA TEORÍA LEGAL. CRYOLIFE, INC. NO ASUME NI AUTORIZA A TERCEROS A ASUMIR POR ELLA NINGUNA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN U OTRAS RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO O SU USO.

Si el tribunal de una jurisdicción competente determina que algún fragmento o cláusula de esta Exención de garantía y responsabilidad es inaplicable, ilegal o contraria a la legislación aplicable, el resto de fragmentos de esta disposición no se verá afectado y seguirá siendo válido, y tal condición de inaplicable o ilegal en esa jurisdicción no invalidará ni hará que se considere inaplicable esta Exención de garantía y responsabilidad en ninguna otra jurisdicción.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

RxONLY	=	Solo con prescripción médica		=	Consultar las instrucciones de uso
	=	No reesterilizar		=	Advertencia
	=	Esterilizado mediante técnicas de procesamiento aséptico		=	Límite de temperatura
	=	No reutilizar		=	Fabricante
	=	No utilizar si el envase está dañado		=	Número de referencia
	=	Fecha de caducidad		=	Código de lote

Manufacturer

CryoLife, Inc.
1655 Roberts Blvd., NW
Kennesaw, GA 30144
Teléfono: 800-438-8285
Fax: 770-590-3753

PhotoFix es una marca comercial registrada de CryoLife, Inc.
© 2020 CryoLife, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos.

L09154.005 (2020-09)

